



AESCULAP® TROCAR SOLUTION

SYSTEM JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

SYSTEM TROKARÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU AESCULAP®

OPTYCZNE - ROZWARSTWIAJĄCE - Z OSTRZEM / OSŁONĄ - HASSONA - RĘKAWY

TROKARY OPTYCZNE



Przezroczysta końcówka umożliwia wizualizację warstw ściany jamy brzusznej

- Optyczne trokary balonowe z zaworem i pierścieniem / stożkiem silikonowym
- Trokary optyczne z żebrowaną powierzchnią i zaworem
- Znaczniki RTG na dystalnej końcówce rękawów trokara
- Trokary 11 mm / 12 mm z uniwersalną uszczelką i zdejmowaną głowicą



OPTYCZNE TROKARY BALONOWE

TROKARY OPTYCZNE

ZESTAWY TROKARÓW
OPTYCZNYCH

Nr art.	Opis	Średnica (mm)	Długość (mm)	Sztuk w opak.
OPTYCZNE TROKARY BALONOWE				
EK500SU	Optyczny trokar balonowy (pierścień)	5	70	5
EK501SU	Optyczny trokar balonowy (pierścień)	5	100	5
EK502SU	Optyczny trokar balonowy z uniwersalną uszczelką (pierścień)	11	100	5
EK503SU	Optyczny trokar balonowy z uniwersalną uszczelką (pierścień)	12	100	5
EK504SU	Optyczny trokar balonowy z uniwersalną uszczelką (stożek silikonowy)	12	100	5



Stożek silikonowy



Pierścień

TROKARY OPTYCZNE

EK530SU	Trokar optyczny	5	70	5
EK531SU	Trokar optyczny	5	100	5
EK534SU	Trokar optyczny z uniwersalną uszczelką	11	100	5
EK536SU	Trokar optyczny z uniwersalną uszczelką	12	75	5
EK537SU	Trokar optyczny z uniwersalną uszczelką	12	100	5
EK538SU	Trokar optyczny z uniwersalną uszczelką	12	150	5

TROKARY OPTYCZNE – ZESTAWY

(wraz z 2 rękawami trokara i 1 trzpieniem)

EK540SU	Trokar optyczny w zestawie	5	70	5
EK541SU	Trokar optyczny w zestawie	5	100	5
EK542SU	Trokar optyczny w zestawie, z uniwersalną uszczelką	11	100	5
EK543SU	Trokar optyczny w zestawie, z uniwersalną uszczelką	12	100	5

SYSTEM TROKARÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU AESCULAP®

OPTYCZNE - ROZWARSTWIAJĄCE - Z OSTRZEM / OSŁONĄ - HASSONA - RĘKAWY

TROKARY ROZWARSTWIAJĄCE



Trokary rozwarstwiające ze skrzydełkami bocznymi

- Rozwarstwiające trokary balonowe z zaworem i pierścieniem / stożkiem silikonowym
- Trokary rozwarstwiające z żebrowaną powierzchnią i zaworem
- Znaczniki RTG na dystalnej końcówce rękawów trokara
- Trokary 11 mm / 12 mm / 15 mm z uniwersalną uszczelką i zdejmowaną głowicą



ROZWARSTWIAJĄCE TROKARY
BALONOWE



TROKARY
ROZWARSTWIAJĄCE



TROKARY ROZWARSTWIAJĄCE –
ZESTAWY

Nr art.	Opis	Średnica (mm)	Długość (mm)	Sztuk w opak.
ROZWARSTWIAJĄCE TROKARY BALONOWE				
EK510SU	Rozwarstwiający trokar balonowy (pierścień)	5	70	5
EK511SU	Rozwarstwiający trokar balonowy (pierścień)	5	100	5
EK512SU	Rozwarstwiający trokar balonowy z uniwersalną uszczelką (pierścień)	11	100	5
EK513SU	Rozwarstwiający trokar balonowy z uniwersalną uszczelką (pierścień)	12	100	5
EK514SU	Rozwarstwiający trokar balonowy z uniwersalną uszczelką (stożek silikonowy)	12	100	5



Stożek silikonowy



Pierścień

TROKARY ROZWARSTWIAJĄCE

EK570SU	Trokar rozwarstwiający	5	70	5
EK571SU	Trokar rozwarstwiający	5	100	5
EK574SU	Trokar rozwarstwiający z uniwersalną uszczelką	11	100	5
EK577SU	Trokar rozwarstwiający z uniwersalną uszczelką	12	100	5
EK578SU	Trokar rozwarstwiający z uniwersalną uszczelką	12	150	5
EK579SU	Trokar rozwarstwiający z uniwersalną uszczelką	15	100	5

TROKARY ROZWARSTWIAJĄCE – ZESTAWY

(wraz z 2 rękawami trokara i 1 trzpieniem)

EK580SU	Trokar rozwarstwiający w zestawie	5	70	5
EK581SU	Trokar rozwarstwiający w zestawie	5	100	5
EK582SU	Trokar rozwarstwiający w zestawie, z uniwersalną uszczelką	11	100	5
EK583SU	Trokar rozwarstwiający w zestawie, z uniwersalną uszczelką	12	100	5

SYSTEM TROKARÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU AESCULAP®

OPTYCZNE - ROZWARSTWIAJĄCE - Z OSTRZEM / OSŁONĄ - HASSONA - RĘKAWY

TROKARY Z OSTRZEM / OSŁONĄ



Niebieski przycisk uruchamiający osłonę

- Trokary balonowe z ostrzem / osłoną oraz zaworem i pierścieniem / stożkiem silikonowym
- Trokary z ostrzem / osłoną z żebrowaną powierzchnią i zaworem
- Znaczniki RTG na dystalnej końcówce rękawów trokara
- Trokary 11 mm / 12 mm / 15 mm z uniwersalną uszczelką i zdejmowaną głowicą



TROKARY BALONOWE
Z OSTRZEM / OSŁONĄ



TROKARY Z OSTRZEM
/ OSŁONĄ



TROKARY Z OSTRZEM / OSŁONĄ
– ZESTAWY

Nr art.	Opis	Średnica (mm)	Długość (mm)	Sztuk w opak.
TROKARY BALONOWE Z OSTRZEM / OSŁONĄ				
EK505SU	Trokar balonowy z ostrzem / osłoną (pierścień)	5	70	5
EK506SU	Trokar balonowy z ostrzem / osłoną (pierścień)	5	100	5
EK507SU	Trokar balonowy z ostrzem / osłoną i uniwersalną uszczelką (pierścień)	11	100	5
EK508SU	Trokar balonowy z ostrzem / osłoną i uniwersalną uszczelką (pierścień)	12	100	5
EK509SU	Trokar balonowy z ostrzem / osłoną i uniwersalną uszczelką (stożek silikonowy)	12	100	5



Stożek silikonowy



Pierścień

TROKARY Z OSTRZEM / OSŁONĄ

EK550SU	Trokar z ostrzem / osłoną	5	70	5
EK551SU	Trokar z ostrzem / osłoną	5	100	5
EK554SU	Trokar z ostrzem / osłoną i uniwersalną uszczelką	11	100	5
EK557SU	Trokar z ostrzem / osłoną i uniwersalną uszczelką	12	100	5
EK559SU	Trokar z ostrzem / osłoną i uniwersalną uszczelką	15	100	5

TROKARY Z OSTRZEM / OSŁONĄ – ZESTAWY

(wraz z 2 rękawami trokara i 1 trzpieniem)

EK560SU	Trokar z ostrzem / osłoną w zestawie	5	70	5
EK561SU	Trokar z ostrzem / osłoną w zestawie	5	100	5
EK562SU	Trokar z ostrzem / osłoną w zestawie, z uniwersalną uszczelką	11	100	5
EK563SU	Trokar z ostrzem / osłoną w zestawie, z uniwersalną uszczelką	12	100	5

SYSTEM TROKARÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU AESCULAP®

OPTYCZNE - ROZWARSTWIAJĄCE - Z OSTRZEM / OSŁONĄ - HASSONA - RĘKAWY

TROKARY HASSONA



Trokary HASSONA – różne opcje

- Trokary balonowe HASSONA z zaworem i pierścieniem / stożkiem silikonowym
- Trokar HASSONA z zaworem i stożkiem
- Znaczniki RTG na dystalnej końcówce rękawów trokara
- Trokary 11 mm / 12 mm z uniwersalną uszczelką i zdejmowaną głowicą



TROKARY BALONOWE HASSONA



TROKAR HASSONA

Nr art.	Opis	Średnica (mm)	Długość (mm)	Sztuk w opak.
---------	------	---------------	--------------	---------------

TROKARY BALONOWE HASSONA


EK515SU	Trokar balonowy HASSONA z uniwersalną uszczelką (pierścień)	11	100	5
EK516SU	Trokar balonowy HASSONA z uniwersalną uszczelką (pierścień)	12	100	5
EK517SU	Trokar balonowy HASSONA z uniwersalną uszczelką (stożek silikonowy)	12	100	5

TROKAR HASSONA

EK588SU	Trokar HASSONA z uniwersalną uszczelką i stożkiem	11	100	5
EK589SU	Trokar HASSONA z uniwersalną uszczelką i stożkiem	12	100	5



Stożek silikonowy



Pierścień



Stożek

SYSTEM TROKARÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU AESCULAP®

OPTYCZNE - ROZWARSTWIAJĄCE - Z OSTRZEM / OSŁONĄ - HASSONA - RĘKAWY

RĘKAWY TROKARÓW



Rękawy różnego rodzaju, pakowane oddzielnie

- Rękawy trokarów balonowe z zaworem i pierścieniem / stożkiem silikonowym
- Rękawy trokarów z żebrowaną powierzchnią i zaworem
- Znaczniki RTG na dystalnej końcówce rękawów trokara
- Rękawy trokarów 11 mm / 12 mm z uniwersalną uszczelką i zdejmowaną głowicą



RĘKAWY TROKARÓW BALONOWE

RĘKAWY TROKARÓW

Nr art.	Opis	Średnica (mm)	Długość (mm)	Sztuk w opak.
TROKARY BALONOWE Z OSTRZEM / OSŁONĄ				
EK520SU	Rękaw trokara z balonem (pierścień)	5	70	5
EK521SU	Rękaw trokara z balonem (pierścień)	5	100	5
EK522SU	Rękaw trokara z balonem i uszczelką uniwersalną (pierścień)	11	100	5
EK523SU	Rękaw trokara z balonem i uszczelką uniwersalną (pierścień)	12	100	5
EK524SU	Rękaw trokara z balonem i uszczelką uniwersalną (stożek silikonowy)	12	100	5



Stożek silikonowy



Pierścień

RĘKAWY TROKARÓW

EK590SU	Rękaw trokara	5	70	5
EK591SU	Rękaw trokara	5	100	5
EK594SU	Rękaw trokara z uniwersalną uszczelką	11	100	5
EK597SU	Rękaw trokara z uniwersalną uszczelką	12	100	5
EK598SU	Rękaw trokara z uniwersalną uszczelką	12	150	5

Wszystkie produkty do endoskopii Aesculap® są dostępne na naszej stronie internetowej:



... wystarczy kliknąć!

Aesculap Chifa Sp.z o.o. | ul. Tysiąclecia 14 | 64-300 Nowy Tomyśl
tel: +48 61 44 20 100 | fax: + 48 61 44 23 936 | www.chifa.com.pl

Firma grupy B. Braun

Główny znak handlowy "Aesculap" jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Aesculap AG. Podlega zmianom technicznym.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura może być stosowana wyłącznie w celu uzyskania informacji o naszych produktach.
Powielanie w dowolnej formie, we fragmentach lub w inny sposób, jest zabronione.