



RANY



ASKINA[®] DresSil

OPATRUNKI Z PIANKI SILIKONOWEJ

ASKINA® DresSil

OPATRUNKI Z PIANKI SILIKONOWEJ

Askina® DresSil to jałowy, chłonny, samoprzylegający miękki silikonowy opatrunek na rany. Składa się z miękkiej silikonowej warstwy kontaktowej skóry i rany, warstwy pianki poliuretanowej o niskiej do umiarkowanej zdolności absorpcji oraz paroprzepuszczalnej, odpornej na wodę i bakterie warstwy zewnętrznej z folii poliuretanowej. Jest dostępny w wersji border i non-border.

CECHY PRODUKTU ASKINA DRESSIL

- Opatrunek złożony z 3 warstw: wysoce oddychającej warstwy ochronnej, absorpcyjnej hydrofilowej pianki i silikonowej warstwy przylegającej do rany.
- Absorpcja wysięku do warstwy poliuretanowej 80 g/100cm²/24 h zgodnie z normą 13726-1, szybkość przenikania pary wodnej (MVTR) zgodnie z normą 13726-2: 900g/100cm²/24 h

CECHY PRODUKTU ASKINA® DRESSIL BORDER

- Sterylny, gotowy do użycia opatrunek z dodatkową krawędzią klejącą złożony z 3 warstw: wysoce oddychającej warstwy ochronnej, absorpcyjnej hydrofilowej pianki i silikonowej warstwy przylegającej do rany
- Absorpcja wysięku do warstwy poliuretanowej 80 g/100cm²/24 h zgodnie z normą 13726-1, szybkość przenikania pary wodnej (MVTR) zgodnie z normą 13726-2: 900g/100cm²/24 h.

W przypadku obecności wysięku Askina® DresSil/ Askina Dressil Border pomaga utrzymać wilgotne środowisko rany sprzyjające naturalnym warunkom gojenia.

Askina® Dressil/ Askina® Dressil Border jest wskazany w leczeniu ran o niewielkiej lub umiarkowanej grubości, takich jak:

- odleżyny
- owrzodzenia stopy cukrzycowej
- owrzodzenia żyłne i tętnicze nóg
- owrzodzenia stopy cukrzycowej
- oparzenia pierwszego i drugiego stopnia

Askina® Dressil/ Askina® Dressil Border można stosować wspomagająco w zapobieganiu uszkodzenia skóry.

- Minimalizuje urazy podczas zmiany opatrunku
- Łatwe nakładanie i usuwanie
- Pewna przyczepność
- Wysięk szybko przedostaje się przez silikonowy klej pianki dzięki doskonałym właściwościom odprowadzania wilgoci
- Znaczna zdolność absorpcji, co skutkuje zmniejszonym ryzykiem maceracji w miejscu rany
- Dopasowuje się do naturalnych konturów ciała, zapewniając wygodę noszenia

INFORMACJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA PRODUKTU

Zakładanie opatrunku z pianki poliuretanowej jest bardzo łatwe i nie wymaga specjalnych umiejętności ani sprzętu. Odstęp między zmianami opatrunków będzie zależał całkowicie od stanu rany.

W przypadku ran z umiarkowanym wysiękiem na początku leczenia może być konieczna codzienna zmiana opatrunku. W przypadku ran słabo wysiękowych i nabłonkowych można jednak przedłużyć tę przerwę do jednej wymiany co 2–3 dni, jednak maksymalnie do 7 dni.

Dostępne rozmiary	Nr kat.	Ilość w opak.
Askina DresSil 10 x 10	WIN5291010	10
Askina DresSil 15 x 15	WIN5291505	5
Askina DresSil Active Border 7,5 x 7,5	WIN5397510	10
Askina DresSil Active Border 10 x 10	WIN5391010	10
Askina DresSil Active Border 15 x 15	WIN5391510	10
Askina DresSil Border 20 x 15	WIN5395210	5
Askina DresSil Active Sacrum 18 cm x 20 cm	WIN5491605	5
Askina DresSil Active Sacrum 21 x 23	WIN5492105	5

