



OPATRUNKI



ASKINA[®] PAD S

GOTOWY DO UŻYCIA OPATRUNEK
Z ROZCIĘCIEM DO LECZENIA RAN Z CEWNIKAMI

Askina® Pad S

Gotowy do użycia opatrunek z rozcięciem do leczenia ran z cewnikami

Askina® Pad S to sterylne, nieprzywierający, wysoce chłonny kompres jako opatrunek przy użyciu rurek drenażowych i żywieniowych. Posiada centralny otwór odpowiedni do stosowania z rurami o średnicy do 11 mm i szczelinę do owijania wokół rur.

WSKAZANIA:

- Opatrunek absorpcyjny do miejsc drenażu, wokół cewników, zgłębników żywieniowych, cewników nadłonowych itp.
- Opatrunek chłonny na rany traumatologiczne, dermatologiczne lub chirurgiczne.
- Opatrunek wtórny dla szerokiej gamy innych opatrunków, w tym ran zakażonych.



Askina® Pad S	Rozmiar	Nr kat.
	5 cm x 5 cm	WIN 9024050
	10 cm x 10 cm	WIN 9024010

CECHY PRODUKTU:

- Nie zawiera latexu, hipoalergiczny
- Dobra przepuszczalność powietrza
- Delikatny dla skóry
- Może być stosowany jako opatrunek główny lub wtórny
- Naturalny bawełniany podkład o wysokiej chłonności

CECHY TECHNICZNE PRODUKTU

- Rozprzestrzenianie się krwi 8,591 g
- Całkowita pojemność 4,696 g/25 cm²
- Waga 321 g/m²
- Grubość 2,42 mm
- Siła uszczelnienia: góra 4,213 / dół / 3,976 / lewo 6,145 / prawo 5,861

WŁAŚCIWOŚCI:

- Hydrofobowy materiał
- Superchłonne włókno
- Nieprzylegająca siatka kontaktowa do rany

SKŁAD:

- Poliester hydrofobowy
- 70% wiskoza
- 30% poliester
- Polietylen

WSKAZÓWKA

Askina® Pad może być używany jako opatrunek wtórny dla innych Askina® opatrunków:

Askina® Calgitrol® Ag, Askina® Calgitrol THIN, ...i