



Askina® Soft Clear I.V.

Przezroczysty opatrunek mocujący do
kaniul żylnych na stałe

Idealne mocowanie dla Vasofix® Safety

Askina® Soft Clear I.V.

Przezroczysty opatrunek mocujący do kaniul żylnych na stałe

Askina® Soft Clear I.V. ma rozcięcie w opatrunku i służy do łatwego i bezpiecznego mocowania kaniul. Zapewnia wysoką ochronę przed infekcją dzięki przezroczystej folii nośnej. Zintegrowana podkładka na ranę pochłania wszelkie krople krwi, które mogą się pojawić. Unika się zrostów w miejscu wkłucia.

Zalety

- Umożliwia łatwe i bezpieczne mocowanie stałych kaniul żylnych
- Przezroczysty, umożliwia widok miejsca wkłucia
- Wysoka przepuszczalność pary wodnej
- Delikatne usuwanie plastra
- Nieprzepuszczalny dla płynów i bakterii z zewnątrz
- Łatwy do nałożenia
- Wysoce chłonna podkładka izolacyjna
- Dodatkowy wacik do wyścielenia pod główną częścią kaniuli
- Hipoalergiczny klej o niezawodnej sile wiązania
- Zaokrąglone krawędzie zapobiegają zwijaniu się opatrunku



Leki można podawać za pomocą zintegrowanego portu do wstrzykiwań. Zamocować strzykawkę (mechanizm Luer-Slip-lub Luer-Lock). Lekkim ruchem obrotowym. Zawór otwiera się i zamyka automatycznie. W przypadku dłuższych przerw czy infuzji zalecamy mandryn Vasofix, który nakręca się na nasadkę kaniuli.



Nazwa	Rozmiar	Opakowanie	Nr kat.
Askina® Soft Clear I.V.	8 x 6 cm	50 szt.	WIN9086893