

Aesculap Surgical Instruments

General Catalog

Think Quality

Think Competence

Think Economy

Think Partnership

Think Service

Think Innovation

Think Surgical Instruments. Think Aesculap.

Think Aesculap.

Profundes Wissen setzt die Vernetzung von Kenntnissen und Erfahrungen sowie deren folgerichtige Bewertung voraus. Ein Prinzip, dem B. Braun seit über 160 Jahren konsequent folgt und welches sich daher auch in der Aussage „Sharing Expertise“ ausdrücklich widerspiegelt. Ein Wissensaustausch über alle Sparten des Konzerns hinweg schafft eine breitere und somit fundiertere Wissensbasis für alle Beteiligten. Das Ergebnis sind bis ins Detail durchdachte, weitsichtige Lösungen und ein Höchstmaß an Sicherheit. Zum Wohl des Patienten und im Interesse der Anwender.

Mit über 130 Jahren Erfahrung im Segment der chirurgischen Instrumente ist die Sparte Aesculap kompetenter Partner für den interdisziplinären Wissensaustausch.

Die Produktmarke Aesculap steht für ein vielfältiges Leistungsspektrum, das hochwertige Produkte mit prozessorientierten Dienstleistungen intelligent und im Sinne der Wirtschaftlichkeit verknüpft. Aesculap ist ein verlässlicher und akzeptierter Partner für den gesamten chirurgischen Prozessablauf in der Klinik.

Dass Aesculap zu den Besten der Branche gehört, verdankt das Unternehmen seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich auf der Suche nach der bestmöglichen Lösung nie mit der ersten Idee zufrieden geben. Menschen, die jede Entwicklung immer wieder prüfen, hinterfragen und optimieren.

Deshalb ist Aesculap weit mehr als ein Lieferant hochpräziser chirurgischer Instrumente: ein Partner, der genau zuhört und mitdenkt, die Bedürfnisse und Anforderungen seiner Kunden versteht und sie auf hohem Niveau versorgt. Vom Produkt über Dienstleistungen und Seminare für alle Funktionsbereiche.



Think Quality



Think Partnership



Think Competence



Bei Verträgen halte ich es wie in einer Partnerschaft: gegenseitiges Vertrauen und Wertschätzung sind die Basis.

Think Partnership. Think Aesculap.

Das Informations- und Beratungszentrum in Tuttlingen ist weltweit einmalig. An keinem anderen Ort könnte ich so überzeugend und mit einer solchen Auswahl beraten!

Think Competence. Think Aesculap.



- Unsere Instrumente werden von Chirurgen auf der ganzen Welt geschätzt. Ich weiß, warum das so ist und sorge dafür, dass es so bleibt.

Think Quality. Think Aesculap.



- Am Anfang sind meine Gesprächspartner manchmal skeptisch: hohe Qualität und trotzdem eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung?

Dann lasse ich einfach Fakten sprechen.

Think Economy. Think Aesculap.

Think Economy

Think Service



- Manchmal sorgen wir auch mit Kleinigkeiten für einen reibungslosen Prozess. Hauptsache alles läuft und alle sind zufrieden.

Think Service. Think Aesculap.

Think Innovation



- Jedes neue Produkt ist wie ein eigenes Baby. Man kümmert sich liebevoll darum, bis es irgendwann das Haus verlässt.

Think Innovation. Think Aesculap.

Think Quality. Think Aesculap.

Um den eigenen hohen Ansprüchen und den Erwartungen der Anwender in allen Bereichen gerecht zu werden, sind auch die Aesculap Qualitätsanforderungen außerordentlich hoch. Bei mehr als 17.000 Produkten, die nahezu alle Indikationen der einzelnen Fachbereiche abdecken, kein einfaches Unterfangen.

Von vornherein hat man sich daher eine eigene Qualitätsnorm auferlegt, die die erlaubten DIN/ISO Standard-Toleranzen in jeder Hinsicht stark begrenzt. Das macht sich bereits bei der Auswahl und Prüfung der Werkstoffe bemerkbar und setzt sich über den gesamten Fertigungsprozess fort.

Die auf einer Symbiose aus Hightech und Handarbeit basierende Herstellungstechnik der Instrumente sowie eine hohe Fertigungstiefe ermöglichen Modelltreue und höchste Präzision in stets gleichbleibender Qualität.

Bei Aesculap weiß man schließlich seit über 130 Jahren, dass es nichts Wirtschaftlicheres gibt, als eine hohe Qualität.



■ Qualitätssicherung

Ein wesentlicher Bestandteil des umfangreichen Qualitätsmanagement-Systems ist der integrierte Ablauf von der Produktidee, über die Entwicklung, die Produktion bis zum geprüften fertigen Instrument. Dies beinhaltet moderne Fertigungsverfahren und gesicherte Prozessabläufe inklusive systematischer Qualitätskontrollen, um die konstant hohe Aesculap Qualität zu sichern.





Nur mit dem Know-how, der Erfahrung und Sorgfalt der Aesculap Chirurgiemechaniker lässt sich reproduzierbare Aesculap Qualität über Jahrzehnte hinaus garantieren. Wissen, das man verantwortungsvoll weitergibt.



Hartmetall-Instrumente

Bei Instrumenten mit Hartmetall-Einlagen verwenden wir nur hochwertige nickelgebundene Hartmetall-Plättchen, die sich durch eine hohe Korrosionsbeständigkeit und einen geringen Verschleiß auszeichnen.



Arterienklemme – Olive im Maulbereich

Die Olive bildet den Übergang vom Arbeitsende zum „Schluss“ des Instrumentes. Durch diese besondere Anatomie wird das Maul elastischer und das Instrument weniger bruchanfällig.



Wie wir erreichen, dass jedes Aesculap Instrument präzise den Formen und Abmessungen des Masters entspricht?
Wir kontrollieren jedes einzelne Instrument!

Think Innovation. Think Aesculap.

Im kontinuierlichen Dialog mit Praktikern und klinischen Partnern entwickelt und realisiert Aesculap Instrumente für alle chirurgischen Disziplinen – nicht selten mit Vorbildcharakter. Weltweit arbeitet ein Team von etwa 200 Mitarbeitern im Bereich Forschung und Entwicklung an neuen, wirtschaftlich tragbaren Lösungen im Sinne einer bestmöglichen Patientenversorgung.

Nicht das technologisch Machbare, sondern das medizinisch Sinnvolle steht dabei grundsätzlich im Mittelpunkt.

Sinnvolle Entwicklungen bedeuten für uns, den Verlauf eines chirurgischen Eingriffs durch die Funktionalität des eingesetzten Instrumentariums unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten entscheidend positiv zu beeinflussen, wie zum Beispiel:



BipoJet

Bipolare Präparierschere für die offene Chirurgie

BipoJet ermöglicht Präparieren, mechanisches Schneiden und Koagulieren in einem Arbeitsgang. Dies bedeutet für den Chirurgen, dass er mit BipoJet noch schneller, sicherer und effizienter arbeiten kann. Neuartige Fertigungstechnologien wie der solide Keramikeinsatz im Scherenblatt sowie eine PEEK-Kunststoffbeschichtung stehen für die Langlebigkeit und elektrische Sicherheit. Für die Klinik bedeuten Effizienz, Sicherheit und Langlebigkeit einen wichtigen wirtschaftlichen Vorteil.



Retraktionssystem Münster

Das Retraktionssystem Münster, mittlerweile ein Synonym für Variabilität, Flexibilität und Stabilität in der Abdominalchirurgie, wurde in seiner Weiterentwicklung durch einen neuen offenen Rahmen ergänzt. Dieser ist durch eine neuartige Gelenktechnologie stufenlos in drei Ebenen leicht und schnell verstellbar. Für den Anwender bedeutet dies noch mehr Freiraum und Anpassungsfähigkeit des Systems an die individuelle OP-Situation.



Mikro-Instrumente

für die Herz- und Gefäßchirurgie

Hergestellt mit modernsten Fertigungstechnologien aus ausgewählten Materialien für ausgezeichnete Funktionalität. Die Arbeitsflächen der Maulteile von Nadelhaltern und Pinzetten sind mit der Aesculap DIADUST Diamantstaub-Beschichtung versehen. Das Ergebnis: eine harte Arbeitsfläche mit hoher Verschleißfestigkeit. Darüber hinaus bietet DIADUST-Beschichtung ein zuverlässiges Fassen von feinen Nadeln sowie von Weichgewebe.

Gemeinschaftsentwicklung



Bei der Neu- und Weiterentwicklung von chirurgischen Instrumenten arbeitet Aesculap eng mit den Anwendern zusammen. So entstehen hochwertige Produkte, die Maßstäbe setzen und bis ins Detail den Wünschen und Anforderungen des Chirurgen entsprechen. Aus dieser Kooperation zwischen Aesculap Spezialisten und erfahrenen Anwendern erwachsen wertvolle Synergie-Effekte und außergewöhnliche Projekte, die immer wieder maßgebliche Innovationen im Bereich der chirurgischen Instrumente hervorbringen.

Ein straff konzipiertes Projektmanagementsystem sorgt zudem für Transparenz und Effizienz der Aesculap Entwicklungsprojekte.



BipoJet – ein Beispiel aus der Praxis



„Eine über 20-jährige erfolgreiche und angenehme Zusammenarbeit mit Aesculap an einer Vielzahl von Projektideen bedeutet für mich freundschaftliches und vertrauensvolles Zuhören, fachlich fundiertes Diskutieren, exaktes Recherchieren und Programmieren von Projekten in Untertiteln: Innovation, Sinnhaftigkeit, Markterwartung, Funktion, Ergonomie, Material, Qualität, Fertigung, Recherche, Überprüfung, Funktionalität, Sicherheit, Zuverlässigkeit, klinische Kontrolle, Praktikabilität, Wirtschaftlichkeit, Systemtauglichkeit und Marktverträglichkeit. All diese Schlagworte stehen hinter Projekten, die für mich interessant waren und sind.

Aesculap bedeutet für mich aber auch die persönliche Verbindung mit interessanten Menschen, die ihre Erfahrung und

Kraft in viele Kontakte einbringen, wie Ingenieure, Mechaniker, Sekretärinnen, Betriebswirte, Mediziner und Entwickler, viele kreative Frauen und Männer aller Berufsklassen.

Aesculap zu kennen heißt für mich, Einblick in eine große seriöse Einheit zu haben, deren Aufgabe es ist, Produkte für die Medizin zu liefern – also Dinge, die mit uns Chirurgen direkt zu tun haben. Aesculap ist vor diesem Hintergrund für jeden Chirurg ein Begriff. Dahinter stehen für mich Menschen am Schreibtisch und am Schraubstock, die sich mit allem Einsatz für Projekte in Zusammenarbeit zur Verfügung stellen, Projekte, die meine medizinische Zukunft mitbestimmen.

Jüngstes Beispiel hierfür ist die gemeinsame Entwicklung von BipoJet.“

Prof. Dr. med. Gottfried Müller ist Chefarzt der Chirurgischen Klinik im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim und seit über 20 Jahren maßgeblich in die Entwicklung von Aesculap chirurgischen Instrumenten involviert.

Dr. med. Albert Linder ist Chefarzt der Abteilung Thorax-Chirurgie an der Lungenklinik Hemer und von der Idee „aus der Praxis für die Praxis“ überzeugt. Herr Dr. Linder arbeitet seit mehr als 10 Jahren als klinischer Berater eng mit Aesculap zusammen.

„Die Entwicklung der BipoJet-Schere ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Anwenderideen aus der täglichen Arbeit im OP in kurzer Zeit zu einem marktreifen High-Tech-Produkt werden können. Bei Aesculap geschieht das in ausgezeichneter Kooperation zwischen Chirurg und Entwicklungs- team und immer vor Ort, mal im OP, mal in der Werkstatt.“



Think Competence. Think Aesculap.



Projektberatung mit allen Funktionsbereichen der Klinik im Informations- und Beratungszentrum (IBZ) in Tuttlingen.

Durch stetige Veränderungen im Gesundheitsmarkt, der Einführung der DRGs sowie des Total Quality Managements gewinnt das Thema „Investition in chirurgische Techniken“ enorm an Brisanz – und etwaige Fehlentscheidungen lassen sich im Nachhinein nur schwer korrigieren.

Das Team der Aesculap Projektplanung, Fachleute mit Know-how und operationellem Sachverstand, unterstützt Krankenhäuser und Kliniken bei der Planung kleiner und großer Projekte und setzt sie routiniert, zeitnah und zuverlässig um. Weltweit.

Das Team kooperiert mit Architekten, Technikern, Ärzten, Pflegepersonal und Verwaltung, analysiert Abläufe, ermittelt Bedarfe und schafft die Voraussetzung für optimierte Prozesse. Das Ergebnis ist eine fundierte Projektierung, die von A bis Z funktioniert. Ob Neubau einer Klinik oder Aufbau einer neuen Disziplin.

Hospitalisationen

Vor einer geplanten Investition steht man immer einer Vielzahl von Fragen und Entscheidungen gegenüber, deren konkrete Beurteilung oftmals erst später möglich ist. Wir haben es uns darum zur obersten Devise gemacht, Ihnen ein Höchstmaß an Entscheidungssicherheit mit auf den Weg zu geben. Aus diesem Grund bieten wir unseren Gesprächspartnern die Möglichkeit, sich neben unserer umfassenden Beratung in Tuttlingen auch in Form einer Hospitation ein genaues Bild unserer Leistungen zu machen und sich mit Kollegen in anderen Kliniken fachspezifisch über alle Funktionsbereiche hinweg auszutauschen. Soviel Sicherheit muss sein.



Planung & Beratung – ein Beispiel aus der Praxis

„Bei komplexen Projekten braucht man einen vorausschauenden Partner, der bei Detailfragen das Gesamtkonzept im Auge behält ...“

Dipl.-Betriebswirt Dr. Dr. Dirk Knüppel

Anlass der Zusammenarbeit mit Aesculap war der Fachrichtungswechsel zwischen der Klinik Rotes Kreuz und der Klinik Maingau, beides Beleghäuser mit je ca. 30 Operateuren im Raum Frankfurt. Laut Beschluss der Aufsichtsbehörde sollten zum 01. Juli 2003 die Maingauer Orthopäden in die Rotkreuz-Klinik und die Gynäkologen sowie Urologen in die Klinik Maingau wechseln. Ziel war eine Straffung der Disziplinen je Standort – eine Forderung der Kostenträger, die beinhaltet, dass die gleichen Fachbereiche nicht mehr in beiden Kliniken vorgehalten werden dürfen. Zeitgleich mit dem Umzug stand die Eröffnung des neuen OP- und Funktionstraktes mit angegliederter ZSVA in der Rotkreuz-Klinik an.

Ein komplexes Projekt also, das die externe Unterstützung eines erfahrenen Beraters erforderlich machte. Für die Umsetzung wünschten wir uns einen vorausschauenden Partner, der auch bei Detailfragen das Gesamtkonzept im Auge behält. So kam es zu Beginn des Jahres 2002 zu ersten Gesprächen mit einem Aesculap Mitarbeiter bezüglich des anstehenden Projekts. Gemeinsam wurde zunächst das Dienstleistungsangebot von Aesculap geprüft und dann die weiteren Schritte beschlossen. Für Transparenz und Sicherheit sorgte von Beginn an ein detaillierter Liefer- und Dienstleistungsvertrag, der alle Bestandteile der Service-Leistungen von der Neulieferung der Instrumente, über die Sanierung und den Werterhalt bis hin zur Installierung von instacount®PLUS im Rahmen eines „Worst-Case-Szenarios“ enthielt. Darüber hinaus war die Bedarfs- und Kostenschätzung durch Aesculap eine wertvolle Grundlage für die Budgetplanung der Kliniken.

Beratungsbasis war eine Bestandsanalyse beider Kliniken, deren Ergebnis im Kreise der Pflegedienst- und OP-Leitungen sowie der Hygiene und der Geschäftsleitung beider Kliniken präsentiert wurde. Vor diesem

Hintergrund unterteilte Aesculap die Instrumente in beiden Häusern zunächst in drei Kategorien: veraltet (hoher Anteil an Korrosionen), reparaturbedürftig, und ohne Einschränkung wieder verwendbar. Die Reparatur und Aufbereitung älterer Instrumente wurde in Etappen organisiert, um Beeinträchtigungen im laufenden Betrieb weitestgehend zu vermeiden. Im Anschluss erfolgte die Errechnung des voraussichtlichen Zusatzbedarfes an Instrumenten und Geräten in Abstimmung zwischen Aesculap und den OP-Leitungen. Dieser Mehrbedarf resultierte einerseits aus dem Fachrichtungswechsel, um bei parallel laufenden OPs einer Disziplin genügend Instrumentarium zur Verfügung zu haben und andererseits aus dem Anspruch, innerhalb der neuen, qualitativ verbesserten ZSVA einen reibungslosen und sicheren Ablauf zu gewährleisten. Im nächsten Schritt wurden direkt am Aesculap Standort in Tuttlingen die benötigten Instrumente ausgesucht und eine neue Sieb- und Containerstruktur entwickelt, die den Bedarf beider Häuser berücksichtigt und im gleichen Zuge die teure Vorhaltung nicht benötigter Instrumente ausschließt.

„Das A und O ist eine wirtschaftliche Zusammensetzung – so viel wie nötig, so wenig wie möglich.“

Bereits in dieser Phase des Projekts wurden die positiven Effekte der Beratung durch Aesculap bei allen Beteiligten deutlich: Durch die frühzeitige Planung im Vorfeld konnten zeitliche und strukturelle Engpässe weitestgehend vermieden werden und das ohnehin verstärkt beanspruchte Personal wurde durch den Aesculap Beratungsservice während der gesamten Umstrukturierungsphase optimal entlastet. Durch die Sieb- und Containeroptimierung

Dipl.-Betrw. Dr. Dr. Dirk Knüppel, Direktionsassistent der Frankfurter Rotkreuz-Krankenhäuser e. V. und Projekt-Verantwortlicher, über den Aesculap Planungs- und Beratungsservice im Rahmen des Großprojekts „Fachrichtungswechsel und OP-Neubau am RKH Frankfurt“

wurden zudem überflüssige Vorhaltekosten vermieden und die Abläufe gewannen in hohem Maße an Wirtschaftlichkeit.

Beide Kliniken haben durch den Fachrichtungswechsel ein schärferes Profil mit eindeutigen Schwerpunkten erhalten, was zu höheren Fallzahlen und einer besseren Spezialisierung führte. Die gemeinsam mit Aesculap realisierte Prozessoptimierung und Standardisierung hat hier mittelfristig zu merkbaren Kosteneinsparungen geführt und spiegelt unseren Gesamtanspruch wieder, bei kalkulierbaren Kosten eine bestmögliche Behandlungsqualität anzubieten. Die Umstrukturierung in Verbindung mit dem Planungs- und Beratungsservice von Aesculap hat zudem die Anpassung an DRG-Bedingungen bei gleichzeitiger Qualitätssteigerung unterstützt.

Da alle Entscheidungen in enger Abstimmung zwischen Aesculap und den Verantwortlichen in den Kliniken getroffen wurden, gab es trotz der Komplexität des Projekts keine Informationsdefizite oder zeitlichen Verzögerungen. Umzug und Eröffnung des OP-Trakts fanden pünktlich am 1. Juli 2003 statt, wobei hervorgehoben werden sollte, dass der Aesculap Mitarbeiter hier nicht nur als Berater, sondern auch tatkräftig im wahrsten Sinne des Wortes zur Verfügung stand.

Think Economy. Think Aesculap.



Effizient arbeitet nur derjenige, der den Überblick über sein Instrumentarium behält. Einsparungen sind nur dann sinnvoll realisierbar, wenn man seinen Bestand kennt und ihn konsequent organisiert.
Aber wer soll sich im Tagesgeschäft darum kümmern?

Mit der Bestandsanalyse übernimmt Aesculap als spezialisierter Dienstleister die quantitative Erfassung und qualitative Analyse des kompletten Instrumentariums – über alle Disziplinen und Produktlieferanten hinweg. Das Ergebnis ist eine objektive, detaillierte und aktuelle Dokumentation der Bestände inklusive des Wartungs-, Reparatur- und Beschaffungsbedarfs sowie der damit verbundenen Kosten.

Mit der folgenden Sieboptimierung wird der Bestand vor Ort exakt an die spezifischen Anforderungen von Indikationen und OP-Techniken angepasst. Diesem Schritt geht in der Regel ein Besuch aller Funktionsbereiche im Informations- und Beratungszentrum (IBZ) in Tuttlingen voraus. Es werden Arbeitsabläufe besprochen, neue Siebstrukturen gemeinsam konzipiert und bei Bedarf neue OP-Techniken erläutert.

Alles in allem trägt dieses Konzept zu größtmöglicher Transparenz bei, verschlankt Abläufe, eröffnet Einsparpotenziale, gibt Investitionssicherheit und ist ein wesentlicher Baustein des Qualitätsmanagements, das Ziel der Prozessoptimierung immer im Blick.



Bestandsanalyse & Sieboptimierung – ein Beispiel aus der Praxis

Chefarzt Prof. Dr. med. Hans-Rudolf Tinneberg, Direktor des Zentrums für Gynäkologie und Geburtshilfe der Justus-Liebig-Universität Gießen und Otto Armstroff, Abteilungsleiter Technischer Einkauf, über Ablauf und Ergebnis des Aesculap Projekts „Bestandsanalyse und Sieboptimierung in der Frauenklinik der Universität Gießen“.

Tuttlingen. Hier konnten wir punktgenau auf unseren Bedarf abgestimmte Instrumente auswählen und zudem sogar nach unseren Wünschen speziell angefertigtes Instrumentarium bestellen. Die Siebstruktur wurde komplett überarbeitet und dem OP-Spektrum der Frauenklinik angepasst. Unübersichtliche Siebe wurden in Abstimmung mit den OP-Leitungen aufgeteilt, und Instrumente, die aufgrund veränderter OP-Techniken nicht mehr benötigt wurden, konnten aussortiert werden. Dies führt insgesamt zu einer Qualitätssteigerung, deren Niveau aufgrund eines mit Aesculap abgeschlossenen Wartungsvertrages auch mittel- und langfristig gewährleistet ist. So haben wir die Sicherheit, dass uns für anspruchsvolle Operationen jederzeit ein hochwertiges und präzises Instrumentarium zur Verfügung steht.

Die Mitarbeiter im OP profitieren von der Sieboptimierung in hohem Maße, da durch die erhöhte Übersichtlichkeit die Fehlerquote der ZSVA deutlich verringert werden konnte und durch die Verschlankung der Abläufe mehr Zeit bleibt für das Wesentliche: den Patienten und die Qualität der Behandlung.

Darüber hinaus ist auch die Verringerung der körperlichen Belastung durch Einhaltung der Sieb- und Beladegewichte nicht zu unterschätzen. Eine erhöhte Mitarbeitermotivation wurde zusätzlich durch die Schulungen erreicht, die Aesculap hier vor Ort während des Projekts durchgeführt hat. Ziel war es, die Mitarbeiter in Umgang und Pflege der Instrumente zu schulen aber auch die Bezeichnungen der Instrumente nach Autoren (Langenbeck-Haken, Metzenbaumschere etc.) für alle verständlich zu machen und dies in den täglichen

Prof. Tinneberg

„Durch die Prozessoptimierung haben unsere Mitarbeiter mehr Zeit für das Wesentliche – den Patienten und die Qualität der Behandlung ...“

Erstklassige operative Ergebnisse hängen nicht nur vom Können des Operateurs ab, sondern auch von der Qualität der verwendeten Instrumente und der Zusammensetzung der Siebe. Wir verfügen heute über eine optimal abgestimmte Siebstruktur, die in jeder Hinsicht das operative Spektrum berücksichtigt und gerade unter DRG-Bedingungen in erheblichem Maße zu mehr Wirtschaftlichkeit, einer Straffung der Ablauforganisation und nicht zuletzt zu einer hohen Ergebnisqualität beiträgt.

Die Prozessoptimierung innerhalb der Universitäts-Frauenklinik ist u.a. das Resultat einer Bestandsanalyse und Sieboptimierung, mit der wir Aesculap im Herbst 2002, nach meiner Übernahme des Direktorats der Frauenklinik, beauftragten. Mit dem Stellenwechsel kam es zu einer Verlagerung der Schwerpunkte und somit zu einer intensiveren Hinwendung zur operativen Gynäkologie. Der tägliche Umgang mit den eigenen Instrumenten war geprägt von Unzufriedenheit, so dass gemeinsam mit der Verwaltung beschlossen wurde, hier grundlegende Veränderungen vorzunehmen. Aesculap war bereits an den ersten Gesprächen beteiligt und überzeugte alle

Beteiligten mit dem Konzept einer Bestandsanalyse mit anschließender Sieboptimierung. Die Bestandsanalyse wurde von zwei speziell ausgebildeten Aesculap Mitarbeitern durchgeführt und umfasste das gesamte operative Instrumentarium. Es wurde eine detaillierte Liste aller vorhandenen Instrumente erstellt, die sowohl quantitativ für Transparenz über die Produktbestände sorgte als auch qualitativ den Zustand der Instrumente bezüglich der Abnutzung und des Wartungs- bzw. Reparaturbedarfs dokumentierte. Im Anschluss folgte auf Basis dieses Gutachtens die Analyse des Gesamtwertes sowie der Aufarbeitungs- und Ersatzbeschaffungskosten.

Nachdem nur ein geringer Prozentsatz der vorhandenen Instrumente durch Reparatur weiterhin verwendbar war, wurde mit Aesculap eine komplette Neuzusammensetzung der Siebe vereinbart. Ausgesprochen konstruktiv verlief der Besuch der Operateure bei Aesculap in

„Wir haben die Sicherheit, dass uns für anspruchsvolle Operationen jederzeit ein hochwertiges und präzises Instrumentarium zur Verfügung steht ...“

Think Economy. Think Aesculap.

Arbeitsprozess einfließen zu lassen. Darüber hinaus wurde eine Schulung für alle Ärzte veranstaltet, bei der Aesculap die Zusammensetzung der neuen Siebstruktur (Set-System mit zum Teil abteilungsübergreifenden Grund- und Zusatzsieben) nochmals umfassend erläuterte.

Als äußerst positiv in der Zusammenarbeit mit Aesculap ist schließlich herauszustellen, dass die Beratung zu jeder Zeit sachorientiert und nicht profitgesteuert war und ist.



Der von den Aesculap Beratern erarbeitete ausführliche Bericht der Bestandsanalyse wird auf Wunsch den verschiedenen Zuständigkeitsbereichen in der Klinik präsentiert. Gemeinsam werden die Möglichkeiten zum weiteren Vorgehen erörtert.

Otto Armstroff

Aus der Sicht des Einkaufsleiters spielen Qualitätsaspekte ebenso eine Rolle wie wirtschaftliche Überlegungen. Das hat aber mit kurzfristigen Kosteneinsparungen nicht viel zu tun. Bezogen auf eine umfassende Bestandsanalyse und Sieboptimierung bedeutet das, vorausschauend zu planen und vor allem Komplexitäten weitestgehend zu reduzieren.

Berücksichtigt wurde bei diesem Projekt beispielsweise auch die Umstellung von einer dezentralen zu einer zentralen Sterilversorgungsabteilung innerhalb des Klinikums; hier konnten Aufbereitungskapazitäten nachhaltig gesteigert und Kosten gesenkt werden. Zudem wurde eine Verbesserung der ZSVA-Durchlaufzeiten erreicht, da sich durch die Homogenisierung der Siebinhalte und die wirtschaftliche Struktur der Siebe auch die Packzeiten verkürzten. Durch die

konsequente Auslagerung der Aufbereitung konnten diese Tätigkeiten zudem auf den Bereich der ZSVA konzentriert werden und das Personal innerhalb der Abteilung wird zu Gunsten der ihm eigentlich zugesetzten Aufgaben entlastet.

**„Unser Ziel:
Transparenz im Sinne der
Qualitätssicherung und Nutzung
von Einsparpotentialen ...“**

Wirtschaftlich und im Sinne eines professionellen Qualitätsmanagements vorteilhaft ist der Umstand, dass alle unter heutigen Gesichtspunkten als bedenklich geltenden Artikel (verchromt, korrodiert) aus dem Bestand entfernt und gleichzeitig sanierungsfähige Altbestände nach der Reparatur Kosten sparend wieder in die neue Siebstruktur integriert wurden.

Heute verfügen wir über ein einheitliches Sortiment, in dem sich jedes einzelne Instrument durch seine Artikelnummer exakt identifizieren und nachverfolgen lässt – die so geschaffene Transparenz ermöglicht gerade unter DRG-Bedingungen die benötigte Präzision bezüglich der Kosten- und Budgetplanung.

Durch die gute und abteilungsübergreifende Kommunikation zwischen den Projektbeteiligten und Aesculap sowie die professionelle Arbeitsweise des Aesculap Teams vor Ort war ein störungsfreier Verfahrensablauf jederzeit gewährleistet.


Aufgrund dieses positiven Ergebnisses hat der Vorstand des Universitätsklinikums Gießen beschlossen, auch innerhalb der anderen chirurgischen Disziplinen eine Sieboptimierung durch das Aesculap Team vornehmen zu lassen.

Die Vorteile einer Sieboptimierung sind, neben einem Wissenstransfer und einer Steigerung des OP-Qualitätsmanagements die Möglichkeit, innerhalb der ZSVA die Effizienz des Mitarbeitereinsatzes zu steigern und eine Reduzierung des Aufbereitungsaufwandes zu erreichen.

Waschen/Desinfektion

Reduzierung ...

- ... des Verbrauchs von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
- ... der Maschinenkapazitäten durch gezielte Aufbereitung
- ... der Wartungskosten durch reduzierten Einsatz



Nur die im linken Sieb befindlichen Instrumente wurden während einer OP aus dem gesamten Grundsieb benutzt. Trotzdem muss das gesamte Grundsieb mit allen Instrumenten in der ZSVA gereinigt, desinfiziert, gepackt, gepflegt und sterilisiert werden. Auf diese Weise werden Tonnen von Instrumenten unnötig aufbereitet. Eine Sieboptimierung kann die damit verbundenen Kosten deutlich reduzieren.

Packen

Reduzierung ...

- ... der Packzeiten
- ... des Packmaterials

Sterilisation

Reduzierung ...

- ... des Medienverbrauchs
- ... der Maschinenkapazitäten durch gezielte Aufbereitung
- ... der Wartungskosten

Logistik

Verbesserung ...

- ... der Verfügbarkeit von Instrumenten
- ... der Wagenkapazität

OP

Reduzierung ...

- ... der fallbezogenen Kosten
- ... der Komplexität des OP-Ablaufs
- Sicherung des OP-Qualitätsmanagements

Kalkulationsbeispiel zur Kostenreduzierung durch eine Sieboptimierung

Beispiel vorher „ohne Sieboptimierung“

MIC-Set + Basis-Set	2 Sterilguteinheiten
ca. 120 Instrumente	bei einem Mittelwert von 15 Eingriffen pro Woche
	1560 Sterilguteinheiten im Jahr

Beispiel nachher „mit Aesculap Sieboptimierung“

MIC-Set + einige zusätzliche Standard-Instrumente	1 Sterilguteinheit
ca. 45 Instrumente	bei einem Mittelwert von 15 Eingriffen pro Woche
	780 Sterilguteinheiten im Jahr

Ergebnis „mit Aesculap Sieboptimierung“ u.a.:

- ca. 50% weniger Sterilisationskapazität
- ca. 50% Packzeitreduzierung
- ca. 20 – 40% weniger Materialeinsatz
- Steigerung der Mitarbeitermotivation

Think Partnership. Think Aesculap.

Hochwertige Werkzeuge verdienen Wertschätzung im wahrsten Sinne des Wortes. Der Instrumentenbestand einer Klinik stellt schließlich einen nicht unerheblichen Teil des Anlagevermögens dar.

Die Aesculap Qualitätsreparatur basiert daher auf den strengen Qualitätsnormen der Instrumentenherstellung und garantiert, dass Wert und Funktion jedes Instruments so lange wie möglich erhalten bleiben – mit Sicherheit. Zu Ihrem Vorteil.

Neben den geleisteten Einzelreparaturaufträgen sind Werterhaltungsverträge – insbesondere bei der Neuausstattung des OP – empfehlenswert. Die Budgetsicherheit sowie das detaillierte Reporting, welches die Prozesstransparenz erhöht und eine direkte Kostenstellenzuordnung ermöglicht, sprechen für die Aesculap Qualitätsreparatur.

Ein flächendeckendes Außendienstnetz von Aesculap Mitarbeitern und Fachhändlern stellt den zuverlässigen Service vor Ort jederzeit sicher.

■ Die Spezialisten vom Aesculap Technischen Service (ATS) sind darauf bedacht, den Lebenszyklus aller Instrumente zu verlängern und achten so z. B. auf einen möglichst geringen Materialabtrag beim Schleifen von Scheren. Ob schärfen, polieren, justieren oder reinigen – beim ATS geschieht alles mit einer konstanten Präzision und Sorgfalt.





Mit jeder durchgeführten Reparatur wird die Oberfläche der Instrumente übrigens komplett überarbeitet und mit dem ATS-Siegel sowie dem Reparaturdatum versehen. Denn auf jede Qualitätsreparatur gibt es ein Jahr Garantie.

Der Aesculap Technische Service ist für Sie da: Über unsere Hotline helfen erfahrene Spezialisten dem OP-Team schnell und zuverlässig aus der Klemme. Und reparaturbedürftige Instrumente werden durch unseren Service auf Wunsch in der Klinik abgeholt und nach erfolgter Qualitätsreparatur schnellstens retourniert.



■ Während die Aesculap Qualitätsreparatur bereits bei einfachen Standard-Instrumenten eine sinnvolle Investition darstellt, so ist sie bei hochwertigen, diffizilen Instrumenten wie z.B. einer Mikrofeder-schere ein unbedingtes Muss. Jede unsachgemäße Reparatur kann aus einem wertvollen Instrument schnell ein ungeliebtes Abschreibungsobjekt machen – dem automatisch eine ungeplante Ersatzinvestition folgt.

Think Service. Think Aesculap.

Heute wird von Krankenhäusern mehr denn je wirtschaftliches Denken, effizientes Kostenmanagement sowie Rechts- und Patientensicherheit verlangt. Künftig müssen auch für das chirurgische Instrumentarium alle Abläufe klar dokumentierbar und eindeutig nachvollziehbar sein.

Damit dies zuverlässig funktioniert, bietet Aesculap seinen Kunden das Instrumenten Management System instacount®. Durch die Inventarisierung des Instrumentenbestands wird es möglich, Siebe und Instrumente über ihre gesamte Lebensdauer hinweg zuverlässig und übersichtlich in ihrem Kreislauf zu verfolgen.

Darüber hinaus können neben dem Einkaufspreis gleichermaßen die Kosten für Reparaturen und Handling pro Sieb, pro OP und pro Patient dokumentiert und entsprechend zugeordnet werden.

Neben der Systemlösung instacount® PLUS ist zudem auch eine BASIC-Version verfügbar, die sich als Plug and Play-Software einfach bedienen lässt. instacount® BASIC ist der ideale Einstieg in das Thema „EDV gestützte Dokumentation des Instrumenten Kreislaufes“, und ist ohne Probleme auf die Systemlösung instacount® PLUS zu erweitern.



instacount®

Mit der Entscheidung für instacount® PLUS oder instacount® BASIC geben Sie Ihrem Krankenhaus ein solides Fundament für die erfolgreiche Arbeit. Das systematische und effiziente Instrumenten Management macht die Instrumentenbestände transparent und erleichtert Planung und wirtschaftliche Koordination.

Sowohl in instacount® PLUS, wie auch in instacount® BASIC können Sie einfach und schnell Ihr gesamtes Instrumentarium nach den neuesten RKI Richtlinien klassifizieren und kommen so spielend Ihrer Dokumentationspflicht nach.



Instrumenten Management System

- Erstmalige Dokumentation und Standardisierung eines oftmals unklaren Prozesses mit vielen Schnittstellen und internen Reibungsverlusten
- Unterstützung des Aufbereitungsprozesses durch Packassistenten wie Arbeitsanweisungen und Mediaunterstützung (Bild, Ton, Video) u.v.m.
- Inventur auf Knopfdruck (Instrumente, Implantate, Verbrauchsmaterialien)
- Unterstützung der Siebstandardisierung durch frei definierbare Stammdaten mit Schablonen-Technik
- Transparenz über die erbrachten Leistungen durch aussagekräftige Produktionsstatistiken auf Artikel- und Setebene
- Verwaltung und Überwachung von Wartungsintervallen für Siebe, Sets und Artikel
- Automatische Kontrolle der Sterilitätsdauer gelagerter Siebe und Sets
- Einfaches Reparatur- und Bestellmanagement
- Automatische Kostenermittlung bei der Aufbereitung
- Ermittlung der Instrumentenauslastung
- Einzelne Sterilgut- oder Fallwagenzuordnung zum Patienten
- Zahlreiche Auswertungsfunktionen aus Patienten- und Sterilgutsicht

PrimeLine Container

- neu konzipiertes permanentes Keimrückhaltesystem integriert in einen hochgradig thermostabilen Kunststoffdeckel
- Wirtschaftlichkeit durch einmalige Beschaffungskosten, niedrige Verbrauchskosten und „lifetime“ Funktion (5000 Zyklen validiert nach DIN EN 868, Teil 8, Anhang G)
- dem Erhalt der Sterilität während Lagerung, Transport und Sterilbereitstellung wird in vollem Umfang Rechnung getragen
- systematische Organisation des Sterilgutkreislaufes im Krankenhaus



Mit PrimeLine unterstreicht B. Braun Aesculap seine weltweit führende Position als Hersteller chirurgischer Instrumente und Sterilcontainer Systeme für die sichere und wirtschaftliche Sterilgutversorgung im Krankenhaus.

Think Competence. Think Aesculap.

Als kompetenter Partner in der medizinischen Fort- und Weiterbildung verknüpft die Aesculap Akademie durch intelligente Netzwerke Medical Professionals in der ganzen Welt. Unter dem Dach von B. Braun bietet sie ein durch Landesärztekammern oder medizinische Institutionen qualitätsgeprüftes Programm für Mediziner, Mitarbeiter in den Funktionsbereichen, Stationen und Praxen sowie Krankenhaus Management an.


Das Aesculapium in Tuttlingen ist Stammsitz der weltweiten Aesculap Akademie Aktivitäten. Differenzierte Schulungskonzepte werden entwickelt, die Theorie und Praxis verbinden, aufeinander aufbauen – gemäß den Richtlinien der „Continuing Medical Education“. Das vielseitige Programm umfasst indikationsbezogene Seminare, Workshops und Schulungen ebenso wie Management-Seminare.

Die Mediathek ergänzt das Fortbildungsangebot durch mehr als 270 qualitätsgeprüfte Filme der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. Sie dokumentieren und kommentieren OP-Techniken und chirurgische Themen nahezu jeder Disziplin.

Exzellenz in der medizinischen Fortbildung.
Aesculap Akademie.



Innerhalb des Schulungskonzeptes ermöglicht der praxisorientierte Teil u.a. die Erprobung neuer Techniken sowie den Erfahrungsaustausch der Teilnehmer.





Fachkundelehrgänge zum Sterilgutassistenten – ein Beispiel aus der Praxis

Paul-Jürgen Metten arbeitet seit 1982 in der Rheinischen Klinik für Orthopädie in Viersen und leitet dort seit 1989 die OP- und ZSVA-Abteilung. Er absolvierte erfolgreich die Fachkundelehrgänge Sterilgutversorgung I – III von November 2002 bis Dezember 2003 an der Aesculap Akademie in Tuttlingen. In den Fachkundelehrgängen werden von erfahrenen Fachreferenten umfassende

Kenntnisse für Mitarbeiter der ZSVA und der OP-Abteilung vermittelt. Die Lehrgangsinhalte reichen von der Instrumentenaufbereitung und -dokumentation über alle Bereiche der Qualitätssicherung, der Kostenrechnung und der Personalentwicklung bis hin zur Vermittlung von rechtlichen Grundlagen, Betriebswirtschaftslehre und speziellen EDV-Voraussetzungen. Die drei Lehrgangsteile bauen aufeinander auf, führen aber zu selbstständigen Abschlüssen. Alle Fachkundelehrgänge basieren auf den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Sterilgutversorgung (DGSV).

Auszug aus dem Angebot der Aesculap Akademie

OP, ZSVA und Medizintechnik:

- Osteosynthesetechniken
- Endoprothetik
- MotorenSYSTEME
- Qualitätsmanagement
- OP-Management
- Sterilcontainer/ZSVA
- ...

Mediziner:

- Laparoskopische Abdominal-/Viszeralchirurgie
- Laparoskopische Hernienchirurgie
- Mikro-Chirurgie
- Naht-Technik-Seminar
- Laparoskopische Urologie
- Laparoskopische Gynäkologie
- ...

Einkauf und Verwaltung:

- DRGs
- Kompaktwissen Einkauf und Management
- Prozessoptimierung
- Qualitätssicherung
- Vertragsrecht
- Marketing und Vergabeordnung
- ...

„Ich habe mich für die Ausbildung mit der Aesculap Akademie entschieden, um mich sowohl fachlich als auch persönlich weiter zu qualifizieren. Natürlich hatte ich gemischte Gefühle nach 22 Jahren im Beruf noch einmal die Schulbank 'zu drücken'. Als jedoch die Betriebsleitung der Klinik die Kostenübernahme für den Lehrgang zusagte und ich mich eingehend über die Organisation und die Inhalte der Schulung informiert hatte, war ich von der Richtigkeit meiner Entscheidung überzeugt. Unterbringung und Verpflegung waren ebenso hervorragend organisiert wie die Bereitstellung der umfassenden Arbeits- und Hilfsmittel. Bei Fragen standen die Mitarbeiter der Aesculap Akademie stets zur Verfügung. Alle Fragen wurden sofort und sachkundig beantwortet und eine konstruktive Diskussion war nicht nur während der Workshops jederzeit möglich und erwünscht. Durch die ständige pädagogische und fachliche Betreuung haben alle Teilnehmer die Prüfung bestanden – was nicht zuletzt natürlich auch den ausgewählten Referenten, die über eine hohe fachliche Kompetenz verfügten und die komplexen Lerninhalte verständlich und praxisnah vermittelten, zu verdanken war.“

„Man entwickelt einen Blick für das Wesentliche und lernt, in umfassenden Zusammenhängen zu denken ...“

Im Nachhinein hat sich eindrucksvoll bestätigt, dass sich das neu erworbene Wissen mit hohem Nutzen und sprichwörtlich Gewinn bringend im praktischen Berufsleben umsetzen lässt. Der Blick für das Wesentliche wird geschärft und durch den umfassenden Unterrichtsstoff der aufeinander aufbauenden Lehrgänge ist es möglich, die Zusammenhänge im Krankenhaus besser zu erkennen und zu verstehen sowie Prozesse sinnvoll zu reorganisieren.

Für mich persönlich waren vor allem die Grundlagen des Qualitätsmanagements und der Zertifizierung von besonderer Bedeutung, wie auch die neuen Erkenntnisse zur Validierung von Großsterilisatoren und zur Werterhaltung von Instrumenten. Die Klinikleitung ist vom Ergebnis der Fachkundelehrgänge ebenfalls so überzeugt, dass in Zukunft alle Kolleginnen und Kollegen aus dem OP- und ZSVA-Bereich ihre Ausbildung an der Aesculap Akademie absolvieren werden.“

Think Aesculap.

Profound knowledge derives from appreciating the significance of individual pieces of knowledge or experience and fitting them together into a coherent network. A principle B. Braun has been following consistently for more than 160 years, clearly reflected in its corporate claim: "Sharing Expertise".


Sharing knowledge across all company divisions creates a broader, sounder knowledge base for everyone involved, resulting in far sighted, detailed solutions and maximum safety. For the benefit of the patient and in the interests of the user.

With over 130 years of experience in the surgical instrument sector, the Aesculap Division is a competent partner for this interdisciplinary knowledge sharing process.

The Aesculap brand represents a varied spectrum that intelligently and economically combines high quality products with process-orientated services. Aesculap is a reliable and accepted partner for the entire surgical process in the hospital.

Aesculap owes its standing among the best in the business to its employees, who, searching for the best possible solution, are never satisfied with their initial idea. Who repeatedly examine, question and optimize every development.

Thus, Aesculap is much more than a supplier of high precision surgical instruments: a partner who listens carefully and contributes ideas, who understands the customers' needs and requirements and provides for them on a high level. From products to services and seminars for all areas of activity within the hospital.



Think Quality



Think Partnership



- I treat contracts like a partnership: based on mutual trust and respect.

Think Competence



- The Aesculap Information Center in Tuttlingen is unique. Nowhere else in the world could I advise my customers so competently and offer such choice.

Think Partnership. Think Aesculap.

Think Competence. Think Aesculap.



- Our instruments are held in high esteem by surgeons all over the world. I know why this is and I make sure it stays that way.

Think Quality. Think Aesculap.



- People I talk to can be critical at first: high quality, but still an economically sensible solution? Then I simply let the facts speak for themselves.

Think Economy. Think Aesculap.



Think Economy

Think Service



- Sometimes it's the minor details we provide that make the process run smoothly. The main thing is, everything works and everyone is happy.

Think Service. Think Aesculap.

Think Innovation



- Each new product is like your own baby. You lovingly take care of it until it grows up and leaves home.

Think Innovation. Think Aesculap.

Think Quality. Think Aesculap.

To satisfy our own high demands as well as our users' expectations, Aesculap's quality requirements are extraordinarily high. For over 17,000 products covering practically all indications in the separate disciplines: no easy undertaking.

From the very beginning, we have set our own quality standard, severely narrowing the standard tolerances permitted by the DIN and ISO norms.

This can already be seen in the selection and inspection of the raw materials we use, and it continues throughout the entire production process.

Our manufacturing technique, a combination of high technology and precision manual work, integrated with our knowledge and expertise, enable us to produce instruments that are always true to pattern, extremely precise and of consistent high quality.

After all, at Aesculap we have known for more than 130 years that there is nothing more economical than high quality.



■ ■ Quality Assurance

An essential element in our comprehensive quality management system is process integration, from the product idea through development and production to the inspected finished instrument. This includes modern manufacturing techniques and validated procedures, including systematic quality checks, to ensure that Aesculap quality remains constantly high.





We can only guarantee reproducible Aesculap quality over decades thanks to the technical skill, experience and care of Aesculap's surgical instrument makers. Expertise that is responsibly and conscientiously shared with others.

Tungsten Carbide Instruments

For our instruments with tungsten carbide inserts we use only high quality nickel-bound tungsten carbide tips, well known for their high corrosion resistance and low wear.



Hemostatic Forceps – Olive in the Jaw

The olive forms the transition from the working end or jaw to the "joint" of the instrument. This special design makes the jaw more elastic and the instrument less liable to break.



How do we ensure that every Aesculap instrument conforms exactly to the shape and dimensions of the master pattern? We inspect every single one!



Think Innovation. Think Aesculap.

In constant dialogue with practitioners and clinical partners, Aesculap designs and creates instruments for all surgical disciplines – frequently setting the trend. A team of 200 people around the world is employed in research and development into new, economically viable solutions to provide the best patient care.

The essential focus is not on what is possible technologically, but on what makes sense medically. Sensible developments for us mean instruments that function in such a way that they decisively and positively influence the course of a surgical operation, whilst not losing sight of economic considerations. For example:



BipoJet

Bipolar Dissecting Scissors for Open Surgery

BipoJet makes it possible to dissect, cut and coagulate in one step. For the surgeon, using BipoJet means that he or she can work more quickly, safely and efficiently. Innovative manufacturing technologies, such as the solid ceramic insert in the scissor blade and the PEEK synthetic coating ensure long life and safe electrical operation. For the hospital, efficiency, safety and long life represent an important economic advantage.



Münster Retraction System

The Münster Retraction System, now a byword for versatility, flexibility and stability in abdominal surgery, has been further developed to include a new open frame that can be quickly and easily adjusted into any position in three planes thanks to an innovative joint technology. This gives the user more freedom of action and further enhances the system's capacity to adapt to the individual operating situation.



Micro Instruments

For Cardiovascular Surgery

Manufactured through latest production technologies, from selected materials, for outstanding functionality. The jaw working surfaces of needle holders and forceps are finished with Aesculap DIADUST diamond dust coating. The result: a hard and hard-wearing working surface. DIADUST coating ensures a reliable grip on fine needles and soft tissue.

Joint Development of BipoJet,



Aesculap cooperates closely with users in the development of new surgical instruments and the further development of existing products. This enables us to create high quality products that set new standards and satisfy the surgeons' wishes and requirements down to the last detail. Valuable synergies and outstanding projects flow from this collaboration between Aesculap specialists and experienced users, resulting time and again in trendsetting innovations in surgical instruments.

Aesculap development projects are conducted within a tightly designed project management system to ensure transparency and efficiency.



a Practical Example



Prof. Dr. med. Gottfried Müller is the Medical Superintendent of the Surgery Clinic in the Bad Mergentheim Charity Hospital, and has played a decisive role in the development of Aesculap surgical instruments for over 20 years.

More than 20 years of successful and enjoyable cooperation with Aesculap on a large number of project ideas means for me friendly and confident listening, discussions based on a thorough knowledge of the subject, accurate project research and programming in categories such as "innovation, feasibility, market expectation, function, ergonomics, material, quality, production, research, testing, functionality, safety, reliability, clinical controls, practicability, cost effectiveness, system suitability and market acceptability". All these headings lie behind projects that were and are interesting for me.

But Aesculap also means for me personal association with interesting people who bring their experience and strength

into many different contacts: engineers, technicians, secretaries, business managers, doctors and developers, many creative men and women from all professions.

For me, knowing Aesculap means having an insight into a large and serious entity whose task is to provide products for medicine – things that are directly to do with us as surgeons. Against this background, Aesculap is a name that every surgeon knows. Behind the name I see people at desks and workbenches putting all their commitment into co-operative projects; projects that will help to define my future in medicine.

The latest example of this is the joint development of BipoJet.

Dr. med. Albert Linder is Chief Consultant in the Thoracic Surgery Department in the Hemer Lung Clinic, and is convinced of the value of input from daily practice into the development of products to benefit daily practice. For more than 10 years, Dr. Linder has been working closely with Aesculap as a clinical adviser.

"The development of the BipoJet scissor is an outstanding example of how users' ideas originating from their daily practice in the operating theatre can become a high tech product ready for the market in a very short time. With Aesculap, this is done in excellent cooperation between the surgeon and the development team, and always on site, either in the operating theatre or in the workshop."



Think Competence. Think Aesculap.



Project consultation in the Aesculap Information Center in Tuttlingen involving representatives from all hospital departments.

The question of investing into surgical techniques has been made much more difficult and controversial by the constant changes in the healthcare market and by the introduction of DRGs and total quality management – once made, wrong decisions are extremely hard to put right.

The Aesculap project planning team of specialists with know-how and operational expertise supports hospitals and clinics in planning large or small projects and implements them expertly, reliably, and on time. All over the world.

The team cooperates with architects, technicians, doctors, nurses and hospital managers in analysing procedures, establishing needs and creating the necessary conditions for process optimization. The result is sound and effective project management from A to Z. Whether the task is to equip a new hospital or to build up a new discipline.

■ ■ Information Visits

When planning an investment, you are faced with many questions and decisions that can often only be properly assessed afterwards. This is why we have made it our guiding principle to give you the greatest possible certainty in your decision-making. We offer our discussion partners the opportunity to form an exact picture of what we can provide, not only through our comprehensive consultation service in Tuttlingen, but also in the form of information visits, where you can have the chance to talk with colleagues in other hospitals on topics relating to all areas of activity. Everything to provide you with a sound basis for a confident decision.



Planning and Consulting – a Practical Example

"For complex projects you need a partner with vision, who keeps the overall concept in view when dealing with the details ..."

Dr. Dr. Dirk Knüppel

The collaboration with Aesculap was brought about by the discipline swap between the Red Cross Clinic and the Clinic Maingau, both in-patient hospitals in the Frankfurt area with approximately thirty surgeons each. The supervisory authority had decided that the orthopaedic surgeons from Maingau should move to the Red Cross Clinic and that the gynaecologists and urologists from the Red Cross Clinic should move to Maingau by July 1st, 2003. The objective was to streamline the disciplines at each site, complying with the sponsors' demand that the same disciplines should no longer be available at both hospitals. This move was to coincide with the opening of a new operating theatre and functional wing in the Red Cross Clinic, incorporating a CSSD.

A complex project, that required external support from experienced consultants. To implement it, we were looking for a partner with vision, who would keep the overall concept in view when dealing with the details. And so, at beginning of 2002, we began discussions on the project with a consultant from Aesculap. We first looked together at the services Aesculap could offer before deciding what steps to take next. A detailed delivery and service contract – which in a worst-case scenario covered every element in the service package from the delivery of new instruments, refurbishment and value preservation to the installation of instacount®PLUS – ensured transparency and security right from the beginning. In addition, the assessment of requirements and cost estimate supplied by Aesculap provided a valuable basis for the hospitals' budget planning.

The consultation was based on an Inventory Analysis in both hospitals, the results of which were presented to the heads of nursing, surgery and hygiene and to the business directors. Aesculap began by

sorting the instruments from both hospitals into three categories: obsolete (high degree of corrosion), in need of repair, and still usable. Repair and refurbishment of the older instruments was organized in stages to avoid disrupting the everyday work of the departments affected more than was absolutely necessary. The next step was for Aesculap and the surgery managers to agree on the additional instruments and equipment required. On the one hand, this additional requirement was a result of the discipline swap, since enough instruments had to be available to carry out parallel operations in the same discipline. On the other hand, it arose from the need for the new, qualitatively enhanced CSSD to operate safely and smoothly. The instruments required were subsequently selected at the Aesculap headquarters in Tuttlingen and a new instrument set and container structure was developed, taking the needs of both clinics into account and excluding instruments that were no longer needed, thus saving the hospitals the expense of storing and maintaining them.

"It is all about finding the right economic combination – as many instruments as necessary, as few as possible"

At this stage of the project, the positive effects of Aesculap's consulting service were already becoming obvious to everybody concerned: early planning in the preparation stage helped to avoid timing and organizational bottlenecks to a great extent. During the entire restructuring phase the Aesculap consulting service offered the best possible support for staff already under additional pressure. Furthermore, the set and container optimization service saved unnecessary

Dr. Dr. Dirk Knüppel, MBA, Assistant to the Board of the Frankfurter Rotkreuz-Krankenhäuser e. V. and project director, talking about the Aesculap planning and consulting service in the context of the major project "discipline swap and new operating theatre at the RKH in Frankfurt"

costs for storing and maintaining redundant instruments and the procedures became much more economical.

Through the discipline swap, both hospitals gained a sharper profile with clear priorities, leading to higher case turnover and improved specialization. The optimization and standardization of processes we have achieved in collaboration with Aesculap has brought considerable cost savings in the medium term, and reflects our overall objective to offer the best possible quality of treatment at calculable costs. In addition to this, the restructuring, combined with the planning and consulting service provided by Aesculap, has helped us to adapt to DRG requirements while at the same time enhancing the quality of provision.

Since all decisions were taken in close consultation between Aesculap and the respective hospital managers, there were no information gaps and no delays. The discipline swap and the opening of the new operating theatre wing took place on time on July 1st, 2003, and here it should be emphasized that our partner from Aesculap did not just attend as a consultant, but took an active part in the proceedings in the truest sense of the word.

Think Economy. Think Aesculap.



You cannot work efficiently if you do not maintain the overview of your instrument stocks. It is only by knowing what instrumentation you have and by organising it logically and consistently that you can make real savings. But who is going to take care of that in the day to day work in the hospital?

In its Inventory Analysis program, Aesculap, as a specialist service provider, makes a quantitative record and a qualitative analysis of the entire instrument stock – covering all disciplines and including all product suppliers. The result is an objective, detailed and up to date documentation of the hospital's stocks, including maintenance, repair and purchasing requirements together with the associated costs.

This is followed by Set Optimization, where the contents of the hospital's instrument sets are reorganized on site to comply exactly with the specific requirements of different indications and operating techniques. The working procedures in the hospital are discussed, a new concept for instrument sets is jointly worked out and new operating techniques can be explained if required.

All in all this concept contributes to maximum transparency, slims down procedures, opens up savings potential, provides security for investment planning and forms an essential component in quality management, with the goal of process optimization always in view.



Inventory Analysis and Set Optimization – a Practical Example

■ Prof. Dr. med. Hans-Rudolf Tinneberg, Medical Superintendent and Director of the Center for Gynaecology and Obstetrics at the Justus Liebig University, Giessen (Germany), and ■ Otto Armstroff, Head of Technical Purchases, talking about the development and outcome of the Aesculap project "Inventory Analysis and Set Optimization at the gynaecological clinic of Giessen University".

Prof. Tinneberg

"Optimising our processes has given our staff more time for the essentials – the patient and the quality of treatment ..."

Excellent surgical results depend not only on the skills of the surgeon, but also on the quality of the instruments used and on the composition of the instrument sets. Now we have a set structure that is optimally adapted to our requirements, that takes full account of the spectrum of operations we perform and that substantially contributes to greater economy, streamlined processes and, last but not least, better results.

The optimized processes within the university's gynaecological clinic are partly the result of an Inventory Analysis and Set Optimization service that we commissioned from Aesculap in the autumn of 2002, after I had taken over as director of the clinic. The change in directorship led to a shift of emphasis towards operative gynaecology. We were generally dissatisfied with our own instruments in our everyday work, and so, in agreement with the hospital management, we decided to embark on fundamental changes. Aesculap was already involved in the initial discussions and convinced all participants of the merits of the Inventory Analysis and subsequent Set Optimization concept. The Inventory

Analysis was carried out by two specially trained Aesculap technicians and covered the entire range of surgical instruments. A detailed list of all instruments was compiled, providing transparency in the quantity of instruments in the clinic and documenting their quality and condition with regard to wear and tear and the need for refurbishment or repair. On the basis of this report, the overall value of the instrument stock and the repair and replacement costs were analysed. As only a small percentage of the existing instruments could be repaired to make them suitable for further use, we agreed with Aesculap to put together a completely new collection of instrument sets.

The surgeons' visit to Aesculap in Tuttlingen was extremely constructive. There we could choose instruments that matched our requirements down to the last detail, and even order special instruments custom-made to our wishes. The instrument set structure was completely optimized and

adapted to the range of operations performed at the gynaecological clinic. In agreement with the operating theatre managers, large sets where individual instruments could not be easily identified were divided up and instruments that changes in operating techniques had made obsolete were set aside. This led to an overall increase in the quality of our instrumentation, which will be ensured in the medium and long term through the maintenance contract we have concluded with Aesculap. In this way, we can be certain of having high quality and precise instrumentation always available for demanding operations.

The theatre staff have greatly benefitted from the optimization, since the clearer set contents have significantly reduced the error rate in the CSSD and the streamlined processes leave more time for the essentials: the patient and the quality of treatment. The reduced physical strain for staff through strict controls on set and load weights should also not be underestimated. The training sessions conducted on site by Aesculap during the project provided an additional boost to staff motivation. The aim was to train the staff in the handling and care of the instruments, and also to help them understand the instrument names that refer to the original authors (Langenbeck hooks, Metzenbaum scissors etc.) and introduce these names into the daily routine. In addition to this, a training session was also provided for the surgeons, where Aesculap again gave a thorough explanation of how the new set structure was organized (set system with some interdepartmental basic and supplementary sets).

"...we can be certain of having high quality precise instrumentation always available for demanding operations..."

Think Economy. Think Aesculap.

An extremely positive aspect of our collaboration with Aesculap should be emphasized: the consultation process was, and remains, at all times subject-related, objective and never profit-orientated.



If desired, the Aesculap consultants' detailed Inventory Analysis report can be presented to representatives from the various areas of responsibility within the hospital and the possibilities for further action explored in joint discussions.

Otto Armstroff

From my perspective as head of purchasing, quality aspects are just as important as economic considerations. But this has very little to do with short term cost savings. In relation to a comprehensive Inventory Analysis and Set Optimization, this means planning a long way ahead and above all reducing complexities to the minimum.

For instance, we included in the project the changeover from a decentralized to a Central Sterile Supplies Department in the hospital, which allowed us to achieve lasting capacity gains in instrument reprocessing and to reduce costs. CSSD throughput times were also improved, since the homogenization of the set contents and the economical organization of the sets shortened the necessary packing times. Strict outsourcing of reprocessing meant

that all these activities were concentrated within the CSSD, releasing other staff for their intended tasks.

"Our goal:

to create transparency in the sense of quality assurance and to realize savings potential"

One important advantage of the process, both economically and in terms of professional quality management, is the fact that all instruments that nowadays have to be regarded as of dubious value (chromium-plated, corroded) were removed from our stocks, while old instruments that could be repaired or refurbished were subsequently re-integrated into the new set structure, leading to further cost savings. We now have a standardized

selection of instruments, each of which can be identified and traced by its article number. This level of transparency gives us the accuracy we need for our cost and budget planning, especially under DRG conditions.

The good interdepartmental communication between the project participants and Aesculap and the professional attitude of the Aesculap team during their work in the hospital ensured trouble-free progress at all times. Because of this positive outcome, the Giessen University Hospital Board has decided to commission Aesculap to carry out its Set Optimization service in the other surgical disciplines as well.



The advantages of Set Optimization, in addition to knowledge transfer and enhanced quality management in the operating theatre, are the possibility to enhance staff efficiency and to reduce reprocessing costs in the CSSD.

Washing/Disinfecting

Reduction in ...

- ...the use of cleaning agents and disinfectants
- ...machine capacity requirements through restricting reprocessing to instruments actually needed
- ...maintenance costs through lower usage



From the entire contents of the general instrumentation set, only the instruments in the tray on the left were actually used during an operation. In spite of this, the entire set of instruments had to be washed, disinfected, given general maintenance and sterilized in the CSSD. Tons of instruments are unnecessarily reprocessed in this way.

Set Optimization can substantially reduce the associated costs.

Packing

Reduction in ...

- ...packing times
- ...packing material

Sterilization

Reduction in ...

- ...use of consumables
- ...machine capacity requirements through restricting reprocessing to instruments actually needed
- ...maintenance costs

Logistics

Improvement in ...

- ...instrument availability
- ...trolley capacities

Operating Theatre

Reduction in ...

- ...case-related costs
- ...complexity of theatre procedure

Sample Calculation of Cost Reduction Following Set Optimization

Before Set Optimization:

Laparoscopic set + basic set
approx. 120 instruments

2 sterile reprocessing units

with an average figure of
15 operations per week

1560 sterile reprocessing units per year

After Set Optimization by Aesculap:

Laparoscopic set + some additional standard instruments approx. 45 instruments

1 sterile reprocessing unit

with an average figure of
15 operations per week

780 sterile reprocessing units per year

Just some of the results of Aesculap Set Optimization:

- approx. 50% less sterilization capacity required
- approx. 50% reduction in packing times
- approx. 20 – 40 % less use of materials
- improved staff motivation

Think Partnership. Think Aesculap.

High quality instruments deserve to be valued in the truest sense of the word. After all, the instrument stock represents no small proportion of a hospital's total assets.

For this reason, the Aesculap quality repair is based on the same strict quality standards we apply to instrument production. This guarantees that the value and function of each instrument is maintained for as long as possible – safely and surely. To your advantage.

In addition to carrying out individual repair orders, we think that contracts to maintain the value of the instrument stock are to be recommended – especially when equipping a new operating theatre. Secure budgeting and detailed financial reporting, increasing process transparency within the hospital and allowing costs to be directly allocated to cost centres, speak for the Aesculap quality repair.

A blanket network of Aesculap sales representatives and distribution partners ensures reliable service on site at all times.

The aim of the Aesculap Technical Service (ATS) specialists is to lengthen the useful life of all instruments. They are careful, for instance, to remove as little material as possible when re-grinding scissors. Whether sharpening, polishing, adjusting or cleaning – in the ATS everything is always done with the same precision and care.





The Aesculap quality repair already represents a sensible investment for simple standard instruments. For high value, difficult instruments such as micro spring scissors it is an absolute must. Every incorrect or inadequate repair can quickly turn a valuable instrument into a useless write-off – automatically resulting in an unplanned investment in order to replace it.



After every repair, the surface of the instrument is completely refurbished and labelled with the ATS seal and the repair date.

The Aesculap Technical Service is there for you: experienced specialists help surgical teams out of their difficulties swiftly and reliably via our hotline. If desired, our collection and delivery service will pick up instruments for repair from the hospital and return them as quickly as possible after the quality repair has been carried out.



Think Service. Think Aesculap.

Today more than ever before, hospitals are being required to think economically and manage their costs efficiently, as well as to ensure their own legal security and the safety of their patients. In future, all processes involving surgical instrumentation will also need to be clearly documented and fully accountable.

To make sure this functions reliably, Aesculap offers its customers the instacount® Instrument Management System. Making an inventory of the instrument stock allows the circulating sets and instruments to be traced clearly and reliably throughout their lifetime.

Moreover, as well as the instrument purchase price, the repair and handling costs per set, per operation and per patient can also be documented and allocated accordingly.

In addition to the instacount®PLUS system solution, a BASIC version is now available as an easy to use plug and play software option. instacount®BASIC offers the ideal entry into computer assisted documentation of the instrument cycle, and can be expanded into the instacount® PLUS system solution without any difficulty.



instacount®

Deciding on instacount®PLUS or instacount®BASIC gives your hospital a solid foundation for successful working. Systematic and efficient Instrument Management creates transparency in your instrument stocks and makes planning and economic coordination easier.



Instrument Management System

- makes it possible for the first time to document and standardize a process
- improves clarity, system management and optimization
- supports sterile reprocessing with package assistants such as working instructions and media support (picture, sound, video) etc.
- inventory at the touch of a button (instruments, implants, consumables)
- assists the standardization of sets through freely definable master data with template technology
- provides transparency in tasks performed through informative production statistics on the product and set level
- controls and monitors the servicing intervals for trays, sets and individual products
- control automatic the sterility dates for trays and sets in storage
- manages simpler repairs and ordering
- calculates automatically costs for reprocessing
- establishes instrument utilization
- allocates individual the sterile goods or case trolleys to patients
- runs numerous analysis functions by patient or sterile goods

PrimeLine Containers

- newly designed permanent sterile protection system integrated into a high quality thermostable plastic lid
- economical: one-off purchasing costs, low consumable costs and "lifetime" function (5000 sterilization cycles validated in conformance with DIN EN 868, Part 8, Annex G)
- Maintenance of sterility fully assured during storage, transport and sterile preparation for use
- systematic organization of the sterile goods cycle in the hospital



With PrimeLine, B. Braun Aesculap underlines its position as world leader in the manufacture of surgical instruments and sterile container systems for the safe and economical supply of sterile goods in the hospital.

Think Competence. Think Aesculap.

As a competent partner in medical training and education, the Aesculap Academy uses intelligent networks to link up medical professionals all over the world. The quality of the program that the Academy offers for medical professionals, workers in specialist departments, wards and surgeries as well as for hospital management staff, all under the roof of B. Braun, is inspected and approved by the German state chambers of physicians or other medical bodies.


The Aesculap in Tuttlingen, Germany, forms the headquarters for the Aesculap Academy's international activities. Differentiated training concepts have been developed, combining theory and practice and building one upon the other – in accordance with the guidelines for "Continuing Medical Education". The varied program includes indication-related seminars, workshops and training courses as well as management seminars.

The Mediathek supplements the training program with more than 270 approved quality films from the German Surgery Association. These document and comment on operating techniques and surgery topics from practically every discipline.

Excellence in medical training.
Aesculap Academy.



The practice-orientated component in the training concept allows participants to try out new techniques and exchange experience.





Specialist training courses to become a Sterile Processing Technician – a practical example

Paul-Jürgen Metten has been working in the Rhine Clinic for Orthopaedics in Viersen since 1982, and has been in charge of the Surgery and CSSD Department there since 1989. Between November 2002 and December 2003 he successfully completed Specialist Training Courses I – III in Sterile Goods Supply at the Aesculap Academy in Tuttlingen. In these courses, CSSD

and surgery staff are given comprehensive knowledge by experienced tutors. The course contents range from instrument reprocessing and documentation, all aspects of quality assurance, cost accounting and personnel development to basic legal knowledge, business management and specific IT requirements. The three course modules build on each other, although each concludes with an independent qualification. All specialist training courses are based on the guidelines of the Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversorgung (DGSV), the German Society for the Supply of Sterile Goods.

A Selection from the Aesculap Academy's Training Programme

Surgery, CSSD and Medical Technology:

- Osteosynthesis techniques
- Arthroplasty
- Motor systems
- Quality management
- Surgery management
- Sterile containers/CSSD
- ...

Doctors:

- Laparoscopic abdominal and visceral surgery
- Laparoscopic hernia surgery
- Microsurgery
- Suture techniques seminar
- Laparoscopic urology
- Laparoscopic gynaecology
- ...

Purchasing and Hospital Management:

- DRGs
- Compact Purchasing and Management course
- Process optimization
- Quality assurance
- Contract law
- Marketing and order placement
- ...

"I decided on training with the Aesculap Academy in order to extend my qualifications both professionally and personally. Of course, I had mixed feelings about "going back to school" after 22 years in a job. However, after the management of the Clinic had agreed to pay the cost of the course and I had informed myself in detail about the organization and the content of the training program, I was convinced that I had made the right decision. The organization of accommodation and catering was as excellent as the provision of comprehensive learning and support material. The Aesculap Academy staff were always on hand to answer any questions, which they did immediately and expertly. Constructive discussion was possible and indeed invited at all times, and not only during the workshops. Thanks to the constant support of the teaching and technical staff, all the participants passed the examination. Thanks are also due of course to the specially selected tutors, who possessed a high degree of competence in their subject and who managed to convey the complicated contents of the course in an understandable and practical way.

"You develop a view for the essential, and learn to think in terms of connections...."

Looking back, I am impressed by the way in which my newly acquired knowledge can be translated into my daily professional activities to great advantage to myself and to the hospital. You develop a sharper view for the essential, and the comprehensive teaching material in the courses enables you to recognize and understand the connections that exist within the hospital, as well as teaching you how to reorganize processes sensibly.

For me personally, learning the basics of quality management and certification was particularly important, as was the knowledge I acquired about the validation of large sterilizers and preserving the value of surgical instruments. The clinic management is also so convinced by the result of the training courses that in future all colleagues working in surgery and CSSD departments will attend training courses at the Aesculap Academy."

Inhaltsübersicht – Table of Contents

Seiten
Pages


AC/AD



Untersuchung-Diagnostik, Vorbereitung
Examination-Diagnostic, Preparation

1-20


BA



Sterilskalpelle, Skalpelle, Messer
Sterile Scalpels, Scalpels, Knives

21-36

BB



Skalpellklingen und Griffe
Scalpel Blades and Handles

37-46

BC



Scheren
Scissors

47-136

BD



Pinzetten
Dissecting- and Tissue Forceps

137-182

BF



Korn- und Tupferzangen, Waschzangen, Tuchklemmen
Sponge- and Dressing-Forceps, Washing Forceps, Towel Clamps

183-208



Inhaltsübersicht – Table of Contents

209-242

Arterienklemmen, Bulldogklemmen,
Gefäßclipse, Approximatoren
Hemostatic Forceps, Bulldog Clamps,
Vessel Clips, Approximators



BH

243-274

Präparier- und Ligaturklemmen, Hysterektomieklemmen
Dissecting- and Ligature Forceps, Hysterectomy Clamps



BJ

275-280

Nähnadeln, Nadeldosen
Surgical Needles, Needle Cases



BL

281-340

Nadelhalter, Naht-Instrumente,
Unterbindungsndl. und Hohlsonden
Needle Holders, Suture Instruments,
Ligature Needles, Guiding Probes



BM

341-354

Sonden, Watteträger, Wundklammern
Probes, Cotton Applicators, Suture Clips



BN

355-454

Wundhaken
Wound Retractors



BT

Inhaltsübersicht – Table of Contents

Seiten
Pages

BV



Wundspreizer, Bauchdeckenhalter
Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors

455-504

GK



Elektrochirurgie
Electrosurgery

505-536

EA



Abdominale Chirurgie, Magen-, Darm- und Rektum-Instrumente
Abdominal Surgery, Intestinal- and Rectal Instruments

537-588

EB



Instrumente für Galle, Leber und Milz
Gall Bladder-, Liver- and Spleen Instruments

589-606

EF



Urologie-Instrumente
Genito-Urinary Instruments

607-632

EJ



Trokare
Trocars

633-634



Seiten
Pages

Inhaltsübersicht – Table of Contents

635-660

Scheidenspekula
Vaginal Specula



EL

661-668

Uterus-Dilatatoren
Uterine Dilators



EM

669-694

Uterussonden, Tampon-, Haken-, Uterusfasszangen
Uterine Probes, Uterine Dressing-,
Tenaculum and Uterine Elevating Forceps



EO

695-718

Biopsie- und Kürettage-Instrumente
Biopsy Instruments and Curettes



ER

719-736

Geburtshilfe
Obstetrics



ET

737-890

Herz-, Thorax- und Gefäß-Chirurgie
Cardiovascular- and Thoracic Surgery



FB

Inhaltsübersicht – Table of Contents

Seiten
Pages


FF



Knochenstanzen, Rongeure
Bone Punches, Rongeurs

891-914

FH



Amputation
Amputation

915-926

FK



Knochenhebel, Elevatoren,
Raspatorien, Scharfe Löffel
Bone Levers, Periostal Elevators,
Bone Curettes

927-990

FL



Hämmer, Meiβel
Mallets, Chisels and Gouges

991-1012

FO



Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen,
Knochensplitterzangen
Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs,
Bone Cutting Forceps

1013-1050

LX



Drahtextension, Handbohrapparate, Ahlen, Pfrieme
Wire Extension, Hand Drills, Awls

1051-1080



Seiten
Pages

Inhaltsübersicht – Table of Contents

1081-1088

Gips-Instrumente
Plaster Instruments



LX

1089-1106

Sauginstrumente
Suction Instruments



GF

1107-1110

Nierenschalen, Laborschalen
Kidney Trays, Bowls



JG

1111-1116

Instrumentenpflege, Reinigungshinweise
Care and Maintenance of Instruments



JG

1117-1143

1144-1169

1170-1196

Alphabetischer Index

Alphabetical Index

Nummerischer Index

Numerical Index

A - Z
0 - 9

Numerischer Index – Numerical Index

55 – BC

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page	Art. Nr. Cat. No.	Seite Page	Art. Nr. Cat. No.	Seite Page	Art. Nr. Cat. No.	Seite Page
5518016	23	AC473R	5	BA402R	26	BB080R	41
5518032	22	AC474R	5	BA403R	26	BB084R	41
5518040	22	AC475R	5	BA407R	26	BB085R	41
5518059	22	AC476R	5	BA408R	26	BB087R	41
5518067	23	AC477R	5	BA409R	26	BB088R	41
5518075	23	AC478R	5	BA451R	26	BB089R	41
5518083	23	AC479R	5	BA501R	27	BB175R	39
5518091	23	AC480R	5	BA503R	27	BB176R	39, 618
5518105	22	AC481R	5	BA504R	27	BB177R	39, 618
		AC483C	5	BA506R	27	BB178R	39, 618
16600487	43	AC497R	5	BA507R	27	BB361R	45
16600495	42	AC498R	5	BA508R	27	BB362R	45
16600509	42			BA509R	27	BB363R	45
16600517	42	AD099R	25	BA514R	27	BB364R	45
16600525	42	AD110R	8	BA546R	27	BB365R	45
16600541	43	AD123R	8	BA563R	27	BB366R	45
16600550	43	AD125R	8	BA604R	30	BB367R	45
16600568	43	AD127R	8	BA605R	30	BB368R	45
16600576	43	AD129R	8	BA606R	30	BB369R	45
16600584	43			BA611R	30	BB500	43
16600592	43	AN379R	15	BA641R	31	BB510	42
16615492	42	AN380R	15	BA646R	31	BB511	42
16615514	43	AN381R	15	BA704R	25	BB512	42
16615522	43	AN705R	16	BA705	25	BB513	42
16616634	43	AN706	16	BA706R	34	BB515	42
		AN709R	16, 192, 241	BA708R	34	BB515-1	42
AA804R	7	AN710R	16, 192, 583, 595, 685	BA709R	34	BB515-C	42
AA805R	7	AN711R	16, 192, 583, 596	BA710R	34	BB518	43
AA806R	7	AN908R	17	BA711R	34	BB519	43
AA808R	7	AN909R	17	BA712R	35	BB520	43
AA809	7	AN910R	17	BA713R	35	BB521	43
AA821C	7	AN911R	18	BA714R	35	BB522	43
AA822C	7	AN912R	18	BA715R	35	BB523	43
AA826	7	AN913R	18	BA716R	35	BB524	43
AA845R	8			BA717R	35	BB525	43
AA846R	8	BA210	22	BA718R	35	BB536	43
AA847R	8	BA211	22	BA719R	35	BB540	42, 696
		BA212	22			BB542	42
AC402	2	BA215	22	BB046R	44		
AC413	2	BA218	22	BB048R	44	BC004R	61
AC414	2	BA219	23	BB052R	44	BC005R	61
AC415	2	BA220	23	BB053R	45	BC006R	61
AC416	2	BA221	23	BB054R	44	BC007R	61
AC421	2	BA222	23	BB057R	45	BC008R	62
AC440	3	BA223	23	BB060R	44	BC009R	62
AC461	3	BA224	23	BB068R	38	BC010R	62
AC462	3	BA244R	9	BB070R	40	BC011R	62
AC463	3	BA245R	9	BB071R	40	BC015R	63
AC464	3	BA311SU	24	BB073R	38, 40	BC017R	63
AC468R	5	BA323SU	24	BB074R	38	BC020R	62
AC469R	5	BA364	24	BB075R	38	BC021R	62
AC470R	5	BA365	24	BB077R	39	BC022R	62
AC471R	5	BA367	24	BB078R	40	BC023R	62
AC472R	5	BA401R	26	BB079R	40, 696	BC026R	63



Numerischer Index – Numerical Index

BC

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
BC027R	63	BC194R	78	BC275R	97	BC345R	74
BC029R	63	BC195R	78	BC275W	102	BC346R	74
BC030R	68	BC210R	92	BC275WB	107	BC374R	75
BC033R	68	BC211R	92	BC276R	97	BC403R	72
BC034R	68	BC211W	101	BC277R	97	BC404R	72
BC050R	67	BC224R	93	BC277W	102	BC411R	73
BC056R	12, 64	BC228R	93	BC279R	97	BC413R	73
BC057R	12, 64	BC231R	93	BC279W	102	BC414R	73
BC060R	64	BC231W	101	BC281R	97	BC415R	73
BC061R	64	BC234R	93	BC281W	102	BC416R	73
BC064R	64	BC242R	94	BC282R	97	BC417R	73
BC065R	64	BC243R	94	BC283B	105	BC421R	71
BC100R	64	BC245R	100, 597	BC283R	95	BC423R	71
BC101R	64	BC250R	94	BC283W	101	BC424R	71
BC106R	65	BC251R	94	BC283WB	107	BC425R	71
BC107R	65	BC252R	94	BC284B	105	BC426R	71
BC110R	65	BC253R	94	BC284R	95	BC427R	71
BC111R	65	BC253W	101	BC284W	101	BC428R	71
BC112R	65	BC256R	95	BC284WB	107	BC441R	74
BC113R	65	BC257B	105	BC285R	97	BC443R	74
BC117R	65	BC257R	95	BC287R	98	BC444R	74
BC130R	66	BC257W	102	BC287W	103	BC445R	74
BC131R	66	BC257WB	106	BC289R	98	BC464R	75
BC135R	66	BC258R	96	BC290R	99	BC474R	75
BC140R	66	BC259B	105	BC290W	103	BC496R	72
BC141R	66	BC259R	96	BC291R	99	BC497R	72
BC144R	66	BC259W	102	BC291W	103	BC503R	75
BC145R	66	BC259WB	106	BC292R	99	BC504R	75
BC153R	67	BC260R	98	BC293R	99	BC506R	75
BC154R	69	BC261B	105	BC294W	104	BC515R	108, 109, 751
BC156R	70	BC261R	98	BC295W	104	BC516R	108, 109, 751
BC157R	70	BC261W	103	BC296W	104	BC517R	108, 109, 751
BC160R	70	BC261WB	107	BC297W	104	BC518R	108, 109, 751
BC161R	70	BC262R	98	BC298W	104	BC519R	108, 109, 751
BC162R	76	BC263B	105	BC299R	99	BC521R	75, 1079
BC163R	76	BC263R	98	BC303R	72	BC522R	108, 109, 751
BC164R	76	BC263W	103	BC304R	72	BC523R	108, 109, 751
BC165R	76	BC263WB	107	BC313R	73	BC524R	108, 109, 751
BC166R	79	BC265B	105	BC314R	73	BC525R	108, 109, 751
BC168R	79	BC265R	98	BC315R	73	BC526R	108, 109, 751
BC170R	78	BC265W	103	BC316R	73	BC531R	108, 109, 751
BC171R	78	BC265WB	107	BC317R	73	BC532R	108, 109, 751
BC172R	78	BC266R	98	BC320R	71	BC533R	108, 109, 751
BC173R	78	BC267R	98	BC321R	71	BC534R	108, 109, 751
BC175R	79	BC267W	103	BC323R	71	BC535R	108, 109, 751
BC177R	79	BC270R	97	BC324R	71	BC544R	82
BC178R	80	BC271B	105	BC325R	71	BC545R	82
BC180R	80	BC271R	97	BC326R	71	BC547R	82
BC181R	80	BC271W	102	BC327R	71	BC551R	100
BC184R	81	BC271WB	107	BC328R	71	BC552R	100
BC186R	78	BC273R	96	BC330R	71	BC554R	82
BC187R	78	BC273W	102	BC341R	74	BC555R	82
BC188R	81	BC274R	97	BC343R	74	BC557R	82
BC189R	81	BC275B	105	BC344R	74	BC558R	94

G
I
O

Numerischer Index – Numerical Index

BC – BD

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
BC559R	94	BC628R	79	BC760R	119	BC980R	132, 1082
BC560R	84	BC629R	80	BC761R	119	BC981R	132, 1082
BC561R	84	BC630R	80	BC762R	120	BC983R	132, 1082
BC562R	83	BC631R	80	BC763R	120, 693	BC985R	132, 1082
BC563R	83	BC633R	81	BC764R	121, 692	BC987R	132, 1082
BC564R	83	BC634R	81	BC765R	120, 693	BC988R	132
BC565R	83	BC635R	81	BC766R	121, 692	BC989R	132
BC566R	84	BC636R	114	BC771R	122		
BC569R	84	BC640R	115	BC772R	122	BD023R	156
BC570R	82	BC641R	115	BC774R	122	BD025R	156
BC572R	82	BC642R	112, 596	BC776R	122	BD027R	156
BC573R	82	BC643R	114	BC796R	123, 723	BD029R	156
BC575R	82	BC644R	112	BC797R	123, 723	BD030R	156
BC576R	83	BC645R	113	BC801R	128	BD031R	156
BC577R	83	BC646R	111	BC802R	128	BD032R	156
BC578R	83	BC647R	110	BC803R	128	BD033R	156
BC579R	83	BC648R	110	BC805R	128	BD035R	157
BC580R	85	BC649R	110	BC815R	129, 1073	BD037R	157
BC581R	85	BC650R	111, 597	BC835R	131	BD043R	156
BC584R	86	BC651R	111, 597	BC838R	131	BD045R	156
BC585R	86	BC652R	111	BC846R	131	BD047R	156
BC587R	86	BC653R	110	BC847R	131	BD049R	156
BC588R	86	BC654R	110	BC848R	133	BD050R	156
BC589R	86	BC656R	110	BC849R	133	BD051R	156
BC590R	85	BC657R	110	BC860R	133	BD052R	156
BC591R	85	BC658R	114	BC861R	133	BD053R	156
BC592R	85	BC659R	114	BC862R	133	BD065R	157
BC595R	89	BC660R	112	BC863R	133	BD067R	157
BC597R	114	BC662R	110	BC876R	133	BD068R	157
BC600R	87	BC663R	110	BC881R	132, 1082	BD069R	157
BC601R	87	BC664R	110	BC885R	132, 1082	BD077R	157
BC602R	87	BC669R	111	BC888R	134	BD078R	158
BC603R	87	BC670R	111	BC890R	132	BD081R	155
BC604R	87	BC672R	81	BC900R	90	BD083R	158
BC605R	87	BC680R	87	BC901R	90	BD130R	158
BC606R	87	BC683R	87	BC911R	90	BD151R	162
BC607R	87	BC685R	530	BC915R	90	BD154R	162
BC608R	515	BC686R	530	BC916R	90	BD156R	162
BC611R	88	BC687R	530	BC917R	90	BD157R	162
BC612R	88	BC688R	530	BC920R	90	BD158R	162
BC613R	88	BC689R	530	BC921R	90	BD159R	162
BC614R	88	BC690R	530	BC924R	91	BD160R	164
BC615R	88	BC702R	118	BC925R	91	BD164R	164
BC616R	88	BC703R	118	BC930R	91	BD165R	164
BC617R	126, 565	BC704R	118	BC931R	91	BD166R	164
BC618R	88	BC708R	118	BC934R	91	BD168R	164
BC619R	88	BC715R	113, 618	BC937R	91	BD171R	163, 543
BC620R	89	BC721R	117	BC970R	132, 1082	BD173R	163, 543
BC621R	125, 565	BC723R	117	BC971R	132, 1082	BD180R	163
BC622R	126, 565	BC731R	118	BC973R	132, 1082	BD181R	163
BC623R	126, 565	BC741R	117	BC975R	132, 1082	BD185R	178
BC624R	125	BC743R	117	BC977R	132, 1082	BD190R	149, 757
BC625R	88	BC746R	117	BC978R	132	BD191R	149, 757
BC627R	127, 567	BC748R	117	BC979R	132	BD192R	149, 757



Numerischer Index – Numerical Index

BD – BF

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
BD193R.....	149, 757	BD336R.....	139	BD602R.....	176	BD878R.....	165
BD194R.....	149, 757	BD337R.....	139	BD603R.....	176	BD879R.....	165
BD195R.....	149, 757	BD338R.....	139	BD604R.....	176	BD880R.....	165
BD196R.....	149, 757	BD340R.....	140	BD606R.....	176	BD883R.....	166
BD197R.....	149, 757	BD343R.....	138	BD607R.....	176	BD885R.....	166
BD198R.....	164	BD345R.....	138	BD608R.....	177	BD886R.....	166
BD210R.....	153	BD500R.....	171	BD609R.....	177	BD887R.....	166
BD213R.....	154	BD501R.....	171	BD610R.....	177	BD888R.....	166
BD215R.....	154	BD502R.....	171	BD611R.....	177	BD900R.....	167
BD216R.....	154	BD505R.....	139	BD651R.....	173	BD902R.....	167
BD217R.....	154	BD506R.....	169	BD660R.....	172	BD903R.....	167
BD220R.....	151	BD507R.....	169	BD661R.....	172	BD904R.....	167
BD222R.....	151	BD508R.....	169	BD662R.....	172	BD905R.....	167
BD223R.....	152	BD509R.....	168	BD663R.....	172	BD910R.....	167
BD224R.....	152	BD510R.....	168	BD664R.....	172	BD911R.....	167
BD225R.....	151	BD511R.....	168	BD665R.....	171	BD952R.....	181
BD226R.....	152	BD512R.....	168	BD666R.....	171	BD963R.....	181
BD228R.....	154	BD513R.....	169	BD667R.....	171	BD964R.....	181
BD229R.....	154	BD520R.....	169	BD668R.....	171	BD965R.....	181
BD230R.....	154	BD521R.....	169	BD669R.....	171	BD980R.....	181
BD231R.....	155	BD522R.....	169	BD670R.....	172	BD992R.....	181
BD232R.....	155	BD523R.....	169	BD671R.....	172	BD993R.....	181
BD236R.....	154	BD527R.....	174	BD672R.....	172	BD995R.....	181
BD238R.....	155	BD533R.....	174	BD678R.....	173		
BD239R.....	155	BD535R.....	174	BD679R.....	172	BF003R.....	184
BD240R.....	155	BD537R.....	174	BD690R.....	178	BF004R.....	184
BD243R.....	155	BD539R.....	174	BD692R.....	178	BF006R.....	184
BD246R.....	155	BD540R.....	174	BD693R.....	177	BF008R.....	184
BD247R.....	155	BD541R.....	174	BD700R.....	170	BF010R.....	184
BD250R.....	155, 783	BD542R.....	174	BD701R.....	170	BF016R.....	184
BD257R.....	155	BD543R.....	174	BD702R.....	170	BF021R.....	184
BD260R.....	140	BD547R.....	175	BD704R.....	177	BF027R.....	185
BD261R.....	140	BD549R.....	175	BD705R.....	178	BF032R.....	185
BD264R.....	140	BD552R.....	174	BD725R.....	179, 543	BF033R.....	185
BD268R.....	154	BD553R.....	174	BD726R.....	179, 543	BF040R.....	185
BD269R.....	154	BD555R.....	174	BD727R.....	179, 543	BF041R.....	185
BD301R.....	153	BD557R.....	174	BD735R.....	179	BF046R.....	10, 185
BD302R.....	153	BD559R.....	174	BD736R.....	179	BF047R.....	10, 185
BD303R.....	153	BD560R.....	174	BD750R.....	179	BF056R.....	187
BD304R.....	153	BD561R.....	174	BD755R.....	179	BF057R.....	187
BD305R.....	153	BD562R.....	174	BD760R.....	179	BF058R.....	187
BD311R.....	153	BD563R.....	174	BD801R.....	180, 838	BF059R.....	187
BD312R.....	153	BD564R.....	174	BD802R.....	180, 838	BF060R.....	10, 186
BD313R.....	153	BD575R.....	175	BD820R.....	180, 543	BF061R.....	10, 186
BD314R.....	153	BD577R.....	175	BD852R.....	519	BF062R.....	186
BD315R.....	153	BD579R.....	175	BD853R.....	519	BF063R.....	186
BD320R.....	153	BD580R.....	175	BD854R.....	519	BF065R.....	186
BD321R.....	153	BD581R.....	175	BD855R.....	519	BF070R.....	188
BD322R.....	153	BD587R.....	176	BD856R.....	519	BF071R.....	188
BD329R.....	138	BD589R.....	176	BD857R.....	519	BF076R.....	188
BD330R.....	138	BD591R.....	176	BD858R.....	519	BF077R.....	188
BD331R.....	138	BD597R.....	176	BD859R.....	519	BF078R.....	188
BD333R.....	138	BD598R.....	176	BD860R.....	519	BF091R.....	189
BD335R.....	138	BD600R.....	175	BD870R.....	165	BF092R.....	189

G
I
O

Numerischer Index – Numerical Index

BF – BH

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
BF098R	189	BF466R	205	BH154R	222	BH316R	231
BF112R	190	BF491R	207	BH155R	222	BH318R	231
BF113R	190	BF493R	207	BH160R	223	BH332R	232
BF116R	190	BF494R	207	BH161R	223	BH333R	232
BF118R	190			BH164R	224	BH334R	232
BF120R	190	BH011R	216, 786	BH165R	224	BH335R	232
BF121R	190	BH012R	216, 786	BH166R	224	BH336R	232
BF122R	190, 594	BH013R	216, 786	BH167R	224	BH337R	232
BF123R	190, 594	BH014R	216, 786	BH168R	225	BH338R	232
BF135R	193, 685, 734	BH015R	216, 786	BH170R	223	BH339R	232
BF136R	193	BH016R	216, 786	BH171R	223	BH353R	520
BF299R	196	BH017R	216, 786	BH176R	224	BH354R	520
BF300R	196, 538	BH018R	216, 786	BH177R	224	BH361R	232
BF301R	196, 538	BH020R	216, 786	BH178R	225	BH410R	17, 231
BF303R	194	BH021R	216, 786	BH183R	226	BH412R	232
BF306R	194	BH022R	216, 786	BH187R	226	BH413R	232
BF307R	194	BH023R	216, 786	BH191R	227	BH414R	232
BF309R	197, 678	BH026R	216, 786	BH193R	227	BH415R	232
BF310R	197, 678	BH027R	216, 786	BH196R	228	BH422R	232
BF311R	197, 678	BH030R	217, 787	BH197R	228	BH424R	232
BF315R	195	BH031R	217, 787	BH198R	225	BH425R	232
BF316R	195	BH032R	217, 787	BH199R	225, 245	BH442R	233
BF320R	195	BH034R	217, 787	BH200R	225	BH443R	233
BF324R	195	BH100R	220	BH201R	225	BH444R	233
BF325R	195	BH104R	220	BH202R	225	BH445R	233
BF326R	195	BH105R	220	BH203R	225	BH446R	233
BF401R	201	BH106R	221	BH205R	226	BH447R	233
BF407R	201	BH108R	220	BH206R	227	BH448R	233
BF408R	201	BH109R	220	BH207R	227	BH449R	233
BF410R	201	BH110R	220	BH209R	227, 250	BH450R	233
BF411R	201	BH111R	220	BH210R	226	BH451R	233
BF417R	202	BH114R	220	BH211R	226	BH456R	233
BF426R	203, 674	BH115R	220	BH212R	225	BH457R	233
BF431R	203	BH118R	220	BH213R	225	BH470R	234
BF432R	203	BH119R	220	BH214R	226	BH471R	234
BF433R	203	BH120R	220	BH215R	226	BH472R	234
BF436R	203	BH121R	220	BH216R	227	BH473R	234
BF437R	203	BH123R	222	BH217R	227	BH474R	234
BF439R	204	BH124R	223	BH224R	229	BH475R	234
BF440R	204	BH125R	223	BH225R	229	BH610R	235
BF442R	204	BH126R	223	BH226R	238	BH612R	235
BF443R	204	BH127R	223	BH227R	230	BH614R	235
BF444R	203	BH130R	221	BH228R	228	BH615R	235
BF448R	203	BH131R	221	BH229R	228	BH618R	235
BF450R	202, 543	BH134R	221	BH230R	230	BH619R	235
BF451R	202, 543	BH135R	221	BH231R	230	BH630R	235
BF452R	202, 543	BH139R	221	BH234R	229	BH631R	235
BF458R	206	BH140R	222	BH238R	228	BH642R	236
BF459R	206	BH141R	222	BH239R	228	BH643R	236
BF460R	205	BH143R	221	BH243R	520	BH644R	236
BF461R	205	BH144R	222	BH300R	231	BH645R	236
BF463R	205	BH145R	222	BH302R	231	BH646R	236
BF464R	205	BH150R	222	BH304R	231	BH647R	236
BF465R	205	BH151R	222	BH312R	231	BH648R	236



Numerischer Index – Numerical Index BH – BL

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
BH649R.....	236	BJ024R	246	BJ131R	254	BJ582R	269
BH650R.....	236	BJ025R	246	BJ132R	254	BJ583R	269
BH651R.....	236	BJ026R	246	BJ300R	257	BJ584R	269
BH652R.....	236	BJ029R	252, 619	BJ304R	257	BJ585R	269
BH653R.....	236	BJ031R	246	BJ305R	257		
BH654R.....	236	BJ032R	246	BJ306R	257	BL058N	276
BH655R.....	236	BJ033R	246	BJ308R	257	BL059N	276
BH658R.....	236	BJ034R	246	BJ309R	258	BL060N	276
BH659R.....	236	BJ035R	246	BJ310R.....	258	BL061N	276
BH686R.....	531	BJ041R.....	251	BJ312R	258	BL062N	276
BH687R.....	531	BJ042R	251	BJ313R	259	BL063N	276
BH689R.....	531	BJ043R	251	BJ314R	259	BL064N	276
BH800R.....	237	BJ044R	251	BJ315R	259	BL065N	276
BH801R.....	237	BJ045R	251	BJ325R	260	BL066N	276
BH804R.....	237	BJ047R	254	BJ326R	260	BL067N	276
BH805R.....	237	BJ048R	254	BJ500R	260	BL068N	276
BH807R.....	237	BJ050R	249	BJ501R	260	BL069N	276
BH808R.....	237	BJ051R	250, 840	BJ506R	263	BL070N	276
BH812R.....	238	BJ052R	251, 840	BJ507R	263	BL071N	276
BH813R.....	238	BJ055R.....	253, 593, 841	BJ509R	264	BL072N	276
BH814R.....	238	BJ057R	252	BJ510R.....	265	BL073N	276
BH831R.....	239, 592	BJ058R	252	BJ511R.....	265	BL074N	276
BH833R.....	239, 592	BJ059R	252	BJ515R	264	BL075N	276
BH835R.....	239, 609	BJ060R	255, 590	BJ517R	260	BL076N	276
BH837R.....	239, 609	BJ061R	255, 841	BJ519R	260	BL098N	276
BH839R.....	239, 609	BJ062R	255, 841	BJ520R	261	BL099N	276
BH902R.....	241, 542	BJ067R	249	BJ521R.....	261	BL100N	276
BH906R.....	16, 192, 241	BJ068R	255	BJ522R	261	BL101N	276
BH908R.....	192, 241	BJ070R.....	253	BJ524R	261	BL102N	276
BH949R.....	240	BJ073R	255, 841	BJ526R	262	BL103N	276
BH951R.....	240	BJ075R	254, 691	BJ527R	262	BL104N	276
BH952R.....	240	BJ076R	254, 691	BJ528R	265	BL105N	276
BH957R.....	240	BJ080R	247	BJ529R	261	BL106N	276
BH959R.....	240	BJ081R	247	BJ530R	267	BL107N	276
BH961R.....	240	BJ082R	247	BJ531R	267	BL108N	276
BH963R.....	240	BJ083R	247	BJ532R	267	BL109N	276
BH965R.....	240	BJ086R	247	BJ534R	266	BL110N	276
		BJ090R	247	BJ535R	266	BL111N	276
BJ002R.....	244	BJ091R	247	BJ536R	260	BL112N	276
BJ008R.....	244	BJ096R	247	BJ537R	266	BL113N	276
BJ009R.....	244	BJ100R	248	BJ540R	264	BL114N	276
BJ011R.....	244	BJ102R	248	BJ541R	265	BL115N	276
BJ012R.....	244	BJ103R	248	BJ550R	268	BL116N	276
BJ013R.....	245	BJ104R	248	BJ551R	100, 268	BL161N	276
BJ014R.....	245	BJ106R	248	BJ552R	100, 268	BL162N	276
BJ015R.....	245	BJ110R	252, 619	BJ553R	268	BL163N	276
BJ016R.....	245	BJ111R	247	BJ560R	271, 692	BL164N	276
BJ017R.....	245	BJ114R	247	BJ561R	271, 693	BL165N	276
BJ018R.....	245	BJ120R	252	BJ562R	271, 692	BL166N	276
BJ019R.....	246	BJ121R	252	BJ563R	271, 693	BL167N	276
BJ020R.....	246	BJ122R	252	BJ574R	270, 611	BL168N	276
BJ021R.....	246	BJ123R	252	BJ576R	270	BL169N	276
BJ022R.....	246	BJ124R	252	BJ579R	273, 612	BL170N	276
BJ023R.....	246	BJ130R	254	BJ581R.....	272, 612, 808	BL171N	276

G
I
O

Numerischer Index – Numerical Index

BL – BM

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
BL172N	276	BL546N	278	BM035R	313, 776	BM150R	325
BL173N	276	BL547N	278	BM036R	313, 776	BM151R	325
BL174N	276	BL548N	278	BM037R	313, 776	BM153R	325
BL175N	276	BL601N	278	BM038R	313, 776	BM154R	325
BL176N	276	BL602N	278	BM040R	314, 777	BM156R	325
BL201N	276	BL603N	278	BM042R	316	BM158R	325
BL202N	276	BL604N	278	BM044R	320, 779	BM165R	324
BL203N	276	BL605N	278	BM045R	320, 779	BM168R	324
BL204N	276	BL611N	278	BM046R	320, 779	BM170R	323
BL205N	276	BL612N	278	BM047R	320, 779	BM172R	323
BL206N	276	BL613N	278	BM051R	314, 777	BM178R	323
BL207N	276	BL614N	278	BM052R	314, 777	BM183R	322
BL208N	276	BL615N	278	BM054R	320, 779	BM184R	319, 778
BL209N	276	BL907R	279	BM055R	320, 779	BM186R	322
BL210N	276	BL910R	279	BM056R	320, 779	BM191R	322
BL211N	276	BL911R	279	BM057R	320, 779	BM193R	322
BL212N	276	BL915R	279	BM058R	320, 779	BM196R	322
BL213N	276	BL929R	279	BM063R	313, 776	BM200R	299
BL214N	276	BL930R	279	BM064R	313, 776	BM201R	299
BL215N	276	BL931R	279	BM065R	310	BM202R	299
BL216N	276	BL932R	279	BM066R	310	BM204R	299
BL231N	277	BL933R	279	BM067R	310	BM205R	299
BL232N	277	BL941R	279	BM068R	310	BM210R	299
BL233N	277	BL943R	279	BM069R	310	BM211R	300
BL234N	277			BM070R	310	BM215R	299
BL235N	277	BM001R	286, 773	BM074R	319, 778	BM218R	300
BL236N	277	BM002R	286, 773	BM075R	319, 778	BM219R	300
BL237N	277	BM003R	286, 773	BM076R	319, 778	BM220R	300
BL251N	277	BM004R	287, 774	BM077R	310	BM221R	301
BL252N	277	BM005R	287, 774	BM078R	310	BM224R	301
BL253N	277	BM008R	307	BM081R	315	BM235R	301
BL254N	277	BM009R	307	BM082R	315	BM236R	301
BL255N	277	BM010R	307	BM084R	315	BM237R	301
BL256N	277	BM011R	307	BM088R	317	BM238R	301
BL257N	277	BM012R	308	BM089R	317, 568	BM240R	301
BL301N	277	BM013R	309	BM090R	318	BM241R	302
BL302N	277	BM014R	308	BM092R	318	BM242R	302
BL303N	277	BM015R	308	BM095R	315	BM245R	302
BL305N	277	BM016R	309	BM096R	315	BM247R	302
BL318N	277	BM017R	309	BM100R	315	BM249R	302
BL319N	277	BM018R	308	BM101R	315	BM255R	302
BL320N	277	BM019R	309	BM102R	315	BM259R	302
BL321N	277	BM020R	309	BM105R	316	BM270R	302
BL322N	277	BM021R	309	BM110R	312, 1067	BM272R	303
BL323N	277	BM022R	309	BM111R	312, 1067	BM275R	303
BL324N	277	BM023R	309	BM112R	312, 1067	BM280R	303
BL325N	277	BM024R	308	BM113R	312, 1068	BM290R	304
BL539N	278	BM025R	313, 776	BM124R	311	BM291R	304
BL540N	278	BM026R	313, 776	BM127R	311	BM298R	304
BL541N	278	BM027R	313, 776	BM128R	311	BM299R	304
BL542N	278	BM030R	309	BM129R	311	BM301R	298, 767
BL543N	278	BM032R	313, 776	BM132R	324	BM302R	298, 767
BL544N	278	BM033R	313, 776	BM148R	325	BM310R	321, 775
BL545N	278	BM034R	313, 776	BM149R	325	BM311R	321, 775



Numerischer Index – Numerical Index BM – BT

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
BM320R	321, 775	BM856R	334	BN120R	345	BN925R	353
BM325R	298, 767	BM858R	335	BN125R	345	BN926R	353
BM327R	298, 767	BM861R	335, 1056	BN134R	345	BN942R	353
BM328R	298, 767	BM900R	337	BN136R	345	BN943R	353
BM360R	305	BM901R	337	BN138R	345	BN944R	353
BM361R	305	BM902R	337	BN140R	345	BN945R	353
BM362R	305	BM905R	337	BN150R	345	BN946R	353
BM406R	305	BM911R	337	BN160	347	BN947R	353
BM407R	305	BM913R	337	BN161	347	BT001R	378
BM503R	305	BM920R	337	BN170R	347	BT004R	379
BM510R	305	BM922R	337	BN172R	347	BT005R	377
BM560R	283, 771	BM924R	338	BN184R	348	BT006R	377
BM562R	283, 771	BM925R	338	BN400R	349	BT007R	377
BM563R	282, 770	BM931R	336	BN403	349	BT008R	377
BM564R	282, 770	BM932R	336	BN404	349	BT010R	379
BM620R	326, 623	BM938	338	BN440R	349	BT011R	379
BM627R	326, 623	BM940	338	BN445R	349	BT012R	379
BM628R	326, 623	BM941	338	BN452R	351	BT019R	379
BM629R	326, 623	BM950R	339	BN457R	351	BT020R	379
BM711R	327	BM976R	691	BN460R	350	BT021R	379
BM712R	327	BM977R	691	BN461R	350	BT022R	380
BM713R	327			BN465R	350	BT025R	379
BM714R	327	BN003R	342	BN466R	350	BT026R	380
BM726R	328	BN004R	342	BN467R	349	BT028R	382
BM727R	328	BN006R	342	BN468R	350	BT029R	382
BM728R	328	BN010R	342	BN507R	352	BT030R	381
BM729R	328	BN012R	342	BN511R	352	BT031R	381
BM748R	333	BN015R	342	BN512R	352	BT032R	381
BM749R	333	BN020R	342, 579	BN515R	352	BT033R	381
BM755R	333	BN021R	343, 579	BN516R	352	BT034R	383
BM770R	332	BN022R	343, 579	BN518R	352	BT035R	383
BM771R	332	BN023R	343, 579	BN520R	352	BT036R	383
BM774R	333	BN024R	343, 579	BN522R	352	BT037R	384
BM780R	332	BN026R	343, 579	BN730R	352	BT038R	384
BM781R	332	BN034R	344, 1048	BN731R	352		
BM801R	329	BN036R	344, 1048	BN750R	352	BT040R	385
BM802R	329	BN040R	344, 1048	BN754R	352	BT041R	386
BM806R	330	BN054R	344	BN757R	352	BT042R	384
BM807R	330	BN063R	344	BN758R	352	BT047R	386
BM808R	330	BN064R	344	BN902R	353	BT048R	386
BM809R	330	BN066R	344	BN903R	353	BT049R	386
BM810R	331	BN068R	344	BN904R	353	BT075R	357
BM811R	331	BN070R	344	BN905R	353	BT080R	357
BM812R	329	BN090R	345, 579	BN906R	353	BT082R	357
BM813R	329	BN095	346	BN907R	353	BT083R	357
BM814R	329	BN096	346	BN912R	353	BT084R	359
BM822R	331	BN099	346	BN913R	353	BT088R	359
BM823R	331	BN101R	346	BN914R	353	BT089R	359
BM824R	331	BN104R	345	BN915R	353	BT090R	359
BM825R	331	BN110	345	BN916R	353	BT091R	359
BM831R	336, 1056	BN113R	345	BN917R	353	BT100R	364
BM832R	336	BN114R	345	BN922R	353	BT103R	364
BM853R	334	BN116R	345	BN923R	353	BT106R	364
BM855R	334	BN118R	345	BN924R	353	BT107R	364

G
I
O

Numerischer Index – Numerical Index

BT

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
BT111R.....	365	BT223R	388	BT322R	395	BT462R	409
BT112R.....	365	BT224R	388	BT323R	395	BT463R	409
BT113R.....	365	BT225R	388	BT325R	395	BT464R	407
BT114R.....	365	BT227R	388	BT326R	395	BT465R	408
BT116R.....	365	BT228R	388	BT327R	397	BT470R	413
BT117R.....	365	BT229R	388	BT328R	397	BT471R.....	413
BT118R.....	365	BT230R	388	BT329R	415	BT472R	413
BT119R.....	365	BT232R	387	BT330R	415	BT475R	413
BT121R.....	366	BT234R	387	BT331R	415	BT476R	413
BT122R.....	366	BT238R	387	BT332R	398	BT477R	413
BT123R.....	366	BT239R	387	BT340R	397	BT478R	414
BT124R.....	366	BT240R	387	BT343R	398	BT479R	414
BT126R.....	366, 625	BT241R	387	BT351R	404	BT481R	415
BT127R.....	366	BT242R	389	BT352R	404	BT482R	415
BT128R.....	366	BT243R	389	BT353R	404	BT483R	415
BT129R.....	366	BT244R	389	BT354R	396	BT484R	415
BT132R.....	365	BT246R	389	BT356R	396	BT485R	416
BT133R.....	365	BT248R	389	BT357R	396	BT486R	416
BT134R.....	365	BT252R	389	BT358R	396	BT487R	416
BT136R.....	365	BT253R	389	BT359R	396	BT490R	410
BT137R.....	365	BT254R	389	BT361R	396	BT492R	410
BT138R.....	365	BT256R	389	BT363R	396	BT494R	410
BT161R.....	372	BT257R	389	BT364R	396	BT498R	410
BT166R.....	372	BT258R	389	BT365R	396	BT500R	443
BT167R.....	372	BT259R	389	BT369R	403	BT501R	946
BT170R.....	373	BT260R	389	BT370R	403	BT502R	946
BT171R.....	373	BT261R	389	BT371R	403	BT503R	946
BT172R.....	373	BT262R	390	BT372R	403	BT504R	946
BT173R.....	370	BT263R	390	BT373R	403	BT505R	946
BT174R.....	370	BT264R	390	BT400R	405	BT508R	418
BT177R.....	370	BT265R	389	BT404R	406	BT509R	418
BT178R.....	370	BT266R	390	BT405R	406	BT510R.....	418
BT179R.....	370	BT272R	390	BT406R	406	BT511R.....	418
BT180R.....	373	BT273R	390	BT408R	406	BT512R	418
BT181R.....	373	BT274R	390	BT419R	400, 1045	BT513R	418
BT182R.....	374	BT276R	390	BT420R	400, 1045	BT514R	425
BT183R.....	374	BT278R	392	BT421R	399, 1045	BT521R	425
BT184R.....	375	BT279R	392	BT422R	399, 1045	BT522R	425
BT185R.....	375	BT280R	392	BT423R	399, 1045	BT523R	425
BT187R.....	375	BT284R	393	BT424R	399, 1045	BT524R	419
BT190R.....	374	BT285R	393	BT425R	399, 1045	BT525R	419
BT192R.....	375	BT286R	393	BT430R	400, 1045	BT526R	419
BT193R.....	371	BT287R	393	BT440R	411	BT527R	419
BT194R.....	371	BT288R	394	BT441R	411	BT528R	419
BT195R.....	371	BT290R	392	BT442R	411	BT529R	419
BT196R.....	371	BT293R	391	BT443R	411	BT530R	419
BT197R.....	371	BT294R	391	BT444R	411	BT531R	426, 880
BT198R.....	371	BT295R	391	BT445R	411	BT540P	412
BT200R.....	376	BT296R	391	BT446R	411, 569	BT542P	412
BT201R.....	376	BT311R	394	BT457R	374	BT545P	412
BT202R.....	376	BT315R	394	BT458R	374	BT551R	422, 878
BT206R.....	376	BT316R	394	BT459R	409	BT552R	422, 878
BT221R.....	388	BT320R	395	BT460R	409	BT553R	423, 879
BT222R.....	388	BT321R	395	BT461R	409	BT559R	424, 881



Numerischer Index – Numerical Index BT – BV

G
I
O

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
BT560R	424, 881	BT732R	435	BT916R	367	BV086R	472
BT561R	424, 881	BT740R	436	BT917R	367	BV087R	472, 659
BT594R	427	BT742R	436	BT918R	367	BV088R	464
BT595R	427	BT746R	451	BT921R	367	BV090R	462
BT596R	427	BT747R	451	BT922R	367	BV091R	462
BT597R	427	BT749R	450	BT923R	367	BV092R	464
BT600R	429	BT750R	450	BT926R	367	BV093R	464
BT601R	429	BT751R	450	BT927R	367	BV094R	463
BT602R	430	BT752R	450	BT928R	367	BV097R	461
BT603R	430	BT755R	450	BT933R	368	BV098R	461
BT604R	431	BT756R	450	BT940R	368	BV099R	461
BT605R	432	BT758R	450	BT943R	368	BV101R	460
BT606R	429	BT761R	450	BT944R	368	BV104R	460
BT607R	431	BT762R	450	BT945R	368	BV112R	465
BT608R	432	BT763R	450	BT946R	368	BV113R	465
BT611R	433	BT773R	451	BT948R	369	BV199R	466
BT613R	433	BT774R	451	BT949R	369	BV200R	466
BT614R	434	BT775R	451	BT951R	369	BV201R	466
BT615R	434	BT776R	451	BT958R	369	BV203R	466
BT617R	443	BT777R	451	BT964R	369	BV205R	466
BT618R	437	BT780R	453	BT966R	369	BV206R	466
BT621R	437	BT795R	453			BV207R	466
BT622R	438	BT799R	421	BV001R	456	BV208R	466
BT623R	438	BT800R	421	BV002R	456	BV209R	466
BT624R	438	BT801R	420	BV003R	456	BV247R	467
BT626R	442	BT802R	420	BV005R	456	BV248R	468
BT630R	439	BT803R	420	BV006R	456	BV249R	467
BT633R	439	BT804R	420	BV007R	456	BV250R	468
BT655R	445	BT805R	420	BV008R	457	BV252R	468
BT656R	445	BT806R	420	BV010R	457	BV254R	469
BT657R	445	BT807R	420	BV011R	457	BV255R	469
BT658R	445	BT808R	420	BV013R	457	BV258R	470
BT659R	445	BT809R	420	BV014R	457	BV260R	469
BT667R	446	BT810R	420	BV015R	457	BV271R	470
BT669R	446	BT811R	420	BV028R	458	BV272R	470
BT670R	440, 578	BT812R	420	BV030R	458	BV273R	471
BT672R	440, 578	BT813R	420	BV032R	458	BV276R	471
BT674R	441, 578	BT814R	420	BV033R	458	BV296R	481
BT680R	452, 620	BT815R	420	BV059R	768	BV297R	481
BT681R	452, 620	BT816R	420	BV066R	459	BV298R	481
BT703R	447	BT817R	420	BV067R	459	BV299R	481
BT708R	449	BT818R	420	BV068R	461	BV326R	482
BT709R	449	BT819R	420	BV070R	459	BV327R	482, 497
BT710R	448	BT820R	420	BV071R	459	BV328R	482
BT711R	448	BT821R	420	BV072R	461	BV329R	482
BT712R	448	BT822R	420	BV073R	459	BV338R	482
BT713R	448	BT901R	367	BV074R	459	BV348R	497
BT714R	448	BT902R	367	BV075R	461	BV349R	497
BT715R	448	BT904R	367	BV076R	460	BV361R	482
BT721R	447	BT906R	367	BV077R	460	BV362R	482
BT723R	447	BT908R	367	BV078R	462	BV363R	482
BT724R	447	BT911R	367	BV079R	462	BV366R	483
BT725R	447	BT912R	367	BV084R	463	BV367R	483
BT730R	435	BT913R	367	BV085R	463	BV369R	483

Numerischer Index – Numerical Index

BV – DO

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
BV379R	480	BV505R	485	BV616R	487	BV697R	492, 493
BV380R	480	BV506R	485	BV617R	487	BV698R	492, 493
BV381R	480	BV509R	477	BV618R	487	BV709R	475
BV382R	480	BV510R	477	BV621R	488	BV710R	475
BV383R	480	BV512R	485, 866	BV622R	488	BV711R	475
BV384R	480	BV516R	477	BV624R	488	BV712T	475
BV385R	480	BV517R	477	BV626R	488	BV713T	475
BV391R	480	BV518R	477	BV628R	488	BV906R	573
BV392R	480	BV519R	477	BV632R	488	BV907R	577
BV393R	480	BV520R	482	BV634R	488	BV927R	621
BV394R	480	BV522R	482	BV636R	488	BV928R	496, 617
BV395R	480	BV523R	482	BV638R	488	BV993R	472
BV400R	476	BV524R	482	BV640R	488	BV996R	473, 659
BV401R	476	BV527R	483	BV645R	490	BV997R	473, 659
BV403R	476	BV528R	483	BV646R	490	BV998R	473
BV405R	476	BV530R	482	BV647R	490	BV999R	473
BV406R	476	BV531R	482	BV648R	490		
BV409R	476	BV532R	482	BV649R	490	DF112R	993
BV411R	476	BV533R	482	BV650R	490	DF114R	993
BV413R	479	BV535R	482	BV653R	491		
BV414R	479	BV536R	482	BV654R	491	D0208R	92
BV415R	479	BV542R	483	BV655R	491	D0209R	92
BV416R	479	BV543R	483	BV656R	491	D0210R	65
BV417R	479	BV545R	483	BV657R	491	D0211R	65
BV435R	478	BV551R	482, 484	BV658R	491	D0218R	67
BV437R	478	BV552R	482, 484	BV659R	491	D0219R	69
BV441R	478	BV553R	482, 484	BV660R	494	D0250R	92
BV442R	478	BV554R	482, 484	BV661R	494	D0251R	69
BV443R	478	BV555R	482, 484	BV662R	494	D0252R	69
BV444R	478	BV556R	483, 484	BV663R	494	D0432R	407
BV445R	478	BV557R	483, 484	BV664R	494	D0438R	408
BV446R	478	BV558R	483, 484	BV665R	494	D0439R	408
BV447R	478	BV575R	496, 617	BV668R	494	D0440R	405
BV448R	478	BV576R	496, 617	BV669R	494	D0441R	405
BV449R	478, 479	BV577R	496, 617	BV670R	495	D0450R	401
BV450R	478	BV578R	496, 617	BV672R	495	D0451R	401
BV451R	478	BV580R	496, 617	BV674R	495	D0452R	401
BV452R	478	BV581R	576	BV675R	495	D0453R	401
BV453R	478	BV582R	576	BV676R	495	D0454R	401
BV454R	478	BV583R	576	BV680R	495	D0455R	401
BV455R	478	BV584R	576	BV682R	495	D0460R	402
BV456R	478	BV585R	576	BV684R	495	D0461R	402
BV457R	478	BV586R	576	BV685	492	D0462R	402
BV458R	478	BV589R	576	BV686R	492	D0463R	402
BV461R	478	BV591R	576	BV687R	492	D0464R	402
BV462R	478	BV601R	485	BV688R	492	D0465R	402
BV463R	478	BV602R	485	BV689R	492	D0510R	961
BV464R	478	BV605R	486	BV690R	492, 493	D0518R	972
BV465R	478	BV606R	486, 488	BV691R	492, 493	D0520R	966
BV466R	478	BV608R	486	BV692R	492, 493	D0523R	969
BV467R	478	BV609R	486, 488	BV693R	492, 493	D0543R	966
BV468R	478	BV610R	486	BV694R	492, 493	D0546R	961
BV500R	485	BV611R	486, 488	BV695R	492, 493	D0547R	966
BV502R	485	BV615R	487	BV696R	492, 493	D0548R	966



Numerischer Index – Numerical Index

DO – EB

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
DO552R.....	966	DP552R.....	100, 1072	EA140R.....	549	EA825R.....	571
DO553R.....	966	DP560R.....	129	EA141R.....	549	EA826R.....	571
DO608R.....	982	DP561R.....	129	EA145R.....	549	EA828R.....	571
DO609R.....	982	DP563R.....	129	EA146R.....	549	EA829R.....	571
DO611R.....	960	DP569R.....	129	EA150R.....	551	EA831R.....	571
DO612R.....	960			EA151R.....	551	EA843R.....	571
DO630R.....	983	EA010R.....	196, 538	EA152R.....	551	EA853R.....	573
DO631R.....	983	EA012R.....	196, 538	EA155R.....	551	EA862C.....	572
DO632R.....	983	EA013R.....	539	EA156R.....	551	EA863C.....	572
DO633R.....	983	EA014R.....	539	EA157R.....	551	EA864C.....	572
DO642R.....	960	EA015R.....	539	EA170R.....	555	EA871R.....	574
DO650R.....	982	EA016R.....	196, 539	EA171R.....	555	EA873R.....	574
DO651R.....	982	EA017R.....	539	EA176R.....	553	EA875R.....	574
DO655R.....	982	EA018R.....	539	EA182R.....	553	EA876R.....	574
DO656R.....	982	EA020R.....	540	EA191R.....	561	EA877R.....	575
DO670R.....	982	EA025R.....	540	EA202R.....	552	EA878R.....	575
DO671R.....	982	EA026R.....	540	EA203R.....	552	EA879R.....	575
DO672R.....	982	EA027R.....	180, 543	EA204R.....	552	EA880R.....	572
DO673R.....	982	EA028R.....	543, 838	EA205R.....	552	EA882R.....	572
DO674R.....	982	EA030R.....	540	EA206R.....	552	EA883R.....	572
DO711R.....	1001	EA031R.....	540, 839	EA207R.....	552	EA887R.....	573
DO713R.....	1001	EA032R.....	540, 839	EA210R.....	548	EA888R.....	575
DO715R.....	1001	EA033R.....	540	EA211R.....	548	EA889R.....	575
DO717R.....	1001	EA036R.....	541	EA212R.....	550	EA890R.....	579
DO720R.....	1005	EA037R.....	241, 542	EA213R.....	550	EA900R.....	580
DO722R.....	1002	EA039R.....	541	EA216R.....	555	EA903R.....	580
DO723R.....	1002	EA040R.....	541	EA217R.....	555	EA904R.....	581
DO725R.....	1002	EA041R.....	541	EA220R.....	547	EA905R.....	582
DO726R.....	1002	EA042R.....	541	EA221R.....	547	EA906R.....	582
DO728R.....	1005	EA050R.....	544, 835	EA222R.....	548	EA907R.....	582
DO730R.....	1005	EA052R.....	544, 835	EA223R.....	548	EA912R.....	581, 704
DO732R.....	1002	EA061R.....	191, 544, 837	EA240R.....	557	EA914R.....	581
DO733R.....	1002	EA062R.....	191, 544, 837	EA305R.....	558	EA943R.....	582
DO750R.....	1007	EA092R.....	544, 836	EA306R.....	558	EA989R.....	583
DO751R.....	1007	EA095R.....	544, 836	EA309R.....	558	EA990R.....	585
DO752R.....	1007	EA096R.....	544, 836	EA321R.....	554	EA991R.....	585
DO753R.....	1007	EA097R.....	544, 836	EA331R.....	559	EA993.....	585
DO754R.....	1007	EA099R.....	544, 836	EA332R.....	559	EA996R.....	586
DO755R.....	1007	EA100R.....	544, 568, 836	EA334R.....	559	EA997R.....	586
DO771R.....	979	EA101R.....	544, 836	EA336R.....	559	EA998R.....	586
DO772R.....	979	EA106R.....	547	EA338R.....	559	EA999P.....	586
DO773R.....	979	EA107R.....	547	EA355R.....	564		
DO811R.....	1056	EA114R.....	547	EA356R.....	566	EB001R.....	255, 590
DO812R.....	1056	EA116R.....	547	EA360R.....	564	EB003R.....	255, 590
		EA117R.....	547	EA362R.....	562	EB008R.....	256, 591
DP031R.....	1069	EA120R.....	548	EA365R.....	560	EB009R.....	256, 591
DP035R.....	1069	EA121R.....	548	EA397R.....	557	EB011R.....	256, 592
DP501R.....	1073	EA124R.....	548	EA440R.....	556	EB012R.....	256, 592
DP505R.....	1073	EA125R.....	548	EA441R.....	556	EB050.....	598
DP520R.....	1077	EA126R.....	550	EA450R.....	558	EB052C.....	599
DP530R.....	1073	EA127R.....	550	EA466R.....	557	EB061R.....	601
DP540R.....	1072	EA130R.....	549	EA800R.....	570	EB062R.....	601
DP541R.....	1072	EA131R.....	549	EA820R.....	570	EB063R.....	601
DP551R.....	1072	EA132R.....	554	EA821R.....	570	EB064R.....	601

G
I
O

Numerischer Index – Numerical Index

EB – EL

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
EB065R	601	EF055R	615	EF826R	630	EL181R	639
EB066R	601	EF056R	615	EF828R	630	EL182R	639
EB067R	601	EF070R	624	EF830R	630	EL183R	639
EB068R	601	EF155R	625	EF832R	630	EL184R	639
EB069R	601	EF163R	622	EF834R	630	EL185R	639
EB070R	601	EF164R	622	EF836R	630	EL192R	640
EB071R	601	EF167R	619	EF838R	630	EL193R	640
EB072R	601	EF168R	326, 622	EF840R	630	EL194R	640
EB073R	601	EF170R	622	EF842R	630	EL195R	640
EB074R	601	EF195R	625	EF844R	630	EL196R	640
EB075	601	EF208C	627	EF846R	630	EL407R	640
EB101R	599	EF210C	627	EF848R	630	EL408R	640
EB102R	599	EF212C	627	EF850R	630	EL409R	640
EB103R	599	EF214C	627	EF852R	630	EL410R	641
EB111R	602	EF216C	627	EF854R	630	EL411R	641
EB112R	602	EF218C	627	EF856R	630	EL413R	641
EB113R	602	EF220C	627	EF858R	630	EL420R	641
EB114R	602	EF306C	627	EF860R	630	EL421R	641
EB168R	602	EF308C	627	EF921R	200, 626	EL422R	641
EB169R	602	EF310C	627	EF928R	626	EL423R	641
EB170R	602	EF312C	627	EF965R	631	EL424R	641
EB171R	602	EF314C	627	EF966R	631	EL425R	641
EB172R	602	EF316C	627	EF967R	631	EL426R	641
EB173R	602	EF318C	627			EL427R	641
EB174R	602	EF400R	625	EJ126R	634	EL428R	641
EB175R	602	EF401R	625			EL440R	642
EB220R	603, 846	EF491C	628	EL010C	636	EL441R	642
EB221R	603	EF492R	628	EL011R	636	EL442R	642
EB225R	604	EF493R	628	EL013R	636	EL443R	642
EB231R	605	EF638R	600, 629	EL014R	636	EL444R	644
EB232R	605	EF639R	600, 629	EL015R	636	EL445R	644
EB233R	605	EF640R	600, 629	EL016R	636	EL446R	644
EB234R	605	EF641R	600, 629	EL040R	637	EL447R	644
EB239R	605	EF642R	600, 629	EL041R	638	EL448R	644
EB240R	605	EF643R	600, 629	EL042R	638	EL450R	643
EB242R	605	EF644R	600, 629	EL043R	638	EL451R	643
EB244R	616	EF645R	600, 629	EL044R	638	EL452R	643
EB246R	616	EF646R	600, 629	EL056R	637	EL453R	643
		EF647R	600, 629	EL057R	637	EL454R	645
EF001R	608	EF648R	600, 629	EL058R	637	EL455R	645
EF002R	608	EF649R	600, 629	EL075R	637	EL456R	645
EF003R	608	EF650R	600, 629	EL076R	638	EL457R	645
EF010R	609	EF651R	600, 629	EL077R	638	EL458R	645
EF011R	608	EF652R	600, 629	EL078R	638	EL480R	646
EF012R	610	EF653R	600, 629	EL079R	638	EL481R	646
EF015R	610	EF654R	600, 629	EL080R	638	EL491R	647
EF016R	610	EF655R	600, 629	EL081R	638	EL492R	647
EF030R	611	EF656R	600, 629	EL086R	637	EL493R	647
EF047R	614	EF657R	600, 629	EL087R	637	EL494R	647
EF048R	614	EF658R	600, 629	EL088R	637	EL495R	647
EF051R	614	EF659R	600, 629	EL150R	638	EL496R	647
EF052R	614	EF660R	600, 629	EL151R	638	EL497R	647
EF053R	614	EF790R	629	EL152R	638	EL498R	647
EF054R	614	EF824R	630	EL180R	639	EL499R	647



Numerischer Index – Numerical Index EL – ER

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
EL550R	648	EL754R	658	EM140R	662	E0122R	675
EL551R	648	EL755R	658	EM141R	662	E0125R	676
EL558R	649	EL756R	658	EM142R	662	E0130R	677
EL559R	649	EL757R	658	EM143R	662	E0140R	677
EL578R	650	EL758R	658	EM144R	662	E0150R	678
EL579R	650	EL759R	658	EM145R	662	E0151R	678
EL581R	652	EL760R	658	EM146R	662	E0163R	197, 679
EL627R	650	EL859R	654	EM147R	662	E0164R	197, 679
EL628R	650	EL860R	654	EM193R	664	E0165R	198, 680
EL629R	650	EL865R	652	EM194R	664	E0166R	198, 680
EL631R	444, 651	EL868R	417, 655	EM231R	662	E0171R	681
EL632R	444, 651	EL870R	417, 655	EM232R	662, 663	E0177R	681
EL633R	444, 651	EL872R	417, 655	EM233R	662, 663	E0180R	682
EL634R	444, 651	EL873R	417, 655	EM234R	662, 663	E0202R	682
EL635R	444, 651			EM235R	662, 663	E0216R	683
EL636R	444, 651	EM097R	664	EM236R	662, 663	E0218R	683
EL637R	444, 651	EM098R	664	EM237R	662, 663	E0220R	684
EL638R	444, 651	EM099R	664	EM238R	662, 663	E0221R	684
EL639R	444, 651	EM100R	664	EM239R	662, 663	E0222R	684
EL642R	444, 651	EM101R	662, 664	EM244R	663	E0225R	684
EL644R	444, 651	EM102R	662, 664	EM245	663	E0226R	684
EL660R	651	EM103R	662, 664	EM271R	663	E0240R	684
EL690R	653	EM104R	662, 664	EM272R	663	E0242R	684
EL691R	653	EM105R	662, 664	EM273R	663	E0300R	688
EL693R	653	EM106R	662, 664	EM274R	663	E0310R	193, 594, 686
EL694R	653	EM107R	662, 664	EM275R	663	E0315R	193, 686
EL695R	653	EM108R	662, 664	EM276R	663	E0332R	596, 687
EL697R	653	EM109R	662, 664	EM277R	663	E0338R	191, 584, 595, 687, 837
EL698R	653	EM110R	662, 664	EM278R	663	E0340R	191, 584, 595, 687, 837
EL700R	653	EM111R	662, 664	EM710R	667	E0342R	688
EL702R	653	EM112R	662, 664	EM711R	667	E0405R	613, 688
EL703R	653	EM113R	662, 664			E0407R	613, 689
EL704R	653	EM114R	662, 664	E0005R	598, 670	E0415R	689
EL705R	653	EM115R	662, 664	E0010R	670	E0420R	689
EL707R	653	EM116R	662, 664	E0012R	670	E0433R	690
EL708R	653	EM117R	662, 664	E0013R	670	E0435R	690
EL720C	654	EM118R	662, 664	E0015R	670		
EL721C	654	EM119R	662, 664	E0016R	671	ER002R	697
EL722C	654	EM120R	662, 664	E0020	671	ER005R	626, 697
EL736R	656	EM121R	662, 664	E0030R	671	ER011R	698
EL738R	656	EM122R	662, 664	E0060R	200, 672	ER012R	698
EL739R	656	EM123R	662, 664	E0061R	200, 604, 672	ER015R	698
EL740R	657	EM124R	662, 664	E0075R	672	ER016R	698
EL741R	657	EM125R	662, 664	E0077R	672	ER025R	711
EL742R	657	EM126R	662, 664	E0080R	673	ER050R	699
EL743R	657	EM131R	662	E0082R	673	ER054R	700
EL744R	657	EM132R	662	E0085R	673	ER055R	700
EL745R	657	EM133R	662	E0105R	674	ER058R	699
EL746R	657	EM134R	662	E0106R	674	ER061R	701
EL747R	657	EM135R	662	E0108R	675	ER062R	701
EL748R	657	EM136R	662	E0110R	199, 675	ER063R	701
EL751R	658	EM137R	662	E0111R	676	ER064R	701
EL752R	658	EM138R	662	E0112R	199, 676	ER066R	703
EL753R	658	EM139R	662	E0115R	677	ER068R	706

G
I
O

Numerischer Index – Numerical Index

ER – FB

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
ER070R	703	ER402R	709	ET106R	722	FB055R	888
ER071R	704	ER403R	709	ET130R	724	FB108R	851
ER072R	702	ER404R	709	ET140R	124, 724	FB109R	851
ER073R	702	ER405R	709	ET141R	124, 724, 856	FB110R	851
ER076R	702	ER406R	709	ET142R	124, 724	FB112R	851
ER101R	707, 988	ER411R	709	ET150R	123, 723	FB113R	851
ER102R	707, 988	ER412R	709	ET152R	123, 723	FB114R	851
ER103R	707, 988	ER413R	709	ET160R	724	FB115R	851
ER104R	707, 988	ER414R	709	ET205R	726	FB116R	851
ER105R	707, 988	ER415R	709	ET210R	726	FB117R	851
ER106R	707, 988	ER416R	709	ET220R	727	FB119R	851
ER111R	707	ER421R	709	ET221R	727	FB120R	889
ER112R	707	ER422R	709	ET237R	727	FB121R	889
ER113R	707	ER423R	709	ET245R	728	FB122R	889
ER114R	707	ER424R	709	ET246R	728	FB124R	889
ER115R	707	ER425R	709	ET251R	729	FB125R	889
ER116R	707	ER426R	709	ET255R	729	FB126R	889
ER126R	707	ER520R	710	ET268R	730	FB150R	849
ER128R	707	ER521R	710	ET269R	731	FB151R	849
ER130R	707	ER522R	710	ET270R	730	FB153R	846
ER132R	707	ER523R	710	ET301R	732	FB154R	846
ER134R	707	ER524R	710	ET302R	732	FB155R	846
ER219R	708	ER525R	710	ET306R	732	FB156R	846
ER220R	708	ER526R	710	ET307R	732	FB158R	850
ER221R	708	ER580R	711	ET308R	732	FB159R	850
ER222R	708	ER585R	711	ET315R	732	FB160R	847
ER223R	708	ER602R	712	ET316R	732	FB161R	847
ER224R	708	ER611R	713	ET320R	734	FB162R	847
ER225R	708	ER612R	713	ET325R	733	FB163R	847
ER226R	708	ER621R	713	ET326R	733	FB164R	847
ER227R	708	ER623R	713	ET327R	733	FB165R	847
ER228R	708	ER626R	713	ET329R	735	FB166R	847
ER229R	708	ER627R	713			FB167R	847
ER230R	708	ER628R	713	FA001R	456	FB168R	847
ER241R	708	ER820C	715	FA005R	474	FB169R	847
ER242R	708	ER822C	715	FA006R	474	FB170R	847
ER243R	708	ER825C	715	FA007R	474	FB172R	847
ER244R	708	ER826C	715	FA025R	364	FB180R	852
ER245R	708	ER827C	715	FA026R	364	FB184R	852
ER246R	708	ER828C	715			FB185R	852
ER247R	708	ER829	715	FB030R	887	FB186R	852
ER248R	708	ER867R	717	FB031R	887, 888	FB194R	852
ER320R	708	ER871R	716	FB032R	887	FB195R	852
ER321R	708	ER872R	716	FB033	887	FB196R	852
ER322R	708	ER873R	716	FB034R	887	FB200R	852
ER323R	708	ER874R	716	FB035R	887	FB222R	738
ER324R	708	ER875	717	FB036R	887	FB223R	739
ER325R	708	ER876	717	FB037R	887	FB224R	739
ER326R	708			FB038R	887	FB226R	739
ER327R	708	ET002	720	FB040R	887	FB227R	739
ER328R	708	ET005R	720	FB050R	888	FB234R	740
ER329R	708	ET073R	720	FB051R	888	FB235R	741
ER330R	708	ET096R	721	FB053R	888	FB236R	741
ER401R	709	ET102R	722	FB054R	888	FB238R	741



Numerischer Index – Numerical Index

FB

G
I
O

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page	Art. Nr. Cat. No.	Seite Page	Art. Nr. Cat. No.	Seite Page	Art. Nr. Cat. No.	Seite Page
FB239R	741	FB424R	219, 789	FB485R	798	FB554R	804
FB240R	742	FB425R	219, 789	FB486R	797	FB557R	792
FB242R	743	FB426R	219, 789	FB487R	797	FB558R	792
FB243R	742	FB427R	219, 789	FB488R	818	FB559R	793
FB245R	743	FB431R	218, 788	FB489R	818	FB560R	793
FB246R	744	FB432R	219, 789	FB490R	819	FB561R	793
FB248R	745	FB433R	219, 789	FB491R	819	FB563R	793
FB249R	744	FB434R	219, 789	FB492R	819	FB567R	792
FB251R	745	FB435R	219, 789	FB493R	563, 811	FB568R	792
FB252R	744	FB436R	219, 789	FB494R	563, 811	FB569R	792
FB253R	745	FB437R	219, 789	FB495R	817	FB570R	793
FB254R	742	FB440R	794	FB496R	797	FB573R	812
FB255R	743	FB441R	794	FB497R	797	FB574R	812
FB328R	217, 787	FB442R	794	FB498R	798	FB576R	817
FB329R	217, 787	FB443R	794	FB499R	798	FB578R	816
FB330R	217, 787	FB444R	795	FB500R	801	FB581R	791
FB331R	217, 787	FB445R	795	FB501R	801	FB582R	791
FB352R	218, 788	FB446R	794	FB502R	801	FB587R	803
FB353R	218, 788	FB447R	794	FB503R	801	FB588R	803
FB357R	218, 788	FB448R	794	FB504R	801	FB590R	791
FB358R	218, 788	FB449R	794	FB506R	802	FB591R	791
FB359R	218, 788	FB450R	805	FB507R	802	FB592R	791
FB362R	218, 788	FB451R	805	FB508R	802	FB593R	791
FB363R	218, 788	FB452R	804	FB510R	809	FB600R	843
FB364R	218, 788	FB453R	804	FB511R	809	FB602R	843
FB365R	218, 788	FB454R	804	FB512R	809	FB604R	843
FB366R	218, 788	FB455R	804	FB513R	809	FB605R	843
FB367R	218, 788	FB456R	804	FB515R	810	FB633R	844
FB369R	218, 788	FB457R	804	FB516R	810	FB634R	844
FB394R	160, 782	FB458R	799	FB517R	810	FB635R	844
FB395R	160, 782	FB459R	799	FB518R	810	FB651R	851
FB396R	160, 782	FB460R	799	FB519R	800	FB653R	851
FB400R	160, 546, 782	FB461R	799	FB520R	800	FB654R	851
FB401R	161, 783	FB462R	799	FB521R	800	FB700R	820
FB402R	160, 546, 782	FB463R	806	FB522R	800	FB701R	820
FB403R	161, 783	FB464R	806	FB523R	800	FB702R	820
FB404R	160, 546, 782	FB465R	806	FB524R	800	FB703R	820
FB405R	160, 546, 782	FB466R	807	FB525R	816	FB704R	820
FB406R	161, 546, 783	FB467R	807	FB526R	795	FB705R	820
FB407R	161, 546, 783	FB468R	807	FB527R	795	FB706R	820
FB408R	161, 546, 783	FB469R	807	FB528R	796	FB707R	820
FB409R	161, 546, 567, 783	FB470R	807	FB529R	796	FB708R	820
FB411R	160, 782	FB471R	815	FB530R	796	FB710R	826
FB412R	160, 782	FB472R	815	FB532R	795	FB711R	826
FB414R	160, 546, 782	FB473R	815	FB533R	795	FB712R	826
FB415R	160, 546, 782	FB475R	815	FB534R	795	FB713R	826
FB416R	160, 546, 782	FB476R	814	FB535R	795	FB714R	826
FB417R	160, 546, 782	FB477R	814	FB540R	790	FB715R	826
FB418R	160, 782	FB478R	814	FB541R	790	FB717R	824
FB419R	160, 782	FB480R	815	FB542R	790	FB718R	824
FB420R	219, 789	FB481R	813	FB543R	790	FB719R	824
FB421R	219, 789	FB482R	813	FB544R	790	FB721R	823
FB422R	219, 789	FB483R	798	FB552R	804	FB722R	823
FB423R	219, 789	FB484R	798	FB553R	804	FB723R	823

Numerischer Index – Numerical Index

FB – FD

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
FB724R	823	FB821R	874	FC004R	853	FD080R	282, 770
FB725R	823	FB822R	874	FC005R	853	FD081R	282, 770
FB726R	823	FB823R	874	FC014R	853	FD100R	53
FB727R	823	FB830R	866	FC015R	853	FD101R	53
FB729R	825	FB835R	867	FC025R	853	FD103R	53
FB730R	825	FB836R	867	FC030	853	FD230R	283, 771
FB731R	822	FB840R	877	FC034R	853	FD231R	283, 771
FB732R	822	FB841R	877	FC035R	853	FD232R	283, 771
FB734R	822	FB842R	877	FC040A	864	FD233R	283, 771
FB735R	822	FB844R	877	FC041A	864	FD240R	284, 772
FB736R	825	FB845R	872	FC042A	864	FD241R	284, 772
FB737R	825	FB846R	872	FC043A	864	FD242R	284, 772
FB738R	828	FB847R	866	FC044A	865	FD243R	284, 772
FB741R	821	FB850R	873	FC048R	854	FD244R	284, 772
FB742R	821	FB851R	873	FC049R	854	FD245R	284, 772
FB743R	821	FB852R	865	FC060R	875, 876	FD246R	284, 772
FB754R	827	FB853R	865	FC061R	876	FD247R	284, 772
FB755R	827	FB854R	865	FC062R	876	FD251R	60, 768
FB756R	827	FB855R	865	FC063R	876	FD252R	60, 768
FB764R	832	FB856R	865	FC064R	876	FD253R	150, 769
FB765R	833	FB857R	865	FC300R	834	FD255R	769
FB766R	827	FB858R	865	FC301R	834	FD258R	297, 769
FB767R	827	FB860R	882	FC302R	834	FD259R	297, 769
FB773R	829	FB861R	882	FC303R	834	FD280R	143
FB775R	830	FB862R	882	FC304R	834	FD281R	143
FB776R	831	FB865R	883	FC310R	834	FD284R	143
FB777R	831	FB866R	883	FC311R	834	FD285R	143
FB778R	831	FB870R	857	FC312R	834	FD286R	143
FB779R	831	FB873R	857	FC313R	834	FD287R	143
FB780R	831	FB878R	857	FC314R	834	FD333R	849
FB784R	161, 783	FB881R	857	FC411R	159, 546, 781	FD375R	363
FB785R	161, 783	FB882R	857	FC412R	159, 546, 781	FD376R	363
FB786R	161, 783	FB890R	858	FC413R	159, 546, 781	FD392R	363
FB795R	828	FB892R	858	FC418R	159, 546, 781	FD394R	358
FB800R	867	FB911R	855			FD395R	358
FB802R	867	FB918R	856	FD011R	50	FD396R	358
FB803R	868	FB930R	542, 839	FD012R	50	FD397R	358
FB804R	868	FB934R	540, 839	FD013R	50	FD398R	358
FB805R	869	FB936R	545, 835	FD014R	50	FD399R	358
FB806R	869	FB938R	539, 839	FD015R	50	FD552R	210
FB807R	869	FB940R	842	FD016R	51	FD554R	210
FB808R	870	FB950R	845	FD017R	51	FD556R	210
FB809R	870	FB954R	273, 561, 845	FD018R	52	FD558R	210
FB810R	870	FB955R	273, 561, 845	FD019R	52	FD560R	210
FB811R	870	FB956R	272, 560, 808	FD020R	52	FD561R	210
FB812R	870	FB957R	272, 560, 808	FD021R	52	FD562R	210
FB813R	871	FB958R	272, 560, 808	FD022R	52	FD568R	210, 211
FB814R	871	FB961R	840	FD023R	52	FD569R	210, 211
FB815R	871	FB971R	884	FD028R	51	FD571R	211
FB816R	871	FB972R	884	FD045R	282, 770	FD572R	211
FB817R	871	FB973R	884	FD046R	282, 770	FD575R	212
FB818R	871	FB974R	884	FD048R	282, 770	FD578R	210
FB819R	871	FB975R	884	FD076R	282, 770	FD610R	1046
FB820R	874	FB976R	884	FD079R	282, 770	FD611R	211



Numerischer Index – Numerical Index

FD – FH

G
I
O

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
FD612R.....	211	FF066R	1052	FF662R	897	FF771R.....	897
FD613R.....	211	FF067R	1052	FF663R	897	FF772R.....	897
FD614R.....	211	FF068R	1052	FF664R	897	FF773R.....	897
FD615R.....	211	FF130R	925	FF665R	897	FF774R.....	903
FD635R.....	212	FF133C	925	FF682R	897	FF775R.....	903
FD636R.....	212	FF291R.....	928	FF683R	897	FF776R.....	903
		FF292R	928	FF684R	897	FF777R.....	903
FE005K.....	213	FF293R	928	FF685R	897	FF778R.....	903
FE010K.....	213	FF294R	928	FF692R	898	FF779R.....	903
FE011K.....	213	FF295R	929	FF693R	898	FF781R.....	898
FE012K.....	213	FF300R	850	FF694R	898	FF782R.....	898
FE013K.....	213	FF301R.....	850	FF695R	898	FF783R.....	898
FE014K.....	213	FF302R	850	FF707R.....	376	FF784R.....	898
FE020K.....	213	FF308R	929	FF708R.....	376	FF785R.....	898
FE021K.....	213	FF309.....	339	FF709R.....	376	FF799R.....	902
FE022K.....	213	FF313R.....	360	FF711R.....	898	FF800R.....	902
FE023K.....	213	FF321R.....	360	FF712R.....	898	FF801R.....	902
FE024K.....	213	FF322R.....	360	FF713R.....	898	FF803R.....	906
FE030S.....	214, 784	FF345R	909	FF714R.....	898	FF805R.....	906
FE031S.....	214, 784	FF346R	962	FF715R.....	897	FF806R.....	907
FE032S.....	215, 785	FF347R	929	FF716R.....	896	FF807R.....	906
FE034S.....	215, 785	FF348R	929	FF717R.....	897	FF808R.....	911
FE040S.....	214, 784	FF349R	929	FF718R.....	896	FF810R.....	907
FE041S.....	214, 784	FF502R	905	FF719R.....	896	FF811R.....	907
FE042S.....	215, 785	FF503R	905	FF720R.....	897	FF814R.....	907
FE044S.....	215, 785	FF504R	905	FF721R.....	896	FF818R.....	911
		FF513R.....	905	FF722R.....	897	FF820R.....	909
FF011R.....	731	FF514R.....	905	FF723R.....	896	FF832R.....	904
FF031R.....	1053	FF523R	906	FF724R.....	897	FF833R.....	904
FF032R.....	1053	FF524R	906	FF725R.....	898	FF834R.....	904
FF033R.....	1053	FF532R	905	FF726R.....	897	FF835R.....	904
FF034R.....	1053	FF533R	905	FF727R.....	897	FF842R.....	904
FF035R.....	1053	FF534R	905	FF728R.....	897	FF843R.....	904
FF036R.....	1053	FF535R	905	FF729R.....	897	FF844R.....	904
FF037R.....	1053	FF536R	905	FF730R.....	929	FF852R.....	904
FF038R.....	1053	FF543R	905	FF737R.....	897	FF853R.....	904
FF039R.....	1053	FF544R	905	FF738R.....	897	FF854R.....	904
FF040R.....	1053	FF545R	905	FF741R.....	896	FF856R.....	910
FF041R.....	1053	FF553R	906	FF742R.....	896	FF857R.....	910
FF042R.....	1053	FF554R	906	FF743R.....	896	FF858R.....	910
FF043R.....	1053	FF562R	905	FF746R.....	897	FF913R.....	997
FF044R.....	1053	FF563R	905	FF747R.....	897	FF914R.....	997
FF047R.....	1053	FF564R	905	FF748R.....	897	FF915R.....	997
FF048R.....	1053	FF565R	905	FF749R.....	897		
FF052R.....	1053	FF566R	905	FF750R.....	896	FG052R.....	1035
FF053R.....	1053	FF573R	905	FF752R.....	896	FG055R.....	895
FF055R.....	1052	FF574R	905	FF754R.....	896	FG057R.....	912
FF056R.....	1052	FF575R	905	FF755R.....	896		
FF057R.....	1052	FF583R	906	FF765R.....	902	FH001.....	916
FF061R.....	1052	FF584R	906	FF766R.....	902	FH002.....	916
FF062R.....	1052	FF599R	908	FF767R.....	902	FH003.....	916
FF063R.....	1052	FF600R	908	FF768R.....	902	FH004.....	916
FF064R.....	1052	FF605R	908	FF769R.....	897	FH005.....	916
FF065R.....	1052	FF661R.....	897	FF770R.....	897	FH010.....	916

Numerischer Index – Numerical Index

FH – FK

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
FH014	916	FK130R	931	FK245R	953	FK384R	862, 975
FH100R.....	28, 917	FK131R	931	FK246R	954	FK387R	862, 975
FH101R.....	28, 917	FK133R	931	FK251	959	FK390R	971
FH102R.....	28, 917	FK135R	933	FK252	959	FK391R	972
FH103R.....	28, 917	FK136R	933	FK253	959	FK394R	969
FH116R.....	28, 917	FK139R	931	FK254	959	FK395R	969
FH150R.....	28, 917	FK140R	933	FK291R	964	FK396R	969
FH160R.....	29, 918	FK141R	930	FK292R	964	FK397R	969
FH166R.....	29, 918	FK146R	974	FK293R	964	FK400R	861, 976
FH170R.....	29, 918	FK147R	974	FK299R	968	FK401R	861, 976
FH191R.....	29, 918	FK148R	974	FK300R	961	FK402R	861, 976
FH192R.....	29, 918	FK149R	974	FK301R	968	FK403R	861, 976
FH194R.....	33, 919	FK156R	934	FK302R	968	FK408R	861, 976
FH197R.....	33, 919	FK157R	974	FK303R	961	FK409R	861, 976
FH220R.....	920	FK158R	944	FK306R	968	FK410R	972
FH222R.....	920	FK160R	934	FK307R	968	FK411R	972
FH300R.....	921	FK161R	935	FK308R	968	FK412R	972
FH301C.....	921	FK162R	935	FK309R	968	FK413R	972
FH302C.....	921	FK166R	937	FK310R	961	FK414R	972
FH305R.....	921	FK167R	936	FK314R	969	FK420R	863, 974
FH306R.....	921	FK168R	943	FK317R	970	FK505R	980
FH307C.....	921	FK169R	943	FK318R	970	FK507R	980
FH308C.....	921	FK170R	936	FK319R	970	FK510R	980
FH310C.....	921	FK171R	937	FK321R	970	FK511R	980
FH312C.....	921	FK172R	940	FK323R	970	FK530R	967
FH313R.....	922	FK173R	940	FK324R	970	FK532R	967
FH314C.....	922	FK174R	938	FK325R	970	FK534R	967
FH315C.....	922	FK175R	938	FK328R	969	FK541R	967
FH316C.....	922	FK176R	939	FK329R	969	FK542R	967
FH320R.....	922	FK177R	944	FK336R	973	FK543R	967
FH325R.....	923	FK180R	945	FK340R	971	FK552R	967
FH326R.....	923	FK185R	936	FK341R	971	FK562R	967
FH335R.....	923	FK186R	937	FK344R	971	FK611R	984
FH403.....	924	FK187R	942	FK345R	971	FK612R	984
FH404.....	924	FK188R	939	FK348R	977	FK613R	984
FH405.....	924	FK189R	941	FK350R	971	FK614R	984
FH407.....	924	FK193R	945	FK351R	973	FK615R	984
FH413.....	924	FK211R	947	FK352R	977	FK616R	984
FH414.....	924	FK212R	947	FK353R	977	FK617R	984
FH415.....	924	FK213R	947	FK355R	863, 973	FK621R	984
FH430R.....	924	FK214R	950	FK356R	863, 973	FK622R	984
FH480R.....	924	FK215R	950	FK357R	863, 973	FK623R	984
		FK218R	948	FK358R	863, 973	FK624R	984
FK110R.....	930	FK219R	948	FK359R	863, 973	FK625R	984
FK111R.....	932	FK221R	957	FK360R	863, 972	FK626R	984
FK113R.....	932	FK222R	955	FK361R	972	FK627R	984
FK114R.....	932	FK223R	952	FK362R	972	FK630R	984
FK116R.....	932	FK224R	949	FK365R	973	FK631R	984
FK117R.....	932	FK231R	958	FK366R	973	FK632R	984
FK118R.....	932	FK238R	959	FK378R	972	FK633R	984
FK119R.....	932	FK239R	951	FK379R	971	FK634R	984
FK120R.....	930	FK241R	956	FK381R	862, 975	FK635R	984
FK121R.....	930	FK243R	953	FK382R	862, 975	FK636R	984
FK124R.....	931	FK244R	954	FK383R	862, 975	FK637R	984



Numerischer Index – Numerical Index FK – FL

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
FK638R	984	FK845R	981	FK932R	898	FL060R	995
FK639R	984	FK846R	981	FK933R	898	FL062.....	994
FK658R	984	FK848R	982	FK934R	898	FL064R	994
FK659R	984	FK850R	981	FK936R	898	FL065.....	994
FK660R	983	FK854R	989	FK937R	898	FL066R	996
FK661R	983	FK855R	989	FK938R	898	FL068C	996
FK662R	985	FK863R	989	FK939R	898	FL069C	996
FK663R	985	FK864R	989	FK940R	898	FL070S.....	995
FK664R	985	FK900B	897	FK943R	898	FL090R	997
FK665R	985	FK900R	897	FK944R	898	FL091R	997
FK666R	989	FK901B	897	FK945R	898	FL092R	997
FK668R	989	FK901R	897	FK946R	898	FL093R	997
FK670R	989	FK902B	897	FK948B	896	FL094R	997
FK672R	989	FK902R	897	FK948R	896	FL095R	997
FK675R	985	FK903B	897	FK949B	896	FL096R	997
FK676R	985	FK903R	897	FK949R	896	FL097R	997
FK677R	985	FK904B	897	FK950B	896	FL098R	997
FK678R	985	FK904R	897	FK950R	896	FL101R.....	1001
FK679R	985	FK905B	897	FK951B	896	FL102R.....	1001
FK684R	985	FK905R	897	FK951R	896	FL104R.....	1001
FK685R	985	FK906B	897	FK952B	896	FL106R.....	1001
FK686R	985	FK906R	897	FK952R	896	FL108R.....	1001
FK688R	988	FK907B	897	FK953B	896	FL109R.....	1001
FK689R	988	FK907R	897	FK953R	896	FL110R.....	999
FK690R	988	FK908B	897	FK954R	896	FL112R.....	999
FK702R	986	FK908R	897	FK955R	896	FL114R.....	999
FK703R	986	FK909B	897	FK956R	896	FL116R.....	999
FK704R	986	FK909R	897	FK957R	896	FL118R.....	999
FK705R	986	FK910B	897	FK958R	896	FL120R.....	999
FK712R	986	FK910R	897	FK959R	896	FL122R.....	999
FK713R	986	FK913B	897	FK961B	897	FL124R.....	999
FK714R	986	FK913R	897	FK961R	897	FL126R.....	999
FK715R	986	FK914B	897	FK962B	897	FL128R.....	999
FK723R	986	FK914R	897	FK962R	897	FL130R.....	999
FK724R	986	FK915B	897	FK963B	897	FL132R.....	999
FK725R	986	FK915R	897	FK963R	897	FL134R.....	999
FK773R	988	FK916B	897	FK964B	897	FL136R.....	999
FK774R	988	FK916R	897	FK964R	897	FL138R.....	999
FK775R	988	FK917B	897	FK965B	897	FL144R.....	998
FK783R	988	FK917R	897	FK965R	897	FL146R.....	998
FK784R	988	FK919R	897			FL148R.....	998
FK785R	988	FK920R	897	FL010.....	994	FL153R.....	998
FK800R	981	FK921R	897	FL011.....	994	FL173R.....	1000
FK801R	981	FK922R	897	FL034.....	992	FL174R.....	1000
FK803R	981	FK925B	897	FL035R	992	FL175R.....	1000
FK813R	981	FK925R	897	FL036R	992	FL176R.....	1000
FK814R	981	FK926B	897	FL037.....	992	FL183R.....	1000
FK817R	981	FK926R	897	FL038R	992	FL184R.....	1000
FK834R	988	FK927B	897	FL039R	992	FL185R.....	1000
FK835R	988	FK927R	897	FL044R	993	FL186R.....	1000
FK836R	988	FK928B	897	FL045R	994	FL187R.....	1000
FK840R	981	FK928R	897	FL047.....	994	FL213R.....	1000
FK841R	981	FK930R	898	FL055R	995	FL214R.....	1000
FK842R	981	FK931R	898	FL059R	996	FL215R.....	1000

G
I
O

Numerischer Index – Numerical Index

FL - FM

C
I
O

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
FL216R.....	1000	FL523R	1003	FM010R.....	55	FM476R	59, 749
FL223R.....	1000	FL524R	1003	FM011R.....	55	FM477R	59, 749
FL224R.....	1000	FL525R	1003	FM012R.....	55	FM478R	59, 749
FL225R.....	1000	FL526R	1003	FM013R.....	55	FM479R	59, 749
FL226R.....	1000	FL527R	1003	FM014R.....	55	FM480R	59, 749
FL227R.....	1000	FL553R	1003	FM021R.....	285	FM481R	59, 749
FL343R.....	1001	FL554R	1003	FM033R.....	142	FM482R	59, 749
FL345R.....	1001	FL555R	1003	FM034R.....	142	FM483R	59, 749
FL347R.....	1001	FL556R	1003	FM035R.....	142	FM484R	59, 749
FL380R.....	1007	FL557R	1003	FM036R.....	142	FM485R	59, 749
FL381R.....	1007	FL573R	1003	FM040R.....	55	FM486R	59, 749
FL382R.....	1007	FL574R	1003	FM041R.....	55	FM488R	59, 749
FL383R.....	1007	FL575R	1003	FM042R.....	60, 768	FM489R	59, 749
FL384R.....	1007	FL576R	1003	FM043R.....	60, 768	FM490R	59, 749
FL390R.....	1007	FL577R	1003	FM047R.....	769	FM491R	59, 749
FL391R.....	1007	FL583R	1003	FM053R.....	150, 755	FM492R	59, 749
FL392R.....	1007	FL585R	1003	FM054R.....	150, 755	FM493R	59, 749
FL393R.....	1007	FL650R	1005	FM061R.....	285	FM503R	59, 749
FL394R.....	1007	FL651R	1005	FM063R.....	150, 755	FM504R	59, 749
FL401R.....	1008	FL652R	1005	FM218R.....	289, 759	FM505R	59, 749
FL402R.....	1008	FL653R	1005	FM221R.....	289, 759	FM506R	59, 749
FL403R.....	1008	FL654R	1005	FM223R.....	289, 759	FM507R.....	59, 749
FL405R.....	1008	FL655R	1005	FM228R.....	289, 759	FM508R	59, 749
FL406R.....	1008	FL656R	1005	FM230R.....	289, 759	FM520R	289, 759
FL407R.....	1008	FL658R	1005	FM236R.....	297, 767	FM521R	289, 759
FL408R.....	1008	FL659R	1005	FM276R.....	297, 767	FM522R	289, 759
FL411R.....	1008	FL660R	1005	FM388R.....	287, 774	FM523R	289, 759
FL412R.....	1008	FL661R	1005	FM390R.....	287, 774	FM524R	289, 759
FL413R.....	1008	FL662R	1005	FM392R.....	772	FM525R	289, 759
FL415R.....	1008	FL665R	1006	FM398R.....	772	FM526R	289, 759
FL416R.....	1008	FL666R	1006	FM430R.....	57, 747	FM527R	289, 759
FL417R.....	1008	FL668R	1006	FM431R.....	57, 747	FM528R	289, 759
FL418R.....	1008	FL670R	1006	FM432R.....	57, 747	FM529R	289, 759
FL420R.....	1008	FL672R	1006	FM433R.....	57, 747	FM530R	289, 759
FL423R.....	1010	FL682R	1006	FM434R.....	57, 747	FM531R	289, 759
FL430R.....	1010	FL685R	1006	FM435R.....	57, 747	FM532R	289, 759
FL437R.....	1009	FL686R	1006	FM436R.....	57, 747	FM533R	289, 759
FL438R.....	1009	FL687R	1006	FM437R.....	57, 747	FM534R	291, 761
FL439R.....	1009	FL701R	1008	FM438R.....	57, 747	FM535R	291, 761
FL440R.....	1009	FL702R	1008	FM439R.....	57, 747	FM536R	291, 761
FL441R.....	1009	FL711R	998	FM440R.....	57, 747	FM537R	291, 761
FL443R.....	1009	FL781R	1005	FM441R.....	57, 747	FM538R	291, 761
FL445R.....	1009	FL783R	1005	FM442R.....	57, 747	FM539R	291, 761
FL503R.....	1003	FL785R	1005	FM444R.....	57, 747	FM540R	293, 763
FL504R.....	1003	FL788R	1005	FM451R.....	57, 747	FM541R	293, 763
FL505R.....	1003	FL789R	1005	FM452R.....	57, 747	FM542R	293, 763
FL506R.....	1003	FL790R	1005	FM453R.....	57, 747	FM543R	293, 763
FL507R.....	1003			FM454R.....	57, 747	FM544R	293, 763
FL512R.....	1003	FM001R.....	141	FM455R.....	57, 747	FM545R	293, 763
FL513R.....	1003	FM002R.....	141	FM470R.....	57, 747	FM546R	293, 763
FL514R.....	1003	FM003R.....	141	FM471R.....	57, 747	FM547R	293, 763
FL515R.....	1003	FM004R.....	141	FM472R.....	57, 747	FM548R	293, 763
FL516R.....	1003	FM005R.....	141	FM473R.....	57, 747	FM549R	293, 763
FL517R.....	1003	FM006R.....	141	FM474R.....	57, 747	FM550R	295, 765



Numerischer Index – Numerical Index FM – FR

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
FM551R	295, 765	F0116R	1015	F0428R	1028	F0634R	1039
FM552R	295, 765	F0117R	1014	F0430R	1028	F0636R	1039
FM553R	295, 765	F0118R	1015	F0432R	1028	F0640R	1040
FM554R	295, 765	F0119R	1014	F0440R	1029	F0641R	1040
FM555R	295, 765	F0120R	1018	F0442R	1029	F0645R	1041
FM560R	296, 766	F0123R	1016	F0450R	1029	F0646R	1041
FM561R	296, 766	F0124R	1016	F0451R	1029	F0647R	1041
FM563R	289, 759	F0125R	1016	F0453R	1029	F0648R	859, 1042
FM564R	289, 759	F0127R	1018	F0455R	1029	F0649R	859, 1042
FM565R	289, 759	F0130R	1018	F0457R	1028	F0800R	1043
FM566R	289, 759	F0135R	859, 1018	F0460R	1030	F0801R	1043
FM567R	289, 759	F0136R	859, 1018	F0461R	1030	F0807R	1043
FM568R	289, 759	F0140R	1019	F0462R	1030	F0808R	1043
FM570R	145, 753	F0141R	1019	F0463R	1030	F0810R	1043
FM571R	145, 753	F0143R	1019	F0467R	1030	F0816R	1043
FM572R	145, 753, 769	F0144R	1022	F0470R	1030	F0820R	913
FM573R	145, 753	F0145R	1022	F0472R	1030	F0855R	1044
FM574R	145, 753	F0146R	1022	F0474R	1031	F0856R	1044
FM575R	145, 753	F0148R	1021	F0475R	1031	F0857R	1044
FM576R	145, 753	F0150R	1020	F0500R	1032	F0900R	1079
FM577R	145, 753	F0151R	1020	F0502R	1032	F0901R	1079
FM578R	145, 753	F0153R	1016	F0511R	1032	F0903R	1079
FM579R	145, 753	F0158R	1021	F0514R	1032	F0912R	1049
FM580R	145, 753	F0159R	1021	F0515R	1032	F0913R	1049
FM581R	145, 753	F0160R	1024	F0518R	1032	F0919	1049
FM582R	147, 755	F0161R	1024	F0520R	1032	F0920	1049
FM583R	145, 753	F0162R	1024	F0521R	1032	F0923R	1046
FM584R	147, 755	F0169R	1023	F0522R	1033	F0925R	1046
FM585R	145, 753	F0170R	1023	F0523R	1033	F0928R	1046
FM586R	147, 755	F0171R	1023	F0525R	1033	F0930R	1046
FM587R	147, 755	F0172R	1023	F0526R	1033	F0931R	1047
FM588R	147, 755	F0173R	1023	F0527R	1033	F0932R	1047
FM589R	147, 755	F0180R	1023	F0530R	1034	F0933R	1047
FM590R	147, 755	F0181R	1023	F0532R	1034	F0934R	1047
FM591R	147, 755	F0182R	1023	F0534R	1034	F0935R	1047
FM592R	145, 753	F0183R	1023	F0550R	1035	F0937R	1047
FM593R	145, 753	F0190R	1025	F0551R	1035	F0939R	1047
FM594R	145, 753	F0191R	1025	F0555R	860, 1036	F0940R	1048
FM595R	145, 753	F0192R	1025	F0566R	1036	F0950R	194
FM596R	145, 753	F0193R	1025	F0570R	860, 1037	F0951R	194
FM597R	147, 755	F0199R	1025	F0572R	860, 1037		
FM598R	147, 755	F0216R	116	F0599R	1026	FR005R	1054
FM599R	145, 753	F0399R	1026	F0601R	1038	FR010R	1054
FM600R	145, 753	F0400R	1026	F0602R	1038	FR011R	1054
		F0406R	1026	F0604R	1038	FR103R	1064
FO100R	1017	F0407R	1026	F0610R	1040	FR105R	1064
FO105R	1015	F0408R	1026	F0611R	1040	FR110R	1055
FO106R	1015	F0409R	1026	F0612R	1040	FR118R	1055
FO108R	1015	F0410R	1027	F0614R	1040	FR120R	1055
FO110R	1017	F0411R	1027	F0620R	1039	FR125R	1055
FO111R	1017	F0412R	1028	F0622R	1039	FR140R	1057
FO112R	1016	F0413R	1027	F0624R	1039	FR141R	1057
FO113R	1014	F0415R	1028	F0626R	1039	FR142R	1057
FO115R	1014	F0416R	1028	F0632R	1039		

Numerischer Index – Numerical Index

GA – GK

G
I
O

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
GA031R	1054	GF757R	1097	GF957	725	GK157R	511
		GF763R	1099	GF980R	1103	GK164R	510
GB020R	1006	GF764R	1099	GH201	9	GK165R	510
		GF765R	1099	GH204	9	GK174R	510
GC002R	1054	GF766R	1099	GH204	9	GK180	522
GC004R	1054	GF767R	1099	GH700	9	GK181	522
GC006R	1054	GF768R	1099	GH703	9	GK183	533
GC007R	1054	GF770R	1099	GH712	9	GK185	533
GC008R	1054	GF771R	1099	GH715	9	GK188	533
GC009R	1054	GF772R	1098, 1099			GK193	534
GC010R	1054	GF773R	1098, 1099	GK005R	516	GK194	534
GC012R	1054	GF774R	1098, 1099	GK006R	517	GK200	533
GC013R	1054	GF775R	1099	GK007R	516	GK202	534
GC014R	1054	GF801C	1092	GK008R	517	GK210	533
GC016R	1054	GF805C	1091	GK009R	517	GK211	534
GC391R	1054	GF806C	1091	GK010R	516	GK212	534
GC395R	1054	GF809C	1091	GK012R	516	GK213	533
GC397R	1054	GF816C	1093	GK013R	516	GK216	533
		GF841	1092	GK015R	517	GK217	534
GF350R	1095	GF860R	1093	GK016R	517	GK239	522
GF351R	1095	GF862R	1093	GK017R	517	GK245	522
GF352R	1095	GF867C	886, 1104	GK033R	516	GK246	522
GF353R	1095	GF905R	1104	GK110R	509	GK252Y	507
GF354R	1095	GF906R	1100	GK111R	509	GK253Y	507
GF355R	1095	GF907R	1100	GK112R	509	GK299	523
GF360R	1102	GF908R	1100	GK113R	509	GK301R	514
GF361R	1102	GF909R	1100	GK114R	509	GK303R	514
GF362R	1102	GF910R	1104	GK115R	509	GK305R	514
GF363R	1102	GF911R	1104	GK116R	509	GK307R	514
GF364R	1102	GF912R	1104	GK117R	509	GK310R	514
GF365R	1102	GF913R	1104	GK118R	509	GK315R	514
GF370R	1102	GF917R	1095	GK121R	510	GK320R	514
GF371R	1102	GF918R	1095	GK122R	510	GK321R	514
GF372R	1102	GF919R	1100	GK123R	510	GK424R	512
GF373R	1102	GF923R	1096	GK125R	511	GK550	521, 1105
GF374R	1102	GF925R	1096	GK127R	511	GK595R	526
GF375R	1102	GF932R	1097	GK128R	511	GK596R	526
GF380R	1102	GF933R	1096	GK129R	511	GK597R	526
GF381R	1102	GF935R	1097	GK131R	512	GK604R	527
GF382R	1102	GF936R	1097	GK132R	512	GK605R	527
GF383R	1102	GF937R	1097	GK133R	512	GK606R	527
GF384R	1102	GF938R	1097	GK140R	509	GK624R	527
GF385R	1102	GF939R	1095	GK141R	509	GK625R	527
GF704R	714, 1090	GF940R	1095	GK142R	509	GK680R	514
GF706R	714, 1090	GF941R	1095	GK143R	509	GK681R	514
GF708R	714, 1090	GF942R	1095	GK144R	509	GK683R	514
GF710R	714, 1090	GF944R	885, 1093	GK145R	509	GK685R	528, 620
GF712R	714, 1090	GF946R	885, 1094	GK146R	509	GK690R	523
GF714R	714, 1090	GF947R	885, 1094	GK147R	509	GK700R	525
GF719R	1090	GF948R	885, 1094	GK148R	509	GK701R	525
GF720R	714, 1090	GF950C	725	GK151R	510	GK703R	525
GF721	714, 1090	GF954R	725	GK152R	510	GK711R	525
GF722	714, 1090	GF955R	725	GK153R	510	GK713R	525
GF756R	1097	GF956R	725	GK155R	511	GK720R	523



Numerischer Index – Numerical Index

GK – LX

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
GK722R.....	523	GT710.....	9	JG522R.....	1108	LX015S.....	1058
GK723R.....	523	GT730.....	9	JG523R.....	1108	LX016S.....	1058
GK730R.....	523	GT736.....	9	JG524R.....	1108	LX017S.....	1058
GK737R.....	518	GT742.....	9	JG525R.....	1108	LX018S.....	1058
GK738R.....	518	GT746.....	9	JG598.....	1113, 1115	LX020S.....	1058
GK739R.....	518	GT748.....	9	JG600.....	1113, 1115	LX022S.....	1058
GK807R.....	524	GT754.....	9	JG820R.....	1109	LX025S.....	1058
GK808R.....	524	GT758.....	9	JG822R.....	1109	LX030S.....	1058
GK809R.....	524	GT770.....	9	JG850R.....	19	LX032S.....	1058
GK881R.....	528	GT779.....	9	KX108S.....	1063	LX034S.....	1058
GK882R.....	528	GT782.....	9	KX110S.....	1063	LX035S.....	1058
GK883R.....	528	GT784.....	9	KX112S.....	1063	LX036S.....	1058
GK884R.....	528			KX114S.....	1063	LX038S.....	1058
GK885R.....	528	HF014R.....	11, 130	KX115S.....	1063	LX040S.....	1058
GK886R.....	528	HF019R.....	11, 130	KX116S.....	1063	LX042S.....	1058
GK891R.....	529	HF020R.....	11, 130	KX118S.....	1063	LX045S.....	1058
GK892R.....	529	HF021R.....	11, 130	KX120S.....	1063	LX047S.....	1058
GK893R.....	529	HF028R.....	11, 130	KX121S.....	1063	LX098S.....	1059
GK894R.....	529	HF030R.....	11, 130	KX125S.....	1063	LX100S.....	1059
GK895R.....	529	HF031R.....	11, 130	KX126S.....	1063	LX108S.....	1059
GK896R.....	529	HF032R.....	11, 130	KX245S.....	1063	LX110S.....	1059
		HF213R.....	12	KX248S.....	1063	LX112S.....	1059
GN073.....	533	HF234R.....	12	KX250S.....	1063	LX114S.....	1059
GN074.....	533	HF250R.....	12	KX255S.....	1063	LX115S.....	1059
GN076.....	533	HF266R.....	1079	KX260S.....	1063	LX116S.....	1059
GN077.....	533	HF400R.....	11, 130	KX261.....	1063	LX117S.....	1059
GN078.....	533	HF409R.....	11, 130	KX262.....	1063	LX118S.....	1059
GN080.....	532	HF514R.....	13			LX120S.....	1059
GN081.....	532	HF519C.....	13	KY002S.....	1065	LX122S.....	1059
GN082.....	532	HF520R.....	13	KY003S.....	1065	LX125S.....	1059
GN083.....	532	HF566R.....	13	KY004S.....	1065	LX128S.....	1059
GN084.....	531			KY005S.....	1065	LX130S.....	1059
GN085.....	532	JF112R.....	666	KY006S.....	1065	LX132S.....	1059
GN086.....	531	JF212R.....	665, 666	KY007S.....	1065	LX134S.....	1059
GN202.....	522	JF489R.....	665	KY008S.....	1065	LX135S.....	1059
GN203.....	506, 513	JF905.....	665, 666	KY009S.....	1065	LX136S.....	1059
GN204.....	522	JF906R.....	665, 666	KY010S.....	1065	LX137S.....	1059
GN205.....	506, 513	JF907R.....	665, 666	KY012S.....	1065	LX138S.....	1059
GN206.....	507	JF908R.....	665, 666	KY015S.....	1065	LX140S.....	1059
GN207.....	506	JF909R.....	665, 666	KY100S.....	1065	LX142S.....	1059
GN208.....	507	JF910R.....	665, 666	KY201R.....	1066	LX145S.....	1059
GN209.....	506	JF915R.....	665, 666	KY202R.....	1066	LX146S.....	1059
GN210.....	508			KY203R.....	1066	LX149R.....	1068, 1075
GN211.....	508	JG161R.....	664	KY204R.....	1066	LX150R.....	1077
GN212.....	508	JG170R.....	664	KY205R.....	1066	LX152R.....	1077
GN213.....	506	JG504R.....	1108	KY206R.....	1066	LX156R.....	1074
GN215.....	506	JG506R.....	1108	KY220S.....	1065	LX157R.....	1074
GN216.....	522	JG508R.....	1108	KY225R.....	1065	LX158R.....	1076
GN217.....	533	JG514R.....	1108			LX159R.....	1076
GN218.....	507	JG515R.....	1108	LX002R.....	1059	LX162R.....	1075
GN221.....	508	JG516R.....	1108	LX008S.....	1058	LX163R.....	1077
GN227.....	513	JG518R.....	1108	LX010S.....	1058	LX164R.....	1078
GN229.....	513	JG520R.....	1108	LX012S.....	1058	LX165R.....	1078
GN310.....	531	JG521R.....	1108	LX014S.....	1058	LX170R.....	1069

G
I
O

Numerischer Index – Numerical Index

LX - OA

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
LX171R	1069	LX575R	1085	MB285R	217, 787	MD124R	1096
LX172R	1069	LX582R	1086	MB291R	170	MD125R	1096
LX174R	1070	LX587R	1086	MB454R	170	MD127R	1096
LX175S	1059	LX600R	1087	MB576R	1070	MD129R	1096
LX176R	1067	LX605R	1087	MB603R	344	MD452R	18
LX177R	1070	LX610R	1087	MB613R	821	MD453R	18
LX178R	1070	LX618R	1087	MB657R	1004	MD454R	18
LX180S	1059	LX624R	1087	MB658R	1004	MD455	1025
LX181R	1071	LX901S	1058	MB659R	1004	MD456R	312, 1068
LX182R	1071	LX902S	1058	MB660R	1004	MD463	173
LX183R	1071	LX911S	1058	MB661R	1004	MD464	224
LX185R	1071	LX912S	1058	MB662R	1004	MD465R	224
LX189R	1070	LX913S	1058	MB663R	1004	MD466R	224
LX190R	1071	LX915S	1058	MB664R	1004	MD467R	224
LX202S	1064	LX917S	1058	MB665R	1004	MD468	224
LX203R	1064	LX921S	1058	MB666R	1004	MD469	224
LX204R	1062	LX922S	1058	MB667R	1004	MD470	545, 835
LX205R	1062	LX923S	1058	MB668R	1004	MD497	386
LX206R	1062	LX925S	1058	MB669R	1004	MD563	945
LX207R	1062	LX927S	1058	MB675R	1004	MD568	538
LX208R	1062	LX951S	1058	MB676R	1004	MD569	245
LX209R	1062	LX952S	1058	MB677R	1004	MD570R	245
LX210R	1064	LX953S	1058	MB678R	1004	MD581	362
LX211R	1060	LX955S	1058	MB679R	1004	MD591	262
LX212R	1060	LX957S	1058	MB680R	1004	MD592	262
LX213R	1060			MB681R	1004	MD615	1031
LX214R	1060	MB229R	221	MB682R	1004	MD617	1029
LX215R	1060	MB238R	842	MB683R	1004		
LX216R	1060	MB239R	842	MB684R	1004	ND087R	912
LX218R	1060	MB245	848	MB685R	1004	ND105R	1010
LX222R	1060	MB246	848	MB686R	1004	ND108R	1010
LX223R	1060	MB247	848	MB687R	1004	ND109R	1010
LX225C	1060	MB248	848	MB688R	1004	ND118R	1011
LX227R	1060	MB249	848	MB689R	1004	ND120R	1011
LX228R	1060	MB250	848	MB690R	1004	ND121R	1011
LX235R	1062	MB251	848	MB691R	1004	ND122R	1011
LX237R	1062	MB252	848	MB692R	1004	ND123R	1011
LX240R	1061	MB253	848	MB693R	1004	ND124R	1011
LX241R	1061	MB254	848	MB694R	1004	ND125R	1011
LX265C	1061	MB256	848	MB750R	798		
LX266	1061	MB257	848	MB751R	798	OA200R	458
LX267R	1061	MB258	848	MB785R	404	OA218R	458
LX269R	1061	MB259	848	MB872R	987	OA225R	458
LX310R	1014, 1062	MB260	848	MB873R	987	OA310R	373
LX505R	1082	MB261	848	MB874R	987	OA311R	373
LX522C	1082	MB262	848	MB875R	987	OA312R	373
LX548R	134, 1083	MB263	848	MB876R	987	OA313R	373
LX550R	135, 1083	MB264	848	MB877R	987	OA314R	373
LX552R	135, 1083	MB265	848	MB878R	987	OA332R	360
LX553R	135, 1083	MB275R	930	MB879R	987	OA333R	360
LX556R	135, 1084	MB276R	930	MB880R	987	OA334R	360
LX558R	135, 1084	MB277R	930			OA335R	360
LX565R	134, 1084	MB278R	930	MD076	428	OA336R	360
LX574R	1085	MB279R	971	MD077	428	OA337R	360



Numerischer Index – Numerical Index OA – OM

G
I
O

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
OA338R.....	360	OF261R	348	OK741R.....	893	OL343R	999
OA340R.....	373	OF262R	348	OK742R.....	893	OL401R	978
OA351R.....	362	OF282R	356	OK745R.....	894	OL403R	978
OA357R.....	356	OF283R	356	OK794R.....	463	OL405R	979
OA358R.....	356	OF284R	356	OK795R.....	463	OL406R	979
OA359R.....	356	OF285R	356	OK900.....	598	OL407R	978
		OF288R	356			OL408R	978
OB510.....	347	OF760R	892	OL011R	165	OL409R	978
OB511.....	347	OF768R	892	OL102R	32	OL410R	978
OB512.....	347			OL104R	32	OL411R	978
OB513.....	347	OG164R.....	962	OL114R	32	OL412R	978
OB514.....	347	OG165R.....	962	OL155R	965	OL421R	979
		OG950R.....	1098	OL157R	969	OL423R	979
OC020R.....	152	OG951R.....	1098	OL160R.....	849, 963	OL425R	979
OC021R.....	152	OG960R.....	1098	OL162R	963	OL427R	979
OC022R.....	152	OG961R.....	1098	OL163R	963	OL429R	979
OC024R.....	171	OG962R.....	1098	OL164R	964	OL601R	361
OC025R.....	171	OG963R.....	1098	OL165R	849, 965	OL602R	361
OC026R.....	171	OG964R.....	1098	OL166R	965	OL603R	361
OC051R.....	168	OG969R.....	1098	OL168R	1103	OL610R	361
OC069R.....	151	OG970R.....	1098	OL170R	964	OL611R	362
OC091R.....	168	OG971R.....	1098	OL171R	964	OL612R	362
OC094R.....	168	OG972R.....	1098	OL177R	1103	OL614R	363
OC100R.....	170	OG973R.....	1098	OL179R	965	OL615R	361
OC415R.....	76	OG974R.....	1098	OL187R	1101	OL616R	361
OC430R.....	77			OL189R	515	OL617R	361
OC461R.....	49	OK093R.....	570	OL192R	960	OL619R	361
OC480R.....	48	OK365R.....	77	OL195R	1103	OL620R	362
OC482R.....	48	OK366R.....	78	OL196R	1103	OL621R	361
OC485R.....	48	OK367R.....	77	OL198R	963	OL622R	362
OC486R.....	48	OK368R.....	77	OL201R	372	OL623R	362
OC491R.....	49	OK369R.....	77	OL202R	370	OL624R	362
OC492R.....	49	OK372R.....	77	OL206R	363	OL626R	361
OC496R.....	49	OK373R.....	77	OL207R	363	OL627R	361
OC497R.....	49	OK374R.....	76	OL211R	373	OL652R	33
OC498R.....	48	OK378R.....	1038	OL212R	373	OL653R	33
OC499R.....	48	OK503R.....	900	OL219R	383	OL654R	33
OC500R.....	48	OK505R.....	899	OL220R	383	OL656R	33
		OK506R.....	899	OL221R	385	OL657R	33
OF001N.....	6	OK507R.....	899	OL294R	1001	OL670R	33
OF002N.....	6	OK508R.....	899	OL296R	1001		
OF003N.....	6	OK509R.....	899	OL298R	1001	OM010.....	14
OF004N.....	6	OK520R.....	899	OL299R	1001	OM015R	14
OF005N.....	6	OK521R.....	899	OL300R	1001	OM030R	14
OF006N.....	6	OK522R.....	899	OL301R	1001	OM044R	14
OF010N.....	6	OK525R.....	901	OL302R	1001	OM047R	15
OF031N.....	6	OK526R.....	901	OL303R	1001	OM048R	15
OF033N.....	6	OK536R.....	900	OL304R	1001	OM049R	15
OF090.....	2	OK537R.....	900	OL307R	1001	OM078R.....	5
OF237.....	1099	OK538R.....	901	OL311R	998	OM079R.....	5
OF238.....	1100	OK711R.....	892	OL314R	998	OM080R.....	5
OF239.....	1100	OK712R.....	892	OL316R	998	OM081R.....	5
OF257R.....	348	OK737R.....	894	OL341R	999	OM082R	5
OF259R.....	348	OK740R.....	893	OL342R	999	OM083R	5

Numerischer Index – Numerical Index

OM - XF

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
OM084R	5	SF835	587				
OM085R	5	SF836	587				
OM086R	5						
OM087R	5	SR421R	855				
OM088R	5	SR428R	634				
OM089R	5	SR580R	721				
OM090R	5						
OM202R	4, 348	TE749R	478, 479				
OM203R	4						
OM205R	4	US100	489				
OM208R	4	US100201	489				
OM251R	378	US100202	489				
OM252R	378						
OM253R	378	VC100R	584				
OM307R	930	VC101R	584				
OM308R	930						
OM309R	960	XF830	533				
OM311R.....	961						
OM314R	961						
OM315R	961						
OM485R	185						
OM487R	351						
OM488	347						
OM489R	68						
OM602R.....	197, 678						
OM670R.....	1103						
OM671R	1094						
OM672R.....	1101						
OM680R	31						
OM681R.....	31						
OP030R	1102						
OP031R	1102						
OP130R	116						
OP151R.....	581, 704, 705						
OP152R.....	705						
OP160R	705						
OP161R	705						
OP222R	705						
OP223R	705						
OP230R	705						
OP360R	1102						
OP361R	1102						
OP362R	1102						
OP801	576						
PL561T.....	744						
PL565T.....	738						
PL566T.....	738						
PL567T.....	740						
PL568T.....	742						
SF462	587						
SF818R	587						



AESCALAP®

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Aesculap AG & Co. KG


Am Aesculap-Platz
78532 Tuttlingen
Germany

Phone +49 7461 95-0
Fax +49 7461 95-2600
www.aesculap.de

All rights reserved. Technical alterations are possible. This leaflet may be used for no other purposes than offering, buying and selling of our products. No part may be copied or reproduced in any form. In the case of misuse we retain the rights to recall our catalogs and pricelists and to take legal actions.



AC/AD



Untersuchung-Diagnostik, Vorbereitung
Examination-Diagnostic, Preparation

AC

Untersuchung – Diagnostik – Examination – Diagnostic

Reflexspiegel und Stirnbänder
Head Mirrors and Head Bands



ZIEGLER

AC402

Stirnspiegel allein, mit Gummifassung
Head mirror only, with rubber coating



ZIEGLER

OF090

Stirnspiegel allein, mit Metallfassung
Head mirror only, with metal coating



ZIEGLER

AC413

Stirnband aus Plastik, schwarz, allein
Head band of plastic, black, only



AC414

Stirnband aus Plastik, weiß, allein
Head band of plastic, white, only



MURPHY

AC415

Stirnband aus Celluloid, weiß, allein
Head band of celluloid, white, only



AC416

Stirnband aus Plastik, weiß,
allein, weiches Modell
Head band of plastic, white,
only, soft pattern



AC421

Stirnspiegel (AC402)
mit schwarzem Plastikband (AC413)
Head mirror (AC402)
with black plastic head band (AC413)



Untersuchung - Diagnostik - Examination - Diagnostic Stirnlampen Head Lights



AC440

220 Volt
Transformator
220 volts
Transformator



CLAR 55

AC461

Stirnlampe, 6 Volt, mit verstellbarem Gelenk,
weißem Stirnband aus Celluloid mit Schaumgummi-
polsterung und Kabel mit Zwischenstecker
zum Trafo AC440

Head light, 6 volt, with adjustable joint,
white celluloid head band, with foam rubber pad
and cord with plugs for transformer AC440

AC462

Reflektor, allein, für Stirnlampe AC461
Mirror, only, for head light AC461

AC464

Ersatz-Schaumgummi polsterung für Stirnband AC454
Spare foam rubber pad, for head band AC454



AC463

Ersatzbirnchen
Spare bulb

AC



Untersuchung – Diagnostik – Examination – Diagnostic
Zungenspatel
Tongue Depressors

AC



OM202R

145 mm, 5 3/4"



OM203R


140 mm, 5 1/2"



BUCHWALD

OM205R

180 mm, 7"



BRUENINGS

OM208R


190 mm, 7 1/2"



Untersuchung - Diagnostik - Examination - Diagnostic

Kehlkopfspiegel Laryngeal Mirrors

AC



OM078R/
AC468R

Fig. 000
Ø 6 mm
diam. 6 mm

OM079R/
AC469R

Fig. 00
Ø 8 mm
diam. 8 mm

OM080R/
AC470R

Fig. 0
Ø 10 mm
diam. 10 mm

OM081R/
AC471R

Fig. 1
Ø 12 mm
diam. 12 mm

OM082R/
AC472R


Fig. 2
Ø 14 mm
diam. 14 mm

OM083R/
AC473R

Fig. 3
Ø 16 mm
diam. 16 mm


OM084R/
AC474R

Fig. 4
Ø 18 mm
diam. 18 mm




OM085R/
AC475R

Fig. 5
Ø 20 mm
diam. 20 mm




OM086R/
AC476R

Fig. 6
Ø 22 mm
diam. 22 mm




OM087R/
AC477R

Fig. 7
Ø 24 mm
diam. 24 mm




OM088R/
AC478R

Fig. 8
Ø 26 mm
diam. 26 mm




OM089R/
AC479R

Fig. 9
Ø 28 mm
diam. 28 mm



OM090R/
AC480R

Fig. 10
Ø 30 mm
diam. 30 mm



OM078R-
OM090R

Kehlkopfspiegel
mit Sechskantgriff
Laryngeal mirrors
with hexagonal handle
180 mm,
7"



AC468R-
AC480R

Kehlkopfspiegel
Laryngeal mirrors
120 mm,
4 3/4"



AC481R

Spiegelgriff
Mirror handle
110 mm,
4 3/8"



AC483C

Spiegelgriff
Mirror handle
105 mm,
4 1/8"



MICHEL

AC497R/
AC498R

Rhinoskopiespiegel
Rhinoscopic mirrors
250 mm, 10"



Untersuchung – Diagnostik – Examination – Diagnostic

Stimmgabeln
Tuning Forks

AC




HARTMANN

- OF001N = c 128
- OF002N = c¹ 256
- OF003N = c² 512
- OF004N = c³ 1024
- OF005N = c⁴ 2048
- OF006N = c⁵ 4096



OF010N = a¹ 440

Stimmgabeln für Neurologen
Tuning forks for neurologists



LUCAE

- OF031N = c 128



RYDEL-SEIFFER

- OF033N
- mit Dämpfer = c 64
- ohne Dämpfer = c 128
- with clamps = c 64
- without clamps = c 128



Untersuchung - Diagnostik - Examination - Diagnostic


Instrumente zum Messen
Instruments for Measuring

AD

AA804R-AA806R


Stahlmaßstab, nichtrostend,
Millimeter- und Zolleinteilung
Steel ruler, stainless, graduated
in millimeters and inches

AA804R	AA805R	AA806R
150 mm	300 mm	500 mm
6"	12"	20"



AA808R

Röntgen-Messstab für Messungen bei Frakturbehandlung.
Direkte Ablesemöglichkeit der Abmessungen.
Einteilung in 1/2 cm durch gut sichtbare Kerben an
der Kante, die vollen cm sind durch tiefe Kerben
ersichtlich. Um das Ablesen zu erleichtern, sind
die 5 cm und 10 cm Abstände durch Löcher markiert.
Ruler for X-ray work in fracture treatment.
Direct reading. Graduation from half to half cm by
distinct notches at the rim. Full cms are accentuate
by deeper notches. Markings of 5 cm and decimeter
distance by one and two holes respectively.
500 mm, 20"



AA809

Röntgen-Messstab aus Kunststoff, flexibel
im Autoklav sterilisierbar bei 143°C (3 bar).
Dieser Röntgen-Messstab hat den Vorteil, dass die
Zahlen und die Millimetereinteilung im Röntgenbild
gut sichtbar sind.
Plastic ruler, flexible, for X-ray work.
Can be sterilized in an autoclave at 143°C (3 bar).
Figures and mm-graduation transparent to X-ray.
500 mm, 20"



AA821C-AA822C

Stahlmaßband, Millimeter- und Zolleinteilung
Steel tape measure, graduated in millimeters and inches

Hinweis:

Nicht zur Dampfsterilisation geeignet

Note:

Not suitable for steam sterilization

AA821C	AA822C	AA826
1,5 m	2,0 m	1,5 m
60"	80"	60"

AA826

Maßband aus Wachstuch, Millimeter- und Zolleinteilung
Tape measure of oilcloth, graduated in millimeters and inches

Untersuchung – Diagnostik – Examination – Diagnostic

Instrumente zum Messen
Instruments for Measuring

AD



AA845R

Spezial-Messschieber
für die Neurochirurgie
Special caliper
for neurosurgery
125 mm, 5"



AA846R

Messschieber,
Messbereich bis 150 mm
Caliper,
measuring range up to 150 mm
230 mm, 9"



AA847R

Messschieber,
Messbereich bis 100 mm
Caliper,
measuring range up to 100 mm
130 mm, 5 1/8"



AD110R

Finger-Goniometer
Finger goniometer



AD123R

Ø 33 mm
diam. 33 mm

AD125R

Ø 38 mm
diam. 38 mm

AD127R

Ø 42 mm
diam. 42 mm

AD129R

Ø 48 mm
diam. 48 mm

AD123R-AD129R

Mamilenmarkierer, gezahnt
Mamilla marker, toothed



Untersuchung - Diagnostik - Examination - Diagnostic

Vorbereitung
Preparation

AN



BA244R

Rasierklingenmesser für auswechselbare Klingen,
mit Sicherheitskamm
Razor for interchangeable blades,
with safety clip



BA245R

Ersatzklingen
Bestelleinheit: PAK = Packung a 10 Stück
Spare blades
Sales unit: PAK = Package of 10 pieces
70 mm, 2 3/4"

Elektra® II



GH201-GH204

Die Wartung der AESCULAP Electra ® II ist problemlos.
Der dauerfettete Elektromotor mit ruhigem Lauf benötigt
keine Pflege, nur die Schneideköpfe sind regelmäßig zu ölen.
Die Maschine ist schutzisoliert.
Elektrische Schermaschinen
(ohne Schneideköpfe)
Maintenance for the AESCULAP Electra ® II is no problem
at all. The permanently lubricated motor does not need any
maintenance - only the cutterheads require periodic oiling.
The clipper is double insulated.
Electric hair clippers
(without cutterheads)

GH201

110-125 Volt

110-125 volts

GH204

220 Volt

220 volt

Zulassungen:

Registrations:

CE gemäß Richtlinie 89/336/EWG und 73/23/EWG
conforming to directive 89/336/EEC and 73/23/EEC



GH700-GT784

Auswechselbare Schneideköpfe
Interchangeable cutterheads

Schnitthöhe

Height of clip

GH700	1/20 mm	
GH703	1/10 mm	
GT730	1/2 mm	
GH712	1 mm	
GT736	1 mm	weite Zahnung wide tooth
GT746	1,5 mm	
GT710	1,8 mm	feine Zahnung fine tooth
GH715	2 mm	kurze Zähne short teeth
GT742	2 mm	lange Zähne long teeth
GT754	3 mm	kurze Zähne short teeth
GT748	3 mm	lange Zähne long teeth
GT758	5 mm	
GT770	7 mm	
GT779	9 mm	
GT782	12 mm	
GT784	16 mm	

Hinweis:

Die Schneideköpfe passen auch auf den seither
gelieferten Maschinentyp Elektra I.

Note:

Cutterhead system - to be used interchangeably for
Elektra II as well as for Elektra I clipper.



Untersuchung – Diagnostik – Examination – Diagnostic

Vorbereitung
Preparation

AN

weitere Waschzangen siehe Rubrik BF
further dressing forceps see section BF



GROSS

BF046R-BF047R

Waschzangen
Dressing forceps
200 mm, 8"



BF046R

BF047R



AESCULAP

BF060R-BF061R

Waschzangen
Dressing forceps
220 mm, 8 3/4"



Untersuchung - Diagnostik - Examination - Diagnostic


Vorbereitung
Preparation

AN




HF400R

Nagelschere
Nail scissors
90 mm, 3 1/2"



HF409R

Nagelschere
extra feines Modell
Nail scissors
especially delicate pattern
90 mm, 3 1/2"




HF032R

Baby-Nagelschere
Baby nail scissors
85 mm, 3 1/8"



HF014R-HF021R

Nagelscheren
Nail scissors



HF014R HF019R HF020R HF021R


90 mm 90 mm 100 mm 110 mm

3 1/2" 3 1/2" 4" 4 3/8"



HF028R-HF031R

Nagelscheren
Nail scissors



HF028R HF030R HF031R

95 mm 95 mm 105 mm

3 3/4" 3 3/4" 4 1/8"



MILLIMETERS

Untersuchung – Diagnostik – Examination – Diagnostic

Vorbereitung
Preparation


AN



BC056R-BC057R
90 mm, 3 3/4"



HF213R
Nagelzange
Nail cutter
135 mm, 5 1/4"



HF234R
Nagelzange
Nail cutter
145 mm, 5 3/4"



HF250R
Nagelzange
Nail cutter
155 mm, 6"



Untersuchung – Diagnostik – Examination – Diagnostic
Vorbereitung
Preparation

AN



HF520R

Nagelschere HF020R und Nagelfeile HF514R
mit 50 cm langer verchromter Kette HF519C
Nail scissors HF020R and nail file HF514R
with 50 cm (19 1/2"), chromium plated-chain HF519C



HF514R

Nagelfeile
Nail file

1/1 100 mm, 4"



HF566R

Nagelfeile
Nail file

1/1 150 mm, 6"



MILLIMETERS

Untersuchung – Diagnostik – Examination – Diagnostic

Narkoseinstrumente

Instruments for Anaesthesia

Zungenspatel siehe Rubrik AC

Tongue depressors see section AC



OM010

Mundsperrer aus Holz
Mouth gag wooden
140 mm, 5 1/2"



SCHMID

OM015R

Mundsperrer stufenlos durch Gewinde zu
verstellen, 1 Maulteil beweglich gelagert
Mouth gag, infinitely adjustable
by thread, with 1 moveable part



HEISTER

OM030R

Mundsperrer
Mouth gag
130 mm, 5 1/8"



FERGUSSON-ACKLAND

OM044R

Mundsperrer
Mouth gag
145 mm, 5 3/4"

Untersuchung – Diagnostik – Examination – Diagnostic

Narkoseinstrumente

Instruments for Anesthesia

Zungenspatel siehe Rubrik AC

Tongue depressors see section AC



OM010

Mundsperrer aus Holz
Mouth gag wooden
140 mm, 5 1/2"



SCHMID

OM015R

Mundsperrer stufenlos durch Gewinde zu
verstellen, 1 Maulteil beweglich gelagert
Mouth gag, infinitely adjustable
by thread, with 1 moveable part



HEISTER

OM030R

Mundsperrer
Mouth gag
130 mm, 5 1/8"



FERGUSSON-ACKLAND

OM044R

Mundsperrer
Mouth gag
145 mm, 5 3/4"



Untersuchung – Diagnostik – Examination – Diagnostic

Narkoseinstrumente
Instruments for Anesthesia

AN



OM047R

Mundsperrer
Mouth Gag
125 mm, 5"



OM048R

Mundsperrer
Mouth gag



ROSER-KÖNIG

OM049R

Mundsperrer
Mouth gag
185 mm, 7 1/4"



MAGILL

AN379R-AN381R

Kathetereinführungszangen
Catheter introducing forceps

AN379R

für Kleinkinder
for infants
150 mm
6"

AN380R

für Kinder
for children
200 mm
8"



AN381R

für Erwachsene
for adults
250 mm
10"



MILLIMETERS



Untersuchung - Diagnostik - Examination - Diagnostic

Vorbereitung
Preparation

AN



PEAN

BH410R

Schlauchklemme
Tubing clamp forceps
125 mm, 5"



1/2



KLINIKUM BERLIN

AN908R

Schlauchklemme
starkes Modell, lange Sperre,
daher Durchlauf dosierbar
Tubing clamp
heavy pattern, long ratchet,
therefore passage adjustable
145 mm, 5 3/4"

1/1



1/2



glattes Maul
smooth jaw

1/1

1/2

AN909R

Schlauchklemme
sehr starkes Modell
Tubing clamp forceps
especially heavy pattern
165 mm, 6 1/2"



gerieftes Maul
serrated jaw

1/1

1/2

AN910R

Schlauchklemme
sehr starkes Modell
Tubing clamp forceps
especially heavy pattern
165 mm, 6 1/2"

MILLIMETERS

Untersuchung – Diagnostik – Examination – Diagnostic

Vorbereitung
Preparation

AN



AN911R

Schlauchklemme
Tubing clamp
180 mm, 7"



AN912R

Schlauchklemme
Tubing clamp
180 mm, 7"



AN913R

Schlauchklemme
Tubing clamp
200 mm, 8"



MD452R-MD454R

Schlauchklemmen
Tubing clamps

MD452R	MD453R	MD454R
155 mm	185 mm	200 mm
6"	7 1/4"	8"



SAUERBRUCH


JG850R

Fasszange für verbrauchtes
Verbandmaterial und Tupfer



Operating Room
Pick-up forceps for used
tampons and dressings

550 mm, 22"





BA



Sterilskalpelle, Skalpelle, Messer
Sterile Scalpels, Scalpels, Knives

Sterilskalpelle – Sterile Scalpels

Sterilskalpelle mit Kunststoffheft und Klingenschutz

Sterile Scalpels with Plastic Handle and Blade Protector

BA



Carbon Steel
Stainless Steel
BA210
5518059
Fig. 10



BA211
5518040
Fig. 11



BA212
5518105
Fig. 12



BA215
5518032
Fig. 15



BA218
Fig. 18





Sterilskalpelle – Sterile Scalpels

Sterilskalpelle mit Kunststoffheft und Klingenschutz
Sterile Scalpels with Plastic Handle and Blade Protector

BA



Carbon Steel BA219
Stainless Steel

Fig. 19



BA220
5518067

Fig. 20



BA221
5518075

Fig. 21



BA222
5518083

Fig. 22



BA223
5518016

Fig. 23



BA224
5518091

Fig. 24



BA210-BA224/5518016-5518105

Bestelleinheit:

PAK = Packung à 10 Stück

Sales unit:

PAK = Package of 10 pieces

Sterilskalpelle – Sterile Scalpels

Einmalskalpelle, Mikroskalpelle mit Plastikgriff

Scalpels for Single Use, Microsurgery Scalpels with Plastic Handle

Bestelleinheit:

PAK = Packung à 10 Stück

Sales unit:

PAK = Package of 10 pieces

Bestelleinheit:

PAK = Packung à 5 Stück

Sales unit:

PAK = Package of 5 pieces



BA311SU

Fig. 11
230 mm, 9"



BA323SU

Fig. 23
230 mm, 9"



BA364

165 mm, 6 1/2"



BA365

165 mm, 6 1/2"



BA367

165 mm, 6 1/2"



Sterilskalpelle – Sterile Scalpels
Zeichenfeder
Mapping Pens

BA



1/1

ECKHOFF

BA704R

Zeichenfeder, komplett
Mapping pen, complete
145 mm, 5 3/4"



1/1

Bestelleinheit:

PAK = Packung à 12 Stück

Sales unit:

PAK = Package of 12 pieces

BA705

Zeichenfeder, allein
zum Einmalgebrauch
Nib, only
for single use



AD099R

Metallgefäß für
Markierungsflüssigkeit
Metal ink pot



MILLIMETERS

Sterilskalpelle – Sterile Scalpels
Skalpelle
Scalpels

BA



BA401R-BA409R

130 mm, 5 1/8"

INCHES

BA401R

1/1

BA402R

1/1

BA403R

1/1

BA407R

1/1

BA408R

1/1

BA409R

1/1

BERGMANN

BA451R


140 mm, 5 1/2"

1/1



Sterilskalpelle – Sterile Scalpels
Skalpelle, Tenotome
Scalpels, Tenotomes

BA



BA501R-BA563R

140 - 175 mm, 5 1/2 - 7"

MILLIMETERS

Sterilskalpelle – Sterile Scalpels

Amputationsmesser

Amputation Knives

BA



doppelschneidig
double cutting

LISTON

FH100R-FH103R

Amputationsmesser

Amputation knives

FH100R	FH101R	FH102R	FH103R
--------	--------	--------	--------

Schnittlänge: 130 mm 160 mm 190 mm 220 mm
Blade length: 5 1/8" 6 1/4" 7 1/2" 8 3/4"



doppelschneidig
double cutting

CATLIN

FH116R

Amputationsmesser

Amputation knife

Schnittlänge: 160 mm
Blade length: 6 1/4"



LANGENBECK

FH150R

Lappenmesser

Flap knife

Schnittlänge: 120 mm
Blade length: 6 1/4"



Sterilskalpelle – Sterile Scalpels
Amputations- und Resektionsmesser
Amputation- and Resection Knives

BA



FH160R

Phalangenmesser
Phalangeal knife

Schnittlänge: 105 mm
Blade length: 4 1/8"



FH166R

Zwischenknochenmesser
Interosseous knife

Schnittlänge: 110 mm
Blade length: 4 3/8"



FH170R

Beinhautmesser
mit Schaber
Periosteum knife
with raspary

Schnittlänge: 65 mm
Blade length: 2 1/2"



FH191R

Resektionsmesser
Resection knives

Schnittlänge: 55 mm
Blade length: 2 1/8"




FH192R



MILLIMETERS

Sterilskalpelle – Sterile Scalpels
Fistelmesser
Fistula Knives

BA



BA604R

SIMON

BA604R-BA606R

200 mm, 8"

1/1



BA605R



BA606R

1/1



ULRICH

BA611R

225 mm, 9"

1/1



Sterilskalpelle – Sterile Scalpels
Trigeminus- und Tonsillenmesser
Trigeminal- and Tonsil Knives



OLIVECRONA

BA646R

Trigeminusmesser
Trigeminal knife
205 mm, 8"



BA641R

Trigeminusmesser
Trigeminal knife
230 mm, 9"



FOWLER

OM680R

Tonsillenmesser
Tonsil knife
200 mm, 8"



ABRAHAM

OM681R

Tonsillenmesser
Tonsil knife
215 mm, 8 1/2"

BA



Sterilskalpelle – Sterile Scalpels

Skalpelle Scalpels

Meniskusmesser siehe Rubrik FO


Meniskus knives see section FO



MASING

OL114R

Knorpelritzmesser,
in der Spitze gebogen
Cartilage slitting knife,
curved blade, pointed
130 mm, 5 1/8"



JOSEPH


OL102R-OL104R

Plastikmesser
Double-edged nasal knives,
pointed
145 mm, 5 3/4"




Sterilskalpelle – Sterile Scalpels

Sterilisierrahmen, Hautstanzen Sterilizing Racks, Dermal Punches



FH194R

Sterilisierrahmen für 1 Messer
mit Schnittlänge bis 140 mm
Sterilizing rack for 1 knife
with length of blade up to 140 mm
290 x 40 x 14 mm



FH197R

Sterilisierrahmen für 2 Messer
mit Schnittlängen bis 190 mm
Sterilizing rack for 2 knives
with length of blade up to 190 mm
335 x 65 x 14 mm

FH194R-FH197R

für Resektions- und Amputationsmesser
for Resection- and Amputation knives



- 1/1
OL652R
Ø 2 mm
diam. 2 mm
- 1/1
OL653R
Ø 3 mm
diam. 3 mm
- 1/1
OL654R
Ø 4 mm
diam. 4 mm
- 1/1
OL656R
Ø 6 mm
diam. 6 mm
- 1/1
OL657R
Ø 7 mm
diam. 7 mm

KEYES

OL652R-OL657R

Hautstanzen
Dermal punches
100 mm, 4"



KEYES MODIF.

OL670R

Hautstanze, komplett,
mit 5 auswechselbaren Aufsätzen, Griff und Gestell
Dermal punch, complete
with 5 interchangeable tips, handle and rack

BA




Sterilskalpelle – Sterile Scalpels

Handdermatome

Skin Grafting Knives

BA



GOULIAN

BA710R

Dermatom mit 3 Schnittschablonen in den Stärken 0,20, 0,25 und 0,30 mm, kpl. mit 5 Klingen BA711R

Dermatome with 3 grafting templates 0.20, 0.25 and 0.30 mm thick, complete with 5 blades BA711R

180 mm, 7"

INCHES

BA711R

Ersatzklingen, unsteril
Bestelleinheit:
PAK = Packung à 50 Stück
Spare blades, non sterile
Sales unit:
PAK = Package of 50 pieces



SCHINK

BA706R


Dermatom, einstellbar von 0,1 bis 2,0 mm, komplett, mit 1 auswechselbaren Klinge und 2 Spannplatten

Dermatome, adjustable from 0.1 to 2.0 mm, complete, with 1 interchangeable blade and 2 skin straightening plates

300 mm, 12"

BA708R

Ersatzklinge allein
Spare blade only



BA709R

Spannplatte allein
Skin straightening plate only



Sterilskalpelle – Sterile Scalpels

Handdermatome

Skin Grafting Knives



SILVER

BA715R

Dermatom,
ohne Klingen
Skin graft knife,
without blade
190 mm, 7 1/2"

BA716R

Ersatzklinge, unsteril
Bestelleinheit:
PAK = Packung à
5 Stück
Spare blade, non sterile
Sales unit:
PAK = Package of
5 pieces



WATSON

BA719R

Dermatom,
ohne Klingen
Skin graft knife,
without blade
300 mm, 12"

BA718R

Ersatzklinge, steril
Bestelleinheit:
PAK = Packung à
10 Stück
Spare blade, sterile
Sales unit:
PAK = Package of
10 pieces



COBBETT

BA717R

Dermatom,
ohne Klingen
Skin graft knife,
without blade
315 mm, 12"

BA718R

Ersatzklinge, steril
Bestelleinheit:
PAK = Packung à
10 Stück
Spare blade, sterile
Sales unit:
PAK = Package of
10 pieces




BRAITHWAITE

BA712R

Dermatom,
ohne Klingen
Skin graft knife,
without blade
315 mm, 12""

BA718R

Ersatzklinge, steril
Bestelleinheit:
PAK = Packung à
10 Stück
Spare blade, sterile
Sales unit:
PAK = Package of
10 pieces



HUMBY

BA713R


Dermatom,
ohne Klingen
Skin graft knife,
without blades
365 mm, 13 3/4"

BA714R



Ersatzklinge, steril
Bestelleinheit:
PAK = Packung à
10 Stück
Spare blade, sterile
Sales unit:
PAK = Package of
10 pieces

BA

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
MILLIMETERS



BB



Skalpellklingen und Griffe
Scalpel Blades and Handles



Skalpellklingen und Griffen – Scalpel Blades and Handles

Skalpellgriffe
Scalpel Handles



Für Klingen Fig. 10 – 15 und Fig. 40, 42
For blades fig.10 – 15 and fig. 40, 42

BB






Skalpellklingen und Griffe – Scalpel Blades and Handles

Skalpellgriffe

Scalpel Handles




Für Klingen Fig. 10 – 15 und Fig. 40, 42

For blades fig.10 – 15 and fig. 40, 42



BB175R
No. 3 XL
250 mm, 10"



BB176R-BB178R
No. 3 XL
für linke Hand
for left hand
250 mm, 10"



BB177R



BB077R
No. 7
160 mm, 6 1/4"
1/1



BB

entspricht der
englischen
No. 5
corresponds
with english
No. 5

MILLIMETERS

Skalpellklingen und Griffen – Scalpel Blades and Handles




Skalpellgriffe
Scalpel Handles



Für Klingen Fig. 10 – 15 und Fig. 40, 42

For blades fig. 10 – 15 and fig. 40, 42



BB





Skalpellklingen und Griffe – Scalpel Blades and Handles

Skalpellgriffe
Scalpel Handles



Für Klingen Fig. 18 – 36
For blades fig. 18 – 36



BB084R

No. 4
135 mm, 5 1/4"



BB085R

No. 4 L
215 mm, 8 1/2"



BB087R

No. 4 XL
250 mm, 10"



BB080R

No. 4
225 mm, 9"



BB088R

No.8
130 mm, 5 1/8"



BB089R

145 mm, 5 3/4"

BB



MILLIMETERS

Skalpellklingen und Griffe – Scalpel Blades and Handles

Sterilklingen

Sterile Scalpel Blades



BB



Carbon Steel BB510
Stainless Steel 16600495



BB511
16600509



BB512
16600517



BB513
16615492



BB515
16600525



Carbon Steel BB515-1



BB515-C



BB540
doppelschneidig
double cutting



BB542
doppelschneidig
double cutting

passend zu den Griffen auf Seite 38 - 40


Bestelleinheit:

PAK = Packung à 100 Stück
in Spenderpackung

fitting handles on page 38 - 40

Sales unit:

PAK = Package of 100 pieces
in dispenser package



Skalpellklingen und Griffe – Scalpel Blades and Handles

Sterilklingen, Fadenmesser
Sterile Scalpel Blades, Stitch-Cutter

BB



passend zu den Griffen auf Seite 41

Bestelleinheit:

PAK = Packung à 100 Stück
in Spenderpackung

fitting handles on page 41

Sales unit:

PAK = Package of 100 pieces
in dispenser package



Carbon Steel BB500

Stainless Steel 16600487

Fadenmesser

Stitch-cutter

Bestelleinheit:

PAK = Packung à 100 Stück

Sales unit:

PAK = Package of 100 pieces



Skalpellklingen und Griffen – Scalpel Blades and Handles

Skalpellgriffe, rund, für mikrochirurgische Klingen

Scalpel Handles, Round, for Microsurgery Blades

BB



BB046R
135 mm, 5 1/2"



BB048R
155 mm, 6"



CASPAR
BB052R
180 mm, 7"



BB054R
200 mm, 8"



BB060R
330 mm, 12"




stainless
steel
sterile
sterile

Skalpellklingen und Griffe – Scalpel Blades and Handles

Skalpellgriffe für mikrochirurgische Klingen – Mikrochirurgische Klingen

Scalpel Handles for Microsurgery Blades – Microsurgery Blades

BB



BB361R
PAK = Packung
à 10 Stück
PAK = Package
of 10 pieces



BB364R
PAK = Packung
à 10 Stück
PAK = Package
of 10 pieces




BB367R
PAK = Packung
à 10 Stück
PAK = Package
of 10 pieces



BB362R
PAK = Packung
à 10 Stück
PAK = Package
of 10 pieces



BB365R
PAK = Packung
à 10 Stück
PAK = Package
of 10 pieces



BB368R
PAK = Packung
à 10 Stück
PAK = Package
of 10 pieces



BB363R
ST = Packung à
1 Stück
ST = Package
of 1 piece




BB366R
ST = Packung
à 1 Stück
ST = Package
of 1 piece



BB369R
ST = Packung
à 1 Stück
ST = Package
of 1 piece





BC




Scheren
Scissors

Scheren – Scissors

Mikro-Federscheren mit Flachgriff

Micro Scissors (Spring Type) with Flat Handles


BC



VANNAS

OC498R-OC500R


85 mm, 3 3/8"



MC CLURE

OC480R


95 mm, 3 3/4"



CASTROVIEJO

OC485R-OC486R

95 mm, 3 3/4"



NOYES

OC482R

125 mm, 5"

INCHES




Scheren – Scissors

Mikro-Federscheren mit Flachgriffen

Micro Scissors (Spring Type) with Flat Handles

BC




OC496R

OC497R

OC496R-OC497R

105 mm, 4 1/8"




WECKER

OC461R

Augenschere

Eye scissors

110 mm, 4 1/2"



CASTROVIEJO

OC491R-OC492R

Augenscheren

Eye scissors

110 mm, 4 3/8"

MILLIMETERS

BC Scheren – Scissors

Mikro-Federscheren mit Flachgriffen und Karoprofil

Micro Scissors (Spring Type) with Flat Handles and Cross-Serration

BC




... mit Flachgriffen und Karoprofil

- breite Flachgriffe mit griffigem Karoprofil
 - sichere Handhabung
- ... with flat handle and cross-serration
- flat handles, sure grip due to cross-serration



FD012R

FD013R



FD014R

FD015R

FD011R

abgewinkelt
angled on flat

FD012R-FD013R

120 mm, 4 3/4"

INCHES

VANNAS

FD011R-FD015R

120 mm, 4 3/4"



Scheren – Scissors

Mikro-Federscheren mit Flachgriffen und Karoprofil
Micro Scissors (Spring Type) with Flat Handles and Cross-Serration



Venenschere FD028R
zum Auffrischen von Gefäßstümpfen
■ kein Abgleiten des Gefäßes
■ glatte, saubere Durchtrennung
Vein scissors FD028R
for roughening vessel ends
■ vessel cannot slip off
■ clean, smooth cut



FD028R

Venenschere
Vein scissors



FD016R

FD017R

FD016R-FD017R

160 mm, 6 1/4"

BC



MILLIMETERS

Scheren – Scissors

Mikro-Federscheren mit Flachgriffen und Karoprofil

Micro Scissors (Spring Type) with Flat Handles and Cross-Serration

BC



VANNAS

FD018R-FD019R

160 mm, 6 1/4"



FD018R



FD019R



MILLESI

FD020R-FD021R

Schneiden gezahnt
Blades serrated


160 mm, 6 1/4"



FD020R




FD021R



FD022R



FD023R



FD022R-FD023R

185 mm, 7 1/4"

INCHES




Scheren – Scissors

Mikro-Federscheren mit Rundgriffen

Micro Scissors (Spring Type) with Round Handles

BC



... mit Rundgriffen

- Rundgriffe erlauben Drehbewegungen zwischen den Fingern.
 - Optimale Balance, individuell je nach Instrument, durch volle oder gehöhlte Griffpartien.
- ... with round handles
- Round handles allow turning manipulations between the fingers.
 - Optimum balance individually for each instrument due to solid or hollowed-out handles.



Mikro-Präparierschere

Micro dissecting scissors


FD100R-FD103R

145 mm, 5 3/4"

MILLIMETERS

Scheren – Scissors

Mikro-Federscheren mit leichtem Kunststoffprofil
Micro Scissors (Spring Type) with Light Plastic Handle



Das MÜLLER Mikro-Instrumentarium

Ein hochwertiges Set für die periphere Mikrochirurgie. Zahlreiche praxisbewährte Details führen zu mehr Effektivität und Sicherheit.

■ Unverkrampfte Haltung = mehr Feingefühl

Das leichte Kunststoffprofil vergrößert die Griffoberfläche, gewährleistet dadurch eine unverkrampfte Handhaltung und verleiht mehr Feingefühl.

■ Leichteres Drehen = erweiterter Arbeitsbereich

Der runde Griffquerschnitt ermöglicht leichtes, gleichmäßiges Drehen des Instrumentes. Verwendungs- bzw. Arbeitsbereich wird dadurch erweitert.

■ Sicherer Halt

Das griffige Noppenprofil gewährleistet einen durchweg sicheren Halt bei sämtlichen Bewegungsabläufen.

■ Optimales Handling

Eine Entwicklung nach ergonomischen Gesichtspunkten, verbunden mit dem geringen Gewicht der neuen Kunststoffgriffe schaffen die Voraussetzung zu ermüdungsfreiem Arbeiten und optimalem Handling.

The MÜLLER Micro instrument system

A top quality set for peripheral microsurgery. Numerous details tried and tested in practice mean increased efficiency and safety.

■ Natural holding position = increased sensitivity

The light plastic profile increases the grip surface, thus guaranteeing a natural hand position without cramping and providing enhanced sensitivity.

■ Easier rotation = extended working area

The round grip cross section permits easy and uniform rotation of the instrument. This extends the application and working areas.

■ Safe grip

The easy grip studded profile guarantees a secure hold for all movements.

■ Optimum handling

Development in accordance with ergonomic criteria and the low weight of the new plastic grips provide fatiguefreeworking and optimum handling.



Scheren – Scissors

Mikro-Federscheren mit leichtem Kunststoffprofil
Micro Scissors (Spring Type) with Light Plastic Handle

BC



FM010R
spitz/spitz
sharp/sharp




FM011R
spitz/spitz
sharp/sharp



FM012R
spitz/stumpf
sharp/blunt



FM013R
stumpf/stumpf
blunt/blunt



FM014R
Kugel/spitz
probe pointed/sharp

MÜLLER

FM010R-FM014R

120 mm, 4 3/4"



FM040R
spitz/spitz
sharp/sharp




FM041R
spitz/spitz
sharp/sharp

MÜLLER

FM040R-FM041R



170 mm, 6 3/4"



Scheren – Scissors

Mikro-Federscheren mit Flachgriff
Micro Scissors with Flat Handle

BC



165 mm, 6 1/2"



Scheren – Scissors
Mikro-Federscheren mit Flachgriff
Micro Scissors with Flat Handle

BC

25°



Feines Blatt
Fine blade

45°




FM471R

60°




FM472R

90°



FM473R

125°



FM474R

gerade
straight



FM451R




FM452R



FM453R



FM454R



FM455R

aufgebogen
curved
on flat



FM437R




FM438R




FM439R




FM440R



FM441R



FM442R



FM436R

Sehr feines Blatt,
1 Blatt mit Knopf
Fine blade,
with 1 probe
pointed blade



FM431R



FM432R



FM433R



FM434R



FM435R



FM444R



FM430R

Extrem feines Blatt
Ultra delicate blade



MILLIMETERS


57

Scheren – Scissors

Mikro-Federscheren mit Rundgriff

Micro Scissors (Spring Type) with Round Handle

BC



165 mm, 6 1/2"

INCHES



Scheren – Scissors
Mikro-Federscheren mit Rundgriff
Micro Scissors with Round Handle

BC

25°



Feines Blatt
Fine blade

45° 60° 90° 125°



FM477R

60°



FM478R

90°



FM479R

125°



FM480R 1/1

gerade
straight

aufgebogen
curved
on flat



Sehr feines Blatt
Delicate blade



FM482R



FM483R



FM484R



FM485R



FM486R



FM488R



FM481R 1/1

Sehr feines Blatt,
1 Blatt mit Knopf
Delicate blade,
with 1 probe
pointed blade



FM489R



FM490R



FM491R



FM492R



FM493R 1/1

Extrem feines Blatt
Ultra delicate blade



FM504R



FM505R



FM506R



FM507R



FM508R



FM503R 1/1

MILLIMETERS

Scheren – Scissors

Mikro-Federscheren mit Rundgriff

Micro Scissors (Spring Type) with Round Handles

BC



FM042R

Mikro-Schere
Micro scissors
180 mm, 7"

1 Blatt mit Knopf
1 blade probe pointed

FM043R

Mikro-Schere
Micro scissors
180 mm, 7"



FD251R

Mikro-Schere
Micro scissors
180 mm, 7"

1/1
spitz/spitz,
1 Blatt gezahnt
sharp/sharp,
1 blade serrated

FD252R

Mikro-Fadenschere
für Nahtmaterial von 6/0 und kleiner - 8/0 und kleiner
Micro ligature scissors
for suture material 6/0 and smaller - 8/0 and smaller
180 mm, 7"

INCHES




Scheren – Scissors
Feine Scheren - große Ringform
Delicate Scissors - Large Ring Design

BC




BC004R-BC005R

115 mm, 4 1/2"



BC004R

BC005R



JOSEPH

BC006R-BC007R

150 mm, 6"



MILLIMETERS

Scheren – Scissors

Feine Scheren - große Ringform

Delicate Scissors - Large Ring Design

BC




STEVENS

BC008R-BC011R

Präparierscheren

Dissecting scissors

115 mm, 4 1/2"





BC020R-BC021R

Präparier- und Strabismusscheren

Dissecting- and strabismus scissors

115 mm, 4 1/2"



METZENBAUM

BC022R-BC023R

Präparierscheren


Dissecting scissors

145 mm, 5 3/4"

INCHES



Scheren – Scissors
Feine Scheren - große Ringform
Delicate Scissors - Large Ring Design




REYNOLDS-JAMESON

BC015R

Gefäß-Schere

Vascular scissors

140 mm, 5 1/2"




Außenkanten der Blätter halbscharf
blades outside semi-sharp

BC017R

Nerv-Präparierschere

Nerve dissecting scissors

140 mm, 5 1/2"



RAGNELL

BC026R-BC029R

Besonders flache Spitzen zum Präparieren und Unterminieren der Haut

Special flat points for dissecting and undermining the skin

BC




Scheren – Scissors
Feine Scheren
Delicate Scissors

BC



BC100R-BC101R


90 mm, 3 $\frac{1}{2}$ "



BC100R

BC101R


1/1



BC056R-BC057R

90 mm, 3 $\frac{3}{4}$ "

1/2



BC056R


BC057R

1/1



BC060R-BC061R


105 mm, 4 $\frac{1}{8}$ "



BC060R

BC061R

1/1



BC064R-BC065R

120 mm, 4 $\frac{3}{4}$ "

BC064R

BC065R


1/1

1/2




Scheren – Scissors
Feine Scheren
Delicate Scissors

BC




BC110R-BC117R

110 mm, 4 3/8"



BC106R-BC107R

115 mm, 4 1/2"




DO210R-DO211R

120 mm, 4 3/4"


MILLIMETERS

Scheren – Scissors
Feine Scheren
Delicate Scissors

BC



BC130R-BC135R
120 mm, 4 3/4"




BC140R-BC145R
130 mm, 5 1/8"

INCHES



Scheren – Scissors
Feine Scheren
Delicate Scissors


BC



CHADWICK

BC153R


115 mm, 4 1/2"



QUINBY

DO218R

130 mm, 5 1/8"



BC050R

110 mm, 4 3/8"



Scheren – Scissors
Feine Scheren
Delicate Scissors


BC



PERWITZSKY

OM489R

Speichelgangschere
Salival scissors
100 mm, 4 1/2"




1/1
seitwärts gebogen
curved to side



1/1
seitwärts abgewinkelt
angled to side

BC033R


115 mm, 4 1/2"



1/1
1 Blatt mit Knopf
with 1 probe pointed blade

BC030R

120 mm, 4 3/4"



1/1
1 Blatt mit Sondenspitze
with 1 probe pointed blade


BC034R

145 mm, 5 3/4"



Scheren – Scissors
Feine Scheren
Delicate Scissors

BC



LA GRANGE


BC154R

110 mm, 4 3/8"




DO252R

125 mm, 5"



DO251R

130 mm, 5 1/8"



LOCKLIN

DO219R

155 mm, 6"

MILLIMETERS

Scheren – Scissors

Feine Scheren

Delicate Scissors


BC



JOSEPH

BC156R-BC157R

150 mm, 6"



BC156R

BC157R


1/1



KELLY

BC160R-BC161R

175 mm, 7"



BC160R

BC161R


1/1

INCHES



Scheren – Scissors
Chirurgische Scheren
Surgical Scissors

BC



BC320R-BC330R

Standard-Modelle
Standard patterns



BC320R BC321R BC323R BC324R BC325R BC326R BC327R BC328R BC330R

105 mm	115 mm	130 mm	145 mm	150 mm	165 mm	175 mm	185 mm	200 mm
4 1/8"	4 1/2"	5 1/8"	5 3/4"	6"	6 1/2"	7"	7 1/4"	8"

1/1



BC421R-BC428R

Standard-Modelle
Standard patterns



BC421R BC423R BC424R BC425R BC426R BC427R BC428R

115 mm	130 mm	145 mm	150 mm	165 mm	175 mm	185 mm
4 1/2"	5 1/8"	5 3/4"	6"	6 1/2"	7"	7 1/4"

1/1

MILLIMETERS


Scheren – Scissors
Chirurgische Scheren
Surgical Scissors

BC




BC303R-BC304R

schlanke Modelle
slender patterns



BC303R	BC304R
130 mm	145 mm
5 1/8"	5 3/4"




BC496R

Wundrandschere
Scissors for wound edges
130 mm, 5 1/8"



BC403R	BC404R
130 mm	145 mm
5 1/8"	5 3/4"

BC403R-BC404R
schlanke Modelle
slender patterns




BC497R

Wundrandschere
Scissors for wound edges
130 mm, 5 1/8"



Scheren – Scissors
Chirurgische Scheren
Surgical Scissors


BC



BC313R	BC314R	BC315R	BC316R	BC317R
130 mm	145 mm	150 mm	165 mm	175 mm
5 1/8"	5 3/4"	6"	6 1/2"	7"

BC313R-BC317R

Standard-Modelle
Standard patterns



BC411R	BC413R	BC414R	BC415R	BC416R	BC417R
115 mm	130 mm	145 mm	150 mm	165 mm	175 mm
4 1/2"	5 1/8"	5 3/4"	6"	6 1/2"	7"


COOPER

BC411R-BC417R
Standard-Modelle
Standard patterns

MILLIMETERS

Scheren – Scissors
Chirurgische Scheren
Surgical Scissors

BC




1/1

BC341R	BC343R	BC344R	BC345R	BC346R
115 mm	130 mm	145 mm	150 mm	165 mm
4 1/2"	5 1/8"	5 3/4"	6"	6 1/2"

BC341R-BC346R

Standard-Modelle
Standard patterns



1/1

BC441R	BC443R	BC444R	BC445R
115 mm	130 mm	145 mm	150 mm
4 1/2"	5 1/8"	5 3/4"	6"


BC441R-BC445R

Standard-Modelle
Standard patterns



Scheren – Scissors
Chirurgische Scheren
Surgical Scissors

BC



DEAVER

BC374R-BC474R


Chirurgische Scheren mit Flachschluss
Surgical scissors with flat lock

145 mm, 5 3/4"



BC503R-BC506R

Inzisions-Scheren
Incision scissors



SYSTRUNK

BC521R

Nagelspaltschere
Nail splitting scissors
130 mm, 5 1/8"


MM/INCHES

Scheren – Scissors

Präparierscheren, feine Modelle

Dissecting Scissors, Delicate Patterns

BC




GRAEFE

OC415R

Präparierschere

Dissecting scissors

100 mm, 4"




BC164R-BC165R

Präparierscheren

Dissecting Scissors

115 mm, 4 1/2"



LITTLER

BC163R


Präparierschere

mit Fadenbohrung in der Spitze

Dissecting scissors,

tips with eye for suture

115 mm, 4 1/2"




COTTE

OK374R

Bulldog-Schere

Bulldog scissors

115 mm, 4 1/2"



KILNER

BC162R

feine Präparierschere


delicate dissecting scissors

115 mm, 4 1/2"



Scheren – Scissors
Präparierscheren, feine Modelle
Dissecting Scissors, Delicate Patterns


BC



COTTE-MASING

OK365R-OK367R

Scheren für die plastische Chirurgie
Scissors for plastic surgery
105 mm, 4 1/8"



COTTE-KNAPP

OK368R-OK369R


Scheren für die plastische Chirurgie
Scissors for plastic surgery
105 mm, 4 1/8"



FOMON

OK372R-OK373R

Nasenflügelscheren
Lower lateral scissors



LANDOLT

OC430R

Enukleationsschere
Enucleation scissors
120 mm, 4 3/4"




BC Scheren – Scissors

Präparierscheren, feine Modelle

Dissecting Scissors, Delicate Patterns

BC




STEVENS

BC186R-BC187R

Gefäß- und Sehnenscheren


Vascular- and tendon scissors

100 mm, 4"



BC186R **BC187R**

»grazil«



STEVENS

OK366R

feine Präparierschere

delicate dissecting scissors

110 mm, 4 3/8"




STEVENS

BC170R-BC195R

Gefäß- und Sehnenscheren

Vascular- and tendon scissors



BC170R

110 mm
4 3/8"
spitz
sharp

BC171R

110 mm
4 3/8"
spitz
sharp

BC172R

110 mm
4 3/8"
stumpf
blunt

BC173R

110 mm
4 3/8"
stumpf
blunt

BC194R

125 mm
5"
stumpf
blunt


BC195R

125 mm
5"
stumpf
blunt



Scheren – Scissors
Präparierscheren, feine Modelle
Dissecting Scissors, Delicate Patterns

BC



KILNER


BC166R-BC168R

besonders flache Spitzen zum Präparieren und Unterminieren der Haut
special flat points for dissecting and undermining the skin



BC628R

Nerv-Präparierschere
Nerve dissecting scissors
150 mm, 6"



JAMESON-WERBER

BC175R

Präparierschere
Dissecting scissors
130 mm, 5 1/8"



JAMESON

BC177R

Präparierschere
Dissecting scissors
150 mm, 6"

MILLIMETERS

BC Scheren – Scissors

Präparierscheren, feine Modelle

Dissecting Scissors, Delicate Patterns

BC




REYNOLDS

BC180R-BC181R

Präparierscheren

Dissecting scissors




POTTS

BC178R

Präparierschere

Dissecting scissors

180 mm, 7"



DE BAKEY

BC629R

Arteriotomie-Schere

Arteriotomy scissors

175 mm, 7"



TÖNNIS-ADSON

BC630R-BC631R

Präparierscheren


Dissecting scissors

175 mm, 7"



Scheren – Scissors
Präparierscheren, feine Modelle
Dissecting Scissors, Delicate Patterns

BC




TÖNNIS

BC633R-BC635R

Präparierscheren

Dissecting scissors

180 mm, 7"



GORNEY


BC184R-BC189R

Präparierscheren für plastische Chirurgie

Schneiden: außen halbscharf
innen fein gezahnt

Dissection scissors for plastic surgery

Blades: outside semi-sharp
inside fine serrated





**Knorpelschere,
Blätter außen und innen schneidend**
Cartilage scissors,
blades cutting on both sides
185 mm, 7 1/4"

MILLIMETERS

Scheren – Scissors

Chirurgische und Präparierscheren
Surgical and Dissecting Scissors

BC




BC544R	BC545R	BC547R
140 mm	155 mm	170 mm
5 1/2"	6"	6 3/4"




BC554R	BC555R	BC557R
140 mm	155 mm	170 mm
5 1/2"	6"	6 3/4"

MAYO

BC544R-BC557R



BC570R	BC572R
140 mm	170 mm
5 1/2"	6 3/4"



BC573R	BC575R
140 mm	170 mm
5 1/2"	6 3/4"

MAYO-STILLE

BC570R-BC575R

INCHES



Scheren – Scissors
Präparierscheren
Dissecting Scissors


BC




MAYO-STILLE

BC576R-BC579R

mit abgeschrägten Schneiden
with chamfered blades



BC576R	BC578R
140 mm	170 mm
5 1/2"	6 3/4"




BC577R	BC579R
140 mm	170 mm
5 1/2"	6 3/4"




MAYO

BC562R-BC565R

mit abgeschrägten Schneiden
with chamfered blades



BC562R	BC564R
190 mm	215 mm
7 1/2"	8 1/2"



BC563R	BC565R
190 mm	215 mm
7 1/2"	8 1/2"



Scheren – Scissors
Präparierscheren
Dissecting Scissors

BC




MAYO-NOBLE

BC566R-BC569R

breite Modelle

broad patterns

170 mm, 6 3/4"



BC566R

BC569R


1/1



MAYO-HARRINGTON

BC560R-BC561R

230 mm, 9"



BC560R

BC561R



1/1

INCHES



Scheren – Scissors
Präparierscheren
Dissecting Scissors


BC




MILLIMETERS

Scheren – Scissors
Präparierscheren
Dissecting Scissors

BC



BC584R	BC585R
165 mm	200 mm
6 1/2"	8"



BC587R	BC588R	BC589R
165 mm	200 mm	210 mm
6 1/2"	8"	8 1/4"



MAYO

BC584R-BC589R

INCHES



Scheren – Scissors
Präparierscheren
Dissecting Scissors


BC



BABY-METZENBAUM

BC600R-BC603R


145 mm, 5 3/4"



BC600R


BC603R

1/1



METZENBAUM

BC680R-BC683R



BC680R

200 mm

8"

BC683R

160 mm

6 1/4"

1/1



METZENBAUM

BC601R-BC607R

BC601R BC602R BC604R

145 mm


5 3/4"

180 mm

7"

200 mm

8"



BC605R BC606R BC607R

145 mm

5 3/4"

180 mm

7"

200 mm


8"

1/1

MM/LINIMETERS

Scheren – Scissors
Präparierscheren
Dissecting Scissors

BC



BC611R	BC612R	BC613R	BC614R
230 mm	250 mm	280 mm	305 mm
9"	10"	11"	12"



NELSON-METZENBAUM
BC611R-BC625R




BC615R	BC616R	BC618R	BC619R	BC625R
230 mm	250 mm	280 mm	305 mm	350 mm
9"	10"	11"	12"	14"



Scheren – Scissors
Präparierscheren, Kapselscheren
Dissecting Scissors, Cartilage Scissors


BC



WELLER

BC620R

Präparierschere, kräftiges Modell
Dissecting scissors, heavy pattern
280 mm, 11"



RESANO

BC595R

Kapselschere
Cartilage scissors
250 mm, 10"




Scheren – Scissors
 SuperCut Scheren
 SuperCut Scissors

BC



BC900R-BC901R



110 mm, 4 3/8"



JOSEPH

BC916R-BC917R


150 mm, 6"



JAMESON

BC911R-BC915R

BC911R	BC915R
130 mm	150 mm
5 1/8"	6"
stumpf	stumpf
blunt	blunt



GORNEY

BC920R-BC921R

195 mm, 7 3/4"

INCHES



Scheren – Scissors
SuperCut Scheren
SuperCut Scissors


BC



MAYO

BC924R-BC925R

165 mm, 6 1/2"



BC924R BC925R


1/1



BABY-METZENBAUM


BC930R-BC931R

115 mm, 4 1/2"



BC930R BC931R

1/1



BC934R BC937R

145 mm 180 mm

5 3/4" 7"




METZENBAUM

BC934R-BC937R



Scheren – Scissors
DUROTIP® Feine Scheren
DUROTIP® Delicate Scissors




DUROTIP®-Scheren
mit eingesetzten Hartmetall-Schneiden

- 3 Jahre Garantie!
- Hervorragende Schnitthaltigkeit
- Lange Lebensdauer
- Vergoldete Ring


DUROTIP® Scissors
with inserted carbide cutting edges

- 3 years guarantee!
- Excellent cutting accuracy
- Long working life
- Gold-plated rings




BC210R-BC211R

Fadenscheren
Ligature scissors
110 mm, 4 3/8"




GOLDMAN-FOX

DO250R
130 mm, 5 1/8"



DO208R-DO209R
120 mm, 4 3/4"




Scheren – Scissors

DUROTIP® Chirurgische Scheren

DUROTIP® Surgical Scissors

BC



BC224R

BC234R

1/2


BC224R-BC234R

145 mm, 5 3/4"



BC231R

145 mm, 5 3/4"




BC228R

145 mm, 5 3/4"

MILLIMETERS

Scheren – Scissors
DUROTIP® Präparierscheren
DUROTIP® Dissecting Scissors




BC



MAYO

BC250R-BC253R



BC250R	BC252R
140 mm	170 mm
5 1/2"	6 3/4"


BC251R	BC253R
140 mm	170 mm
5 1/2"	6 3/4"

1/1



MAYO

BC242R-BC559R



BC242R	BC558R
170 mm	230 mm
6 3/4"	9"

BC243R	BC559R
170 mm	230 mm
6 3/4"	9"

1/1

INCHES



»grazi|l«

Scheren – Scissors
DUROTIP® Präparierscheren
DUROTIP® Dissecting Scissors

BC




LEXER

BC283R

schmal

narrow

165 mm, 6 1/2"




1/1



MAYO-LEXER

BC284R

165 mm, 6 1/2"



1/1



BC256R

BC257R

1/2

BC256R-BC257R

115 mm, 4 1/2"

BC256R

BC257R


1/2

BC256R-BC257R

115 mm, 4 1/2"

MM/LINIMETERS

BC



BABY-METZENBAUM

BC258R-BC259R

145 mm, 5 3/4"



TÖNNIS-ADSON

BC273R

175 mm, 7"


INCHES



»grazil«

Scheren – Scissors
DUROTIP® Präparierscheren
DUROTIP® Dissecting Scissors

BC



METZENBAUM


BC270R-BC277R

MILLIMETERS




NELSON-METZENBAUM

BC279R-BC285R



Scheren – Scissors
DUROTIP® Präparierscheren
DUROTIP® Dissecting Scissors



BC



METZENBAUM

BC260R-BC265R

BC260R	BC262R
145 mm	180 mm
5 3/4"	7"

BC261R	BC263R	BC265R
145 mm	180 mm	200 mm
5 3/4"	7"	8"

1/1




NELSON-METZENBAUM (MC INDOE)

BC266R-BC289R

BC266R
200 mm 9"

BC267R	BC289R
230 mm 9"	300 mm 12"

1/1




METZENBAUM

BC287R


230 mm, 9"

breite Blattenden
broad blade ends



Scheren – Scissors
DUROTIP® Scheren
DUROTIP® Scissors

BC



WERTHEIM

BC293R-BC299R

Präparierscheren

Dissecting scissors

BC293R	BC299R
230 mm	350 mm
9"	14"

SIMS

BC290R-BC292R

Uterusscheren


Uterine scissors



Scheren – Scissors

DUROTIP® Scheren

DUROTIP® Scissors




BC



BC551R-BJ552R

Hysterektomiescheren, stark gebogen, passend zu den Parametriumklemmen BJ551R und BJ552R.

Hysterectomy scissors, strongly curved, fitting parametrium clamps BJ551R and BJ552R.




BC551R

BJ551R

BC552R

BJ552R




DP552R

Draht- und Blechschere

Wire cutting scissors

120 mm, 4 3/4"



DE BAKEY

BC245R

Gefäßschere


Vascular scissors

220 mm, 8 3/4"



Scheren – Scissors

DUROTIP® Scheren mit ~Wellenschliff
DUROTIP® ~Wavecut Scissors



~Wellenschliff
verhindert das Herausgleiten
des Gewebes


~Wavecut
prevents tissue
from slipping out



Artikel mit dem Zusatz **~W**
sind auf einer Schnittfläche
mit Wellenschliff versehen
(bei Bestellungen bitte angeben - z.B. BC211W)


~W directly after the
catalog number indicates
that the resp. item has one
serrated cutting edge.
(When ordering please
indicate together with the
catalog number e.g.
BC211W)

»grazi|«




BC211W

Fadenschere
Ligature scissors
110 mm, 4 3/8"



BC231W


Chirurgische Schere
Surgical Scissors
145 mm, 5 3/4"



MAYO

BC253W

Präparierschere
Dissecting scissors
170 mm, 6 3/4"



LEXER

BC283W

Präparierschere, schmal
Dissecting scissors, slender
165 mm, 6 1/2"

BC



MAYO-LEXER

BC284W

Präparierschere
Dissecting scissors
165 mm, 6 1/2"


BC

MILLIMETERS


Scheren – Scissors

DUROTIP® Präparierscheren mit ~Wellenschliff
DUROTIP® ~Wavecut Dissecting Scissors

»grazi«




BC



BC257W


115 mm, 4 1/2"



BABY-METZENBAUM

BC259W

145 mm, 5 3/4"



TÖNNIS-ADSON

BC273W

175 mm, 7"



BC271W	BC275W	BC277W
180 mm	200 mm	230 mm
7"	8"	9"

METZENBAUM


BC271W-BC277W



NELSON-METZENBAUM

BC279W-BC281W

BC279W	BC281W
260 mm	280 mm
10 1/4"	11"



Scheren – Scissors

DUROTIP® Präparierscheren mit ~Wellenschliff
DUROTIP® ~Wavecut Dissecting Scissors

BC

METZENBAUM

BC261W BC263W BC265W

145 mm	180 mm	200 mm
5 3/4"	7"	8"

1/1

BC

A set of Metzenbaum scissors is shown with its components: two blades and a handle. Below the handle are three sizes: BC261W (145 mm), BC263W (180 mm), and BC265W (200 mm). A vertical ruler on the right indicates measurements from 15 to 22 mm.

NELSON-METZENBAUM

BC267W

230 mm, 9"

METZENBAUM

BC287W

230 mm, 9"

breite Blattenden
broad blade ends

SIMS

BC290W BC291W

200 mm	230 mm
8"	9"

Uterusscheren
Uterine scissors



BC

Three types of uterine scissors are shown: Nelson-Metzenbaum (BC267W, 230 mm, 9"), Metzenbaum (BC287W, 230 mm, 9", with broad blade ends), and Sims (BC290W and BC291W, 200 mm and 230 mm respectively). A vertical ruler on the right indicates measurements from 1 to 22 mm.

Scheren – Scissors

DUROTIP® Ligaturscheren mit **~Wellenschliff**

DUROTIP® **~Wavecut** Ligature Scissors



speziell zum Schneiden von Nahtmaterial

- Hartmetalleinlagen gewähren dauerhafte Schnittschärfe (auch im distalen Bereich der Scherenblätter)
- der Spezial-**~Wellenschliff** erhindert das Abgleiten des Nahtmaterials
- DUROTIP®-Ligaturscheren sind gekennzeichnet mit 1 vergoldeten Ring

especially for cutting suture materials

- Carbide inserts guarantee permanent cutting edge (also in the distal area of the blades)
- **~Wavecut** prevents suture materials from slipping out
- DUROTIP® ligature scissors are identified by 1 goldplated ring





Scheren – Scissors
Präparierscheren Noir
Dissecting Scissors Noir

»grazl«



BC257B

115 mm, 4 1/2"

»grazl«



BABY-METZENBAUM

BC259B

145 mm, 5 3/4"

BC



BC261B


145 mm
5 3/4"

BC263B

180 mm
7"

BC265B

200 mm
8"



BC271B

180 mm
7"

»grazl«

BC275B

200 mm
8"



BC283B BC284B

MAYO-LEXER

BC283B-BC284B

165 mm, 6 1/2"



METZENBAUM

BC261B-BC275B



Scheren – Scissors

Präparierscheren Noir mit **Wellenschliff**

Wavecut Dissecting Scissors Noir



Wellenschliff verhindert das Herausgleiten
des Gewebes während des Schneidens

Wavecut prevents tissue from slipping out
during the cutting process



BC257WB

115 mm, 4 1/2"




BC259WB

145 mm, 5 3/4"



Scheren – Scissors
Präparierscheren Noir mit *Wellenschliff*
Wavecut Dissecting Scissors Noir




BC



METZENBAUM

BC261WB-BC275WB



MAYO-LEXER


BC283WB-BC284WB

165 mm, 6 1/2"

MILLIMETERS

Scheren – Scissors
Mikro-Gefäßscheren
Micro Vascular Scissors

BC





Scheren – Scissors
Mikro-Gefäßscheren
Micro Vascular Scissors

	25°	45°	60°	90°	125°	
Standard Blatt Standard blade size	BC522R	BC523R	BC524R	BC525R	BC526R	
Sehr feines Blatt Delicate blade size	BC531R	BC532R	BC533R	BC534R	BC535R	
Extrem feines Blatt Ultra delicate blade size	BC515R	BC516R	BC517R	BC518R	BC519R	

BC


MILLIMETERS

Scheren – Scissors

Gefäßscheren

Cardiovascular Scissors


BC



DE BAKEY

BC656R-BC657R

155 mm, 6"




POTTS-DE MARTEL

BC647R-BC649R

185 mm, 7 1/4"

INCHES



DIETHRICH-HEGEMANN

BC662R-BC664R

180 mm, 7"



DIETHRICH






BC653R-BC654R

170 mm, 6 3/4"



Scheren – Scissors
Gefäßscheren
Cardiovascular Scissors


BC



Scheren – Scissors

Scheren für Gefäß- und Neurochirurgie
Scissors for Vascular and Neuro Surgery

BC




SCHMIEDEN-TAYLOR

BC660R

Duraschere

Dura scissors

155 mm, 6"



STRULLY


BC644R

Gefäßschere

Vascular scissors

220 mm, 8 3/4"

INCHES



BC642R

Gefäßschere

Vascular scissors

225 mm, 9"



Scheren – Scissors
Scheren für Gefäß- und Neurochirurgie
Scissors for Vascular and Neuro Surgery


BC



BARRÉ

BC715R

280 mm, 11"



STRULLY

BC645R

220 mm, 8 3/4"

MILLIMETERS

Scheren – Scissors

Scheren für die Gefäßchirurgie


Scissors for Vascular Surgery




BC658R **BC659R**

gerade	gebogen
sehr fein	sehr fein
straight	curved
very	very
delicate	delicate


BC658R-BC659R
190 mm, 7 1/2"



THOREK
BC636R
180 mm, 7"



POTTS-SMITH
BC643R
190 mm, 7 1/2"




COOLEY
BC597R
190 mm, 7 1/2"



Scheren – Scissors
Scheren für Gefäßchirurgie
Scissors for Vascular Surgery


BC



KLINKENBERG-LOTH

BC640R

230 mm, 9"



SATINSKY

BC641R

245 mm, 9 3/4"

MILLIMETERS

Scheren – Scissors
Knochenscheren
Bone Shears

BC



KILLIAN

OP130R

200 mm, 8"

INCHES



MÜHLING

FO216R


210 mm, 8 1/4"



Scheren – Scissors

Scheren für Operation in der Tiefe und für Gynäkologie
Scissors for Deep Operations and for Gynecology


BC



Scheren – Scissors

Scheren für Operation in der Tiefe und für Gynäkologie
Scissors for Deep Operations and for Gynecology


BC



SIMS

BC731R

200 mm, 8"



SIMS

BC708R

210 mm, 8 1/4"



WERTHEIM

BC702R-BC704R

BC702R	BC703R	BC704R
145 mm	200 mm	230 mm
5 3/4"	8"	9"


INCHES



Scheren – Scissors

Scheren für Operation in der Tiefe und für Gynäkologie
Scissors for Deep Operations and for Gynecology

BC




SIEBOLD

BC760R

Uterusschere

Uterine scissors

245 mm, 9 3/4"



BOZEMANN

BC761R

Uterusschere

Uterine scissors

220 mm, 8 3/4"




MILLIMETERS

Scheren – Scissors

Scheren für Operation in der Tiefe und für Gynäkologie
Scissors for Deep Operations and for Gynecology

BC



SIMS-SIEBOLD

BC762R

Uterusschere

Uterine scissors

250 mm, 10"



KIEBACK

BC763R-BC765R

Parametriumscheren

Parametrium scissors

BC763R	BC765R
240 mm	350 mm
9 1/2"	14"



Scheren – Scissors

Scheren für Operation in der Tiefe und für Gynäkologie
Scissors for Deep Operations and for Gynecology

BC



KIEBACK

BC764R-BC766R

Parametriumscheren, seitwärts gebogen, 1 Blatt mit Knopfspitze
Parametrium scissors, curved to side, with 1 probe pointed blade

MILLIMETERS

Scheren – Scissors


Chirurgische Scheren, kräftige Modelle
Surgical Scissors, Heavy Patterns

BC



BC771R

Bauchdeckenschere
Abdominal scissors
160 mm, 6 1/4"



BC774R

Bauchdeckenschere
Abdominal scissors
180 mm, 7"



BC772R-BC776R

Bauchdeckenscheren
Abdominal scissors

BC772R	BC776R
160 mm	180 mm
6 1/4"	7"



Scheren – Scissors
Scheren für Geburtshilfe
Scissors for Obstetrics

BC



SCHUHMACHER

ET150R

Nabelschnurschere

Umbilical cord scissors

155 mm, 6"




ET152R

Nabelschnurschere

Umbilical cord scissors

105 mm, 4 1/8"



BC796R-BC797R

Nabelschnurscheren

Umbilical cord scissors

MILLIMETERS


Scheren – Scissors
Scheren für Geburtshilfe
Scissors for Obstetrics

BC



BRAUN-STADLER
ET140R-ET141R

Dammscheren
Episiotomy scissors



ET140R
145 mm
5 3/4"



ET141R
200 mm
8"



ET142R
Dammschere
Episiotomy scissors
240 mm, 9 1/2"



1/1




Scheren – Scissors

Darmscheren, Rektumschere


Bowel Scissors, Rectal Scissors

BC



BC624R

Präparierschere
zum Durchtrennen des Darms nach
erfolgter Naht mit einem Naht-Gerät
Dissecting scissors
for cutting of the bowel after
suturing with suture device
280 mm, 11"



LLOYD-DAVIES (GOLIGHER'S)

BC621R

Rektumschere
Rectal scissors
270 mm, 10 3/4"

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
MILLIMETERS

Scheren – Scissors

Rektumscheren

Rectal Scissors

BC



STELZNER

BC622R-BC623R

Rektumscheren

Rectal scissors

310 mm, 12 3/8"

INCHES

BC622R

BC623R

1/1

1/2



BC617R

Rektumschere

Rectal scissors


325 mm, 13"

1/1



Scheren – Scissors
Rektumschere
Rectal Scissors

BC



MÜLLER

BC627R

S-förmig

S-shaped

325 mm, 13"



BC

Scheren – Scissors
Ligaturscheren
Ligature Scissors




SPENCER

BC801R-BC802R



BC803R

135 mm, $5\frac{1}{4}''$



NORTHBENT

BC805R

120 mm, $4\frac{3}{4}''$

INCHES




Scheren – Scissors
Draht- und Blechscheren
Wire Cutting Scissors


BC



DP560R




DP561R



DP563R

breite Blätter
broad blades




DP569R

1 Schneide gezahnt
1 blade serrated

BEEBE

DP560R-DP569R

110 mm, 4 3/8"




1 Schneide
gezahnt
1 blade
serrated

1/2

DP551R

120 mm, 4 3/4"



Schneiden
gezahnt
Blades
serrated

1/2

HARVEY


BC815R

125 mm, 5"




Scheren – Scissors
Nagelscheren
Nail Scissors

BC




HF400R

Nagelschere
Nail scissors
90 mm, 3 1/2"



HF409R

Nagelschere,
extra feines Modell
Nail scissors,
especially delicate pattern
90 mm, 3 1/2"



HF032R

Baby-Nagelschere
Baby nail scissors
85 mm, 3 1/8"



HF014R-HF021R

Nagelscheren
Nail scissors



HF028R-HF031R


Nagelscheren
Nail scissors

INCHES



Scheren – Scissors
Verbandstoff- und Verbandscheren
Bandage Scissors


BC



KNOWLES

BC847R


140 mm, 5 1/2"



KNOWLES


BC846R

145 mm, 5 3/4"



BC835R

150 mm, 6"



SMITH

BC838R

180 mm, 7"

MILLIMETERS

Scheren – Scissors
 Verband- und Kleiderscheren
 Bandage- and Cloth Scissors

BC



LISTER

BC885R-BC979R

BC885R	schwarz	black	BC975R	orange	orange
BC970R	rot	red	BC977R	pink	pink
BC971R	blau	blue	BC978R	hellgrün	light green
BC973R	gelb	yellow	BC979R	violett	violet

Universal Verband- und Kleiderstoffscheren, mit gezahnten Schneiden, autoklavierbar bis 143 °C (3 bar)

Universal bandage- and cloth scissors, with toothed edges, autoclavable up to 143 °C (3 bar)

145 mm, 5 3/4"




BC881R-BC989R

BC881R	schwarz	black	BC985R	orange	orange
BC980R	rot	red	BC987R	pink	pink
BC981R	blau	blue	BC988R	hellgrün	light green
BC983R	gelb	yellow	BC989R	violett	violet

Universal Verband- und Kleiderstoffscheren, mit gezahnten Schneiden, autoklavierbar bis 143 °C (3 bar)

Universal bandage- and cloth scissors, with toothed edges, autoclavable up to 143 °C (3 bar)

180 mm, 7"



BC890R

Schwester-Schere, autoklavierbar bis 143°C (3 bar)


Nurse's scissors, autoclavable up to 143°C (3 bar)

145 mm, 5 3/4"



Scheren – Scissors
Verband- und Kleiderscheren
Bandage- and Cloth Scissors


BC



BC860R	BC861R	BC862R	BC863R
115 mm	140 mm	180 mm	200 mm
4 1/2"	5 1/2"	7"	8"

LISTER

BC860R-BC860R




1/2

LISTER

BC876R

160 mm, 6 1/4"



LISTER

BC848R-BC849R





Scheren – Scissors

Verbands-, Kleider- und Gipsscheren
Bandage-, Cloth- and Plaster Scissors



BC



BC888R
Kleiderschere
Cloth scissors
205 mm, 8"



LX548R
für kleine Gipsverbände
for small plaster dressings
160 mm, 6 1/4"






SEUTIN
LX565R
230 mm, 9"






Scheren – Scissors
Gipsscheren
Plaster Scissors

BC





BD



Pinzetten

Dissecting- and Tissue Forceps


Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

Mikro-Pinzetten, Uhrmacher Modelle

Micro Forceps, Jeweler Patterns

BD


0,2 mm



BD330R

110 mm, 4 3/8"


0,15 mm



BD331R

110 mm, 4 3/8"


0,3 mm



BD329R

110 mm, 4 3/8"


0,2 mm



BD333R

115 mm, 4 1/2"


0,4 mm



BD343R

115 mm, 4 1/2"


0,3 mm



BD335R

135 mm, 5 1/4"

0,4 mm



BD345R

135 mm, 5 1/4"




Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps
Mikro-Knüpfpinzetten
Mico Suture Tying Forceps

BD



mit Plateau an den Spitzen
with plateau at the tips



0,2 mm


mit plateau
1 x 2 Zähne
with plateau
1 x 2 teeth

1/2

BONNER MODELL

BD505R

95 mm, 3 3/4"




0,3 mm

mit plateau
1/1

1/2

BD338R

120 mm, 4 3/4"



0,3 mm


mit Plateau
with plateau

1/2

VISE

BD336R

135 mm, 5 1/4"



0,3 mm

mit Plateau
with plateau

1/2

VISE

BD337R

135 mm, 5 1/4"


MILLIMETERS

Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

Mikro-Knüpfpinzetten
Mico Suture Tying Forceps

BD

0,5 mm




LAZAR

BD260R

155 mm, 6"

0,8 mm




LAZAR

BD261R

155 mm, 6"


0,5 mm



BD264R

185 mm, 7 1/4"

0,8 mm



AUSTIN

BD340R

140 mm, 5 1/2"

INCHES



Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

Mikro-Pinzetten mit leichtem Kunststoffgriffprofil
Micro Forceps with Lightweight Plastic Handle

BD



Das MÜLLER Mikro-Instrumentarium

Ein neues, hochwertiges Set für die periphere Mikrochirurgie.
Zahlreiche praxisbewährte Details führen zu mehr Effektivität und Sicherheit.

■ Unverkrampfte Haltung = mehr Feingefühl

Das leichte Kunststoffprofil vergrößert die Griffoberfläche, gewährleistet dadurch eine unverkrampfte Handhaltung und verleiht mehr Feingefühl.

■ Leichteres Drehen = erweiterter Arbeitsbereich

Der runde Griffquerschnitt ermöglicht leichtes, gleichmäßiges Drehen des Instrumentes. Verwendungs- bzw. Arbeitsbereich wird dadurch erweitert.

■ Sicherer Halt

Das griffige Noppenprofil gewährleistet einen durchweg sicheren Halt bei sämtlichen Bewegungsabläufen.

■ Optimales Handling

Eine Entwicklung nach ergonomischen Gesichtspunkten, verbunden mit dem geringen Gewicht der neuen Kunststoffgriffe schaffen die Voraussetzung zu ermüdungsfreiem Arbeiten und optimalem Handling.

The MÜLLER Micro instrument system

A top quality set for peripheral microsurgery. Numerous details tried and tested in practice mean increased efficiency and safety.

■ Natural holding position = increased sensitivity

The light plastic profile increases the grip surface, thus guaranteeing a natural hand position without cramping and providing enhanced sensitivity.

■ Easier rotation = extended working area


The round grip cross section permits easy and uniform rotation of the instrument. This extends the application and working areas.

■ Safe grip

The easy grip studded profile guarantees a secure hold for all movements.

■ Optimum handling


Development in accordance with ergonomic criteria and the low weight of the new plastic grips provide fatiguefree working and optimum handling.



MÜLLER

FM001R-FM003R

110 mm, 4 3/8"



MÜLLER

FM004R

110 mm, 4 3/8"



MÜLLER

FM005R-FM006R

110 mm, 4 3/8"



Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

Mikro-Pinzetten mit leichtem Kunststoffgriffprofil

Micro Forceps with Lightweight Plastic Handle

BD

0,3 mm
FM033R

0,4 mm
FM036R
mit Plateau
with plateau



MÜLLER

FM033R-FM036R

160 mm, 6 1/4"

INCHES

0,5 mm
1 x 2 Zähne
1 x 2 teeth



MÜLLER

FM034R

160 mm, 6 1/4"

1/1
Ring-Ø
1,2 mm
diam. of ring
1.2 mm



MÜLLER

FM035R

160 mm, 6 1/4"



Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

Mikro-Knüpfpinzetten mit Rundgriffen

Micro Suture Tying Forceps with Round Handle

BD




... mit Rundgriffen


- Rundgriffe erlauben Drehbewegungen zwischen den Fingern.
- Optimale Balance, individuell je nach Instrument, durch volle oder gehöhlte Griffpartien.

... with round handles

- Round handles allow turning manipulations between the fingers.
- Optimum balance individually for each instrument due to solid or hollowed-out handles.



mit Plateau an den Spitzen
with plateau at the tips



0,3 mm

0,3 mm


1/1
FD280R

1/1
FD281R

1/2

FD280R-FD281R

120 mm, 4 3/4"



0,3 mm

0,3 mm


1/1
FD284R

1/1
FD285R

1/2

FD284R-FD285R

150 mm, 6"



0,5 mm 0,5 mm

1/1

1/1
FD286R

1/1
FD287R

1/2

FD286R-FD287R

180 mm, 7"


MILLIMETERS

Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

Mikro-Pinzen mit Rundgriff und Gewicht

Micro Forceps with Round Handles and Counter Balance

BD





Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

Mikro-Pinzetten mit Rundgriff und Gewicht

Micro Forceps with Round Handles and Counter Balance

DIADUST



Die Diamantstaubbeschichtung sorgt für eine noch härtere und verschleißfestere Maulinnenfläche. Darüber hinaus garantiert die Struktur der DIADUST-Beschichtung ein zuverlässiges Fassen von feinen Nadeln und Nahtmaterialien sowie von Weichgewebe.

The diamond dust coating ensures an even harder and more wear resistant surface on the inside of the jaws. Moreover, the structure of the DIADUST coating guarantees a reliable grip for fine needles and sutures, as well as for tissue.

BD

Maulform Jaw	Ring-Ø: 1 mm, gerade diam. of ring: 1 mm, straight	Ring-Ø: 1 mm, gebogen diam. of ring: 1 mm, curved	Ring-Ø: 2 mm, gerade diam. of ring: 2 mm, straight	Fadenplatte, gerade Platform tips, straight	Fadenplatte, gebogen Platform tips, curved	1 mm, DeBakey Zahnung 1 mm, DeBakey tip
Länge (mm) Length (in.)						
150 mm 6"	FM570R	FM571R		FM578R	FM581R	
185 mm 7 1/4"	FM572R	FM573R	FM579R	FM580R	FM583R	FM592R
210 mm 8 1/4"	FM574R	FM575R		FM599R	FM585R	FM600R
230 mm 9"	FM576R	FM577R				
250 mm 10"	FM596R	FM595R		FM594R	FM593R	


MILLIMETERS

Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

Mikro-Pinzen mit Rundgriff, ohne Gewicht

Micro Forceps with Round Handles, without Counter Balance

BD





Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

Mikro-Pinzetten mit Rundgriff, ohne Gewicht

Micro Forceps with Round Handles, without Counter Balance

DIADUST



Die Diamantstaubbeschichtung sorgt für eine noch härtere und verschleißfestere Maulinnenfläche. Darüber hinaus garantiert die Struktur der DIADUST-Beschichtung ein zuverlässiges Fassen von feinen Nadeln und Nahtmaterialien sowie von Weichgewebe.

The diamond dust coating ensures an even harder and more wear resistant surface on the inside of the jaws. Moreover, the structure of the DIADUST coating guarantees a reliable grip for fine needles and sutures, as well as for tissue.

BD

Maulform Jaw	Ring-Ø: 1 mm, gerade diam. of ring: 1 mm, straight	Ring-Ø: 1 mm, gebogen diam. of ring: 1 mm , curved	Ring-Ø: 1 mm mit Fadenplatte diam. of ring: 1 mm with platform tip	Fadenplatte, gerade Platform tip, straight	1 mm, DeBakey Zahnung 1 mm, DeBakey tip
Länge (mm) Length (in.)					1/1
185 mm 7 1/4"	FM597R	FM587R	FM582R	FM586R	FM590R
210 mm 8 1/4"	FM598R	FM589R	FM584R	FM588R	FM591R




Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

Mikro-Pinzen mit Flachgriff

Micro Forceps with Flat Handle

BD



180 mm, 7"



200 mm, 8"



250 mm, 10"



Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

Mikro-Pinzetten mit Flachgriff

Micro Forceps with Flat Handle

DIADUST



Die Diamantstaubbeschichtung sorgt für eine noch härtere und verschleißfestere Maulinnenfläche. Darüber hinaus garantiert die Struktur der DIADUST-Beschichtung ein zuverlässiges Fassen von feinen Nadeln und Nahtmaterialien sowie von Weichgewebe.

The diamond dust coating ensures an even harder and more wear resistant surface on the inside of the jaws. Moreover, the structure of the DIADUST coating guarantees a reliable grip for fine needles and sutures, as well as for tissue.

BD


Maulform Jaw	1 mm, Karoprofil 1 mm, cross serrated	1 mm, DeBakey Zahnung 1 mm, DeBakey tip	Ring-Ø: 1 mm, gerade diam. of ring: 1 mm, straight	Ring-Ø: 1 mm, gebogen diam. of ring: 1 mm, curved	1 mm, gerade 1 mm, straight
Länge (mm) Length (in.)					
180 mm 7"	BD190R	BD191R	BD192R	BD193R	BD194R
200 mm 8"		BD195R			BD196R
250 mm 10"	BD197R				



Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

Mikro-Pinzen
Micro Forceps

BD




1/1
Karoprofil
cross serrated

FM063R
Rundgriff
round handle
200 mm, 8"



FM053R
Ring-Ø: 2,5 mm
diam. of ring: 2.5 mm
180 mm
7"



FM053R-FM054R
Rundgriff
round handle



FM054R
Ring-Ø: 2,5 mm
diam. of ring: 2.5 mm
200 mm
8"



1/1
mit Plateau
with platform tip



FD253R
Rundgriff
round handle
180 mm, 7"




Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

Feine anatomische Pinzetten

Delicate Dissecting Forceps

BD




THORPE

OC069R

Hornhautpinzette
Corneal forceps
120 mm, 4 3/4"

1/1

1/2




MICRO-ADSON

BD220R

120 mm, 4 3/4"

1/1

1/2




ADSON

BD222R

120 mm, 4 3/4"

1/1

1/2



HUDSON

BD225R

125 mm, 5"

1/1


1/2



Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

Feine anatomische Pinzetten
Delicate Dissecting Forceps


BD



MICRO-ADSON

BD223R


150 mm, 6"



ADSON

BD224R


180 mm, 7"



JEFFERSON

BD226R

180 mm, 7"



OC020R-OC022R

100 mm, 4"



Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

Feine anatomische Pinzetten

Delicate Dissecting Forceps


BD



BD301R	BD302R	BD303R	BD304R	BD305R	BD311R	BD312R	BD313R	BD314R	BD315R
90 mm	105 mm	115 mm	130 mm	145 mm	90 mm	105 mm	115 mm	130 mm	145 mm
3 1/2"	4 1/8"	4 1/2"	5 1/8"	5 3/4"	3 1/2"	4 1/8"	4 1/2"	5 1/8"	5 3/4"


BD301R-BD315R

MILLIMETERS




BD210R

115 mm, 4 1/2"



BD320R

100 mm, 4"



BD321R

100 mm, 4"



BD322R

100 mm, 4"


Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

Feine anatomische Pinzetten
Delicate Dissecting Forceps

BD

SEMKEN

BD215R-BD216R




MC INDOE

BD236R

150 mm, 6"

1/2

INCHES




GERALD

BD228R-BD230R

175 mm, 7" | 175 mm, 7" | 230 mm, 9"

1/2



CAIRNS-DOTT

BD268R-BD269R









Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps
Feine Anatomische Pinzetten
Delicate Dissecting Forceps

BD



MILLIMETERS



Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

Anatomische Pinzetten

Dissecting Forceps

BD



BD043R	BD045R	BD047R	BD049R	BD050R	BD051R	BD052R	BD053R
115 mm	130 mm	145 mm	160 mm	180 mm	200 mm	250 mm	300 mm
4 1/2"	5 1/8"	5 3/4"	6 1/4"	7"	8"	10"	12"

1/1

BD043R-BD053R

Standard-Modelle

Standard patterns



BD023R	BD025R	BD027R	BD029R	BD030R	BD031R	BD032R	BD033R
115 mm	130 mm	145 mm	160 mm	180 mm	200 mm	250 mm	305 mm
4 1/2"	5 1/8"	5 3/4"	6 1/4"	7"	8"	10"	12"

1/1

BD023R-BD033R

mittelbreit


medium

INCHES



Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps
Anatomische Pinzetten
Dissecting Forceps

BD




BD035R	BD037R
130 mm	145 mm
5 1/8"	5 3/4"

BD035R-BD037R

mittelbreit

medium




BD077R

extra breit

extra large

145 mm, 5 3/4"



BD065R	BD067R	BD068R	BD069R
130 mm	150 mm	170 mm	200 mm
5 1/8"	6"	6 3/4"	8"

SCHWEDISCHES MODELL

BD065R-BD069R

MILLIMETERS

Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

Anatomische Pinzetten
Dissecting Forceps

BD



OCHSNER

BD130R

Fadenpinzette

Ligature forceps

145 mm, 5 3/4"

8

6

5

4

3

2

1

INCHES

1/1



BONNEY

BD078R

175 mm, 7"

1/1



RAMSEY

BD083R

180 mm, 7"

1/1



DE BAKEY Zahnung

Tooting DE BAKEY


TRAUMATA®

Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

Ultra-Light-Pinzetten

Ultra-Light-Forceps

BD



FC411R	FC412R	FC413R	FC418R
150 mm	200 mm	240 mm	300 mm
6"	8"	9 1/2"	12"

DE BAKEY

FC411R-FC418R

MILLIMETERS

Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps
 Pinzetten
 Forceps

DE BAKEY Zahnung



Toothing DE BAKEY

BD



1 mm 1 mm 1 mm

FB394R	FB395R	FB396R
150 mm	195 mm	240 mm
6"	7 3/4"	9 1/2"

DE BAKEY

FB394R-FB396R

ARAUMATA®



Toothing DE BAKEY



1,5 mm 1,5 mm

FB411R	FB412R	FB418R	FB419R
150 mm	200 mm	240 mm	300 mm
6"	8"	9 1/2"	12"

DE BAKEY

FB411R-FB419R



2 mm 2 mm

FB400R	FB402R	FB404R	FB405R
150 mm	200 mm	240 mm	300 mm
6"	8"	9 1/2"	12"

DE BAKEY

FB400R-FB405R



2,8 mm 2,8 mm

FB414R	FB415R	FB416R	FB417R
150 mm	200 mm	240 mm	300 mm
6"	8"	9 1/2"	12"

DE BAKEY

FB414R-FB417R

INCHES



DE BAKEY Zahnung



 Tothing DE BAKEY

TRAUMATA®

Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps


 Pinzetten
Forces
Forces

BD



DE BAKEY


FB406R-FB409R



DE BAKEY

FB401R


150 mm, 6"



DE BAKEY

FB403R

200 mm, 8"



COOLEY


FB784R-FB786R

MILLIMETERS


Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

DUROGRIP® Atraumatische Pinzetten

DUROGRIP® Non-traumatic Dissecting Forceps



BD



- Fein strukturiertes und präzise gearbeitetes Haftprofil
- sicheres und zugleich schonendes Fassen
- universell verwendbar
- unverwüstlich im Gebrauch
- Precisely worked out fine structure of carbide inserts
- thus firm and non-traumatic gripping of tissue
- universal in use
- long working life







DUROGRIP®-Pinzetten mit Hartmetall-Plättchen

Kennzeichnung: vergoldete Feder

DUROGRIP®-Dissecting Forceps with carbide inserts

Identification: gold-plated end






Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

DUROGRIP® Pinzetten

DUROGRIP® Dissecting Forceps



BD



BD180R

Nahtpinzette
Suture forceps
200 mm, 8"



1/1


Besonders sicheres und schonendes Fassen des Fadens durch kissenförmige Maulform
Cushion shaped tip ensures a safe and gentle grasping of the thread



FERRIS-SMITH

BD181R
175 mm, 7"

1/2




1/1



WANGENSTEEN

BD171R-BD173R

BD171R	BD173R
150 mm	230 mm
6"	9"



1/1




MILLIMETERS


Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

DUROGRIP® Pinzetten

DUROGRIP® Dissecting Forces




BD



STANDARD


BD164R-BD166R



CUSHING

BD160R-BD198R

mit Schaber
with scraper end



GRUENWALD

BD168R


185 mm, 7 1/4"



Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

Pinzetten, bajonettförmig gebogen
Forceps, Bayonet-Shaped


BD



LUCAE

BD878R

140 mm, 5 1/2"



LUCAE

BD879R

140 mm, 5 1/2"




COTTE

OL011R

Fixierpinzette

Forceps


140 mm, 5 1/2"



JANSEN

BD880R

160 mm, 6 1/4"



ADSON

BD870R

175 mm, 7"

MILLIMETERS






165

Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

Pinzetten, bajonettförmig gebogen

Forceps, Bayonet-Shaped

BD





Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

Pinzetten, kniegebogen
Forceps, Angular


BD




TROELTSCH
BD900R
100 mm, 4"



TROELTSCH
BD902R
115 mm, 4 1/2"




TROELTSCH
BD903R
115 mm, 4 1/2"



WILDE
BD904R
115 mm, 4 1/2"



TROELTSCH
BD905R
selbstschließend
cross action
120 mm, 4 3/4"



TROELTSCH
BD910R
140 mm, 5 1/2"




TROELTSCH
BD911R
170 mm, 6 3/4"

MILLIMETERS

Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

Feine chirurgische Pinzetten
Delicate Tissue Forceps


BD



BISHOP-HARMON

OC051R


Augenpinzette
Eye forceps
85 mm, 3 1/2"



ST. MARTIN

OC091R


Augenpinzette
Eye forceps
80 mm, 3 1/8"



CASTROVIEJO

OC094R


Augenpinzette
Eye forceps
100 mm, 4"



MICRO-ADSON-BIEMER

BD509R


120 mm, 4 3/4"



MICRO-ADSON

BD510R


120 mm, 4 3/4"



ADSON

BD511R

120 mm, 4 3/4"



ADSON

BD512R


120 mm, 4 3/4"

INCHES



Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps
Feine chirurgische Pinzetten
Delicate Tissue Forceps

BD



MICRO-ADSON

BD520R


150 mm, 6"



ADSON

BD522R


180 mm, 7"



JEFFERSON

BD523R


180 mm, 7"



ADSON

BD508R


120 mm, 4 3/4"



ADSON

BD513R


120 mm, 4 3/4"



ADSON

BD506R


120 mm, 4 3/4"



ADSON

BD507R

120 mm, 4 3/4"



ADSON


BD521R

150 mm, 6"

MILLIMETERS

Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps
 Chirurgische Pinzetten
 Tissue Forceps


BD



HUDSON

MB291R


125 mm, 4 7/8"



ADSON

MB454R

120 mm, 4 3/4"



ADSON-BROWN


BD700R

Hautpinzette, scharf
 Tissue forceps, sharp
 120 mm, 4 3/4"



BROWN

BD701R-BD702R



GRAEFFE

OC100R


110 mm, 4 1/2"

INCHES




Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps
Feine chirurgische Pinzetten
Delicate Tissue Forceps

BD




OC024R OC025R OC026R


OC024R-OC026R
sehr fein
very delicate
100 mm, 4"



BD500R
100 mm, 4"




BD501R
110 mm, 4 3/8"



2 x 3 Zähne
2 x 3 teeth


BD502R
110 mm, 4 3/8"



BD665R BD666R BD667R
125 mm 125 mm 150 mm
5" 5" 6"

SEMKEN

BD665R-BD667R



BD668R BD669R
125 mm 145 mm
5" 5 3/4"

SEMKEN

BD668R-BD669R

MILLIMETERS

Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

Feine chirurgische Pinzetten
Delicate Tissue Forceps


BD



GILLIES

BD660R


155 mm, 6"



MC INDOE

BD661R

150 mm, 6"



BD662R BD663R BD664R

175 mm 175 mm 230 mm

7" 7" 9"


GERALD

BD662R-BD664R



WAUGH

BD670R-BD679R



BD670R	BD671R	BD672R	BD679R
180 mm	200 mm	250 mm	305 mm
7"	8"	10"	12"




Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

Chirurgische Pinzetten

Tissue Forceps


BD



BROPHY

BD678R

200 mm, 8"



BD651R

200 mm, 8"



CUSHING

MD463

180 mm, 7"



Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

Chirurgische Pinzetten

Tissue Forceps

BD



BD552R	BD553R	BD555R	BD557R	BD559R	BD560R	BD561R	BD562R	BD563R	BD564R
105 mm	115 mm	130 mm	145 mm	160 mm	180 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm
4 1/8"	4 1/2"	5 1/8"	5 3/4"	6 1/4"	7"	8"	10"	12"	14"

1/1

BD552R-BD564R

Standard-Modelle

Standard patterns



BD533R	BD535R	BD537R	BD527R	BD539R	BD540R	BD541R	BD542R	BD543R
115 mm	130 mm	145 mm	145 mm	160 mm	180 mm	200 mm	250 mm	300 mm
4 1/2"	5 1/8"	5 3/4"	5 3/4"	6 1/4"	7"	8"	10"	12"

1/1

BD527R-BD543R

mittelbreit

medium


INCHES



Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

Chirurgische Pinzetten Tissue Forceps


BD



BD547R	BD549R
145 mm	160 mm
5 3/4"	6 1/4"


BD547R-BD549R

kräftiger als BD537R und BD539R
aber feiner als BD557R und BD559R
stronger as BD537R and BD539R
but finer than BD557R and BD559R



BD600R

kräftiges Modell
heavy pattern
145 mm, 5 3/4"



BD575R	BD577R	BD579R	BD580R	BD581R
130 mm	145 mm	160 mm	180 mm	200 mm
5 1/8"	5 3/4"	6 1/4"	7"	8"

BD575R-BD581R


2 x 3 Zähne
2 x 3 teeth

MILLIMETERS

Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps




Chirurgische Pinzetten
Tissue Forceps

BD



BD587R-BD591R

3 x 4 Zähne
3 x 4 teeth






LANE
BD602R-BD607R



Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

Chirurgische Pinzetten Tissue Forceps

BD




MILLIMETERS

Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

Chirurgische Pinzetten
Tissue Forceps

BD



CHARNLEY


BD705R

180 mm, 7"


INCHES

STRASSBURGER MODELL

BD690R-BD692R



BD690R	BD692R
150 mm	200 mm
6"	8"



BD185R

Nahtpinzette

Suture forceps


300 mm, 12"



Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps



Chirurgische Pinzetten Tissue Forceps

BD



22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

MILLIMETERS




Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps

Lungenfasspinzetten, Darmpinzetten

Lung Grasping Dissecting Forceps, Intestinal Forceps

BD




TUTTLE

BD801R

Lungenfasspinzette

Lung grasping forceps

230 mm, 9"




NELSON

BD802R

Lungenfasspinzette

Lung grasping forceps

230 mm, 9"




DUVAL

BD820R

Darmpinzette

Intestinal forceps

140 mm, 5 $\frac{1}{2}$ "



DENIS- BROWNE

EA027R

Darmpinzette

Intestinal forceps

190 mm, 7 $\frac{1}{2}$ "



Pinzetten – Dissecting- and Tissue Forceps


Splitterpinzetten, Splitterzangen Splinter Forceps

BD



BD952R


Splitterpinzette
Splinter forceps
80 mm, 3 1/8"



FEILCHENFELD

BD963R-BD965R


Splitterpinzetten
Splinter forceps



HUNTER

BD980R


Splitterpinzette
Splinter forceps
105 mm, 4 1/8"



STIEGLITZ

BD992R

Splitterzange
Splinter forceps
140 mm, 5 1/2"



STIEGLITZ

BD993R

Splitterzange
Splinter forceps
140 mm, 5 1/2"




PEET

BD995R

Splitterzange
Splinter forceps
120 mm, 4 3/4"

MILLIMETERS



BF




Korn- und Tupferzangen,
Waschzangen, Tuchklemmen
Sponge- and Dressing-Forceps,
Washing Forceps, Towel Clamps

Korn- und Tupferzangen – Sponge- and Dressing Forceps

Korn- und Tupferzangen
Sponge- and Dressing Forceps

BF



BRYANT

BF003R

130 mm, 5 1/8"




LISTER

BF004R-BF008R

Sinusklemmen


Sinus forceps

BF004R	BF006R	BF008R
130 mm	160 mm	175 mm
5 1/8"	6 1/4"	7"




BF010R

ohne Sperre
without ratchet
145 mm, 5 3/4"



BF016R

mit Sperre
with ratchet
145 mm, 5 3/4"



BF021R


175 mm, 7"



Korn- und Tupferzangen – Sponge- and Dressing Forceps

Korn- und Tupferzangen
Sponge- and Dressing Forceps


BF



GROSS

BF032R-BF033R


mit Sperre
with ratchet
180 mm, 7"



DUPLAY

OM485R


190 mm, 7 1/2"



GROSS

BF040R-BF041R


ohne Sperre
without ratchet
200 mm, 8"



GROSS

BF046R-BF047R

200 mm, 8"



DUPLAY

BF027R

210 mm, 8 1/4"

MILLIMETERS

Korn- und Tupferzangen – Sponge- and Dressing Forceps

Korn-, Tupfer- und Waschzangen
Sponge- and Dressing Forceps

BF



AESCU^{LAP}

BF060R-BF061R

220 mm, 8 3/4"

INCHES



ULRICH-AESCU^{LAP}

BF062R-BF065R

BF062R

265 mm

10 1/2"

BF063R

265 mm

10 1/2"

BF065R

350 mm


14"



Korn- und Tupferzangen – Sponge- and Dressing Forceps

Korn- und Tupferzangen
Sponge- and Dressing Forceps

BF




MAIER

BF056R-BF057R

ohne Sperre

without ratchet

265 mm, 10 1/2"



MAIER

BF058R-BF059R

mit Sperre

with ratchet

265 mm, 10 1/2"



Korn- und Tupferzangen – Sponge- and Dressing Forceps

Korn- und Tupferzangen

Sponge- and Dressing Forceps


BF



BF076R
280 mm
11"

BF077R
280 mm
11"

BF078R
350 mm
14"



BF070R
1/2

BF071R
1/1

240 mm, 9 1/2"



Korn- und Tupferzangen – Sponge- and Dressing Forceps
Korn- und Tupferzangen
Sponge- and Dressing Forceps

BF



COLLIN

BF091R

240 mm, 9 1/2"



CHERON

BF092R

Griffe seitwärts abgewinkelt

Handles angled to side

240 mm, 9 1/2"



EMMET

BF098R

210 mm, 8 1/4"



Korn- und Tupferzangen – Sponge- and Dressing Forceps

Tupfer-, Schwamm-, Organ- und Gewebefasszangen

Dressing-, Sponge Holding-, Organ- and Tissue Grasping Forceps



BF



FOERSTER-BALLENGER

BF112R-BF113R

180 mm, 7"



RAMPLEY

BF116R-BF118R


BF116R
180 mm
7"
BF118R
250 mm
10"



FOERSTER-BALLENGER


BF120R-BF123R

245 mm, 9 3/4"



BF120R
glattes Maul
smooth jaws

BF121R
glattes Maul
smooth jaws



BF122R
BF123R

1/1

INCHES



DE BAKEY Zahnung
Toothing DE BAKEY

Korn- und Tupferzangen – Sponge- and Dressing Forceps

AIRAUUMATA®


Organ- und Gewebefasszangen
Organ- and Tissue Grasping Forceps

BF



COLLIN

EA061R-EA062R



EO338R-EO340R

MILLIMETERS

191

Korn- und Tupferzangen – Sponge- and Dressing Forceps

Tupfer-, Schwamm-, Organ- und Gewebefasszangen

Dressing-, Sponge Holding-, Organ- and Tissue Grasping Forceps

BF



COLLIN

AN709R-BH908R

BH906R


160 mm
6 1/4"

BH908R

160 mm
6 1/4"

AN709R

170 mm
6 3/4"



HEYWOOD-SMITH

AN710R

200 mm, 8"

AN710R

1/1



HEYWOOD-SMITH MODIF.

AN711R

215 mm, 8 1/2"

AN711R

1/1



Korn- und Tupferzangen – Sponge- and Dressing Forceps
Tupfer-, Schwamm-, Organ- und Gewebefasszangen
Dressing-, Sponge Holding-, Organ- and Tissue Grasping Forceps

BF



Korn- und Tupferzangen – Sponge- and Dressing Forceps

Sehnenfasszangen

Tendon Seizing Forceps

BF



HERZ

BF303R

Sehnenfasszange

Tendon seizing forceps

155 mm, 6"



JACKSON

BF306R


Sehnenfasszange

4 x 5 Zähne

Tendon seizing forceps

4 x 5 teeth

150 mm, 6"




F0950R

Sehneneinflechtklemme

Tendon interlacing forceps

150 mm, 6"



F0951R

Sehneneinflechtklemme

Tendon interlacing forceps

150 mm, 6"



BF307R

Sehnenfasszange


Tendon seizing forceps

120 mm, 4 3/4"



Korn- und Tupferzangen – Sponge- and Dressing Forceps Sehnenfasszangen Tendon Seizing Forceps

BF



JÄGER

BF325R

Sehnen- und Kreuzband-Durchziehzange
flexibler Schaft
Tendon- and cross ligament passing forceps
flexible shaft

	BF315R	BF316R	BF324R	BF326R
gebogen	gebogen	gerade	gerade	
curved	curved	straight	straight	
150 mm	185 mm	150 mm	185 mm	
6"	7 1/4"	6"	7 1/4"	

BRAND

BF315R-BF326R

Sehnenführungszangen
Tendon holding forceps

KLEINERT-KUTZ

BF320R

Sehnendurchziehzange
Tendon passing forceps
205 mm, 8"

MILLIMETERS


Korn- und Tupferzangen – Sponge- and Dressing Forceps

Arterien- und Gewebefasszangen

Artery Traction- and Tissue Grasping Forceps

weitere Gewebefasszangen siehe Rubrik EA
further Tissue grasping forceps see section EA

BF



POIRIER

BF299R

125 mm, 5"



CHAPUT

BF300R


125 mm, 5"



TUFFIER

BF301R

125 mm, 5"



BABY-ALLIS

EA012R


130 mm, 5 1/8"



BOYS-ALLIS

EA010R

155 mm, 6"



ALLIS

EA016R





155 mm, 6"



Korn- und Tupferzangen – Sponge- and Dressing Forceps


Organ- und Gewebefasszangen
Organ- and Tissue Grasping Forceps

BF



Korn- und Tupferzangen – Sponge- and Dressing Forceps
Organ- und Gewebefasszangen
Organ- and Tissue Grasping Forceps


BF



AESCUKAP-PRATT

EO165R

260 mm, 10 1/4"



PRATT

EO166R

270 mm, 10 3/4"



Korn- und Tupferzangen – Sponge- and Dressing Forceps
Organ- und Gewebefasszangen
Organ- and Tissue Grasping Forceps

BF



SCHRÖDER

EO110R

250 mm, 10"



WILSON


EO112R

240 mm, 9 1/2"



Korn- und Tupferzangen – Sponge- and Dressing Forceps
Fremdkörperzangen
Foreign Body Forceps

BF




PITHA

EF921R

220 mm, 8 3/4"

INCHES



PELKMAN

E0060R-E0061R

260 mm, 10 1/4"



Korn- und Tupferzangen – Sponge- and Dressing Forceps


Tuchklemmen
Towel Clamps

BF



BF401R


55 mm, 2 $\frac{1}{8}$ "



JONES

BF407R


85 mm, 3 $\frac{3}{8}$ "



ENGL.MOD.

BF408R

85 mm, 3 $\frac{3}{8}$ "



SCHAEDEL

BF410R-BF411R

85 mm, 3 $\frac{3}{8}$ "




MILLIMETERS

Korn- und Tupferzangen – Sponge- and Dressing Forceps

Tuchklemmen

Towel Clamps


BF



DOYEN

BF417R

180 mm, 7"




1/1



LANE

BF450R-BF452R



BF450R

130 mm

5 1/8"

BF451R

155 mm

6"

BF452R

195 mm

7 3/4"

INCHES



Korn- und Tupferzangen – Sponge- and Dressing Forceps


Tuchklemmen
Towel Clamps

BF



BACKHAUS

BF436R-BF437R




BF436R
80 mm
 $3\frac{1}{8}''$

BF437R
105 mm
 $4\frac{1}{8}''$



BACKHAUS


BF431R-BF433R



BF431R
90 mm
 $3\frac{1}{2}''$

BF432R
110 mm
 $4\frac{3}{8}''$


BF433R
135 mm
 $5\frac{1}{4}''$



BACKHAUS-KOCHER

BF444R

135 mm, $5\frac{1}{4}''$



ROEDER

BF448R

135 mm, $5\frac{1}{4}''$



BERNHARD

BF426R

160 mm, $6\frac{1}{4}''$

MILLIMETERS

Korn- und Tupferzangen – Sponge- and Dressing Forceps

Tuchklemmen

Towel Clamps

BF



ROBIN


BF439R

mit Kabelhalterung bis 5 mm

Kabelstärke

with holders for cable up to 5 mm

135 mm, 5 1/4"



ROBIN

BF440R

mit Schlauchhalterung bis 13 mm

Schlauchstärke

with holders for tubing up to 13 mm

135 mm, 5 1/4"




BF442R

mit Schlauchhalterung bis
15 mm Schlauchstärke

with holders for tubing up to 15 mm

110 mm, 4 3/8"



BF443R

Doppelschlauch-Fixierklemme
atraumatische Fassflächen

Tube fixation forceps with
atraumatic jaw parts

140 mm, 5 1/2"

Besonders geeignet für HLM-
Schläuche in der Herzchirurgie
Especially suitable for HLM
tubes for cardiovascular surgery



Korn- und Tupferzangen – Sponge- and Dressing Forceps

Tuchklemmen
Towel Clamps

BF



LORNA

BF461R


nicht perforierend
non-perforating
95 mm, 3 3/4"



LORNA


BF463R

nicht perforierend
non-perforating
130 mm, 5 1/8"



BF460R

für Papiertücher
for paper cloths
150 mm, 6"




BF464R

für Papiertücher
for paper cloths
140 mm, 5 1/2"



BF465R

für Papiertücher
for paper cloths
115 mm, 4 1/2"



BF466R

für Papiertücher
for towel cloths
135 mm, 5 1/4"

MILLIMETERS

Korn- und Tupferzangen – Sponge- and Dressing Forceps

Tuchklemmen

Towel Clamps

BF




BF458R

100 mm

4"

1/2



BF459R

135 mm

5 1/4"

1/1

BF458R-BF459R

nicht perforierend

non-perforating

INCHES



Korn- und Tupferzangen – Sponge- and Dressing Forceps

Sterilisierklammern für Ringgriff-Instrumente
Safety Pins for Holding Ring Handle Instruments

BF



BUNT

BF491R


105 mm, 4 1/8"



MAYO

BF493R

140 mm, 5 1/2"



MAYO


BF494R

doppelt

double

125 mm, 5"





BH




Arterienklemmen, Bulldogklemmen,
Gefäßclipse, Approximatoren
Haemostatic Forceps, Bulldog Clamps,
Vessel Clips, Approximators

BH Arterienklemmen – Hemostatic Forceps

Gefäßclips nach BIEMER, Gefäßclips nach MEHDORN, Minigröße
BIEMER Vessel Clips, MEHDORN Vessel Clips, Mini Size

für temporären Gebrauch

- Maulinnenflächen schräg gerieft, für schonendes, sicheres Festhalten der Gefäße.
- Der fest eingestellte Schließdruck gewährt risikofreie Anwendung.
- Schließkraft-Ermittlung: bei $\frac{1}{3}$ der Gesamtmaullänge von vorn und einer Maulöffnung von 1 mm (siehe Zeichnung)



BIEMER


	Maul-öffnung Jaw opening	Maul-länge Jaw length	Schließkraft Closing force	Anlege-pinzette Applying forceps
	4 mm	6 mm	30 - 40 g (0,29 - 0,39 N)	FD568R
	5 mm	9 mm	30 - 40 g (0,29 - 0,39 N)	oder / or FD569R
	5 mm	9 mm	20 - 25 g (0,20 - 0,25 N)	

(gekennzeichnet durch gelb gefärbte Federenden)

für Gefäße mit Ø 0,5 - 2,0 mm.

(identified by yellow colored spring ends)

for vessels diam. 0.5 - 2.0 mm.




BIEMER

FD568R-FD569R

Anlegepinzetten für Gefäßclips nach BIEMER und Approximatoren nach BIEMER-MÜLLER und MÜLLER Applying forceps for BIEMER vessel clips and BIEMER-MÜLLER and MÜLLER approximators
140 mm, 5 1/2"

for temporary occlusion

- Blade gripping surface with oblique serrations for safe but careful gripping of vessels.
- No risk due to rigidly fixed pressure measure guarantees application without any risk.
- Closing force is measured at $\frac{1}{3}$ of the blades at 1 mm opening (see illustration).



MEHDORN


	Maul-öffnung Jaw opening	Maul-länge Jaw length	Schließkraft Closing force	Anlege-pinzette Applying forceps
	4 mm	1,0 mm	10 - 15 g (0,10 - 0,15 N)	
	4 mm	1,4 mm	15 - 20 g (0,15 - 0,20 N)	FD578R
	6 mm	1,0 mm	10 - 15 g (0,10 - 0,15 N)	
	6 mm	1,4 mm	15 - 20 g (0,15 - 0,20 N)	

(gekennzeichnet durch gelb eingefärbte Federenden)

für Gefäße mit Ø 0,5 - 1,5 mm (extra-intracraniale Anastomosen).

(identified by yellow colored spring ends)

for vessels diam. 0.5 - 1.5 mm (extra-intercranial anastomosis).



MEHDORN

FD578R

Anlegepinzette für Gefäßclips nach MEHDORN
Applying forceps for MEHDORN vessel clips
150 mm, 6"



Arterienklemmen – Hemostatic Forceps

Approximatoren, nach BIEMER-MÜLLER, BIEMER
BIEMER-MÜLLER, BIEMER Approximators

für Mikro-Gefäßanastomosen im oberflächlichen Bereich

- Maulinnenflächen schräg gerieft, für schonendes, sicheres Festhalten der Gefäßenden.
- Der fest eingestellte Schließdruck garantiert risikofreie Anwendung.
- Der Abstand zwischen den Clips ist durch einfaches Verschieben variabel und wird durch Verkantung selbsttätig fixiert.
- Die leichte Konstruktion (geringes Gewicht, kleine Dimension) ermöglicht im angelegten Zustand einfaches, verzerrungsfreies Umdrehen, um auf der unteren Gefäßseite weiterzunähen.


for micro vessel anastomosis in the superficial range

- Blade gripping surface with oblique serrations for careful but safe holding of the vessel ends.
- No risk due to rigidly fixed pressure measure.
- Adjustable distance between the clips and automatic fixation by tilting.
- Even when applied, the lightweight construction allows easy, distortionless turning and makes suturing possible on the other side of the vessel.

BIEMER-MÜLLER

Mikro-Approximatoren
Micro approximators

		Maul-öffnung Jaw opening	Maul-länge Jaw length	Schließkraft Closing force	Anlege- pinzette Applying forceps
FD611R		5 mm	9 mm	25 - 30 g (0,25 - 0,29 N)	
FD612R		5 mm	9 mm	25 - 30 g (0,25 - 0,29 N)	
FD613R		5 mm	9 mm	25 - 30 g (0,25 - 0,29 N)	FD568R oder / or FD569R
FD614R		5 mm	9 mm	25 - 30 g (0,25 - 0,29 N)	
FD615R		3 mm	4,5 mm	25 - 30 g (0,25 - 0,29 N)	
BIEMER					
FD571R		4 mm	6 mm	30 - 40 g (0,29 - 0,39 N)	FD572R



BIEMER

FD572R

Anlegepinzette für Gefäß-
Approximator nach BIEMER
Applying forceps for BIEMER
vessel approximator

145 mm, 5 3/4"

BH



BH Arterienklemmen – Hemostatic Forceps

Approximator, Nerv-Approximator nach BIEMER

Approximator, BIEMER Approximator for Nerves

für Mikro-Gefäßanastomosen im tieferen Bereich,
außerdem für experimentelle Chirurgie

- Maulinnenflächen schräg gerieft, für schonendes, sicheres Festhalten der Gefäßenden.
- Der Schließdruck wird mit dem Schlüssel FD576R eingestellt.
- Der Abstand zwischen den Clips ist variabel und wird mit dem Schlüssel FD576R fixiert.

for micro vessel anastomosis in the deeper range,
also for experimental surgery


- Blade gripping surface with oblique serrations for careful but safe holding of the vessel ends.
- The pressure measure is adjusted with key FD576R.
- The distance between the clips is variable and fixed with key FD576R.

zur sicheren Adaption bei Nervenastomosen

- Das Durchstrecken des Nervenzentrum mit feinen Nadeln verhindert stärkere pathologische Veränderungen.
- Nadeln mit Schlüssel FD576R auswechselbar.
- Abstand zwischen den Nadeln variabel und mit Schlüssel FD576R fixierbar.

for safe adaption of nerve anastomoses

- Piercing the nerve centre with fine needles prevents strong pathological changes.
- Needles can be exchanged with key FD576R.
- Distance between the needles is variable and can be fixed with key FD576R.



FD575R

Approximator komplett, mit
Schlüssel FD576R
Approximator complete,
with key FD576R



BIEMER

FD635R

Nerv-Approximator kom-
plett, mit Schlüssel FD576R

Approximator for nerves
complete, with key FD576R

FD636R

1 Paar Ersatznadeln
1 pair of spare needles



Arterienklemmen – Hemostatic Forceps Gefäßclips Vessel Clips

BH



Schließdruck Closing force					
50 g	FE010K	FE011K	FE012K	FE013K	FE014K
80 g	FE020K	FE021K	FE022K	FE023K	FE024K
	gerade straight	gebogen curved	Spitze gebogen curved tips	zur Seite abgewinkelt angled to side	kniegebogen knee-bent

MÜLLER

FE010K-FE024K

Temporäre Gefäßclips mit atraumatischem Maulprofil

Non-traumatic vessel clips, temporary



1/1
Maulprofil fein kariert
jaw profiles, finally
cross-serrated

MÜLLER

FE005K

Fadenklemme

Ligation Forceps

BH

Arterienklemmen – Hemostatic Forceps Gefäßclips Vascular Clips

DE BAKEY Zahnung




Toothing DE BAKEY

Gefäßclips nach MÜLLER

Merkmale:

- Atraumatisches Maulprofil
- Beidseitig angebrachte Griffplateaus zum sicheren Anlegen und Abnehmen des Clips.
- Exakt definierter Schließdruck für arterielle und venöse Gefäße.
- Gefäßclips eindeutig mit Schließdruck gekennzeichnet.
- Geschlossener Maulkasten zur sicheren Maulführung.
Kein ungewolltes Verfangen des Fadens möglich.




MÜLLER
250 g FE030S
350 g FE040S
gerade
straight

MÜLLER Vascular Clips

Features:

- Atraumatic mouth profile
- Handle plateau mounted on both sides for secure application and removal of the clip.
- Exactly defined closing pressure for arterial and venous vessels.
- Vascular clips are clearly marked with closing pressure.
- Closed mouth box guarantees precise guidance of the working tips.
No risk of threads getting tangled up in clip.



MÜLLER
250 g FE031S
350 g FE041S
gebogen
curved




DE BAKEY Zahnung



Tooting DE BAKEY

Arterienklemmen – Hemostatic Forceps
Gefäßclips
Vascular Clips

BH




Schließkraft
Closing force

MÜLLER

250 g FE032S

350 g FE042S

Spitze gebogen
curved tips



Schließkraft
Closing force

MÜLLER

250 g FE034S

350 g FE044S

kniegebogen
knee-bent



Arterienklemmen – Hemostatic Forceps

Bulldogklemmen
Bulldog Clamps

BH




JOHNS-HOPKINS

BH018R

Zange zum Anlegen und Abnehmen der Bulldogklemmen BH011R – BH031R und FB420R – FB427R

Forceps for applying and removing bulldog clamps BH011R – BH031R and FB420R – FB427R

240 mm, 9 3/4"



BH020R **BH021R** **BH026R** **BH027R**
BH022R **BH023R**

DIEFFENBACH

Gesamtlänge: Maullänge:
Total length: Jaw length:

BH020R	38 mm, 1 1/2"	12 mm, 1/2"
BH022R	48 mm, 2"	16 mm, 5/8"
BH021R	38 mm, 1 1/2"	12 mm, 1/2"
BH023R	48 mm, 2"	16 mm, 5/8"
BH026R	58 mm, 2 1/8"	16 mm, 5/8"
BH027R	58 mm, 2 1/8"	16 mm, 5/8"



JOHNS-HOPKINS

Gesamtlänge Maullänge:
Total length: Jaw length:

BH011R	38 mm, 1 1/2"	12 mm, 1/2"
BH012R	48 mm, 2"	17 mm, 5/8"
BH013R	56 mm, 2 1/8"	25 mm, 1"
BH014R	63 mm, 2 1/2"	30 mm, 1 3/16"
BH015R	70 mm, 2 3/4"	33 mm, 1 1/4"
BH016R	80 mm, 3 1/8"	42 mm, 1 3/4"
BH017R	91 mm, 3 1/2"	52 mm, 2"

BH011R-BH017R



Arterienklemmen – Hemostatic Forceps Bulldogklemmen Bulldog Clamps

BH



DE BAKEY-HESS

BH030R

Gesamtlänge: 34 mm
Total length: 1 3/8""
Maullänge: 20 mm
Jaw length: 3/4"



FB328R
Gesamtlänge: 35 mm
Total length: 1 3/8"
Maullänge: 14 mm
Jaw length: 1/2"

FB329R

Gesamtlänge: 35 mm
Total length: 1 3/8"
Maullänge: 14 mm
Jaw length: 1/2"

FB330R

Gesamtlänge: 45 mm
Total length: 1 3/4"
Maullänge: 19 mm
Jaw length: 3/4"

FB331R

Gesamtlänge: 45 mm
Total length: 1 3/4"
Maullänge: 19 mm
Jaw length: 3/4"



DE BAKEY-HESS

BH031R

Gesamtlänge: 43 mm
Total length: 1 7/10"
Maullänge: 30 mm
Jaw length: 1 3/16"



DIETHRICH MB285R
Gesamtlänge: 55 mm
Total length: 2 1/8"
Maullänge: 13 mm
Jaw length: 1/2"

DIETHRICH BH032R

Gesamtlänge: 48 mm
Total length: 1 7/8"
Maullänge: 10 mm
Jaw length: 3/8"

DIETHRICH BH034R

Gesamtlänge: 48 mm
Total length: 1 7/8"
Maullänge: 13 mm
Jaw length: 1/2"




BH

Arterienklemmen – Hemostatic Forceps Bulldogklemmen Bulldog Clamps

Mini-Bulldogklemmen
Schließdruck 180 g
Mini-bulldog clamps
Closing force 180 g

DE BAKEY Zahnung
ATRAUMATA®
Toothing DE BAKEY



	FB362R	FB364R	FB366R	FB363R	FB365R	FB367R	FB369R
Gesamtlänge:	50 mm	55 mm	60 mm	50 mm	50 mm	55 mm	55 mm
Total length:	2"	2 1/8"	2 3/8"	2"	2"	2 1/8"	2 1/8"
Maullänge:	10 mm	14 mm	20 mm	10 mm	14 mm	20 mm	20 mm
Jaw length:	3/8"	1/2"	3/4"	3/8"	1/2"	3/4"	3/4"



	DE BAKEY	DE BAKEY	GLOVER	DE BAKEY	DE BAKEY	DE BAKEY
	FB352R	FB353R	FB431R	FB357R	FB358R	FB359R
Gesamtlänge:	50 mm	48 mm	52 mm	73 mm	99 mm	95 mm
Total length:	2"	2"	2"	2 3/4"	4"	3 1/2"
Maullänge:	27 mm	27 mm	35 mm	38 mm	63 mm	54 mm
Jaw length:	1 1/8"	1 1/8"	1 1/3"	1 1/2"	2 1/2"	2 1/8"



DE BAKEY Zahnung


 Tothing DE BAKEY
TRAUMATA®

Arterienklemmen – Hemostatic Forceps

Bulldogklemmen
Bulldog Clamps



	DE BAKEY FB420R	DE BAKEY FB422R	DE BAKEY FB424R	DE BAKEY FB426R	DE BAKEY FB421R	DE BAKEY FB423R	DE BAKEY FB425R	DE BAKEY FB427R
Gesamtlänge: Total length:	80 mm $3\frac{1}{8}$ "	90 mm $3\frac{1}{2}$ "	105 mm $4\frac{1}{8}$ "	124 mm 5"	78 mm $3\frac{1}{8}$ "	86 mm $3\frac{3}{8}$ "	97 mm $3\frac{3}{4}$ "	114 mm $4\frac{1}{2}$ "
Maullänge: Length of jaw:	25 mm 1"	35 mm $1\frac{3}{8}$ "	50 mm 2"	68 mm $2\frac{3}{4}$ "	23 mm 1"	31 mm $1\frac{1}{8}$ "	42 mm $1\frac{3}{4}$ "	58 mm $2\frac{3}{8}$ "



	GLOVER FB432R	GLOVER FB434R	GLOVER FB436R	GLOVER FB433R	GLOVER FB435R	GLOVER FB437R
Gesamtlänge: Total length:	68 mm $2\frac{3}{4}$ "	96 mm $3\frac{3}{4}$ "	117 mm $4\frac{3}{4}$ "	65 mm $2\frac{1}{2}$ "	91 mm $3\frac{1}{2}$ "	110 mm $4\frac{3}{8}$ "
Maullänge: Length of jaw:	33 mm $1\frac{3}{8}$ "	50 mm 2"	69 mm $2\frac{3}{4}$ "	33 mm $1\frac{3}{8}$ "	50 mm 2"	69 mm $2\frac{3}{4}$ "

BH

Arterienklemmen – Hemostatic Forceps

Feine Arterieklemmen
Delicate Hemostatic Forceps


BH



CARREL

BH100R


85 mm, 3 3/8"



MICRO-HALSTED

BH108R-BH119R


125 mm, 5"



BABY-MOSQUITO
(HARTMANN)

BH104R-BH115R

100 mm, 4"



HALSTED-MOSQUITO


BH110R-BH121R

125 mm, 5"



Arterienklemmen – Hemostatic Forceps
Feine Arterienklemmen
Delicate Hemostatic Forceps

BH




BH Arterienklemmen – Hemostatic Forceps

Feine Arterienklemmen


Delicate Hemostatic Forceps

BH




BABY-CRILE

BH140R-BH151R
140 mm, 5 1/2"



CRILE

BH144R-BH155R
140 mm, 5 1/2"



DUNHILL

BH123R
125 mm, 5"



Arterienklemmen – Hemostatic Forceps
Feine Arterienklemmen
Delicate Hemostatic Forceps

BH



MILLIMETERS



CAIRNS

BH124R-BH125R

150 mm, 6"



CAIRNS

BH126R

seitwärts gebogen

curved to side


145 mm, 5 3/4"



MOYNIHAN

BH127R

150 mm, 6"



LERICHE

BH160R-BH171R

BH160R	BH161R	BH170R	BH171R
150 mm	150 mm	160 mm	160 mm
6"	6"	6 1/4"	6"

BH Arterienklemmen – Hemostatic Forceps

Feine Arterienklemmen

Delicate Hemostatic Forceps


BH



RANKIN

BH164R-BH165R

160 mm, 6 1/4"



CRILE

BH166R-BH177R

160 mm, 6 1/4"



COLLER

MD464-MD469

INCHES

MD464

140 mm

5 1/2"

MD466R

165 mm

6 1/2"

MD468

185 mm

7 1/4"

MD465R

140 mm

5 1/2"

MD467R

165 mm

6 1/2"

MD469

185 mm

7 1/4"




Arterienklemmen – Hemostatic Forceps

Feine Arterienklemmen

Delicate Hemostatic Forceps

BH



Arterienklemmen – Hemostatic Forceps

Feine Arterienklemmen

Delicate Hemostatic Forceps


BH



HALSTED-MOSQUITO

BH210R-BH215R

200 mm, 8"



JACOBSON

BH187R

190 mm, 7 1/2"



ADSON

BH205R

215 mm, 8 1/2"



FRASER-KELLY (CRILE)

BH183R

180 mm, 7"



Arterienklemmen – Hemostatic Forceps
Feine Arterienklemmen
Delicate Hemostatic Forceps


BH



DUNHILL

BH191R


190 mm, 7 1/2"



GREY-TURNER

BH193R

180 mm, 7"



HEISS

BH206R-BH217R




Arterienklemmen – Hemostatic Forceps

Feine Arterienklemmen

Delicate Hemostatic Forceps


BH



BIRKETT

BH196R-BH197R

185 mm, 7 1/4"



BENGOLEA

BH228R-BH239R

245 mm, 9 3/4"



Arterienklemmen – Hemostatic Forceps
Feine Arterienklemmen
Delicate Hemostatic Forceps

BH



SAROT

BH224R-BH234R

240 mm, 9 1/2"



CRAFOORD

BH225R


245 mm, 9 3/4"

Arterienklemmen – Hemostatic Forceps

Feine Arterienklemmen

Delicate Hemostatic Forceps

BH




CRAFOORD, MOD.

BH227R

240 mm, 9 1/2"

INCHES

1/2



BRIDGE

BH230R-BH231R

275 mm, 10 3/4"

BH230R


BH231R

1/2



Arterienklemmen – Hemostatic Forceps
Arterienklemmen
Hemostatic Forceps

BH



PEAN

BH410R

125 mm, 5"



KRÖNLEIN

BH300R

130 mm, 5 1/8"




BH302R **BH304R**
125 mm 140 mm
5" 5 1/2"



PEAN

BH312R

125 mm, 5"



BH316R **BH318R**
165 mm 185 mm
6 1/2" 7 1/4"

MILLIMETERS

PEAN

BH302R-BH304R

PEAN

BH316R-BH318R

Arterienklemmen – Hemostatic Forceps

Arterienklemmen

Hemostatic Forceps

BH



PEAN


BH412R-BH415R

grazile Form
slender type



PEAN

BH422R-BH425R



SPENCER-WELLS

BH332R-BH361R

INCHES




Arterienklemmen – Hemostatic Forceps
Arterienklemmen
Hemostatic Forceps

BH




ROCHESTER-PEAN

BH442R-BH457R



BH442R	BH444R	BH446R	BH448R	BH450R	BH456R
160 mm	185 mm	200 mm	225 mm	240 mm	350 mm
6 1/4"	7 1/4"	8"	9"	9 1/2"	14"



BH443R	BH445R	BH447R	BH449R	BH451R	BH457R
160 mm	185 mm	200 mm	225 mm	240 mm	350 mm
6 1/4"	7 1/4"	8"	9"	9 1/2"	14"

MILLIMETERS

233

Arterienklemmen – Hemostatic Forceps

Arterienklemmen

Hemostatic Forceps

BH



PEAN

BH470R-BH475R


BH470R	BH472R	BH474R	BH471R	BH473R	BH475R
240 mm 9 1/2"	260 mm 10 1/4"	280 mm 11"	240 mm 9 1/2"	260 mm 10 1/4"	280 mm 11"
1/1					



Arterienklemmen – Hemostatic Forceps

Arterienklemmen Hemostatic Forceps

BH



KOCHER

BH610R

kräftiges Modell
strong pattern
145 mm, 5 3/4"



1/1


1/2




KOCHER

BH612R-BH615R

BH612R	BH614R	BH615R
130 mm	140 mm	140 mm
5 1/8"	5 1/2"	5 1/2"




130 mm	140 mm	140 mm
5 1/8"	5 1/2"	5 1/2"




ROCHESTER-OCHSNER

BH618R-BH619R

140 mm, 5 1/2"



1/2



KOCHER

BH630R-BH631R

150 mm, 6"



1/2



Arterienklemmen – Hemostatic Forceps

Arterienklemmen

Hemostatic Forceps


BH



KOCHER-OCHSNER

BH642R-BH659R

BH642R	BH644R	BH646R	BH648R	BH650R	BH652R	BH654R	BH658R
160 mm 6 1/4"	185 mm 7 1/4"	200 mm 8"	225 mm 9"	240 mm 9 1/2"	260 mm 10 1/4"	280 mm 11"	350 mm 14"



BH643R	BH645R	BH647R	BH649R	BH651R	BH653R	BH655R	BH659R
160 mm 6 1/4"	185 mm 7 1/4"	200 mm 8"	225 mm 9"	240 mm 9 1/2"	260 mm 10 1/4"	280 mm 11"	350 mm 14"



Arterienklemmen – Hemostatic Forceps

Arterienklemmen, Spezial-Modelle


Hemostatic Forceps, Special Patterns

BH



ROCHESTER-CARMAUT

BH800R-BH805R



BH800R	BH804R	BH801R	BH805R
160 mm	200 mm	160 mm	200 mm
6 1/4"	8"	6 1/4"	8"



FICKLING

BH807R-BH808R

180 mm, 7"




BH Arterienklemmen – Hemostatic Forceps

Arterienklemmen, Spezial-Modelle

Hemostatic Forceps, Special Patterns

BH



ROBERTS

BH814R

225 mm, 9"

INCHES



ROBERTS

BH812R-BH813R

250 mm, 10"



SAROT


BH226R

250 mm, 9 $\frac{3}{4}$ "




Arterienklemmen – Hemostatic Forceps
Arterienklemmen, Spezial-Modelle
Hemostatic Forceps, Special Patterns

BH



MOYNIHAN

BH831R-BH833R



PEAN

BH835R-BH839R



239

BH Arterienklemmen – Hemostatic Forceps

Arterienklemmen, Tonsillenklemmen
Hemostatic Forceps, Tonsil Forceps


BH



SCHNIDT

BH957R-BH959R



185 mm, 7 1/4"



SCHNIDT

BH961R-BH963R


185 mm, 7 1/4"



NEGUS

BH951R-BH952R

190 mm, 7 1/2"



WILSON

BH965R

190 mm, 7 1/2"



MIKULICZ


BH949R

185 mm, 7 1/4"




Arterienklemmen – Hemostatic Forceps
Arterienklemmen, Spezial-Modelle
Hemostatic Forceps, Special Patterns

BH




PENNINGTON

BH902R-EA037R



COLLIN


BH906R



COLLIN

AN709R

170 mm, 6 3/4"




COLLIN

BH908R

160 mm, 6 1/4"

MILLIMETERS



BJ



Präparier- und Ligaturklemmen,
Hysterektomieklemmen
Dissecting- and Ligature Forceps,
Hysterectomy Clamps

Klemmen – Forceps

Präparier- und Ligaturklemmen

Dissecting- and Ligature Forceps

BJ



BJ002R
Ligaturklemme gerade
Ligature forceps straight
95 mm, 3 3/4"



BABY-OVERHOLT
BJ009R
135 mm, 5 1/4"



MICRO-ADSON
BJ008R
140 mm, 5 1/2"



BABY-MIXTER
BJ011R-BJ012R



Klemmen – Forceps

Präparier- und Ligaturklemmen

Dissecting- and Ligature Forceps

BJ




BABY-ADSON

BJ013R-BJ014R



MD569-MD570R

BJ



NISSEN

BH199R

185 mm, 7 1/4"



BJ015R-BJ018R

S-förmig gebogen, grazil

S-shaped, delicate

MILLIMETERS

Klemmen – Forceps
 Präparier- und Ligaturklemmen
 Dissecting- and Ligature Forceps


BJ



OVERHOLT-MIXTER

BJ019R

205 mm, 8"



OVERHOLT-GEISSENDÖRFER

BJ020R-BJ035R


BJ020R	BJ021R	BJ022R	BJ023R
195 mm 7 3/4"	210 mm 8 1/4"	220 mm 8 3/4"	225 mm 9"
BJ031R	BJ032R	BJ033R	
260 mm 10 1/4"	270 mm 10 3/4"	275 mm 10 3/4"	

BJ024R	BJ025R	BJ026R
210 mm 8 1/4"	230 mm 9"	225 mm 9"
BJ034R	BJ035R	
270 mm 10 3/4"	280 mm 11"	



Klemmen – Forceps
Präparier- und Ligaturklemmen
Dissecting- and Ligature Forceps

BJ




BJ080R	BJ081R	BJ082R	BJ083R	BJ086R	BJ111R	BJ114R	BJ090R	BJ091R	BJ096R
215 mm	210 mm	220 mm	225 mm	225 mm	270 mm	270 mm	295 mm	295 mm	300 mm
8 1/2"	8 1/4"	8 3/4"	9"	9"	10 3/4"	10 3/4"	11 3/4"	11 3/4"	12"

OVERHOLT

BJ080R-BJ114R
feine Ausführung
delicate pattern

Klemmen – Forceps
Präparier- und Ligaturklemmen
Dissecting- and Ligature Forceps

BJ



1/1

BJ100R	BJ102R	BJ103R	BJ104R	BJ106R
130 mm	180 mm	200 mm	230 mm	280 mm
5 1/8"	7"	8"	9"	11"

GEMINI

BJ100R-BJ106R



Klemmen – Forceps
Präparier- und Ligaturklemmen
Dissecting- and Ligature Forceps

BJ



MIXTER-O'SHAUGNESSY

BJ050R

190 mm, 7 1/2"



O'SHAUGNESSY

BJ067R

220 mm, 8 3/4"



Klemmen – Forceps
Präparier- und Ligaturklemmen
Dissecting- and Ligature Forceps

BJ



HEISS

BH209R

195 mm, 7 3/4"

INCHES



WIKSTROEM

BJ051R

205 mm, 8"

250



Klemmen – Forceps

Präparier- und Ligaturklemmen

Dissecting- and Ligature Forceps


BJ



RUMEL

BJ041R-BJ045R

240 mm, 9 1/2"



FINOCHIETTO



BJ052R

245 mm, 9 3/4"

MILLIMETERS

Klemmen – Forceps
Präparier- und Ligaturklemmen
Dissecting- and Ligature Forceps

BJ



BJ029R
extra fein
extra delicate

BJ110R
fein
delicate

BARRE
BJ029R-BJ110R
280 mm, 11"



BJ120R 150 mm 6"
BJ121R 180 mm 7"
BJ122R 200 mm 8"
BJ123R 230 mm 9"
BJ124R 255 mm 10"

O'SHAUGHNESSY

BJ120R-BJ124R

INCHES



Klemmen – Forceps

Präparier- und Ligaturklemmen

Dissecting- and Ligature Forceps

BJ



MIXTER

BJ055R

230 mm, 9"



LAWRENCE


BJ070R

270 mm, 10 3/4"



Klemmen – Forceps
Präparier- und Ligaturklemmen
Dissecting- and Ligature Forceps

BJ



ZENKER

BJ047R-BJ132R

INCHES



KIEBACK



BJ075R-BJ076R

Ureter-Tunnelier-Klemme, aufgebogen
Ureteral tunnel clamp curved on flat



Klemmen – Forceps
Präparier- und Ligaturklemmen
Dissecting- and Ligature Forceps

BJ



Klemmen – Forceps
Präparier- und Ligaturklemmen
Dissecting- and Ligature Forceps


BJ



DESJARDINS

EB008R

210 mm, 8 1/4"



NISSEN

EB009R

215 mm, 8 1/2"



GRAY

EB011R-EB012R

220 mm, 8 3/4"



Klemmen – Forceps
Peritoneumklemmen
Peritoneum Forceps

BJ



BABY-MIKULICZ

BJ300R


140 mm, 5 1/2"



MIKULICZ

BJ304R

185 mm, 7 1/4"



BJ305R	BJ306R
180 mm	205 mm
7"	8"

MIKULICZ

BJ305R-BJ306R



MIKULICZ

BJ308R

205 mm, 8"




Klemmen – Forceps

Peritoneumklemmen

Peritoneum Forceps

BJ



MIKULICZ

BJ309R

205 mm, 8"

INCHES



MIKULICZ

BJ310R

200 mm, 8"



MIKULICZ


BJ312R

245 mm, 9 3/4"



Klemmen – Forceps
Peritoneumklemmen
Peritoneum Forceps

BJ



MIKULICZ

BJ313R

205 mm, 8"



MIKULICZ

BJ314R

205 mm, 8"




MIKULICZ

BJ315R

185 mm, 7 1/4"

Klemmen – Forceps
Hysterektomieklemmen
Hysterectomy Forceps


BJ





Klemmen – Forceps
Peritoneum- und Hysterektomieklemmen
Peritoneum and Hysterectomy Forceps

BJ



MILLIMETERS

Klemmen – Forceps
Hysterektomieklemmen
Hysterectomy Forceps

BJ



HEANEY-BALLENTINE

MD591-MD592

215 mm, 8 1/2"

INCHES



WIENER MODELL

BJ526R-BJ527R



Klemmen – Forceps
Hysterektomie- und Arterienklemmen
Hysterectomy- and Hemostatic Forceps

BJ



WERTHEIM

BJ506R

235 mm, 9 1/4"



WERTHEIM

BJ507R

235 mm, 9 1/4"



Klemmen – Forceps


Hysterektomie- und Arterienklemmen
Hysterectomy- and Hemostatic Forceps

BJ



WERTHEIM

BJ509R-BJ515R



SEGOND-LANDAU

BJ540R

240 mm, 9 1/2"



Klemmen – Forceps
Hysterektomie- und Arterienklemmen
Hysterectomy- and Hemostatic Forceps


BJ



SEGOND

BJ541R

240 mm, 9 1/2"



HOLZBACH


BJ510R-BJ528R

MILLIMETERS

Klemmen – Forceps

Hysterektomie- und Arterienklemmen
Hysterectomy- and Hemostatic Forceps


BJ



GWILLIAM

BJ534R-BJ535R

200 mm, 8"



BERKELEY-BONNEY

BJ537R

200 mm, 8"



DE BAKEY Zahnung

Toothing DE BAKEY

ARAUMATA®

Klemmen – Forceps

Hysterektomie- und Vaginalklemmen
Hysterectomy Forceps and Vaginal Clamps



HEANEY

BJ530R-BJ532R

B



Klemmen – Forceps

Hysterektomie- und Vaginalklemmen

Hysterectomy Forceps and Vaginal Clamps

DE BAKEY Zahnung



Toothing DE BAKEY

ATRAUMATA®

BJ



BJ550R
250 mm
10"

BJ551R
245 mm
9 3/4"

BJ552R
240 mm
9 1/2"

BJ553R
220 mm
8 3/4"

WERTHEIM

BJ550R-BJ553R



DE BAKEY Zahnung

Tooting DE BAKEY

ARAUMATA®

Klemmen – Forceps

Hysterektomie- und Vaginalklemmen
Hysterectomy Forceps and Vaginal Clamps

BJ



WERTHEIM

BJ582R-BJ585R

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
MILLIMETERS

Klemmen – Forceps

Hysterektomie- und Vaginalklemmen

Hysterectomy Forceps and Vaginal Clamps

BJ




WERTHEIM

BJ574R

255 mm, 10"

INCHES



WERTHEIM

BJ576R

260 mm, 10 1/4"



Klemmen – Forceps
Hysterektomie- und Vaginalklemmen
Hysterectomy Forceps and Vaginal Clamps

BJ



BURKE

BJ560R-BJ562R
Parametriumklemme, kurzes Maul
Parametrium clamp, short jaw part



BURKE

BJ561R-BJ563R
Parametriumklemme, langes Maul
Parametrium clamp, long jaw part



Klemmen – Forceps

Klemmzangen

Clamps and Compression Forceps

DE BAKEY Zahnung



Toothing DE BAKEY

ATRAUMATA®

BJ



FB956R

255 mm

10"

FB957R

265 mm

10 1/2"

FB958R


275 mm

10 3/4"

DICK

FB956R-FB958R

INCHES



WERTHEIM

BJ581R

250 mm, 10"

1/2



Klemmen – Forceps

Klemmzangen

Clamps and Compression Forceps

BJ



WERTHEIM-CULLEN

BJ579R


215 mm, 8 1/2"



FB954R-FB955R


230 mm, 9"







BL



Nähnadeln, Nadeldosen
Surgical Needles, Needle Cases

Nähnadeln, Nähdosen – Surgical Needles, Needle Cases

Chirurgische Nähnadeln Surgical Needles

BL





Fig.	●	Ø x Länge Diam. x length	▲	Ø x Länge Diam. x length
000	BL058N	1,60 x 102 mm	BL098N	1,60 x 102 mm
00	BL059N	1,60 x 94 mm	BL099N	1,60 x 94 mm
0	BL060N	1,60 x 85 mm	BL100N	1,60 x 85 mm
1	BL061N	1,40 x 80 mm	BL101N	1,40 x 80 mm
2	BL062N	1,40 x 73 mm	BL102N	1,40 x 73 mm
3	BL063N	1,30 x 68 mm	BL103N	1,30 x 68 mm
4	BL064N	1,30 x 63 mm	BL104N	1,30 x 63 mm
5	BL065N	1,20 x 58 mm	BL105N	1,20 x 58 mm
6	BL066N	1,10 x 54 mm	BL106N	1,10 x 54 mm
7	BL067N	1,10 x 50 mm	BL107N	1,10 x 50 mm
8	BL068N	1,00 x 46 mm	BL108N	1,00 x 46 mm
9	BL069N	1,00 x 42 mm	BL109N	1,00 x 42 mm
10	BL070N	0,90 x 38 mm	BL110N	0,90 x 38 mm
11	BL071N	0,80 x 34 mm	BL111N	0,80 x 34 mm
12	BL072N	0,70 x 30 mm	BL112N	0,70 x 30 mm
13	BL073N	0,70 x 27 mm	BL113N	0,70 x 27 mm
14	BL074N	0,70 x 23 mm	BL114N	0,70 x 23 mm
15	BL075N	0,60 x 20 mm	BL115N	0,60 x 20 mm
16	BL076N	0,60 x 18 mm	BL116N	0,60 x 18 mm



●	Ø x Länge Diam. x length	▲	Ø x Länge Diam. x length
BL161N	1,40 x 80 mm	BL201N	1,40 x 80 mm
BL162N	1,40 x 73 mm	BL202N	1,40 x 73 mm
BL163N	1,30 x 68 mm	BL203N	1,30 x 68 mm
BL164N	1,30 x 63 mm	BL204N	1,30 x 63 mm
BL165N	1,20 x 58 mm	BL205N	1,20 x 58 mm
BL166N	1,10 x 54 mm	BL206N	1,10 x 54 mm
BL167N	1,10 x 50 mm	BL207N	1,10 x 50 mm
BL168N	1,00 x 46 mm	BL208N	1,00 x 46 mm
BL169N	1,00 x 42 mm	BL209N	1,00 x 42 mm
BL170N	0,90 x 38 mm	BL210N	0,90 x 38 mm
BL171N	0,80 x 34 mm	BL211N	0,80 x 34 mm
BL172N	0,70 x 30 mm	BL212N	0,70 x 30 mm
BL173N	0,70 x 27 mm	BL213N	0,70 x 27 mm
BL174N	0,70 x 23 mm	BL214N	0,70 x 23 mm
BL175N	0,60 x 20 mm	BL215N	0,60 x 20 mm
BL176N	0,60 x 18 mm	BL216N	0,60 x 18 mm



Nähnadeln, Nähdosen – Surgical Needles, Needle Cases

Chirurgische Nähnadeln Surgical Needles

Nähnadeln

Bestelleinheit: PAK = Packung à 12 Stück

Suture needles

Sales unit: Package of 12 pieces






Fig.	●	Ø x Länge Diam. x length	▲	Ø x Länge Diam. x length
000				
00				
0				
1	BL231N	1,60 x 65 mm	BL251N	1,60 x 65 mm
2	BL232N	1,60 x 60 mm	BL252N	1,60 x 60 mm
3	BL233N	1,40 x 52 mm	BL253N	1,40 x 52 mm
4	BL234N	1,40 x 45 mm	BL254N	1,40 x 45 mm
5	BL235N	1,30 x 37 mm	BL255N	1,30 x 37 mm
6	BL236N	1,10 x 32 mm	BL256N	1,10 x 32 mm
7	BL237N	1,00 x 26 mm	BL257N	1,00 x 26 mm



●	Ø x Länge Diam. x length
BL318N	1,10 x 72 mm
BL319N	1,10 x 63 mm
BL320N	1,00 x 54 mm
BL321N	1,00 x 45 mm
BL322N	0,90 x 36 mm
BL323N	0,80 x 29 mm
BL324N	0,70 x 23 mm
BL325N	0,60 x 20 mm

Fig.	▲	Ø x Länge Diam. x length
1	BL301N	0,80 x 75 mm
2	BL302N	0,80 x 70 mm
3	BL303N	0,80 x 65 mm
5	BL305N	0,70 x 55 mm

KEITH



BL



Nähnadeln, Nähdosen – Surgical Needles, Needle Cases

Chirurgische Nadeln und Nähmaterial


Surgical Needles and Suture Material

Nähnadeln

Bestelleinheit: PAK = Packung à 12 Stück

Suture needles

Sales unit: Package of 12 pieces



Darmnadeln

Intestinal needles


Fig.		Ø x Länge Diam. x length
00	BL539N	0,70 x 68 mm
0	BL540N	0,70 x 60 mm
1	BL541N	0,70 x 52 mm
2	BL542N	0,70 x 42 mm
3	BL543N	0,60 x 36 mm
4	BL544N	0,60 x 30 mm
5	BL545N	0,60 x 24 mm
6	BL546N	0,60 x 22 mm
7	BL547N	0,60 x 20 mm
8	BL548N	0,60 x 18 mm



Augennadeln

Eye needles

	Ø x Länge Diam. x length
BL601N	0,60 x 30 mm
BL602N	0,60 x 24 mm
BL603N	0,60 x 20 mm
BL604N	0,60 x 15 mm
BL605N	0,60 x 12 mm



Augennadeln

Eye needles

	Durchmesser x Länge Diameter x length
BL611N	0,60 x 30 mm
BL612N	0,60 x 24 mm
BL613N	0,60 x 19 mm
BL614N	0,60 x 15 mm
BL615N	0,60 x 12 mm

BL



Nähnadeln, Nähdosen – Surgical Needles, Needle Cases
Nadeldosen
Needle Cases

BL




BL907R

70 x 53 x 9 mm



BL941R

150 x 90 x 10 mm



BL910R 50 x 25 x 5 mm

BL911R 50 x 30 x 6 mm

BL915R 75 x 25 x 5 mm




BL943R

205 x 120 x 12 mm



BL930R	Nadeldose mit Innendose	Needle case with interior box	65 x 16 mm
BL932R	Nadeldose mit Innendose	Needle case with interior box	95 x 16 mm
BL929R	Außendose von BL930R allein	Exterior box of BL930R only	65 x 16 mm
BL931R	Innendose von BL930R allein	Interior box of BL930R only	62 x 17 mm
BL933R	Innendose von BL932R allein	Interior box of BL932R only	90 x 17 mm







BM



Nadelhalter, Naht-Instrumente,
Unterbindungsneedeln und Hohlsonden
Needle Holders, Suture Instruments,
Ligature Needles, Guiding Probes

Nadelhalter – Needle Holders

Mikro-Nadelhalter mit Flachgriff

Micro Needle Holders with Flat Handles

BM



BM563R

BM564R

CASTROVIEJO

BM563R-BM564R

mit Sperre

with catch

145 mm, 5 3/4"



FD076R



FD079R



FD080R

FD081R



FD045R

ohne Sperre
without catch



FD046R

mit Sperre
with catch



FD048R

mit Sperre
with catch

200 mm, 8"

FD080R-FD081R

ohne Sperre

without catch

185 mm, 7 1/4"

JACOBSON

FD045R-FD046R

185 mm, 7 1/4"




Nadelhalter – Needle Holders

Mikro-Nadelhalter mit Rundgriffen

Micro Needle Holders with Round Handles

BM



... mit Rundgriffen

- Rundgriffe erlauben Drehbewegungen zwischen den Fingern.
- Optimale Balance, individuell je nach Instrument, durch volle oder gehöhlte Griffpartien.

... with round handles

- Round handles allow turning manipulations between the fingers.
- Optimum balance individually for each instrument due to solid or hollowed-out handles.

BM560R **BM562R**

115 mm	120 mm
4 1/2"	4 3/4"

BARRAQUER

BM560R-BM562R

ohne Sperre
without catch

FD230R **FD231R**

BARRAQUER

FD230R-FD231R

ohne Sperre
without catch

120 mm, 4 3/4"

FD232R **FD233R**

BARRAQUER

FD232R-FD233R


mit Sperre
with catch

120 mm, 4 3/4"

MILLIMETERS

Nadelhalter – Needle Holders
Mikro-Nadelhalter mit Rundgriffen
Micro Needle Holders with Round Handles

BM



FD240R

FD241R




REILL

FD240R-FD241R

ohne Sperre

without catch

150 mm, 6"



FD242R

FD243R




FD242R-FD243R

mit Sperre

with catch

150 mm, 6"



FD244R

FD245R




FD244R-FD245R

ohne Sperre

without catch

185 mm, 7 1/4"



FD246R

FD247R



FD246R-FD247R

mit Sperre

with catch

185 mm, 7 1/4"

INCHES



Nadelhalter – Needle Holders

Mikro-Nadelhalter mit leichtem Kunststoffgriffprofil
Micro Needle Holders with Lightweight Plastic Handles



Das MÜLLER Mikro-Instrumentarium

Ein hochwertiges Set für die periphere Mikrochirurgie. Zahlreiche praxisbewährte Details führen zu mehr Effektivität und Sicherheit.

■ Unverkrampfte Haltung = mehr Feingefühl

Das leichte Kunststoffprofil vergrößert die Griffoberfläche, gewährleistet dadurch eine unverkrampfte Handhaltung und verleiht mehr Feingefühl.

■ Leichteres Drehen = erweiterter Arbeitsbereich

Der runde Griffquerschnitt ermöglicht leichtes, gleichmäßiges Drehen des Instrumentes. Verwendungs- bzw. Arbeitsbereich wird dadurch erweitert.

■ Sicherer Halt

Das griffige Noppenprofil gewährleistet einen durchweg sicheren Halt bei sämtlichen Bewegungsabläufen.

■ Optimales Handling

Eine Entwicklung nach ergonomischen Gesichtspunkten, verbunden mit dem geringen Gewicht der neuen Kunststoffgriffe schaffen die Voraussetzung zuermüdungsfreiem Arbeiten und optimalem Handling.

The MÜLLER Micro instrument system

A top quality set for peripheral microsurgery. Numerous details tried and tested in practice mean increased efficiency and safety.

■ Natural holding position = increased sensitivity

The light plastic profile increases the grip surface, thus guaranteeing a natural hand position without cramping and providing enhanced sensitivity.

■ Easier rotation = extended working area

The round grip cross section permits easy and uniform rotation of the instrument. This extends the application and working areas.

■ Safe grip

The easy grip studded profile guarantees a secure hold for all movements.

■ Optimum handling


Development in accordance with ergonomic criteria and the low weight of the new plastic grips provide fatiguefreeworking and optimum handling.



MÜLLER

FM021R

145 mm, 5 3/4"



MÜLLER

FM061R

180 mm, 7"


BM




Nadelhalter – Needle Holders

DUROGRIP® Mikro-Nadelhalter

DUROGRIP® Micro Needle Holders




BM



AESCLAP-Nadelhalter sind durch die Struktur der Hartmetall-Maulteile auf das jeweilige, indikationsbezogene Nahtmaterial abgestimmt. Eine glatte Maulfläche sowie 3 verschiedene Haftprofile garantieren den sicheren „Griff“ der jeweiligen Nadel.

AESCLAP needle holders have jaws with carbide inserts and according to the use required the resp. structure can be chosen. A smooth jaw surface as well as 3 different serrations guarantee a sure „grip“ of the resp. needle.



Wir empfehlen Hartmetall-Maulteile mit glatter Fläche für Nahtmaterial mit Teilung 0,2 mm für Nahtmaterial 0,4 mm 0,5 mm

9/0 – 11/0
6/0 – 10/0
4/0 – 6/0
bis 3/0

We recommend carbide inserts with smooth jaw surface for suture material with 0.2 mm pitch of serration for suture material 0.4 mm 0.5 mm

9/0 – 11/0
6/0 – 10/0
4/0 – 6/0
up to 3/0



DUROGRIP®-Nadelhalter mit Hartmetall-Plättchen
Kennzeichnung:
Vergoldete Ringe, Branchenenden und Sperren
DUROGRIP® Needle Holders with carbide inserts
Identification:
gold-plated rings, handle ends and ratchets




CASTROVIEJO

BM001R

145 mm, 5 3/4"

INCHES



CASTROVIEJO

BM002R

145 mm, 5 3/4"




BM003R

170 mm, 6 3/4"



Nadelhalter – Needle Holders
DUROGRIP Mikro-Nadelhalter
DUROGRIP Micro Needle Holders



BM



CASTROVIEJO

BM004R


180 mm, 7"



CASTROVIEJO

BM005R

215 mm, 8 1/2"



FM388R

mit Sperre
with catch

180 mm, 7"



FM390R

mit Sperre
with catch

200 mm, 8"



MILLIMETERS

Nadelhalter – Needle Holders

DIADUST Mikro-Nadelhalter mit Rundgriff

DIADUST Micro Needle Holders with Round Handle

DIADUST




DIADUST



Die Diamantstaubbeschichtung sorgt für eine noch härtere und verschleißfestere Maulinnenfläche. Darüber hinaus garantiert die Struktur der DIADUST-Beschichtung ein zuverlässiges Fassen von feinen Nadeln und Nahtmaterialien sowie von Weichgewebe.

The diamond dust coating ensures an even harder and more wear resistant surface on the inside of the jaws. Moreover, the structure of the DIADUST coating guarantees a reliable grip for fine needles and sutures, as well as for tissue.



120 mm, 4 3/4"

145 mm, 5 3/4"

160 mm, 6 1/4"

185 mm, 7 1/4"

210 mm, 8 1/4"

230 mm, 9"



DIADUST




Nadelhalter – Needle Holders



DIADUST Mikro-Nadelhalter mit Rundgriff

DIADUST Micro Needle Holders with Round Handle

BM

mit Sperre
with ratchetNahtmaterialgröße
Suture size

Länge (mm) Length (in.)	7/0 und kleiner 7/0 and smaller	5/0 und kleiner 5/0 and smaller	4/0 und kleiner 4/0 and smaller	4/0 und kleiner 4/0 and smaller
120 mm $4\frac{3}{4}''$	FM520R			
145 mm $5\frac{3}{4}''$		FM522R		
160 mm $6\frac{1}{4}''$	FM521R	FM523R		
185 mm $7\frac{1}{4}''$	FM563R	FM564R	FM218R	
210 mm $8\frac{1}{4}''$	FM565R	FM566R	FM228R	FM221R
230 mm 9"	FM567R	FM568R	FM230R	FM223R

ohne Sperre
without ratchetNahtmaterialgröße
Suture size

Länge (mm) Length (in.)	7/0 und kleiner 7/0 and smaller	5/0 und kleiner 5/0 and smaller
120 mm $4\frac{3}{4}''$	FM524R	
145 mm $5\frac{3}{4}''$		FM528R
160 mm $6\frac{1}{4}''$	FM525R	FM529R
185 mm $7\frac{1}{4}''$	FM526R	FM530R
210 mm $8\frac{1}{4}''$	FM527R	FM531R
230 mm 9"	FM532R	FM533R



MILLIMETERS

289

Nadelhalter – Needle Holders

DIADUST Mikro-Nadelhalter mit Rundgriff

DIADUST Micro Needle Holders with Round Handle

DIADUST



Die Diamantstaubbeschichtung sorgt für eine noch härtere und verschleißfestere Maulinnenfläche. Darüber hinaus garantiert die Struktur der DIADUST-Beschichtung ein zuverlässiges Fassen von feinen Nadeln und Nahtmaterialien sowie von Weichgewebe.

The diamond dust coating ensures an even harder and more wear resistant surface on the inside of the jaws. Moreover, the structure of the DIADUST coating guarantees a reliable grip for fine needles and sutures, as well as for tissue.



BM






DIADUST




Nadelhalter – Needle Holders

DIADUST Mikro-Nadelhalter mit Rundgriff

DIADUST Micro Needle Holders with Round Handle




mit Sperre,
kräftige
Ausführung
with ratchet,
heavy style




Nahtmaterialgröße
Suture size

Länge (mm) Length (in.)	2/0 und kleiner 2/0 and smaller
190 mm $7\frac{1}{2}''$	FM538R
230 mm 9"	FM539R
250 mm 10"	FM534R



ohne Sperre,
kräftige
Ausführung
without
ratchet,
heavy style



Nahtmaterialgröße
Suture size

Länge (mm) Length (in.)	2/0 und kleiner 2/0 and smaller
190 mm $7\frac{1}{2}''$	FM535R
230 mm 9"	FM536R
250 mm 10"	FM537R

BM




Nadelhalter – Needle Holders

DIADUST Mikro-Nadelhalter mit Flachgriff

DIADUST Micro Needle Holders with Flat Handles

DIADUST




DIADUST



Die Diamantstaubbeschichtung sorgt für eine noch härtere und verschleißfestere Maulinnenfläche. Darüber hinaus garantiert die Struktur der DIADUST-Beschichtung ein zuverlässiges Fassen von feinen Nadeln und Nahtmaterialien sowie von Weichgewebe.

The diamond dust coating ensures an even harder and more wear resistant surface on the inside of the jaws. Moreover, the structure of the DIADUST coating guarantees a reliable grip for fine needles and sutures, as well as for tissue.



145 mm, 5 3/4"

170 mm, 6 3/4"

185 mm, 7 1/4"

210 mm, 8 1/4"

230 mm, 9"

BM



DIADUST





Nadelhalter – Needle Holders



DIADUST Mikro-Nadelhalter mit Flachgriff

DIADUST Micro Needle Holders with Flat Handles

BM

mit Sperre
with ratchetNahtmaterialgröße
Suture size

Länge (mm) Length (in.)	7/0 und kleiner 7/0 and smaller	5/0 und kleiner 5/0 and smaller
145 mm $5\frac{3}{4}''$		FM541R
170 mm $6\frac{3}{4}''$	FM540R	
185 mm $7\frac{1}{4}''$		FM542R
210 mm $8\frac{1}{4}''$		FM543R
230 mm 9"		FM544R

ohne Sperre
without
ratchetNahtmaterialgröße
Suture size

Länge (mm) Length (in.)	7/0 und kleiner 7/0 and smaller	5/0 und kleiner 5/0 and smaller
145 mm $5\frac{3}{4}''$		FM546R
170 mm $6\frac{3}{4}''$	FM545R	
185 mm $7\frac{1}{4}''$		FM547R
210 mm $8\frac{1}{4}''$		FM548R
230 mm 9"		FM549R



Nadelhalter – Needle Holders

DIADUST Mikro-Nadelhalter mit Flachgriff

DIADUST Micro Needle Holder with Flat Knurled Handle

DIADUST



DIADUST



Die Diamantstaubbeschichtung sorgt für eine noch härtere und verschleißfestere Maulinnenfläche. Darüber hinaus garantiert die Struktur der DIADUST-Beschichtung ein zuverlässiges Fassen von feinen Nadeln und Nahtmaterialien sowie von Weichgewebe.

The diamond dust coating ensures an even harder and more wear resistant surface on the inside of the jaws. Moreover, the structure of the DIADUST coating guarantees a reliable grip for fine needles and sutures, as well as for tissue.



185 mm, 7 1/4"

210 mm, 8 1/4"

230 mm, 9"

INCHES

BM



DIADUST




Nadelhalter – Needle Holders

DIADUST Mikro-Nadelhalter mit Flachgriff

DIADUST Micro Needle Holders with Flat Knurled Handle


BM

mit Sperre
with ratchet

Nahtmaterialgröße Suture size	
Länge (mm) Length (in.)	5/0 und kleiner 5/0 and smaller
185 mm $7\frac{1}{4}''$	FM550R
210 mm $8\frac{1}{4}''$	FM551R
230 mm 9"	FM552R

ohne Sperre
without ratchet

Nahtmaterialgröße Suture size	
Länge (mm) Length (in.)	5/0 und kleiner 5/0 and smaller
185 mm $7\frac{1}{4}''$	FM553R
210 mm $8\frac{1}{4}''$	FM554R
230 mm 9"	FM555R



Nadelhalter – Needle Holders

DIADUST Mikro-Nadelhalter

DIADUST Micro Needle Holders

DIADUST






DIADUST



Die Diamantstaubbeschichtung sorgt für eine noch härtere und verschleißfestere Maulinnenfläche. Darüber hinaus garantiert die Struktur der DIADUST-Beschichtung ein zuverlässiges Fassen von feinen Nadeln und Nahtmaterialien sowie von Weichgewebe.

The diamond dust coating ensures an even harder and more wear resistant surface on the inside of the jaws. Moreover, the structure of the DIADUST coating guarantees a reliable grip for fine needles and sutures, as well as for tissue.

BM



GLASSER

FM560R

Nahtmaterialgröße: 5/0 und kleiner

Suture size: 5/0 and smaller

125 mm, 5"

GLASSER

FM561R

Nahtmaterialgröße: 5/0 und kleiner

Suture size: 5/0 and smaller

180 mm, 7"



DIADUST



Nadelhalter – Needle Holders

DIADUST Mikro-Nadelhalter

DIADUST Micro Needle Holders

BM



FD258R



FD259R

FD258R-FD259R

180 mm, 7"



FM236R

mit Sperre
Nahtmaterialgröße: 5/0 und kleiner
with ratchet
Suture size: 5/0 and smaller
210 mm, 8 1/4"



FM276R

ohne Sperre
Nahtmaterialgröße: 5/0 und kleiner
without ratchet
Suture size: 5/0 and smaller
210 mm, 8 1/4"

Nadelhalter – Needle Holders

DIADUST Mikro-Nadelhalter

DIADUST Micro Needle Holders



DIADUST



Die Diamantstaubbeschichtung sorgt für eine noch härtere und verschleißfestere Maulinnenfläche. Darüber hinaus garantiert die Struktur der DIADUST-Beschichtung ein zuverlässiges Fassen von feinen Nadeln und Nahtmaterialien sowie von Weichgewebe.

The diamond dust coating ensures an even harder and more wear resistant surface on the inside of the jaws. Moreover, the structure of the DIADUST coating guarantees a reliable grip for fine needles and sutures, as well as for tissue.



RYDER

BM301R-BM328R

Nahtmaterialgröße: 5/0 und kleiner
Suture Size: 5/0 and smaller

BM301R	BM325R	BM302R	BM327R	BM328R	1/1
140 mm	160 mm	180 mm	220 mm	250 mm	
5 1/2"	6 1/4"	7"	8 3/4"	10"	



Nadelhalter – Needle Holders
Nadelhalter
Needle Holders

BM



CONVERSE

BM200R

130 mm, 5 1/8"



WEBSTER

BM202R

125 mm, 5"



HALSEY

BM201R-BM205R


130 mm, 5 1/8"



DERF

BM204R

125 mm, 5"



DOYEN

BM210R

125 mm, 5"



BAUMGARTNER

BM215R

145 mm, 5 3/4"

MILLIMETERS

Nadelhalter – Needle Holders


Nadelhalter

Needle Holders

BM



CRILE-WOOD
BM218R
150 mm, 6"



CRILE-WOOD
BM220R
160 mm, 6 1/4"



CRILE-MURRAY
BM219R
150 mm, 6"




KILNER
BM211R
135 mm, 6"



Nadelhalter – Needle Holders
Nadelhalter
Needle Holders

BM



Nadelhalter – Needle Holders

Nadelhalter

Needle Holders


BM



HEGAR

BM245R-BM255R


kräftige Modelle
heavy patterns



BM245R BM247R BM249R BM255R


150 mm 175 mm 205 mm 205 mm

6" 7" 8" 8"



MAYO-HEGAR

BM241R-BM242R



BM241R BM242R

165 mm 190 mm

6 1/2" 7 1/2"



1/2

HEANEY

BM259R

200 mm, 8"



1/2

JAMESON

BM270R

230 mm, 9"



Nadelhalter – Needle Holders
Nadelhalter
Needle Holders

BM



WANGENSTEEN

BM272R


275 mm, 10 3/4"



MASSON

BM275R

265 mm, 10 1/2"



MASSON-LUETHY

BM280R

255 mm, 10"




Nadelhalter – Needle Holders

Nadelhalter mit Schere


Needle Holders with Scissors

BM



HEGAR-OLSEN

BM290R-BM291R




GILLIES

BM298R

150 mm, 6"

INCHES



GILLIES

BM299R

160 mm, 6 1/4"



Nadelhalter – Needle Holders
Nadelhalter
Needle Holders

BM



MILLIMETERS



CRILE

BM503R

150 mm, 6"



1/1


1/2





TÖNNIS

BM510R

elastisches Modell für Dura- oder Darmnaht
elastic pattern for dura- or intestinal suture
180 mm, 7"



1/1



MATHIEU

BM360R-BM362R


BM360R	BM361R	BM362R
140 mm	170 mm	200 mm
5 1/2"	6 3/4"	8"

BM406R	BM407R
175 mm	200 mm
7"	8"

MATHIEU-STILLE

BM406R-BM407R


sehr kräftige Modelle
very heavy patterns




1/1

Nadelhalter – Needle Holders

DUROGRIP® Nadelhalter
DUROGRIP® Needle Holders




BM



AESCLAP-Nadelhalter sind durch die Struktur der Hartmetall-Maulteile auf das jeweilige, indikationsbezogene Nahtmaterial abgestimmt. Eine glatte Maulfläche sowie 3 verschiedene Haftprofile garantieren den sicheren „Griff“ der jeweiligen Nadel.

AESCLAP needle holders have jaws with carbide inserts and according to the use required the resp. structure can be chosen. A smooth jaw surface as well as 3 different serrations guarantee a sure „grip“ of the resp. needle.



Wir empfehlen Hartmetall-Maulteile mit glatter Fläche für Nahtmaterial mit Teilung 0,2 mm für Nahtmaterial 0,4 mm 0,5 mm

9/0 – 11/0
6/0 – 10/0
4/0 – 6/0
bis 3/0

We recommend carbide inserts with smooth jaw surface for suture material with 0.2 mm pitch of serration for suture material 0.4 mm 0.5 mm



9/0 – 11/0
6/0 – 10/0
4/0 – 6/0
up to 3/0



DUROGRIP®-Nadelhalter mit Hartmetall-Plättchen
Kennzeichnung:
Vergoldete Ringe, Branchenenden und Sperren
DUROGRIP® Needle Holders with carbide inserts
Identification:
gold-plated rings, handle ends and ratchets



Nadelhalter – Needle Holders
DUROGRIP® Nadelhalter
DUROGRIP® Needle Holders



DERF

BM008R

115 mm, 4 1/2"

1/1
0,4

1/2




HALSEY

BM010R

120 mm, 4 3/4"

1/1
mit glattem Maul
with smooth jaw

BM



MASING

BM009R

ein Ring abgewinkelt

one ring angled

130 mm, 5 1/8"

1/1
0,4

1/2



CONVERSE

BM011R

130 mm, 5 1/8"


1/1
0,2




MILLIMETERS

Nadelhalter – Needle Holders

DUROGRIP® Nadelhalter
DUROGRIP® Needle Holders




BM



HALSEY

BM012R


130 mm, 5 1/8"



WEBSTER

BM014R-BM024R

125 mm, 5"



KILNER

BM018R

135 mm, 5 1/4"






BAUMGARTNER

BM015R

145 mm, 5 3/4"




Nadelhalter – Needle Holders
DUROGRIP® Nadelhalter
DUROGRIP® Needle Holders



BM



Nadelhalter – Needle Holders
DUROGRIP® Nadelhalter
DUROGRIP® Needle Holders




BM




HEGAR-MAYO

BM065R-BM070R



BM065R	BM066R	BM067R	BM068R	BM070R	BM069R
150 mm	185 mm	205 mm	235 mm	265 mm	300 mm
6"	7 1/4"	8"	9 1/4"	10 1/2"	12"




BM077R	BM078R
205 mm	245 mm
8"	9 3/4"

HEGAR

BM077R-BM078R

kräftige Modelle

heavy patterns



Nadelhalter – Needle Holders

DUROGRIP® Nadelhalter mit Schere

DUROGRIP® Needle Holders with Scissors

BM




BM127R

125 mm, 5"




mit glattem Maul
with smooth jaw



HEGAR-OLSEN MODIF. LANGE

BM128R

145 mm, 5 3/4"




HEGAR-OLSEN

BM124R

1 Blatt fein gezahnt

1 blade fine serrated

165 mm, 6 1/2"



GILLIES


BM129R

160 mm, 6 1/4"



Nadelhalter – Needle Holders

DUROGRIP® Nadelhalter, Drahtspannzangen, Ligaturzangen
DUROGRIP® Needle Holders, Wire Twisters, Ligature Forceps



BM



BM110R

150 mm, 6"



BM111R


150 mm, 6"



BAUMGARTNER

BM112R


200 mm, 8"



BERRY

MD456R

185 mm, 7 1/4"



»grazil«

Nadelhalter – Needle Holders
DUROGRIP® Nadelhalter
DUROGRIP® Needle Holders

BM



DE BAKEY

BM033R-BM064R

sehr fein

very delicate

0,4	0,4	0,2	0,2	1/1
BM033R	BM034R	BM063R	BM064R	
165 mm	210 mm	165 mm	210 mm	



BM025R-BM027R

sehr fein

very delicate

0,2	0,2	0,2	1/1
BM025R	BM026R	BM027R	
180 mm	200 mm	230 mm	



0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	1/1
BM032R	BM035R	BM036R	BM037R	BM038R	
150 mm	180 mm	230 mm	250 mm	305 mm	


DE BAKEY

BM032R-BM038R

MILLIMETERS

Nadelhalter – Needle Holders
DUROGRIP® Nadelhalter
DUROGRIP® Needle Holders

»grazil«



BM



DE BAKEY

BM040R

schlanke Modell
slender pattern
305 mm, 12"



DE BAKEY





BM051R-BM052R

Ringe grifffündig abgesetzt
und gebogen
one extended handle and curved
rings ensure optimum grip

BM051R	BM052R
195 mm	245 mm
7 3/4"	9 3/4"




Nadelhalter – Needle Holders
DUROGRIP® Nadelhalter
DUROGRIP® Needle Holders




BM

MILLIMETERS

Nadelhalter – Needle Holders
DUROGRIP® Nadelhalter
DUROGRIP® Needle Holders



BM



WANGENSTEEN

BM042R

275 mm, 10 $\frac{3}{4}$ "

0,5

1/2



BM105R


275 mm, 10 $\frac{3}{4}$ "

0,5

1/2



Nadelhalter – Needle Holders
DUROGRIP® Nadelhalter
DUROGRIP® Needle Holders



NAUNTON-MORGAN

BM088R

260 mm, 10 1/2"



MÜLLER

BM089R

für tiefe Rektumchirurgie


for deep rectum surgery

360 mm, 14"

BM



Nadelhalter – Needle Holders
DUROGRIP® Nadelhalter
DUROGRIP® Needle Holders



BM



MASSON

BM090R

265 mm, 10 1/2"



FINOCHIETTO

BM092R


265 mm, 10 1/2"

INCHES



Nadelhalter – Needle Holders

DUROGRIP® Nadelhalter
DUROGRIP® Needle Holders



Diese Spezialmodelle mit extra schmalen Mäulern eignen sich für atraumatische Nadeln und für feine Gefäßnadeln.

These special patterns with extremely fine jaws are suitable for holding non-traumatic needles and fine vein needles.




BM074R	BM075R	BM076R
150 mm	180 mm	230 mm
6"	7"	9"

RYDER


BM074R-BM076R

mit glattem Maul
with smooth jaws



BM184R

200 mm, 8"




BM

MILLIMETERS

Nadelhalter – Needle Holders

DUROGRIP® Nadelhalter

DUROGRIP® Needle Holders



Diese Spezialmodelle mit extra schmalen Mäulern eignen sich für
atraumatische Nadeln und für feine Gefäßnadeln.

These special patterns with extremely fine jaws are suitable for
holding non-traumatic needles and fine vein needles.

»grazil«



0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1/1
BM054R	BM055R	BM056R	BM057R	BM058R	
135 mm 5 1/4"	155 mm 6"	175 mm 7"	210 mm 8 1/4"	230 mm 9"	

RYDER

BM054R-BM058R

sehr fein

very delicate

0,4	0,4	0,4	0,4	1/1
BM044R	BM045R	BM046R	BM047R	
135 mm 5 1/4"	175 mm 7"	195 mm 7 3/4"	265 mm 10 1/2"	



RYDER


BM044R-BM047R



Nadelhalter – Needle Holders

DUROGRIP® Nadelhalter, ergonomische Griff-Form

DUROGRIP® Nadelhalter, Ergonomic Handle



Diese Instrumente bieten dem Chirurgen ein Maximum an ergonomischem Komfort. Das optimierte Design der Instrumente ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten insbesondere bei schwierigen Naht- und Anastomosetechniken.

These instruments provide the surgeon with a maximum of ergonomic comfort. The optimized design of the Instruments offers a fatigue-free working especially with regard to difficult suture and anastomosis techniques.

BM



HELLBERG-KUPKA

BM320R

mit Anreichsperre

with locking ratchet

210 mm, 8 1/4"



REIN-KUPKA

BM310R

ohne Sperre

without ratchet

190 mm, 7 1/2"



REIN-KUPKA

BM311R

mit Sperre


with ratchet

190 mm, 7 1/2"



MILLIMETERS

Nadelhalter – Needle Holders
DUROGRIP® Nadelhalter
DUROGRIP® Needle Holders




BM



TÖNNIS

BM186R

elastisches Modell
elastic pattern
180 mm, 7"



TÖNNIS MODIF.

BM183R

elastisches Modell
elastic pattern
180 mm, 7"



LANGENBECK

BM191R-BM193R



»grazi|«


LANGENBECK

BM196R

200 mm, 8"



Nadelhalter – Needle Holders
DUROGRIP® Nadelhalter
DUROGRIP® Needle Holders



BM



ZWEIFEL

BM170R

200 mm, 8"



ZWEIFEL

BM172R

200 mm, 8"




AESCULAP

BM178R

200 mm, 8"

Nadelhalter – Needle Holders
DUROGRIP® Nadelhalter
DUROGRIP® Needle Holders



BM



»grazi«



LICHTENBERG

BM132R

elastisches Modell
elastic pattern
195 mm, 7 3/4"



BM165R

mit langem Hals
with long neck
205 mm, 8"




HÖSEL

BM168R

mit langem Hals
with long neck
260 mm, 10"



Nadelhalter – Needle Holders
DUROGRIP® Nadelhalter
DUROGRIP® Needle Holders



»graz|«



0,4	0,4	0,4
BM148R	BM150R	BM153R
140 mm 5 1/2"	170 mm 6 3/4"	200 mm 8"

MATHIEU

BM148R-BM153R

feine Modelle

delicate patterns

BM



0,5	0,5	0,5
BM149R	BM151R	BM154R
140 mm 5 1/2"	170 mm 6 3/4"	200 mm 8"

MATHIEU

BM149R-BM154R

Standard-Modelle

Standard patterns



0,5	0,5
BM156R	BM158R
200 mm 8"	245 mm 9 3/4"

MATHIEU

BM156R-BM158R

kräftige Modelle

heavy patterns

MILLIMETERS

Nadelhalter – Needle Holders

Bumerang-Nadelhalter

Boomerang Needle Holders

BM



YOUNG-HRYNTSCHAK

BM620R

Bumerang-Nadelhalter
mit 1 Nadel BM627R
Boomerang Needle Holder
with 1 needle BM627R
240 mm, 9 1/2"



BM627R



BM628R



BM629R

BM627R-BM629R

Ersatz-Nadeln
Spare needles



MILLIN


EF168R

Fadenhaltezange
Ligature holding forceps
285 mm, 9 3/4"



Nadelhalter – Needle Holders
Naht-Instrumente - Reverdin-Nadeln
Suture Instruments - Reverdin Needles

BM




REVERDIN

BM711R-BM714R

195 mm, 7 3/4"

Nadelhalter – Needle Holders
Naht-Instrumente – Reverdin-Nadeln
Suture Instruments – Reverdin Needles

BM



REVERDIN

BM726R-BM729R

220 mm, 8 $\frac{3}{4}$ "



Nadelhalter – Needle Holders
Naht-Instrumente - Unterbindungsneedeln
Suture Instruments - Ligature Needles

BM



KRONECKER

BM801R

für rechte Hand
stumpf
for right hand
blunt
155 mm, 6"

1/1



KRONECKER

BM802R

für linke Hand
stumpf
for left hand
blunt
155 mm, 6"

1/1



DESCHAMPS

BM812R

für rechte Hand
steile Biegung
stumpf
for right hand
steep turn
blunt
225 mm, 9"

1/1



DESCHAMPS

BM813R

für linke Hand
steile Biegung
stumpf
for left hand
steep turn
blunt
225 mm, 9"

1/1



DESCHAMPS

BM814R

für rechte Hand
steile Biegung
stumpf
for right hand
steep turn
blunt
225 mm, 9"

1/1



Nadelhalter – Needle Holders

Naht-Instrumente - Unterbindungsneedeln

Suture Instruments - Ligature Needles

BM



DESCHAMPS

BM806R


für rechte Hand
stumpf
for right hand
blunt
215 mm, 8 1/2"



DESCHAMPS

BM807R

für linke Hand
stumpf
for left hand
blunt
215 mm, 8 1/2"



DESCHAMPS

BM808R

für rechte Hand
stumpf
for right hand
blunt
210 mm, 8 1/4"

DESCHAMPS


BM809R

für linke Hand
stumpf
for left hand
blunt
210 mm, 8 1/4"



Nadelhalter – Needle Holders
Naht-Instrumente - Unterbindungsneedeln
Suture Instruments - Ligature Needles

BM



DESCHAMPS


BM810R

für rechte Hand
stumpf
for right hand
blunt
215 mm, 8 1/2"

DESCHAMPS

BM811R

für linke Hand
stumpf
for left hand
blunt
215 mm, 8 1/2"



DESCHAMPS


BM822R

für rechte Hand
stumpf
for right hand
blunt
240 mm, 9 1/2"

DESCHAMPS

BM823R

für linke Hand
stumpf
for left hand
blunt
240 mm, 9 1/2"



DESCHAMPS

BM824R

für rechte Hand
stumpf
for right hand
blunt
280 mm, 11"

DESCHAMPS

BM825R

für linke Hand
stumpf
for left hand
blunt
280 mm, 11"

MILLIMETERS

Nadelhalter – Needle Holders
Naht-Instrumente – Unterbindungsneedeln
Suture Instruments – Ligature Needles

BM



HURD
BM770R
für rechte Hand
scharf
for right hand
sharp
210 mm, 8 1/4"



HURD
BM771R
für linke Hand
scharf
for left hand
sharp
210 mm, 8 1/4"



DESCHAMPS
BM780R
für rechte Hand
scharf
for right hand
sharp
210 mm, 8 1/4"




DESCHAMPS
BM781R
für linke Hand
scharf
for left hand
sharp
210 mm, 8 1/4"



Nadelhalter – Needle Holders
Naht-Instrumente - Unterbindungsneedeln
Suture Instruments - Ligature Needles

BM



DESCHAMPS

BM748R

für rechte Hand
scharf
for right hand
sharp
215 mm, 8 1/2"

DESCHAMPS

BM749R

für linke Hand
scharf
for left hand
sharp
215 mm, 8 1/2"

JONESCO

BM755R

Hohlnadel
Needle for wire suture
185 mm, 7 1/4"



CLAUS VAN EICKEN


BM774R

250 mm, 10"




Nadelhalter – Needle Holders
Unterbindungsneedeln
Ligature Needles

BM



BM853R


150 mm, 6"



SYME

BM855R

170 mm, 6 3/4"



COOPER


BM856R

205 mm, 8"



Nadelhalter – Needle Holders
Unterbindungsneedeln
Ligature Needles


BM



KOCHER

BM858R

205 mm, 8"



BM861R

biegsam

malleable

230 mm, 9"

MILLIMETERS

Nadelhalter – Needle Holders

Unterbindungsneedeln, Führungs-Hohlsonden nach BRUNNER

BRUNNER Ligature Needles, Guiding Probes

BM



BM831R

BM832R

BRUNNER


BM831R-BM832R

Unterbindungsneedeln

Ligature needles

300 mm, 12"

INCHES



BM931R

BM932R

BRUNNER

BM931R-BM932R

Führungs-Hohlsonden









Guiding probes

300 mm, 12"



Nadelhalter – Needle Holders
Führungs-Hohlsonden
Guiding Probes

BM




Nadelhalter – Needle Holders

Führungs-Hohlsonden

Guiding Probes


BM

Aus Kunststoff, zur Koagulation sterilisierbar im Autoklav bis 143 °C (3 bar)
Of plastic material, can be sterilized in an autoclave up to 143 °C (3 bar)



BM924R

280 mm, 11"



KIRSCHNER


BM925R

255 mm, 10"



BM938

240 mm, 9 1/2"



BM940

185 mm, 7 1/4"



BM941

265 mm, 10 1/2"



Nadelhalter – Needle Holders
Instrumente zur Naht
Suture Instruments

BM



MILLIMETERS



1/1



1/2

BM950R

Fadengabel

Knot tier and Ligature adjuster
230 mm, 9"



1/1




1/2

CASPAR

FF309

Fadengabel

Knot tier and Ligature adjuster
230 mm, 9"



BN




Sonden, Watteträger, Wundklammern
Probes, Cotton Applicators, Suture Clips

Sonden – Probes

Sonden

Probes

BN



BN003R 130 mm, 5 1/8"

BN004R 145 mm, 5 3/4"

BN006R 160 mm, 6 1/4"

Hohlsonden

Directors

INCHES




DOYEN

BN010R

Hohlsonde

Director

145 mm, 5 3/4"




NELATON

BN012R


Hohlsonde

Director

160 mm, 6 1/4"



Knopf-Ø 3,5 mm
Diam. of tip 3.5 mm



BRODIE

BN020R

Hohlsonde mit Knopf

Director with tip

200 mm, 8"



Sonden – Probes
Sonden
Probes

BN




LOCKHART-MUMMERY

BN021R	Nr. 1 gerade	No. 1 straight
BN022R	Nr. 2 45° gebogen	No. 2 45° curved
BN023R	Nr. 3 90° gebogen	No. 3 90° curved
BN024R	Nr. 4 retrograd gebogen	No. 4 retrograde curved

Fistelsonden

Fistula probes

165 mm, 6 1/2"



BN026R

Ösenrinnensonde,
biegsam
Director with wire loop,
malleable
190 mm, 7 1/2"


MILLIMETERS

Sonden – Probes

Sonden

Probes

BN



BN034R-BN040R

Öhrsonden

Probes with eye



Knopf-Ø
Diam.
of tip

BN034R	145 mm, 5 3/4"	2,5 mm
BN036R	160 mm, 6 1/4"	2,5 mm
BN040R	200 mm, 8"	3,0 mm

Knopf-Ø 1,5 mm
Diam. of tip 1.5 mm



MB603R

125 mm, 5"



BN054R

Myrtenblattsonde

Myrtle leaf probe

145 mm, 5 3/4"

Knopf-Ø 2,0 mm
Diam. of tip 2.0 mm



BN063R 130 mm, 5 1/8"

BN064R 145 mm, 5 3/4"

BN066R 160 mm, 6 1/4"

BN068R 180 mm, 7"

BN070R 200 mm, 8"

Myrtenblattsonden

Myrtle leaf probes



Sonden – Probes
Sonden
Probes

BN

Knopf-Ø			Länge
Diam. of tip			Length
1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm	
	BN113R		130 mm, 5 1/8"
BN104R	BN114R	BN134R	145 mm, 5 3/4"
	BN116R	BN136R	160 mm, 6 1/4"
BN118R	BN138R		180 mm, 7"
BN120R	BN140R		200 mm, 8"
	BN125R		250 mm, 10"
		BN150R	300 mm, 12"

BN104R-BN150R

Knopfsonden
Probes

Knopf-Ø 1,2 mm
Diam. of tip 1.2 mm

BN110

Sinus-Knopfsonde
Sinus probe
150 mm, 6"

Knopf-Ø 3,0 mm
Diam. of tip 3.0 mm



BN090R

Doppelknopfsonde,
biegsam, mit Loch
Double ended probe,
malleable, with hole
190 mm, 7 1/2"



Sonden – Probes

Sonden

Probes

BN

Knopf-Ø 3,5 mm
Diam. of tip 3.5 mm



BN095 250 mm, 10"

BN096 300 mm, 12"

Doppelknopfsonden,
Zinn, biegsam
Double ended probes,
tin, malleable

Knopf-Ø 4,0 mm
Diam. of tip 4.0 mm



BN099

Doppelknopfsonde,
Zinn, biegsam
Double ended probe,
tin, malleable
400 mm, 16"

Knopf-Ø 2,0 mm
Diam. of tip 2.0 mm




BN101R

Knopfsonde
Probe
300 mm, 12"



Sonden – Probes
Sonden
Probes


BN



STACKE


BN160

Silber
silver
100 mm, 4"




CAWTHORNE

BN161
flaches Ende
Silber
flattened end
silver
140 mm, 5 1/2"



KILLIAN

BN172R
165 mm, 6 1/2"




SEIFFERT

OM488

Silber
silver
195 mm, 7 3/4"

Ø 1,0 mm
Diam. 1.0 mm



BOWMAN

OB510-OB514

Neusilber
German silver
130 mm, 5 1/8"

	Ø	Diam.
OB510	0,7 + 0,8 mm	Fig. 00/0
OB511	0,9 + 1,1 mm	Fig. 1/2
OB512	1,3 + 1,4 mm	Fig. 3/4
OB513	1,5 + 1,6 mm	Fig. 5/6
OB514	1,8 + 1,9 mm	Fig. 7/8

Sonden – Probes
Spatel – Watteträger
Spatulas – Cotton Applicators

BN



BN184R

Spatel
Spatula
145 mm, 5 3/4"



OM202R

Spatel
Spatula
145 mm, 5 3/4"

Ø 0,7 mm
Diam. 0.7 mm



MODELL PICCOLO

OF261R
rund gerieft
round serrated end
110 mm, 4 1/2"


Ø 0,7 mm
Diam. 0.7 mm



MODELL PICCOLO

OF262R
dreikant gerieft
triangular serrated end
110 mm, 4 1/2"

Ø 1,2 mm
Diam. 1.2 mm



FARRELL

OF257R
rund gerieft
round serrated end
110 mm, 4 1/2"

Ø 1,4 mm
Diam. 1.4 mm



LATHBURY-FARRELL

OF259R
dreikant gerieft
triangular serrated end
110 mm, 4 1/2"



Sonden – Probes
Watteträger
Cotton Applicators

BN

Ø 0,9 mm
Diam. 0.9 mm



BUCK

BN400R
spiralförmig gerieft
rough, spiral end
120 mm, 4 3/4"

Ø 0,9 mm
Diam. 0.9 mm



LATHBURY-FARRELL

BN467R
dreikant gerieft
triangular serrated end
140 mm, 5 1/2"




KINGS'S COLLEGE HOSPITAL

BN403
spiralförmig gerieft
rough, spiral end
90 mm, 3 3/8"



Ø 1,2 mm
Diam. 1.2 mm



KINGS'S COLLEGE HOSPITAL

BN404
spiralförmig gerieft
rough, spiral end
135 mm, 5 1/8"




BN440R
spiralförmig gerieft
rough, spiral end
140 mm, 5 1/2"



Sonden – Probes
Watteträger
Cotton Applicators

BN

\emptyset 1,2 mm
Diam. 1.2 mm



1/1

FARRELL

BN460R

rund gerieft
round serrated end
140 mm, 5 1/2"

\emptyset 1,2 mm
Diam. 1.2 mm




1/1

FARRELL

BN461R

spiralförmig gerieft
rough, spiral end
160 mm, 6 1/4"

\emptyset 1,4 mm
Diam. 1.4 mm



1/1

LATHBURY-FARRELL

BN465R

dreikant gerieft
triangular serrated end
140 mm, 5 1/2"

\emptyset 1,4 mm
Diam. 1.4 mm



1/1

LATHBURY-FARRELL

BN468R

dreikant gerieft
triangular serrated end
160 mm, 6 1/4"

INCHES



Sonden – Probes
Watteträger
Cotton Applicators

BN

Ø 1,5 mm
Diam. 1.5 mm



BN452R

spiralförmig gerieft
rough, spiral end
180 mm, 7"


Ø 1,8 mm
Diam. 1.8 mm



BN457R

spiralförmig gerieft
rough, spiral end
180 mm, 7"

Ø 2,3 mm
Diam. 2.3 mm



HARTMANN

OM487R

spiralförmig gerieft
rough, spiral end
220 mm, 8 1/2"



Sonden – Probes

Wundklammern - Klammeranlegepinzetten - Klammeranlege- und Entfernungszangen

Suture Clips - Clip Applying Forceps - Clip Applying- and Removing Forceps

BN



Größe mm

Sizes mm

BN507R	7,5 x 1,75
BN511R	11,0 x 2,0
BN512R	12,0 x 2,5
BN515R	14,0 x 3,0
BN516R	16,0 x 3,0
BN518R	18,0 x 3,0
BN520R	20,0 x 3,0
BN522R	22,0 x 3,0



1/1



1/1

MICHEL

BN507R-BN522R

Wundklammern aus nichtrostendem Stahl
Bestelleinheit: PAK = 1 Packung à 100 Stück

Suture clips, stainless steel
Sales unit: PAK = 1 Package of 100 pieces



MICHEL

BN730R

Klammeranlegepinzette
Clip applying forceps
125 mm, 5"



HEGENBARTH

BN731R


Klammeranlegepinzette
Clip applying forceps
120 mm, 4 3/4"



MICHEL

BN750R

Klammeranlege und
-Abnehmzange
Clip applying and
removing forceps
125 mm, 5"



1/1

MICHEL MODIF.

BN754R

Klammeranlege und -Abnehmzange
Clip applying and removing forceps
130 mm, 5 1/8"



1/2

HEATH

BN757R

Klammerabnehmzange
Clip removing forceps
135 mm, 5 1/4"



1/2

COLLIN


BN758R

Klammerabnehmzange
Clip removing forceps
135 mm, 5 1/4"



Sonden – Probes
REDON-Führungsneedeln
REDON-Guide Needles

BN



Charr.

8	BN902R
10	BN903R
12	BN904R
14	BN905R
16	BN906R
18	BN907R

mit Gewindeanschluss
Messerspitze,
schwach gebogen
with thread
knife tip, slightly curved
190 mm, 7 1/2"

BN912R
BN913R
BN914R
BN915R
BN916R
BN917R

mit Gewindeanschluss
Messerspitze,
stark gebogen
with thread
knife tip, strongly curved
190 mm, 7 1/2"


BN922R
BN923R
BN924R
BN925R
BN926R

mit Gewindeanschluss
Lanzettenspitze,
schwach gebogen
with thread
lancet tip, slightly curved
190 mm, 7 1/2"

BN942R
BN943R
BN944R
BN945R
BN946R
BN947R

mit Gewindeanschluss
Dreikantspitze,
schwach gebogen
with thread
trocar tip, slightly curved
190 mm, 7 1/2"






BT



Wundhaken
Wound Retractors

Wundhaken – Wound Retractors

2. Zahl = Breite
Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width



OF282R	OF283R	OF284R	OF285R	1/1

WAGENER
OF282R-OF285R
150 mm. 6"

OA357R OA358R OA359R

1/2

1/1

, -
GRAEFE
OA357R-0A359R
140 mm, 5 1/2"

GRAFFEE

1/1
1/2

ST. BARTS
OF288R

Ohrhäkchen, stumpf
Hook, blunt
180 mm, 7"



Wundhaken – Wound Retractors
Nerv- und Gefäßhækchen
Nerve- and Vessel Hooks

BT



BROM

BT075R

Venenhækchen

Vein hook

170 mm, 6 3/4"



CRILE

BT080R

200 mm, 8"



CUSHING


BT082R-BT083R

190 mm, 7 1/2"



357


2. Zahl = Breite
Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width



KRAYENBÜHL

FD396R-FD399R

185 mm, 7 1/4"



ADSON


FD394R-FD395R

190 mm, 7 1/2"



Wundhaken – Wound Retractors
Nerv- und Gefäßhækchen
Nerve- and Vessel Hooks

BT




BT088R BT089R BT090R BT091R

1/2
CASPAR

BT088R-BT091R

Explorationshækchen,
geknöpft
Exploration hooks,
probe-ended
245 mm, 9 3/4"



1/2
CUSHING

BT084R


280 mm, 11"



359

2. Zahl = Breite
Dimensions for blade size of retractors

Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width




GRAEFE

OA332R-OA333R

125 mm, 5"


1/2



GUTHRIE


OA334R-OA335R

spitz



ROLLING


OA336R-OA338R





Wundhaken – Wound Retractors
Feine Wundhäkchen (Dura- und Hauthäkchen)
Fine Wound Retractors (Dura- and Skin Retractors)


BT



KILNER

OL610R


160 mm, 6 $\frac{1}{4}$ "



MC INDOE

OL615R-OL616R


150 mm, 6"



FREER

OL621R

150 mm, 6"



MÜLLER

OL626R


150 mm, 6"



MÜLLER

OL627R

150 mm, 6"



COTTE

OL617R


160 mm, 6 $\frac{1}{4}$ "



COTTE

OL619R

160 mm, 6 $\frac{1}{4}$ "



KLEINERT-KUTZ

OL601R-OL603R

160 mm, 6 $\frac{3}{8}$ "





Wundhaken – Wound Retractors

Feine Wundhäkchen (Dura- und Hauthäkchen)
Fine Wound Retractors (Dura- and Skin Retractors)

2. Zahl = Breite
Dimensions for blade size of retractors

Dimensions for standard crimping:



The image shows two dental instruments, possibly curettes or periodontal探子, made of metal with long, thin, slightly curved blades. The instrument on the left has a straight handle and is labeled "1/2" at its base. The instrument on the right has a similar design but with a slight curve in the handle and is labeled "1/1" at its base.

OA351R

0

OL620R-MD581R

GILLIES


OL611R-OL612R



Wundhaken – Wound Retractors

Feine Wundhäkchen (Dura- und Hauthäkchen)
Fine Wound Retractors (Dura- and Skin Retractors)

BT



BARSKY

OL614R

155 mm, 6"



FD375R


Durahäkchen
Dura retractor
185 mm, 7 1/4"



FISCH

FD376R

Durahäkchen
Dura retractor
185 mm, 7 1/4"




KILNER

OL206R

spitz

sharp

80 mm, 3 1/4"



CONVERSE

OL207R

stumpf

blunt

120 mm, 4 3/4"



MILLIMETERS

Wundhaken – Wound Retractors

Wund- und Trachealhökchen

Wound- and Trachea Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken






1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width






Wundhaken – Wound Retractors

Wund- und Trachealhähkchen

Wound- and Trachea Retractors

BT



BT132R
3,5 x 4,5 mm


BT133R
4,0 x 7,2 mm

BT134R
4,0 x 10,0 mm

1/2

BT132R-BT134R

flexibler Schaft, scharf
flexible shaft, sharp
155 mm, 6"



BT136R
4,0 x 4,5 mm


BT137R
4,0 x 7,5 mm

BT138R
4,0 x 10,2 mm

1/2

BT136R-BT138R

flexibler Schaft, stumpf
flexible shaft, blunt
155 mm, 6"



BT111R

BT112R

BT113R


BT114R

5,0 x 4,2 mm 5,0 x 7,0 mm 5,0 x 9,5 mm

1/2

BT111R-BT114R

enge Biegung, scharf
small curve, sharp
165 mm, 6 1/2"



BT116R

BT117R

BT118R

BT119R

4,5 x 4,2 mm 4,5 x 7,0 mm 4,5 x 9,5 mm

1/2

BT116R-BT119R

enge Biegung, stumpf
small curve, blunt
165 mm, 6 1/2"

MILLIMETERS




Wundhaken – Wound Retractors

Wund- und Trachealhkchen

Wound- and Trachea Retractors

2. Zahl = Breite
Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width



BT121R-BT124R
weite Biegung, scharf
large curve, sharp
165 mm, 6 1/2"



BT126R-BT129R
weite Biegung, stumpf
large curve, blunt
165 mm, 6 1/2"



Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken mit Treangle-Griff Retractors with Triangle Handle

BT



MANNERFELT MODIF.

BT901R

scharf
sharp
135 mm, 5 1/4"



MANNERFELT MODIF.

BT902R

scharf
sharp
155 mm, 6"



MANNERFELT MODIF.

BT904R

scharf
sharp
155 mm, 6"



MANNERFELT MODIF.

BT906R-BT908R

Gabelhaken, retrograd gebogen
Forked hooks, retrograded curved
155 mm, 6"



BT911R

5,0 x 4,0 mm



BT913R

5,5 x 7,2 mm

MANNERFELT MODIF.

BT911R-BT913R

enge Biegung, scharf
small curve, sharp
155 mm, 6"



BT916R

5,5 x 4,0 mm



BT918R

5,5 x 7,2 mm

MANNERFELT MODIF.


BT916R-BT918R

enge Biegung, stumpf
small curve, blunt
155 mm, 6"



BT921R

8,0 x 8,0 mm



BT923R

7,0 x 11,0 mm

MANNERFELT MODIF.

BT921R-BT923R

weite Biegung, scharf
large curve, sharp
155 mm, 6"



BT926R

7,0 x 8,0 mm



BT928R

7,0 x 11,0 mm

MANNERFELT MODIF.


BT926R-BT928R

weite Biegung, stumpf
large curve, blunt
155 mm, 6"



Dimensions for blade size of retractors

Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width






Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken mit Treangle-Griff
Retractors with Triangle Handle

BT



MANNERFELT MODIF.

BT948R-BT951R

Sattelhaken
Saddle hooks
155 mm, 6"



MANNERFELT MODIF.

BT958R

Sattelhaken, gefenstert
Saddle hook, fenestrated
155 mm, 6"



MANNERFELT MODIF.

BT964R

Sehnen-Doppelhaken
Tendon double hook
160 mm, 6 1/4"



MANNERFELT MODIF.


BT966R

Doppelspatel
Spatula, double-ended
160 mm, 6 1/4"



Wundhaken – Wound Retractors

2. Zahl = Breite
Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width





Wundhaken – Wound Retractors
Wundhaken
Retractors

BT




Fig. A
BT193R
18 x 7 mm



Fig. B
BT194R
16 x 5 mm



Fig. C
BT195R
7 x 4 mm



Fig. D
BT196R
5 x 10 mm



Fig. E
BT197R
11 x 4 mm




Fig. F
BT198R
6 x 4 mm




MEYERDING

BT193R-BT198R

Fig. A - Fig. F
180 mm, 7"

2. Zahl = Breite
Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width



EMMET

BT161R

Fistelhaken

Fistula hook

220 mm, 8 3/4"



SIMON

BT166R

Fistelhaken

Fistula hook




SIMON

BT167R

Fistelhaken

Fistula hook

220 mm, 8 3/4"



LANGE

OL201R

Fistelhaken

Fistula hook


235 mm, 9"



Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken Wound Retractors

BT



PAUL

OA340R

Sehnenscheidenhaken
Tendon hook
120 mm, 4 3/4"



BT170R-BT171R

Sehnenscheidenhaken
Tendon hooks
175 mm, 7"



KLAPP

BT172R


Sehnenscheidenhaken
Tendon hook
175 mm, 7"



STRANDELL-STILLE

BT180R-BT181R

Sehnenscheidenhaken
Tendon hooks
180 mm, 7"



MASING

OL211R

140 mm, 5 1/2"



COTTE

OL212R

140 mm, 5 1/2"



DESMARRES

OA310R-OA314R

140 mm, 5 1/2"

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
MILLIMETERS





Wundhaken – Wound Retractors

Wund- und Venenhaken

Wound- and Vein Retractors

Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width





Wundhaken – Wound Retractors
Wund- und Venenhaken
Wound- and Vein Retractors

BT



SCHOENBORN

BT192R

200 mm, 8"



CUSHING

BT184R-BT185R

205 mm, 8"




BT187R

205 mm, 8"



2. Zahl = Breite
Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width






Wundhaken – Wound Retractors
Wundhaken
Retractors

BT

5 x 10 mm



13 x 5 mm

KILNER

BT005R

155 mm, 6"



8 x 7 mm



BT006R

8 x 7 mm



BT007R

8 x 7 mm

22 x 7 mm

BABY-SENN-MILLER

BT006R-BT007R

155 mm, 6"

8 x 7 mm



18 x 5,5 mm



SENN-MILLER

BT008R

165 mm, 6 1/2"




Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width



COLLIN-HARTMANN

BT001R

150 mm, 6"



STFRNBFRG

OM251R OM252R OM253R


SMZSTR	SMZSUER	SMZSUEUR
120 mm	130 mm	135 mm
4 $\frac{1}{4}$ "	5"	5 $\frac{1}{4}$ "




Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken Retractors


BT




LUER
BT010R
110 mm, 4 3/8"



ROSE
BT011R
130 mm, 5 1/8"




BABY-ROUX
BT019R
135 mm, 5 1/4"




PARKER
BT025R
135 mm, 5 1/4"




RAGNELL
BT004R
150 mm, 6"



CRILE
BT012R
110 mm, 4 3/8"




FARABEUF
BT020R
125 mm, 5"



FARABEUF
BT021R
150 mm, 6"

MILLIMETERS

Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width



36 x 44 mm
30 x 24 mm



36 x 44 mm
30 x 24 mm

PARKER

BT026R

180 mm, 7"

21 x 14 mm
17 x 14 mm



28 x 16 mm
32 x 16 mm

COLLIN

BT022R

150 mm, 6"



Wundhaken – Wound Retractors
Wundhaken
Retractors

BT



ROUX

BT030R-BT033R

Satz komplett
bestehend aus:


Set complete,
consisting of:

BT031R

BT032R


BT033R

165 mm, 6 1/2"



MILLIMETERS

2. Zahl = Breite
Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width



28 x 24 mm



43 x 24 mm

BOUJX

BT028B

170 mm. 6 3/4"

28 x 28 mm



46 x 28 mm

BOLIX





BT029R

190 mm. 7 1/2"




Wundhaken – Wound Retractors
Wundhaken
Retractors

BT




2. Zahl = Breite
Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width





Wundhaken – Wound Retractors
Wundhaken
Retractors


BT



HAJEK

OL221R

165 mm, 6 1/2"



MATHIEU


BT040R

200 mm, 8"




2. Zahl = Breite
Dimensions for blade size of retractors

Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width



26 x 15 mm
22 x 15 mm



39 x 15 mm
43 x 15 mm

US-ARMY

BT041F



GOELET

MD497

190 mm, 7 1/2"



Blattbreite

Blade width

BT047R	190 mm, 7 1/2"	16 mm
BT048R	190 mm, 7 1/2"	20 mm
BT049R	200 mm, 8"	25 mm



Wundhaken – Wound Retractors
Knochen- und Wundhaken
Bone Retractors and Retractors

BT



KOCHER
BT234R
scharf
sharp
205 mm, 8"



KOCHER
BT238R
scharf
sharp
220 mm, 8 3/4"



KOCHER
BT239R
stumpf
blunt
220 mm, 8 3/4"



VOLKMANN
BT240R
scharf
sharp
220 mm, 8 3/4"




VOLKMANN
BT241R
stumpf
blunt
220 mm, 8 3/4"




BT232R
scharf
sharp
245 mm, 9 3/4"



Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width



A surgical retractor, specifically a VOLKMANN model BT221R, is shown. It has a long, straight, cylindrical handle made of a light-colored material, likely plastic or metal. The handle tapers slightly towards the bottom. At the distal end, there is a curved, metallic hook-shaped blade. The blade is U-shaped, with one leg being significantly longer than the other, creating a hook-like configuration. The number '1/2' is printed vertically on the handle near the base of the blade. The background is plain white.





Wundhaken – Wound Retractors
Wundhaken
Retractors

BT



BT242R
9 x 8 mm



BT243R
9 x 13 mm



BT244R
9 x 19 mm



BT246R
9 x 29 mm



BT248R
9 x 40 mm



BT252R
8 x 8 mm



BT253R
8 x 13 mm



BT254R
8 x 19 mm



BT256R
8 x 29 mm



BT258R
8 x 40 mm



BT257R
8.5 x 8 mm



BT259R
8.5 x 13 mm



BT260R
8.5 x 19 mm



BT261R
8.5 x 29 mm




BT265R
8.5 x 40 mm

VOLKMANN

BT242R-BT265R
220 mm, 8 3/4"

MILLIMETERS

2. Zahl = Breite
Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width



The image displays four different types of stainless steel fork heads, each labeled with a model number and a corresponding diagram:

- BT262R**: Diagram shows a single sharp, curved cutting edge.
- BT263R**: Diagram shows two sharp, curved cutting edges.
- BT264R**: Diagram shows three sharp, curved cutting edges.
- BT266R**: Diagram shows four sharp, curved cutting edges.

Each fork head is shown with its dimensions below it: 16 x 9 mm, 16 x 14 mm, 16 x 20 mm, and 16 x 30 mm respectively.

KOCHER


BT262R-BT276R

220 mm, 8 3/4"



Wundhaken – Wound Retractors
Wundhaken
Retractors

BT






MURPHY

BT293R-BT296R
195 mm, 7 3/4"

2. Zahl = Breite
Dimensions for blade size of retractors


Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width





Wundhaken – Wound Retractors
Wundhaken, tiefe Form
Retractors, Deep Form


BT



ISRAEL

BT284R-BT287R
255 mm, 10"


2. Zahl = Breite
Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width



OLIVER

BT288R

4 Zähne, stumpf
4 prongs, blunt
230 mm, 9"



LANGENBECK


BT311R-BT316R

230 mm, 9"



Wundhaken – Wound Retractors
Wundhaken
Retractors

BT



LANGENBECK

BT320R-BT326R

210 mm, 8 1/4"

Wundhaken – Wound Retractors


Wundhaken
Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken

1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm
2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors



1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width



KOCHER-LANGENBECK

BT354R-BT365R

215 mm, 8 1/2"



25 x 6 mm

35 x 8 mm

35 x 11 mm

35 x 15 mm

70 x 14 mm


80 x 12 mm

80 x 16 mm




Wundhaken – Wound Retractors
Wundhaken
Retractors

BT



BT340R

210 mm, 8 1/4"



BT327R

55 x 20 mm

220 mm

8 3/4"

BT328R

63 x 20 mm

210 mm

8 1/4"

MILLIMETERS

Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken

Retractors

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken



1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width



BT343R

215 mm, 8 1/2"



LANGENBECK

BT332R

Griff vertikal zum Blatt





Handle vertical to the blade

215 mm, 8 1/2"




Wundhaken – Wound Retractors
Wund- und Meniskushaken
Retractors and Knee Retractors

BT





SMILLIE



BT421R-BT425R

140 mm, 5 1/2"


2. Zahl = Breite
Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width



BLOUNT


BT419R

225 mm, 9"



BLOUNT
BT420R
175 mm, 7"

175 mm, 7"




BT430R

170 mm, 6 3/4"



Wundhaken – Wound Retractors
Wundhaken
Retractors

BT




OBWEGESER

DO450R-DO455R

215 mm, 8 1/2"



Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width



D0460R
25 x 7 mm

D0461R
31 x 10 mm

D0462R
42 x 11 mm

DO463R
55 x 12 mm

D0464R
70 x 14 mm

DO465R



OBWEGESER

DO460R-DO465R

215 mm, 8 1/2"




Wundhaken – Wound Retractors
Wundhaken
Retractors


BT




MILLIMETERS




BT369R
40 x 18 mm




BT370R
60 x 20 mm



BT371R
60 x 25 mm



BT372R
75 x 30 mm




BT373R
75 x 40 mm



KOCHER

BT369R-BT373R
230 mm, 9"

2. Zahl = Breite
Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width



SAUERBRUCH

BT351R-BT353R
225 mm, 9"

BT351R
46 x 16 mm

BT352R
55 x 22 mm

BT353R
72 x 19 mm

LAHEY

MB785R
200 mm, 8"

1/2

1/1

SAUERBRUCH

BT351R-BT353R

225 mm, 9"

LAHEY


MB785R

200 mm, 8"



Wundhaken – Wound Retractors
Wundhaken
Retractors

BT




KIRSCH

D0440R-D0441R
210 mm, 8 $\frac{1}{4}$ "

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{1}$




DURHAM

BT400R

215 mm, 8 $\frac{1}{2}$ "

2. Zahl = Breite
Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width



The image contains two line drawings of a surgical instrument. The left drawing shows a straight, thin metal rod with a large, bulbous, circular hook at its distal end. The right drawing shows a similar instrument, but the hook is much larger and more curved, resembling a J-shape. Both drawings are simple black outlines on a white background.


B1404R
15 x 15 mm
220 mm
8 3/4"

BT405R
20 x 22 mm
215 mm

A close-up photograph of the probe tip, which is a dark grey, tapered cylindrical component.

MIDDELDORPF

BT404R-BT406R



GREENE

BT408R

225 mm, 9"



Wundhaken – Wound Retractors
Wundhaken
Retractors


BT



BÜCHS

D0432R

205 mm, 8"




KRÄMER

BT464R

210 mm, 8 1/4"




2. Zahl = Breite
Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width



CASPAR

BT465R

210 mm, 8 1/4"



DOCKHORN

DO438R-DO439R

210 mm, 8 1/4"



Wundhaken – Wound Retractors
Wundhaken
Retractors

BT



KOCHER

BT459R

230 mm, 9"




KOCHER

BT460R-BT463R

250 mm, 10"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 MILLIMETERS

2. Zahl = Breite
Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width






Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken
Retractors

BT





HÖSEL

BT440R-BT446R

250 mm, 10"

MILLIMETERS

2. Zahl = Breite
Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width



Wundhaken

- Aus kohlefaserverstärktem Polymer
 - Röntgendifurchlässig
 - Blendfrei
 - Autoklavierbar 134°C/ 2 bar
 - Hohe Stabilität
 - Federleicht - bis zu 65% Gewichtersparnis zu einem vergleichbaren Stahlhaken

Retractor

- Made from a carbon fibre reinforced polymer
 - X-ray translucent
 - Non-glare finish
 - Autoclavable 134°C / 2 bar
 - High stability
 - Feather light - up to 65% weight reduction compared to an equivalent stainless steel retractor

BT540P-BT545P



Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken Retractors

BT



RICHARDSON-EASTMAN

BT470R

Satz komplett,
bestehend aus:

Set complete,
consisting of:

BT471R

BT472R




RICHARDSON

BT475R-BT477R

240 mm, 9 1/2"

MILLIMETERS

2. Zahl = Breite
Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width



RICHARDSON
BT478R
240 mm, 9 1/2"





RICHARDSON
BT479R
250 mm, 10"




Wundhaken – Wound Retractors
Wundhaken
Retractors

BT




MILLIMETERS

Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width



MEYERDING

BT485R-BT487R



BT487R
89 x 50 mm
255 mm
10"



Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken Retractors

BT

115 x 26 mm

115 x 22 mm

105 x 27 mm

95 x 20 mm

SIMON

EL873R

275 mm, 10 $\frac{3}{4}$ "

$\frac{1}{2}$

SIMON

EL872R

275 mm, 10 $\frac{3}{4}$ "

MARTIN

EL870R

250 mm, 10"

$\frac{1}{2}$

TÜBINGER MODELL



EL868R

265 mm, 10 $\frac{1}{2}$ "

MILLIMETERS

Wundhaken – Wound Retractors

Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width






Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken
Retractors

BT



419

BRUNNER

BT524R-BT530R

1/2 275 mm, 10 3/4"

MILLIMETERS

Wundhaken – Wound Retractors

Varion-Wundhaken-System, DBP

Vario Retractor System, Germ. Fed. Patent

BT

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken



1. Zahl = Tiefe Beispiel: 25 x 38 mm

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors

1st number = depth Example: 25 x 38 mm

2nd number = width



Tiefe Breite

Depth Width

	14 mm	18 mm	22 mm	26 mm	30 mm	40 mm	50 mm
55 mm	BT801R	BT802R	BT803R	BT804R	BT805R		
75 mm	BT806R	BT807R	BT808R	BT809R	BT810R		
95 mm	BT811R	BT812R	BT813R	BT814R	BT815R		
115 mm	BT816R	BT817R	BT818R	BT819R	BT820R		
135 mm						BT821R	
145 mm							BT822R

Wundhakenblätter
passend auf die Handgriffe
BT799R und BT800R.

Retractor blades
for handles
BT799R and BT800R.



Wundhaken – Wound Retractors

Varion-Wundhaken-System, DBP
Vario Retractor System, Germ. Fed. Patent

Vario-Wundhaken-System mit integriertem Kaltlicht, zur zusätzlichen, intensiven Ausleuchtung des Operationsfeldes, speziell bei komplizierten, in die Tiefe gehenden Eingriffen.

Zu verwenden mit Aesculap Lichtquellen.

Vario retractor system with integrated cold light, for additional intensive illumination of deep and complicated operation fields.
To be used with Aesculap light sources.



BT800R

Grieffstellung variabel
Handle arrangement variable

Handgriff mit Kaltlichtleiter,
zur Aufnahme von
Wundhakenblätter
Handle with cold light carrier
for retractor blades
280 mm, 11"



BT799R



Handgriff mit Kaltlichtleiter,
zur Aufnahme von
Wundhakenblättern
Handle with cold light carrier
for retractor blades
180 mm, 7"

BT



2. Zahl = Breite
Dimensions for blade size of retractors

Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width



HARRINGTON

BT551R 123 x 45 mm
BT552R 123 x 64 mm

federnd

flexible

295 mm. 11 3/4"



Wundhaken – Wound Retractors
Wundhaken, Lungenspatel
Retractors, Lung Spatulas

BT



HARRINGTON-PEMBERTON





BT553R

175 x 64 mm
federnd
flexible



Wundhaken – Wound Retractors

2. Zahl = Breite
Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width





Wundhaken – Wound Retractors
Wundhaken, Lungenspatel
Retractors, Lung Spatulas

BT



BT514R

1/1



BT521R

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1



BT522R

1/1



BT523R

1/1



130 x 38 mm



BT521R
80 x 20 mm

BT522R
115 x 38 mm

BT523R
115 x 65 mm

SAUERBRUCH

BT514R

260 mm, 10 1/4"

CORYLLOS

BT521R-BT523R

255 mm, 10"

MILLIMETERS


425

Wundhaken – Wound Retractors

Scapula Haken

Scapula Retractor

Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width



DAVIDSON

BT531R

195 mm, 7 3/4"



Wundhaken – Wound Retractors
Wundhaken
Retractors

BT







Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken Retractors

2. Zahl = Breite
Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width




HASSON

MD076-MD077



Wundhaken – Wound Retractors
Wundhaken
Retractors

BT



DEAVER

BT600R

180 mm, 7"

Fig. 000

DEAVER

BT601R

215 mm, 8 1/2"

Fig. 00

DEAVER


BT606R

235 mm, 9 1/4"

Fig. 0

MILLIMETERS

2. Zahl = Breite
Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width



DEAVER

BT602R

Fig. 1
300 mm, 12"



DEAVER

BT603R

Fig. 2
315 mm, 12 1/2"



Wundhaken – Wound Retractors
Wundhaken
Retractors

BT



DEAVER

BT607R

Fig. 2 1/2

365 mm, 14 1/2"




DEAVER

BT604R

Fig. 3

300 mm, 12"


2. Zahl = Breite
Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width



DEAVER

BT605R

Fig. 4
310 mm, 12 1/4"



DEAVER

BT608R

Fig. 5
320 mm, 12 3/4"



Wundhaken – Wound Retractors
Wundhaken
Retractors

BT



DEAVER

BT611R

Fig. 1

310 mm, 12 1/4"



DEAVER


BT613R

Fig. 3

310 mm, 12 1/4"



2. Zahl = Breite
Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width



DEAVER

BT614R

Fig. 4

305 mm, 12"



DEAVER

BT615R

Fig. 5

310 mm, 12 1/4"



Wundhaken – Wound Retractors
Wundhaken
Retractors

BT



LERICHE

BT730R

255 mm, 10"





LERICHE

BT732R

275 mm, 10 3/4"

MILLIMETERS

2. Zahl = Breite
Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width





Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken für Eingriffe in der Tiefe (Bauchdeckenhaken)

Retractors for Deep Surgery (Abdominal Retractors)

BT



MIKULICZ

BT618R

255 mm, 10"

MIKULICZ

BT621R

240 mm, 9 1/2"

MILLIMETERS

Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken / Wound Retractors
Wundhaken für Eingriffe in der Tiefe (Bauchdeckenhaken)

Wundhaken für Eingriffe in der Tiefe (Bauchdeckenrektoren) **Retractors for Deep Surgery (Abdominal Retractors)**

Maßangaben für Blattgrößen der Wundhaken

Beispiel: 25 x 38 mm

- 2. Zahl = Breite



Dimensions for blade size of retractors

Dimensions for blade
1st number = depth

Example: 25 x 38 mm

1st number = depth

2nd number = width



MIKULICZ

BT622R	250 mm	10"
BT623R	250 mm	10"
BT624R	260 mm	10 1/4"




Wundhaken – Wound Retractors

Wundhaken für Eingriffe in der Tiefe (Bauchdeckenhaken)

Retractors for Deep Surgery (Abdominal Retractors)

BT





KELLY

BT630R-BT633R

260 mm, 10 $\frac{1}{4}$ "

MILLIMETERS

2. Zahl = Breite
Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width



ST. MARKS

BT670R

290 mm, 11 1/2"

ST. MARKS


BT672R

330 mm, 13 1/8"



Wundhaken – Wound Retractors
Pelvishaken
Pelvis Retractors

BT




ST. MARKS

BT674R

330 mm, 13 1/8"



Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width



MÜLLER

BT626R

270 mm, 10 3/4"



Wundhaken – Wound Retractors
Wundhaken, Bauchdeckenhaken
Retractors, Abdominal Retractors


BT



TUDOR-EDWARDS

BT500R

205 mm, 8"



TUFFIER



BT617R

215 mm, 8 1/2"

MILLIMETERS

2. Zahl = Breite

Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width



Länge	Breite		
Length	Width		
	35 mm	45 mm	60 mm
60 mm	EL631R	EL634R	EL637R
90 mm	EL632R	EL635R	EL638R
120 mm	EL633R	EL636R	EL639R
160 mm		EL642R	EL644R

DOYEN

EL631R-EL644R

240 mm, 9 1/2"




Wundhaken – Wound Retractors
Wundhaken, Bauchdeckenhaken
Retractors, Abdominal Retractors

BT




BT655R

Fig. 1
32 x 40 mm




BT656R

Fig. 2
34 x 50 mm



BT657R

Fig. 3
41 x 60 mm



BT658R


Fig. 4
46 x 75 mm



FRITSCH

BT655R-BT659R

235 mm, 9 1/4"




BT659R

Fig. 5
64 x 85 mm



2. Zahl = Breite
Dimensions for blade size of retractors
1st number = depth Example: 25 x 38 mm
2nd number = width





Wundhaken – Wound Retractors
Bauchdeckenhaken
Abdominal Retractors

BT



DOYEN

BT721R	48 x 90 mm
BT723R	48 x 105 mm
BT724R	48 x 120 mm
BT725R	48 x 135 mm

280 mm, 11"



BT703R

Kette (BT704R) mit Gewicht (EL747R/645 g)
Chain (BT704R) with weight (EL747R/645 g)
790 mm, 31"



Wundhaken – Wound Retractors

Bauchdeckenhaken

Abdominal Retractors


BT



ROCHARD

BT711R	48 x 90 mm
BT712R	48 x 105 mm
BT713R	48 x 120 mm
BT714R	48 x 135 mm
BT715R	48 x 155 mm

310 mm, 12 1/4"



ROCHARD

BT710R

Fixievorrichtung für
BT711R – BT715R
Fixation device for
BT711R – BT715R
190 mm, 8"

INCHES



ROCHARD

BT710R-BT711R




Wundhaken – Wound Retractors

Bauchdeckenhaken

Abdominal Retractors

Befestigungsgestelle zu verwenden mit:
BT710R Fixierung und
BT711R - BT715R ROCHARD Bauchdeckenhalter
Mounting frames to be used with:
BT710R Fixation device and
BT711R - BT715R ROCHARD abdominal retractors

BT




ROCHARD

BT709R

Befestigungsgestell zur Fixierung an den Seitenschienen der OP-Tische, zerlegbar zur Aufbereitung und Sterilisation.

Mounting frame for fastening to the lateral bars of the operating tables, can be dismantled for decontamination and sterilization.



ROCHARD

BT708R


Befestigungsgestell mit beidseitiger Fixierung an den Seitenschienen der OP-Tische, dadurch mehr Stabilität, zur Aufbereitung und Sterilisation zerlegbar.

Mounting frame for fastening to both sides of the is given, can be dismantled for decontamination and sterilization.

MILLIMETERS

Wundhaken – Wound Retractors
Bauch- und Darmspatel
Abdominal and Intestinal Spatulas

BT



REVERDIN
BT749R
 285 mm, 11 1/4"



HABERER
BT758R
 bieg sam
 malleable
 305 mm, 12"



RIBBON
BT756R 25 mm
BT761R 30 mm
BT762R 40 mm
BT763R 50 mm
 bieg sam
 malleable
 330 mm, 13 1/8"



TUFFIER
BT750R
 bieg sam
 malleable
 200 mm, 8"



BT751R	12 mm	200 mm	8"
BT752R	17 mm	200 mm	8"
BT755R	25 mm	250 mm	10"

bieg sam
 malleable



Wundhaken – Wound Retractors
Bauch- und Darmspatel
Abdominal- and Intestinal Spatulas

BT




KADER

BT746R 30 mm

BT747R 40 mm

270 mm, 10 3/4"



biegsam
malleable



BT773R 30 mm

BT774R 40 mm

BT775R 50 mm

BT776R 60 mm

BT777R 70 mm

410 mm, 16"

MILLIMETERS

Wundhaken – Wound Retractors
Prostata- und Urethra-Retraktoren
Prostate- and Urethral Retractors

BT



BT680R

Prostata-Retraktor
Prostate retractor
360 mm, 14 3/8"



BT681R

Urethra-Retraktor
Urethral retractor
390 mm, 15 1/2"



Wundhaken – Wound Retractors
Kropflöffel, Blutschöpfer
Depressor, Blood Scoops

BT




KOCHER

BT795R

Kropflöffel

Depressor, spoon shaped

220 mm, 8 3/4"




BT780R

Blutschöpfer, 50 ccm

Blood scoop, 3 cu. inches



453



BV



Wundspreizer, Bauchdeckenhalter
Self-Retaining Retractors,
Abdominal Retractors

BV

Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors

Wundspreizer
Self-Retaining Retractors



BOSE

FA001R

60 mm, 2 3/8"



FINSEN

BV001R

50 mm, 2"



FINSEN

BV002R

70 mm, 2 3/4"



FINSEN MODIF.

BV003R

75 mm, 3"



FINSEN

BV005R

70 mm, 2 3/4"



BV006R

45 mm, 1 3/4"



BV007R

55 mm, 2 1/8"



Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors
Wundspreizer
Self-Retaining Retractors

BV



PARSONNET

BV014R

50 mm, 2"



BV008R

stumpf
blunt
100 mm, 4"



BV015R

scharf
sharp
100 mm, 4"



ALM

BV010R-BV011R



BV010R **BV011R**
70 mm 100 mm
 $2\frac{3}{4}$ " 4"



LOGAN
MODIF. REILL



BV013R

50 mm, 2"



BV

Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors
Wundspreizer, Lidsperrer
Self-Retaining Retractors, Lid Retractors






Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors

Wundspreizer
Self-Retaining Retractors

BV




WEITLANER

BV070R

scharf
sharp

110 mm, 4 3/8"




WEITLANER

BV066R

halbscharf
semi-sharp

110 mm, 4 3/8"



WEITLANER

BV073R

stumpf
blunt

110 mm, 4 3/8"




WEITLANER

BV071R

scharf
sharp

130 mm, 5 1/8"




WEITLANER

BV067R

halbscharf
semi-sharp

130 mm, 5 1/8"



WEITLANER

BV074R

stumpf
blunt

130 mm, 5 1/8"



BV

Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors


Wundspreizer
Self-Retaining Retractors




WEITLANER
BV101R
scharf
sharp
130 mm, 5 1/8"



WEITLANER
BV104R
stumpf
blunt
130 mm, 5 1/8"



WULLSTEIN
BV076R
scharf
sharp
130 mm, 5 1/8"




WULLSTEIN
BV077R
stumpf
blunt
130 mm, 5 1/8"



Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors

Wundspreizer
Self-Retaining Retractors

BV



WEITLANER

BV072R

scharf

sharp

165 mm, 6 1/2"



WEITLANER

BV068R

halbscharf

semi-sharp

165 mm, 6 1/2"



WEITLANER

BV075R

stumpf

blunt

165 mm, 6 1/2"



20 x 12 mm

35 x 10 mm

ALLENBERG

BV097R

Carotis-Sperrer komplett,
bestehend aus:

BV098R Sperrer allein, stumpf
BV099R Mittelblatt allein,
120 mm, 4 3/4"

Carotid retractor complete,
consisting of:


BV098R Retractor only, blunt
BV099R Center blade only,
120 mm, 4 3/4"
170 mm, 6 3/4"

MILLIMETERS

BV

Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors

Wundspreizer
Self-Retaining Retractors





PLESTER

BV090R

stumpf

blunt

110 mm, 4 3/8"



PLESTER

BV091R

stumpf

blunt

110 mm, 4 3/8"




PLESTER

BV078R

scharf

sharp

130 mm, 5 1/8"



PLESTER

BV079R

stumpf

blunt


130 mm, 5 1/8"



Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors

Wundspreizer
Self-Retaining Retractors


BV



PERKINS

OK794R

130 mm, 5 1/8"



PERKINS

OK795R

130 mm, 5 1/8"



RNTNE HOSPITAL

BV084R

scharf

sharp

165 mm, 6 1/2"



ADSON-BABY

BV085R 140 mm 5 1/2"

BV094R 165 mm 6 1/2"

halbscharf


semi-sharp



BV

Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors


Wundspreizer
Self-Retaining Retractors



JEFFERSON

BV092R


gebogen, stumpf
curved, blunt
140 mm, 5 1/2"



MOLLISON

BV093R

scharf
sharp
140 mm, 5 1/2"



MOLLISON

BV088R

scharf
sharp
155 mm, 6"



Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors
Wundspreizer
Self-Retaining Retractors


BV



MAYO-ADAMS

BV112R

165 mm, 6 1/2"




HENDERSON

BV113R

scharf

sharp

180 mm, 7"




465

BV

Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors

Wundspreizer
Self-Retaining Retractors





Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors
Wundspreizer
Self-Retaining Retractors

BV



IRWIN

BV247R

scharf
sharp

175 mm, 7"



TRAVERS

BV249R

stumpf
blunt

215 mm, 8"



BV

Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors

Laminektomie-Wundspreizer Self-Retaining Laminectomy Retractors



ANDERSON-ADSON

BV250R

scharf

sharp

190 mm, 7 1/2"




NORFOLK AND NORWICH

BV248R

stumpf

blunt

220 mm, 8 3/4"



ADSON

BV252R

scharf

sharp


265 mm, 10 1/2"



Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors

Laminektomie-Wundspreizer Self-Retaining Laminectomy Retractors

BV



BV254R-BV255R

Hemilaminektomiespreizer

scharf

Hemi-laminectomy retractor
sharp

280 mm, 11"



MILLIMETERS

BV

Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors
Laminektomie-Wundspreizer
Self-Retaining Laminectomy Retractors



BECKMANN-ADSON

BV271R

halbscharf

semi-sharp

310 mm, 12"

BECKMANN-ADSON

BV272R

scharf

sharp

310 mm, 12"



HARVEY-JACKSON

BV258R

scharf


sharp

280 mm, 11"



Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors
Laminektomie-Wundspreizer
Self-Retaining Laminectomy Retractors

BV



ADSON

BV273R

halbscharf

semi-sharp

320 mm, 12 3/4"



BECKMANN-EATON

BV276R

scharf


sharp

320 mm, 12 3/4"



BV

Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors
Spezialwundspreizer
Special Retractors



BV086R

Strumaspreizer
Thyroid retractor



JOLL (FRIEDMANN)

BV087R

Thyreoid- und Vulva-Spreizer
Thyroid- and vaginal retractor
155 mm, 6"



JACKSON-BURROWS

BV993R


Wundspreizer, stumpf
Retractor, blunt
185 mm, 7 1/4"

INCHES



Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors

Spezialwundspreizer
Special Retractors



GELPI

BV996R

Vulva-Spreizer
Vaginal retractor
135 mm, 5 1/4"



GELPI

BV997R


Haut- und Vulva-Spreizer
Skin- and vaginal retractor
175 mm, 7"



DE BAKEY

BV998R

Femur-Wundspreizer für Kinder
Femur retractor for children
100 mm, 4"



DE BAKEY

BV999R

Femur-Wundspreizer
Femur retractor
145 mm, 5 3/4""

BV



BV

Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors
Trachealdilatatoren
Tracheal Dilators



TROUSSEAU

FA005R

120 mm, 4 3/4"



LABORDE

FA006R

125 mm, 5"



LABORDE

FA007R

kräftiges Modell

strong pattern

135 mm, 5 1/4"

INCHES



Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors

Iliaca-Sperrer

Iliaca Retractor

BV



BV710R
30 x 30 mm



BV712T
90 x 60 mm

ALLENBERG

BV710R

Iliaca-Sperrer komplett,
bestehend aus:

- BV711R Sperrer allein
- BV712T Retraktorblatt lateral
- BV713T Retraktorblatt medial

Iliac retractor complete,
consisting of:

- BV711R Retractor only
- BV712T Retractor blade lateral
- BV713T Retractor blade medial

Sperrersystem zur idealen Darstellung der Arteria iliaca communis.
Die Retraktorblätter sind aus Titan gefertigt und sind dadurch röntgentransparent. Das große mediale Retraktorblatt kann intraoperativ stufenweise verstellt werden. Das Sperrersystem kann aufgrund der einfachen Auswechselbarkeit der Valven links- sowie rechtseitig eingesetzt werden.

Retractor system for optimal approach to the arteria iliaca communis. The retractor blades are made out of titanium and therefore they are radiotransparent. The big medial retractor blade can be gradually adjusted during the operation. Because of the blades which are easy to exchange the retractor system can be used for the left and the right side.



BV709R

Pinzette zum
Valvenwechsel
Forceps for changing
the blades

130 mm, 5 1/8




BV

Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors

Wundspreizer für Laminektomie und andere Applikationen

Self-Retaining Retractors for Laminectomy and Other Applications





Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors

Wundspreizer für Laminektomie und andere Applikationen
Self-Retaining Retractors for Laminectomy and Other Applications

BV



Aesculap Kugelschnellverschluss an Sperrern und Blättern

Vorteile:


- Sicheres Arretieren der Blätter ohne zusätzliche Verriegelung.
 - Verhindert Herausfallen der Blätter aus den Sperrerarmen, auch beim Anreichen.
 - Glatte Oberfläche, dadurch können Ligaturfäden nicht hängenbleiben.
- Schnelles, problemloses Auswechseln der Blätter, auch intraoperativ.
- Universelle Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Sperrermodelle untereinander.
 - Dadurch optimale Auswahl der Blattgrößen entsprechend den jeweiligen operativen Erfordernissen.

Aesculap ball snap system on spreaders and blades

Advantages:

- Without additional fixation blades are safely locked
 - and can therefore not fall off the retractor shanks even the instrument is passed on to the surgeon
 - no risk of catching suture due to smooth surface
- Without any trouble blades can be quickly exchanged also during the operation
- Different retractors patterns can be universally combined and exchanged at random, which allows
 - optimum selection of the blade size according to surgical needs.

KUGELSCHNELLVERSCHLUSS BALL SNAP CLOSURE



SCOVILLE-RICHTER

BV510R

Sperrer komplett,
umlegbares Modell
bestehend aus:

BV509R Sperrer allein
BV516R Blätter (Paar)

Kann in angelegtem Zustand zum Tücherwechsel
usw. auf die andere Seite umgelegt werden.

Retractor complete,
reversible type
consisting of:

BV509R Retractor only
BV516R Blades (pair)

The retractor bar and shanks may be easily rotated
180° when blades are in situ.



BV516R

62 x 52 mm
PAA = Paar

PAA = Pair

BV518R

30 x 40 mm

BV517R

62 x 37 mm

PAA = Pair

BV519R

37 x 62 mm




BV

Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors

Wundspreizer für die Wirbelsäule Self-Retaining Retractors for Spine

 KUGELSCHNELLVERSCHLUSS MIT VERDREHSICHERUNG
BALL SNAP CLOSURE WITH TORRSION LOCK



CASPAR

BV450R

Sperrer komplett,
für Laminektomie und Hemi-Laminektomie,
lumbal, thorakal und cervical einzusetzen
bestehend aus:

BV449R Sperrer allein, mit Drehschlüssel TE749R
BV435R Haken
BV442R Blatt
BV443R Blatt
BV444R Blatt
BV445R Blatt
BV446R Blatt

Retractor complete,
for laminectomy and hemi-laminectomy,
lumbar, thoracal and cervical available
consisting of:

BV449R Retractor only, with key TE749R
BV435R Hook
BV442R Blade
BV443R Blade
BV444R Blade
BV445R Blade
BV446R Blade



BV435R

Haken
Hook
38 mm

BV437R

Haken
Hook
58 mm

Blätter
Blades

BV441R	32 x 22 mm
BV442R	37 x 22 mm
BV443R	42 x 22 mm
BV444R	47 x 22 mm
BV445R	52 x 22 mm
BV446R	57 x 22 mm
BV447R	62 x 22 mm
BV448R	67 x 22 mm



Blätter
Blades

BV451R	32 x 37 mm
BV452R	37 x 37 mm
BV453R	42 x 37 mm
BV454R	47 x 37 mm
BV455R	52 x 37 mm
BV456R	57 x 37 mm
BV457R	62 x 37 mm
BV458R	67 x 37 mm



Blätter
Blades

BV461R	32 x 52 mm
BV462R	37 x 52 mm
BV463R	42 x 52 mm
BV464R	47 x 52 mm
BV465R	52 x 52 mm
BV466R	57 x 52 mm
BV467R	62 x 52 mm
BV468R	67 x 52 mm



Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors

Universal-Wirbelsäulensperrer


Universal Retractor System

Universal-Wirbelsäulensperrer

Der selbsthaltende CASPAR-Universal-Wirbelsäulensperrer ermöglicht eine sichere Retraktion und spart durch seine abnehmbaren Griffe Platz im OP-Feld.

Universal Spinal Retractor System

The self-retaining CASPAR universal spinal retractor permits safe retraction and saves space in the operation area due to the removable handles.



CASPAR

BV449R

Sperrer ohne Blätter

Retractor without blades




Blätter
Blades

BV413R

Handgriff

Handle

BV414R	50 x 44 mm
BV415R	50 x 54 mm
BV416R	50 x 74 mm
BV417R	50 x 89 mm



TE749R

Drehschlüssel

Key for socket-head screw

BV



BV

Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors

Wundspreizer für cervicale Wirbelsäule Retractors for Cervical Spine



KUGELSCHNELLVERSCHLUSS MIT VERDREHSICHERUNG
BALL SNAP CLOSURE WITH TORRSION LOCK



CLOWARD MODIF.


BV380R

Sperrer komplett,
bestehend aus:
BV379R Sperrer allein
BV381R Blatt
BV382R Blatt
BV383R Blatt
BV384R Blatt
BV385R Blatt

Retractor complete,
consisting of:

BV379R Spreader only
BV381R Blade
BV382R Blade
BV383R Blade
BV384R Blade
BV385R Blade

10 mm, 250 "



BV381R-BV395R


Blätter allein zu BV379R
Blades only for BV379R



Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors

Wirbelkörperspreizer
Lamina Spreaders


BV



CLOWARD

BV296R


155 mm, 6"



CLOWARD

BV299R


135 mm, 5 1/4"



INGE

BV297R

170 mm, 6 3/4"



INGE

BV298R

275 mm, 10 3/4"

MILLIMETERS

Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors

Bauchdeckenhalter Abdominal Retractors

KUGELSCHNELLVERSCHLUSS
BALL SNAP CLOSURE



BV



BABY-COLLIN

BV329R

Sperrer komplett,
bestehend aus:
BV327R Sperrer allein
BV326R Blätter (Paar)
18 x 42 mm
BV328R Blätter (Paar)
28 x 42 mm

Retractor complete,
consisting of:
BV327R Spreader only
BV326R Blades (pair)
18 x 42 mm
BV328R Blades (pair)
28 x 42 mm



COLLIN

BV530R

Sperrer komplett,
bestehend aus:
BV520R Sperrer allein
BV551R Blätter (Paar)

Retractor complete,
consisting of:
BV520R Spreader only
BV551R Blades (pair)



COLLIN

BV531R-BV533R

komplett	BV531R	BV532R	BV533R
complete			
Sperrer allein	BV522R	BV523R	BV523R
Spreader only			
Seitl. Blätter (Paar)	BV551R	BV552R	BV553R
Lateral blades (pair)	37 x 62 mm	37 x 80 mm	37 x 98 mm
Mittelblatt	BV361R	BV362R	BV363R
Center blade	54 x 55 mm	54 x 67 mm	52 x 76 mm



COLLIN

BV535R-BV536R

komplett	BV535R	BV536R
complete		
Sperrer allein	BV524R	BV524R
Spreader only		
Seitl. Blätter (Paar)	BV555R	BV554R
Lateral blades (pair)	48 x 59 mm	61 x 80 mm
Mittelblatt	BV338R	BV338R
Center blade	63 x 74 mm	63 x 74 mm



Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors

 KUGELSCHNELLVERSCHLUSS
BALL SNAP CLOSURE

Bauchdeckenhalter
Abdominal Retractors

BV



RICARD

BV542R-BV543R

komplett

complete

Sperrer allein

Spreader only

Seitl. Blätter (Paar)

Lateral blades (pair)

Mittelblatt

Center blade

BV542R

BV543R

BV527R

BV527R

BV556R

BV557R

58 x 80 mm

72 x 84 mm

BV366R

BV367R

54 x 70 mm

72 x 90 mm



HOLZBACH

BV545R

komplett

complete

Seitl. Blätter (Paar)

Lateral blades (pair)

Mittelblatt

Center blade

BV558R

59 x 80 mm

BV369R

74 x 82 mm




BV

Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors

Bauchdeckenvalven Abdominal Blades




KUGELSCHNELLVERSCHLUSS
BALL SNAP CLOSURE




BV551R-BV553R



BV554R



BV555R-BV557R



BV558R

Bestelleinheit der Blätter: PAA = Paar

Sales unit of blades: PAA = pair

Seitliche Blätter allein
Lateral blades only



BV551R 37 x 62 mm

BV552R 37 x 80 mm

BV553R 37 x 98 mm



BV554R 61 x 80 mm



BV555R 48 x 59 mm

BV556R 58 x 80 mm

BV557R 72 x 84 mm




BV558R 59 x 80 mm



Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors

Bauchdeckenhalter
Abdominal Retractors


BV



GOSSET

BV500R


Blätter: 38 mm tief
Blades: 38 mm deep



HERTZLER

BV512R


Blätter 20 x 25 mm
Blades 20 x 25 mm



BALFOUR-BABY

BV601R


Seitl. Blätter 27 mm tief
Mittelblatt BV602R 21 x 24 mm
Lateral blades 27 mm deep
Center blade BV602R 21 x 24 mm



GOSSET

BV502R

Blätter: 55 mm tief
Blades: 55 mm deep



GOSSET

BV505R


Seitl. Blätter 58 mm tief
Mittelblatt BV506R 59 x 57 mm
Lateral blades 58 mm deep
Center blade BV506R 59 x 57 mm

MILLIMETERS

Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors

Bauchdeckenhalter Abdominal Retractors


BV



BALFOUR

BV605R

Seitl. Blätter	60 mm tief
Mittelblatt	BV606R 47 x 80 mm
Lateral blade	60 mm deep
Center blade	BV606R 47 x 80 mm



BALFOUR

BV608R-BV610R


	BV608R	BV610R
Seitl. Blätter	60 mm tief	90 mm tief
Mittelblatt	BV609R 62 x 76 mm	BV611R 80 x 80 mm
Lateral Blades	60 mm deep	90 mm deep
Center blade	BV609R 62 x 76 mm	BV611R 80 x 80 mm



Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors

Bauchdeckenhalter
Abdominal Retractors

BV



BALFOUR

BV615R

Seitl. Blätter 105 mm tief
Mittelblatt BV616R 107 x 59 mm
Lateral blades 105 mm deep
Center blade BV616R 107 x 59 mm



BALFOUR

BV617R

Mittelblatt allein
Center blade only
54 x 80 mm



BV618R

Mittelblatt, geschlitzt
zur retropubischen Prostatektomie
Center blade, slotted
for retropubic prostatectomy
75 x 80 mm




BV

Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors

Bauchdeckenhalter Abdominal Retractors

KUGELSCHNELLVERSCHLUSS BALL SNAP CLOSURE



Bestelleinheit der Blätter: PAA = Paar

Sales unit of blades: PAA = pair



BALFOUR

Seitl. Blätter Lateral blades	Tiefe Depth
BV622R	50 mm
BV624R	60 mm
BV626R	75 mm
BV628R	90 mm

BALFOUR

BV632R-BV638R

komplett complete	BV632R	BV634R	BV636R	BV638R
Sperrer allein Spreader only	BV621R	BV621R	BV621R	BV621R
Seitl. Blätter Lateral blades	BV622R	BV624R	BV626R	BV628R
50 mm	60 mm	75 mm	90 mm	
Mittelblatt Center blade	BV606R	BV609R	BV611R	BV611R
47 x 80 mm	62 x 76 mm	80 x 80 mm	80 x 80 mm	

185 mm, 7 1/4"



GOLIGHER

BV640R

Bauchdeckenhalter komplett,
bestehend aus:

Mittelblatt 51 mm tief
Mittelblatt 102 mm tief
Seitl. Blätter (Paar) 51 mm tief
Seitl. Blätter (Paar) 102 mm tief
Abdominal retractor complete,
consisting of:
Center blade 51 mm deep
Center blade 102 mm deep
Lateral blades (pair) 51 mm deep
Lateral blades (pair) 102 mm deep



Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors

Bauchdeckenhalter
Abdominal Retractors

BV



O' SULLIVAN-O' CONNOR

US100

Bauchdeckenhalter komplett,
bestehend aus:

US100 1 Bauchdeckenhalter
US100201 2 Blätter
US100202 1 Blatt

Abdominal retractor complete,
consisting of:

US100 1 Retractor
US100201 2 Blades
US100202 1 Blade



O'SULLIVAN-O'CONNOER

US100201

kleines Blatt
small blade



O'SULLIVAN-O'CONNOER

US100202

großes Blatt
large blade




BV

Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors

Bauchdeckenhalter Abdominal Retractors

Bauchdeckenhalter für Säuglinge und Kinder
Abdominal retractors for new-born and children



DENIS-BROWNE

BV650R

Bauchdeckenhalter komplett,
bestehend aus:

BV645R 1 Rahmen 175 x 150 mm
BV648R 2 Blätter allein 40 x 30 mm
BV649R 2 Blätter allein 40 x 40 mm

Abdominal retractor complete,
consisting of:

BV645R 1 frame 175 x 150 mm
BV648R 2 blades only 40 x 30 mm
BV649R 2 blades only 40 x 40 mm



DENIS-BROWNE

BV646R

Blatt allein
Blade only
20 x 30 mm



DENIS-BROWNE

BV647R


Blatt allein
Blade only
20 x 40 mm



Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors

Bauchdeckenhalter
Abdominal Retractors

Bauchdeckenhalter für Gynäkologen gut geeignet
Abdominal retractors well suitable for gynaecologists



SEMM

BV654R

Bauchdeckenhalter komplett,
bestehend aus:

- BV653R 1 Rahmen 255 x 220 mm
- BV655R 2 Blätter 46 x 64 mm
- BV656R 1 Blatt 53 x 54 mm (für die Blase)
- BV657R 1 Blatt 82 x 97 mm (für den Darm)
- BV658R 1 Blatt 98 x 51 mm (für den Darm)
- BV659R 1 Blatt schmal 107 x 36 mm

Abdominal retractor complete,
consisting of:

- BV653R 1 frame 255 x 220 mm
- BV655R 2 blades 46 x 64 mm
- BV656R 1 blade 53 x 54 mm (for bladder)
- BV657R 1 blade 82 x 97 mm (for intestine)
- BV658R 1 blade 98 x 51 mm (for intestine)
- BV659R 1 blade narrow 107 x 36 mm


BV



BV

Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors

Bauchdeckenhalter Abdominal Retractors



TURNER-WARWICK


BV685R

Bauchdeckenhalter komplett,
bestehend aus:

BV686R - BV688R je 1 Rahmen
BV690R - BV693R je 2 Bauchdeckenspatel
BV694R - BV695R je 2 Bauchdeckenhaken
BV696R - BV697R je 2 Bauchdeckenhaken
BV698R 2 Einzinkerhaken

Abdominal retractor complete,
consisting of:


BV686R - BV688R 1 Frame of each
BV690R - BV693R 2 Retractor blades of each
BV694R - BV695R 2 Abdominal retractors of each
BV696R - BV697R 2 Abdominal retractors of each
BV698R 2 Retractor blade single hooks



TURNER-WARWICK

BV686R

Bauchdeckenrahmen, rund
Retractor frame, round



TURNER-WARWICK

BV689R

Bauchdeckenrahmen, oval
Retractor frame, oval
457 x 330 mm,

- BV686R**
ø 180 mm
diam. 7"
- BV687R**
ø 230 mm
diam. 9"
- BV688R**
ø 305 mm
diam. 12"



Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors

Bauchdeckenhalter
Abdominal Retractors

BV



BV690R

biegsam
malleable
76 x 19 mm

BV691R

biegsam
malleable
102 x 38 mm

BV692R

biegsam
malleable
89 x 57 mm

BV693R

biegsam
malleable
114 x 57 mm



BV694R

51 x 38 mm

BV695R

76 x 60 mm

BV696R

89 x 60 mm

BV697R

114 x 60 mm

BV698R

13 mm tief
13 mm deep

MILLIMETERS

Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors

Bauchdeckenhalter Abdominal Retractors

BV



KIRSCHNER


BV662R

Bauchdeckenhalter komplett,
bestehend aus:

BV663R 1 Rahmen, zusammenlegbar
BV668R 2 Blätter
BV669R 2 Blätter

Abdominal retractor complete,
consisting of:

BV663R 1 Holding frame
BV668R 2 Blades
BV669R 2 Blades



KIRSCHNER

BV660R

Bauchdeckenhalter komplett,
bestehend aus:

BV661R 1 Rahmen, gewölbt und starr
BV668R 2 Blätter
BV669R 2 Blätter

Abdominal retractor complete,
consisting of:

BV661R 1 Vaulted fixed frame
BV668R 2 Blades
BV669R 2 Blades

KIRSCHNER

BV664R

Rahmen allein, übergroß
Frame only, over-sized
275 x 355 mm

KIRSCHNER

BV665R

Rahmen allein
Frame only
295 x 275 mm



Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors

Bauchdeckenhalter
Abdominal Retractors

Zusätzliche Blätter für Fettleibige
Additional valves for corpulent persons



KIRSCHNER

BV670R

64 x 80 mm



KIRSCHNER-BALFOUR

BV672R

80 x 82 mm



KIRSCHNER

BV674R 90 x 69 mm

BV675R 95 x 95 mm

BV676R 78 x 58 mm



KIRSCHNER

BV680R 108 x 42 mm

BV682R 91 x 55 mm

BV684R 120 x 55 mm

BV



BV

Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors

Blasenwundspreizer Bladder Retractors



KUGELSCHNELLVERSCHLUSS
BALL SNAP CLOSURE



MILLIN


BV580R

Blasenwundspreizer komplett,
bestehend aus:

BV575R Sperrer allein
BV576R Blätter 57 x 25 mm
BV577R Blätter 82 x 25 mm
BV578R Mittelblatt 105 x 45 mm

Bladder retractor complete,
consisting of:

BV575R Spreader only
BV576R Blades 57 x 25 mm
BV577R Blades 82 x 25 mm
BV578R Center blade 105 x 45 mm



LEGUEU

BV928R

Blasenspatel
Bladder spatula
260 mm, 10 1/4"



Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors

Poplitea-Sperrer
Poplitea Retractor

BV



BV348R

Blätter (Paar), allein
bestehend aus:
Blatt, stumpf, 60 x 50 mm
Blatt, halbscharf, 40 x 35 mm
Blades (pair), only
consisting of:
Blade, blunt, 60 x 50 mm
Blade, semi-sharp, 40 x 35 mm

BV349R

Poplitea-Sperrer, komplett
bestehend aus:
BV327R Sperrer allein
BV348R Blätter (Paar)
Poplitea retractor, complete
consisting of:
BV327R Retractor only
BV348R Blades (pair)



BV

Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors

Retraktions-System MÜNSTER

MÜNSTER Retraction System

„Einer für Alle“
"One for All"



Ein System für alle Indikationen in

- Viszeralchirurgie
- Urologie
- Gynäkologie
- Abdominale Gefäßchirurgie

Eine Vielzahl an Rahmen, Klemmen, Stangen und Wundhaken ermöglicht es, ein individuell angepasstes Retraktions-System zusammenzustellen, welches praktisch keine Wünsche mehr offen lässt.

One system for all indications in

- Visceral surgery
- Urology
- Gynaecology
- Abdominal vascular surgery

The multiplicity of different frames, clamps, rods and retractors permits an individually adjustable retraction system which corresponds to the needs of the customers.



Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors


Retraktions-System MÜNSTER
MÜNSTER Retraction System

BV

universell, flexibel, sicher, einfach in der Handhabung
universal, safe, easy to use

Weitere Informationen finden
Sie in unserem Prospekt C216.

For further details see
brochure No. C216.



Geschlossener Rahmen
Closed frame



Offener Rahmen
Open frame



Das Mini Retraktionssystem The Mini Retraction System



Das Retraktionssystem FRANKFURT ist ein universelles Mini Retraktionssystem.

Die Position der Wundhaken auf den Rahmen kann frei gewählt werden. Die Wundhaken sind durch spezielle Befestigungsklemmen mit den Rahmen verbunden und können in allen Dimensionen bewegt werden.

The FRANKFURT retraction system is a universal mini retraction system.

The retractors can be positioned anywhere on the frame. The retractors are fixed to the frame with special fixation clamps and can be moved in any direction and in all dimensions.



Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors

Retraktions-System FRANKFURT
FRANKFURT Retraction System

BV




Weitere Informationen finden Sie in unserem Prospekt C779.

For further details see brochure No. C779.



Für die Kinderchirurgie
For Pediatric Surgery



Für Struma Operationen
For Thyroid Operations



22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
MILLIMETERS

BV

Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors
UNITRAC® - Retraktions- und Haltesystem
UNITRAC® - Retraction- and Holding System

Retraktion in Perfektion
Retraction in Perfection



Das Retraktions- und
Haltesystem für die

- Offene Chirurgie
- Minimalinvasive Chirurgie
- Orthopädie
- Traumatologie

The retraction and
holding system for

- Open Surgery
- Minimal Invasive Surgery
- Orthopaedics
- Traumatology





Wundspreizer, Bauchdeckenhalter – Self-Retaining Retractors, Abdominal Retractors

UNITRAC® - Retraktions- und Haltesystem

UNITRAC® - Retraction- and Holding System

BV




- Universell einsetzbar zum Halten von Wundhaken, Kameras und Endoskopen
Universal use for holding hooks, retractors, cameras and endoscopes
- Umfangreiches Zubehör an Wundhaken, Kamera- und Endoskophaltern verfügbar
Extensive range of blades, hooks, camera and endoscope holders available
- Pneumatisch unterstütztes System zum direkten Anschluss an die vorhandene OP-Druckluftversorgung
Pneumatical supported system for direct connection with the compressed air supply in the operating room
- Betriebsdruck: 5,5 bar bis 12 bar
Required working pressure: 5.5 bar up to 12 bar
- Einfache Montage an die OP-Tischschiene
Easy to attach to operating room table
- Schnelle und sterile Bereitstellung im OP
Quick sterile set-up in operating room
- Dampfsterilisierbar bei 134 °C (2 bar)
Autoclaveable at 134 °C (2 bar)

Weitere Informationen finden Sie in unserem Prospekt C474.

For further details see brochure No. C474.



MILLIMETERS



GK



||| Elektrochirurgie
Elektrosurgery

GK

Elektrochirurgie – Electro Surgery

Elektrodenhandgriffe

Electrode Handles

MONOPOLAR

passend für Geräte von Aesculap, ACMI, Berchtold, Martin, Erbe ACC/ICC/VIO
suitable for devices from Aesculap, ACMI, Berchtold, Martin, Erbe ACC/ICC/VIO



GN209

Elektrodenhandgriff, mit Doppelfingertastern
Electrode handle, with two finger pushbuttons



GN207

Elektrodenhandgriff, ohne Fingertaster
Electrode handle, without finger pushbuttons

passend für Geräte von Aesculap, ACMI, Berchtold, Martin
suitable for devices from Aesculap, ACMI, Berchtold, Martin



GN203-GN205

Kabel für Elektrodenhandgriff
Cable for electrode handle

GN203 GN205

3,5 m 5,0 m

passend für Geräte von Erbe ACC/ICC/VIO
suitable for devices from Erbe ACC/ICC/VIO



GN213-GN215

Kabel für Elektrodenhandgriff
Cable for electrode handle

GN213 GN215

3,0 m 5,0 m



Elektrochirurgie – Electro Surgery

Elektrodenhandgriffe Electrode Handles

MONOPOLAR

passend für Geräte von Aesculap, ACMI, Berchtold, Conmed, Martin, Valleylab
suitable for devices from Aesculap, ACMI, Berchtold, Conmed, Martin, Valleylab



GK252Y

Elektrodenhandgriff ohne Fingertaster, Stecker US-Norm
Electrode handle, without finger pushbuttons, plug according to US standard



GK253Y

Elektrodenhandgriff mit Doppelfingertastern, Stecker US-Norm
Electrode handle, with two finger pushbuttons, plug according to US standard

passend für Geräte von Aesculap, ACMI, Berchtold, Martin
suitable for devices from Aesculap, ACMI, Berchtold, Martin

Slim Style



GN206

Elektrodenhandgriff, ohne Fingertaster
Electrode handle, without finger pushbuttons

Slim Style



GN218

Elektrodenhandgriff, ohne Fingertaster
Electrode handle, without finger pushbuttons

Slim Style



GN208

Elektrodenhandgriff, ohne Fingertaster
Electrode handle, without finger pushbuttons

GK



GK

Elektrochirurgie – Electro Surgery

Elektrodenhandgriffe

Electrode Handles

MONOPOLAR

passend für Geräte von Aesculap, ACMI, Berchtold, Conmed, Martin, Valleylab
suitable for devices from Aesculap, ACMI, Berchtold, Conmed, Martin, Valleylab

Slim Style



GN210-GN212
Elektrodenhandgriff mit Doppelfingertastern, Stecker US-Norm
Electrode handle, with two finger pushbuttons, plug according to US standard

	GN210	GN212
Ø	2,4 mm	4,0 mm
diam.	2,0 mm	4,0 mm

Single Use



GN211
Einmal-Elektrodenhandgriff, mit Fingertastern, Stecker US Norm
Single use electrode handle, with finger pushbuttons, plug according to US standard

Single Use



GN221
Einmal-Elektrodenhandgriff, ohne Fingertaster
Single use electrode handle, without finger pushbuttons

Single Use

Elektrodenhandgriffe
Electrodes handles
Bestelleinheit:
PAK = Packung à 50 Stück, einzeln steril verpackt
Sales unit:
PAK = Package of 50 pieces, in individual sterile packs




Elektrochirurgie – Electro Surgery

Kurze Arbeitselektroden

Short Working Electrodes

MONOPOLAR

mit Sechskantverdrehschutz
with hexagonal anti-twist protection



ø 4,0 mm
diam. 4.0 mm



ø 2,4 mm
diam. 2.4 mm



Messerelektronen
Knife electrodes



GK110R

GK140R

Lanzettenelektronen
Cutting electrodes




GK111R

GK141R



GK112R

GK142R



GK113R

GK143R

Nadelelektronen
Needle electrodes



GK114R

GK144R

Schlingenelektronen
Loop electrodes



GK115R

GK145R




GK116R

GK146R



GK117R

GK147R



GK118R

GK148R

GK



MILLIMETERS

GK


Elektrochirurgie – Electro Surgery

Kurze Arbeitselektroden

Short Working Electrodes

MONOPOLAR

mit Sechskantverdrehschutz
with hexagonal anti-twist protection



Ø 4,0 mm
diam. 4.0 mm



Ø 2,4 mm
diam. 2.4 mm



Kugelektroden
Ball electrodes



GK121R

GK151R



GK122R

GK152R

Plattenelektroden
Plate electrodes



GK123R

GK153R

Chirurgie-Elektroden-Set
bestehend aus:
Behälter, Ständer
und 12 Elektroden
Surgical electrodes set
consisting of:
container, rack
and 12 electrodes



GK174R

Single Use

Kugelektrode
Ball electrode



GK164R

Single Use

Nadelektrode
Needle electrode



GK165R

Single Use

Elektrodenhandgriffe

Electrodes handles

Bestelleinheit:

PAK = Packung à 50 Stück, einzeln steril verpackt

Sales unit:

PAK = Package of 50 pieces, in individual sterile packs



Elektrochirurgie – Electro Surgery

MONOPOLAR

Isolierte Langschaftelektroden
Insulated Long-Shank Electrodes

mit Sechskantverdrehschutz
with hexagonal anti-twist protection



ø 4,0 mm
diam. 4.0 mm



ø 2,4 mm
diam. 2.4 mm



22 mm
138 mm

Messerelektroden
Knife electrodes

GK125R

GK155R

18 mm
0,8 mm

Nadelelektroden
Needle electrodes

GK127R

GK157R

10 mm
0,35 mm

Drahtschlingenelektrode
Wire loop electrode

GK128R

6 mm

Kugelelektrode
Ball electrode

GK129R

GK



GK

Elektrochirurgie – Electro Surgery

Isolierte Langschaftelektroden


Insulated Long-Shank Electrodes

MONOPOLAR


mit Sechskantverdrehschutz
with hexagonal anti-twist protection




Ø 4,0 mm
diam. 4.0 mm



GK131R




GK132R



GK133R

GK131R-GK133R

Drahtschlingenelektroden zur Konisation der Portio
Wire loop electrodes for conization of the portio



GK424R

Stichkoagulationsnadel für die Nasenmuschel
Needle electrode for nasal concha



MONOPOLAR



GN227

Elektrodenhandgriff, ohne Fingertaster
Electrode handle, without finger pushbuttons



GN229

Elektrodenhandgriff, mit Doppelfingertastern
Electrode handle, with two finger pushbuttons

passend für Geräte von Aesculap, ACMI, Berchtold, Martin
suitable for devices from Aesculap, ACMI, Berchtold, Martin



GN203-GN205

Kabel für Elektrodenhandgriff
Cable for electrode handle

GN203 GN205

3,5 m 5,0 m

GIK



GK

Elektrochirurgie – Electro Surgery

Mikro-Chirurgie

Micro Surgery


MONOPOLAR

$\varnothing 1,7 \text{ mm}$
diam. 1.7 mm



GK301R

$\varnothing 0,3 \text{ mm}$
 $\varnothing 0,3 \text{ mm}$
 $\varnothing 0,6 \text{ mm}$



GK305R

$\varnothing 0,3 \text{ mm}$



GK307R



GK310R




GK315R

$\varnothing 1,7 \text{ mm}$



GK320R

$\varnothing 3,0 \text{ mm}$



GK321R

GK301R-GK305R

Nadelektroden
Needle electrodes

GK307R-GK315R

Schlingenelektroden
Loop electrodes

GK320R-GK321R

Kugelektroden
Ball electrodes

GK680R

Behälter mit Deckel
Container with lid

GK681R

Ständer für Mikro-Elektroden
Rack for micro electrodes

GK683R

Ständer für Chirurgie-Elektroden
Rack for surgery electrodes





Elektrochirurgie – Electro Surgery

Schleimhautnadel, Schere, isoliert

Mucosa Needle, Scissors, Insulated

MONOPOLAR



ABBEY

OL189R

Schleimhautnadel

Mucosa needle



BC608R

Schere, isoliert

Scissors, insulated

200 mm, 8"

GK



515

Elektrochirurgie – Electro Surgery
Pinzetten, isoliert
Forceps, Insulated

MONOPOLAR

GK




5 mm




105 mm, 4 1/8"

GK012R
130 mm, 5 1/8"




155 mm, 6"

GK005R
180 mm, 7"




180 mm, 7"

GK007R
200 mm, 8"



210 mm, 8 1/4"

GK010R
230 mm, 9"



245 mm, 9 3/4"

GK013R
270 mm, 10 3/4"



4 mm

GK033R
350 mm, 14"



Elektrochirurgie – Electro Surgery

Pinzetten, isoliert

Forceps, Insulated

MONOPOLAR

GK



ADSON	A pair of straight monopolar forceps with a 5 mm gap between the tips.	130 mm, 5 1/8"				
GILLES	A pair of straight monopolar forceps with a 6 mm gap between the tips.	155 mm, 6"				
TURNER	A pair of straight monopolar forceps with a 4 3/8" gap between the tips.	110 mm, 4 3/8"				
MC INDOE	A pair of straight monopolar forceps with a 6" gap between the tips.	150 mm, 6"				
WAUGH	A pair of straight monopolar forceps with an 8" gap between the tips.	205 mm, 8"				
WAUGH	A pair of straight monopolar forceps with a 9" gap between the tips.	205 mm, 8"				

GK015R

150 mm, 6"

GK006R

1 x 2 Zähne
1 x 2 teeth
170 mm, 6 3/4"

GK008R

130 mm, 5 1/8"

GK009R

175 mm, 7"

GK016R

230 mm, 9"

GK017R

1 x 2 Zähne
1 x 2 teeth
230 mm, 9"

MILLIMETERS

Elektrochirurgie – Electro Surgery

Pinzetten, isoliert
Forceps, Insulated

MONOPOLAR

GK




REMINGTON-HOBB

GK737R

250 mm, 10"


INCHES



REMINGTON-HOBB

GK738R

1 x 2 Zähne
1 x 2 teeth
270 mm, 10 3/4"



REMINGTON-HOBB

GK739R

250 mm, 10"

518



Elektrochirurgie – Electro Surgery

MONOPOLAR

Pinzetten, isoliert
Forceps, Insulated

TRAUMATA®



BD852R	BD853R	BD854R
200 mm	240 mm	300 mm
8"	9 1/2"	12"

Anatomische Pinzette
Dissecting Forceps



BD855R	BD856R	BD857R
200 mm	240 mm	300 mm
8"	9 1/2"	12"

1 x 2 Zähne
1 x 2 teeth



BD858R	BD859R	BD860R
200 mm	240 mm	300 mm
8"	9 1/2"	12"

GIK




Elektrochirurgie – Electro Surgery

Klemmen, isoliert
Forceps, Insulated

MONOPOLAR


GK



RICHES

BH353R


175 mm, 7"



RICHES

BH354R

200 mm, 8"



WILSON-HEY


BH243R

255 mm, 10"



Elektrochirurgie – Electro Surgery
Koagulations-Absaugkanülen
Coagulation Suction Cannula

GK



LANDOLT

GK550

Koagulations-Absaugkanüle mit Mandrin
Coagulation suction cannula with mandrel



521

GK

Elektrochirurgie – Electro Surgery

Anschlusskabel Connecting Cables

MONOPOLAR

Geräteseite – Hersteller
On the equipment side – Manufacturer

Instrumentenseite
On the instrument side

GN202

3,5 m

Aesculap
ACMI
Berchtold
Martin



4 mm Buchse
Socket

GN204

3,5 m

Erbe ACC/ICC



5 mm Buchse
Socket

GK239

3,5 m

Aesculap



4 mm Buchse
Socket

GN216

Monopolar Adapter
Monopolar adapter



Erbe, Storz

GK245

3,5 m

Erbe T



4 mm Buchse
Socket

GK180

3,5 m



5 mm Buchse
Socket

GK246

3,5 m

ACMI
Conmed
Erbe ICC intern.
Eschmann
Valleylab
US-Norm



4 mm Buchse
Socket

GK181

3,5 m



5 mm Buchse
Socket



Elektrochirurgie – Electro Surgery
Standard Koagulationspinzetten
Standard Coagulation Forceps

BIPOLAR



Aesculap Rundstecker
Aesculap round pin connector

schwarz isoliert
black insulation



GK690R
120 mm, 4 3/4"



GK720R-GK722R
160 mm, 6 1/4"



GK723R
160 mm, 6 1/4"



GK730R
200 mm, 8"

GK



Drahtbürstchen zum
Reinigen von Koagu-
lationspinzetten und
Koagulationselektroden.
Wire brush for cleaning
coagulation forceps
and coagulation elec-
trodes.



GK299

MILLIMETERS

Elektrochirurgie – Electro Surgery

Mikro- und Laborpinzetten

Micro and Laboratory Forceps

BIPOLAR

GK



Euro Flachstecker
Euro tab connector



GK809R

scharf

sharp

125 mm, 5"



GK807R

fein

delicate

175 mm, 7"



GK808R

fein

delicate

220 mm, 8 3/4"



Elektrochirurgie – Electro Surgery
Standard Koagulationspinzetten
Standard Coagulation Forceps

BIPOLAR



Aesculap Flachstecker
Aesculap tab connector



0,6 mm 0,9 mm
1/1 1/1

GK700R



0,9 mm
1/1

GK701R

GK703R
200 mm, 8"

160 mm, 6 1/4"



0,9 mm
1/1

GK711R
160 mm, 6 1/4"



0,9 mm
1/1

GK713R
200 mm, 8"

GK



MILLIMETERS

GK

Elektrochirurgie – Electro Surgery

Standard Koagulationspinzetten

Standard Coagulation Forceps

BIPOLAR



Aesculap Flachstecker
Aesculap tab connector

0,6 mm
1/1



GK595R

120 mm, 4 3/4"

GK

0,3 mm
1/1



GK596R

145 mm, 5 3/4"

0,6 mm
1/1



GK597R

110 mm, 4 3/8"

INCHES



Elektrochirurgie – Electro Surgery

Sintram Koagulationspinzetten Sintram Coagulation Forceps

BIPOLAR




Aesculap Flachstecker
Aesculap tab connector

NON STICKING


Bipolare Koagulationspinzette mit Sintram-Spitzen verhindern das Ankleben der koagulierten Gefäße.
Bipolar coagulation forceps with Sintram tips do not stick to coagulated vessels.

GK




GK604R

160 mm, 6 1/4"
gerade
straight




GK605R

185 mm, 7 1/4"
gerade
straight




GK606R

200 mm, 8"
gerade
straight



GK624R

160 mm, 6 1/4"
abgewinkelt
angled



GK625R

200 mm, 8"
abgewinkelt
angled

MILLIMETERS

Elektrochirurgie – Electro Surgery

Pinzette, vollisolierte Spitze
Forceps, Fully Insulated Tip

BIPOLAR

GK



Aesculap Flachstecker
Aesculap tab connector



BARRE

GK685R

260 mm,
 $10\frac{1}{4}''$



GK881R

160 mm,
 $6\frac{1}{4}''$



GK882R

200 mm,
8"



GK883R

230 mm, 9"



GK884R

250 mm,
10"



GK885R

300 mm,
12"



GK886R

160 mm,
 $6\frac{1}{4}''$



Elektrochirurgie – Electro Surgery

Pinzette, teilsolierte Spitze
Forceps, Partly Insulated Tip


BIPOLAR

bipoljet




Aesculap Flachstecker
Aesculap tab connector

GK



GK891R
160 mm,
6 1/4"



GK892R
200 mm,
8"



GK893R
230 mm,
9"



GK894R
250 mm,
10"



GK895R
300 mm,
12"



GK896R
160 mm,
6 1/4"



MILLIMETERS

GK

Elektrochirurgie – Electro Surgery

Präparierscheren Dissecting Scissors

BIPOLAR



METZENBAUM

BC685R-BC686R

180 mm, 7"

METZENBAUM

BC687R-BC688R

230 mm, 9"

METZENBAUM

BC689R-BC690R

280 mm, 11"

Länge
Length

180 mm

7"

230 mm

9"

280 mm

11"

Standard-Spitze
Standard tip

BC685R

BC687R

BC689R

Feine Spitze
Fine tip

BC686R

BC688R

BC690R

Anti Verdreh Kabel

Kabel und Anschlüsse sind so konstruiert, dass sich die Kabel nicht verdrehen können. Dadurch ist gewährleistet, dass die Schere auch nach mehrmaligem Rotieren noch geöffnet werden kann.

Anti-twist cable

The BiopJet cable and jack are designed and constructed in such a way that the cable cannot become twisted. This means that the scissors can still be opened even after being rotated repeatedly.





Elektrochirurgie – Electro Surgery

Klemmen und Handschalter

Bipolar Forceps and Finger Switches

BIPOLAR

bipoJet




BH686R	BH687R	BH689R
180 mm	230 mm	280 mm
7"	9"	11"



BH686R-BH689R

Bipolare Handschalter

- ermöglichen die Aktivierung des HF Generators ohne Fußschalter
 - verwendbar mit GN640 Nelson deluxe oder der bipolaren Schaltbox GN310
- Bipolar finger switches
- allows the activation of the HF generator without foot switch
 - to be used with GN640 Nelson deluxe or with the bipolar switch box GN310



GN084

für BipoJet Schere
for BipoJet scissors

GN086

für BipoJet Klemmen
for BipoJet clamps

Nelson Bibox – Bipolare Schaltbox

- ermöglicht den Anschluss der Handschalter GN084 und GN086 an HF Geräte anderer Hersteller
 - es können bis zu zwei bipolare Instrumente mit Hand- oder Fußschalter betrieben werden
- Nelson Bibox – Bipolar switchbox
- allows the connection of the finger switches GN084 and GN086 to HF units of other suppliers
 - allows the use of two bipolar instruments parallelly with finger or foot switch activation



305 x 75 x 305 mm

GN310

Nelson Bibox
Bipolare Schaltbox
Nelson Bibox
Bipolar switchbox

Weitere Informationen finden Sie in unserem Prospekt C304.
For further details see brochure No. C304.

GK



MILLIMETERS

Elektrochirurgie – Electro Surgery

Anschlusskabel

Connecting Cables

BIPOLAR

GK



Geräteseite - Hersteller
On the equipment side - Manufacturer

Instrumentenseite
On the instrument side

GN080
5 m

ACMI
Codman
Conmed
Erbe international
Olympus
Valleylab



GN081
5 m

Aesculap
Berchthold
Martin
R. Wolf



GN082
5 m

Erbe
Storz



GN083
5 m

Für Aesculap
Elektrochirurgie
Geräte:
For Aesculap
Generators:
GK020
GK021
GK030
GK034
GK050
GK051



GN085
5 m

Aesculap
Bowa
EMC
Lamidey
Söring
Valleylab





Elektrochirurgie – Electro Surgery

Anschlusskabel Connecting Cables

BIPOLAR

GK



GN073

3,5 m

GN077

5,0 m

GN076

3,5 m

GN078

5,0 m


GN074

3,5 m


Geräteseite – Hersteller
On the equipment side – Manufacturer

Aesculap
ACMI
Berchtold
Martin
Wolf


Instrumentenseite
On the instrument side



II Aesculap
Flachstecker
tab connector



□ Euro-Flachstecker
Euro tab connector



●● Aesculap
Rundstiftstecker
Round pin connector

GK200

3,5 m

GK183

3,5 m

GK210

3,5 m

Aesculap
ACMI
Codman
Conmed
Olympus
Valleylab



II Aesculap
Flachstecker
tab connector



□ Euro-Flachstecker
Euro tab connector



●● Aesculap
Rundstiftstecker
Round pin connector

XF830

3,5 m

GK216

3,5 m


GK213

5 m


Erbe
Storz



●● Aesculap
Rundstiftstecker
Round pin connector



II Aesculap
Flachstecker
tab connector



□ Euro-Flachstecker
Euro tab connector

GK185

3,5 m

GK188

5,0 m

Bipolar Adapter
Bipolar adapter



Erbe, Storz

GN217

Aesculap

MILLIMETERS

Elektrochirurgie – Electro Surgery

Anschlusskabel Connecting Cables

BIPOLAR

GK

GK217
3,5 m


Codman



Aesculap Flachstecker tab connector

GK193
3,5 m

Aesculap
Bowa
EMC
Lamidey
Söring
Valleylab
Pin Abstand 29 mm
Pin distance 29 mm



Aesculap Flachstecker tab connector

GK194
3,5 m

GK202
3,5 m

AESCULAP
GK020
GK021
GK030
GK034
GK050
GK051



Aesculap Flachstecker tab connector

GK212
3,5 m




Aesculap Rundstiftstecker Round pin connector

Single Use

GK211
3,5 m

AESCALAP
ACMI
Codman
Conmed
Olympus
Valleylab




für Pinzetten mit Aesculap-Flachstecker und Rundstiftstecker
 for forceps with Aesculap tab connector and round pin connector



Elektrochirurgie – Electro Surgery

Zubehör

Accessoir



Weitere Informationen finden Sie in unserem Prospekt C30481.


For further details see brochure No. C30481.

Inhalt C30481 „Elektrochirurgie Zubehör“ Table of Contents C30481 "Electrosurgical Assessories"

- Geräte und Zubehör
Units and Accessories
- Monopolares Equipment für die offene Chirurgie
Monopolar equipment for open surgery
- Bipolares Equipment – Koagulationspinzetten
Bipolar equipment – Coagulation forceps
- Neutralelektroden
Neutral electrodes
- Kabel und Adapter
Cables and Adapter
- Elektrochirurgie in der Endoskopie
Electrosurgical Endoscopy

GK







EA



Abdominale Chirurgie, Magen-, Darm- und Rektum-Instrumente
Abdominal Surgery, Intestinal- and Rectal Instruments

Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Darm- und Gewebefasszangen

Intestinal- and Tissue Grasping Forceps

EA



CHAPUT

BF300R

125 mm, 5"

2 x 3 Zähne, scharf
2 x 3 teeth, sharp

1/2




TUFFIER

BF301R

125 mm, 5"

5 x 6 Zähne, scharf
5 x 6 teeth, sharp

1/2



BABY-ALLIS

EA012R

130 mm, 5 1/8"

4 x 5 Zähne
4 x 5 teeth

1/2



BOYS-ALLIS

EA010R

155 mm, 6"

5 x 6 Zähne
5 x 6 teeth

1/2



ALLIS-ADAIR

MD568

160 mm, 6 1/4"

9 x 10 Zähne
9 x 10 teeth

1/1



Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery




Darm- und Gewebefasszangen

Intestinal- and Tissue Grasping Forceps

EA



MILLIMETERS



Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Organ- und Gewebefasszangen

Organ- and Tissue Grasping Forceps

EA



JUDD-ALLIS

EA025R


155 mm, 6"



JUDD-ALLIS

EA026R


195 mm, 7 3/4"



ALLIS-THOMS

EA020R

200 mm, 8"



BABCOCK

EA030R

155 mm, 6"



BABCOCK

EA031R-EA033R

EA031R	EA032R	EA033R
170 mm	215 mm	200 mm
6 3/4"	8 1/2"	8"



BABCOCK


FB934R

220 mm, 8 3/4"



Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery
Darmfasszangen
Intestinal Grasping Forceps


EA



COLLIN

EA039R

140 mm, 5 1/2"



COLLIN

EA040R


180 mm, 7"



LOCKWOOD

EA036R

200 mm, 8"



DUVAL-COLLIN

EA041R-EA042R



Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery
Darmfasszangen
Intestinal Grasping Forceps


EA



DUVAL

FB930R

230 mm, 9"



PENNINGTON

BH902R

155 mm, 6"



PENNINGTON

EA037R





200 mm, 8"



Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Organ-, Gewebefasszangen und Pinzetten
Organ-, Tissue Grasping Forceps and Dissecting Forceps

EA



Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Organ-, Gewebe- und Darmfasszangen

Organ-, Tissue and Intestinal Grasping Forceps


ARAUUMATA®

EA



ALLIS

EA092R-EA101R




EA092R	EA095R	EA096R	EA097R	EA099R	EA101R	EA100R
155 mm	200 mm	220 mm	255 mm	300 mm	350 mm	295 mm
6'''	8"	8 3/4"	10"	12"	14"	11 3/4"




BABCOCK

EA050R-EA052R



EA050R
160 mm 6 1/4"

EA052R
215 mm 8 1/2"



COLLIN

EA061R-EA062R


INCHES



ATRAUMATA®

Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery
Organ-, Gewebe- und Darmfasszangen
Organ-, Tissue and Intestinal Grasping Forceps

EA



BABCOCK

FB936R

220 mm, 8 3/4"



MD470



Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery
 Ultra-Light Pinzetten, Pinzetten
 Ultra-Light-Forceps, Dissecting Forceps

ARAUMATA®

EA

1,2 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm

FC411R	FC412R	FC413R	FC418R
--------	--------	--------	--------

150 mm	200 mm	240 mm	300 mm
6"	8"	9 1/2"	12"

FC411R-FC418R

Ultra-Light Pinzetten
 Ultra-Light-Forceps

2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm

FB414R	FB415R	FB416R	FB417R
--------	--------	--------	--------

150 mm	200 mm	240 mm	300 mm
6"	8"	9 1/2"	12"

DE BAKEY

FB414R-FB417R

2 mm 2 mm 2 mm 2 mm

FB400R	FB402R	FB404R	FB405R
--------	--------	--------	--------

150 mm	200 mm	240 mm	300 mm
6"	8"	9 1/2"	12"

DE BAKEY

FB400R-FB405R

3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm

FB406R	FB407R	FB408R	FB409R
--------	--------	--------	--------

200 mm	240 mm	300 mm	350 mm
8"	9 1/2"	12"	14"

DE BAKEY

FB406R-FB409R


350 mm, 14"



Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Darmklemmen für Kinder

Intestinal Clamps for Children



EA


22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

MILLIMETERS

Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Darmklemmen, weich federnd
Intestinal Clamps, Soft Elastic


EA



ARAUMATA®



ARAUMATA®






Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Darmklemmen, weich federnd

Intestinal Clamps, Soft Elastic

EA



KOCHER

EA140R-EA146R

weich und elastisch
soft and elastic



DOYEN

EA130R-EA131R

weich und elastisch
soft and elastic
240 mm, 9 1/2"

MILLIMETERS

Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Darmklemmen, weich federnd
Intestinal Clamps, Soft Elastic

EA



DOYEN

EA126R-EA127R

weich und elastisch

soft and elastic

235 mm, 9 1/4"



EA127R

1/1

AIRAUUMATA®



DOYEN

EA212R-EA213R

weich und elastisch

soft and elastic

230 mm, 9"

EA213R


1/1



Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Darmklemmen, weich federnd
Intestinal Clamps, Soft Elastic

EA



EA150R	EA151R	EA152R	EA155R	EA156R	EA157R
220 mm	250 mm	280 mm	220 mm	250 mm	280 mm
8 3/4"	10"	11"	8 3/4"	10"	11"

KOCHER

EA150R-EA157R
sehr weich und elastisch
very soft and elastic

MILLIMETERS

551

Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery


Darmklemmen, weich federnd
Intestinal Clamps, Soft Elastic

EA



KOCHER

EA202R-EA207R
sehr weich und elastisch
very soft and elastic



EA202R	EA204R	EA206R	EA203R	EA205R	EA207R
220 mm	250 mm	280 mm	220 mm	250 mm	280 mm
8 3/4"	10"	11"	8 3/4"	10"	11"




Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Darmklemmen

Intestinal Clamps

EA




NUSSBAUM

EA176R

weich und elastisch

soft and elastic

250 mm, 10"



MOYNIHAN

EA182R

280 mm, 11"




Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Darmklemmen

Intestinal Clamps

EA



LANG-STEVENSON

EA132R

200 mm, 8"

INCHES



SCHOEMAKER

EA321R

Colectomie-Klemme

Colectomy clamp


200 mm, 8"



Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Darmklemmen
Intestinal Clamps

EA



MAYO-ROBSON


EA170R-EA171R

hart federnd

hard elastic

250 mm, 10"

TRAUMATA®



MAYO-ROBSON

EA216R-EA217R

250 mm, 10"

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
MILLIMETERS

Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Magen- und Darm- Zwillingsklemmen
Gastro- Intestinal Forceps, Twin

EA



LANE

EA440R

310 mm, 12"

INCHES



LANE

EA441R

310 mm, 12"




Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Magenklemmen

Stomach Clamps

EA

ARAUMATA®



SCUDDER

EA240R

330 mm, 13"



KLEINSCHMIDT

EA397R

Spornquetschen und
Appendektomieklemmen
Spur crushers and
Appendectomy clamps
130 mm, 5 1/8"



BENSON

EA466R

Pylorus spreizer
Pylorus spreader
155 mm, 6"

MILLIMETERS

Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Darm- und Magenquetschklemmen
Intestinal and Pylorus Clamps

EA



PAYR

EA305R

Darmquetschklemme,
leichtes Modell,
für Kinder
Intestinal clamp
light pattern,
for children
180 mm, 7"

PAYR

EA306R

200 mm, 8"

PAYR

EA309R

275 mm, 10 3/4"

PAYR

EA450R

Magenquetschklemme
Pylorus clamp
315 mm, 12 1/2"



Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Anastomosenklemmen

Anastomosis Clamps

EA



DE MARTEL-WOLFSON

EA331R-EA332R

Anastomosenklemmen,
Satz zu 3 Stück

Anastomosis clamps,
set of 3 pieces

EA331R EA332R

100 mm 120 mm

4" 4 3/4"



Klemmenhalter mit Klemmsatz
Clamp holder with set of clamps


EA334R-EA336R

Klemmenhalter
für EA331R, EA332R
Clamp holder
for EA331R, EA332R

EA334R EA336R

80 mm 225 mm

3 1/8" 9"



DE MARTEL-WOLFSON

EA338R


Schließzange
für EA331R, EA332R
Closing forceps
for EA331R, EA332R
250 mm, 10"

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
MILLIMETERS

Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Anastomosenklemmen
Anastomosis Forceps

EA




PARKER-KERR

EA365R

Anastomosenklemme für Colonresektion
Anastomosis forceps for colon resection
250 mm, 10"

TRAUMATA®



DICK

FB956R-FB958R

Druckklemmen
Pressure clamps

FB956R	FB957R	FB958R
255 mm	265 mm	275 mm
10"	10 1/2"	10 3/4"



Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery
Rektum-Anastomosenklemmen
Sigmoid Anastomosis Forceps

EA



BRUNNER

EA191R

245 mm, 9 3/4"



FB954R-FB955R

230 mm, 9"



Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Rektum-Anastomosenklemmen

Sigmoid Anastomosis Forceps

EA



LLOYD-DAVIS

EA362R

315 mm, 12 1/2"



ARAUMATA®

Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery
Rektum-Anastomosenklemmen
Sigmoid Anastomosis Forceps

EA



MORRIS

FB493R

175 mm, 7"




DE BAKEY
(MORRIS MODIF.)

FB494R

240 mm, 9"

EA



KERSTING

EA355R

300 mm, 12"

INCHES



RESANO

EA360R

elastisch

elastic

265 mm, 10 1/2"



Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Rektum-Scheren

Rectal Scissors

EA



Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Instrumente zur tiefen Rektumchirurgie

Instruments for Deep Rectum Surgery

EA

ARAUMATA®



MÜLLER

EA356R

Rektum-Anastomosenklemme

Rectal anastomosis clamp

375 mm, 15"

INCHES




Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Instrumente zur tiefen Rektumchirurgie

Instruments for Deep Rectum Surgery

EA



MÜLLER

BC627R


Rektumschere, s-förmig

Rectum scissors, s-shaped

325 mm, 13"

ARAUMATA®

3,5 mm



DE BAKEY

FB409R

350 mm, 14"




Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Instrumente zur tiefen Rektumchirurgie

Instruments for Deep Rectum Surgery

EA



MÜLLER

BM089R

Nadelhalter

Needle holder

360 mm, 14"

INCHES

ATRAUMATA®



ALLIS

EA100R

Fasszange

Grasping forceps


295 mm, 11 3/4"

568



Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery
Instrumente zur tiefen Rektumchirurgie
Instruments for Deep Rectum Surgery

EA



HÖSEL

BT446R

Wundhaken



Retractor

250 mm, 10"

MILLIMETERS

Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery
Mastdarm-Rektum-Spekula
Rectal Specula

EA








Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Mastdarm-Rektum-Spekula

Rectal Specula

EA



Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Anuskope - Sphinkterskope
Anuscopes - Sphincteroscopes

EA



BENSAUDE

EA862C-EA864C

Anuskope

Anuscopes

185 mm, 7 1/4"

Ø
diam.

EA862C 17 mm

EA863C 20 mm

EA864C 23 mm



IVES-FANSLER

EA880R

Anuskop, Ø 24 mm

Anuscope, diam. 24 mm

1/2 145 mm, 5 3/4"



KELLY

EA882R

Sphinkterskop, Ø 20 mm

Anuscope, diam. 24 mm

160 mm, 6 1/4"



KELLY

EA883R

Sphinkterskop, Ø 25 mm

Sphincteroscope, diam. 25 mm


160 mm, 6 1/4"



Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Protoskop - Analspreizer
Protoscope - Rectal Retractor

EA



KELLY

EA887R


Proktoskop, Ø 20 mm
Proctoscope, diam. 20 mm
140 mm, 5 1/2"



GABRIEL

EA853R

Rektum-Spekulum, Ø 25 mm
Rectal speculum, diam. 25 mm



SMITH-BUIE

BV906R

Analspreizer
Blattgröße: 58 x 23 mm
Rectal retractor
Dimension of blades: 58 x 23 mm




MILLIMETERS

Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Rektum-Spekula Rectal Specula

EA



NAUNTON-MORGAN

EA871R-EA875R

Rektum-Spekula
mit Anschluss für Kaltlichtaufsatz EA876R
Rectal specula
with connector for fibre light attachment
EA876R
165 mm, 6 1/2"

Ø
diam.

EA871R	17 mm
EA873R	21 mm
EA875R	24 mm



EA876R

Kaltlichtaufsatz, ACM/British Standard
zu NAUNTON-MORGAN Spekula
Fibre light attachment,
ACM/British Standard
for NAUNTON-MORGAN specula

INCHES



Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Sigmoidoskope und Proktoskope

Sigmoidoscope and Proctoscope

EA



LLOYD-DAVIES

EA888R

Ø 16 mm

250 mm, 9 3/4"




LLOYD-DAVIES

EA889R

Ø 20 mm

300 mm, 11 3/4"




LLOYD DAVIES

EA877R

für Kinder

for children



EA878R

Kaltlichtaufsatz, ACM/British Standard
zu EA887R, EA888R und EA889R

Fibre light attachment, ACM/British Standard
for EA887R, EA888R and EA889R



EA879R

Kaltlichtstab
Fibre light carrier




MILLIMETERS

Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Analspreizer Rectal Spreader



KUGELSCHNELLVERSCHLUSS
BALL SNAP CLOSURE




PARKS, MODIF. GIRONA

BV585R

Analspreizer, komplett
bestehend aus:
BV581R Sperrer, allein
BV582R Mittelblatt, allein
BV583R Paar Blätter, allein
BV584R Paar Blätter, allein

Rectal spreader, complete
consisting of:
BV581R Spreader, only
BV582R Center blade, only
BV583R Pair of blades, only
BV584R Pair of blades, only



BV583R

Rektumblätter
70 mm tief
PAA = Paar
Rectal blades
70 mm deep
PAA = pair

BV584R

Spinkterblätter
93 mm tief
PAA = Paar
Sphincter blades
93 mm deep
PAA = pair

BV586R

Blätter für Anastomosen
90 mm tief
PAA = Paar
nicht in BV585R enthalten
Blades for anastomosis
90 mm deep
PAA = pair
not included in BV585R

PARKS

BV589R

150 mm tief
PAA = Paar
nicht in BV585R enthalten
150 mm deep
PAA = pair
not included in BV585R



BV591R

Mittelblatt für Kaltlicht
mit Aufnahme für
Kaltlichtstab OP801
nicht in BV585R enthalten
Center blade
with connection for cold
light carrier OP801
not included in BV585R



OP801

Kaltlichtstab
zur zusätzlichen, intensiven
Ausleuchtung des OP-Feldes
Cold light carrier
for additional, intensive illumina-
tion of the operating area




Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Perineal Sperrer

Perineal Retractor

 KUGELSCHNELLVERSCHLUSS
BALL SNAP CLOSURE

EA



ST. MARKS, MODIF. GIRONA

BV907R

Perineal Sperrer mit
Tuchhaltestift an den Blättern
Perineal retractor with towel pegs
fitted to swivel rake blades



577

Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Pelvishaken

Pelvis Retractors

EA



ST. MARKS

BT670R

290 mm, 11 1/2"

ST. MARKS

BT672R

330 mm, 13 1/8"

ST. MARKS

BT674R

330 mm, 13 1/8"



Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Analsonden

Rectal Probes

EA



LOCKHART-MUMMERY

BN021R-BN024R

Fistelsonden

Fistula probes

165 mm, 6 1/2"

BN021R	Nr. 1	gerade	No. 1	straight
BN022R	Nr. 2	45° gebogen	No. 2	45° curved
BN023R	Nr. 3	90° gebogen	No. 3	90° curved
BN024R	Nr. 4	retrograd gebogen	No. 4	retrograde curved



BRODIE

BN020R

Hohlsonde mit Knopf,
Knopf-Ø: 3,5 mm
Director with tip,
diam. of tip: 3.5 mm
200 mm, 8"

BN026R

Ösenrinnensonde,
biegsam
Director with wire loop,
malleable
190 mm, 7 1/2"

BN090R

Doppelknopfsonde,
biegsam, mit Loch
Double ended probe,
malleable, with hole
190 mm, 7 1/2"

EA890R

Fistelsonde (Kryptthaken)
Fistula probe (Krypt hook)
240 mm, 9 1/2"



MILLIMETERS

Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Biopsiezangen für Rektum

Biopsy Forceps for Rectum

EA







Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Biopsiezangen für Rektum
Biopsy Forceps for Rectum

EA



EA912R-EA914R

Aufsätze allein
mit ziehendem Schnitt

Attachments only
with cut beginning
from the top

EA914R	EA912R
400 mm	250 mm
16"	10"

AESCLAP
OP151R

Griff für EA912R - EA914R
Handle for EA912R - EA914R
140 mm, 5 1/2"


MILLIMETERS

Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Biopsiezangen und Tamponhalter für Rektum

Biopsy Forceps and Swab Holders for Rectum

EA






Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Hämorhoidenklemmen

Hemorrhoidal Forceps


EA



LUER

EA989R


245 mm, 9 3/4"



HEYWOOD-SMITH

AN710R

200 mm, 8"



HEYWOOD-SMITH MODIF.

AN711R

215 mm, 8 1/2"



MILLIMETERS


Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery
Hämorrhoidenklemmen
Hemorrhoidal Forceps

EA


ATRAUMATA®



EO338R-EO340R



EO338R
250 mm
10"



EO340R
270 mm
10 3/4"


FERGUSSON

VC100R-VC101R


Druckklemmen

Pressure clamps

200 mm, 8"



VC100R



VC101R



Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Hämorrhoidal-Ligator
Hemorrhoidal Ligator



RUDD

EA991R

Hämorrhoidal-Ligator
mit Lade-Aufsatzt und
100 Ligatur-Gummiringen
Hemorrhoidal ligator
with loading attachment
and 100 ligature rubber rings
315 mm, 12 1/2"



MC GIVNEY

EA990R

Hämorrhoiden-Fasszange
Hemorrhoidal forceps
185 mm, 7 1/4"



EA993

Ligatur-Gummiringe
Bestelleinheit:
PAK = Packung à 100 Stück
Ligature rubber rings
Sales Unit:
PAK = Package of 100 pieces

EA




MILLIMETERS

Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Hämorrhoidal-Ligator
Hemorrhoidal Ligator

EA



BARRON

EA996R

Hämorrhoidal-Ligatur, komplett
bestehend aus:
EA997R Schaft, allein
EA998R Universal-Handgriff
EA999P Ladekonus

Hemorrhoidal ligator, complete
consisting of:
EA997R Shaft, only
EA998R Universal handle
EA999P Conical loader

Passende Ligatur-Gummiringe: EA993 (siehe Seite 585)

Suitable ligature rubber rings: EA993 (see page 585)

INCHES



Abdominale Chirurgie – Abdominal Surgery

Hämorrhoidal-Spritze, Hämorrhoidal-Kanüle Hemorrhoidal Syringe, Hemorrhoidal Cannula

EA



GABRIEL

SF462

Hämorrhoidal-Spritze
Hemorrhoidal syringe
10 ml



GABRIEL

SF835


Hämorrhoidal-Kanüle, gerade,
mit Luer-Lock-Ansatz
Hemorrhoidal cannula, straight,
with Luer-Lock attachment



GABRIEL

SF836

Hämorrhoidal-Kanüle, abgewinkelt,
mit Luer-Lock-Ansatz
Hemorrhoidal cannula, angled,
with Luer-Lock attachment




SF818R

Hämorrhoiden-Kanüle, mit
Luer-Lock-Ansatz
Hemorrhoidal cannula,
with Luer-Lock attachment



MILLIMETERS



EB



Instrumente für Galle, Leber und Milz
Gall Bladder-, Liver- and Spleen Instruments

Instrumente für Galle, Leber – Gall Bladder-, Liver-Instruments

Gallenkanal-Klemmzangen Gall Duct Forceps

Klemmen nach OVERHOLT siehe Rubrik BJ
OVERHOLT Forceps see section BJ


EB



LOWER

EB001R

180 mm, 7"



LAHEY (SWEET)

EB003R

200 mm, 8"



LAHEY

BJ060R

225 mm, 9"



Instrumente für Galle, Leber – Gall Bladder-, Liver-Instruments

Gallenkanal-Klemmzangen

Gall Duct Forceps

Klemmen nach OVERHOLT siehe Rubrik BJ

OVERHOLT Forceps see section BJ

EB




DESJARDINS

EB008R

Gallenkanal- und Cystikusklemme

Gall duct- and cystic forceps

220 mm, 8 3/4"



NISSEN

EB009R

Gallenkanal- und Cystikusklemme

Gall duct- and cystic forceps

215 mm, 8 1/2"



MILLIMETERS

Instrumente für Galle, Leber – Gall Bladder-, Liver-Instruments
Gallenkanal-Klemmzangen
Gall Duct Forceps

EB



MOYNIHAN

BH831R-BH833R




GRAY

EB011R-EB012R

Cholezystektomieklemmen

Cholecystectomy forceps

220 mm, 8 3/4"



Instrumente für Galle, Leber – Gall Bladder-, Liver-Instruments

Gallenkanal-Klemmzangen

Gall Duct Forceps

B
E

MIXTER

BJ055R

Gallenkanal- und Cystikusklemme


Gall duct- and cystic forceps

230 mm, 9"

1
MILLIMETERS

Instrumente für Galle, Leber – Gall Bladder-, Liver-Instruments
Gallenblasenzangen
Gall Bladder Forceps

EB




FOERSTER-BALLANGER

BF122R-BF123R

245 mm, 9 3/4"

INCHES



HEYWOOD-SMITH

EO310R

250 mm, 10"




Instrumente für Galle, Leber – Gall Bladder-, Liver-Instruments
Gallenblasenzangen
Gall Bladder Forceps

EB

ARAUMATA®



EO338R-E0340R



HEYWOOD-SMITH

AN710R


200 mm, 8"

MILLIMETERS

Instrumente für Galle, Leber – Gall Bladder-, Liver-Instruments

Gallenblasenzangen und Gallengangsscheren
Gall Bladder Forceps and Gall Duct Scissors

EB



HEYWOOD-SMITH MODIF.

AN711R

215 mm, 8 1/2"



DOYEN

EO332R

185 mm, 7 1/4"



BC642R

zur Eröffnung
der Gallenblase
for opening the
gall bladder
225 mm, 9"




Instrumente für Galle, Leber – Gall Bladder-, Liver-Instruments
Gallengangscheren
Gall Duct Scissors

EB



BC650R-BC651R

220 mm, 8 3/4"



BC245R

220 mm, 8 3/4"



597

Instrumente für Galle, Leber – Gall Bladder-, Liver-Instruments

Gallengangsonden Gall Duct Probes

EB

Knopf-Ø 3,5 mm
Diam. of tip 3.5 mm



HAJEK

OK900

Spülkanüle, aus Silber
Irrigating cannula, silver
165 mm, 6 1/2"

Knopf-Ø 5 mm
Diam. of tip 5 mm



MOYNIHAN

EB050

Gallensteinsonde und -löffel
aus Zinn, biegsam
Gall stone probe and -scoop
of tin, malleable
365 mm, 14 1/2"

Knopf-Ø 5 mm
Diam. of tip 5 mm



MAYO

E0005R

Gallengangsonde, biegsam
Gall duct probe, malleable
330 mm, 13 1/8"




Instrumente für Galle, Leber – Gall Bladder-, Liver-Instruments

Gallengansonden

Gall Duct Probes

Knopf-Ø 3,5 mm
Diam. of tip 3.5 mm



OCHSNER

EB052C

Gallengangsonde, federnd
Gall duct probe, flexible
400 mm, 16"



DESJARDINS

EB101R-EB103R

Gallengangsonden, federnd
Gall duct probes, flexible
285 mm, 11 1/4"

EB



599

Instrumente für Galle, Leber – Gall Bladder-, Liver-Instruments
Gallengangdilatatoren
Gall Duct Dilators

EB



Charr. (French)

EF638R	8
EF639R	9
EF640R	10
EF641R	11
EF642R	12
EF643R	13
EF644R	14
EF645R	15
EF646R	16
EF647R	17
EF648R	18
EF649R	19
EF650R	20
EF651R	21
EF652R	22
EF653R	23
EF654R	24
EF655R	25
EF656R	26
EF657R	27
EF658R	28
EF659R	29
EF660R	30

DITTEL

EF638R-EF660R


Metallbougie-Öffner
Metal bougies
and dilating sounds
345 mm, 13 3/4"



Instrumente für Galle, Leber – Gall Bladder-, Liver-Instruments

Gallengangdilatatoren Gall Duct Dilators

EB



Ø	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
---	------	------	------	------	------

diam.

Ø	6 mm	7 mm	8 mm	9 mm	10 mm
---	------	------	------	------	-------

diam.

Ø	11 mm	12 mm	13 mm
---	-------	-------	-------

diam.

BAKES

EB061R-EB073R

Gallengangdilatationsoliven,
biegsam

Common bile duct dilators,
malleable

EB061R-EB065R 315 mm, 12 1/2"

EB066R-EB073R 320 mm, 12 3/4"

EB074R

Satz à 9 Stück EB063R - EB071R,
in Leinentasche

Set of 9 pieces EB063R - EB071R,
in canvas roll

EB075

Leinentuchtasche allein
Canvas roll only

MILLIMETERS

Instrumente für Galle, Leber – Gall Bladder-, Liver-Instruments

Gallensteinlöffel Gall Stone Scoops

geeignete Wundhaken siehe Rubrik BT
 selbsthaltende Bauchdeckenrahmen siehe Rubrik BV
 suitable retractors see section BT
 Self-retaining abdominal retractors see section BV

EB




DESJARDINS

EB111R-EB114R

Sonde und Fänger mit
federndem Schaft
Probe and catch with
flexible shaft
300 mm, 12"

INCHES



mit biegsamen Schaft
with malleable shaft

325 mm, 12 3/4"



Instrumente für Galle, Leber – Gall Bladder-, Liver-Instruments

Gallensteinzangen

Gall Stone Forceps

weitere Gallensteinzangen siehe Rubrik EF

further gall stone forceps see section EF


EB



BLAKE

EB220R

205 mm, 8"



BLAKE

EB221R


205 mm, 8"



MILLIMETERS

Instrumente für Galle, Leber – Gall Bladder-, Liver-Instruments
Gallensteinzangen
Gall Stone Forceps

EB




CZERNY

EB225R

245 mm, 9 $\frac{3}{4}$ "

INCHES



PELKMAN

E0061R

260 mm, 10 $\frac{1}{4}$ "



Instrumente für Galle, Leber – Gall Bladder-, Liver-Instruments
Gallensteinzangen
Gall Stone Forceps


EB



EB231R EB232R



EB233R EB234R 1/1



DESJARDINS

EB231R-EB233R

225 mm, 9"



EB240R

240 mm

9 1/2"



EB242R

225 mm


9"



DESJARDINS

EB240R-EB242R

besonders schmale Modelle
extremely delicate patterns




TÜBINGER MODELL


EB239R

255 mm, 10"

MILLIMETERS



EF



Urologie-Instrumente
Genito-Urinary Instruments

Urologie-Instrumente – Genito-Urinary Instruments

Nierenklemmen

Kidney Clamps

EF

ARAUMATA®



GUYON

EF001R-EF003R



GUYON

EF011R

230 mm, 9"




Urologie-Instrumente – Genito-Urinary Instruments

Nierenklemmen

Kidney Clamps


EF



GUYON

EF010R

235 mm, 9 1/4"



PEAN

BH835R-BH839R




Urologie-Instrumente – Genito-Urinary Instruments

Nierenklemmen

Kidney Clamps

EF



STILLE

EF016R


220 mm, 8 3/4"



STILLE

EF015R

240 mm, 9 1/2"



GUYON

EF012R

265 mm, 10 1/2"



Urologie-Instrumente – Genito-Urinary Instruments

Nierenstielklemmen

Kidney Pedicle Clamps

EF



HERRICK

EF030R

225 mm, 9"



WERTHEIM

BJ574R

255 mm, 10"



Urologie-Instrumente – Genito-Urinary Instruments

Nierenstielklemmen

Kidney Pedicle Clamps

EF



WERTHEIM-CULLEN

BJ579R

Winkel- und Druckklemme

Angle- and pressure clamp

215 mm, 8 1/2"

INCHES

ARAUMATA®



WERTHEIM

BJ581R

Winkel- und Druckklemme

Angle- and pressure clamp

250 mm, 10"



Urologie-Instrumente – Genito-Urinary Instruments
Nierenfasszangen
Kidney Elevating Forceps

EF



COLLIN

EO405R

285 mm, 11 1/4"



DARTIGUES

EO407R

255 mm, 10"



Urologie-Instrumente – Genito-Urinary Instruments

Nierensteinzangen

Kidney Stone Forceps

EF



EF047R

170 mm

6 3/4"

EF048R

160 mm

6 1/4"



HEIMING

EF047R-EF048R

für Kinder
for children

INCHES



EF051R

EF052R

EF053R

EF054R

RANDALL

EF051R-EF054R

225 mm, 9"



Urologie-Instrumente – Genito-Urinary Instruments
Nierensteinzangen
Kidney Stone Forceps

EF



RANDALL

EF055R-EF056R

190 mm, 7 1/2"

Urologie-Instrumente – Genito-Urinary Instruments

Nierensteinzangen

Kidney Stone Forceps

EF



RANDALL

EB244R-EB246R

besonders schmale Modelle
extremely delicate patterns



EB244R

245 mm

9 3/4"

EB246R

230 mm

9"

1/1



Urologie-Instrumente – Genito-Urinary Instruments

Blasenwundspreizer

Bladder Retractors

 KUGELSCHNELLVERSCHLUSS
BALL SNAP CLOSURE



MILLIN


BV580R

Blasenwundspreizer komplett,
bestehend aus:

BV575R Sperrer allein
BV576R Blätter 57 x 25 mm
BV577R Blätter 82 x 25 mm
BV578R Mittelblatt 105 x 45 mm

Bladder retractor complete,
consisting of:

BV575R Spreader only
BV576R Blades 57 x 25 mm
BV577R Blades 82 x 25 mm
BV578R Center blade 105 x 45 mm



LEGUEU

BV928R

Blasenspatel

Bladder spatula

260 mm, 10 1/4"

EF



Urologie-Instrumente – Genito-Urinary Instruments

Urologie – Prostatektomie

Genito-Urinary Instruments – Prostatectomy

EF



BB176R

12°



BB178R

25°



BARRÉ

BB177R

No. 3 XL
für linke Hand
for left hand
250 mm, 10"



BARRÉ

BC715R

Präparierschere
Dissecting scissors
280 mm, 11"

BARRÉ

BB176R-BB178R

No. 3 XL
für linke Hand
for left hand
250 mm, 10"

INCHES




Urologie-Instrumente – Genito-Urinary Instruments

Urologie – Prostatektomie

Genito-Urinary Instruments – Prostatectomy

EF



EF167R

Venenklemme

Venous plexus clamp

210 mm, 8 1/4"



BARRE

BJ029R-BJ110R

Präparierklemmen

Dissecting forceps

280 mm, 11"



Urologie-Instrumente – Genito-Urinary Instruments

Urologie – Prostatektomie

Genito-Urinary Instruments – Prostatectomy

EF



BARRÉ

BT680R

Prostata-Retraktor

Prostate retractor

360 mm, 14 3/8"



BARRÉ

BT681R

Urethra-Retraktor

Urethral retractor

390 mm, 15 1/2"



BARRÉ

GK685R

Bipolare Pinzette

Bipolar forceps

260 mm, 10 1/4"




Urologie-Instrumente – Genito-Urinary Instruments

Urologie – Prostatektomie

Genito-Urinary Instruments – Prostatectomy

EF



BARRE

BV927R

Fadenhaltebügel

Suture holding frame

465 mm, 18 1/3"



Urologie-Instrumente – Genito-Urinary Instruments

Urologie - Prostatektomie

Genito-Urinary Instruments - Prostatectomy

EF

ARAUMATA®



MILLIN

EF163R

Kapselfasszange

Lobe grasping forceps

245 mm, 9 3/4"

ARAUMATA®



MILLIN

EF164R

Kapselfasszange

Lobe grasping forceps

235 mm, 9 1/4"



MILLIN

EF168R

Fadenhaltezange

Ligation holding forceps

245 mm, 9 3/4"



MILLIN

EF170R

Blasenhalsspreizer

Bladder neck spreader

285 mm, 11 1/4"



Urologie-Instrumente – Genito-Urinary Instruments

Urologie – Prostatektomie

Genito-Urinary Instruments – Prostatectomy

EF



BM627R



BM628R



BM629R

BM627R-BM629R

Ersatz-Nadeln

Spare needles



YOUNG-HRYNTSCHAK

BM620R

Bumerang-Nadelhalter
mit 1 Nadel BM627R
Boomerang Needle Holder
with 1 needle BM627R
240 mm, 9 1/2"



Urologie-Instrumente – Genito-Urinary Instruments

Urologie-Instrumente
Genito-Urinary Instruments

EF

ARAUMATA®



EF070R

Ureterzange
Ureter Forceps
240 mm, 9 1/2"

INCHES



Urologie-Instrumente – Genito-Urinary Instruments

Urologie-Instrumente

Genito-Urinary Instruments

EF



STOCKMANN

EF400R

Penisklemme

Penis clamp

70 mm, 2 3/4"



STRAUSS

EF401R

Penisklemme

Penis clamp

130 mm, 5 1/8"



EF155R

Zange zum Erfassen der Glans und der Vorhaut,
Ring-Ø 4,8 mm

Forces for grasping the glans and the foreskin,
ring diam. 4.8 mm

125 mm, 5"



EF195R

Klemme zum Fixieren
des Samenstrangs

Fixation clamp for the
spermatic cord

145 mm, 5 3/4"



BT126R

Haken für den Samenstrang
Hook for the spermatic cord

165 mm, 6 1/2"




625

Urologie-Instrumente – Genito-Urinary Instruments

Urologie-Harnröhre Genito-Urinary Instruments

EF




MATHIEU

EF928R

Fremdkörperzange

Foreign body forceps




PITHA

EF921R

Fremdkörperzange

Foreign body forceps

220 mm, 8 3/4"



ASCH

ER005R

Sekretlöffel, stumpf

Secretion scoop, blunt


200 mm, 8"



Urologie-Instrumente – Genito-Urinary Instruments

Urologie-Instrumente Genito-Urinary Instruments

EF



Charr. (French)

EF208C	8
EF210C	10
EF212C	12
EF214C	14
EF216C	16
EF218C	18
EF220C	20

Metallkatheter

für Männer

Male catheters,
metal

290 mm, 11 1/2"



Charr. (French)

EF306C	6
EF308C	8
EF310C	10
EF312C	12
EF314C	14
EF316C	16
EF318C	18

Metallkatheter

für Frauen

Female catheters,
metal


155 mm, 6"



Urologie-Instrumente – Genito-Urinary Instruments

Urologie-Instrumente
Genito-Urinary Instruments

EF



EF491C

Katheterspanner und
Einführungsinstrument
Catheter guide
(introducer)
490 mm, 19 1/2"

GUYON

EF492R

Katheterspanner und
Einführungsinstrument
Catheter guide
(introducer)
365 mm, 14 1/2"



EF493R

Kathetereinführungsinstrument
Introducer for catheters
460 mm, 18"





Urologie-Instrumente – Genito-Urinary Instruments

Urologie-Instrumente
Genito-Urinary Instruments

EF



Charr. (French)

EF638R	8
EF639R	9
EF640R	10
EF641R	11
EF642R	12
EF643R	13
EF644R	14
EF645R	15
EF646R	16
EF647R	17
EF648R	18
EF649R	19
EF650R	20
EF651R	21
EF652R	22
EF653R	23
EF654R	24
EF655R	25
EF656R	26
EF657R	27
EF658R	28
EF659R	29
EF660R	30

DITTEL

EF638R-EF660R

Metallbougie-Öffner, starr
Urethral bougies
and dilating sounds, stiff
345 mm, 13 3/4"



TURNER WARWICK

EF790R

Harnröhrenbougie
Retrograde bougie
180 mm, 7"



629

Urologie-Instrumente – Genito-Urinary Instruments

Urologie-Instrumente
Genito-Urinary Instruments

EF



EF824R	Ben.24/Charr.12
EF826R	Ben.26/Charr.13
EF828R	Ben.28/Charr.14
EF830R	Ben.30/Charr.15
EF832R	Ben.32/Charr.16
EF834R	Ben.34/Charr.17
EF836R	Ben.36/Charr.18
EF838R	Ben.38/Charr.19
EF840R	Ben.40/Charr.20
EF842R	Ben.42/Charr.21
EF844R	Ben.44/Charr.22
EF846R	Ben.46/Charr.23
EF848R	Ben.48/Charr.24
EF850R	Ben.50/Charr.25
EF852R	Ben.52/Charr.26
EF854R	Ben.54/Charr.27
EF856R	Ben.56/Charr.28
EF858R	Ben.58/Charr.29
EF860R	Ben.60/Charr.30

GUYON

EF824R-EF860R

Metallbougie-Öffner

Urethral bougies and
dilating sounds

255 mm, 10"





Urologie-Instrumente – Genito-Urinary Instruments

Beschneidungsklemmen

Circumcision Clamps

EF



■ Der glockenförmige Stempel der Beschneidungsklemme wird über die Eichel geschoben und die Vorhaut darübergezogen, was 2 Klemmen oder Haltefäden erleichtert.

■ Die Flügelmutter wird so stark wie möglich angezogen, so dass die Vorhaut ringförmig maximal komprimiert wird.

■ Mit dem Skalpell wird die Vorhaut unmittelbar am Kompressionsring abgetragen. Zur Vermeidung von Blutungen bleibt die Beschneidungsklemme einige Minuten liegen. Es empfiehlt sich, größere Venen, in jedem Falle aber die Frenulumarterie nach etwaiger Durchtrennung zu unterbinden.

■ Der Vorteil dieser Beschneidungsart liegt in der kosmetisch günstigen Narbe, wie sie nach Abstoßung des dünnen Nekrosesaumes entsteht.

■ Assisted by two hemostats or ligatures the foreskin is pushed over the bellshaped protection-rod and the glans is placed into it.

■ By now, the wing-nut is tightened as close as possible, so the foreskin is annular compressed. The foreskin is cut off with a scalpel, right next to the compression ring.

■ The circumcision clamp remains a few minutes to avoid bleeding. In case that any large vein, specially the frenular artery, is cut through, a ligature must be set.

■ The advantage of the method described is the cosmetically favourable scar which is left after rejection of the small necrotized portion.



WINKELMANN

Ø

diam.

EF965R 12 mm


EF966R 16 mm

EF967R 20 mm

Beschneidungsklemmen

Circumcision clamps





EJ



Trokare
Trocars

Trokare – Trocars

Trokare

Trokars

EJ




KLIMA-ROSEGGER

SR428R

Sternal-Punktionskanüle

Sternal puncture needle

1,8 x 35 mm



EJ126R

Universaltrokar mit 4

Aufsätzen

Universal trocar with 4 tips

EL



Scheidenspekula
Vaginal Specula

Scheidenspekula – Vaginal Specula


Scheidenspekula Vaginal Specula

Scheidenspekula

Schema für Maßangaben bei Spekula

Vaginal specula

How to measure vaginal specula




COLLIN

EL010C

53 x 10 mm

für Kinder

for children




COLLIN

EL011R

95/85 x 18 mm

für Jungfrauen

for virgins



COLLIN

Gesamtlänge/Nutzlänge Breite
Total length/working length Width


EL013R	100/90 mm	28 mm
EL014R	100/90 mm	32 mm
EL015R	105/95 mm	35 mm
EL016R	115/105 mm	40 mm



Scheidenspekula – Vaginal Specula

Scheidenspekula
Vaginal Specula

E



CUSCO

EL040R

75 x 17 mm

für Jungfrauen

for virgins




CUSCO

EL075R

75 x 17 mm

für Jungfrauen

for virgins




CUSCO

EL056R 92 x 23 - 25 mm

EL057R 100 x 25 - 27 mm

EL058R 110 x 27 - 30 mm

Schweizer Modelle
speziell: lang und schmal
Swiss patterns
features: long and narrow



CUSCO

EL086R 80 x 32 mm

EL087R 90 x 37 mm

EL088R 115 x 37 mm



MILLIMETERS

Scheidenspekula – Vaginal Specula



Scheidenspekula Vaginal Specula

Scheidenspekula

Schema für Maßangaben bei Spekula

Vaginal specula

How to measure vaginal specula



CUSCO STANDARD

EL041R	80 x 24 mm
EL042R	80 x 32 mm
EL043R	90 x 36 mm
EL044R	110 x 37 mm

Standard-Modelle

Standard patterns



CUSCO

EL076R	80 x 24 mm
EL077R	80 x 32 mm
EL078R	90 x 36 mm
EL079R	110 x 37 mm



CUSCO

EL080R	107 x 29 mm
EL081R	115 x 35 mm

mit Absaugrohr
with suction tube



TRELAT

EL150R	85 x 33 mm
EL151R	95 x 35 mm
EL152R	115 x 43 mm



Scheidenspekula – Vaginal Specula

Scheidenspekula Vaginal Specula

EL




SEYFFERT

EL180R 100 x 17 mm

EL181R 110 x 33 mm

230 mm, 9"



SEYFFERT

EL182R

110 x 33 mm

230 mm, 9"



Mit Doppelsperre, Fixieren und Lösen
der Sperre durch Daumendruck
With double ratchet, closing and
opening of ratchet by pressure of thumb

SEMM

EL183R

90 x 14 - 18 mm

für Kinder und Jungfrauen
for children and virgins

180 mm, 7"



SEMM

EL184R 100 x 20 - 24 mm

EL185R 100 x 30 - 34 mm

185 mm, 7 1/4"

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
MILLIMETERS

Scheidenspekula – Vaginal Specula


Scheidenspekula Vaginal Specula

Scheidenspekula

Schema für Maßangaben bei Spekula

Vaginal specula

How to measure vaginal specula





Scheidenspekula – Vaginal Specula

Scheidenspekula - Sätze, obere und untere Blätter
Vaginal Specula - Sets, Upper and Lower Blades

EI



SEIDEL

EL410R 80 x 8 mm

EL411R 80 x 10 mm

EL413R 90 x 14 mm

für Kinder und Kleinkinder
for children and infants

170 mm, 6 3/4"



KRISTELLER

EL420R

70 x 15 mm

für Kinder

for children

170 mm, 6 3/4"



KRISTELLER

EL421R 70 x 27 mm

EL422R 75 x 30 mm

EL423R 90 x 36 mm

175 mm, 7"



KRISTELLER

EL424R 110 x 18 mm

EL426R 110 x 20 mm

EL425R 110 x 27 mm

EL427R 110 x 30 mm

EL428R 110 x 36 mm

220 mm, 8 3/4"



MILLIMETERS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

EI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

EI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

EI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

EI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

EI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

EI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

EI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

EI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

EI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

EI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

EI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

EI

1

2

3

4

Scheidenspekula – Vaginal Specula

Scheidenspekula - untere Blätter


Vaginal Specula - Lower Blades

Scheidenspekula

Schema für Maßangaben bei Spekula

Vaginal specula

How to measure vaginal specula



EL440R

70 x 15 mm

175 mm

7"



EL441R

70 x 27 mm

180 mm

7"



EL442R

75 x 30 mm

180 mm

7"



EL443R

90 x 36 mm

185 mm

7 1/4"

KRISTELLER

EL440R-EL443R

untere Blätter

lower blades

INCHES



Scheidenspekula – Vaginal Specula
Scheidenspekula - obere Blätter
Vaginal Specula - Upper Blades

E



KRISTELLER

EL450R-EL453R

obere Blätter
upper blades



EL450R

75 x 10 mm

175 mm

7"



EL451R

75 x 23 mm

180 mm

7"



EL452R

80 x 25 mm

180 mm

7"



EL453R

100 x 32 mm

185 mm

7 1/4"

1/1

MILLIMETERS

Scheidenspekula – Vaginal Specula

Scheidenspekula - untere Blätter


Vaginal Specula - Lower Blades

Scheidenspekula

Schema für Maßangaben bei Spekula

Vaginal specula

How to measure vaginal specula



EL444R

110 x 18 mm

215 mm

8 1/2"

EL445R

110 x 27 mm

215 mm

8 1/2"

EL446R

110 x 20 mm

220 mm

8 3/4"

EL447R

110 x 30 mm

220 mm

8 3/4"

EL448R

110 x 36 mm

225 mm

9"

KRISTELLER

EL444R-EL448R

untere Blätter

lower blades

EL

8
7
6
5
4
3
2
1

INCHES



Scheidenspekula – Vaginal Specula

Scheidenspekula - obere Blätter
Vaginal Specula - Upper Blades

E



KRISTELLER

EL454R-EL458R

obere Blätter
upper blades

EL454R

115 x 14 mm

215 mm

8 1/2"

EL455R

115 x 23 mm

215 mm

8 1/2"

EL456R

115 x 16 mm

220 mm

8 3/4"

EL457R

115 x 26 mm

220 mm

8 3/4"

EL458R

120 x 30 mm

225 mm

9"

MILLIMETERS

Scheidenspekula – Vaginal Specula


Scheidenspekula Vaginal Specula

Scheidenspekula

Schema für Maßangaben bei Spekula

Vaginal specula

How to measure vaginal specula





Scheidenspekula – Vaginal Specula

Scheidenspekula
Vaginal Specula

EI



EL494R
110 x 20 mm



EL495R
110 x 30 mm



EL496R
110 x 36 mm

KRISTELLER

EL494R-EL496R

untere Blätter
lower blades
215 mm, 8 1/2"



EL497R
115 x 18 mm



EL498R
115 x 26 mm



EL499R
115 x 32 mm

KRISTELLER

EL497R-EL499R

obere Blätter
upper blades
220 mm, 8 3/4"



KRISTELLER

EL491R 110 x 20 mm

EL492R 110 x 30 mm

EL493R 110 x 36 mm

Wiener Modelle
Sätze
Vienna patterns
Sets



Scheidenspekula – Vaginal Specula

Scheidenspekula für Kinder und Jungfrauen


Vaginal Specula for Children and Virgins

Scheidenspekula

Schema für Maßangaben bei Spekula

Vaginal specula

How to measure vaginal specula




BRAUN

EL550R

56 x 13 mm
180 mm, 7"

INCHES



BRAUN

EL551R

60 x 10 mm
180 mm, 7"

EL

8
7
6
5
4
3
2
1
INCHES



Scheidenspekula – Vaginal Specula
Scheidenspekula für Kinder und Jungfrauen
Vaginal Specula for Children and Virgins

EL



MATHIEU

EL558R

95 x 17 - 30 mm
210 mm, 8 1/4"



MATHIEU

EL559R

95 x 17 - 26 mm
passend zu EL558R
fitting EL558R
210 mm, 8 1/4"



649

Scheidenspekula – Vaginal Specula


Scheidenspekula Vaginal Specula

Scheidenspekula

Schema für Maßangaben bei Spekula

Vaginal specula

How to measure vaginal specula



EL578R
89 x 38 mm



EL579R
102 x 38 mm




JACKSON

EL578R-EL579R

175 mm, 7"

INCHES



DOYEN

EL627R-EL629R

235 mm, 9 1/4"

EL



Scheidenspekula – Vaginal Specula

Scheidenspekula
Vaginal Specula



DOYEN

EL631R-EL644R

240 mm, 9 1/2"

Länge
Length Breite
Width

EL631R	60 mm	35 mm
EL632R	90 mm	35 mm
EL633R	120 mm	35 mm
EL634R	60 mm	45 mm
EL635R	90 mm	45 mm
EL636R	120 mm	45 mm
EL637R	60 mm	60 mm
EL638R	90 mm	60 mm
EL639R	120 mm	60 mm
EL642R	160 mm	45 mm
EL644R	160 mm	60 mm

LANDON

EL660R

89 x 25 mm

195 mm, 7 3/4"

MILLIMETERS

E

651

Scheidenspekula – Vaginal Specula


Scheidenspekula Vaginal Specula

Scheidenspekula

Schema für Maßangaben bei Spekula

Vaginal specula

How to measure vaginal specula



EASTMAN

EL581R

89 x 38 mm

175 mm, 7"

INCHES



HEANEY

EL865R

83 x 29 mm

170 mm, 6 3/4"

EL

8
7
6
5
4
3
2
1
INCCHES



Scheidenspekula – Vaginal Specula

Scheidenspekula
Vaginal Specula



LANDAU

EL690R	100 x 28 mm
EL691R	110 x 38 mm
290 mm, 11 1/2"	



BREISKY

EL703R	100 x 20 mm
EL704R	100 x 25 mm
EL705R	100 x 30 mm
EL707R	100 x 35 mm
EL708R	100 x 40 mm

Wiener Modelle

Vienna patterns

300 mm, 12"



BREISKY

EL693R	130 x 20 mm
EL694R	130 x 25 mm
EL695R	130 x 30 mm
EL697R	130 x 35 mm
EL698R	130 x 40 mm

Wiener Modelle

Vienna patterns

320 mm, 12 3/4"



BREISKY

EL700R	160 x 40 mm
EL702R	180 x 40 mm

Wiener Modelle

Vienna patterns

350 mm, 14"

EI



Scheidenspekula – Vaginal Specula

Scheidenhalter und Wundhaken

Vaginal- and Wound Retractors


EL

Scheidenspekula

Schema für Maßangaben bei Spekula

Vaginal specula

How to measure vaginal specula



WEISSBARTH

EL720C 80 x 28 mm

EL721C 85 x 42 mm

210 mm, 8 1/4 "

EL722C

abnehmbares Auffangsieb
allein
removable strainer only



DOYEN


EL859R

60 x 30 mm

seitliches Spekulum

lateral speculum

1/2 230 mm, 9"



DOYEN

EL860R

80 x 30 mm

seitliches Spekulum

lateral speculum

1/2 250 mm, 10"



Scheidenspekula – Vaginal Specula
Scheidenhalter und Wundhaken
Vaginal- and Wound Retractors

EI



TÜBINGER MODELL

EL868R

95 x 20 mm
265 mm, 10 1/2"

1/2



MARTIN

EL870R

105 x 27 mm
250 mm, 10"

1/2



SIMON

EL873R

115 x 26 mm
275 mm, 10 3/4" 1/2

MILLIMETERS

655

Scheidenspekula – Vaginal Specula


Scheidenspekula Vaginal Specula

Scheidenspekula

Schema für Maßangaben bei Spekula

Vaginal specula

How to measure vaginal specula



AUVARD

EL736R

65 x 38 - 28 mm

1,530 kg = 3 lbs. 6 oz.


mit abnehmbaren Gewicht

1.530 kg = 3 lbs. 6 oz.

with detachable weight

230 mm, 9"

INCHES



AUVARD

EL738R | 75 x 42 - 40 mm

EL739R | 105 x 43 - 40 mm

1,470 kg = 3 lbs. 4 oz.

mit abnehmbarer Gewicht

1.470 kg = 3 lbs. 4 oz.

with detachable weight

230 mm, 9"



Scheidenspekula – Vaginal Specula

Scheidenspekula Vaginal Specula

E



Die Blätter sind austauschbar.
Sie passen sowohl auf den Griff EL746R,
als auch auf die Griffe EL759R und EL760R,
siehe Seite 658

The blades can be exchanged.
They fit handle EL746R as well as
handles EL759R and EL760R,
see page 658

SCHERBACK

EL740R

Satz, bestehend aus:
Griff (EL746R)
Gewicht (EL747R)
4 Blätter (EL741R - EL744R)
Set, consisting of:
Handle (EL746R)
Weight (EL747R)
4 Blades (EL741R - EL744R)

MILLIMETERS

Scheidenspekula – Vaginal Specula


Scheidenspekula Vaginal Specula

Scheidenspekula

Schema für Maßangaben bei Spekula

Vaginal specula

How to measure vaginal specula



EL755R
80 x 30 mm



EL751R
65 x 30 mm



EL756R
85 x 33 mm



EL752R
75 x 35 mm



EL757R
100 x 38 mm



EL753R
85 x 35 mm



EL758R
110 x 42 mm



EL754R
95 x 35 mm



EL759R
1/3
230 mm, 9"



EL760R
1/3
220 mm, 8 3/4"

Die Blätter sind austauschbar.

Sie passen sowohl auf den Griff EL746R,
als auch auf die Griffe EL759R und EL760R

The blades can be exchanged.

They fit handle EL746R as well as
handles EL759R and EL760R

EL

8

7

6

5

4

3

2

1

INCHES



Scheidenspekula – Vaginal Specula
Vulva-Spreizer
Vaginal Retractor

E



JOLL (FRIEDMANN)

BV087R

155 mm, 6"



GELPI

BV996R

135 mm, 5 1/4"



GELPI


BV997R

175 mm, 7"



MILLIMETERS

659



EM



Uterus-Dilatatoren
Uterine Dilators

Uterus-Dilatatoren – Uterine Dilators

Uterus-Dilatatoren

Uterine Dilators

EM



EM101R	1 mm	EM114R	14 mm	EM131R	1 1/2 mm	EM144R	14 1/2 mm
EM102R	2 mm	EM115R	15 mm	EM132R	2 1/2 mm	EM145R	15 1/2 mm
EM103R	3 mm	EM116R	16 mm	EM133R	3 1/2 mm	EM146R	16 1/2 mm
EM104R	4 mm	EM117R	17 mm	EM134R	4 1/2 mm	EM147R	17 1/2 mm
EM105R	5 mm	EM118R	18 mm	EM135R	5 1/2 mm		
EM106R	6 mm	EM119R	19 mm	EM136R	6 1/2 mm		
EM107R	7 mm	EM120R	20 mm	EM137R	7 1/2 mm		
EM108R	8 mm	EM121R	21 mm	EM138R	8 1/2 mm		
EM109R	9 mm	EM122R	22 mm	EM139R	9 1/2 mm		
EM110R	10 mm	EM123R	23 mm	EM140R	10 1/2 mm		
EM111R	11 mm	EM124R	24 mm	EM141R	11 1/2 mm		
EM112R	12 mm	EM125R	25 mm	EM142R	12 1/2 mm		
EM113R	13 mm	EM126R	26 mm	EM143R	13 1/2 mm		

HEGAR

EM101R-EM147R

mit stark konischer Spitze

with very conical point

185 mm, 7 1/4"

EM231R	1 + 2 mm
EM232R	3 + 4 mm
EM233R	5 + 6 mm
EM234R	7 + 8 mm
EM235R	9 + 10 mm
EM236R	11 + 12 mm
EM237R	13 + 14 mm
EM238R	15 + 16 mm
EM239R	17 + 18 mm

HEGAR

EM231R-EM239R

195 mm, 7 3/4"


1/2



Uterus-Dilatatoren – Uterine Dilators

Uterus-Dilatatoren
Uterine Dilators

EM



HEGAR

EM244R

Uterus-Dilatatoren,
in Segeltuchtasche (EM245),
mit 8 Dilatoren (EM232R-EM239R)

Uterine dilator set,
in canvas roll (EM245),
with 8 dilators (EM232R-EM239R)



EM271R	13 - 15 Char.
EM272R	17 - 19 Char.
EM273R	21 - 23 Char.
EM274R	25 - 27 Char.
EM275R	29 - 31 Char.
EM276R	33 - 35 Char.
EM277R	37 - 39 Char.
EM278R	41 - 43 Char.

PRATT

EM271R-EM278R

290 mm, 11 1/2"

MILLIMETERS

Uterus-Dilatatoren – Uterine Dilators

Uterus-Dilatatoren - komplette Sätze

Uterine Dilators - Complete Sets

EM



HEGAR

EM193R

Dilatatoren-Satz,
bestehend aus:

EM104R-EM117R	14 Dilatatoren
EM097R	1 Lagerungssieb für Dilatatoren 4-12 mm
EM098R	1 dto. für Dilatatoren 13-17 mm
JG161R	1 Metalletui allein, mit Scharnierdeckel, 200 x 100 x 35 mm, nichtrostend

Dilator set,
consisting of:

EM104R-EM117R	14 Dilators
EM097R	1 Rack for dilators 4-12 mm
EM098R	1 Rack for dilators 13-17 mm
JG161R	1 Metal case only, with hinged lid, 200 x 100 x 35 mm, stainless,



HEGAR

EM194R

Dilatatoren-Satz,
bestehend aus:

EM101R-EM126R	26 Dilatatoren
EM099R	1 Lagerungssieb für Dilatatoren 1-17 mm
EM100R	1 dto. für Dilatatoren 18-26 mm
JG170R	1 Metalletui allein, mit Alu-Scharnierdeckel, 330 x 220 x 80 mm

Dilator set,
consisting of:

EM101R-EM126R	26 Dilators
EM099R	1 Rack for dilators 1-17 mm
EM100R	1 Rack for dilators 18-26 mm
JG170R	1 Metal case only, with hinged lid of aluminium, 330 x 220 x 80 mm



Uterus-Dilatatoren – Uterine Dilators

Sterilgutlagertechnik für Dilatatoren Suggestions for Sterile Storage of Dilators

EM



Weitere Informationen finden Sie in unserem Prospekt C404.
For further details see brochure No. C404.

Gleitschieber-Halterung


- zur übersichtlichen und zweckmäßigen Lagerung von Dilatatoren, Bougies, Kathetern und dergleichen.
- Schiene und Anschlagrahmen können beliebig in den Siebkörben oder auf den Siebböden angeordnet werden. Die Gleitschieber sind auf der Schiene verschiebbar und werden durch einen Federmechanismus arretiert. Auf Wunsch können die Gleitschieber mit Kennzeichnungen versehen werden.

Sliding rail

- with adjustable dividers for clear and suitable storage of dilators, bougies, catheters and suchlike.
- Sliding rail as well as limiting bar can be optionally arranged in the wire baskets or on the wire bases. On the rail the dividers are slidable and are fixed by a spring mechanism. On demand, the dividers can be marked with identifications.

Pack- und Lagerungsbeispiele

Examples for arranging and storing



JF910R-JF908R

Uterus-Dilatatoren (ca.12-16 Stück)

JF910R	1	Siebboden oder
JF489R	1	Siebkorb
JF906R	1	Schiene
JF905	15	Gleischieber
JF908R	2	Anschlagrahmen

Uterine dilators (approx. 12-16 pieces)

JF910R	1	wire base or
JF489R	1	wire basket
JF906R	1	sliding rail
JF905	15	dividers
JF908R	2	limiting bars



JF212R-JF909R

Uterus-Dilatatoren (ca. 26-30 Stück)

JF212R	1	Siebkorb oder
JF915R	1	Siebboden
JF907R	1	Schiene
JF905	31	Gleischieber
JF909R	2	Anschlagrahmen

Uterine dilators (approx. 26-30 pieces)




MILLIMETERS

Uterus-Dilatatoren – Uterine Dilators

Steritgutlagertechnik für Dilatatoren

Suggestions for Sterile Storage of Dilators

EM




JF910R

Siebboden
mit Griffen zum herausheben
Wire base
with handle hooks to lift out
258 x 258 x 32 mm



JF112R

Siebkorb
Griffbeweglichkeit 90°,
senkrecht - waagrecht
Wire basket
handles can be moved up to 90° angle,
vertical - horizontal
257 x 245 x 50 mm



JF915R

Siebboden
mit Griffen zum herausheben
Wire base
with handle hooks to lift out
544 x 257 x 32 mm



JF212R

Siebkorb
Griffbeweglichkeit 90°,
senkrecht - waagrecht
Wire basket
handles can be moved up to 90° angle,
vertical - horizontal
485 x 257 x 50 mm



JF905


Gleitschieber
auf den Schienen JF906R und
JF907R individuell verschiebbar
Divider
to be used on sliding rails
JF906R and JF907R



Länge
Length

JF906R	232 mm
JF907R	471 mm

Schiene DBGM
für Gleitschieber JF905,
mit Befestigungsschrauben
Sliding rails DBGM
with securing screws,
for divider JF905



Länge
Length

JF908R	232 mm
JF909R	471 mm

Anschlagrahmen DBGM
speziell zur Lagerung von Dilatatoren,
mit Befestigungsschrauben
Limiting bars DBGM
with securing screws,
particularly useful for storing dilators



Uterus-Dilatatoren – Uterine Dilators

Endospekula für Cervix und Harnröhre
Endospecula for Cervix and Urethra


EM



KOGAN

EM710R

ohne Sperre
without ratchet
240 mm, 9 1/2"




KOGAN

EM711R

mit Skalensperre und
Fixierschraube
with scale-ratchet and
fixing screw
240 mm, 9 1/2"



667



EO



**Uterussonden, Tampon-, Haken-,
Uterusfasszangen**

**Uterine Probes, Uterine Dressing-,
Tenaculum and Uterine Elevating Forceps**

Uterussonden – Uterine Probes

Uterussonden Uterine Probes

EO

Knopf-Ø 5 mm
Diam. of tip



MAYO

E0005R

biegsam
malleable
330 mm, 13 1/8"

Knopf-Ø 4 mm
Diam. of tip



SIMS

E0010R

330 mm, 13"
biegsam
malleable
330 mm, 13"

Knopf-Ø 3,6 mm
Diam. of tip



GALABINS

E0013R

Schaft graduiert in cm,
biegsam
Shaft graduated in cm,
malleable
295 mm, 11 3/4"

Knopf-Ø 3 mm
Diam. of tip



MARTIN

E0015R

300 mm, 12"



Uterussonden – Uterine Probes
Uterussonden, Uterus-Depressor
Uterine Probes, Uterine Depressor

EO



VALLEIX

EO016R

graduiert,
mit Schieber
graduated,
with slider
250 mm, 10"

Knopf-Ø 4 mm
Diam. of tip



SIMPSON

EO020

biegsam,
versilbert
malleable,
silver-plated
310 mm, 12 1/4"



BRAUN

EO030R

Uterus-Depressor
Uterine depressor
270 mm, 10 3/4"



Uterussonden – Uterine Probes
Tamponzangen
Uterine Dressing Forceps

EO




EO060R
gerade
straight

EO061R
gebogen
curved

PELKMAN

EO060R-EO061R


260 mm, 10 $\frac{1}{4}$ "



BOZEMANN

EO075R

250 mm, 10"



BOZEMANN

EO077R

Maul mit Längskehle


Jaws with longitudinal groove

255 mm, 10"




Uterussonden – Uterine Probes
Tamponzangen
Uterine Dressing Forceps

E0



BOZEMANN

E0080R-E0082R



BOZEMANN-DOUGLAS


E0085R

260 mm, 10 1/4"

MILLIMETERS

Uterussonden – Uterine Probes
Hakenzangen
Uterine Tenaculum Forceps

EO



BERNHARD

BF426R

160 mm, $6\frac{1}{4}$ "

INCHES



POZZI

EO105R

175 mm, 7"



ADAIR

EO106R

190 mm, $7\frac{1}{2}$ "



Uterussonden – Uterine Probes
Hakenzangen
Uterine Tenaculum Forceps

EO



BRAUN

EO108R

feines Modell
slender pattern
250 mm, 10"



COLLIN-POZZI

EO122R

250 mm, 10"



SCHRÖDER

EO110R

Standard Modell
Standard pattern
250 mm, 10"

MILLIMETERS

Uterussonden – Uterine Probes
Hakenzangen
Uterine Tenaculum Forceps

EO



SCHRÖDER
EO111R
250 mm, 10"



WILSON
EO112R
240 mm, 9 1/2"



POZZI
EO125R
kräftiges Modell
heavy pattern
255 mm, 10"





Uterussonden – Uterine Probes
Hakenzangen
Uterine Tenaculum Forceps


EO



MARTIN

EO115R


265 mm, 10 1/2"



DUPLAY

EO130R

250 mm, 10"



ABEL

EO140R

280 mm, 11"

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
MILLIMETERS

Uterussonden – Uterine Probes
Hakenzangen
Uterine Tenaculum Forceps

EO



LAHEY

BF309R


155 mm, 6"



LAHEY

BF310R


155 mm, 6"



BRAUN

BF311R


155 mm, 6"



MUSEUX

OM602R

200 mm, 8"



EO150R

gerade
straight

EO151R

aufgebogen
curved on flat

SCHRÖDER

EO150R-E0151R

250 mm, 10"



Uterussonden – Uterine Probes
Hakenzangen
Uterine Tenaculum Forceps

EO



CZERNY

EO164R

200 mm, 8"



SCHRÖDER

EO163R

270 mm, 10 3/4"



Uterussonden – Uterine Probes
Hakenzangen
Uterine Tenaculum Forceps


EO



AESCUKAP-PRATT

EO165R

260 mm, 10 1/4"



PRATT

EO166R

270 mm, 10 3/4"



Uterussonden – Uterine Probes
Hakenzangen
Uterine Tenaculum Forceps

EO



KÜSTNER

EO171R

250 mm, 10"



TEALE

EO177R

180 mm, 7"



Uterussonden – Uterine Probes

Hakenzangen

Uterine Tenaculum Forceps

EO



TEALE

EO180R

255 mm, 9"

INCHES



JACOBS

EO202R

215 mm, 8 1/2"



Uterussonden – Uterine Probes
Hakenzangen
Uterine Tenaculum Forceps

EO



LITTLEWOOD

EO216R

185 mm, 7 1/4"



MUSEUX

EO218R


200 mm, 8"



683

Uterussonden – Uterine Probes
Hakenzangen
Uterine Tenaculum Forceps

EO



MUSEUX

EO220R-EO222R

240 mm, 9 1/2"


INCHES



MUSEUX

EO225R-EO226R

seitwärts gebogen
curved to side
240 mm, 9 1/2"



MUSEUX

EO240R-EO242R

265 mm, 10 1/2"



Uterussonden – Uterine Probes
Polypen- und Ovarienzangen
Polypus- and Ovum Forceps


EO



HEYWOOD-SMITH

AN710R

200 mm, 8"



KELLY

BF135R


320 mm, 12 3/4"



MILLIMETERS

Uterussonden – Uterine Probes
Polypen- und Ovarienzangen
Polypus- and Ovum Forceps

EO




HEYWOOD-SMITH

EO310R

250 mm, 10"

INCHES



NOTO

EO315R

280 mm, 11"


INCHES

686



Uterussonden – Uterine Probes
Polypen- und Ovarienzangen
Polypus- and Ovum Forceps

EO



DOYEN

EO332R

185 mm, 7 1/4"


EO338R 250 mm 10"

EO340R 270 mm 10 3/4"

Uterussonden – Uterine Probes

Polypen- und Ovarienzangen, Uterusfasszangen
Polypus- and Ovum Forceps, Uterine Elevating Forceps

EO



BONNEY

EO342R

240 mm, 9 1/2"



COLLIN

EO300R

250 mm, 10"



COLLIN

EO405R

285 mm, 11 1/4"



Uterussonden – Uterine Probes
Uterusfasszangen
Uterine Elevating Forceps

EO



DARTIGUES

EO407R

255 mm, 10"



SOMER

EO415R

235 mm, 9 1/4"

mit beweglichen Maulteilen
with movable jaws



COLLIN

EO420R

265 mm, 10 1/2"



MILLIMETERS

Uterussonden – Uterine Probes
Myomheber
Myoma Screws

EO



DOYEN

EO433R

150 mm, 6"

INCHES



DOYEN

EO435R

190 mm, 7 1/2"



Uterussonden – Uterine Probes

Modifiziertes Instrumentarium für die Wertheimsche Operation

Modified Instruments for Radical Hysterectomy

Die Austunnelung des blasennahen Ureters und das Absetzen der Parametrien sind die charakteristischen Bestandteile bei der Wertheimschen Operation. Für das Austunneln des Ureters gibt es verschiedene Vorgehensweisen. Das Risiko der Ureter-Verletzung, das allen diesen Vorgehensweisen gemeinsam ist, ist bedingt durch das wiederholte Anklemmen, Spreizen und Durchtrennen von Gewebe in unmittelbarer Nähe des Ureters ohne direkte visuelle Kontrolle. Die Durchtrennung der Parametrien ist ein weiterer kritischer Operationsschritt. Das Durchtrennen der Gewebsbündel ist oft technisch unbefriedigend und hinterläßt gezahnte Resektionsränder. Aesculap hat daher ein Instrumentarium entwickelt, das die oben genannten operativen Schritte sicherer und präziser macht. Das Instrumentarium ermöglicht es dem Chirurgen, den Eingriff sicherer und präziser durchzuführen und daraus folgt ein schonender OP-Verlauf für die Patientin. Das bislang bestehende Risiko von ungewollten Verletzungen bei dieser Radikaloperation beim Zervixkarzinom wird durch das Design der von Aesculap entwickelten Instrumente minimiert.

Tunneling of the ureter and severance of the parametria are the characteristic components of the Wertheim operation. There are various procedures for tunnelling the ureter. The risk of injury to the ureter, which is common to all these procedures, is due to the repeated clamping, separation and severance of tissues in the immediate proximity of the ureter without direct visual monitoring. The severance of the parametria is another critical step in the operation. The severance of the tissue bundles is often technically unsatisfactory and leaves serrated resection edges. Aesculap has therefore developed an instrument set which makes the operating steps mentioned safer and more precise. The instrument set enables the surgeon to carry out the operation more safely and precisely, resulting in a less traumatic operation for the patient. The existing risk of undesired injuries in this radical operation for carcinoma of the cervix is minimized by the design of the instruments developed by Aesculap.



UCHIDA (MODIF. N. BURKE)

BM976R	270 mm	10 3/4"
BM977R	350 mm	14"

Ureterlöffel
Spoons



KIEBACK

BJ075R-BJ076R

Ureter-Tunnelier-Klemmen,
seitwärts gebogen
Ureteral tunnel clamps,
curved to side

EO




Uterussonden – Uterine Probes

Modifiziertes Instrumentarium für die Wertheimsche Operation

Modified Instruments for Radical Hysterectomy

EO



KIEBACK

BC764R-BC766R

Parametriumscheren, seitwärts gebogen, 1 Blatt mit Knopfspitze

Parametrium scissors, curved to side, with 1 probe pointed blade



BURKE

BJ560R-BJ562R

Parametriumklemmen, kurzes Maul

Parametrium clamps, short jaw part



Uterussonden – Uterine Probes
Modifiziertes Instrumentarium für die Wertheimsche Operation
Modified Instruments for Radical Hysterectomy

EO



BURKE

BJ561R-BJ563R

Parametriumklemmen, langes Maul
Parametrium clamps, long jaw part




KIEBACK

BC763R-BC765R

Parametriumscheren
Parametrium scissors

MILLIMETERS



ER




■ ■ ■ Biopsie- und Kürettage-Instrumente
Biopsy Instruments and Curettes

Biopsie- und Kürettage-Instrumente – Biopsy Instruments and Curettes

Skalpellgriffe und Skalpellklingen
Scalpel Handles and Scalpel Blades

ER



BB540

auswechselbare Skalpellklingen,
doppelschneidig
interchangeable scalpel
blades, double cutting
Bestelleinheit:
PAK= Packung à 100 Stück
Sales unit:
PAK= Package of 100 pieces

BB079R

Skalpellgriff, winklig aufgebogen
Scalpel handle, angular curved
1/1 225 mm, 9"




Biopsie- und Kürettage-Instrumente – Biopsy Instruments and Curettes

Biopsieküretten, I.U.D.-Entfernungshaken

Biopsy Curettes, I.U.D. Removing Hook

ER



SAUNDERS

ER002R

I.U.D.-Entfernungshaken

I.U.D. Removing hook

320 mm, 12 1/2"



biegsam
malleable

1/1



ASCH

ER005R

Sekretlöffel

Secretion scoop

200 mm, 8"




MILLIMETERS

Biopsie- und Kürettage-Instrumente – Biopsy Instruments and Curettes

Biopsieküretten Biopsy Curettes

ER



NOVAK-SCHOCKAERT
ER011R
Endometrium-Biopsiekürette
Endometrial biopsy curette
240 mm, 9 1/2"



RANDALL
ER012R
Endometrium-Biopsiekürette
Endometrial biopsy curette
240 mm, 9 1/2"



MOD. BERLIN
ER015R
Endometrium-Strichkürette
Endometrial biopsy curette
270 mm, 10 3/4"



MOD. MÜNCHEN
ER016R
Endometrium-Strichkürette
Endometrial biopsy curette
270 mm, 10 3/4"




Biopsie- und Kürettage-Instrumente – Biopsy Instruments and Curettes

Biopsiezangen

Biopsy Forceps

ER



THOMS-GAYLOR

ER050R

240 mm, 9 1/2"



699

Biopsie- und Kürettage-Instrumente – Biopsy Instruments and Curettes

Biopsiezangen

Biopsy Forceps

ER




FAURE

ER054R

210 mm, 8 1/4"

INCHES



FAURE

ER055R

240 mm, 9 1/2"



Biopsie- und Kürettage-Instrumente – Biopsy Instruments and Curettes

Biopsiezangen


Biopsy Forceps

Vorteile der SCHUMACHER-Zangen:

- Sicheres Erfassen des Gewebes aufgrund des Anhakeeffekts.
- Großer Öffnungswinkel.
- Glatter, ziehender Schnitt.
- Proben werden nicht gequetscht.
- Nicht schmerhaft, selbstschließende Wunde, gute Heilung.


Advantages of the Schumacher forceps:

- More reliable grip on the tissue due to "hooking" effect.
- Wide angle of opening.
- Smooth, steady cut.
- Specimens are not squashed.
- Not painful; self-sealing wound, heals well.





Zange an der Portio vaginalis uteri angesetzt.
Der gute Anhakeeffekt ist erkennbar.

Forceps applied to the portio vaginalis uteri.
The excellent hooking effect can be seen.



Zange am narbig veränderten flachen
Scheidengewölbe angesetzt.
Forceps applied to cicatrically altered flat
vaginal vault.



ER


MILLIMETERS

Biopsie- und Kürettage-Instrumente – Biopsy Instruments and Curettes

Biopsiezangen


Biopsy Forceps

ER



Die Größe des PE-Stücks wird durch den Öffnungswinkel der Zange bestimmt.
Der Anhakeeffekt des gebogenen Zangenmaules ermöglicht eine
Gewebeentnahme meist ohne zusätzliche Verwendung einer fixierenden
Hakenzange.

The size of the biopsy is determined by the opening angle of the forceps. The hook effect of the curved jaws allows tissue removal and an additional hook forceps is hardly ever necessary.




SEIDL DBP

ER072R-ER076R

Biopsiezangen, bajonettförmig,
für Portio, Vagina und Vulva

Biopsy forceps, bayonet-shaped,
for portio, vagina and vulva

240 mm, 9 1/2"



ER072R

2,0 mm

ER073R

2,4 mm

ER076R

2,4 mm



■ Es stehen zwei Maulformen zur Verfügung:

- a) Gotische Form (verursacht weniger Blutung), 2,0 bzw. 2,4 mm breit
- b) Rechteckige Form, 2,4 mm breit

■ Die glatte, senkrechte Schnittführung durch Epithel und Bindegewebe ermöglicht eine optimale histologische Untersuchung. Das PE-Stück wird seitlich auf einer planen Unterlage (z.B. Kork) fixiert und kann so "schnittgerecht" eingebettet werden. Keine tangentialen Anschnitte!

■ Durch die Bajonettbiegung bleibt die Sicht (mit oder ohne Kolposkop) auf die Portio bzw. das PE-Gebiet frei. Das Ansetzen der Zange kann gut kontrolliert werden.

■ 2 different shapes of the jaw are available:

- a) gothic shape (causes less bleeding)
2.0 resp. 2.4 mm wide
- b) rectangular shape, 2.4 mm wide

■ The smooth vertical cut through the epithelium and fibrous tissue allows an immediate histological examination. The biopsy is laterally fixed to a plane support (e.g. cork) and can thus properly be embedded for intersection. No tangential incisions.

■ The bayonet-shape of the forceps does neither obstruct the view to the portio nor to the area of biopsy, no matter whether a colposcope is used or not. Application of the forceps can be well controlled.




Biopsie- und Kürettage-Instrumente – Biopsy Instruments and Curettes

Biopsiezangen


Biopsy Forceps

ER



BERGER

ER066R



EPPENDORF


ER070R

für Kolposkopie geeignet
suitable for colposcopy


Biopsie- und Kürettage-Instrumente – Biopsy Instruments and Curettes

Biopsiezangen Biopsy Forceps

ER



LEECH-WILKINSON
ER071R



AESCULAP
EA912R
Aufsatz allein
mit ziehendem Schnitt,
passend auf Griff OP151R
Attachment only
with cut beginning from the top,
suitable for handle OP151R



Biopsie- und Kürettage-Instrumente – Biopsy Instruments and Curettes

Biopsiezangen
Biopsy Forceps

ER



AESCLAP

OP151R

Universalgriff

Universal handle

140 mm, 5 1/2"



HUBER

OP152R

Universalgriff

Universal handle

140 mm, 5 1/2"



BRÜNNINGS

OP160R 200 mm, 8"

OP161R 250 mm, 10"

Verlängerungsrohre

Extension cannula



⊕

OP222R

⊕

OP223R

KRAUSE

OP222R-OP223R

Biopsie-Aufsätze

Biopsy attachments



SCHUMACHER

OP230R

Biopsie-Aufsatz
mit ziehendem Schnitt

Biopsy attachment
with cut beginning from
the top




Biopsie- und Kürettage-Instrumente – Biopsy Instruments and Curettes

Biopsiezangen

Biopsy Forceps

ER





Biopsie- und Kürettage-Instrumente – Biopsy Instruments and Curettes

Uteruslöffel
Uterine Scoops

ER



Fig. 1

ER101R
6,8 mm

Fig. 2

ER102R
8,5 mm

Fig. 3

ER103R
10 mm

Fig. 4

ER104R
11,5 mm

Fig. 5

ER105R
13 mm

Fig. 6

ER106R
14,5 mm

SIMON

ER101R-ER106R
max. 240 mm, 9 1/2"



Fig. 1

ER111R
6,8 mm

Fig. 2

ER112R
8,5 mm

Fig. 3

ER113R
10 mm

Fig. 4

ER114R
11,5 mm

Fig. 5

ER115R
13 mm

Fig. 6

ER116R
14,5 mm

SCHRÖDER

ER111R-ER116R
max. 310 mm, 12 3/8"



Fig. 1

ER126R
6 mm



Fig. 2

ER128R
8 mm



Fig. 1

ER130R
10 mm



Fig. 2

ER132R
12 mm






GOURDET

ER126R-ER134R
stumpf
blunt
280 mm, 11"



MILLIMETERS



Biopsie- und Kürettage-Instrumente – Biopsy Instruments and Curettes
 Uterusküretten
 Uterine Curettes

ER



RECAMIER

ER219R-ER230R

scharf-fest
sharp-rigid

ER241R-ER248R

scharf-biegksam
sharp-malleable

ER320R-ER330R

stumpf-fest
blunt-rigid
max. 300 mm, 12"





Fig.	Breite Width	scharf sharp		stumpf blunt
		fest rigid	biegsam malleable	fest rigid
00	4,5 mm	ER219R		
0	7,5 mm	ER220R		ER320R
1	8,5 mm	ER221R	ER241R	ER321R
2	10,5 mm	ER222R	ER242R	ER322R
3	12,0 mm	ER223R	ER243R	ER323R
4	14,0 mm	ER224R	ER244R	ER324R
5	15,0 mm	ER225R	ER245R	ER325R
6	16,5 mm	ER226R	ER246R	ER326R
7	18,0 mm	ER227R	ER247R	ER327R
8	19,5 mm	ER228R	ER248R	ER328R
9	21,5 mm	ER229R		ER329R
10	23,5 mm	ER230R		ER330R



Biopsie- und Kürettage-Instrumente – Biopsy Instruments and Curettes

Uterusküretten
Uterine Curettes

ER



SIMS

ER401R-ER406R

scharf-fest
sharp-rigid

ER411R-ER416R

scharf-biegksam
sharp-malleable
max. 255 mm, 10"

ER421R-ER426R

stumpf-fest
blunt-rigid




Fig.	Breite Width	scharf sharp		stumpf blunt
		fest rigid	biegsam malleable	fest rigid
1	7,5 mm	ER401R	ER411R	ER421R
2	8,5 mm	ER402R	ER412R	ER422R
3	10,5 mm	ER403R	ER413R	ER423R
4	12,0 mm	ER404R	ER414R	ER424R
5	14,0 mm	ER405R	ER415R	ER425R
6	15,0 mm	ER406R	ER416R	ER426R



Biopsie- und Kürettage-Instrumente – Biopsy Instruments and Curettes

Uterusküretten

Uterine Curettes

ER



BUMM

ER520R-ER526R

stumpf-biegksam

blunt-malleable

max . 290 mm, 11 1/2"








Fig.	Breite Width	biegsam malleable
0	16,0 mm	ER520R
1	18,0 mm	ER521R
2	19,5 mm	ER522R
3	21,5 mm	ER523R
4	23,5 mm	ER524R
5	26,0 mm	ER525R
6	28,5 mm	ER526R




Biopsie- und Kürettage-Instrumente – Biopsy Instruments and Curettes

Uterusküretten, Plazentar- und Abortusküretten

Uterine Curettes, Placenta- and Ovum Curettes

ER



BLAKE

ER585R

275 mm, 10 3/4"



COLLIN

ER580R

300 mm, 12"



HEANEY

ER025R

240 mm, 9 5/8"



Biopsie- und Kürettage-Instrumente – Biopsy Instruments and Curettes

Plazentar- und Abortuslöffel
Placenta- and Ovum Scoop

ER



WALLICH

ER602R

420 mm, 16 3/4"

INCHES



1/1



Biopsie- und Kürettage-Instrumente – Biopsy Instruments and Curettes

Plazentar- und Abortusküretten

Placenta- and Ovum Curettes

ER




Fig. 1

Fig. 2

RECAMIER

ER611R-ER612R

stumpf-fest
blunt-rigid
max. 360 mm, 14 3/8"

Fig.	Breite	fest
	Width	rigid
1	34,5 mm	ER611R
2	39,5 mm	ER612R

stumpf
blunt




Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

BUMM

ER621R-ER623R

scharf	biegsam	scharf	stumpf
sharp	malleable	sharp	blunt
scharf-biegksam	biegsam	scharf	biegsam
sharp-malleable	malleable	sharp	malleable
ER626R-ER628R		ER621R	ER626R
stumpf-biegksam	23,5 mm	ER621R	ER626R
blunt-malleable	26,0 mm		ER627R
max. 310 mm, 12 3/8"	28,5 mm	ER623R	ER628R



Biopsie- und Kürettage-Instrumente – Biopsy Instruments and Curettes

Vakuumküretten

Vacuum Curettes

Kanülen zur Vakuumkürettage mit Graduierung und Saugunterbrecher, passend auf den Schlauchansatz GF720R.
Arbeitsenden sorgfältig verrundet, daher keine Perforationsgefahr.

Curettes with graduation and suction interrupter, for vacuum curettage, fitting hose connection GF720R.
Working tips are smoothly rounded off, therefore no danger of perforation.



Ø
diam.

4 mm (zur Saugbiopsie geeignet)

(suitable for suction biopsy)

GF704R

6 mm

GF706R

8 mm

GF708R

10 mm


GF710R

12 mm

GF712R

14 mm

GF714R



GF720R

Schlauchansatz, gebogen
Innen-Ø: 11 mm

Hose connection, curved
inside diam.: 11 mm

GF721

Saugschlauch, transparent, 1,8 m lang, Innen-Ø 11 mm,
Außen-Ø 16,5 mm, sterilisierbar im Autoklav bei 143 °C
(3 bar)

Transparent suction hose, 1.8 m long, inside diam. 11 mm,
outside diam. 16.5 mm, can be sterilized in an autoclave
at 143 °C (3 bar)

Die Verbindung zwischen Saugküretten und Schlauchansatz GF720R gewährleistet schnelles Wechseln und freies Drehen der Saugküretten auf dem Schlauchansatz.

The connection between suction curette and hose connection GF720R guarantees quick changing and free turning of the suction curettes on the hose connection.



GF722

Gewebe-Auffangsieb aus Kunststoff, zum Einmalgebrauch
für die histopathologische Untersuchung.


Strainer for tissues, plastic, for single use only, to be used
for histopathological examination.



Biopsie- und Kürettage-Instrumente – Biopsy Instruments and Curettes

Gynäkologische Instrumente
Gynecological Instruments

ER



SCHULZE

ER820C

Salpingograph zur Hystereo-Salpingographie, komplett bestehend aus:

ER825C Tubenkatheter mit Hahn, ohne Kegel

ER826C Kegel allein, klein

ER827C Kegel allein, mittel

ER828C Kegel allein, groß

Manometer

Zwischenstück

ER829 Holzetui

Salpingograph, for utero-salpingography , complete consisting of:

ER825 C Uterine cannula with tap without cone

ER826C Cone only, small


ER827C Cone only, medium

ER828C Cone only, large

Manometer

Connection

ER829 Wooden case



SCHULZE

ER822C

Salpingograph,
Ausstattung wie ER820C,
jedoch ohne Manometer

Salpingograph,
equipment like ER820C,
but without manometer

ER



Biopsie- und Kürettage-Instrumente – Biopsy Instruments and Curettes

Uterus-Kanülen

Uterine Cannulae

ER



ER871R


klein
small
 $\varnothing 10 \times 25 \text{ mm}$
diam. 10 x 25 mm

ER872R

mittel
medium
 $\varnothing 13 \times 30 \text{ mm}$
diam. 13 x 30 mm

ER873R

groß
large
 $\varnothing 16 \times 30 \text{ mm}$
diam. 16 x 30 mm



LEECH-WILKINSON

ER871R-ER873R

265 mm, $10\frac{1}{2}''$

INCHES



SPACKMAN

ER874R

mit Befestigungsplatte für

Hakenzange verstellbar

with adjustable plate for

vulsellum forceps

360 mm, $14\frac{1}{4}''$



Biopsie- und Kürettage-Instrumente – Biopsy Instruments and Curettes

Uterus-Kanülen, Spülkatheter
Uterine Cannulae, Irrigation Catheter

ER



BEHRMAN

ER875

Uterus-Kanüle
mit abnehmbarem Konus
Uterine cannula
with detachable cone
305 mm, 12"



ER876

Uterus-Kanüle
mit Federmechanismus, selbsthaltend,
komplett mit 2 auswechselbaren Koni
groß und klein
Uterine cannula
with spring connector, self-retaining,
complete with 2 interchangeable cones
large and small
250 mm, 13"




ROTUNDA

ER867R

Spülkatheter
Ø 5 mm
Irrigation cannula
diam. 5 mm
200 mm, 8"





ET



Geburtshilfe
Obstetrics

Geburtshilfe – Obstetrics

Beckenzirkel Pelvimeters

ET



DE LEE

ET005R

Beckenzirkel mit Zentimeter- und Zolleinteilung für innere Messungen zwischen Symphyse und Promontorium
Pelvimeter graduated in centimeters and inches for interior measurements between symphysis and promontory



MARTIN

ET073R

mit Zentimetereinteilung
graduated in centimeters



SCHMELZ


ET002

Rechenscheibe
Gestation calculator



Nach Applikation der Führungshülse am Injektionsort wird die Kanüle (mit aufgesetzter Spritze) durch den Trichter bzw. durch die Hülse hindurchgeführt und ins Gewebe eingestochen. Verletzungen der Vagina werden dabei vermieden. Die Einstichtiefe ist auf ca. 10 mm begrenzt. Ein Daumenring sowie eine kleine Stütze für Zeige- oder Mittelfinger dienen zur besseren Handhabung. Der Daumenring ist auf der Führungshülse verschiebbar und kann mit einer Rändelmutter – für jede Hand passend – fixiert werden. Die Fingerstütze lässt sich um die Führungshülse drehen und ermöglicht dadurch die Verwendung sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder. Außerdem kann die Fingerstütze – evtl. bei der Pudendusanästhesie – ganz aus dem Aktionsbereich heraus in Richtung Daumenring geschoben werden.

When the guide sheath is introduced at the spot to be injected the needle (mounted on the syringe) is passed through the guide sheath and the tissue is finally injected. Injuries of the vagina are thus avoided. Depth of puncture is limited to 10 mm. Thumb ring as well as a small support for middle- or forefinger facilitate the handling. Thumb ring slides on the guide sheath and can be fixed by a knurled nut to any size of the hand. The finger support can be turned round on the guide sheath so left-handers can use it, too. Completely away from the range of actions is the finger support when it is moved towards the thumb ring, e.g. for anesthesia of the pudendum.



ET096R

Führungshülse
Guide sheath
175 mm, 7"

Spezialbesteck zur transvaginalen
Injektion bei Paracervical- und
Pudendusanästhesie

Special set for transvaginal injection
for paracervical anesthesia as well
as anesthesia of the pudendum

SR580R

Injektionskanüle Luer-Lock
Injection needle Luer-Lock hub
1,0 x 185 mm



Geburtshilfe – Obstetrics

Amniotom, Blasensprenger

Amniotome, Membrane Puncturing Forceps

Stethoskope für die Geburtshilfe siehe Rubrik AC

Obstetrical stethoscopes see section AC

ET



BEACHAM

ET102R

Amniotom

Amniotome

240 mm, 9 1/2"



HERFF

ET106R

Blasensprenger

Membrane puncturing forceps

255 mm, 10"



Geburtshilfe – Obstetrics
Nabelschnurscheren
Umbilical Cord Scissors

ET




SCHUHMACHER

ET150R

Nabelschnurschere

Umbilical cord scissors

155 mm, 6"



ET152R

Nabelschnurschere

Umbilical cord scissors

105 mm, 4 1/8"




BC796R

BC796R 135 mm 5 1/4"

BC797R 160 mm 6 1/4"

Nabelschnurscheren

Umbilical cord scissors




BC797R



Geburtshilfe – Obstetrics

Dammscheren, Nabelschnurdilatator, Nabelschnurklemme
Episiotomy Scissors, Umbilical Dilator, Umbilical Cord Clamp


ET



BRAUN-STADLER



ET140R



ET141R

Dammscheren

Episiotomy scissors



ET142R

Dammschere
Episiotomy scissors
240 mm, 9 1/2"



ET130R

Nabelschnurdilatator
Umbilical dilator
95 mm, 3 3/4"



1/2

COLLIN

ET160R

Nabelschnurklemme
Umbilical cord clamp
85 mm, 3 3/8"




Geburtshilfe – Obstetrics

Vakuum-Extraktion bei der Geburtshilfe

Vacuum Extraction for Obstetrics

ET



Mit dem Handventil GF950C können die Aesculap-Sauger auch zur Vakuum-Extraktion nach Malmström verwendet werden. Das Vakuum-Handventil GF950C ist auch an zentrale Sauganlagen anschließbar.

Funktionsweise: Das benötigte Vakuum ist durch die Regulierschraube beliebig voreinstellbar und veränderbar und besteht bis zum geschlossenen Stoppschieber. Sobald man den Stoppschieber öffnet, d.h. von links nach rechts drückt, wird die aufgesetzte Saugglocke unmittelbar unter das eingestellte Vakuum gesetzt. Zum sofortigen Absetzen der Saugglocke braucht der Stoppschieber nur geschlossen zu werden, wodurch das Vakuum der Saugglocke spontan zusammenbricht, während das Vakuum in der Saugflasche voll erhalten bleibt und nicht immer wieder zeitraubend neu aufgebaut werden muß.

With the hand valve GF950C Aesculap electric suction pumps can also be used for Malmström vacuum extraction. The vacuum hand valve GF950C can also be connected to central suction system.

Function: The vacuum required can be constantly preset by the adjusting screw. This vacuum exists then up to the closed quick-shutter, thus the vacuum in the suction head is pressed from the left to the right, the mounted suction head is immediately put under the preset vacuum. In case the preset vacuum has to be changed, this can be done with the adjusting screw. For immediate removal of the suction head simply close the quick-shutter, thus the vacuum in the suction head is eliminated at once whereas the vacuum in the suction jar remains unchanged.



GF957
Saugglocke aus Silicon-Gummi, Ø 60 mm,
mit 1,5 m Siliconschlauch
Dampfsterilisierbar 134°C
Suction head, made of silicone, 60 mm diam.,
with silicone tube 1.5 m long
Autoclavable 134°C

MILLIMETERS

Geburtshilfe – Obstetrics
Geburtszangen
Obstetrical Forceps

ET



NÄGELE

ET205R

355 mm, 14 1/8"

INCHES



KIELLAND

ET210R

420 mm, 16 3/4"



Geburtshilfe – Obstetrics
Geburtszangen
Obstetrical Forceps

ET



SIMPSON-BRAUN

ET220R

305 mm, 12"



SIMPSON-BRAUN

ET221R

350 mm, 14"



PIPER

ET237R

für nachkommenden
Kopf bei Steißlagen
for delivery of the after
coming head in breech
presentation
445 mm, 17 1/2"



Geburtshilfe – Obstetrics
Geburtszangen
Obstetrical Forceps


ET



SIMPSON

ET245R

für sectio caesarea
(Schnittentbindung)
for caesarean section
235 mm, 9 1/4"



WRIGLEY

ET246R

für sectio caesarea
(Schnittentbindung)
for caesarean section
250 mm, 10"



Geburtshilfe – Obstetrics
Geburtszangen
Obstetrical Forceps

ET



TARNIER

ET251R

mit Achsenzugvorrichtung
with traction rod
400 mm, 16"



BARNES-NEVILLE

ET255R

mit Zugvorrichtung
with traction handle
435 mm, 17"



Geburtshilfe – Obstetrics

Geburtslöffel, Uterus-Klemmzange

Obstetrics Lever, Caesarean Section Hemostatic Forceps

ET




SELLHEIM

ET270R

Geburtslöffel
Obstetric lever
300 mm, 12"

INCHES



GREEN-ARMYTAGE


ET268R

Uterus-Klemmzange, abgewinkelt,
zur Blutstillung an den Schnitt-
rändern im unteren Segment bei
Kaiserschnitt-Entbindungen
Caesarean section hemostatic
forceps, angled,
for edges of the transverse
incision in the lower segment
195 mm, 7 3/4"



Geburtshilfe – Obstetrics
Uterus-Klemmzange, Kopfschwartenzange
Caesarean Hemostasis Forceps, Scalp Flap Forceps

ET




GREEN-ARMYTAGE

ET269R

Uterus-Klemmzange zur Blutstillung
an den Schnitträndern im unteren
Segment bei Kaiserschnitt-
Entbindungen

Caesarean section haemostatic
forceps, for edges of the transverse
incision in the lower segment

220 mm, 8 3/4"



WILLETT

FF011R

Kopfschwartenzange
Scalp flap forceps
185 mm, 7 1/4"



Geburtshilfe – Obstetrics

Plazentar- und Abortuszangen

Placenta- and Ovum Forceps

ET



ET301R



WINTER

ET301R-ET302R

290 mm, 11 1/2"

INCHES



ET306R

ET307R

ET308R



WINTER

ET306R-ET308R

290 mm, 11 1/2"



ET315R

ET316R



WINTER

ET315R-ET316R

mit Sperre

with ratchet

290 mm, 11 1/2"



Geburtshilfe – Obstetrics
Plazentar- und Abortuszangen
Placenta- and Ovum Forceps


ET



SAENGER

ET325R

285 mm, 11 1/4"



SAENGER

ET326R

275 mm, 10 3/4"



SAENGER

ET327R

265 mm, 10 1/2"



733

Geburtshilfe – Obstetrics

Plazentar- und Abortuszangen

Placenta- and Ovum Forceps

ET

mit Schutzklappe
with protecting cap




AESCULAP

ET320R

285 mm, 11 1/4"

INCHES



KELLY

BF135R


320 mm, 12 3/4"

734



Geburtshilfe – Obstetrics
Plazentar- und Abortuszangen
Placenta- and Ovum Forceps

ET




MC CLINTOCK

ET329R

240 mm, 9 1/2"



735





FB




Herz-, Thorax- und Gefäß-Chirurgie
Cardiovascular- and Thoracic Surgery

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Titan Ligaturclips und Anlegezangen
Titanium Ligating Clips and Appliers

SMALL

FB



1/1

PL565T

Titan-Ligatur-Clips
small (gelb)
Bestelleinheit:
PAK = Packung à
30 Magazine = 180 Stück
Titanium ligating clips
small (yellow)
Sales unit:
PAK = Package of
30 cartridges = 180 pieces

PL566T

Cardiopack
Titan-Ligatur-Clips
small (gelb)
Bestelleinheit:
PAK = Packung à
8 Magazine = 192 Stück
Cardiopack
Titanium ligating clips
small (gelb)
Sales unit:
PAK = Package of
8 cartridges = 192 pieces



FB222R

Clipanlegezange
small (gelb)
Clip applier
small (yellow)
150 mm, 6"



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Titan Ligaturclips und Anlegezangen
Titanium Ligating Clips and Appliers

SMALL



FB223R
25°

FB226R
65°

FB223R-FB226R

Clipanlegezangen
small (gelb)
Clip applicators
small (yellow)
200 mm, 8"



FB224R
25°

FB227R
65°

FB224R-FB227R

Clipanlegezangen
small (gelb)
Clip applicators
small (yellow)
280 mm, 11"

FB




Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Titan Ligaturclips und Anlegezangen
Titanium Ligating Clips and Appliers

MEDIUM

FB



PL567T

Titan-Ligatur-Clips

medium (blau)

Bestelleinheit:

PAK = Packung à

30 Magazine = 180 Stück

Titanium ligating clips

medium (blue)

Sales unit:

PAK = Package of

30 cartridges = 180 pieces

INCHES



FB234R

Clipanlegezange

medium (blau)

Clip applier

medium (blue)

150 mm, 6"



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Titan Ligaturclips und Anlegezangen

Titanium Ligating Clips and Appliers

MEDIUM



FB235R-FB238R

Clipanlegezangen
medium (blau)

Clip applicators
medium (bleu)

200 mm, 8"

Titan Ligaturclips und Anlegezangen

Titanium Ligating Clips and Appliers



FB236R-FB239R

Clipanlegezangen
medium (blau)

Clip applicators
medium (bleu)

280 mm, 11"

FB




Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Titan Ligaturclips und Anlegezangen
Titanium Ligating Clips and Appliers

MEDIUM-LARGE

FB



PL568T

Titan-Ligatur-Clips
medium-large (grün)
Bestelleinheit:
PAK= Packung à
20 Magazine = 120 Stück
Titanium ligating clips
medium-large (green)
Sales unit:
PAK= Package of
20 cartridges = 120 pieces

INCHES



FB240R-FB254R

Clipanlegezangen
medium-large (grün)
Clip applicators
medium-large (green)
200 mm, 8"



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Titan Ligaturclips und Anlegezangen
Titanium Ligating Clips and Appliers

MEDIUM-LARGE



FB242R-FB255R

Clipanlegezangen
medium-large (grün)

Clip applicators
medium-large (green)

280 mm, 11"

FB




Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Titan Ligaturclips und Anlegezangen
Titanium Ligating Clips and Appliers

LARGE

FB



PL561T

Titan-Ligatur-Clips
large (orange)
Bestelleinheit:
PAK = Packung à
20 Magazine = 120 Stück
Titanium ligating clips
large (orange)
Sales unit:
PAK = Package of
20 cartridges = 120 pieces



FB246R-FB252R

Clipanlegezangen
large (orange)
Clip applicators
large (orange)
200 mm, 8"



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Titan Ligaturclips und Anlegezangen
Titanium Ligating Clips and Appliers

LARGE



FB248R-FB253R

Clipanlegezangen
large (orange)

Clip applicators
large (orange)

280 mm, 11"

FB





Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Mikro-Federscheren mit Flachgriff

Micro Scissors with Flat Handle

FB



165 mm, 6 1/2"



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Mikro-Federscheren mit Flachgriff Micro Scissors with Flat Handle

FB

25°



Feines Blatt
Fine blade

45°




FM471R

60°



FM472R

90°



FM473R

125°



FM474R

gerade
straightaufgebogen
curved
on flat

Feines Blatt,
1 Blatt mit Knopf
Fine blade,
with 1 probe
pointed blade



FM451R



FM452R



FM453R



FM454R



FM455R

Sehr feines Blatt
Delicate blade



FM437R



FM438R



FM439R



FM440R



FM441R



FM442R



FM436R

Extrem feines Blatt
Ultra delicate blade



FM431R



FM432R



FM433R



FM434R



FM435R



FM444R



FM430R

MILLIMETERS

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Mikro-Federscheren mit Rundgriff

Micro Scissors (Spring Type) with Round Handle

FB



165 mm, 6 1/2"

INCHES



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Mikro-Federscheren mit Rundgriff Micro Scissors with Round Handle

FB

25°



Feines Blatt
Fine blade

45°



FM477R

60°



FM478R

90°



FM479R

125°



FM480R

gerade
straightaufgebogen
curved
on flat

Sehr feines Blatt
Delicate blade



FM482R



FM483R



FM484R



FM485R



FM486R



FM488R



FM481R

Sehr feines Blatt,
1 Blatt mit Knopf
Delicate blade,
with 1 probe
pointed blade



FM489R



FM490R



FM491R



FM492R



FM493R

Extrem feines Blatt
Ultra delicate blade



FM504R



FM505R



FM506R



FM507R



FM508R



FM503R

MILLIMETERS

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Mikro-Gefäßscheren

Micro Vascular Scissors

FB



180 mm, 7"


1/1



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Mikro-Gefäßscheren


Micro Vascular Scissors




Standard Blatt
Standard blade size




BC522R




BC523R



BC524R



BC525R




BC526R


Sehr feines Blatt
Delicate blade size




BC531R




BC532R



BC533R



BC534R




BC535R


Extrem feines Blatt
Ultra delicate blade size



BC515R




BC516R



BC517R



BC518R



BC519R

FB


22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
MILLIMETERS

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Mikro-Pinzen mit Rundgriff und Gewicht

Micro Forceps with Round Handles and Counter Balance

FB



150 mm, 6"

185 mm, 7 1/4"

210 mm, 8 1/4"

230 mm, 9"

250 mm, 10"



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Mikro-Pinzen mit Rundgriff und Gewicht

Micro Forceps with Round Handles and Counter Balance

DIADUST







Die Diamantstaubbeschichtung sorgt für eine noch härtere und verschleißfestere Maulinnenfläche. Darüber hinaus garantiert die Struktur der DIADUST-Beschichtung ein zuverlässiges Fassen von feinen Nadeln und Nahtmaterialien sowie von Weichgewebe.

The diamond dust coating ensures an even harder and more wear resistant surface on the inside of the jaws. Moreover, the structure of the DIADUST coating guarantees a reliable grip for fine needles and sutures, as well as for tissue.

FB



Maulform Jaw	Ring-Ø: 1 mm, gerade diam. of ring: 1 mm, straight	Ring-Ø: 1 mm, gebogen diam. of ring: 1 mm, curved	Ring-Ø: 2 mm, gerade diam. of ring: 2 mm, straight	Fadenplatte, gerade Platform tips, straight	Fadenplatte, gebogen Platform tips, curved	1 mm, DeBakey Zahnung 1 mm, DeBakey tip
Länge (mm) Length (in.)						
150 mm 6"	FM570R	FM571R		FM578R	FM581R	
185 mm 7 1/4"	FM572R	FM573R	FM579R	FM580R	FM583R	FM592R
210 mm 8 1/4"	FM574R	FM575R		FM599R	FM585R	FM600R
230 mm 9"	FM576R	FM577R				
250 mm 10"	FM596R	FM595R		FM594R	FM593R	

MILLIMETERS

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Mikro-Pinzen mit Rundgriff, ohne Gewicht

Micro Forceps with Round Handles, without Counter Balance


FB

DIADUST



Die Diamantstaubbeschichtung sorgt für eine noch härtere und verschleißfestere Maulinnenfläche. Darüber hinaus garantiert die Struktur der DIADUST-Beschichtung ein zuverlässiges Fassen von feinen Nadeln und Nahtmaterialien sowie von Weichgewebe.

The diamond dust coating ensures an even harder and more wear resistant surface on the inside of the jaws. Moreover, the structure of the DIADUST coating guarantees a reliable grip for fine needles and sutures, as well as for tissue.






Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Mikro-Pinzen mit Rundgriff, ohne Gewicht


Micro Forceps with Round Handles, without Counter Balance

Maulform Jaw	Ring-Ø: 1 mm, gerade diam. of ring: 1 mm, straight	Ring-Ø: 1 mm, gebogen diam. of ring: 1 mm, curved	Ring-Ø: 1 mm mit Fadenplatte diam. of ring: 1 mm with platform tip	Fadenplatte, gerade Platform tip, straight	1 mm, DeBakey Zahnung 1 mm, DeBakey tip
Länge (mm) Length (in.)					
185 mm $7\frac{1}{4}''$	FM597R	FM587R	FM582R	FM586R	FM590R
210 mm $8\frac{1}{4}''$	FM598R	FM589R	FM584R	FM588R	FM591R



FM063R

Rundgriff
round handle
200 mm, 8"



FM053R-FM054R

Rundgriff
round handle

FB



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery
Mikro-Pinzen mit Flachgriff
Micro Forceps with Flat Handle

FB





Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Mikro-Pinzen mit Flachgriff

Micro Forceps with Flat Handle

DIADUST



Die Diamantstaubbeschichtung sorgt für eine noch härtere und verschleißfestere Maulinnenfläche. Darüber hinaus garantiert die Struktur der DIADUST-Beschichtung ein zuverlässiges Fassen von feinen Nadeln und Nahtmaterialien sowie von Weichgewebe.

The diamond dust coating ensures an even harder and more wear resistant surface on the inside of the jaws. Moreover, the structure of the DIADUST coating guarantees a reliable grip for fine needles and sutures, as well as for tissue.

FB



Maulform Jaw	1 mm, Karoprofil 1 mm, cross serrated	1 mm, DeBakey Zahnung 1 mm, DeBakey tip	Ring-Ø: 1 mm, gerade diam. of ring: 1 mm, straight	Ring-Ø: 1 mm, gebogen diam. of ring: 1 mm, curved	1 mm, gerade 1 mm, straight
Länge (mm) Length (in.)					
180 mm 7"	BD190R	BD191R	BD192R	BD193R	BD194R
200 mm 8"		BD195R			BD196R
250 mm 10"	BD197R				

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

DIADUST Mikro-Nadelhalter mit Rundgriff

DIADUST Micro Needle Holders with Round Handle

DIADUST




DIADUST



Die Diamantstaubbeschichtung sorgt für eine noch härtere und verschleißfestere Maulinnenfläche. Darüber hinaus garantiert die Struktur der DIADUST-Beschichtung ein zuverlässiges Fassen von feinen Nadeln und Nahtmaterialien sowie von Weichgewebe.

The diamond dust coating ensures an even harder and more wear resistant surface on the inside of the jaws. Moreover, the structure of the DIADUST coating guarantees a reliable grip for fine needles and sutures, as well as for tissue.



120 mm, 4 3/4" 145 mm, 5 3/4" 160 mm, 6 1/4" 185 mm, 7 1/4" 210 mm, 8 1/4" 230 mm, 9"

120 mm, 4 3/4" 145 mm, 5 3/4" 160 mm, 6 1/4" 185 mm, 7 1/4" 210 mm, 8 1/4" 230 mm, 9"



DIADUST




Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery



DIADUST Mikro-Nadelhalter mit Rundgriff

DIADUST Micro Needle Holders with Round Handle

FB

mit Sperre
with ratchetNahtmaterialgröße
Suture size

Länge (mm) Length (in.)	7/0 und kleiner 7/0 and smaller	5/0 und kleiner 5/0 and smaller	4/0 und kleiner 4/0 and smaller	4/0 und kleiner 4/0 and smaller
120 mm $4\frac{3}{4}''$	FM520R			
145 mm $5\frac{3}{4}''$		FM522R		
160 mm $6\frac{1}{4}''$	FM521R	FM523R		
185 mm $7\frac{1}{4}''$	FM563R	FM564R	FM218R	
210 mm $8\frac{1}{4}''$	FM565R	FM566R	FM228R	FM221R
230 mm 9"	FM567R	FM568R	FM230R	FM223R

ohne Sperre
without
ratchetNahtmaterialgröße
Suture size

Länge (mm) Length (in.)	7/0 und kleiner 7/0 and smaller	5/0 und kleiner 5/0 and smaller
120 mm $4\frac{3}{4}''$	FM524R	
145 mm $5\frac{3}{4}''$		FM528R
160 mm $6\frac{1}{4}''$	FM525R	FM529R
185 mm $7\frac{1}{4}''$	FM526R	FM530R
210 mm $8\frac{1}{4}''$	FM527R	FM531R
230 mm 9"	FM532R	FM533R



MILLIMETERS

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

DIADUST Mikro-Nadelhalter mit Rundgriff

DIADUST Micro Needle Holders with Round Handle

FB



DIADUST



Die Diamantstaubbeschichtung sorgt für eine noch härtere und verschleißfestere Maulinnenfläche. Darüber hinaus garantiert die Struktur der DIADUST-Beschichtung ein zuverlässiges Fassen von feinen Nadeln und Nahtmaterialien sowie von Weichgewebe.

The diamond dust coating ensures an even harder and more wear resistant surface on the inside of the jaws. Moreover, the structure of the DIADUST coating guarantees a reliable grip for fine needles and sutures, as well as for tissue.







DIADUST





Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

DIADUST Mikro-Nadelhalter mit Rundgriff

DIADUST Micro Needle Holders with Round Handle

mit Sperre,
kräftige
Ausführung
with ratchet,
heavy styleNahtmaterialgröße
Suture size

Länge (mm) Length (in.)	2/0 und kleiner 2/0 and smaller
190 mm $7\frac{1}{2}''$	FM538R
230 mm 9"	FM539R
250 mm 10"	FM534R

ohne Sperre,
kräftige
Ausführung
without
ratchet,
heavy styleNahtmaterialgröße
Suture size

Länge (mm) Length (in.)	2/0 und kleiner 2/0 and smaller
190 mm $7\frac{1}{2}''$	FM535R
230 mm 9"	FM536R
250 mm 10"	FM537R

FB



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

DIADUST Mikro-Nadelhalter mit Flachgriff

DIADUST Micro Needle Holders with Flat Handles

DIADUST



DIADUST




Die Diamantstaubbeschichtung sorgt für eine noch härtere und verschleißfestere Maulinnenfläche. Darüber hinaus garantiert die Struktur der DIADUST-Beschichtung ein zuverlässiges Fassen von feinen Nadeln und Nahtmaterialien sowie von Weichgewebe.

The diamond dust coating ensures an even harder and more wear resistant surface on the inside of the jaws. Moreover, the structure of the DIADUST coating guarantees a reliable grip for fine needles and sutures, as well as for tissue.


FB



8
7
6
5
4
3
2
1
INCHES



145 mm, 5 3/4"



170 mm, 6 3/4"



185 mm, 7 1/4"



210 mm, 8 1/4"



230 mm, 9"



DIADUST





Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery



DIADUST Mikro-Nadelhalter mit Flachgriff

DIADUST Micro Needle Holders with Flat Handles

FB

mit Sperre
with ratchetNahtmaterialgröße
Suture size

Länge (mm) Length (in.)	7/0 und kleiner 7/0 and smaller	5/0 und kleiner 5/0 and smaller
145 mm $5\frac{3}{4}''$		FM541R
170 mm $6\frac{3}{4}''$	FM540R	
185 mm $7\frac{1}{4}''$		FM542R
210 mm $8\frac{1}{4}''$		FM543R
230 mm 9"		FM544R

ohne Sperre
without ratchetNahtmaterialgröße
Suture size

Länge (mm) Length (in.)	7/0 und kleiner 7/0 and smaller	5/0 und kleiner 5/0 and smaller
145 mm $5\frac{3}{4}''$		FM546R
170 mm $6\frac{3}{4}''$	FM545R	
185 mm $7\frac{1}{4}''$		FM547R
210 mm $8\frac{1}{4}''$		FM548R
230 mm 9"		FM549R



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

DIADUST Mikro-Nadelhalter mit Flachgriff

DIADUST Micro Needle Holder with Flat Knurled Handle

DIADUST



DIADUST



Die Diamantstaubbeschichtung sorgt für eine noch härtere und verschleißfestere Maulinnenfläche. Darüber hinaus garantiert die Struktur der DIADUST-Beschichtung ein zuverlässiges Fassen von feinen Nadeln und Nahtmaterialien sowie von Weichgewebe.

The diamond dust coating ensures an even harder and more wear resistant surface on the inside of the jaws. Moreover, the structure of the DIADUST coating guarantees a reliable grip for fine needles and sutures, as well as for tissue.



185 mm, 7 1/4"

210 mm, 8 1/4"

230 mm, 9"

INCHES




DIADUST



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

DIADUST Mikro-Nadelhalter mit Flachgriff

DIADUST Micro Needle Holders with Flat Knurled Handle

mit Sperre
with ratchet

		1/1
		Nahtmaterialgröße Suture size
Länge (mm) Length (in.)	5/0 und kleiner 5/0 and smaller	
185 mm $7\frac{1}{4}''$		FM550R
210 mm $8\frac{1}{4}''$		FM551R
230 mm 9"		FM552R

ohne Sperre
without
ratchet

		1/1
		Nahtmaterialgröße Suture size
Länge (mm) Length (in.)	5/0 und kleiner 5/0 and smaller	
185 mm $7\frac{1}{4}''$		FM553R
210 mm $8\frac{1}{4}''$		FM554R
230 mm 9"		FM555R

FB



765

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

DIADUST Mikro-Nadelhalter
DIADUST Micro Needle Holders

DIADUST



DIADUST





Die Diamantstaubbeschichtung sorgt für eine noch härtere und verschleißfestere Maulinnenfläche. Darüber hinaus garantiert die Struktur der DIADUST-Beschichtung ein zuverlässiges Fassen von feinen Nadeln und Nahtmaterialien sowie von Weichgewebe.

The diamond dust coating ensures an even harder and more wear resistant surface on the inside of the jaws. Moreover, the structure of the DIADUST coating guarantees a reliable grip for fine needles and sutures, as well as for tissue.



FB



GLASSER

FM560R

Nahtmaterialgröße: 5/0 und kleiner
Suture size: 5/0 and smaller
125 mm, 5"

GLASSER

FM561R

Nahtmaterialgröße: 5/0 und kleiner
Suture size: 5/0 and smaller
180 mm, 7"






Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

DIADUST Mikro-Nadelhalter

DIADUST Micro Needle Holders

FB



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Spezialinstrumentarium für die Anlage von AV-Shunts bei Dialysepatienten
Instruments for Shunt Operations

FB

Die Shunt Instrumente wurden speziell für Operationen an Gefäßen mit einem Durchmesser zwischen 4 und 6 mm entwickelt. Besonders häufig tritt dieser Gefäßdurchmesser bei der Anlage oder Revision Dialysehunts auf. Bei den vorliegenden Instrumenten handelt es sich um eine Synthese von konventionellen Instrumenten und Mikroinstrumenten. Die Arbeitssenden wurden entsprechend dem Gefäßdurchmesser etwas größer gewählt, das Griffdesign entspricht einem Mikroinstrument um eine bessere Handhabung zu ermöglichen.



The shunt instruments were developed especially for operations on vessels that are between 4 and 6 mm in diameter.

This width is frequently found in dialysis shunt operations and re-operations. These instruments combine the features of conventional instruments and micro instruments. The working tips are larger than usual for instruments of this type, and the micro instrument style handles make the instruments better to use.



Entwickelt in Zusammenarbeit mit
Prof. Dr. med. Gottfried Müller
Caritas Krankenhaus Bad Mergentheim
Uhlandstrasse 7
97980 Bad Mergentheim



The shunt set was developed in cooperation with
Prof. Dr. med. Gottfried Müller, M.D.
Caritas Krankenhaus Bad Mergentheim
Uhlandstrasse 7
97980 Bad Mergentheim





Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Spezialinstrumentarium für die Anlage von AV-Shunts bei Dialysepatienten
Instruments for Shunt Operations



FB



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Mikro-Nadelhalter mit Flachgriff

Micro Needle Holders with Flat Handles

FB



BM563R



BM564R

CASTROVIEJO

BM563R-BM564R

mit Sperre

with catch

145 mm, 5 3/4"



FD076R



FD079R

FD076R-FD079R


ohne Sperre

without catch

160 mm, 6 1/4"



FD080R



FD081R



FD045R

ohne Sperre

without catch

JACOBSON

FD046R

mit Sperre

with catch



FD048R

mit Sperre

with catch

200 mm, 8"

FD080R-FD081R

ohne Sperre

without catch

185 mm, 7 1/4"

INCHES



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Mikro-Nadelhalter mit Rundgriffen

Micro Needle Holders with Round Handles

FB



... mit Rundgriffen

- Rundgriffe erlauben Drehbewegungen zwischen den Fingern.
- Optimale Balance, individuell je nach Instrument, durch volle oder gehöhlte Griffpartien.

... with round handles

- Round handles allow turning manipulations between the fingers.
- Optimum balance individually for each instrument due to solid or hollowed-out handles.

BM560R	BM562R
115 mm 4 1/2"	120 mm 4 3/4"



BARRAQUER

BM560R-BM562R

ohne Sperre
without catch

FD230R	FD231R



BARRAQUER

FD230R-FD231R

ohne Sperre
without catch
120 mm, 4 3/4"

FD232R	FD233R



BARRAQUER

FD232R-FD233R

mit Sperre
with catch
120 mm, 4 3/4"



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Mikro-Nadelhalter mit Rundgriffen
Micro Needle Holders with Round Handles

FB

FD240R

FD241R

1/2

REILL

FD240R-FD241R

ohne Sperre

without catch

150 mm, 6"

FD242R

FD243R

1/2

FD242R-FD243R

mit Sperre

with catch

150 mm, 6"

FD244R

FD245R

1/2

FD244R-FD245R

ohne Sperre

without catch

185 mm, 7 1/4"

FD246R

FD247R

1/2

FD246R-FD247R

mit Sperre

with catch

185 mm, 7 1/4"

FM398R

ohne Sperre

without catch

FM392R

mit Sperre

with catch



INCHES



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

DUROGRIP® Mikro-Nadelhalter

DUROGRIP® Micro Needle Holders



AESCLAP-Nadelhalter sind durch die Struktur der Hartmetall-Maulteile auf das jeweilige, indikationsbezogene Nahtmaterial abgestimmt. Eine glatte Maulfläche sowie 3 verschiedene Haftprofile garantieren den sicheren „Griff“ der jeweiligen Nadel.

AESCLAP needle holders have jaws with carbide inserts and according to the use required the resp. structure can be chosen. A smooth jaw surface as well as 3 different serrations guarantee a sure „grip“ of the resp. needle.



glatt
smooth



0,2



0,4



0,5

Wir empfehlen Hartmetall-Maulteile mit glatter Fläche für Nahtmaterial mit Teilung 0,2 mm für Nahtmaterial 0,4 mm 0,5 mm

9/0 – 11/0
6/0 – 10/0
4/0 – 6/0
bis 3/0

We recommend carbide inserts with smooth jaw surface for suture material with 0.2 mm pitch of serration for suture material 0.4 mm 0.5 mm

9/0 – 11/0
6/0 – 10/0
4/0 – 6/0
up to 3/0



DUROGRIP®-Nadelhalter mit Hartmetall-Plättchen

Kennzeichnung:

Vergoldete Ringe, Branchenenden und Sperren

DUROGRIP® Needle Holders with carbide inserts

Identification:

gold-plated rings, handle ends and ratchets




1/1
mit glattem Maul
with smooth jaw

CASTROVIEJO

BM001R

145 mm, 5 3/4"




1/1
0,2

CASTROVIEJO

BM002R

145 mm, 5 3/4"



1/1
0,4


BM003R

170 mm, 6 3/4"


FB



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery
DUROGRIP® Mikro-Nadelhalter
DUROGRIP® Micro Needle Holders




FB



CASTROVIEJO
BM004R
180 mm, 7"



CASTROVIEJO
BM005R
215 mm, 8 1/2"



FM388R
mit Sperre
with catch
180 mm, 7"




FM390R
mit Sperre
with catch
200 mm, 8"



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

DUROGRIP® Nadelhalter, ergonomische Griff-Form

DUROGRIP® Nadelhalter, Ergonomic Handle



Diese Instrumente bieten dem Chirurgen ein Maximum an ergonomischem Komfort. Das optimierte Design der Instrumente ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten insbesondere bei schwierigen Naht- und Anastomosetechniken.

These instruments provide the surgeon with a maximum of ergonomical comfort. The optimized design of the instruments offers a fatigue-free working especially with regard to difficult suture and anastomosis techniques.

FB



HELLBERG-KUPKA

BM320R

mit Anreichsperre

with locking ratchet

210 mm, 8 1/4"



REIN-KUPKA

BM310R

ohne Sperre

without ratchet

190 mm, 7 1/2"



REIN-KUPKA

BM311R

mit Sperre

with ratchet

190 mm, 7 1/2"




MILLIMETERS

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

DUROGRIP® Nadelhalter

DUROGRIP® Needle Holders

»grazil«



FB



DE BAKEY

BM033R-BM064R

sehr fein

very delicate

0,4	0,4	0,2	0,2	1/1
BM033R	BM034R	BM063R	BM064R	
165 mm	210 mm	165 mm	210 mm	
6 1/2"	8 1/4"	6 1/2"	8 1/4"	



BM025R-BM027R

sehr fein

very delicate


0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	1/1
BM032R	BM035R	BM036R	BM037R	BM038R	
150 mm	180 mm	230 mm	250 mm	305 mm	
6"	7"	9"	10"	12"	



DE BAKEY

BM032R-BM038R

INCHES



»graz|«

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

DUROGRIP® Nadelhalter

DUROGRIP® Needle Holders

FB



DE BAKEY

BM040R

schlankes Modell
slender pattern
305 mm, 12"



DE BAKEY

BM051R-BM052R

Ringe grifffündig abgesetzt
und gebogen
one extended handle and curved
rings ensure optimum grip


BM051R	BM052R
195 mm	245 mm
7 3/4"	9 3/4"



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

DUROGRIP® Nadelhalter

DUROGRIP® Needle Holders



FB

Diese Spezialmodelle mit extra schmalen Mäulern eignen sich für atraumatische Nadeln und für feine Gefäßnadeln.


These special patterns with extremely fine jaws are suitable for holding non-traumatic needles and fine vein needles.



RYDER

BM074R-BM076R

mit glattem Maul
with smooth jaws



BM074R	BM075R	BM076R
150 mm	180 mm	230 mm
6"	7"	9"



BM184R


200 mm, 8"



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

DUROGRIP® Nadelhalter

DUROGRIP® Needle Holders



Diese Spezialmodelle mit extra schmalen Mäulern eignen sich für atraumatische Nadeln und für feine Gefäßnadeln.

These special patterns with extremely fine jaws are suitable for holding non-traumatic needles and fine vein needles.

FB



»grazil«



0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1/1
BM054R	BM055R	BM056R	BM057R	BM058R	
135 mm	155 mm	175 mm	210 mm	230 mm	
5 1/4"	6"	7"	8 1/4"	9"	

RYDER

BM054R-BM058R

sehr fein

very delicate




RYDER

BM044R-BM047R

MILLIMETERS



FB



DE BAKEY

1 : 2 Zahnreihen



1 : 2 rows of teeth



DE BAKEY

2 : 3 Zahnreihen


2 : 3 rows of teeth



COOLEY

2 : 2 Zahnreihen

2 : 2 rows of teeth





DE BAKEY Zahnung

Toothing DE BAKEY

TRAUMATA®

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Ultra-Light-Pinzen

Ultra-Light-Forceps

FB



1,5 mm

1,5 mm

1,2 mm

FC411R

150 mm

6"

1,5 mm

FC412R

200 mm

8"

FC413R

240 mm

9 1/2"

FC418R

300 mm

12"

1/1



DE BAKEY

FC411R-FC418R

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Pinzetten
Forceps

DE BAKEY Zahnung



ARAUMATA®

Toothing DE BAKEY

FB

1 mm 1 mm 1 mm

FB394R	FB395R	FB396R
150 mm	195 mm	240 mm
6"	7 3/4"	9 1/2"

1,5 mm

1,5 mm
1,5 mm

FB411R	FB412R	FB418R	FB419R
150 mm	200 mm	240 mm	300 mm
6"	8"	9 1/2"	12"

DE BAKEY

FB394R-FB396R

DE BAKEY

FB411R-FB419R

2 mm

FB400R	FB402R	FB404R	FB405R
150 mm	200 mm	240 mm	300 mm
6"	8"	9 1/2"	12"

2,8 mm

FB414R	FB415R	FB416R	FB417R
150 mm	200 mm	240 mm	300 mm
6"	8"	9 1/2"	12"

DE BAKEY

FB400R-FB405R

DE BAKEY

FB414R-FB417R




DE BAKEY Zahnung

Toothing DE BAKEY

TRAUMATA®

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Pinzetten
Forces


FB406R	FB407R	FB408R	FB409R
200 mm	240 mm	300 mm	350 mm
8"	9 1/2"	12"	14"

DE BAKEY

FB406R-FB409R

COOLEY Zahnung


Toothing COOLEY



FB784R	FB785R	FB786R
150 mm	195 mm	240 mm
6"	7 3/4"	9 1/2"

COOLEY


FB784R-FB786R



DE BAKEY

FB401R


150 mm, 6"



DE BAKEY

FB403R

200 mm, 8"



COOLEY

BD250R

200 mm, 8"

FB






Gefäßclips nach MÜLLER

Merkmale:

- Atraumatisches Maulprofil
- Beidseitig angebrachte Griffplateaus zum sicheren Anlegen und Abnehmen des Clips.
- Exakt definierter Schließdruck für arterielle und venöse Gefäße.
- Gefäßclips eindeutig mit Schließdruck gekennzeichnet.
- Geschlossener Maulkasten zur sicheren Maulführung.
Kein ungewolltes Verfangen des Fadens möglich.




MÜLLER
 250 g FE030S
 350 g FE040S
 gerade
 straight

MÜLLER Vascular Clips

Features:

- Atraumatic mouth profile
- Handle plateau mounted on both sides for secure application and removal of the clip.
- Exactly defined closing pressure for arterial and venous vessels.
- Vascular clips are clearly marked with closing pressure.
- Closed mouth box guarantees precise guidance of the working tips.
No risk of threads getting tangled up in clip.



MÜLLER
 250 g FE031S
 350 g FE041S
 gebogen
 curved



DE BAKEY Zahnung



Tooting DE BAKEY

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Gefäßclips

Vascular Clips

FB




Schließkraft
Closing force

MÜLLER

250 g FE032S

350 g FE042S

Spitze gebogen
curved tips



Schließkraft
Closing force

MÜLLER

250 g FE034S

350 g FE044S

kniegebogen
knee-bent



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery
Bulldogklemmen
Bulldog Clamps

FB




JOHNS-HOPKINS

BH018R

Zange zum Anlegen und Abnehmen
der Bulldogklemmen BH011R – BH031R
und FB420R – FB427R

Forceps for applying and removing
bulldog clamps BH011R – BH031R
and FB420R – FB427R

240 mm, 9 3/4"



BH020R **BH021R** **BH026R** **BH027R**
BH022R **BH023R**

DIEFFENBACH

Gesamtlänge: Maullänge:
Total length: Jaw length:

BH020R	38 mm, 1 1/2"	12 mm, 1/2"
BH022R	48 mm, 2"	16 mm, 5/8"
BH021R	38 mm, 1 1/2"	12 mm, 1/2"
BH023R	48 mm, 2"	16 mm, 5/8"
BH026R	58 mm, 2 1/8"	16 mm, 5/8"
BH027R	58 mm, 2 1/8"	16 mm, 5/8"



BH011R-BH017R

JOHNS-HOPKINS

Gesamtlänge Maullänge:
Total length: Jaw length:

BH011R	38 mm, 1 1/2"	12 mm, 1/2"
BH012R	48 mm, 2"	17 mm, 5/8"
BH013R	56 mm, 2 1/8"	25 mm, 1"
BH014R	63 mm, 2 1/2"	30 mm, 1 3/16"
BH015R	70 mm, 2 3/4"	33 mm, 1 1/4"
BH016R	80 mm, 3 1/8"	42 mm, 1 3/4"
BH017R	91 mm, 3 1/2"	52 mm, 2"



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Bulldogklemmen

Bulldog Clamps

FB



DE BAKEY-HESS

BH030R

Gesamtlänge: 34 mm

Total length: 1 3/8"

Maullänge: 20 mm

Jaw length: 3/4"



FB328R

Gesamtlänge: 35 mm

Total length: 1 3/8"

Maullänge: 14 mm

Jaw length: 1/2"

FB329R

Gesamtlänge: 35 mm

Total length: 1 3/8"

Maullänge: 14 mm

Jaw length: 1/2"

FB330R

Gesamtlänge: 45 mm

Total length: 1 3/4"

Maullänge: 19 mm

Jaw length: 3/4"

FB331R

Gesamtlänge: 45 mm

Total length: 1 3/4"

Maullänge: 19 mm

Jaw length: 3/4"



DE BAKEY-HESS

BH031R

Gesamtlänge: 43 mm

Total length: 1 7/10"

Maullänge: 30 mm

Jaw length: 1 3/16"



MB285R

Gesamtlänge: 55 mm

Total length: 2 1/8"

Maullänge: 13 mm

Jaw length: 1/2"

BH032R

Gesamtlänge: 48 mm

Total length: 1 7/8"

Maullänge: 10 mm

Jaw length: 3/8"

BH034R

Gesamtlänge: 48 mm

Total length: 1 7/8"

Maullänge: 13 mm

Jaw length: 1/2"



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery
Bulldogklemmen
Bulldog Clamps

DE BAKEY Zahnung


ARAUUMATA®



Toothing DE BAKEY

FB

Mini-Bulldogklemmen
Schließdruck 180 g
Mini-bulldog clamps
Closing force 180 g



	FB362R	FB364R	FB366R	FB363R	FB365R	FB367R	FB369R
Gesamtlänge:	50 mm	55 mm	60 mm	50 mm	50 mm	55 mm	55 mm
Total length:	2"	2 1/8"	2 3/8"	2"	2"	2 1/8"	2 1/8"
Maullänge:	10 mm	14 mm	20 mm	10 mm	14 mm	20 mm	20 mm
Jaw length:	3/8"	1/2"	3/4"	3/8"	1/2"	3/4"	3/4"



	DE BAKEY	DE BAKEY	GLOVER	DE BAKEY	DE BAKEY	DE BAKEY
	FB352R	FB353R	FB431R	FB357R	FB358R	FB359R
Gesamtlänge:	50 mm	48 mm	52 mm	73 mm	99 mm	95 mm
Total length:	2"	2"	2"	2 3/4"	4"	3 1/2"
Maullänge:	27 mm	27 mm	35 mm	38 mm	63 mm	54 mm
Jaw length:	1 1/8"	1 1/8"	1 1/3"	1 1/2"	2 1/2"	2 1/8"



DE BAKEY Zahnung



Toothed DE BAKEY

TRAUMATA®

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Bulldogklemmen

Bulldog Clamps



	DE BAKEY FB420R	DE BAKEY FB422R	DE BAKEY FB424R	DE BAKEY FB426R	DE BAKEY FB421R	DE BAKEY FB423R	DE BAKEY FB425R	DE BAKEY FB427R
Gesamtlänge: Total length:	80 mm $3\frac{1}{8}$ "	90 mm $3\frac{1}{2}$ "	105 mm $4\frac{1}{8}$ "	124 mm 5"	78 mm $3\frac{1}{8}$ "	86 mm $3\frac{3}{8}$ "	97 mm $3\frac{3}{4}$ "	114 mm $4\frac{1}{2}$ "
Maullänge: Length of jaw:	25 mm 1"	35 mm $1\frac{3}{8}$ "	50 mm 2"	68 mm $2\frac{3}{4}$ "	23 mm 1"	31 mm $1\frac{1}{8}$ "	42 mm $1\frac{3}{4}$ "	58 mm $2\frac{3}{8}$ "



	GLOVER FB432R	GLOVER FB434R	GLOVER FB436R	GLOVER FB433R	GLOVER FB435R	GLOVER FB437R
Gesamtlänge: Total length:	68 mm $2\frac{3}{4}$ "	96 mm $3\frac{3}{4}$ "	117 mm $4\frac{3}{4}$ "	65 mm $2\frac{1}{2}$ "	91 mm $3\frac{1}{2}$ "	110 mm $4\frac{3}{8}$ "
Maullänge: Length of jaw:	33 mm $1\frac{3}{8}$ "	50 mm 2"	69 mm $2\frac{3}{4}$ "	33 mm $1\frac{3}{8}$ "	50 mm 2"	69 mm $2\frac{3}{4}$ "

FB



789

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery
 Bulldogklemmen mit Ringgriffen
 Ring Handle Bulldog Clamps




DE BAKEY Zahnung



Toothing DE BAKEY

ARAUUMATA®

FB





DE BAKEY Zahnung




Toothing DE BAKEY

TRAUMATA®

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Anastomosen-, Mehrzweckklemmen für Neugeborene

Anastomosis-, Multi-Purpose-Clamps for Neonates



CASTANEDA

FB581R-FB582R

120 mm, 4 3/4"

FB



CASTANEDA

FB590R-FB593R

155 mm, 6"





FB




DE BAKEY

FB557R-FB558R



COOLEY

FB567R-FB569R





DE BAKEY Zahnung




Tooting DE BAKEY

TRAUMATA®

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery


Anastomosen-, Mehrzweckklemmen - Kinder-Modelle
Anastomosis-, Multi-Purpose-Clamps - Pediatric Patterns

FB



DERRA


FB559R-FB561R



COOLEY

FB563R

160 mm, 6 1/4"



COOLEY

FB570R

200 mm, 8"

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
MILLIMETERS

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery
Gefäßklemmen
Hemostatic Forceps

DE BAKEY Zahnung



Toothing DE BAKEY

ARAUMATA®

FB



FB440R-FB441R

Mosquitoklemmen
 Mosquito Forceps
 125 mm, 5"



FB440R 20 mm **FB441R** 20 mm

$\frac{1}{2}$



FB442R-FB443R

Mosquitoklemmen
 Mosquito forceps
 165 mm, 6 $\frac{1}{2}$ "



FB442R 27 mm **FB443R** 27 mm

$\frac{1}{2}$



DE BAKEY-BAINBRIDGE

FB446R-FB447R

155 mm, 6"



FB446R 40 mm **FB447R** 40 mm

$\frac{1}{2}$



DE BAKEY-BAINBRIDGE

FB448R-FB449R

180 mm, 7"



FB448R 65 mm **FB449R** 65 mm

$\frac{1}{2}$



DE BAKEY Zahnung

Tooting DE BAKEY

TRAUMATA®

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Gefäßklemmen
Hemostatic Forceps

FB




FB444R	FB445R
50 mm	50 mm

PEAN

FB444R-FB445R

155 mm, 6"

1/2



FB526R	FB532R	FB534R
60 mm	89 mm	99 mm
200 mm	265 mm	280 mm
8"	10 1/2"	11"



FB527R	FB533R	FB535R
60 mm	89 mm	99 mm
200 mm	260 mm	275 mm
8"	10 1/4"	10 3/4"


DE BAKEY-PEAN

FB526R-FB535R


MILLIMETERS



FB




FB528R



FB529R



HOPT



FB530R

FB528R	230 mm	9"
FB529R	235 mm	9 1/4"
FB530R	245 mm	9 3/4"



DE BAKEY Zahnung



Tooting DE BAKEY

TRAUMATA®

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Präparier- und Ligaturklemmen

Dissecting- and Ligature Forceps

FB



FB486R

81 mm



FB487R

81 mm



80 mm

1/1



70 mm

1/1



DE BAKEY-RUMEL

FB486R	250 mm	10"
FB487R	245 mm	9 3/4"



DE BAKEY-MIXTER

FB497R	285 mm, 11 1/4"
--------	-----------------



DE BAKEY-MC QUIGG-MIXTER

FB496R	210 mm, 8 1/4"
--------	----------------

MILLIMETERS

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Präparier- und Ligaturklemmen, Profunda Klemmen
Dissecting- and Ligature Forceps, Profunda Clamps

DE BAKEY Zahnung



Toothed DE BAKEY

TRAUMATA®

FB





DE BAKEY Zahnung

Tooting DE BAKEY




TRAUMATA®

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Anastomosenklemmen

Anastomosis Clamps

FB



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Vena-Cava-Klemmen
Vena Cava Clamps

DE BAKEY Zahnung

ATRAUMATA®




Toothing DE BAKEY

FB



DE BAKEY-BECK

FB519R	205 mm	8"
FB520R	210 mm	8 1/4"



DE BAKEY-HARKEN

FB521R	255 mm	10"
FB522R	245 mm	9 3/4"
FB523R	245 mm	9 3/4"
FB524R	245 mm	9 3/4"



DE BAKEY Zahnung

Tooting DE BAKEY

TRAUMATA®

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Gefäßklemmen für Tangential-Verschluss

Tangential Occlusion Clamps

FB



FB502R

FB501R

38 mm

48 mm

54 mm

58 mm

75 mm

FB504R

FB503R



DE BAKEY

Gesamtlänge:

Total Length:

Maullänge:

Jaw length:


	FB500R	FB501R	FB502R	FB503R	FB504R
220 mm	220 mm	265 mm	270 mm	270 mm	280 mm
7 3/4"	7 3/4"	10 1/4"	10 3/4"	10 3/4"	11"
85 mm	85 mm	95 mm	99 mm	103 mm	119 mm
3 3/8"	3 3/8"	3 3/4"	4"	4 1/8"	4 3/4"

MILLIMETERS

801



FB



DE BAKEY-SATINSKY

	FB506R	FB507R	FB508R
Gesamtlänge:	235 mm	240 mm	245 mm
Total Length:	9 1/4"	9 1/2"	9 3/4"
Maullänge:	68 mm	76 mm	84 mm
Jaw length:	2 3/4"	3"	3 3/8"



DE BAKEY Zahnung





Tooting DE BAKEY ARAUMATA®

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Gefäßklemmen
Hemostatic Forceps

FB



ALLENBERG

FB587R-FB588R

mit Retraktionsblättern zum Weghalten
von Weichteilen während der Anastomose
with retraction blades for retraction of soft
tissue during the anastomosis

MILLIMETERS

803

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery
 Coarctationsklemmen
 Coarctation Clamps


DE BAKEY Zahnung



Toothing DE BAKEY


ARAUUMATA®

FB



DE BAKEY

FB552R	170 mm	6 3/4"
FB554R	165 mm	6 1/2"



DE BAKEY

FB553R
165 mm, 6 1/2"



DE BAKEY

FB452R	205 mm	8"
FB454R	225 mm	9"
FB456R	240 mm	9 1/2"



DE BAKEY

FB453R	200 mm	8"
FB455R	225 mm	9"
FB457R	240 mm	9 1/2"



DE BAKEY Zahnung

Tooting DE BAKEY

TRAUMATA®

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Patent-Ductusklemmen, Peripheralklemmen

Patent-Ductus-Clamps, Peripheral-Vascular-Clamps


FB



DE BAKEY

FB450R

210 mm, 8 1/4"



DE BAKEY

FB451R

210 mm, 8 1/4"



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery
Patent-Ductusklemmen, Peripheralklemmen
Patent-Ductus-Clamps, Peripheral-Vascular-Clamps


DE BAKEY Zahnung



Toothing DE BAKEY

AIRAEUMATA®

FB



56 mm



DE BAKEY

FB463R

160 mm, 6 1/4"

INCHES



90 mm



DE BAKEY

FB464R

190 mm, 7 1/4"



92,5 mm



DE BAKEY

FB465R

200 mm, 8"



DE BAKEY Zahnung



Tooting DE BAKEY


TRAUMATA®

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Peripheralklemmen

Peripheral-Vascular-Clamps


FB



DE BAKEY

FB466R


180 mm, 7"



LELAND-JONES

FB467R-FB468R

190 mm, 7 1/2"



LELAND-JONES

FB469R

195 mm, 7 3/4"



DE BAKEY

FB470R

Iliaca-Klemme
Iliac clamp

200 mm, 8"

MILLIMETERS

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery
Anastomosenklemmen
Anastomosis Clamps


DE BAKEY Zahnung



Toothing DE BAKEY

ATRAUMATA®

FB



WERTHEIM

BJ581R

250 mm, 10"

INCHES



DICK

FB956R-FB958R

808



DE BAKEY Zahnung

Tooting DE BAKEY

TRAUMATA®

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Mehrzweckklemmen

Multi-Purpose-Clamps




DE BAKEY

	FB511R	FB512R	FB513R	FB510R
Gesamtlänge:	230 mm	280 mm	305 mm	240 mm
Total Length:	9"	11"	12"	9 1/2"
Maullänge:	85 mm	100 mm	135 mm	93 mm
Jaw length:	3 3/8"	4"	5 1/8"	3 3/4"

FB



FB



DE BAKEY

	FB515R	FB516R	FB517R	FB518R
Gesamtlänge: Total Length:	225 mm 9"	210 mm 8 1/4"	255 mm 10"	275 mm 10 3/4"
Maullänge: Jaw length:	93 mm 3 3/4"	85 mm 3 3/8"	92 mm 3 5/8"	134 mm 5 1/4"



DE BAKEY Zahnung



AIRAUUMATA®

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Aortaklemmen
Ascending Aorta Cross Clamps

FB



MORRIS

FB493R

175 mm, 7"



DE BAKEY (MORRIS MODIF.)

FB494R

240 mm, 9"

MILLIMETERS

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery
Bronchusklemmen
Bronchus Clamps


DE BAKEY Zahnung



Toothing DE BAKEY

ATRAUMATA®

FB





DE BAKEY Zahnung

Tooting DE BAKEY



TRAUMATA®

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Aorta-Aneurysma-Klemmen

Aorta-Aneurysm-Clamps

FB



DE BAKEY (SEMB MODIF.)

FB482R

265 mm, 10 1/2 "



DE BAKEY

FB481R

270 mm, 10 3/4 "



FB



DE BAKEY

FB476R	255 mm	10"
FB477R	265 mm	10 1/2"
FB478R	280 mm	11"





DE BAKEY Zahnung

Toothing DE BAKEY

ATRAUMATA®

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Aorta-Aneurysma-Klemmen

Aorta-Aneurysm-Clamps



FB

MILLIMETERS

815

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Aortaklemmen
Aorta Clamps

DE BAKEY Zahnung



Toothing DE BAKEY

ATRAUMATA®

FB




DIETHRICH

FB525R

210 mm, 8 1/4"

INCHES

816



SUBRAMANIAN (MODIF.)

FB578R

155 mm, 6"



DE BAKEY Zahnung

Tooting DE BAKEY

TRAUMATA®

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Aortaklemmen
Aorta Clamps


FB



OCHSNER

FB495R

260 mm, 10 1/4"



DE BAKEY

FB576R

265 mm, 10 1/2"

MILLIMETERS

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery
Aorta-Anastomosenklemmen
Aorta-Anastomosis Clamps

DE BAKEY Zahnung



Toothing DE BAKEY

ATRAUMATA®

FB





DE BAKEY Zahnung

Tooting DE BAKEY


TRAUMATA®

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Aorta-Anastomosenklemmen

Aorta-Anastomosis Clamps

FB



LAMBERT-KAY

FB492R

210 mm, 8 1/4"

LAMBERT-KAY

FB490R

215 mm, 8 1/2"

DE BAKEY (MOD. LAMBERT)

FB491R

255 mm, 10"

MILLIMETERS




Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery
 Bulldogklemmen mit Ringgriffen
 Ring Handle Bulldog Clamps

COOLEY Zahnung

 Tothing COOLEY

TRAUMATA®

FB





COOLEY Zahnung



Tothing COOLEY



ATRAUMATA®

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Bulldogklemmen mit Ringgriffen

Ring Handle Bulldog Clamps

FB



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Anastomosenklemmen, Kinder-Modelle
Anastomosis Clamps, Pediatric Patterns

COOLEY Zahnung



Toothing COOLEY

ATRAUMATA®


FB



COOLEY-BECK

FB731R 150 mm 6"

FB732R 155 mm 6"



FB731R

56 mm

FB732R


63 mm



COOLEY

FB734R-FB735R

170 mm, 6 3/4"



FB734R

82 mm

FB735R

82 mm

INCHES



COOLEY Zahnung



Tooothing COOLEY

ARAUMATA®

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Anastomosenklemmen, Kinder-Modelle


Anastomosis Clamps, Pediatric Patterns

FB




DERRA-COOLEY

FB725R	170 mm	6 3/4"
FB726R	175 mm	7"
FB727R	175 mm	7"

FB725R
71 mmFB726R
76 mmFB727R
80 mm


COOLEY

FB721R	165 mm	6 1/2"
FB722R	165 mm	6 1/2"
FB723R	175 mm	7"
FB724R	180 mm	7"

FB721R
72 mmFB722R
76 mmFB723R
72 mmFB724R
76 mm

MILLIMETERS

FB



COOLEY

FB719R	150 mm	6"
FB718R	160 mm	6 1/4"
FB717R	165 mm	6 1/2"



COOLEY Zahnung



Toothing COOLEY


TRAUMATA®

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Anastomosenklemmen, Mehrzweckklemmen

Anastomosis Clamps, Multi-Purpose Clamps


FB



COOLEY

FB729R


170 mm, $6\frac{3}{4}$ "



COOLEY

FB730R

175 mm, 7"



COOLEY

FB737R	195 mm	$7\frac{3}{4}$ "
FB736R	185 mm	$7\frac{1}{4}$ "

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Patent-Ductusklemmen, Coarctationsklemmen, Kinder-Modelle

Patent-Ductus Clamps, Coarctations Clamps, Pediatric Patterns

COOLEY Zahnung



Toothing COOLEY

FB




FB713R	FB715R
52 mm	63 mm



COOLEY

FB710R	160 mm	$6\frac{1}{4}''$
FB712R	170 mm	$6\frac{3}{4}''$
FB713R	180 mm	7"
FB715R	180 mm	7"

INCHES



COOLEY

FB711R	160 mm	$6\frac{1}{4}''$
FB714R	170 mm	$6\frac{3}{4}''$



COOLEY Zahnung
Tooting COOLEY



ATRAUMATA®

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Patent-Ductusklemmen, Coarctationsklemmen, Kinder-Modelle

Patent-Ductus Clamps, Coarctations Clamps, Pediatric Patterns

FB



COOLEY

FB754R	165 mm	6 1/2"
FB755R	170 mm	6 3/4"
FB756R	185 mm	7 1/4"



FB766R	225 mm	9"
FB767R	270 mm	10 3/4"

MILLIMETERS

FB




LEITZ

FB795R

205 mm, 8"

INCHES



COOLEY

FB738R

260 mm, 10 3/4"



COOLEY Zahnung



Tooting COOLEY


TRAUMATA®

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Anastomosenklemmen

Anastomosis Clamps

FB



COOLEY


FB773R

260 mm, 10 1/4"

MILLIMETERS



FB



PARRY-COOLEY

FB775R

295 mm, $11\frac{3}{4}$ "




COOLEY Zahnung
Tooting COOLEY

ATRAUMATA®

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Anastomosenklemmen
Anastomosis Clamps

FB



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery


Aortaklemme
Aorta Clamp

COOLEY Zahnung

Tooting COOLEY

ATRAUMATA®

FB



COOLEY

FB764R

320 mm, 12 3/4"

INCHES



COOLEY Zahnung
Toothing COOLEY

TRAUMATA®

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Mehrzweckklemme
Multi-Purpose Clamp

FB



82 mm

1/2

COOLEY


FB765R

285 mm, 11 1/4 "




MILLIMETERS

FB



FC304R	FC303R	FC302R	FC301R	FC300R
130 mm	145 mm	150 mm	150 mm	150 mm
5 1/8 "	5 3/4 "	6"	6"	6"



FC314R	FC313R	FC312R	FC311R	FC310R
135 mm	160 mm	170 mm	170 mm	170 mm
5 1/4 "	6 1/4 "	6 3/4 "	6 3/4 "	6 3/4 "

FC300R-FC314R



DE BAKEY Zahnung



TRAUMATA®

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Gewebe- und Organfasszangen
Tissue- and Organ Grasping Forceps

FB



BABCOCK

EA050R-EA052R



BABCOCK

FB936R

220 mm, 8 3/4"



BABCOCK

MD470

240 mm, 9 1/2"

MILLIMETERS




ATRAUMATA®

FB



ALLIS

EA092R-EA101R



EA092R	EA095R	EA096R	EA097R	EA099R
155 mm 6"	200 mm 8"	220 mm 8 3/4"	255 mm 10"	300 mm 12"



EA101R	EA100R
350 mm 14"	295 mm 11 3/4"



ALLIS

EA095R

besonders fein
very delicate
200 mm, 8"



DE BAKEY Zahnung


Toothing DE BAKEY

TRAUMATA®


Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Gewebe- und Organfasszangen
Tissue- and Organ Grasping Forceps

FB




EO338R-EO340R



COLLIN

EA061R
195 mm, 7 3/4"



COLLIN

EA062R
230 mm, 9"

MILLIMETERS

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Lungenfasszangen, -pinzetten

Lung Grasping Forceps

Weitere Gewebefasszangen siehe Rubrik EA
Weitere Ligaturklemmen siehe Rubrik BJ

Further tissue grasping forceps see section EA
Further ligature forceps see section BJ

FB




WILLIAMS

EA028R

160 mm, 6 1/4"


INCHES



TUTTLE

BD801R

230 mm, 9"



NELSON

BD802R


230 mm, 9"



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Lungenfasszangen
Lung Grasping Forceps

FB




DUVAL
FB930R
1/2 230 mm, 9"



EA031R 170 mm 6 3/4"
EA032R 215 mm 8 1/2"
FB934R 220 mm 8 3/4"

BABCOCK

EA031R-FB934R





ALLIS
FB938R
1/2 220 mm, 8 3/4"

MILLIMETERS

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery
Präparier- und Ligaturklemmen
Dissecting- and Ligature Forceps

FB



FINOCHIETTO

BJ052R


245 mm, 9 3/4"



SEMB

FB961R

240 mm, 9 1/2"



WIKSTROEM

BJ051R

205 mm, 8"




Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Präparier- und Ligaturklemmen

Dissecting- and Ligature Forceps

FB



MIXTER

BJ055R

230 mm, 9"

1/1



MIXTER

BJ061R-BJ062R

1/2



MIXTER

BJ073R

290 mm, 11 1/2"

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
MILLIMETERS

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Fixerklemme, Carotis Shunt Klemmen
Fixation Clamp, Carotid Shunt Clamps

FB



BORST

FB940R

Klemme für eine effiziente Verklebung von
Gewebebeschichten bei der Aortendissektion
Forcesps for efficient tissue gluing in aortic
dissection

215 mm, 8 1/2"



JAVID

MB238R-MB239R

Carotis Shunt Klemmen
Carotid shunt clamps



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Gefäßklemmen

Vascular Clamps

FB



BABY-SATINSKY

FB600R

Anastomosen-Klemme

Anastomosis clamp

150 mm, 6"



SATINSKY

FB602R

Anastomosen-Klemme

Anastomosis clamp

265 mm, 10 1/2"



SATINSKY

FB604R-FB605R

Anastomosen-Klemmen

Anastomosis clamps

265 mm, 10 1/2"



MILLIMETERS

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery
Gefäßklemmen
Vascular Clamps

FB



CRAFOORD-SELLORS

FB633R

240 mm, $9\frac{1}{2}$ "

INCHES



CRAFOORD

FB634R

federnd
elastic

FB635R

$\frac{1}{1}$

FB634R-FB635R

240 mm, $9\frac{1}{2}$ "



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Bronchusklemmen

Bronchus Forceps

FB



PRICE-TOMAS

FB950R

225 mm, 9"



FB954R-FB955R

230 mm, 9"

MILLIMETERS

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery
Spülkanülen, Embolusfasszangen
Irrigating Cannulae, Embolus Grasping Forceps

FB



LUER
LOCK

$\frac{1}{2}$


SCHMID

FB153R-FB156R

Gefäß-Spülkanülen,
biegsam, versilbert

Vessel irrigating cannulae,
malleable, silver plated

150 mm, 6"



BLAKE

EB220R

Embolusfasszange

Embolus grasping forceps

205 mm, 8"



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Gefäßdilatatoren

Vascular dilators

FB



MILLIMETERS

1/1 FB160R FB161R FB162R FB163R FB164R FB165R

	Ø Diam.
FB160R	0,5 mm
FB161R	1,0 mm
FB162R	1,5 mm
FB163R	2,0 mm
FB164R	2,5 mm
FB165R	3,0 mm

1/2 FB166R FB167R FB168R FB169R FB170R FB172R

	Ø Diam.
FB166R	3,5 mm
FB167R	4,0 mm
FB168R	4,5 mm
FB169R	5,0 mm
FB170R	7,0 mm
FB172R	9,0 mm

DE BAKEY

FB160R-FB172R


Gefäßdilatatoren, biegsam

Vascular dilators, malleable


190 mm, 7 1/2"

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery
Gefäßdilatatoren
Vascular Dilators

FB



MB246 MB247 MB248 MB249



MB250 MB251 MB252 MB253 MB254



MB245


Set komplett,
bestehend aus:
MB246-MB254 jeweils 1 Dilatator
Set complete,
consisting of:
MB246-MB254 1 dilator of each
140 mm, 5 1/2"



MB257 MB258 MB259 MB260



MB261 MB262 MB263 MB264 MB265



MB256

Set komplett,
bestehend aus:
MB257-MB265 jeweils 1 Dilatator
Set complete,
consisting of:
MB257-MB265 1 dilator of each
215 mm, 8 1/2"



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Gefäßspatel
Vascular Spatulas


FB



FB150R 185 mm $7 \frac{1}{4}''$
FB151R 215 mm $8 \frac{1}{2}''$




FD333R
230 mm, 9"



HALLE

$1/2$
stumpf
blunt
180 mm, 7"




FREEER
OL165R
scharf/stumpf
sharp/blunt
185 mm, $7 \frac{1}{4}''$



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery
Gefäßspatel
Vascular Spatulas

FB



SCHMID


FB158R-FB159R

stumpf
blunt



DAVIS

FF300R
245 mm, 9 3/4"



TÖNNIS

FF301R-FF302R
240 mm, 9 1/2"





Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Endarterektomiestripper, Tourniquets

Endarterectomy Strippers, Tourniquets

FB



FB108R-FB117R
Endarterektomiestripper
Endarterectomy strippers
550 mm, 22"



FB119R
Griff für FB108R-FB117R
Handle for FB108R-FB117R
110 mm, 4 3/8"



RUMEL-BELMONT

FB651R
Ø
diam.
4 mm
325 mm, 13"



FB653R
Mandrin allein
Guide only



FB654R
Mandrin allein
Guide only




Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Bioptom und Aorta-Dilatatoren, Aortenstanzen
Biop tome and Aortic Dilators, Aorta Punches

FB

510 mm, 20 1/4"




SCHULZ

FB200R

Bioptom, mit flexiblem Schaft,
mit rundem Maul 3 mm Ø

Biop tome, with flexible shaft,
with round jaws 3 mm diam.



VASCUCUT Stanzenköpfe

Bestelleinheit:
PAK = Packung à 5 Stück

VASCUCUT Punch heads

Sales unit:
PAK = Package of 5 pieces



FB184R

Ø 4 mm
diam. 4 mm



FB185R

Ø 5 mm
diam. 5 mm



FB186R

Ø 6 mm
diam. 6 mm



FB180R


VASCUCUT Handgriff allein
VASCUCUT Handle only



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Tunnelierungs- und Durchzugsinstrumentarium für Gefäßprothesen
Instrument Set for Tunnelling and Pulling-Through Vascular Grafts

FB



JENKNER

	Länge Length		
Ø	400 mm	500 mm	
Diam.	20"	20"	
Tunnelierrohre mit Konus	12 mm	FC004R	FC005R
Tunneling tubes with conical tip	14 mm	FC014R	FC015R
	17 mm		FC025R
Handgriff Handle		FC030	
Durchziehzange Forceps		FC034R	FC035R

Informationen über das operative Vorgehen siehe Prospekt C-060.
Information about the operative procedure see leaflet C-060.

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Gefäßprothesen-Durchziehzange Vascular Prosthesis Draw-In Forceps

FB

Die leichte Krümmung der Zange ermöglicht ein Handling beim Tunnelieren. Zum Durchziehen der Prothese kann die Zange entweder direkt angelegt werden (alloplastische Prothesen) oder mittels der Bulldogklemme (autologe/homologe Prothesen). Die Bulldogklemme sitzt dank Formschluss unverrückbar und sicher im Maul der Einzugszange.

The slight curvature of the introducer forceps permits handling during tunneling. Here the prosthesis can be drawn in by applying the introducer forceps directly to the prosthesis (alloplastic prosthesis) or can be drawn in by means of the bulldog clamp (autologous/homologous prosthesis). Thanks to the interlocking fit, the bulldog clamp rests non-displaceable and securely in the mouth of the introducer forceps.



ALLENBERG

FC048R

gebogen

curved

540 mm, 21 1/2"

INCHES



FC049R

Bulldog-Klemme

Bulldog clamp

40 mm, 1 1/2"



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Sternum-Instrumente

Sternum Instruments

FB



WITT

SR421R

1,5 x 51 mm

Sternum-Punktionskanüle

mit Luer-Ansatz

Sternal puncture needle

with Luer cone



SCHUMACHER

FB911R

Sternumschere

Sternum shears

210 mm, 8 1/4"



MILLIMETERS

855

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Sternum-Instrumente

Sternum Instruments

FB



BRAUN-STADLER

ET141R

Sternumschere für Kinder

Sternum shears for children

200 mm, 8"



LEBSCHE

FB918R

Sternummeißel

Sternum chisel

200 mm, 8"



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Rippenscheren
Rib Shears

FB



FB870R

230 mm, 9"



GLUCK

FB873


190 mm, 7 1/2"



BETHUNE

FB878R

340 mm, 13 1/2"



SAUERBRUCH

FB881R

für Kinder
for children

240 mm, 9 1/2"

FB882R

für Erwachsene
for adults

270 mm, 10 3/4"



MILLIMETERS

857

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Rippenscheren
Rib Shears

FB



BRUNNER

FB892R

Universalmodell

Universal pattern

340 mm, 13 1/2"

INCHES



GIERTZ-STILLE



FB890R

250 mm, 10"




Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Rippenfasszangen, Knochensplitterzangen Rib Holding Forceps, Bone Cutting Forceps



FB



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery


Hohlmeißelzangen

Rib Rongeurs

Weitere Knochenhaltezangen, Knochensplitterzangen und Hohlmeißelzangen siehe Rubrik FO

Further bone holding forceps, bone cutting forceps and bone rongeurs see section FO

FB




SEMB

FO555R

Hohlmeißelzange zum
Kürzen der Rippenstümpfe

Rib rongeur to shorten the
rib stumps

240 mm, 9 1/2"



SAUERBRUCH-CORYLLOS

FO570R-FO572R

Hohlmeißelzange zum
Kürzen der Rippenstümpfe

Rib rongeur to shorten the
rib stumps

310 mm, 12 3/8"



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Rippenraspatorien

Rib Raspatories

FB



22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
MILLIMETERS

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery
Rippenraspatorien
Rib Raspatories

FB



SEMB

FK381R-FK387R




Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Rippenraspatorien

Rib Raspatories


FB



LANGENBECK

FK360R

190 mm, 7 1/2"



LAMBOTTE

FK355R 5 mm


FK356R 10 mm

FK357R 15 mm

FK358R 20 mm

FK359R 25 mm

215 mm, 8 1/2"



ALEXANDER


FK420R

210 mm, 8 1/4"







Dimensions for blade size of rib spreaders:
1st number = depth Example: 38 x 45 mm
2nd number = width




FINOCHIETTO FC040A



FINOCHIETTO Blatter
FC041A Blades 28 x 30 mm



FINOCHIETTO FC042A



FINOCHIETTO FC043A




Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Thoraxsperrer (Aluminium), Rippensperrer für Kleinkinder

Thoracic Retractors (Aluminium), Rib Retractors for Infants


FB



FINOCHIETTO

Blätter
Blades

FC044A 74 x 64 mm



STRUCK

FB852R

Rippensperrer für Kleinkinder
komplett,
bestehend aus:

FB853R Sperrer allein

FB857R Blätter (Paar)

FB858R Blätter (Paar)

Rib spreader for infants complete,
consisting of:

FB853R Retractor only

FB857R Blades (pair)

FB858R Blades (pair)



Blätter
Blades

FB854R 10 x 10 mm



Blätter
Blades

FB855R 10 x 15 mm



Blätter
Blades

FB857R 15 x 20 mm



Blätter
Blades

FB856R 10 x 20 mm



Blätter
Blades

FB858R 20 x 20 mm



MILLIMETERS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4




5

6

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Rippensperrer für Kinder
Rib Retractors for Infants

FB









Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Rippensperrer

Rib Retractors


FB



MILLIMETERS

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery
Rippensperrer
Rib Retractors

FB




FINOCHIETTO

Blätter

Blades

FB803R

44 x 65 mm



FINOCHIETTO

Blätter

Blades

FB804R

65 x 65 mm



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Rippensperrer
Rib Retractors

FB



Blätter
Blades

FB806R

45 x 64 mm




Blätter
Blades

FB807R

75 x 64 mm



1/1



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Rippensperrer

Rib Retractors

Besondere Vorteile:

- Blätter ohne Schrauben und Hebel austauschbar.
- Keine überstehenden Teile, glatte Flächen, daher kein Hängenbleiben von Ligaturfäden usw.

Special advantages:

- Improved fixing system for interchangeable blades.
- No protruding parts, therefore no risk of catching sutures.



FB810R 30 x 30 mm

Blätter


Blades



FB811R 40 x 40 mm

Blätter


Blades



FB812R 50 x 50 mm

Blätter

Blades



DE BAKEY

FB808R

Rippensperrer komplett,
bestehend aus:

FB809R Sperrer allein

FB810R Blätter (Paar)

FB811R Blätter (Paar)

FB812R Blätter (Paar)

Rib spreader complete,
consisting of:

FB809R Spreader only

FB810R Blades (pair)

FB811R Blades (pair)

FB812R Blades (pair)





Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Rippensperrer

Rib Retractors

Besondere Vorteile:

- Blätter ohne Schrauben und Hebel austauschbar.
 - Keine überstehenden Teile, glatte Flächen, daher kein Hängenbleiben von Ligaturfäden usw.
- Special advantages:
- Improved fixing system for interchangeable blades.
 - No protruding parts, therefore no risk of catching sutures.



DE BAKEY

FB814R

Rippensperrer komplett,
bestehend aus:

- FB815R Sperrer allein
- FB816R Blätter (Paar)
- FB817R Blätter (Paar)
- FB818R Blätter (Paar)

Spreader complete,
consisting:

- FB815R Spreader only
- FB816R Blades (pair)
- FB817R Blades (pair)
- FB818R Blades (pair)


FB

MILLIMETERS

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Sternum-Sperrer Sternum Spreaders


FB



MORSE

FB845R

für Kinder
mit beweglichen Doppelblättern
Blätter jeweils 12 x 20 mm
for children
with movable double blades
each blade 12 x 20 mm



MORSE

FB846R


für Erwachsene
mit beweglichen
Doppelblättern
Blätter jeweils 19 x 29 mm
for adults
with movable double blades
each blade 19 x 29 mm



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Sternum-Sperrer
Sternum Spreaders

FB




COOLEY Blätter

Blades

FB851R 21 x 45 mm

für Kinder

for children



COOLEY Blätter

Blades

FB850R 32 x 50 mm

für Erwachsene

for adults



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Thoraxspreller

Thoracic Retractor

FB

INCHES

1
2
3
4
5
6
7
8



1/2

FB820R

Thoraxspreller (Mercedes-Sperrer) komplett,
bestehend aus:

FB821R Sperrer allein

FB822R Blätter (Paar)

FB823R Blätter (Paar)

Thoracic retractor (Mercedes-Retractor)
complete, consisting of:

FB821R Retractor only

FB822R Blades (pair)

FB823R Blades (pair)



FB823R 75 x 75 mm

Blätter

Blades



FB822R 42 x 65 mm

Blätter

Blades

1/1

1/1



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Sternum-Sperrer

Sternum Retractors

Der Sperrer kann optional nach kranial (Bild 2, 2a) und kaudal (Bild 1, 1a) eingesetzt werden, wobei beim Einsatz nach kranial die Aufbiegung der Arme nach oben, vom Patienten weg zeigt, um Druck auf den Hals zu vermeiden.




Einsatz als Sternumserrer (Bild 1, 2)




Einsatz zur Darstellung der Arteria mammaria interna (Bild 1a, 2a).

Die Seite des Sternums, auf der die Arteria mammaria interna präpariert werden soll, wird durch die Spreizwirkung des Sperrers automatisch angehoben. Das Ergebnis ist eine einfachere Präparation der Arteria mammaria interna.

The spreader can be used optionally in cranial (picture 2, 2a) or caudal (picture 1, 1a) position. As the retractor is used in cranial position the bend up arms show away from the patient in order to protect the neck from pressure.



Used as sternum retractor (picture 1, 2)



Used for preparation of the arteria mammaria interna (picture 1a, 2a).


The side of the sternum, where the arteria mammaria interna shall be dissected is lifted up automatically due to the spreading effect of the retractor. The result is an easier preparation of the arteria mammaria interna.

FB



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery
Sternum-Sperrer
Sternum Retractors

FB



FC060R

Mammaria Sperrer komplett,
bestehend aus:

- FC061R Sperrer allein
- FC062R Mammarialatt, komplett mit
Aufnahmeblatt links und rechts
- FC063R Stenumblätter (Paar)
- FC064R Stenumblätter (Paar)

Mammaria spreader complete,
consisting of:

- FC061R Retractor only
- FC062R Mammarialblade complete with
holding blades left and right
- FC063R Stenum blades (pair)
- FC064R Stenum blades (pair)



FC062R

Mammarialatt, komplett
Mammaria blade, complete



FC063R 30 x100 mm

Stenumblätter
Sternum blades



FC064R 40 x 100 mm

Stenumblätter
Sternum blades



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Rippensperrer und -Kontraktoren

Rib Spreaders- and Contractors

FB



SELLORS

FB840R

Rippensperrer und -kontraktor
mit drehbaren Klauen

Rib spreader- and contractor
with swivel blades

200 mm, 8"

1/2



BAILEY

FB844R

150 mm, 6"

1/1



BAILEY

FB841R-FB842R

200 mm, 8"


MILLIMETERS

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Wundhaken, Lungenspatel Retractors, Lung Spatulas

Weitere Wundhaken siehe Rubrik BT
Further retractors see section BT

FB



HARRINGTON

BT551R 123 x 45 mm

BT552R 123 x 64 mm

federnd

flexible

295 mm, 11 3/4"

INCHES



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Wundhaken, Lungenspatel

Retractors, Lung Spatulas

Weitere Wundhaken siehe Rubrik BT
Further retractors see section BT

FB



HARRINGTON-PEMBERTON

BT553R 175 x 64 mm

federnd

flexible

295 mm, 11 3/4"


MILLIMETERS

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Scapula-Haken

Scapula Retractor

FB



DAVIDSON

BT531R

195 mm, 7 3/4"

INCHES



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Lungenspatel

Lung Spatulas


FB



ALLISON

BT559R


255 mm, 10"



ALLISON

BT560R

320 mm, 12 3/4"



ALLISON

BT561R

300 mm, 12"

MILLIMETERS

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Atriumhaken

Atrium Retractors

FB



COOLEY

FB860R

rechts

right

270 mm, 10 3/4"

INCHES



COOLEY

FB861R

rechts, leicht gezahnt

right, slightly serrated

270 mm, 10 3/4"



COOLEY

FB862R

links

left

280 mm, 11"



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Atriumhaken

Atrium Retractors

FB



45 x 30 mm

COOLEY MODIF. STRUCK

FB865R

leicht gezahnt

slightly serrated

265 mm, 10 1/2"



45 x 35 mm

COOLEY MODIF. STRUCK

FB866R

leicht gezahnt

slightly serrated

265 mm, 10 1/2"



MILLIMETERS

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Aortenklappenhaken

Aorta Valve Retractors

FB




FB971R




FB972R




FB973R



FB974R



FB975R



FB976R

BOROWSKI

FB971R-FB976R

Schaft biegbar

Shaft malleable

270 mm, 10 3/4"


INCHES



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Saugkanülen
Suction Cannulae

FB



GF947R

Olive Ø 9 mm
olive diam. 9 mm



Ø 5 mm
diam. 5 mm

GF948R

Olive Ø 9 mm
olive diam. 9 mm



DE BAKEY

GF947R 160 mm, 6 1/4"

GF948R 270 mm, 10 3/4"

mit Saugunterbrecher und Mandrin
with finger cut-off and stylet



1/2
Olive Ø 6 - 10 mm
olive diam. 6 - 10 mm

DE BAKEY

GF946R

mit zentraler Bohrung, Ø 3,0 mm
und seitlichen Schlitten

with central bore, 3.0 mm diam.
with lateral slots

275 mm, 10 3/4"



1/2
Olive Ø 7 - 9 mm
olive diam. 7 - 9 mm

YANKAUER

GF944R

mit zentraler Bohrung, Ø 2,0 mm
with central bore, 2.0 mm diam.

285 mm, 11 1/4"




MILLIMETERS

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Saugkanülen

Suction Cannula

FB



Ø 15 mm
diam. 15 mm

FINSTERER

GF867C

kombinierte Saug- und Spülkanüle

combined suction- and irrigation cannula

320 mm, 12 3/4"

INCHES



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Venen-Stripper-Instrumente

Vein Stripper Instruments

FB

Ersatzteile für FB030R
Spare parts for FB030R



NABATOFF

FB030R

Venenstripper-Besteck, bestehend aus:

- FB031R Metalletui
- FB032R Zugseil, 900 mm lang
- FB033 Kunststoff-Sondenspitze
- FB034R Metall-Sondenspitze
- FB035R Metallolive, Ø 6 mm
- FB036R Metallolive, Ø 9 mm
- FB037R Metallolive, Ø 12 mm
- FB038R Metallolive, Ø 15 mm
- FB040R Griff für Zugseil

Vein stripper set, consisting of:

- FB031R Metal case
- FB032R Flexible cable, 36" long
- FB033 Flexible plastic probe tip
- FB034R Metal probe tip
- FB035R Metal olive, diam. 6 mm
- FB036R Metal olive, diam. 9 mm
- FB037R Metal olive, diam. 12 mm
- FB038R Metal olive, diam. 15 mm
- FB040R Handle for flexible cable



NABATOFF

FB033Kunststoff-Sondenspitze
Flexible plastic probe tip

NABATOFF

Ø

diam.

FB034R 3 mmMetall-Sondenspitze
Probe tip, metal

NABATOFF

Ø

diam.

FB035R 6 mm**FB036R 9 mm****FB037R 12 mm****FB038R 15 mm**

Oliven allein

Olives only



NABATOFF

FB040RGriff allein
Handle only**FB032R**Zugseil
Flexible cable
900 mm, 36"



MILLIMETERS

Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Varzeninstrumente

Varix Instruments

FB



VARADY

FB050R

Mini-Venenstripper-Set, bestehend aus:

FB031R Metalletui

FB051R Zugseil, 450 mm lang,
kunststoffummantelt

FB053R Metallolive, Ø 3 mm

FB054R Metallolive, Ø 4 mm

FB055R Metallolive, Ø 5 mm

Mini vein stripper set, consisting of:

FB031R Metal case

FB051R Flexible cable, 17 1/2" long,
polyethylene coating

FB053R Metal olive, diam. 3 mm

FB054R Metal olive, diam. 4 mm

FB055R Metal olive, diam. 5 mm

Ersatzteile für FB050R
Spare parts for FB050R

VARADY

Ø
diam.

FB053R 3 mm

FB054R 4 mm

FB055R 5 mm

Oliven allein

Olives only



FB053R



FB054R



FB055R



VARADY

FB051R

Zugseil, kunststoffummantelt

Cable, flexible, polyethylene coating

450 mm, 17 1/2"



Herz- und Gefäß-Chirurgie – Cardiovascular Surgery

Varzeninstrumente

Varix Instruments

FB



MILLIMETERS

1/2

VARADY

FB120R

Phlebodissektor
Phlebodissector
180 mm, 7"

VARADY

FB121R

Phlebextraktor
Phlebextractor
180 mm, 7"

VARADY

FB122R

Phlebextraktor
Phlebextractor
180 mm, 7"

1/2

VARADY

FB124R

Mikro-Doppelspatel
Micro spatula, double ended
175 mm, 7"

VARADY

FB125R


Mikro-Phlebextraktor
Micro phlebextractor
170 mm, 6 3/4"

1/2


VARADY

FB126R

Mini-Phlebextraktor
Mini phlebextractor
170 mm, 6 3/4"



FF






Knochenstanzen, Rongeure
Bone Punches, Rongeurs


FF Knochenstanzen, Rongeure – Bone Punches, Rongeurs

Stanzen Punches


Winkelstellungen bei Stanzen
Angled positions for punches




90° nach oben schneidend
upwards cutting



90° nach oben schneidend
upwards cutting



90° nach oben schneidend
upwards cutting





Knochenstanzen, Rongeure – Bone Punches, Rongeurs

Stanzen
Punches


90° nach oben schneidend
upwards cutting



HAJEK-KOFLER

OK740R-OK742R

90° nach unten schneidend
downwards cutting



HAJEK-KOFLER

OK741R


FF



Knochenstanzen, Rongeure – Bone Punches, Rongeurs

Stanzen
Punches


90° drehbar 360°
rotates 360°



KOFLER

OK737R

90° drehbar 360°
rotates 360°



HAJEK-KOFLER


OK745R



Knochenstanzen, Rongeure – Bone Punches, Rongeurs

Stanzen
Punches

130° nach oben schneidend
upwards cutting



SYPERT

FG055R

FF

MILLIMETERS

Knochenstanzen, Rongeure – Bone Punches, Rongeurs

KERRISON Knochenstanzen

KERRISON Bone Punches

FF
90° nach oben schneidend
upwards cutting



Regular

		90° oben 90° upwards	90° oben 90° upwards	90° oben 90° upwards			
Schaftlänge Shaft length	Breite Width	Fußplatte Footplate	STANDARD nicht zerlegbar ohne Ejektor non detachable without ejector	zerlegbar detachable	Ejektor Ejector	NOIR zerlegbar detachable	Ejektor Ejector
180 mm, 7"	1,0 mm	regular	FF716R	FK948R	-	FK948B	-
	2,0 mm	regular	FF718R	FK949R	-	FK949B	-
	3,0 mm	regular	FF750R	FK950R	✓	FK950B	✓
	4,0 mm	regular	FF752R	FK951R	✓	FK951B	✓
	5,0 mm	regular	FF754R	FK952R	✓	FK952B	✓
	6,0 mm	regular	FF755R	FK953R	✓	FK953B	✓

90° nach unten schneidend
downwards cutting



Regular

		90° unten 90° downwards	90° unten 90° downwards	
Schaftlänge Shaft length	Breite Width	Fußplatte Footplate	STANDARD nicht zerlegbar, ohne Ejektor non detachable, without ejector	zerlegbar detachable
180 mm, 7"	1,0 mm	regular	FF741R	FK954R
	2,0 mm	regular	FF719R	FK955R
	3,0 mm	regular	FF721R	FK956R
	4,0 mm	regular	FF742R	FK957R
	5,0 mm	regular	FF723R	FK958R
	6,0 mm	regular	FF743R	FK959R



Knochenstanzen, Rongeure – Bone Punches, Rongeurs

KERRISON Knochenstanzen


KERRISON Bone Punches

130° nach oben schneidend
upwards cutting



Regular

Thin



130° oben
130° upwards

130° oben
130° upwards

130° oben
130° upwards

STANDARD
nicht zerlegbar
ohne Ejektor
non detachable
without ejector

zerlegbar
detachable

Ejektor
Ejector

NOIR
zerlegbar
detachable

Ejektor
Ejector

Schaftlänge Shaft length	Breite Width	Fußplatte Footplate					
180 mm, 7"	1,0 mm	regular	FF715R	FK900R	-	FK900B	-
	2,0 mm	regular	FF717R	FK901R	-	FK901B	-
	3,0 mm	regular	FF720R	FK902R	✓	FK902B	✓
	4,0 mm	regular	FF724R	FK903R	✓	FK903B	✓
	5,0 mm	regular	FF722R	FK904R	✓	FK904B	✓
	6,0 mm	regular	FF726R	FK905R	✓	FK905B	✓
200 mm, 8"	2,0 mm	regular	FF737R	FK913R	-	FK913B	-
	3,0 mm	regular	FF738R	FK914R	✓	FK914B	✓
	4,0 mm	regular	FF727R	FK915R	✓	FK915B	✓
	5,0 mm	regular	FF728R	FK916R	✓	FK916B	✓
	6,0 mm	regular	FF729R	FK917R	✓	FK917B	✓
230 mm, 9"	2,0 mm	regular	FF682R	FK919R	-		
	3,0 mm	regular	FF683R	FK920R	✓		
	4,0 mm	regular	FF684R	FK921R	✓		
	5,0 mm	regular	FF685R	FK922R	✓		
180 mm, 7"	1,0 mm	thin	FF771R	FK906R	-	FK906B	-
	2,0 mm	thin	FF772R	FK907R	-	FK907B	-
	3,0 mm	thin	FF773R	FK908R	✓	FK908B	✓
	4,0 mm	thin	FF769R	FK909R	✓	FK909B	✓
	5,0 mm	thin	FF770R	FK910R	✓	FK910B	✓
200 mm, 8"	1,0 mm	thin	FF661R	FK961R	-	FK961B	-
	2,0 mm	thin	FF662R	FK962R	-	FK962B	-
	3,0 mm	thin	FF663R	FK963R	✓	FK963B	✓
	4,0 mm	thin	FF664R	FK964R	✓	FK964B	✓
	5,0 mm	thin	FF665R	FK965R	✓	FK965B	✓
230 mm, 9"	2,0 mm	thin	FF746R	FK925R	-	FK925B	-
	3,0 mm	thin	FF747R	FK926R	✓	FK926B	✓
	4,0 mm	thin	FF748R	FK927R	✓	FK927B	✓
	5,0 mm	thin	FF749R	FK928R	✓	FK928B	✓

FF



Knochenstanzen, Rongeure – Bone Punches, Rongeurs

KERRISON Knochenstanzen
KERRISON Bone Punches

FF
130° nach unten schneidend
downwards cutting




Schaftlänge Shaft length	Breite Width	Fußplatte Footplate	STANDARD nicht zerlegbar ohne Ejektor non detachable without ejector		zerlegbar detachable	Ejektor Ejector
180 mm, 7"	1,0 mm	regular	FF711R		FK930R	-
	2,0 mm	regular	FF712R		FK931R	-
	3,0 mm	regular	FF713R		FK932R	✓
	4,0 mm	regular	FF714R		FK933R	✓
	5,0 mm	regular	FF725R		FK934R	✓
230 mm, 9"	2,0 mm	regular	FF692R		FK943R	-
	3,0 mm	regular	FF693R		FK944R	✓
	4,0 mm	regular	FF694R		FK945R	✓
	5,0 mm	regular	FF695R		FK946R	✓
180 mm, 7"	1,0 mm	thin	FF781R		FK936R	-
	2,0 mm	thin	FF782R		FK937R	-
	3,0 mm	thin	FF783R		FK938R	✓
	4,0 mm	thin	FF784R		FK939R	✓
	5,0 mm	thin	FF785R		FK940R	✓




Knochenstanzen, Rongeure – Bone Punches, Rongeurs

Rongeur
Rongeurs

Winkelstellungen bei Rongeuren
Angled positions for rongeurs



	OK505R
3,0 mm	
	OK506R
3,6 mm	
	OK508R
4,8 mm	
	OK507R
4,2 mm	
	OK509R
5,6 mm	




WEIL-BLAKESLEY

OK505R-OK509R

140°

	OK520R
3,6 mm	
	OK521R
4,2 mm	
	OK522R
4,8 mm	



WEIL-BLAKESLEY

OK520R-OK522R


FF



Knochenstanzen, Rongeure – Bone Punches, Rongeurs

Rongeure
Rongeurs

FF




HENCKEL-TILLEY

OK503R

Schaft graduiert in cm


Shaft graduated in cm



ST. BARTS

OK536R

140°



ST. BARTS

OK537R


INCHES



Knochenstanzen, Rongeure – Bone Punches, Rongeurs

Rongeure
Rongeurs


140°



FF



130°



MILLIMETERS

Knochenstanzen, Rongeure – Bone Punches, Rongeurs

Rongeure
Rongeurs

FF

LOVE-GRUENWALD

FF799R

2 x 10 mm

LOVE-GRUENWALD


FF800R

3 x 10 mm

SPURLING


FF801R

4 x 10 mm



FF799R-FF810R

1/1
2,0 mm



BECK

FF765R

FF766R


4,0 mm

FF767R

5,0 mm

FF768R

6,0 mm



CUSHING

FF766R-FF768R



Knochenstanzen, Rongeure – Bone Punches, Rongeurs


Rongeur
Rongeurs

150°



FF774R

3,0 mm



FF775R

4,0 mm




1/1

FF776R

5,0 mm

130 mm, 5 1/8"



CUSHING


FF774R-FF776R

150°



FF777R

3,0 mm



1/1

FF778R


4,0 mm

130 mm, 5 1/8"



CUSHING

FF777R-FF778R



1/1

3,0 mm

125 mm, 5"



PENNYBACKER

FF779R


FF



Knochenstanzen, Rongeure – Bone Punches, Rongeurs

Rongeure
Rongeurs

FF



FF832R

2,0 mm



FF833R

3,0 mm




FF834R

4,0 mm



FF835R

5,0 mm



CASPAR


FF832R-FF835R

150°




FF842R

2,0 mm




FF843R

3,0 mm



FF844R


4,0 mm



CASPAR


FF842R-FF844R

150° unteres Maulteil beweglich
lower part of jaw movable



FF852R

2,0 mm




FF853R

3,0 mm



FF854R

4,0 mm



CASPAR


FF852R-FF854R



Knochenstanzen, Rongeure – Bone Punches, Rongeurs

Rongeur
Rongeurs

FF



CASPAR

FF502R-FF566R

Maulgröße Jaw size	2 x 12 mm	3 x 12 mm	4 x 14 mm	5 x 14 mm	6 x 16 mm
Schaftlänge Shaft length	FF502R 128 mm, 5 1/8"	FF503R 128 mm, 5 1/8"	FF504R 130 mm, 5 1/8"		
	FF532R 148 mm, 6"	FF533R 148 mm, 6"	FF534R 150 mm, 6"	FF535R 150 mm, 6"	FF536R 152 mm, 6"
	FF562R 172 mm, 6 3/4"	FF563R 172 mm, 6 3/4"	FF564R 175 mm, 7"	FF565R 175 mm, 7"	FF566R 177 mm, 7"



150°

Schaftlänge / shaft length



CASPAR

FF513R-FF575R

Maulgröße Jaw size	3 x 12 mm	4 x 14 mm	5 x 14 mm
Schaftlänge Shaft length	FF513R 128 mm, 5 1/8"	FF514R 130 mm, 5 1/8"	
	FF543R 147 mm, 5 3/4"	FF544R 149 mm, 6"	FF545R 150 mm, 6"
	FF573R 171 mm, 6 3/4"	FF574R 174 mm, 7"	FF575R 174 mm, 6 3/4"


MILLIMETERS

Knochenstanzen, Rongeure – Bone Punches, Rongeurs

Rongeure Rongeurs


FF

150° unteres Maulteil beweglich
lower part of jaw movable



Maulgröße Jaw size		1/1
Schaftlänge Shaft length	FF523R	FF524R
	127 mm, 5"	129 mm, 5 1/8"
	FF553R	FF554R
	148 mm, 6"	149 mm, 6"
	FF583R	FF584R
	170 mm, 6 3/4"	175 mm, 7"

CASPAR
FF523R-FF584R



CUSHING

FF803R
2 x 10 mm




LOVE-GRUENWALD

FF805R
3 x 10 mm



SPURLING
FF807R
4 x 10 mm



FF803R-FF807R



Knochenstanzen, Rongeure – Bone Punches, Rongeurs


Rongeur

Rongeurs


150°



FF806R
3 x 10 mm



FF814R
4 x 10 mm



LOVE-GRUENWALD

FF806R-FF814R

150° oberes Maulteil beweglich


upper part of jaw movable



FF810R
3 x 10 mm



FF811R
4 x 10 mm



LOVE-GRUENWALD

FF810R-FF811R




FF



Knochenstanzen, Rongeure – Bone Punches, Rongeurs

Rongeure
Rongeurs

FF






Knochenstanzen, Rongeure – Bone Punches, Rongeurs

Rongeur
Rongeurs

FF




LANDOLT

FF345R

Tumorfasszange, stumpf
Tumor grasping forceps, blunt

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1



KRÄMER


FF820R

mit Tiefenanschlag
with depth guard

MILLIMETERS


Knochenstanzen, Rongeure – Bone Punches, Rongeurs
Rongeure
Rongeurs

FF



CASPAR

FF856R-FF857R



CASPAR

FF858R


INCHES



Knochenstanzen, Rongeure – Bone Punches, Rongeurs


Rongeure
Rongeurs

FF



WAGNER

FF818R




WAGNER

FF808R




Knochenstanzen, Rongeure – Bone Punches, Rongeurs
Rongeure
Rongeurs

FF



ND087R

150°




SYPERT

FG057R

INCHES




Knochenstanzen, Rongeure – Bone Punches, Rongeurs
Ligamentum Flavum Fasszange
Grasping Forceps for Ligamentum Flavum



KRÄMER
FO820R
mit Sperre
with catch

FF

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
MILLIMETERS



FH




Amputation
Amputation

FH

Amputation – Amputation

Amputation

Amputation



FH001

Komprimeter zur Erzeugung einer Blutleere in den Extremitäten. Manometer mit Messbereich bis 600 mm Hg.

Komplett, bestehend aus:

FH002 Luftpumpe mit Manometer

FH003 Oberschenkel-Manschette,
13,5 cm x 120 cm

FH014 Oberarm-Manschette,
10 cm x 84 cm

Compression apparatus for producing exsanguination in the extremities.
Manometer registers up to 600 mm Hg.

Complete, consisting of:

FH002 Pump with manometer

FH003 Cuff for the leg,
3,5 cm x 120 cm

FH014 Cuff for the upper arm,
10 cm x 84 cm



FH003 Oberschenkel-Manschette,
13,5 cm x 120 cm

***FH004** Unterarm-Manschette,
9,5 x 50 cm

***FH005** Kinder-Manschette,
7,3 x 36 cm

FH014 Oberarm-Manschette,
10 cm x 84 cm

Cuff for the leg,
13,5 cm x 120 cm

Cuff for the lower arm,
9.5 x 50 cm

Cuff for children,
7.3 x 36 cm

Cuff for the upper arm,
10 cm x 84 cm

* zusätzlich zu bestellen zu FH001 * to be ordered separately for FH001



ESMARCH

FH010

Staubinde

5 m lang

6 cm breit

Compression bandage

5 m long

6 cm wide



Amputation – Amputation
Amputationsmesser
Amputation Knives



LISTON

FH100R-FH103R

Amputationsmesser
Amputation knives

FH100R FH101R FH102R FH103R

Schnittlänge: 130 mm 160 mm 190 mm 220 mm
Blade length: 5 1/8" 6 1/4" 7 1/2" 8 3/4"



CATLIN

FH116R

Amputationsmesser
Amputation knife

Schnittlänge: 160 mm
Blade length: 6 1/4"



LANGENBECK

FH150R

Lappenmesser
Flap knife



FH

MILLIMETERS

917

Amputation – Amputation

Amputations- und Resektionsmesser

Amputation- and Resection Knives

FH



FH160R

Phalangenmesser
Phalangeal knife

Schnittlänge: 105 mm
Blade length: 4 1/8"



FH166R

Zwischenknochenmesser
Interosseous knife

Schnittlänge: 110 mm
Blade length: 4 3/8"



FH170R

Beinhautmesser
mit Schaber
Periosteum knife
with raspatory

Schnittlänge: 65 mm
Blade length: 2 1/2"

doppelschneidig
double cutting



FH191R

Resektionsmesser
Resection knives

Schnittlänge: 55 mm
Blade length: 2 1/8"



FH192R

1/1

LANGENBECK

FH191R-FH192R


Resektionsmesser
Resection knives



Amputation – Amputation

Sterilisierrahmen für Resektions- und Amputationsmesser

Sterilizing Racks for Resection- and Amputation Knives




FH194R

Sterilisierrahmen für 1 Messer
mit Schnittlänge bis 140 mm

Sterilizing rack for 1 knife
with length of blade up to 140 mm
290 x 40 x 14 mm

FH194R-FH197R

für Resektions- und Amputationsmesser
for Resection- and Amputation knives



FH197R

Sterilisierrahmen für 2 Messer
mit Schnittlängen bis 190 mm

Sterilizing rack for 2 knives
with length of blade up to 190 mm
335 x 65 x 14 mm

FH




FH

Amputation – Amputation

Amputationsretraktoren

Amputation Retractors



PERCY

FH220R

Griffe abnehmbar

removable handles



PERCY

FH222R

Griffe umlegbar

reversible handles



Amputation – Amputation Amputationssägen Amputation Saws

FH



CHARRIÈRE

FH300R

komplett mit je 1 Sägeblatt

complete with one saw blade each

FH301C 12 mm

FH302C 18 mm


350 mm, 14"

FH301C-FH302C

Ersatz-Sägeblätter, Normalstahl verchromt

Spare saw blades, carbon steel chromium plated

	Breite	Blattlänge
	Width	Blade length
FH301C	12 mm	215 mm, 8 1/2"
FH302C	18 mm	215 mm, 8 1/2"



RUST

FH305R

komplett mit Sägeblättern

complete with saw blades

1 FH307C 6 mm

1 FH308C 8 mm

2 FH310C 12 mm

390 mm, 15 1/2"

FH306R

Bogen allein

Bow only

FH307C-FH312C

Ersatz-Sägeblätter, Normalstahl verchromt

Spare saw blades, carbon steel chromium plated


	Breite	Blattlänge
	Width	Blade length
FH307C	6 mm	235 mm, 9 1/4"
FH308C	8 mm	235 mm, 9 1/4"
FH310C	12 mm	235 mm, 9 1/4"
FH312C	18 mm	235 mm, 9 1/4"



FH

Amputation – Amputation

Amputationssägen Amputation Saws



BIER

FH313R

komplett mit je 1 Sägeblatt

complete with one saw blade each

FH314C 4 mm

FH315C 6 mm

FH316C 8 mm

420 mm, 16 3/4"

FH314C-FH316C

Ersatz-Sägeblätter, Normalstahl verchromt

Spare saw blades, carbon steel chromium plated

	Breite Width	Blattlänge Blade length
FH314C	4 mm	270 mm, 10 1/2"
FH315C	6 mm	270 mm, 10 1/2"
FH316C	8 mm	270 mm, 10 1/2"



CHARRIÈRE

FH320R

270 mm, 10 1/2"

Blattlänge: 184 mm,

Blade length: 7 1/4"



Amputation – Amputation
Amputationssägen
Amputation Saws



SATTERLEE

FH325R

290 mm, 11 1/2"

Blattlänge

Blade length

FH326R 200 mm, 8"

Ersatz-Sägeblatt

Spare saw blade



LANGENBECK

FH335R

Finger-Stichsäge

Metacarpal saw

235 mm, 9 1/4"

Blattlänge: 115 mm,


Blade length: 4 1/2"

FH



FH

Amputation – Amputation Drahtsägen Wire Saws



OLIVECRONA

Ø

Diam.


FH403	1,5 mm	300 mm, 12"
FH404	1,3 mm	400 mm, 16"
FH405	1,2 mm	500 mm, 20"
FH407	1,2 mm	700 mm, 28"

Bestelleinheit:

PAK = Packung à 5 Stück

Sales unit:

PAK = Package of 5 pieces



GIGLI

Ø

Diam.

FH413	1,4 mm	300 mm, 12"
FH414	1,4 mm	400 mm, 16"
FH415	1,4 mm	500 mm, 20"

fein, 6-teilig

fine, 6 wires twisted

FH430R

grob, 4-teilig

coarse, 4 wires twisted

500 mm, 20"

Bestelleinheit:

PAK = Packung à 5 Stück

Sales unit:

PAK = Package of 5 pieces



GIGLI

FH480R

Griff

Handle



Amputation – Amputation
Umführungsinstrumente
Conductors

FH



LEBSCHE

FF133C

Umführungsinstrument für GIGLI und
OLIVECRONA Drahtsägen, biegsam
Conductor for GIGLI and OLIVECRONA
wire saws, malleable
250 mm, 10"




DE MARTEL

FF130R

Umführungsinstrument für GIGLI und
OLIVECRONA Drahtsägen, flexibel
Conductor for GIGLI and OLIVECRONA
wire saws, flexible
350 mm, 14"



925




FK



**Knochenhebel, Elevatoren,
Raspatorien, Scharfe Löffel**
**Bone Levers, Periosteal Elevators,
Bone Curettes**

Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes
Dissektoren
Dissectors

FK




PENFIELD

FF291R

Fig. 1
doppelendig
double-ended
175 mm, 7"


INCHES



PENFIELD

FF292R

Fig. 2
doppelendig
double-ended
195 mm, 7 3/4"



PENFIELD

FF293R

Fig. 3
doppelendig
double-ended
195 mm, 7 3/4"



PENFIELD

FF294R

Fig. 4
leicht gebogen
slightly curved
205 mm, 8"




Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes

Dissektoren, Hohlsonden

Dissector, Grooved Director

FK



SWEDISH

FF347R 180 mm, 7"

leichtes Modell

light pattern

FF348R 200 mm, 8"

kräftiges Modell

heavy pattern

PENNYBACKER

FF349R

Sonde und Dissektor

Probe dissector

230 mm, 9"

O'CONNELL

FF730R

doppelendig

double-ended

220 mm, 8 3/4"

TÖNNIS

FF308R

Hohlsonde

Grooved director

240 mm, 9 1/2"

PENFIELD

FF295R

doppelendig, leicht gebogen






double-ended, slightly curved

290 mm, 11 1/2"

MILLIMETERS

Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes
 Elevatorien und Knochenhebel
 Elevators and Bone Levers





FK





Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes

Elevatorien und Knochenhebel Elevators and Bone Levers



FK




Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes

Knochenhebel

Bone Levers


FK

2,8 mm




FK111R
140 mm, 5 1/2"

4,5 mm



FK113R
150 mm, 6"


6 mm



FK114R
150 mm, 6"

2 mm

7,5 mm




BUCK-GRAMCKO

FK116R

150 mm, 6"

2 mm

6 mm




FK117R

160 mm, 6 1/4"

2 mm

8 mm




FK118R

160 mm, 6 1/4"

2 mm

15 mm



FK119R

125 mm, 5"



Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes

Knochenhebel
Bone Levers


FK



LANE TRETHOWAN

FK135R


215 mm, 8 1/2"



LANE

FK136R

255 mm, 10"



BRISTOW

FK140R

230 mm, 9"



MILLIMETERS

933

Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes

Knochenhebel

Bone Levers

FK




WATSON-JONES

FK156R

280 mm, 11"


INCHES



LANGE-HOHMANN

FK160R

250 mm, 10"



INCHES


934



Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes

Knochenhebel
Bone Levers

FK



LANGE-HOHMANN MODIF.


FK161R	265 mm	10 1/2"
FK162R	280 mm	11 1/2"

Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes

Knochenhebel

Bone Levers

FK




WAGNER

FK167R


220 mm, 8 3/4"

INCHES



FK170R

220 mm, 8 3/4"



FK185R


220 mm, 8 3/4"



Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes


Knochenhebel
Bone Levers

FK




FK166R

240 mm, 9 1/2"



FK171R

240 mm, 9 1/2"



FK186R

250 mm, 10"



Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes

Knochenhebel


Bone Levers

FK



FK174R FK175R

1/1



VERBRUGGE-MÜLLER

FK174R 240 mm 9 1/2"

FK175R 255 mm 10"


INCHES



Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes


Knochenhebel
Bone Levers

FK



FK188R

230 mm, 9"



FK176R

260 mm, 10 1/4"




Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes

Knochenhebel

Bone Levers

FK




HOHMANN

FK172R

260 mm, 10 1/4"

INCHES



HOHMANN

FK173R


285 mm, 11 1/4"



Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes

Knochenhebel
Bone Levers

FK



FK189R

290 mm, 11 1/2"

MILLIMETERS



941

Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes

Knochenhebel

Bone Levers

FK



FK187R


300 mm, 12"



Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes

Knochenhebel
Bone Levers


FK



HOHMANN-ALDINGER

FK169R

270 mm, 10 3/4"



SCHUMACHER MOD. WAGNER

FK168R

355 mm, 13 1/2"

MILLIMETERS

Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes
Knochenhebel, Spezial-Knochenhebel
Bone Levers, Special Bone Levers

FK



SCHUMACHER

FK177R

290 mm, 11 1/2"

Unterseite
reverse side

1/1

12 mm

1/2

1/1

TÄGER

FK158R

Knochenhebel für Fußgelenkoperationen


Bone lever for angle joint operations

175 mm, 7"




Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes

Spezial-Knochenhebel
Special Bone Levers



FK180R-MD563

235 mm, 9 1/4"



FK193R

Luxationshebel

Luxation lever

330 mm, 13 1/8"


FK



MILLIMETERS

**Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes
Retraktoren
Retractors**

FK



TAYLOR

Blattgröße:
Blade size:

BT501R	30 x 70 mm	185 mm	7 1/4"
BT502R	30 x 100 mm	200 mm	8"

INCHES



HIBBS

BT503R-BT505R


235 mm, 9 1/8"



Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes

MIOS Retraktoren

MIOS Retractors



FK


MILLIMETERS

Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes
MIOS Retraktoren
MIOS Retractors

FK

90°

FK218R
FK219R



FK218R-FK219R

stumpfe Spitze

blunt tip

240 mm, 9 1/2"

FK218R
28 mm

FK219R
40 mm

INCHES




Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes

MIOS Retraktoren

MIOS Retractors

90°



FK224R

V-Spitze

V-tip

240 mm, 9 1/2"

FK



Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes
MIOS Retraktoren
MIOS Retractors

FK

90°

FK214R

FK215R



FK214R-FK215R

kurze Spitze

short tip

240 mm, 9 1/2"

FK214R

22 mm

FK215R

28 mm

1/1




Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes

MIOS Retraktoren

MIOS Retractors

FK



FK239R

Schenkelhals-Spitze

femoral neck tip

240 mm, 9 1/2"



Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes
MIOS Retraktoren
MIOS Retractors

FK



FK223R

V-Spitze
V-tip
300 mm, 12"



Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes

MIOS Retraktoren

MIOS Retractors

45°



FK243R-FK245R

scharfe Spitze

sharp tip



300 mm, 12"

FK243R

28 mm

FK245R

40 mm



FK



Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes
MIOS Retraktoren
MIOS Retractors

45°



FK244R-FK246R

stumpfe Spitze

blunt tip

300 mm, 12"


FK

FK244R

28 mm

FK246R

40 mm





Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes

MIOS Retraktoren

MIOS Retractors

FK

45°



FK222R

V-Spitze

V-tip

300 mm, 12"

28 mm

1/1



Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes
MIOS Retraktoren
MIOS Retractors

FK

30°



22 mm

1/1

FK241R

scharfe Spitze

sharp tip

315 mm, 12 1/2"

INCHES



Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes

MIOS Retraktoren

MIOS Retractors

FK

30°



FK221R

V-Spitze

V-tip

315 mm, 12 1/2"


28 mm



957

Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes
MIOS Retraktoren
MIOS Retractors

30°



1/2

28 mm

1/1

FK231R

U-Spitze

U-tip

315 mm, 12 1/2"

INCHES




Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes

MIOS Retraktoren

MIOS Retractors

30°



FK238R

Schenkelhals-Spitze

femoral neck tip

315 mm, 12 1/2"



Farbige MIOS Standardgriffe

Die farbigen Griffe können zur intraoperativen Zuordnung der MIOS Instrumente verwendet werden.

Colored MIOS standard hand grips

The colored hand grips can be used for the intraoperative allocation of the MIOS instruments.



FK251

MIOS Standardgriff

MIOS standard hand grip



FK252

MIOS Standardgriff

MIOS standard hand grip



FK253

MIOS Standardgriff

MIOS standard hand grip



FK254

MIOS Standardgriff

MIOS standard hand grip

FK



Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes
Raspatorien
Raspatories



FK



PARTSCH

DO611R-DO612R


150 mm, 6"



PARTSCH MOD. LANGE

DO642R


145 mm, 5 3/4"



KÖNIG

OM309R

155 mm, 6"



MC KENTY

OL192R


115 mm, 6"



Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes

Raspatorien
Raspatories


FK



TRELAT


OM311R

150 mm, 6"



OM314R-OM315R


140 mm, 5 1/2"



WILLIGER

DO510R


140 mm, 5 1/2"



WILLIGER

FK300R-FK303R


160 mm, 6 1/4"



WARD

DO546R

170 mm, 6 3/4"



JOSEPH


FK310R

180 mm, 7"




Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes
Raspatorien
Raspatories

FK



LEMPERT
OG165R
Raspatorium, stumpf
Raspitory, blunt
165 mm, 6 1/2"



LEMPERT
OG164R
Raspatorium, halbscharf
Raspitory, semi-sharp
185 mm, 7 1/4"



ALLEN
FF346R
Osteophytenmeißel und Schaber
Osteophyte chisel and scraper
230 mm, 9"



Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes

Raspatorien
Raspatories

FK

3,3 mm

HALLE

OL160R

stumpf

blunt

180 mm, 7"

4 mm

FREER

OL163R

stumpf

blunt

190 mm, 7 1/2"

4 mm

FREER

OL162R

scharf

sharp

1/2 190 mm, 7 1/2"

5,9 mm

SEWALL

OL198R

stumpf


blunt

1/2 200 mm, 8"




Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes
Raspatorien
Raspatories


FK





KILLIAN
OL170R
scharf/stumpf
sharp/blunt
185 mm, 7 1/4"



HOWARTH
OL171R
scharf/stumpf
sharp/blunt
215 mm, 8 1/2"



MAC DONALD
FK291R
stumpf/stumpf
blunt/blunt
190 mm, 7 1/2"






Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes

Raspatorien
Raspatories

FK




FREER

OL165R

scharf/stumpf
sharp/blunt

185 mm, 7 1/4"




COTTE

OL155R

scharf/scharf
sharp/sharp

200 mm, 8"




FREER-YASARGIL

OL166R

scharf/scharf
sharp/sharp

185 mm, 7 1/4"



stumpf
4 mm
blunt

1/1

halbscharf
5 mm
semi-sharp

1/1

HILL

OL179R


halbscharf/stumpf
semi-sharp/blunt

220 mm, 8 3/4"


MILLIMETERS

Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes
Raspatorien
Raspatories


FK




MEAD
D0520R
 scharf/scharf
 sharp/sharp
 165 mm, 6 1/4"




MOLT
D0543R
 scharf/scharf
 sharp/sharp
 180 mm, 7"




SYME
D0547R
 scharf
 sharp
 185 mm, 7 1/4"



ROBERTS
D0548R
 stumpf
 blunt
 185 mm, 7 1/4"



SELDIN
D0552R
 195 mm, 7 3/4"




SELDIN
D0553R
 195 mm, 7 3/4"




Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes

Raspatorien
Raspatories

FK



FK530R 4 mm
FK532R 7 mm
FK534R 9 mm



FK541R 3 mm
FK542R 6 mm
FK543R 6 mm



FK552R 8 mm



FK562R 6 mm
90°



1/2 MANNERFELT, MODIF.


FK530R-FK562R

155 mm, 6"




Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes
Raspatorien
Raspatories

FK



FK301R-FK302R


165 mm, 6 1/2"



ADSON

FK299R

165 mm, 6 1/2"



ADSON

FK306R-FK309R

170 mm, 6 3/4"

INCHES




Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes

Raspatorien
Raspatories


FK

4 mm




FK394R

4 mm




FK395R

4 mm



FK396R

4 mm




FK397R

MÜHLING

FK394R-FK397R

170 mm, 6 3/4"

8 mm




COTTE

OL157R

195 mm, 7 3/4"

4,7 mm




LANDOLT

FK314R

175 mm, 7"

6,2 mm




CASPAR

FK328R

180 mm, 7"

6,2 mm




CASPAR

FK329R

180 mm, 7"

6 mm



DO523R

170 mm, 6 3/4"

MILLIMETERS

Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes
Raspatorien mit PEEK-Griff
Raspatories with PEEK-Handle

Dampfsterilisierbar bis 143°C (3 bar)
Can be sterilized in a steam sterilizer up to 143°C (3 bar)

FK



FK318R
190 mm, 7 1/2"




FK317R
185 mm, 7 1/4"




FK319R
190 mm, 7 1/2"



FK321R
190 mm, 7 1/2"



FK323R
175 mm, 7"



FK324R
190 mm, 7 1/2"




FK325R
180 mm, 7"



Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes

Raspatorien
Raspatories


FK



LANGENBECK

MB279R


190 mm, 7 1/2"



FARABEUF

FK340R


140 mm, 5 1/2"



FARABEUF

FK341R


140 mm, 5 1/2"



FARABEUF-COLLIN

FK344R


160 mm, 6 1/4"



FARABEUF-COLLIN

FK345R


160 mm, 6 1/4"



SEDILLOT

FK350R


185 mm, 7 1/4"



MC KISSOCK

FK379R

195 mm, 7 3/4"



KRÄMER







FK390R

185 mm, 7 1/4"



Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes
Raspatorien
Raspatories

FK




	Breite Width	Länge Length	
FK410R	6 mm	180 mm	7"
FK411R	10 mm	190 mm	7 1/2"
FK412R	13 mm	190 mm	7 1/2"
FK413R	19 mm	200 mm	8"
FK414R	25 mm	210 mm	8 1/4"
KEY	FK410R-FK414R		



Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes

Raspatorien
Raspatories


FK



SCHNEIDER

FK365R


175 mm, 7"



SCHNEIDER-SAUERBRUCH

FK366R


190 mm, 7 1/2"



SEDILOTT

FK351R


215 mm, 8 1/2"



LAMBOTTE

FK355R-FK359R

215 mm, 8 1/2"



MITCHELLS




FK336R

210 mm, 8 1/4"

MILLIMETERS

Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes
Raspatorien
Raspatories

FK





Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes

Raspatorien
Raspatories

FK



SEMB

FK381R-FK387R

MILLIMETERS

Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes
Raspatorien
Raspatories

FK



DOYEN
FK400R-FK401R
für Kinder
for children
1/2 175 mm, 7"



DOYEN
FK402R-FK403R
für Erwachsene
for adults
1/2 175 mm, 7"



DOYEN
FK408R-FK409R
1/2 240 mm, 9 1/2"




Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes

Raspatorien mit PEEK-Griff
Raspatories with PEEK Handle

Dampfsterilisierbar bis 143°C

Can be sterilized in a steam sterilizer up to 143°C (3 bar)



FK348R
275 mm, 10 3/4"



FK352R-FK353R
330 mm, 13"

FK

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
MILLIMETERS

Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes
Knochen-Feilen und -Raspeln
Bone Files and Rasps

FK

7,5 mm 9 mm




JOSEPH

OL401R-OL403R

165 mm, 6 1/2"

1/2

8 mm 8 mm



LEWIS

OL408R-OL409R

175 mm, 7"

1/2


9 mm



MALTZ

OL407R

180 mm, 7"




AUFRICHT

OL410R-OL411R

220 mm, 8 3/4"

1/2

6,5 mm



GALLAHER

OL412R



190 mm, 7 1/2"

1/2



Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes Knochen-Feilen und -Raspeln, DUROGRIP® Raspeln Bone Files and Rasps, DUROGRIP® Rasps

FK




Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes
Knochen-Feilen und -Raspeln
Bone Files and Rasps

FK




eine Seite Feilenhieb,
andere Seite Raspelhieb
one side file cut one
side rasp cut




FK507R

220 mm, 8 3/4"



FK511R

240 mm, 9 1/2"



PUTTI

FK505R



270 mm, 10 3/4"



Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes

Scharfe Löffel
Bone Curettes

FK



MILLIMETERS

Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes
Scharfe Löffel
Bone Curettes

FK








Fig. 0
170 mm, 6 3/4"



LUCAS
DO609R
185 mm, 7 1/4"



Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes

Scharfe Löffel
Bone Curettes

FK



KERPEL

DO630R-DO632R


145 mm, 5 3/4"



KERPEL

DO631R-DO633R


145 mm, 5 3/4"



UFFENORDE

FK660R

170 mm, 6 3/4"



UFFENORDE


FK661R

170 mm, 6 3/4"




Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes
Scharfe Löffel
Bone Curettes

FK




3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
Fig. 000	Fig. 00	Fig. 0	Fig. 1
FK611R	FK612R	FK613R	FK614R

8 mm	10 mm	12 mm
Fig. 2	Fig. 3	Fig. 4
FK615R	FK616R	FK617R




2,5 mm	3,4 mm	4,2 mm
Fig. 000	Fig. 00	Fig. 0
FK621R	FK622R	FK623R

5,2 mm	6,3 mm	7,4 mm	8 mm
Fig. 1	Fig. 2	Fig. 3	Fig. 4
FK624R	FK625R	FK626R	FK627R



2,8 mm	3,6 mm	4,4 mm	5,2 mm	6,8 mm
Fig. 0000	Fig. 000	Fig. 00	Fig. 0	Fig. 1
FK630R	FK631R	FK632R	FK633R	FK634R

8,5 mm	10 mm	11,5 mm	13 mm	14,5 mm
Fig. 2	Fig. 3	Fig. 4	Fig. 5	Fig. 6
FK635R	FK636R	FK637R	FK638R	FK639R




3,4 mm	5,2 mm
Fig. 00	Fig. 1
FK658R	FK659R



Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes

Scharfe Löffel
Bone Curettes

FK



LEMPERT

FK675R-FK679R

215 mm, 8 1/2"



HALLE

FK684R-FK686R

215 mm, 8 1/2"



DAUBENSPECK

FK662R-FK665R

200 mm, 8"



MILLIMETERS

985

Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes
Scharfe Löffel
Bone Curettes

FK



FK702R-FK705R
250 mm, 10"



FK712R-FK715R
250 mm, 10"



BUSHE
FK723R-FK725R
250 mm, 10"



Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes

Scharfe Löffel
Bone Curettes

FK



2,0 mm

2,5 mm

3,3 mm

3,8 mm

4,8 mm

5,3 mm

6,0 mm

6,7 mm

7,3 mm

^{1/2}

Fig. 000

Fig. 00

Fig. 0

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

MB872R

MB873R

MB874R

MB875R

MB876R

MB877R

MB878R

MB879R

MB880R



^{1/2}

BRUNS


MB872R-MB880R

230 mm, 9"

Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes

Scharfe Löffel Bone Curettes

FK





Knochenhebel, Raspatorien, Scharfe Löffel – Bone Levers, Elevators, Bone Curettes

Scharfe Löffel
Bone Curettes

Dampfsterilisierbar bis 143°C (3 bar)
Can be sterilized in a steam sterilizer
up to 143°C (3 bar overpressure)

FK



CASPAR

FK854R-FK855R

gezahnt

toothed

250 mm, 10"



FK863R-FK864R

gezahnt

toothed


270 mm, 10 3/4"




FK666R-FK672R

270 mm, 10 3/4"

MILLIMETERS



FL



Hämmer, Meißel
Mallets, Chisels and Gouges

Hämmer und Meißen – Mallets, Chisels and Gouges

Hämmer Mallets

Die Gewichtsangaben beziehen sich auf den Kopf des jeweiligen Hammers

Weights refer to the heads of the mallets


FL



MEAD

FL035R 180 g
mit auswechselbaren
Kunststoffbacken
with interchangeable
plastic discs
190 mm, 7 1/2"

FL034
Ersatzbackenpaar
Pair of spare discs



Ø 25 mm
diam. 25 mm

FL036R 135 g
mit auswechselbaren
Kunststoffbacken
with interchangeable
plastic discs
185 mm, 7 1/4"

FL037
Ersatzbackenpaar
Pair of spare discs



COTTLER

FL038R 235 g
1 Seite flach, 1 Seite convex
1 side flat, 1 side convex
185 mm, 7 1/4"



Ø 25 mm
diam. 25 mm

FL039R 130 g
mit einer flachen und einer
aufgerauhten Fläche
with one smooth and one
rough surface
185 mm, 7 1/4"



Hämmer und Meiβel – Mallets, Chisels and Gouges

Hämmer
Mallets

Die Gewichtsangaben beziehen sich auf den Kopf des jeweiligen Hammers

Weights refer to the heads of the mallets

Ø 22 mm
diam. 22 mm

DF112R 80 g
165 mm, 6 1/2"

1/2

Ø 22 mm
diam. 22 mm

DF114R 155 g
190 mm, 7 1/2"

1/2

Ø 27 mm
diam. 27 mm

HAJEK

FL044R 135 g
220 mm, 8 3/4"

1/2

FL



Hämmer und Meißen – Mallets, Chisels and Gouges

Hämmer Mallets

Die Gewichtsangaben beziehen sich auf den Kopf des jeweiligen Hammers

Weights refer to the heads of the mallets

FL



FL047

Ersatzbackenpaar
Pair of spare disks



FL045R 200 g

mit auswechselbaren
Kunststoffbacken
with interchangeable
plastic discs
245 mm, 9 3/4"

Dampfsterilisierbar bis
143°C (3 bar)


Can be sterilized in a
steam sterilizer up to
143°C (3 bar)

FL064R 215 g
1 Metallbacke, plan
1 Metallbacke, convex
1 metal disc, flat
1 metal disc, convex




FL010 42 mm

FL011 50 mm
250 mm, 10"



FL065 30 g
1 Kunststoffbacke, plan
1 Kunststoffbacke, convex
1 plastic disc, flat
1 plastic disc, convex



Hammerkopf ohne Backen 125 g
Mallet head without disks 125 g

WAGNER

FL062

komplett mit:

FL064R 1 Paar Metallbacken
FL065 1 Paar Kunststoffbacken
1 Schlüssel

complete with:

FL064R 1 pair of metal discs
FL065 1 pair of plastic discs
1 wrench
235 mm, 9 1/4"



Hämmer und Meiβel – Mallets, Chisels and Gouges

Hämmer
Mallets

Die Gewichtsangaben beziehen sich auf den Kopf des jeweiligen Hammers

Weights refer to the heads of the mallets



FL070S 425 g

Kopf aus Implantatwerkstoff
Head made of material
used for implants
235 mm, 9 1/4"



BERGMANN

FL060R 300 g

245 mm, 9 3/4"



BERGMANN

FL055R 245 g

235 mm, 9 1/4"

FL



Hämmer und Meiβel – Mallets, Chisels and Gouges

Hämmer Mallets

Die Gewichtsangaben beziehen sich auf den Kopf des jeweiligen Hammers

Weights refer to the heads of the mallets

FL



FL059R 285 g

240 mm, 9 1/2"



FL066R 520 g

240 mm, 9 1/2"



FL068C 660 g

40 mm 185 mm, 7 1/4"

FL069C 725 g 45 mm 200 mm, 8"

mit Kupferfüllung
with cooper filled head

Ø


diam.



Hämmer und Meiβel – Mallets, Chisels and Gouges

Stöbel


Tamper



PASSOW

FL097R-FL098R


120 mm, 4 3/4"



CASPAR

FF913R-FF915R

200 mm, 8"



Ø/diam. 3,0 mm

FL094R

5,0 mm

FL095R

7 mm

FL096R

9 mm

FL093R-FL096R

160 mm, 6 1/2"



Ø/diam. 12 mm

FL091R

14 mm

FL092R

16 mm

FL090R-FL092R


200 mm, 8"

FL




Hämmer und Meiβel – Mallets, Chisels and Gouges
 Osteotome, Flach- und Hohlmeißel
 Osteotomes, Chisels and Gouges

FL




FREER
OL311R 4 mm
 Flachmeißel
 Chisel
 160 mm, 6 1/4"

1/2



FREER
OL314R 4 mm
 Flachmeißel, gebogen
 Chisel, curved
 160 mm, 6 1/4"

1/2



FREER
OL316R 6 mm
 Hohlmeißel
 Gouge
 150 mm, 6"

1/1



MANNERFELT MODIF.
FL144R 4 mm
FL146R 6 mm
FL148R 8 mm
 Osteotome
 Osteotomes
 155 mm, 6"

1/2



MANNERFELT MODIF.
FL153R 3 mm
 Hohlmeißel
 Gouge
 155 mm, 6"

1/2



KRÄMER
FL711R 2,6 mm
 Osteophyten-Meißel
 mit Griff
 Chisel for osteophytes
 with handle
 215 mm, 8 1/2"

1/2



Hämmer und Meiβel – Mallets, Chisels and Gouges

Osteotome, Flach- und Hohlmeißel
Osteotomes, Chisels and Gouges

FL



1/2

FL110R	4 mm
FL112R	6 mm
FL114R	8 mm
FL116R	10 mm
FL118R	12 mm

Osteotome

Osteotomes

140 mm, 5 1/2"

GILLIES

OL341R	5 mm
OL342R	7 mm
OL343R	9 mm

Osteotome

Osteotomes

140 mm, 5 1/2"



1/2



1/2

FL120R	4 mm
FL122R	6 mm
FL124R	8 mm
FL126R	10 mm
FL128R	12 mm

Flachmeißel

Chisels

140 mm, 5 1/2"



1/2

FL130R	4 mm
FL132R	6 mm
FL134R	8 mm
FL136R	10 mm
FL138R	12 mm

Hohlmeißel

Gouges

140 mm, 5 1/2"



MILLIMETERS

999

Hämmer und Meiβel – Mallets, Chisels and Gouges
Flach- und Hohlmeiβel
Chisels and Gouges

FL



PARTSCH

FL173R	3 mm
FL174R	4 mm
FL175R	5 mm
FL176R	6 mm

Flachmeiβel

Chisels

140 mm, 5 1/2"

1/1



PARTSCH

FL183R	3 mm
FL184R	4 mm
FL185R	5 mm
FL186R	6 mm
FL187R	7 mm

Flachmeiβel

Chisels

170 mm, 6 3/4"

1/1



PARTSCH


FL213R	3 mm
FL214R	4 mm
FL215R	5 mm
FL216R	6 mm

Hohlmeiβel

Gouges

140 mm, 5 1/2"

1/1



PARTSCH

FL223R	3 mm
FL224R	4 mm
FL225R	5 mm
FL226R	6 mm
FL227R	7 mm

Hohlmeiβel

Gouges

170 mm, 6 3/4"

1/1



Hämmer und Meiβel – Mallets, Chisels and Gouges


Osteotome, Flach- und Hohlmeißel
Osteotomes, Chisels and Gouges

FL



22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

MILLIMETERS



1001

Hämmer und Meiβel – Mallets, Chisels and Gouges

Flachmeißel und Osteotome

Chisels and Osteotomes

FL



EAST GRINSTEAD (WARD)

D0722R 3 mm

D0723R 5 mm

Flachmeißel

Chisels

180 mm, 7"

1/2

EASTMAN

D0725R 3 mm

D0726R 5 mm

Flachmeißel

Chisels

190 mm, 7 1/2"

1/2



EAST GRINSTEAD (WARD)

D0732R 3 mm

D0733R 5 mm

Osteotome

Osteotomes

180 mm, 7"

1/2



Hämmer und Meiβel – Mallets, Chisels and Gouges

Flach- und Hohlmeißel, Osteotome
Chisels and Gouges, Osteotomes

FL



STILLE

FL503R	10 mm
FL504R	12 mm
FL505R	15 mm
FL506R	20 mm
FL507R	25 mm

Flachmeißel
Chisels

205 mm, 8"

STILLE

FL512R	8 mm
FL513R	10 mm
FL514R	12 mm
FL515R	15 mm
FL516R	20 mm
FL517R	25 mm

Osteotome

Osteotomes

205 mm, 8"



STILLE

FL573R	10 mm
FL574R	12 mm
FL575R	15 mm
FL576R	20 mm
FL577R	25 mm

Hohlmeißel
Gouges

205 mm, 8"



STILLE

FL523R	10 mm
FL524R	12 mm
FL525R	15 mm
FL526R	20 mm
FL527R	25 mm

STILLE

FL523R	10 mm
FL524R	12 mm
FL525R	15 mm
FL526R	20 mm
FL527R	25 mm

Osteotome



Osteotomes

205 mm, 8"



WALTER

FL583R	10 mm
FL585R	15 mm
Hohlmeißel zur Knorpelentnahme aus der Rippe	
Gouges for taking grafts from the ribs	
205 mm, 8"	



MILLIMETERS

Hämmer und Meiβel – Mallets, Chisels and Gouges


Osteotome

Osteotomes

FL




MB657R-MB662R



MB663R-MB669R



MB675R-MB684R



MB685R-MB694R



SMITH-PETERSEN

MB657R	7 mm
MB658R	11 mm
MB659R	14 mm
MB660R	17 mm
MB661R	19 mm
MB662R	25 mm
MB663R	6 mm
MB664R	9,5 mm
MB665R	13 mm
MB666R	16 mm
MB667R	19 mm
MB668R	25 mm
MB669R	32 mm

1/2

205 mm, 8 1/8"



HIBBS

MB675R	6 mm
MB676R	10 mm
MB677R	13 mm
MB678R	16 mm
MB679R	19 mm
MB680R	22 mm
MB681R	25 mm
MB682R	28 mm
MB683R	32 mm
MB684R	38 mm
MB685R	6 mm
MB686R	10 mm
MB687R	13 mm
MB688R	16 mm
MB689R	19 mm
MB690R	22 mm
MB691R	25 mm
MB692R	28 mm
MB693R	32 mm
MB694R	38 mm

1/2

240 mm, 9 1/2"



Hämmer und Meiβel – Mallets, Chisels and Gouges

Osteotome

Osteotomes

FL



LAMBOTTE

FL650R	4 mm
FL651R	8 mm
FL652R	10 mm
FL653R	13 mm
FL654R	15 mm
FL655R	18 mm
FL656R	20 mm
FL658R	25 mm
FL659R	30 mm
FL660R	38 mm
FL661R	44 mm
FL662R	50 mm
245 mm, 9 3/4"	

1/2



LAMBOTTE

FL781R	8 mm
FL783R	13 mm
FL785R	18 mm
FL788R	25 mm
FL789R	30 mm
FL790R	38 mm

gebogen
curved
245 mm, 9 3/4"

1/2



OBWEGESER

D0720R 11 mm
gebogen
curved
235 mm, 9 1/4"

1/2



NIEDERDELLMANN

D0728R 8 mm
D0730R 10 mm
gebogen
curved
250 mm, 10"

1/2



MILLIMETERS

1005

Hämmer und Meiβel – Mallets, Chisels and Gouges

Osteotome, Flach- und Hohlmeißel mit PEEK-Griff
Osteotomes, Chisels and Gouges with PEEK-Handle

Dampfsterilisierbar bis 143°C (3 bar)

Can be sterilized in a steam sterilizer up to 143°C (3 bar)

FL




GB020R



1/2

FL665R
Meißelgriff für
auswechselbare Klingen
mit Spannschlüssel GB020R
Handle for interchangeable
blades, with key GB020R



1/2

FL666R 5 mm
FL668R 10 mm
FL670R 16 mm
FL672R 25 mm
auswechselbare Klingen,
Nutzlänge: 45 mm
interchangeable blades,
usable length: 45 mm



1/2

FL682R 25 mm
auswechselbare
Osteotomieklinge,
Nutzlänge: 78 mm
interchangeable
osteotome blade,
usable length: 78 mm



1/2

FL685R 25 mm r = 50 mm
FL686R 25 mm r = 60 mm
FL687R 25 mm r = 70 mm
auswechselbare
Meißelblätter, hohl
interchangeable chisel
blades, hollow



Hämmer und Meiβel – Mallets, Chisels and Gouges

Osteotome, Flach- und Hohlmeißel mit PEEK-Griff

Osteotomes, Chisels and Gouges with PEEK-Handle

Dampfsterilisierbar bis 143°C (3 bar)

Can be sterilized in a steam sterilizer up to 143°C (3 bar)



DO750R 10 mm

DO752R 15 mm

DO754R 20 mm

Flachmeißel

Chisels

200 mm, 8"



DO751R 10 mm

DO753R 15 mm

DO755R 20 mm

Flachmeißel, gebogen

Chisels, curved

200 mm, 8"

LEXER-MINI

FL380R 4 mm

FL381R 6 mm

FL382R 8 mm

FL383R 10 mm

FL384R 12 mm

Osteotome

Osteotomes

180 mm, 7"

LEXER-MINI

FL390R 4 mm

FL391R 6 mm

FL392R 8 mm

FL393R 10 mm

FL394R 12 mm

Hohlmeißel

Gouges

180 mm, 7"

FL



MILLIMETERS

Hämmer und Meißen – Mallets, Chisels and Gouges

Osteotome und Hohlmeißel mit PEEK-Griff

Osteotome and Gouges with PEEK-Handle

Dampfsterilisierbar bis 143°C (3 bar)

Can be sterilized in a steam sterilizer up to 143°C (3 bar)

FL



LEXER

FL401R	5 mm
FL402R	7 mm
FL403R	10 mm
FL405R	15 mm
FL406R	20 mm
FL407R	25 mm
FL408R	30 mm

Osteotome

Osteotomes
220 mm, 8 3/4"



LEXER

FL411R	5 mm
FL412R	7 mm
FL413R	10 mm
FL415R	15 mm
FL416R	20 mm
FL417R	25 mm
FL418R	30 mm

Hohlmeißel

Gouges
220 mm, 8 3/4"



FL420R 9 mm

Hohlmeißel zum Freilegen
abgebrochener Schrauben
Gouge for excavating
broken screws
220 mm, 8 3/4"



ZIELKE

FL701R	5,5 mm
FL702R	9,0 mm

Hohlmeißel für
Skoliose-Operationen
Gouges for scoliosis
operations
230 mm, 9"



Hämmer und Meiβel – Mallets, Chisels and Gouges

Hohlmeißel Gouges

Dampfsterilisierbar bis 143°C (3 bar)
Can be sterilized in a steam sterilizer up to 143°C (3 bar)



FL437R 6 mm

FL438R 8 mm


FL439R 11 mm

FL440R 16 mm

Wirbelsäulenmeißel,
bajonettförmig

Lamina gouge, cranked

235 mm, 9 1/4"



FL441R 5 mm

FL443R 10 mm

FL445R 15 mm

Spongiosa-Hohlmeißel,
gebogen

Spongiosa gouges, curved

250 mm, 10"

FL



Hämmer und Meißen – Mallets, Chisels and Gouges

Osteotome und Flachmeißel mit PEEK-Griff

Osteotomes and Chisels with PEEK-Handle

Dampfsterilisierbar bis 143°C (3 bar)

Can be sterilized in a steam sterilizer up to 143°C (3 bar)

FL



FL430R 20 mm

Flachmeißel

Chisel

245 mm, 9 3/4"



ND105R 16 mm

Flachmeißel, gebogen

Chisel, curved

265 mm, 10 1/2"



LEXER

ND108R 10 mm

ND109R 15 mm

Osteotome, abgewinkelt

Osteotomes, angled

275 mm, 10 3/4"



LEXER

FL423R

Spongiosa-Hohlmeißel

Spongiosa gouge

280 mm, 11"



Hämmer und Meiβel – Mallets, Chisels and Gouges

Hohlmeißel

Gouges

Dampfsterilisierbar bis 143°C (3 bar)

Can be sterilized in a steam sterilizer up to 143°C (3 bar)



	9 mm	15 mm 1/1
	ND120R	ND122R
	ND121R	ND123R
	ND124R	ND125R 1/1 gerade straight


WAGNER

ND120R-ND125R

Hohlmeißel zum Abtragen von Osteophyten sowie zum Anbringen von Verankerungsrollen im Acetabulum. Auch sehr gut geeignet zur Zemententfernung bei Reoperationen von Schaftprothesen.

Long handled thin concave gouges for removal of osteophytes as well as for creating small notches throughout the acetabular surface. The instruments can also be used for removing bone cement from the marrow-cavity when removing a total hip prosthesis.

340 mm, 13 1/2"




ND118R 25 mm

290 mm, 11 1/4"

FL

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
MILLIMETERS



FO




■ ■ ■ Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen,
Knochensplitterzangen
Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs,
Bone Cutting Forceps

Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen – Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs

Distraktor, Repositionszangen
Distractor, Reposition Forceps

FO




LX310R

Kleiner Distraktor, zum Distrahieren und Komprimieren von kleinen Knochen, für Bohrdrähte Ø 3,0 mm
Small distractor, a repositioning device for distraction and compression of small bones, for wires with 3.0 mm diam.




F0113R

Repositionszange mit abgesetzten Spitzen
Reposition forceps with stepped tips
95 mm, 3 3/4"




F0115R

Repositionszange für Kleinfragmente
Reposition forceps for small fragments
135 mm, 5 1/4"



F0117R

Repositionszange, speziell für Kieferrepositionen
Reposition forceps, especially for maxillary reposition
135 mm, 5 1/4"



HAASE

F0119R

Repositionszange für Unterkieferfrakturen
Reposition forceps for mandibular fractures
165 mm, 6 1/2"



Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen – Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs

Repositionszangen, Repositionsstößel

Reposition Forceps, Reposition Tamper




Zum Fixieren eines anzuschraubenden Knochenteils mittels KIRSCHNER-Bohrdraht bis Ø 2 mm

A bone part to be screwed on is fixed by using a KIRSCHNER wire up to diam. 2 mm

WÖRRLEIN

FO105R


Repositionsstößel (Kronenspieß), längsdurchbohrt
Reposition tamper, cannulated
165 mm, 6 1/2"



REILL


FO116R

Repositionszange
Reposition forceps
170 mm, 6 3/4"



FO118R

Repositionszange
Reposition forceps
205 mm, 8"




FO106R

Repositionszange für Finger, mit Bohrbüchse für KIRSCHNER-Drähte bis Ø 1 mm

Reposition forceps for fingers, with drill guide for KIRSCHNER wires up to diam. 1 mm

1/2 170 mm, 6 3/4"



FO108R

Repositionszange mit Bohrbüchse für KIRSCHNER-Drähte bis Ø 2 mm

Reposition forceps with drill guide for KIRSCHNER wires up to diam. 2 mm
205 mm, 8"

FO

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
MILLIMETERS

1015

Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen – Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs

Repositionszangen, Knochenhaltezangen


Reposition Forceps, Bone Holding Forceps

FO



F0153R

Patellazange
Patella forceps
185 mm, 7 1/4"



1/1




F0112R

Knöchelfasszange
Malleolar forceps
210 mm, 8 1/4"



F0123R

Zange mit Zahnsperre
Forceps with ratchet fixation
140 mm, 5 1/2"



F0124R

Zange mit Gewindesperrre
Forceps with thread fixation
170 mm, 6 3/4"




F0125R

Zange mit Gewindesperrre
Forceps with thread fixation
235 mm, 9 1/4"



Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen – Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs


Knochenhaltezangen
Bone Holding Forceps



DINGMANN

FO110R

185 mm, 7 1/4"



DINGMANN, MODIF.

FO111R

185 mm, 7 1/4"



FO100R

Sequesterzange

Sequestrum forceps

200 mm, 8"

MILLIMETERS

Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen – Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs

Knochenhaltezangen Bone Holding Forceps

FO

5 mm
M 1/1



FO120R

200 mm, 8"

11 mm
M 1/1



LANGENBECK

FO127R

205 mm, 8"

12 mm
M 1/1



FERGUSSON

FO130R

205 mm, 8"

8 mm
M 1/1



SEMB

FO135R

190 mm, 7 1/2"

8 mm
M 1/1



SEMB

FO136R

190 mm, 7 1/2"


INCHES



Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen – Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs

Knochenhaltezangen
Bone Holding Forceps

F0



im Maul verstellbar
jaw adjustable

9 mm
1/1



FARABEUF

F0140R

230 mm, 9"

11 mm
1/1



FARABEUF

F0141R

255 mm, 10"

11 mm
1/1



FARABEUF-LAMBOTTE

F0143R

255 mm, 10"




Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen – Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs

Knochenhaltezangen

Bone Holding Forceps

F0




KERN-LANE

F0150R

240 mm, 9 1/2"

INCHES



LANE

F0151R

330 mm, 13 1/8"



Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen – Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs

Knochenhaltezangen
Bone Holding Forceps

F0

7,5 mm



KERN-MINI

FO148R

155 mm, 6"

1/2

9 mm



KERN-LANE

FO158R

240 mm, 9 1/2"

1/2

13 mm



LANE

FO159R

320 mm, 12 3/4"

1/2

MILLIMETERS

Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen – Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs

Knochenhaltezangen
Bone Holding Forceps

FO



HEY GROVES

FO144R

210 mm, 8 $\frac{1}{4}$ "



HEY GROVES

FO145R

270 mm, 10 $\frac{3}{4}$ "



HEY GROVES

FO146R



305 mm, 12"



Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen – Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs

Knochenhaltezangen
Bone Holding Forceps

F0



Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen – Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs

Knochenhaltezangen
Bone Holding Forceps

FO



LAMBOTTE

FO160R-FO162R

INCHES



Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen – Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs

Knochenhalteklemmen

Bone Clamps



LOWMAN

FO190R 170 mm, 6 $\frac{3}{4}$ "
FO191R 205 mm, 8"




LOWMAN-GERSTER

FO192R
210 mm, 8 $\frac{1}{4}$ "



LOWMAN-HOGLUND

FO193R
175 mm, 7"



GERSTER

FO199R

Distraktionsklammer für FO190R – FO193R
Traction bar for FO190R – FO193R



LEWIN

MD455

185 mm, 7 $\frac{1}{4}$ "

FO

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
MILLIMETERS

Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen – Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs

Synovektomie-Zangen, Hohlmeißelzangen

Synovectomy-Rongeurs, Bone Rongeurs

FO



F0599R

Synovektomie-Zange
Maulbreite 2 mm
Synovectomy rongeur
jaw width 2 mm
130 mm, 5 1/8"



STELLBRINK

F0399R

Synovektomie-Zange
Synovectomy rongeur
175 mm, 7"



STELLBRINK


F0400R

Synovektomie-Zange
Synovectomy rongeur
170 mm, 6 3/4"



F0408R


Hohlmeißelzangen
Bone rongeurs
145 mm, 5 3/4"



FRIEDMANN

F0406R-F0407R

Hohlmeißelzange
Bone rongeur
140 mm, 5 1/2"



LUER-FRIEDMANN


F0409R

Hohlmeißelzangen
Bone rongeurs
145 mm, 5 3/4"



Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen – Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs
Hohlmeißelzangen
Bone Rongeurs

F0



F0413R

150 mm, 6"

1/1

1/2



F0410R

140 mm, 5 1/2"

1/1

1/2



LUER

F0411R

150 mm, 6"

1/1

MILLIMETERS

Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen – Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs
Hohlmeißelzangen
Bone Rongeurs

FO



LUER

FO412R


155 mm, 6"



BLUMENTHAL

FO415R

155 mm, 6"



BLUMENTHAL

FO416R


150 mm, 6"



HAKANSSON

FO428R


170 mm, 6 3/4"



JANSEN

FO430R-FO432R

175 mm, 7"



BANE-HARTMANN

FO457R

175 mm, 7"







Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen – Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs

Hohlmeißelzangen

Bone Rongeurs

F0



MILLIMETERS

Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen – Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs
Hohlmeißelzangen
Bone Rongeurs

FO




LUER
FO460R-FO461R
175 mm, 7"



FO461R



LUER
FO462R
180 mm, 7"




LUER
FO463R
180 mm, 7"



OLIVECRONA
FO470R
205 mm, 8"



GULEKE
FO472R
205 mm, 8"



TROTTER
FO467R
205 mm, 8"




*seitwärts
gebogen
curved
to side*



Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen – Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs



Hohlmeißelzangen Bone Rongeurs

FO



Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen – Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs
Hohlmeißelzangen
Bone Rongeurs

FO






Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen – Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs

Hohlmeißelzangen

Bone Rongeurs

FO



FO526R FO527R

1/1



LEKSELL

FO526R-FO527R

1/2



ECHLIN

FO522R-FO523R

230 mm, 9"

FO522R FO523R

1/1



FRYKHOLM

FO525R

240 mm, 9 1/2"

FO525R 1/1

MILLIMETERS

1033

Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen – Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs

Hohlmeißelzangen
Bone Rongeurs


FO



STILLE

FO530R

235 mm, 9 1/4"



LEKSELL-STILLE

FO532R

240 mm, 9 1/2"



STILLE-RUSKIN

FO534R

240 mm, 9 1/2"




Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen – Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs

Hohlmeißelzangen

Bone Rongeurs


F0



LUER-STILLE

F0550R

225 mm, 9"



LUER-STILLE

F0551R

225 mm, 9"



SYPERT

FG052R

360 mm, 14 1/2"



Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen – Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs

Hohlmeißelzangen
Bone Rongeurs

FO



LUER-STILLE

FO566R

270 mm, 10 3/4"

INCHES



SEMB

FO555R


240 mm, 9 1/2"

1036



Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen – Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs
Hohlmeißelzangen
Bone Rongeurs

F0



SAUERBRUCH-CORYLLOS

FO570R-FO572R


310 mm, 12 3/8"

MILLIMETERS

1037

Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen – Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs
Knochensplitterzangen
Bone Cutting Forceps

FO



FO601R


130 mm, 5 1/8"



STAMM

FO604R

150 mm, 6"



FO602R

170 mm, 6 3/4"




KAZANJIAN

OK378R

185 mm, 7 1/2"



Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen – Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs
Knochensplitterzangen
Bone Cutting Forceps




1/1

FO620R	FO622R	FO624R	FO626R
140 mm	170 mm	200 mm	220 mm
5 1/2"	6 3/4"	8"	8 3/4"

LISTON

FO620R-FO626R



1/1

FO632R	FO634R	FO636R
170 mm	200 mm	220 mm
6 3/4"	8"	8 3/4"

LISTON

FO632R-FO636R

FO



MILLIMETERS

Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen – Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs
Knochensplitterzangen
Bone Cutting Forceps


FO



BÖHLER

FO610R


145 mm, 5 3/4"



BÖHLER

FO611R

145 mm, 5 3/4"



FO612R

170 mm, 6 3/4"



MC INDOE

FO614R


175 mm, 7"



RUSKIN-LISTON

FO640R

190 mm, 7 1/2"



RUSKIN-LISTON

FO641R

190 mm, 7 1/2"




Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen – Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs

Knochensplitterzangen

Bone Cutting Forceps


F0



LISTON

F0645R


aufgebogen
curved on flat
240 mm, 9 1/2"



LISTON

F0646R

gerade
straight
280 mm, 11"




LISTON

F0647R

aufgebogen
curved on flat
280 mm, 11"

Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen – Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs
Knochensplitterzangen
Bone Cutting Forceps

FO



LISTON-STILLE

FO648R

265 mm, 10 $\frac{1}{2}$ "


INCHES



**LISTON-KY-HORSLEY
(TUDOR EDWARDS)**

FO649R


255 mm, 10"



1/1



Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen – Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs Meniskus- und Knorpelzangen Meniscus- and Cartilage Forceps



F0

MILLIMETERS



1043

Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen – Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs

Meniskusmesser


Meniscus Knives

FO




1
SMILLIE
FO855R

170 mm, 6 3/4"



2
SMILLIE
FO856R

170 mm, 6 3/4"



3
SMILLIE
FO857R



170 mm, 6 3/4"



Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen – Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs

Wund- und Meniskushaken
Retractors and Knee Retractors


F0



MILLIMETERS

Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen – Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs
Sehnenstripper
Tendon Strippers

FO



Ø
diam.

FO923R 3 mm


Sehnenstripper
Schaftlänge: 190 mm
Tendon stripper
Shaft length: 7 1/2"
300 mm, 11 1/2"



Ø
diam.

FO925R 5 mm

Sehnenstripper
Schaftlänge: 390 mm
Tendon stripper
Shaft length: 15 1/3"
495 mm, 19 1/2"



DBGM
DBP


1/2 REILL

Ø
diam.

FO928R 4 mm

FO930R 6 mm

Sehnenstripper
Schaftlänge: 350 mm
Tendon stripper
Shaft length: 13 3/4"
395 mm, 15 1/2"



DBGM
DBP

1/2 ASSMUS

Ø
diam.

FD610R 3 mm

Nervenstripper, stumpf
Schaftlänge: 350 mm
Nerve stripper, blunt
Shaft length: 13 3/4"
395 mm, 15 1/2"



Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen – Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs

Sehnenstripper
Tendon Strippers

FO

C C C 1/1



BRUNNELL

Ø
diam.


F0931R 2 mm

F0932R 3 mm

F0933R 4 mm

F0934R 6 mm

135 mm, 5 1/4"



F0935R

F0937R




1/2

Ø
diam.

F0935R 3 mm

F0937R 5 mm

300 mm, 12"



F0939R 5 mm

500 mm, 19 1/2"

MILLIMETERS

Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen – Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs
Sehnendurchziehsonden
Tendon Passing Probes

FO



BUNNELL

FO940R

230 mm, 9"

INCHES



BN034R

2,5 mm

145 mm, 5 3/4"

INCHES



BN036R

2,5 mm

160 mm, 6 1/4"

INCHES



BN040R

3,0 mm


200 mm, 8"

INCHES



Knochenhaltezangen, Hohlmeißelzangen – Bone Holding Forceps, Bone Rongeurs
Bleihände, Handfixierplatte
Lead Hands, Hand Fixation Plate

F0



F0919
Bleihand für Kinder
Lead hand for children



F0920
Bleihand für Erwachsene
Lead hand for adults




F0912R
Handfixierplatte komplett
mit 5 Fingerklammern
Hand fixation plate complete
with 5 finger clips



F0913R
Fingerklammer zu F0912R
Fingerclip for F0912R

MILLIMETERS

1049





LX



Drahtextension, Handbohrapparate,
Ahlen, Pfrieme
Wire Extension, Hand Drills, Awls

Drahtextension – Wire extension
Handbohrapparat
Hand Drill



FF057R

Verlängerungsstück allein
 Extension piece only

FF056R

Bogen allein
 Brace only

HUDSON

FF055R

Handbohrapparat komplett,
 bestehend aus:

FF056R	Bogen
FF057R	Verlängerungsstück
FF061R	Fräser
FF062R	Fräser
FF063R	Fräser
FF064R	Fräser
	Hand drill complete, consisting of:
FF056R	Brace
FF057R	Extension piece
FF061R	Burr
FF062R	Burr
FF063R	Burr
FF064R	Burr

Bohrer und Fräser auf dieser Seite passen auf FF056R und FF057R.
Achtung: Nicht passend für den Handbohrapparat HUDSON DOWNS auf Seite 1053.

Perforators and burrs on this page fit onto FF056R and FF057R.
Attention: Does not fit onto the hand drill HUDSON DOWNS on page 1053.



HUDSON

FF061R

Ø 9 mm

HUDSON

FF062R

Ø 14 mm

HUDSON

FF063R

Ø 16 mm

HUDSON

FF064R

Ø 22 mm

ADSON

FF065R

Ø 15 mm

MC KENZIE

FF066R

Ø 13 mm

CUSHING

FF067R

Ø 14 mm

FF068R

Ø 2 mm



Drahtextension – Wire extension
Handbohrapparat
Hand Drill

X



HUDSON DOWNS

FF052R

Bogen
Brace



HUDSON DOWNS

FF053R

Verlängerungsstück
Extension piece



HUDSON

FF031R

Ø 10 mm



HUDSON

FF032R

Ø 12 mm



HUDSON

FF033R

Ø 15 mm



HUDSON

FF034R

Ø 10 mm



HUDSON

FF035R

Ø 12 mm




HUDSON

FF036R

Ø 15 mm

Bohrer und Fräser auf dieser Seite passen auf FF052R und FF053R.
Achtung: Nicht passend für den Handbohrapparat HUDSON
auf Seite 1052.

Perforators and burrs on this page fit FF052R and FF053R.
Attention: Does not fit onto the hand drill HUDSON on page 1052.



HUDSON
DOWNS

FF037R

Ø 11 mm

HUDSON
DOWNS

FF038R

Ø 13 mm

HUDSON
DOWNS

FF039R

Ø 16 mm

HUDSON
DOWNS

FF040R

Ø 11 mm

HUDSON
DOWNS

FF041R

Ø 13 mm

HUDSON
DOWNS

FF042R

Ø 16 mm

HUDSON
DOWNS

FF043R

Ø 19 mm

HUDSON
DOWNS

FF044R

Ø 22 mm

MC KENZIE

FF048R

Ø 16 mm

MC KENZIE

FF047R

Ø 1/2

MILLIMETERS

Drahtextension – Wire extension

Handbohrapparate, Spiralbohrer Hand Drills, Twist Drills

LX




BUNNELL

FRO05R

Bohrapparat, kleines Modell, längsdurchbohrt, für Spickdrähte, mit 3-Backen-Spannfutter für Schäfte bis Ø 4,0 mm.

Small hand drill, cannulated for KIRSCHNER wires, with 3-jaw chuck, to fit any size of shanks up to 4.0 mm diameter

160 mm, 6 1/4"



Handgriff umstellbar
adjustable handle


AESCALAP

FR011R

Handbohrapparat, wie FR010R, jedoch mit Original "Jacobs Chuck" (3-Backen-Spannfutter) und Spannschlüssel GA031R, Bedienung mit und ohne Spannschlüssel möglich.

Hand drill, stainless, as FR010R, but equipped with an original "Jacobs Chuck" and key GA031R. Can be used with or without the key.

280 mm, 11"



Handgriff umstellbar
adjustable handle


AESCALAP

FRO10R

Handbohrapparat, nichtrostend, mit schlüssellosem 3-Backen-Spannfutter für Schäfte bis Ø 6,35 mm. Spindel ist längsdurchbohrt zum Einspannen von Bohrdrähten n. KIRSCHNER. Mit Stopvorrichtung für Kurbel während dem Spannen.

Hand drill, stainless, with 3-jaw chuck, to fit any size of shanks up to 6.35 mm diameter, no key needed. Cannulated spindle to fit KIRSCHNER wire drills. With stop device, for locking the spindle and crank when fitting and changing drills.

260 mm, 10 1/4"



Ø diam	3-Kant-Schaft Triangular shaft	Länge* mm Length* mm	Rundschaft Round shaft	Länge* mm Length* mm
1,0 mm				
1,5 mm			GC002R	70/40 mm
2,0 mm			GC004R	100/50 mm
2,5 mm	GC391R	175/135 mm	GC006R	100/50 mm
2,8 mm			GC007R	100/50 mm
3,0 mm			GC008R	100/60 mm
3,2 mm			GC009R	100/60 mm
3,5 mm	GC395R	210/170 mm	GC010R	100/60 mm
4,0 mm			GC012R	110/70 mm
4,5 mm	GC397R	210/170 mm	GC013R	150/80 mm
5,0 mm			GC014R	160/90 mm
6,0 mm			GC016R	160/90 mm

*Gesamtlänge/Nutzlänge

*Total length/Usable length



Drahtextension – Wire extension
Knochenbohrer, Ahlen
Bone Drills, Awls

X

CHAMPIONNIÈRE
FR110R
Knochenbohrer
Bone drill
170 mm, 6 3/4"

1/2

Ø 2,5 mm
Ø 3,5 mm
FR118R
Reibahle
Reamer (Awl)
150 mm, 6"

1/2

FR120R
Reibahle
Reamer (Awl)
180 mm, 7"

1/2

FR125R
Reibahle
Reamer (Awl)
215 mm, 8 1/2"

1/2

Drahtextension – Wire extension
Unterbindungsndl.
Ligature Needles

LX



OBWEGESER

D0811R

230 mm, 9"


INCHES



OBWEGESER

D0812R


195 mm, 7 3/4"



BRUNNER

BM831R

300 mm, 12"



BM861R

biegsam
malleable
230 mm, 9"



Drahtextension – Wire extension

Biopsie-Instrumente

Biopsy Instruments

Auch sehr gut geeignet zum Freilegen von abgebrochenen Knochenschrauben.

Can also be used for removal of broken bone screws.

X



FR140R-FR141R

Knochenbiopsie-Instrument

Hollow mills (bone biopsy trephine)

160 mm, 6 1/4"

1/1

FR140R

Innen-Ø 3,9 mm
Außen-Ø 5 mm
inside-diam. 3.9 mm
outside-diam. 5 mm

1/1

FR141R

Innen-Ø 6,4 mm
Außen-Ø 8 mm
inside-diam. 6.4 mm
outside-diam. 8 mm



R.N.O.H.

FR142R

Knochenbiopsie-Instrument

Bone biopsy trephine

195 mm, 7 3/4"

1/1

Innen-Ø 6,7 mm
Außen-Ø 8,7 mm
inside-diam. 6.7 mm
outside-diam. 8.7 mm

1/2

MILLIMETERS

Drahtextension – Wire extension

Drahtextension Wire Extension

Implantatwerkstoff: Nichtrostender Stahl nach DIN 17 443
bzw. ISO 5832/I (AISI 316 L)

Material used for implants: stainless steel acc. to DIN 17 443
resp. ISO 5832/I (AISI 316 L)

mit beidseitiger
Trokarspitze
with trocar point
on each end

KIRSCHNER

LX901S-LX957S

Ø diam.	102 mm	127 mm	152 mm	229 mm	305 mm
0,8 mm	LX901S	LX902S			
0,9 mm	LX911S	LX912S	LX913S	LX915S	LX917S
1,0 mm					
1,1 mm	LX921S	LX922S	LX923S	LX925S	LX927S
1,2 mm					
1,4 mm					
1,5 mm					
1,6 mm	LX951S	LX952S	LX953S	LX955S	LX957S
1,7 mm					
1,8 mm					
2,0 mm					
2,2 mm					
2,5 mm					
3,0 mm					

mit Trokarspitze
with trocar point

KIRSCHNER

LX008S-LX025S

310 mm, 12"

Ø diam.	
0,8 mm	LX008S
0,9 mm	
1,0 mm	LX010S
1,1 mm	
1,2 mm	LX012S
1,4 mm	LX014S
1,5 mm	LX015S
1,6 mm	LX016S
1,7 mm	LX017S
1,8 mm	LX018S
2,0 mm	LX020S
2,2 mm	LX022S
2,5 mm	LX025S
3,0 mm	

mit Trokarspitze
with trocar point

KIRSCHNER

LX030S-LX047S

Form nach DIN 58 823

Type acc. to DIN 58 823

310 mm, 12"

Ø diam.	
0,8 mm	LX030S
0,9 mm	
1,0 mm	
1,1 mm	
1,2 mm	LX032S
1,4 mm	LX034S
1,5 mm	LX035S
1,6 mm	LX036S
1,7 mm	
1,8 mm	LX038S
2,0 mm	LX040S
2,2 mm	LX042S
2,5 mm	LX045S
3,0 mm	LX047S

Bestelleinheit: PAK = Packung à 10 Stück

Sales unit: Package of 10 pieces



Drahtextension – Wire extension

Drahtextension

Wire Extension

Implantatwerkstoff: Nichtrostender Stahl nach DIN 17 443
bzw. ISO 5832/I (AISI 316 L)

Material used for implants: stainless steel acc. to DIN 17 443
resp. ISO 5832/I (AISI 316 L)

mit Trokarspitze
with trocar point

mit Trokarspitze
with trocar point

mit Trokarspitze
with trocar point

Biegeinstrumente
für Bohdrähte

Bending iron for
boring wires

mit rundem Ende
with round shaft

KIRSCHNER

LX098S-LX100S

70 mm, 2 3/4"

mit flachem Ende
with flat shaft

KIRSCHNER

LX108S-LX125S

Form nach DIN 58 823
Type acc. to DIN 58 823
150 mm, 6"

mit rundem Ende
with round shaft

KIRSCHNER

LX128S-LX146S

Form nach DIN 58 823
Type acc. to DIN 58 823
150 mm, 6"


Ø diam.	
0,8 mm	LX098S
1,0 mm	LX100S
1,2 mm	
1,4 mm	
1,5 mm	
1,6 mm	
1,7 mm	
1,8 mm	
2,0 mm	
2,2 mm	
2,5 mm	
3,0 mm	

Ø diam.	
0,8 mm	LX108S
1,0 mm	LX110S
1,2 mm	LX112S
1,4 mm	LX114S
1,5 mm	LX115S
1,6 mm	LX116S
1,7 mm	LX117S
1,8 mm	LX118S
2,0 mm	LX120S
2,2 mm	LX122S
2,5 mm	LX125S
3,0 mm	

Ø diam.	
0,8 mm	LX128S
1,0 mm	LX130S
1,2 mm	LX132S
1,4 mm	LX134S
1,5 mm	LX135S
1,6 mm	LX136S
1,7 mm	LX137S
1,8 mm	LX138S
2,0 mm	LX140S
2,2 mm	LX142S
2,5 mm	LX145S
3,0 mm	LX146S

Bestelleinheit: PAK = Packung à 10 Stück

Sales unit: Package of 10 pieces



LX002R 170 x 92 x 25 mm

Sortiergestell für Fingerdrähte bis max. 165 mm Länge,
mit Kontroll-Lehre und Unterteilungen für Drähte mit
1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,6 - 1,8 und 2,0 mm Ø.

Sterilizing rack for finger wires up to max. 165 mm long,
with measuring scale and compartments for wires with
1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 and 2.0 mm diam.



LX175S

bis Ø 2,7 mm
up to 2.7 mm
diam.

120 mm, 4 3/4"



WAGNER

LX180S
bis Ø 3,0 mm
up to 3.0 mm
diam.

300 mm, 12"

X




Drahtextension – Wire extension

Drahtextension

Wire Extension

SW17



KIRSCHNER

LX211R-LX218R

Extensionsbügel, zur Verwendung mit KIRSCHNER-Drähten bis Ø 2,5 mm, mit 3 Zughaken, aus nichtrostendem Stahl
Wire traction bows, to be used with KIRSCHNER-wires up to 2.5 mm diam., with 3 hooks, stainless steel

Lichte Maße

Inside dimensions

	Weite Width	Tiefe Depth
--	----------------	----------------

LX211R	200 mm, 8"	155 mm, 6"	für die Hüfte for the hip
LX212R	155 mm, 6"	155 mm, 6"	für den Oberschenkel for the femur
LX213R	135 mm, 5 1/4"	130 mm, 5 1/8"	für das Knie for the knee
LX214R	120 mm, 4 3/4"	120 mm, 4 3/4"	für das Knie for the knee
LX215R	105 mm, 4 1/8"	100 mm, 4"	für das Knie for the knee
LX216R	95 mm, 3 3/4"	110 mm, 4 3/8"	für das Fersenbein for the calcaneus
LX218R	95 mm, 3 3/4"	70 mm, 2 3/4"	für den Arm und Ellenbogen for the arm and elbow

SW17

SW14

LX225C

Spannschlüssel für Extensionsbügel LX211R – LX242R
Wrench, double-ended, for wire traction bows LX211R – LX242R



LX227R

Spannschlüssel mit Klemmbauche, zum Spannen des Drahtes
Wire tightener with clamping jaws



LX222R

Zughaken allein, großes Modell
Traction hook only, large size



LX223R

Zughaken allein, kleines Modell
Traction hook only, small size



LX228R

Fixierschlüssel zum Festhalten der Klemmschraube
am Spannschlüssel LX227R
Fixation clamp, to secure clamping jaw of LX227R,
stainless steel

LX




Drahtextension – Wire extension

Drahtextension Wire Extension

X




MILLIMETERS



AESCULAP

LX240R

Extensionsbügel, verstellbar,
mit 3 Zughaken, kleines Modell
Wire traction bow, adjustable,
with 3 hooks, small size



AESCULAP

LX241R

Extensionsbügel, verstellbar, mit
3 Zughaken, großes Modell
Wire traction bow, adjustable,
with 3 hooks, large size



LX265C

Begrenzungsplatte mit Schlitz
Fixation disc, slotted



LX267R

Fixierscheibe (Begrenzungsplatte)
Fixation disc, slotted



LX266

Begrenzungsplatte mit Schlitz,
röntgendifurchlässig aus Aluminium
Fixation disc, slotted idem, aluminium,
transparent to X-rays



LX269R

Schraubenzieher für Fixierscheiben
Screw driver for above fixation discs

Drahtextension – Wire extension

Extensionsbügel, Distraktor
Traction Bows, Distractor

LX




BÖHLER

LX204R-LX209R

Extensionsbügel,
zur Verwendung von
STEINMANN-Nägeln

Traction bows,
to be used with
STEINMANN pins

	\emptyset diam. 4 mm	\emptyset diam. 5 mm	lichte Weite inside width	für for
LX204R	mit Nagel KX115S with pin KX115S		16 x 9 cm 6 1/4" x 3 1/2"	Arm arm
LX205R	ohne Nagel without pin	LX235R	ohne Nagel without pin	16 x 9 cm 6 1/4" x 3 1/2" Arm arm
LX206R	mit Nagel KX118S with pin KX118S		21 x 11 cm 8 1/4" x 4 3/8"	Oberschenkel und Knie femur and knee
LX207R	ohne Nagel without pin	LX237R	ohne Nagel without pin	21 x 11 cm 8 1/4" x 4 3/8" Oberschenkel und Knie femur and knee
LX208R	mit Nagel KX121S with pin KX121S		21 x 15 cm 8 1/4" x 6"	Oberschenkel und Knie femur and knee
LX209R	ohne Nagel without pin		21 x 15 cm 8 1/4" x 6"	Oberschenkel und Knie femur and knee



LX310R

Kleiner Distraktor,
zum Distrahieren und Komprimieren von
kleinen Knochen, für Bohrdrähte Ø 3,0 mm

Small distractor,
as a repositioning device for distraction and com-
pression of small bones, for wires with 3.0 mm diam.



Drahtextension – Wire extension

Nägel
Pins

Implantatwerkstoff: Nichtrostender Stahl nach DIN 17 443
bzw. ISO 5832/I (AISI 316 L)

Material used for implants: stainless steel acc. to DIN 17 443
resp. ISO 5832/I (AISI 316 L)



Länge length	Ø diam.	Ø diam.
	4 mm	5 mm
80 mm	KX108S	
100 mm	KX110S	
120 mm	KX112S	
140 mm	KX114S	
150 mm	KX115S	KX245S
160 mm	KX116S	
180 mm	KX118S	KX248S
200 mm	KX120S	KX250S
210 mm	KX121S	
250 mm	KX125S	KX255S
300 mm		KX260S

STEINMANN

KX108S-KX260S

mit 3-Kant-Schaft und Trokarspitze

Form C nach DIN 58 824

mit 3-Kant-Schaft und Trokarspitze

Form C nach DIN 58 824



KX262

Schutzkappe
für STEINMANN-Nägel, Ø 4 mm

Protection cap

for STEINMANN pins, diam. 4 mm



KX261

Schutzkappe
für STEINMANN-Nägel, Ø 5 mm

Protection cap

for STEINMANN pins, diam. 5 mm

X



Drahtextension – Wire extension
Handbohrfutter
Drilling Chucks

LX



FR105R

Handbohrfutter, längsdurchbohrt,
Spannweite 0,8 – 2,0 mm Ø
Drilling chuck, cannulated,
for shanks from
0.8 mm – 2.0 mm diam.
150 mm, 6"



FR103R

Handbohrfutter, längsdurchbohrt,
Spannweite bis 4,5 mm Ø, mit
Spannschlüssel GA062R
Drilling chuck, cannulated, for shanks
up to 4.5 mm diam., with key GA062R
140 mm, 5 1/2"

Spannbacken aus
Implantatwerkstoff
Chuck jaws made of material
used for implants



LX202S

Handbohrfutter, längsdurchbohrt,
Spannweite bis 6,35 mm Ø,
von Hand zu spannen
Drilling chuck, cannulated,
for shanks up to 6.35 mm diam.,
to be tightened by hand
100 mm, 4"



LX210R

Handbohrfutter, längsdurchbohrt,
Spannweite bis 4,5 mm Ø und für
3-Kant-Schaft SW 4,7 (SCHANZsche
Schrauben, STEINMANN Nägel), mit
Spannschlüssel GA062R
Drilling chuck, cannulated, for
shanks up to 4.5 mm diam. and for
triangular shaft width across flats
4.7 mm (SCHANZ screws,
STEINMANN pins), with key GA062R



LX203R

Handbohrfutter, längsdurchbohrt,
Spannweite bis 6,35 mm Ø, mit
Spannschlüssel GA031R
Drilling chuck, cannulated, for
shanks up to 6.35 mm diam.,
with key GA031R
160 mm, 6 1/4"



Drahtextension – Wire extension

Cerclage-Instrumente

Cerclage Instruments



KY002S-KY015S

Draht, weich, gewebeverträglich, in Ringen zu 10 m

Implantatwerkstoff: Nichtrostender Stahl nach DIN 17 443 bzw. ISO 5832/I grade B (AISI 316 LVM)

Wire, soft, tissue compatible, in coils of 10 m

Material used for implants: stainless steel acc. to DIN 17 443 resp. ISO 5832/I grade B (AISI 316 LVM)

\emptyset	diam.	0,2 mm	0,3 mm	0,4 mm	0,5 mm	0,6 mm	0,7 mm	0,8 mm	0,9 mm	1,0 mm	1,2 mm	1,5 mm
		KY002S	KY003S	KY004S	KY005S	KY006S	KY007S	KY008S	KY009S	KY010S	KY012S	KY015S
Gauge		35	30	27	25	23	22	21	20	19	18	17



ORMROD-SCHMITT

KY100S

Ligaturplättchen

Ligation disc

Implantatwerkstoff: Nichtrostender Stahl nach DIN 17 443 bzw. ISO 5832/I grade B (AISI 316 LVM)

Material used for implants: stainless steel acc. to DIN 17 443 resp. ISO 5832/I grade B (AISI 316 LVM)



Spannbuchse aus Implantatwerkstoff, drehbar gelagerte Kopfscheibe.

Die drehbar gelagerte Kopfscheibe dreht sich während des Quirlvorgangs nicht mit.

Dadurch wird ein Abscheren des Cerclage-Drahts vermieden.

Movable tip made of material used for implants. While twisting the movable head remains stable, therefore the wire will not slip off.


LOUTE

KY220S

Drahtspanner, verbessertes Modell, mit an der Spitze eingebauter beweglicher Drahtspannbuchse für Draht bis 1,0 mm \emptyset

Wire tightener, improved pattern, with movable tip, for wires up to 1.0 mm diam.

1/2 220 mm, 8 3/4"



DEMEL

KY225R

Drahtspannzange

Wire tightening- and twisting forceps

270 mm, 10 3/4"

X



Drahtextension – Wire extension
Cerclage-Instrumente
Cerclage Instruments

LX





DEMEL

KY201R-KY203R

Drahtumführungsstäbe

Wire guides




KY204R-KY206R



225 mm, 9"



mit Hartmetallbacken



with hard metal inserts


Drahtextension – Wire extension

Drahtfasszangen, Drahtspannzangen
Wire Holding Forceps, Wire Twisters


X



LX176R
Drahtfasszange mit seitlichen Backen gegen Abrutschen des Drahtes
Holding forceps for cerclage wire, with lateral jaws to avoid wire slipping off
170 mm, 6 3/4"



BM110R
Drahtspannzange, Ligaturzange
Wire twister, Ligature forceps
150 mm, 6"



BAUMGARTNER BM111R
Drahtspannzange, Ligaturzange
Wire twister, Ligature forceps
150 mm, 6"



BAUMGARTNER BM112R
Drahtspannzange, Ligaturzange
Wire twister, Ligature forceps
200 mm, 8"


MILLIMETERS

Drahtextension – Wire extension
Drahtspannzangen, Drahtschneidezangen
Wire Twisters, Wire Cutting Scissors

mit Hartmetallbacken

with hard metal inserts

LX



BM113R

für die Sternumnaht
for sternum suture
175 mm, 7"



BERRY

MD456R

Drahtspannzange,
Ligaturzange
Wire twister, ligature forceps
185 mm, 7 1/4"




LX149R

abgewinkelte schlanke Form zur Drahtentfernung
(für weichen Draht bis Ø 0,9 mm) nach Sternumnaht
angled slender pattern for wire removal
(for soft wire up to diam. 0.9 mm) after sternum suture
170 mm, 6 3/4"



Drahtextension – Wire extension
Drahtfasszangen, Drahtspannzangen, Flachzangen
Wire Holding Forceps, Wire Twisters, Flat-Nosed Pliers



MARBURG MODELL

DP031R

beidseitig kariert

with serrated jaws

140 mm, 5 1/2"



GOSLEE

DP035R

eine Seite kariert,

eine Seite glatt

one jaw smooth,

one jaw serrated

140 mm, 5 1/2"



LX170R

mit gerieften Backen

with serrated jaws

LX171R

mit Längs- und Querrillen
with longitudinal and
transversal grooves

170 mm, 6 3/4"



LX172R

190 mm, 7 1/2"

X



MILLIMETERS

Drahtextension – Wire extension

Drahtfasszangen, Flachzangen

Wire Holding Forceps, Flat-Nosed Pliers

LX

Die als Frästaschen gearbeiteten Maulenden ermöglichen es, Drahtenden freizulegen. Maulprofile gewährleisten absolut sicheres Fassen der Drahtenden.

Exposure of grown-in wire ends is possible due to milling ends of the jaws. Profiles of the jaws guarantee absolutely safe gripping of the wire ends.



LX177R

130 mm


5 1/8"

LX178R

180 mm

7"

LX177R-LX178R
Extraktionszangen für Bohrdrähte
Extraction pliers for boring wires



LX189R

Parallel-Flachzange

Flat-nosed pliers, parallel

185 mm, 7 1/4"



MB576R

195 mm, 7 3/4"



LX174R

Tonnenzange

Vise grip

200 mm, 8"



Drahtextension – Wire extension
Drahtfasszangen, Biegezangen
Wire Holding Forceps, Pliers for Bending and Cutting Wires

X



LX181R

180 mm

7"

Rundzange
Round pliers




LX181R

180 mm

7"

Extraktionszangen für Bohrdrähte
Extraction pliers for wires



LX185R

145 mm

5 3/4"

LX185R

145 mm

5 3/4"



LX182R

180 mm

7"



LX183R

180 mm

7"

LX181R-LX185R



1/1

1/2

LX190R

Biegezange für Spickdrähte bis 1,8 mm Ø
Bending pliers for wires up to 1.8 mm diam.

MILLIMETERS

Drahtextension – Wire extension
Drahtschneidezangen und -Scheren
Wire Cutters and Wire Cutting Scissors

LX



ANGLE

DP540R

130 mm, 5 1/8"

für weichen Draht bis Ø
für harten Draht bis Ø

0,5 mm

0,3 mm

for soft wire up to diam.
for hard wire up to diam.

0.5 mm

0.3 mm



Schneiden
spezialvergütete
specially hardened
cutting edges

DP541R

130 mm, 5 1/8"

0,6 mm

0,4 mm

0.6 mm

0.4 mm



DP551R

120 mm, 4 3/4"

für weichen Draht bis Ø
für harten Draht bis Ø

1,2 mm

0,6 mm

for soft wire up to diam.
for hard wire up to diam.

1.2 mm

0.6 mm



DP552R

120 mm, 4 3/4"

1,2 mm

0,8 mm

1.2 mm

0.8 mm



Drahtextension – Wire extension

Drahtschneidezangen und -Scheren

Wire Cutters and Wire Cutting Scissors

X



1/1
Schneiden gezahnt
Blades serrated

HARVEY

BC815R

125 mm, 5"

für weichen Draht bis Ø
für harten Draht bis Ø

0,4 mm
0,3 mm

for soft wire up to diam.
for hard wire up to diam.

0.4 mm
0.3 mm



DP501R

150 mm, 6"

1,5 mm
1,0 mm

1.5 mm
1.0 mm



DP505R

160 mm, 6 1/4"

für weichen Draht bis Ø
für harten Draht bis Ø

1,5 mm
1,2 mm

for soft wire up to diam.
for hard wire up to diam.

1.5 mm
1.2 mm



Schneiden
speziell vergütete
specially hardened
cutting edges

DP530R

140 mm, 5 1/2"

1,5 mm
1,0 mm

1.5 mm
1.0 mm



Drahtextension – Wire extension
Drahtschneidezangen und Seitenschneider
Wire Cutters, Lateral Cutting Action

LX



LX156R
 235 mm, 9 1/4"

für weichen Draht bis Ø
 für harten Draht bis Ø

3,0 mm
 2,2 mm

for soft wire up to diam.
 for hard wire up to diam.

3.0 mm
 2.2 mm



HARVEY
LX157R
 235 mm, 9 1/4"

3,0 mm
 2,2 mm

3.0 mm
 2.2 mm




Drahtextension – Wire extension
Drahtschneidezangen und Seitenschneider
Wire Cutters, Lateral Cutting Action

X



MILLIMETERS



LX149R

abgewinkelte schlanke Form zur
Drahtentfernung nach Sternumnaht
angled slender pattern for wire
removal after sternum suture
170 mm, 6 3/4"

für weichen Draht bis Ø
für harten Draht bis Ø

0,9 mm

-

for soft wire up to diam.
for hard wire up to diam.

0.9 mm

-



LX162R

240 mm, 9 1/2"

2,5 mm
2,0 mm

2.5 mm
2.0 mm



mit Hartmetallschneiden
with carbide cutting edges

1075

Drahtextension – Wire extension
Drahtschneidezangen und Seitenschneider
Wire Cutters, Lateral Cutting Action

LX



LX158R

Kopf- und Seitenschneider
Wire Cutters, front- and lateral cutting action
180 mm, 7"

für weichen Draht bis Ø
für harten Draht bis Ø

2,0 mm
1,5 mm

for soft wire up to diam.
for hard wire up to diam.

2.0 mm
1.5 mm



REILL

LX159R

**Schneiden gebogen, zum Abzwicken
direkt am Knochen**
for cutting off wires close to the bone
175 mm, 7"

2,0 mm
1,5 mm

2.0 mm
1.5 mm



Drahtextension – Wire extension
Drahtschneidezangen, Kopfschneider
Wire Cutters, Front Cutting Action

	<p>Schneiden speziellvergütete specially hardened cutting edges</p> <p>1/1</p> <p>DP520R 145 mm, 5 3/4"</p>
für weichen Draht bis Ø für harten Draht bis Ø	1,5 mm 1,0 mm
for soft wire up to diam. for hard wire up to diam.	1.5 mm 1.0 mm

	<p>Schneiden speziellvergütete specially hardened cutting edges</p> <p>1/1</p> <p>LX150R 145 mm, 5 3/4"</p>
	2,0 mm 1,5 mm

	<p>Schneiden speziellvergütete specially hardened cutting edges</p> <p>1/1</p> <p>LX152R 220 mm, 8 3/4"</p>
für weichen Draht bis Ø für harten Draht bis Ø	3,0 mm 2,0 mm
for soft wire up to diam. for hard wire up to diam.	3.0 mm 2.0 mm

	<p>Schneiden speziellvergütete specially hardened cutting edges</p> <p>1/1</p> <p>LX163R 165 mm, 6 1/2"</p>
	3,5 mm 2,5 mm

MILLIMETERS

Drahtextension – Wire extension
Drahtschneidezangen
Wire Cutting Pliers

LX



LX165R

Bolzenschneider zum Abzwicken von
KIRSCHNER-Drähten, Tibia-Kopf-Schrauben
und Nägeln bis zu 3 mm Ø

Cutter for cutting off KIRSCHNER wires, tibia
head screws, bolts, pins, up to 3 mm diam.

320 mm, 12 3/4"



LX164R


Bolzenschneider zum Abzwicken von
KIRSCHNER-Drähten, Tibia-Kopf-Schrauben
und Nägeln bis 6 mm Ø

Cutter for cutting off KIRSCHNER wires,
tibia head screws, bolts, pins, up to 6 mm diam.

470 mm, 18 1/2"




Drahtextension – Wire extension
Fingernagel-Instrumente
Finger Nail Instruments



FO903R

Nagelausreißzange
Nail extracting forceps
135 mm, 5 1/2"



HF266R

Nagelspaltzange
Nail splitting forceps
130 mm, 5 1/8"



SYSTRUNK

BC521R

Schere für eingewachsene Nägel
Scissors for splitting finger nails
130 mm, 5 1/8"



FO901R


Ersatz-Sägeblatt
Spare blade

FO900R

Fingerringsäge
Finger ring saw
150 mm, 6"

X





LX



Gips-Instrumente
Plaster Instruments

Gips-Instrumente – Plaster Instruments

Gips-Instrumente

Plaster Instruments

LX



ESMARCH

LX505R

Gipsmesser
Plaster knives
180 mm, 7"



ENGEL

LX522C

Gipssäge
Plaster saw
150 mm, 6"



LISTER

BC885R-BC977R

BC885R	schwarz	black	BC973R	gelb	yellow
BC970R	rot	red	BC975R	orange	orange
BC971R	blau	blue	BC977R	pink	pink

Verband- und Erste-Hilfe-Scheren

Bandage- and First Aid Scissors

145 mm, 5 3/4"



BC881R-BC987R

BC881R	schwarz	black	BC983R	gelb	yellow
BC980R	rot	red	BC985R	orange	orange
BC981R	blau	blue	BC987R	pink	pink

Verband- und Erste-Hilfe-Scheren

Bandage- and First Aid Scissors

180 mm, 7"



Gips-Instrumente – Plaster Instruments

Gipsscheren

Plaster Scissors



LX548R

für kleine Gipsverbände
for small plaster dressings
160 mm, 6 1/4"



ESMARCH

LX550R 200 mm 8"

LX552R 230 mm 9"



BERGMANN

LX553R

230 mm, 9"

XI



Gips-Instrumente – Plaster Instruments
Gipsscheren
Plaster Scissors

LX



BRUNS

LX556R

235 mm, 9 $\frac{1}{4}$ "



LX558R

auch als Kleiderschere verwendbar
also to be used as bandage scissors
235 mm, 9 $\frac{1}{4}$ "



SEUTIN

LX565R

auch als Kleiderschere verwendbar
also to be used as bandage scissors
230 mm, 9"



Gips-Instrumente – Plaster Instruments

Gipsscheren

Plaster Shears

Besondere Vorteile:

- Die Konstruktion des offenen Kastens verhindert das lästige Verstopfen durch Gipsreste, außerdem ist eine leichte Reinigung der Backen möglich.
- Die tiefe Zahnung an den Backen verhindert das Abgleiten der Gipsschere vom Gips.
- Die Messer, mit Hohlschliff, weisen eine bessere Schnittfähigkeit auf, daher geringerer Kraftaufwand.
- Messerführung durch Kugellager.

Special features:

- The construction of the open jaws avoids tiresome clogging by plaster remnants and allows furthermore an easy cleaning.
- The shears do not glide off the plaster owing to the deep teething on the jaws.
- The knives with hollow grinding have a better cutting ability and therefore less force is required.
- The knives are guided by ball bearings.

Kastenteil offen

open jaws



STILLE-AESCLAP

LX574R

260 mm, 10 1/4"



STILLE-AESCLAP

LX575R

360 mm, 14 3/8"

X



MILLIMETERS

1085

Gips-Instrumente – Plaster Instruments
Gipsscheren
Plaster Shears

LX



STILLE

LX582R

230 mm, 9"

INCHES



STILLE

LX587R

Messer mit verstärktem Rücken

Blade with reinforced back

370 mm, 14 2/3"



Gips-Instrumente – Plaster Instruments

Gipsspreizer, Gipsabreißzangen
Plaster Spreader, Plaster Breakers

X



HENNIG

LX600R



270 mm, 10 3/4"



MOD.USA

LX605R

230 mm, 9"



mit abnehmbaren Backen
with removable jaws

LX610R

290 mm, 11 1/2"




WOLFF

LX618R 180 mm 7"

LX624R 240 mm 9 1/2"

Gipsabreißzangen (Rabenschnabel)
Plaster breakers







GF



■ ■ ■ **Sauginstrumente**
Suction Instruments

Sauginstrumente – Suction Instruments

Vakuumküretten

Vacuum Curettes

GF




Kanülen zur Vakuumkürettage mit Graduierung und Saugunterbrecher
Curettes with graduation and suction interrupter, for vacuum curettage

Ø
diam.

4 mm (zur Saugbiopsie geeignet)
(suitable for suction biopsy)

GF704R	4 mm
GF706R	6 mm
GF708R	8 mm
GF710R	10 mm
GF712R	12 mm
GF714R	14 mm



GF719R
Schlauchansatz, gerade
Innen-Ø: 11 mm
Hose connection, straight
inside diam.: 11 mm



GF720R
Schlauchansatz, gebogen
Innen-Ø: 11 mm
Hose connection, curved
inside diam.: 11 mm

Die Verbindung zwischen Saugküretten und Schlauchansatz GF720R gewährleistet schnelles Wechseln und freies Drehen der Saugküretten auf dem Schlauchansatz.
The connection between suction curette and hose connection GF720R guarantees quick changing and free turning of the suction curettes on the hose connection.

GF721
Saugschlauch, transparent, 1,8 m lang, Innen-Ø 11 mm,
Außen-Ø 16,5 mm, sterilisierbar im Autoklav bei 143 °C
(3 bar)
Transparent suction hose, 1.8 m long, inside diam. 11 mm,
outside diam. 16.5 mm, can be sterilized in an autoclave
at 143 °C (3 bar)



GF722
Gewebe-Auffangsieb aus Kunststoff, zum Einmalgebrauch
für die histopathologische Untersuchung.
Strainer for tissue, plastic, for single use only, to be used
for histopathological examination.



Sauginstrumente – Suction Instruments

Sauginstrumente Suction Instruments

GF



GF805C

zum Ableiten großer Flüssigkeitsmengen

for clearing large quantities of fluid

190 mm, 7 1/2"



GF806C

Trokar, zum Punktieren

Trocator, for puncturing

170 mm, 6 3/4"



GF809C

doppelt gebogen, für Allgemein-Chirurgie

double curved, for general surgery

230 mm, 9"

mit Renk-Verschluss
passend auf den Sauggriff
GF801C

with bayonet fitting to be
used with suction handle
GF801C



GF Sauginstrumente – Suction Instruments

Sauginstrumente

Suction Instruments

GF



GF801C


Sauggriff mit Vakuum-Regulierung und Unterbrecher,

Messing hochglanzverchromt

Suction handle, with vacuum regulator and finger

cut-off, brass, mirror-finish chromium-plated

150 mm, 6"



GF841

Alu-Lagerungsrack allein, ohne Instrumente,

passend in Basis Container, bestehend aus

Bodenteil JK339 und Deckel JK399

Aluminium rack only, without instruments,
fitting into Basis Container, consisting of
container body JK339 and lid JK399

265 x 250 x 30 mm

INCHES



Sauginstrumente – Suction Instruments

Sauginstrumente Suction Instruments

GF



GF816C

Universal-Kanüle, doppelt gebogen
Universal cannula, double curved
230 mm, 9"



POOL

GF860R

Saugkanüle mit abschraubbarem Außenrohr
Suction cannula, with outer tube to be screwed off
225 mm, 9"



POOL

GF862R

Saugkanüle mit abschraubbarem Außenrohr
Suction cannula with outer tube to be screwed off
225 mm, 9"



YANKAUER

GF944R

mit zentraler Bohrung, Ø 2,0 mm
with central bore, 2.0 mm diam.
285 mm, 11 1/4"




MILLIMETERS

Sauginstrumente – Suction Instruments

Sauginstrumente

Suction Instruments


GF



DE BAKEY

GF946R


mit zentraler Bohrung, Ø 3,0 mm und seitlichen Schlitten
with central bore, 3.0 mm diam. with lateral slots
275 mm, 10 3/4"



YANKAUER

OM671R


mit besonders großer zentraler Bohrung, Ø 4,8 mm
with especially large central bore, 4.8 mm diam.
285 mm, 11 1/4"



DE BAKEY

GF948R

mit Saugunterbrecher und Mandrin
with finger cut-off and stylet
270 mm, 10 3/4"



DE BAKEY

GF947R

mit Saugunterbrecher und Mandrin
with finger cut-off and stylet
160 mm, 6 1/4"


INCHES



Sauginstrumente – Suction Instruments

Sauginstrumente Suction Instruments

GF



ADSON

GF917R


mit Saugunterbrecher
with finger cut-off
190 mm, 7 1/2"



ADSON

GF918R


mit Saugunterbrecher und Mandarin
with finger cut-off and stylet
165 mm, 6 1/2"



PLESTER

mit Saugunterbrecher und Mandarin,
Griffplatte parallel zur Biegung, LUER-Bohrung
with finger cut-off and stylet, thumb piece
parallel to curve, with LUER hub
195 mm, 7 3/4"

	Ø	diam.
GF939R	1,5 mm	
GF940R	2,0 mm	
GF941R	2,5 mm	
GF942R	3,0 mm	
GF355R	5,0 mm	



FERGUSSON

mit Saugunterbrecher und Mandrin,
Griffplatte 90° zur Biegung, LUER-Bohrung
with finger cut-off and stylet, thumb piece
90° to curve, with LUER hub
180 mm, 7"

	diam.	Ø
GF350R	1,5 mm	
GF351R	2,0 mm	
GF352R	2,5 mm	
GF353R	3,0 mm	
GF354R	4,0 mm	



Sauginstrumente – Suction Instruments

Sauginstrumente

Suction Instruments

GF



FERGUSSON

GF933R Ø diam. 4,0 mm

isoliert, mit Saugunterbrecher und Mandrin,
Griffplatte 90° zur Biegung, LUER-Bohrung

isolated, with finger cut-off and stylet,
thumb piece 90° to curve, with LUER hub

180 mm, 7"

Olive Ø 6 – 9 mm
olive diam. 6 – 9 mm



FRAZIER

Ø
diam.

GF923R 3,0 mm

GF925R 5,0 mm

mit Saugunterbrecher und Mandrin,
Griffplatte 90° zur Biegung, LUER-Bohrung

with finger cut-off and stylet, thumb
piece 90° to curve, with LUER hub

180 mm, 7"

Olive Ø 6 – 9 mm
olive diam. 6 – 9 mm



FRAZIER

Ø
diam.

MD124R 2,3 mm

MD125R 2,7 mm

MD127R 3,4 mm

MD129R 4,0 mm

mit Saugunterbrecher und Mandrin,
Griffplatte 90° zur Biegung, LUER-Bohrung
with finger cut-off and stylet, thumb piece 90°
to curve, with LUER hub

110 mm, 4 1/4"

INCHES



Sauginstrumente – Suction Instruments

Sauginstrumente Suction Instruments

GF




LEMPERT

Ø
diam.

GF937R 2,0 mm

GF938R 3,0 mm

mit Saugunterbrecher und Mandrin
with finger cut-off and stylet
200 mm, 8"



FORMBY

Ø
diam.

GF932R 3,3 mm

210 mm, 8 1/4"



BARRON

Ø
diam.

GF935R 1,3 mm

GF936R 2,0 mm

mit Saugunterbrecher und Mandrin
with finger cut-off and stylet
160 mm, 6 1/4"



SCHUHKNECHT

Ø Ø
diam. diam.

GF756R 20 swg 1,0 mm

GF757R 24 swg 0,5 mm

Saugkanülen

Suction cannulae

130 mm, 5 1/8"



Sauginstrumente – Suction Instruments

Sauginstrumente

Suction Instruments



Olive Ø 6 – 8 mm
olive diam. 6 – 8 mm




WULLSTEIN

OG960R

Mikro-Absaugrohr komplett, bestehend aus:

Micro suction tube, complete, consisting of:

OG961R	Absaugrohr mit LUER-Bohrung	Suction tube with LUER hub
OG962R	Mikro-Saugkanüle, Ø 0,4 mm	Micro suction cannula, 0.4 mm diam.
OG963R	Mikro-Saugkanüle, Ø 0,6 mm	Micro suction cannula, 0.6 mm diam.
OG964R	Mikro-Saugkanüle, Ø 0,8 mm	Micro suction cannula, 0.8 mm diam.




Olive Ø 6 – 8 mm
olive diam. 6 – 8 mm

OG970R

Saugset komplett, bestehend aus:

Suction set, complete, consisting of:

OG971R	Saughandgriff mit LUER-Konus, mit Unterbrecher	Suction handle, with finger cut-off, with LUER cone
OG972R	2 Saugkanülen, Ø 0,5 mm, mit LUER-Konus	2 suction cannulae, 0.5 mm diam., with LUER cone
OG973R	2 Saugkanülen, Ø 0,7 mm, mit LUER-Konus	2 suction cannulae, 0.7 mm diam., with LUER cone
OG974R	2 Saugkanülen, Ø 1,0 mm, mit LUER-Konus	2 suction cannulae, 1.0 mm diam., with LUER cone
OG969R	2 Saugkanülen, Ø 1,3 mm, mit LUER-Konus	2 suction cannulae, 1.3 mm diam., with LUER cone



Olive Ø 8 mm
olive diam. 8 mm

BELLUCCI

OG950R

Saugset komplett, bestehend aus:

Suction set, complete, consisting of:

OG951R	Saugrohr allein, mit Saugunterbrecher und Mandrin	Suction tube with finger cut-off and stylet	155 mm, 6"
GF772R	Saugkanüle Ø 20 swg., Ø 1,0 mm	Detachable end, 20 swg. diam., 1.0 mm diam.	
GF773R	Saugkanüle Ø 22 swg., Ø 0,7 mm	Detachable end, 22 swg. diam., 0.7 mm diam.	
GF774R	Saugkanüle Ø 24 swg., Ø 0,5 mm	Detachable end, 24 swg. diam., 0.5 mm diam.	



Sauginstrumente – Suction Instruments

Sauginstrumente Suction Instruments

GF



ZOELLNER

GF770R

Saugkanüle allein, mit Mandrin, passend zu den Saugaufsätzen GF771R und GF775R
Suction cannula only, with stylet, fitting to the detachable ends GF771R and GF775R
180 mm, 7"

1/1

ZOELLNER

	Ø diam.	Ø diam.
GF771R	18 swg	1,2 mm
GF772R	20 swg	1,0 mm
GF773R	22 swg	0,7 mm
GF774R	24 swg	0,5 mm
GF775R	26 swg	0,4 mm

auswechselbare Spitzen zu GF770R und OG951R
detachable ends, fitting to GF770R and OG951R
Bestelleinheit:

PAK = Packung à 10 Stück

Sales unit:

PAK = Package of 10 pieces



HOUSE

GF768R

Saugadapter mit Saugunterbrecher,
LUER-Konus / LUER-Bohrung
Suction adapter with finger cut-off,
LUER cone, LUER hub
55 mm, 2 1/8"



VERHOEVEN

	Ø diam.	Ø diam.
GF763R	16 swg	1,5 mm
GF764R	18 swg	1,2 mm
GF765R	20 swg	1,0 mm
GF766R	22 swg	0,7 mm
GF767R	24 swg	0,5 mm

Saugkanülen mit LUER-Konus
Suction cannulae with LUER cone
100 mm, 4"



WULLSTEIN

OF237

Saugrohr, konisch, aus Silber, Olive mit LUER-Bohrung
Suction tube, conical, silver, olive with LUER hub
160 mm, 6 1/4"

MILLIMETERS

Sauginstrumente – Suction Instruments

Sauginstrumente

Suction Instruments

GF



1/2

Olive Ø 8 mm
olive diam. 8 mm

WULLSTEIN

Ø
diam.

OF239 1,5 mm

OF238 2,0 mm

Saugrohr, zylindrisch, aus Silber, mit Mandrin, Olive mit LUER-Bohrung

Suction tube, cylindrical, silver, with stylet, olive with LUER hub

160 mm, 6 1/4"



MAGILL

Ø
diam.

GF906R 3,0 mm

GF907R 3,5 mm

GF908R 4,0 mm

245 mm, 9 3/4"

GF909R

Reinigungsdraht zu MAGILL-Saugkanülen

Stilette for MAGILL suction tubes



1/2

Olive Ø 6 – 9 mm
olive diam. 6 – 9 mm

Ø
diam. Spitzentbreite
Tip width

GF919R 5,0 mm 6,5 mm

Nasensaugrohr, LUER-Bohrung

Nasal suction tube, with LUER hub

180 mm, 7"


INCHES



Sauginstrumente – Suction Instruments

Sauginstrumente Suction Instruments

GF



Olive Ø 6 - 9 mm
olive diam. 6 - 9 mm

GILLIES

Ø
diam.

OL187R 3,0 mm

mit Saugunterbrecher und Mandrin

with finger cut-off and stylet

170 mm, 6 3/4"



ROWBOTHAM

OM672R

mit Mandrin

with stylet

295 mm, 11 3/4"

MILLIMETERS

Sauginstrumente – Suction Instruments

Sauginstrumente

Suction Instruments

GF



FERGUSSON

\emptyset diam.	Länge Length	Länge Length	Länge Length
	130 mm	160 mm	200 mm
1,5 mm	GF360R	GF370R	GF380R
2,0 mm	GF361R	GF371R	GF381R
2,5 mm	GF362R	GF372R	GF382R
3,0 mm	GF363R	GF373R	GF383R
4,0 mm	GF364R	GF374R	GF384R
5,0 mm	GF365R	GF375R	GF385R

\emptyset 3,5 mm
diam. 3.5 mm

\emptyset 2,0 mm
diam. 2.0 mm

Olive
 \emptyset 6 - 9 mm
olive
diam. 6 - 9 mm

1/3

OP030R	500 mm	20"
OP031R	350 mm	14"

mit Gummispitze, mit LUER-Bohrung
with rubber tip, with LUER hub

\emptyset
diam.

OP360R	2,0 mm
OP361R	2,5 mm
OP362R	3,0 mm

mit Saugunterbrecher, Griffplatte 90° zur Biegung, mit LUER-Bohrung
with finger cut-off, thumb piece 90° to curve, with LUER hub
250 mm, 10"

Olive
 \emptyset 6 - 9 mm
olive
diam. 6 - 9 mm


1/2



Sauginstrumente – Suction Instruments

Sauginstrumente Suction Instruments

GF



NEGUS

OL177R

Saugdissektor

Suction dissector

210 mm, 8 1/4"

Olive Ø 6 mm
olive diam. 6 mm

1/2



GORNEY

OL168R

Saugdissektor

Suction dissector

180 mm, 7"

Olive Ø 6 - 10 mm
olive diam. 6 - 10 mm

1/1



breit
wide

OL195R 4 mm

OL196R 5 mm

Saugraspatorium, scharf, bajonettförmig gebogen, mit Mandarin

Suction raspatories, sharp, bayonet-shaped, with stylet

200 mm, 8"

Olive Ø 6 - 9 mm
olive diam. 6 - 9 mm

1/2



breit
wide

GF980R 3,2 mm

Präpariersauger für Hypophysektomie und HNO, winklige Spitze, scharf

Dissecting suction tube for hypophysectomie and ENT, sharp angled point

200 mm, 8"

Olive Ø 6 - 9 mm
olive diam. 6 - 9 mm

1/2



LOPEZ-REINKE

OM670R

Tonsillendissektor mit Absaugvorrichtung

Tonsil dissector with suction device

235 mm, 9 1/4"

Olive Ø 9 mm
olive diam. 9 mm




MILLIMETERS

Sauginstrumente – Suction Instruments



Kombinierte Saug- und Spülkanülen

Combined Suction- and Irrigation Cannulae

GF



Olive $\varnothing 9 - 13 \text{ mm}$
olive diam. 9 - 13 mm




mit Saugunterbrecher und Mandrin, LUER-Bohrung
with finger cut-off and stylet, with LUER hub



Sauginstrumente – Suction Instruments

Koagulations-Saugkanüle Coagulation Suction Cannula

GF




LANDOLT

GK550 5,0 mm

mit Saugunterbrecher und Mandrin,
sterilisierbar im Autoklav bis 143 °C (3 bar)
with finger cut-off and stylet,
can be sterilized in an autoclave up to 143 °C (3 bar)





JG



■ ■ ■ Nierenschalen, Laborschalen
Kidney Trays, Bowls

Nierenschalen, Laborschalen – Kidney Trays, Bowls

Messbecher, Laborschalen, Nierenschalen

Medical Measures, Round Bowls, Kidney Trays

JG



JG514R

Medizinbecher,
graduiert,
0,05 Liter
Medical measure,
graduated,
0.05 litre



JG515R

Messbecher, 0,1 Liter
Medical measure,
graduated, 0.1 litre



JG516R

Messbecher, graduiert,
0,25 Liter
Medical measure,
graduated, 0.25 litre



JG518R

Messbecher, graduiert,
1,0 Liter
Medical measure,
graduated, 1.0 litre



Inhalt (Liter)
Capacity (litre)

Abmessungen in cm (oben x unten x Höhe)
Dimensions in cm (upper x lower x height)

JG520R 0,02

4,0 x 2,8 x 1,9

JG521R 0,06

6,1 x 4,2 x 3,0

JG522R 0,16

8,3 x 5,4 x 4,1

JG523R 0,4

11,1 x 7,2 x 5,6

JG524R 1,0

15,1 x 10,0 x 7,3

JG525R 2,5

21,1 x 14,5 x 9,6

Laborschalen
Round bowls

JG504R	170 mm	6 3/4"
JG506R	250 mm	10"
JG508R	275 mm	10 3/4"

Nierenschalen
Kidney trays





Nierenschalen, Laborschalen – Kidney Trays, Bowls
Sterilisierzangen
Sterilizing Forceps


6



CHEATTE

JG820R


280 mm, 11"



JG822R

210 mm, 8 1/4"

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
MILLIMETERS



JG




Instrumentenpflege, Reinigungshinweise
Care and Maintenance of Instruments

Instrumentenpflege, Reinigungshinweise – Care and Maintenance of Instruments

Reinigung – Desinfektion – Sterilisation von chirurgischen Instrumenten

JG



Bitte berücksichtigen Sie bei der Aufbereitung Ihrer hochwertigen Aesculap Instrumente die nachstehenden Empfehlungen.



Behandlung fabrikneuer Instrumente

Fabrikneue Instrumente sind vor der ersten Sterilisation bzw. Nutzung zu reinigen. Schutzkappen und Schutzfolien sind vollständig zu entfernen, z.B. bei Meißeln, Raspatorien oder mikrochirurgischen Instrumenten.

Nach jedem Gebrauch

- Kontaminiertes Instrument schnellstmöglich aufbereiten.
- Gelenkinstrument in einem 90°-Winkel öffnen.
- Bei maschineller Reinigung, Instrument auf reinigungsgerechte Siebkörbe legen (Spülschatten vermeiden).
- Zerlegbares Instrument in Einzelteile zerlegen.
- Vorzugsweise trocken entsorgen.
- Bei Nassentsorgung reinigungsaktive Desinfektionsmittel verwenden. Vor maschineller Reinigung und Desinfektion Instrument gründlich mit klarem, fließendem Wasser spülen.
- Falls nötig, Ultraschallbehandlung nach den Anweisungen des Geräteherstellers durchführen:
 - als effektive mechanische Unterstützung bei manueller Reinigung,
 - zur Vorbehandlung von Instrumenten mit angetrockneten Verschmutzungen vor der maschinellen Reinigung.
- Mikroinstrumente und Instrumente mit feinen Arbeitsenden sollten möglichst nicht im Ultraschall, sondern nur manuell oder maschinell gereinigt werden.

Bei maschineller Reinigung Mikroinstrumente in geeigneten Lagerungshilfen lagern.

- Manuell oder maschinell reinigen. Herstellerangaben beachten.

Manuelle Reinigung/Desinfektion

- Instrument in ein geeignetes reinigungsaktives Desinfektionsmittel legen, so dass alle Oberflächen, Hohlräume, Lumen und Öffnungen bedeckt sind. Anweisungen des Desinfektionsmittelherstellers beachten.
- Nach der chemischen Desinfektion immer ausreichend und intensiv mit klarem und fließendem Wasser absprühen. Anweisungen des Desinfektionsmittelherstellers beachten.
- Anhaftende Verschmutzungen mit einer weichen Kunststoffbürste entfernen. Keine scheuernden Reinigungsmittel oder Metallbürsten verwenden.
- Lumen und Kanäle mit weichen Rundbürsten aus Kunststoff reinigen. Die Durchmesser von Lumen und Bürste müssen einander entsprechen.
- Schlussspülung mit destilliertem oder vollentsalztem Wasser durchführen.
- Instrument mit saugfähigem, weichem und fusselfreiem Tuch trocknen.
- Lumen und Kanäle mit Druckluft trocknen.

Maschinelle Reinigung/Desinfektion

- Bei der Programmwahl das Material (z.B. nichtrostender Instrumentenstahl, Aluminium) des zu reinigenden Instruments berücksichtigen. Anweisungen des Geräteherstellers beachten.
- Schlussspülung mit vollentsalztem Wasser durchführen.
- Ausreichende Trocknungsphase einhalten.
- Instrument sofort nach Beendigung des Programms aus der Maschine nehmen.



Instrumentenpflege, Reinigungshinweise – Care and Maintenance of Instruments

Reinigung – Desinfektion – Sterilisation von chirurgischen Instrumenten

Pflege/Prüfung

- Instrument auf Raumtemperatur abkühlen lassen.
- Bewegliche Teile (z.B. Gelenke und Schlässe) mit sterilisierbarem, dampfdurchlässigem Pflegeöl leicht ölen (z.B. Sterilit Öl spray JG600 oder Sterilit Instrumenten-Öl JG598).
- Nach jeder Reinigung, Desinfektion, Instrument prüfen auf Sauberkeit, Funktion und Beschädigungen, z.B. verbogene, zerbrochene, rissige, abgenutzte und abgebrochene Teile.
- Beschädigtes und defektes Instrument aussortieren und ersetzen.

Sterilisation

- Sterilisieren mit Dampf, dabei folgendes beachten: Die Dampfsterilisation hat nach einem validierten Dampfsterilisationsverfahren (z.B. Sterilisator gemäß EN 285/ANSI/AAMI/ISO 11134-1993, ANSI/AAMI ST46-1993 und validiert gemäß EN 554/ISO 13683) zu erfolgen. Bei einer Anwendung des fraktionierten Vakuumverfahrens ist die Sterilisation mit dem 134°C -/ 2 bar-Programm bei einer Mindesthaltezeit von 5 Minuten durchzuführen.



Packen

- Instrument mit feinem Arbeitsende und/oder mikrochirurgisches Instrument in geeigneten Lagerungshilfen lagern.
- Instrument mit Sperre in der ersten Raste fixieren.

Empfohlene Produkte



STERILIT®
JG600

Aesculap Öl spray in Sprühdose (FCKW-frei), zur Instrumentenpflege vor der Sterilisation. Physiologisch unbedenklich nach DAB und § 31 LMBG.



STERILIT®
JG598

Aesculap Instrumenten-Öl, zum Ölen der Schlässe, Sperren usw. vor der Sterilisation. Physiologisch unbedenklich nach DAB und § 31 LMBG.

Ausführliche Informationen zur Aufbereitung individueller Aesculap Produkte finden Sie in der Datenbank "Aufbereitung/Gebrauchsanweisungen" im Internet unter:
www.aesculap-extra.net

G



Instrumentenpflege, Reinigungshinweise – Care and Maintenance of Instruments

Care and Maintenance of Surgical Instruments

JG



Please observe the following recommendations for the care and maintenance of your high-quality Aesculap instruments.



Treatment of brand new Instruments

Brand new instruments must be cleaned before the first sterilization or use. Protective caps and protective films must be removed completely, for example in the case of chisels, raspatories or microsurgical instruments.

After each use

- Clean contaminated instruments as quickly as possible.
- Open instruments with a joint to a 90°- angle.
- For machine cleaning, place instrument in a wire basket suitable for the cleaning process (make sure cleaning solution and rinse water from machine comes into contact with all surfaces of the instrument).
- Completely dismantle any dismantlable instruments.
- Preferably dry removal troy in the OR.
- For wet removal always use an active cleaning disinfectant. Rinse the instrument thoroughly with clear, flowing water before machine cleaning and disinfecting.
- If necessary, treat with an ultrasound washer. Always use according to the manufacturer's instructions:
 - for effective mechanical cleaning before manual cleaning,
 - for pre-treatment of instruments with dried on contaminant before machine cleaning.

■ Microsurgical instruments and instruments with fine working distal ends should not be treated with ultrasound. They should be cleaned either manually or in the washing machine. In case of cleaning in a machine please use a suitable storage rack.

■ If cleaning manually or in a machine: always follow manufacturer's instructions. For detergents and other cleaning solutions.

Manual Cleaning/Disinfection

■ Place instruments into a suitable disinfectant with active cleaning properties so that all surfaces, inner cavities, lumens and openings come into contact with the solution. Always follow the disinfectant manufacturer's instructions.

■ After chemical disinfection, always rinse thoroughly with clear, flowing water. Always follow the instructions provided by the manufacturer of the disinfectant.

■ Remove any contaminants still clinging to the instrument with a soft synthetic brush. Do not use a scouring or metal brush.

■ Clean any lumens and conduits with soft, round, synthetic brushes. Please note, the lumen and the brush must have the same diameter.

■ Final rinsing to be done with distilled or de-ionized water.

■ Dry instrument with an absorbent, soft and lint-free cloth.

■ Dry lumens and conduits with compressed air. Always use this method with caution.

Machine Cleaning/Disinfection

■ Select the program according to the material of the instrument (e.g. stainless instruments, steel, aluminium) to be cleaned. Always follow the machine manufacturer's instructions.

■ Final rinsing to be done with de-ionized or demineralized water.

INCHES



Instrumentenpflege, Reinigungshinweise – Care and Maintenance of Instruments

Care and Maintenance of Surgical Instruments

- Leave sufficient time for drying.
- Remove the instrument from the machine immediately after the program is finished.

Care/Testing


- Allow instruments to cool down to room temperature.
- Lubricate movable parts (e.g. joints and ends) with special sterilization-capable, steam-permeable lubricant (e.g. Sterilit Oil Spray JG600 or Sterilit Instrument Oil JG598).
- After each cleaning, disinfection process, check the instrument to make sure it is clean, that it functions properly and it has not suffered any damage, e.g. bent, broken, fractured or worn parts.
- Remove any damaged and defective instruments and replace with functional items and send away any product which is damaged for repair.

Storage

- Place instruments with the fine working end and/or microsurgery instruments in a suitable storage rack. Always secure micro instruments properly.
- Where possible sterilize instruments on the first ratchet.

Sterilization

- To steam sterilize, proceed as follows: Steam sterilization must be carried out according to a validated steam sterilization process (e.g. with a sterilizer meeting the specifications of EN 285/ANSI/AAMI/ISO 11134-1993, ANSI/AAMI ST46-1993 and validated according to EN 554/ISO 13683.). When using the fractional vacuum method, use the 134°C-/2 bar program for sterilization with a minimum hold time of 5 minutes.



Recommended Products

STERILIT®
JG600



Aesculap Oil Spray in aerosol can (ozone-friendly), for maintenance of instruments prior to sterilization. Physiologically inert acc. to DAB and § 31 LMBG (German Pharmacopoeia).

STERILIT®
JG598




Aesculap Instrument Oil, for box locks, ratchets etc. prior to sterilization. Physiologically inert acc. to DAB and § 31 LMBG (German Pharmacopoeia).

You will find detailed information about the reprocessing of individual Aesculap products in the data base "Reprocessing/Instructions for Use" on the internet:

www.aesculap-extra.net

G







Alphabetischer Index
Nummerischer Index
Alphabetical Index
Numerical Index

Alphabetischer Index – Alphabetical Index

A

	Seite		Seite
A			
ABBEY, Schleimhaut-Resektionsnadel	515	ALLIS-ADAIR, Darm- und Gewebefasszangen	538
ABEL, Hakenzangen	677	ALLIS-THOMS, Organ- und Gewebefasszangen	540
Abfallzangen	19	ALLISON, Lungenspatel	424, 881
Abortuskürettten	713	ALLPORT, Wundspreizer	458
Abortuslöffel	712	ALM, Wundpreizer	457
Abortuszangen	732-735	Amniotome	722
ABRAHAM, Tonsillenmesser	31	Amputationsmesser	28, 29, 917, 918
ADAIR, Hakenzangen	674	Amputationsretraktoren	920
Adapter, bipolar	522, 533	Amputationssägen	921-923
Saug-	1099	Analsonden	342, 343, 579
ADLERKREUTZ, Gefäß- und Tumorpinzetten	179	Analspreizer	573, 576
ADSON, Arterienklemmen	225, 226	Anastomosenklemmen	559, 560, 843
Chirurgische Pinzetten	170	Anastomosenklemmen, Atraumatische-	563, 564, 566, 791-793,
DUROGRIP atraumatische Pinzetten	162	Rektum-	799, 822, 823, 825, 828-831
Feine anatomische Pinzetten	151, 152	Anatomiescheren	561, 562
Feine chirurgische Pinzetten	168, 169	Anatomische Pinzetten	68
Hohlmeißelzangen	1031	Anatomische Pinzetten, Feine-	156-158
Laminektomie-Wundspreizer	468, 471	ANDERSON-ADSON, Laminektomie-Wundspreizer	151-155, 783
Monopolare Pinzetten	517	ANGLE, Drahtschneidezangen	468
Nadelhalter	301	Anlegezangen, Bulldogklemmen	1072
Nerv- und Gefäßhäkchen	358	Clip-	216, 786
Pinzetten, bajonettförmig	165	Anuskope	738-745
Raspatorien	968	Aorta-Anastomosenklemmen, Atraumatische-	572
Saugkanülen	1094, 1095	Aorta-Aneurysma-Klemmen, Atraumatische-	818, 819
Trepanationsfräser	1052	Aortaklemmen, Atraumatische-	813-815
ADSON-BABY, Wundspreizer	463	Aortenklappenhaken	884
ADSON-BROWN, Wundrandpinzetten	170	Aortenstanzen	852
AESCULAP, Biopsiezangen für Rektum	581	Appendekтомieklemmen	557
DUROGRIP Nadelhalter	323	Approximatoren	211
Extensionsbügel	1061	Approximatoren, Nerv-	212
Handbohrapparate	1054	Arterienfasszangen	196
Korn- und Tupferzangen	10, 186	Arterienklemmen	231-241
Plazentar- und Abortuszangen	734	Arterienklemmen, Feine-	220-230
Tamponhalter	582	Arteriotomie-Scheren	80
Waschzangen	10	ASCH, Sekretlöffel	626
AESCULAP-PRATT, Hakenzangen	680	Uterus-Sekretlöffel	697
Organ- und Gewebefasszangen	198	ASSMUS, Nervstripper	1046
Ahlen	1055, 1056	ATRAUMATA, Anastomosenklemmen	791-793, 799, 808, 822,
ALEXANDER, Hohlmeißel	1001		823, 825, 828-831
Hohlmeißelzangen	1029	Aorta-Anastomosenklemmen	884
Raspatorien	974	Aorta-Aneurysma-Klemmen	813-815
Rippenraspatorien	863	Aortaklemmen	811, 816, 817, 832
ALLEN, Darmklemmen	547	Bronchusklemmen	812
Osteophytenmeißel mit Schaber	962	Bulldogklemmen	218, 219, 787-790, 820, 821
ALLENBERG, Durchzugsinstrumentarium für Gefäßprothesen	854	Coarctationsklemmen	804, 826, 827
Gefäßklemmen	803	Darmfasszangen	544, 545, 568
Iliaca-Sperrer	475	Darmklemmen	547, 548, 550, 552, 555
Wundspreizer	461	Druckklemmen	560, 612
ALLIS, Arterien- und Gewebefasszangen	196	Gallenblasenzangen	595
Atraumatische Darmfasszangen	544, 568	Gefäßclips	214, 215, 784, 785
Atraumatische Organ- und Gewebefasszangen	836	Gefäßklemmen	794, 795, 801-803
Darm- und Gewebefasszangen	539	Gewebefasszangen	544, 835-837
Lungenfasszangen	839	Hämorrhoidenklemmen	584



Alphabetischer Index – Alphabetical Index

A - B

A - Z

	Seite		Seite
A			
ATRAUMATA, Hysterektomie- und Vaginalklemmen	267	BABY-MOSQUITO (HARTMANN), Arterienklemmen	220
Iliaca-Klemmen	807	BABY-OVERHOLT, Präparier- und Ligaturklemmen	244
Kapselfasszangen	622	BABY-ROUX, Wundhaken	379
Klemmzangen	272	BABY-SATINSKY, Anastomosenklemmen	843
Ligaturklemmen	797, 798	BABY-SENN-MILLER, Wundhaken	377
Magenklemmen	557	BACKHAUS, Tuchklemmen	203
Mehrzweckklemmen	791-793, 809, 810, 823-825, 828, 833, 834	BACKHAUS-KOCHER, Tuchklemmen	203
Nierenklemmen	608, 796	BAILEY, Rippenkontraktoren	877
Nierenstielklemmen	612	BAINBRIDGE, Darmklemmen	547
Organfasszangen	191, 544, 835-837	Bajonettförmige Pinzetten	165, 166
Ovarienzangen	687	BAKES, Gallengangdilatationsoliven	601
Pankreasklemmen	796	BALFOUR, Bauchdeckenhalter	486-488
Parametriumklemmen	100, 268, 269	BALFOUR-BABY, Bauchdeckenhalter	485
Patent-Ductusklemmen	805, 806, 826, 827	BANE-HARTMANN, Hohlmeißelzangen	1028
Peripheralklemmen	805-807	BARNES-NEVILLE, Geburtszangen	729
Pinzetten	160, 161, 567, 782, 783	BARRAQUER, Lidsperrer	458
Polypenzangen	687	Mikro-Nadelhalter	283, 771
Präparierklemmen	797, 798	BARRÉ, Fadenhaltebügel	621
Profundaklemmen	798	Präparierklemmen	252, 619
Rektum-Anastomosenklemmen	563, 564, 566	Präparierschere	618
Ultra-Light-Pinzetten	159, 546, 781	Prostataretraktor	452, 620
Vena-Cava-Klemmen	800	Urethraretraktor	452, 620
Winkelklemmen	612	BARRON, Hämorrhoidal-Ligator	585, 586
Atriumhaken	882, 883	Saugkanülen	1097
AUFRICHT, Knochenraspeln	978	Skalpellgriff	38
Aufsätze, Biopsie-	704, 705	BARSKY, Hauthäkchen	363
Augenpinzetten	168	BARTH, Scharfe Löffel	981
Augenscheren	49	Bauchdeckenhaken	437-439, 443-446
AUSTIN, Mikro-Knüpfpinzetten	140	Bauchdeckenhalter	447, 448, 482, 483, 485-495
AUVARD, Scheidenspekula	656	Bauchdeckenscheren	122
		Bauchdeckenvalven	482-484
		Bauchspatel	435, 436, 450, 451
B		BAUMGARTNER, DUROGRIP Drahtspannzangen	312, 1067
BABCOCK, Atraumatische Darmfasszangen	544	DUROGRIP Nadelhalter	308
Atraumatische Organ- und Gewebefasszangen	835	Nadelhalter	299
Atraumatische Organ-, Gewebe- und Darmfasszangen	545	BEACHAM, Amniotom	722
Lungenfasszangen	839	Becher, Mess-	1108
Organ- und Gewebefasszangen	540	BECK, Rongeure	902
BABY-ADSON, Präparier- und Ligaturklemmen	245	Beckenzirkel	720
BABY-ALLIS, Darm- und Gewebefasszangen	538	BECKMANN-ADSON, Laminektomie-Wundspreizer	470
BABY-COLLIN, Bauchdeckenhalter	482	BECKMANN-EATON, Laminektomie-Wundspreizer	471
BABY-CRILE (KOCHER), Arterienklemmen	222	BEEBE, Blech- und Drahtscheren	129
BABY-CRILE (PEAN), Arterienklemmen	222	BEHRMAN, Uterus-Kanülen	717
BABY-CRILE-WOOD, DUROGRIP Nadelhalter	309	Beinhautmesser	29, 918
BABY-KOCHER, Atraumatische Darmklemmen	547	BELLUCI, Saugkanülen	1098
Darmklemmen	547	BENGOLEA, Arterienklemmen	228
BABY-METZENBAUM, DUROTIP Präparierscheren	96, 102	BENNITT, Knochenhebel	945
NOIR Feine Präparierscheren	105, 106	BENSAUDE, Anuskope	572
Präparierscheren	87	BENSON, Pylorusspreizer	557
SuperCut Scheren	91	BERGER, Biopsiezangen	703
BABY-MIKULICZ, Peritoneumklemmen	257	BERGMANN, Gipsscheren	1083
BABY-MIXTER, Präparier- und Ligaturklemmen	244	Hämmer	995
		Skalpelle	26
		Wund- und Trachealhähkchen	364

Alphabetischer Index – Alphabetical Index

B

	Seite		Seite
BERKELEY-BONNEY, Hysterektomieklemmen	266	Bohrfutter, Hand-	1064
BERNHARD, Hakenzangen	674	Bolzenschneider	1078
Tuchklemmen	203	BONNER MODELL, Mikro-Knüpfpinzetten	139
BERRY, DUROGRIP Drahtspannzangen	312, 1068	BONNEY, Anatomische Pinzetten	158
Beschneidungsklemmen	631	Chirurgische Pinzetten	177
BETHUNE, Rippenscheren	857	Polypen- und Ovarienzangen	688
BEYER, Hohlmeißelzangen	1029, 1032	BOROWSKI, Aortenklappenhaken	884
Biegeinstrumente	1059	BORST, Fixerklemmen	842
Biegezangen für Kirschnerdrähte	1071	BOSE, Wund- und Trachealhähkchen	364
BIEMER, Anlegepinzetten für Gefäßclips	210, 211	Wundspreizer	456
Gefäßclips	210	Bougies, Harnröhren-	629, 630
Mikro-Approximatoren	211	BOWMAN, Sonden	347
Mikro-Venenscheren	51	BOYS-ALLIS, Arterien- und Gewebefasszangen	196
Nerv-Approximator	212	Darm- und Gewebefasszangen	538
BIEMER-MÜLLER, Approximatoren	211	BOZEMANN, Scheidenspekula	658
BIER, Amputationssägen	922	Tamponzangen	672, 673
Biopsie-Instrumente für Knochen	1057	Uterusscheren	119
Biopsieaufsätze	704, 705	BOZEMANN-DOUGLAS, Tamponzangen	673
Biopsieküretteln, Endometrium-	698	BRAITHWAITE, Handdermatom	35
Biopsiezangen	699-704, 706	BRAND, Sehnenführungszangen	195
Biopsiezangen für Rektum	580-582	BRAUN, Hakenzangen	675, 678
Biopsiezangen, Aufsätze	581, 704, 705	Organ- und Gewebefasszangen	197
Bioptom	852	Scheidenspekula	648
Bipolare Anschlusskabel	532, 533	Uterus-Depressor	671
Bipolare Klemmen	531	BRAUN-STADLER, Dammscheren	124, 724
Bipolare Koagulationspinzetten	523-527	Sternumscheren	856
Bipolare Pinzetten	528, 529, 620	BREISKY, Scheidenspekula	653
Bipolare Präparierscheren	530	BRIDGE, Arterienklemmen	230
BIRCHER, Meniskus- und Knorpelzangen	1043	BRISTOW, Knochenhebel	933
BIRCHER-GANSKE, Meniskus- und Knorpelzangen	1043	BRODIE, Analsonden	579
BIRKETT, Arterienklemmen	228	Hohlsonden	342
BISHOP-HARMON, Chirurgische Pinzetten	168	BROM, Nerv- und Gefäßhähkchen	357
BLAKE, Embolusfasszangen	846	Bronchusklemmen	845
Gallensteinzangen	603	Bronchusklemmen, Atraumatische-	812
Uterusküretteln	711	BROPHY, Chirurgische Pinzetten	173
Blasenhalsspreizer	622	Feine anatomische Pinzetten	155
Blasenspatel	496, 617	BROWN, Chirurgische Pinzetten	170
Blasensprenger	722	BRÜNING, Verlängerungsrohre	705
Blasenwundspreizer	496, 617	Zungenspatel	4
Blechscheren	129, 1072, 1073	BRUNNER, Führungs-Hohlsonden	336
Blechscheren, DUROTIP	1072	Rektum-Anastomoseklemmen	561
Bleihand	1049	Rippenscheren	858
BLOUNT, Wund- und Meniskushaken	400, 1045	Unterbindungsnaeln	336, 1056
BLUMENTHAL, Hohlmeißelzangen	1028	Wundhaken	418, 419
Blutschöpfer	453	BRUNS, Gipsscheren	135, 138, 1084
Blutsperre	916	Scharfe Löffel	984, 987
BÖHLER, Extensionsbügel	1062	BRYANT, Tupferzangen	184
Hohlmeißelzangen	1032	BUCHWALD, Zungenspatel	4
Knochensplitterzangen	1040	BUCK, Watteträger	349
Bohrapparate, Hand-	1052, 1053	BUCK-GRAMCKO, Knochenhebel	932
Bohrdrähte	1058, 1059	BÜCHS, Raspatorien	972
Bohrer, Knochen-	1055	Wundhaken	407
Spiral-	1054	Bügel, Extensions-	1060-1062
Trepanations-	1052, 1053	Fadenhalte-	621



Alphabetischer Index – Alphabetical Index

B – C

A – Z

	Seite		Seite
Bulldogklemmen	216, 217, 786, 787	Chirurgische Nadeln	276–278
Bulldogklemmen, Atraumatische-	218, 219, 788–790, 820, 821	Chirurgische Pinzetten	170, 173–179
Bulldogscheren	76	Chirurgische Pinzetten, Feine-	168, 169, 171, 172
Bumerang Nadelhalter	326, 623	Chirurgische Scheren	71–75, 82, 122
BUMM, Plazentar- und Abortuskürettten	713	Chirurgische Scheren, DUROTIP	93, 101
Uteruskürettten	710	Cholezystektomieklemmen	592
BUNNEL, Sehnendurchziehsonden	1048	CITELLI, Stanzen	892
Sehnenstripper	1047	CITELLI-BEYER, Stanzen	892
BUNNELL, Handbohrapparat	1054	CLAR, Stirnlampen	3
BUNT, Sterilisierklammern	207	CLAUS VAN EICKEN, Unterbindungsnaeln	333
BURKE, Parametriumklemmen	271, 692, 693	Clipanlegepinzetten	210, 211
BUSHE, Scharfe Löffel	986	Clipanlegezangen	738–745
C		Clips, Atraumatische Gefäß-	214, 215, 784, 785
CAIRNS, Arterienklemmen	223	Gefäß-	210, 213
Durahäkchen	360	Titanligatur-	738, 740, 742, 744
Knochendeckelevatorien	930	CLOWARD, Wirbelkörperspreizer	481
CAIRNS-DOTT, Feine anatomische Pinzetten	154	CLOWARD MODIF., Wirbelsäulen-Wundspreizer	480
CANNY-RYALL, Wundhaken	386	Coarctationsklemmen, Atraumatische-	804, 826, 827
CARBOTRAC Wundhaken	412	COBB, Raspatorien	974
Carotis Shunt Klemmen	842	COBBETT, Handdermatom	35
CARREL, Arterienklemmen	220	Colectomie-Klemmen	554
CASPAR, Fadengabel	339	COLLER, Arterienklemmen	224
Küretten	988, 989	COLLEY, Atraumatische Patent-Ductusklemmen	827
Nerv- und Gefäßhäkchen	359	COLLIN, Arterienklemmen	241
Raspatorien	969	Atraumatische Darmfasszangen	544
Rongeure	904–906, 910	Atraumatische Organ- und Gewebefasszangen	191, 837
Scharfe Löffel	988	Bauchdeckenhalter	482
Skalpellgriff	44	Darmfasszangen	541
Stößel	997	Klammerentfernungszangen	352
Wirbelsäulen-Wundspreizer	478, 479	Korn- und Tupferzangen	189
Wundhaken	408	Nabelschnurklemmen	724
CASTANEDA, Atraumatische Anastomosen- und Mehrzweckklemmen	791	Nierenfasszangen	613
CASTROVIEJO, Augenscheren	49	Organ- und Gewebefasszangen	192
Chirurgische Pinzetten	168	Scheidenspekula	636
DUROGRIP Nadelhalter	286, 287, 773, 774	Tupfer- und Schwammzangen	192
Mikro-Federscheren	48	Uterusfasszangen	688, 689
Mikro-Nadelhalter	282, 770	Uteruskürettten	711
CATLIN, Amputationsmesser	28, 917	Wundhaken	380
CAWTHORNE, Watteträger	347	Zungenzange	16
Cerclagedraht	1065	COLLIN-HARTMANN, Wundhaken	378
CHADWICK, Feine Scheren	67	COLLIN-POZZI, Hakenzangen	675
Zahnfleischscheren	67	CONE, Hemilaminektomiespreizer	469
CHAMPIONNIÈRE, Knochenbohrer	1055	CONVERSE, DUROGRIP Nadelhalter	307
CHANDLER, Elevatoren	930	Nadelhalter	299
CHAPUT, Arterienfasszangen	196	Nasenflügelretraktor	363
Darm- und Gewebefasszangen	538	Wundhäkchen	363
CHARNLÉY, Chirurgische Pinzetten	178	COOLEY, Anastomosen- und Mehrzweckklemmen	828
CHARRIÈRE, Amputationssägen	921, 922	Atraumatische Anastomosen-	792, 793, 825
CHEATLE, Sterilisierzangen	1109	und Mehrzweckklemmen	
CHERON, Korn- und Tupferzangen	189	Atraumatische Anastomosenklemmen	822, 829, 831
		Atraumatische Aortaklemme	832
		Atraumatische Bulldogklemmen	820, 821
		Atraumatische Coarctationsklemmen	826, 827
		Atraumatische Mehrzweckklemmen	823, 824, 833

Alphabetischer Index – Alphabetical Index

C - D

	Seite		Seite
COOLEY, Atraumatische Patent-Ductusklemmen	826	D	
Atraumatische Pinzetten	161, 783	Dammscheren	124, 724
Atriumhaken	882	DANDY, Arterienklemmen	221
Feine anatomische Pinzetten	155, 783	Darm-Zwillingsklemmen	556
Gefäßscheren	114	Darmfasspinzetten	543
Sternumsperrer	873	Darmfasszangen	538, 539, 541, 542
COOLEY MODIF. STRUCK, Atriumhaken	883	Darmfasszangen, Atraumatische-	544, 545, 568
COOLEY-BECK, Atraumatische Anastomosenklemmen	822	Darmklemmen	547-551, 553-555
COOPER, Chirurgische Scheren	73	Darmklemmen, Atraumatische-	547, 548, 550, 552, 555
Unterbindungsadeln	334	Darmnadeln	278
CORYLLOS, Wundhaken	425	Darmpinzetten	180, 543
COTTE, Bulldog-Scheren	76	Darmquetschklemmen	558
Fischschwanzosteotom	1001	Darmscheren	125, 127, 567
Fixierpinzetten	165	Darmspatel	435, 436, 450, 451
Hämmer	992	DARTIGUES, Nierenfasszangen	613
Hauthäkchen	361	Uterusfasszangen	689
Nasenflügelretraktor	373	DAUBENSPECK, Scharfe Löffel	985
Osteotome	1001	DAVIDSON, Scapula Haken	426, 880
Raspatorien	965, 969	DAVIS, Gefäßspatel	850
Wund- und Venenhaken	373	DE BAKEY, Arteriotomiescheren	80
COTTE-KNAPP, Präparierscheren	77	Atraumatische Anastomosen- und Mehrzweckklemmen	792
COTTE-MASING, Präparierscheren	77	Atraumatische Aorta-Aneurysma-Klemmen	813-815
CRAFOORD, Arterienklemmen	229	Atraumatische Aortaklemmen	817
CRAFOORD MODIF., Arterienklemmen	230	Atraumatische Bulldogklemmen	218, 219, 788-790
Gefäßklemmen	844	Atraumatische Coarctationsklemmen	804
CRAFOORD-SELLORS, Gefäßklemmen	844	Atraumatische Gefäßklemmen für Tangential-Verschluss	801
CRILE, Arterienklemmen	222, 224	Atraumatische Iliaca-Klemmen	807
Nadelhalter	305	Atraumatische Mehrzweckklemmen	809, 810
Nerv- und Gefäßhäkchen	357	Atraumatische Patent-Ductusklemmen	805
Wundhaken	379	Atraumatische Peripheralklemmen	805-807
CRILE-MURRAY, Nadelhalter	300	Atraumatische Pinzetten	160, 161, 546, 567, 782, 783
CRILE-WOOD, DUROGRIP Nadelhalter	309	Atraumatische Präparier- und Ligaturklemmen	798
Nadelhalter	300	DUROGRIP Nadelhalter	313, 314, 776, 777
CUSCO, Scheidenspekula	637, 638	DUROTIP Gallengangscheren	597
CUSHING, Chirurgische Pinzetten	173	DUROTIP Gefäßscheren	100
DUROGRIP Pinzetten	164	Femur-Wundspreizer	473
Feine anatomische Pinzetten	155	Gefäßdilatatoren	847
Fräser	1052	Gefäßscheren	110
Nerv- und Gefäßhäkchen	357, 359	Offset-Schere	111
Rongeure	902, 903, 906	Präparierschere	80
Wund- und Venenhaken	375, 376	Rippensperrer	870, 871
CUSHING-KOCHER, Wund- und Venenhaken	374	Saugkanülen	885, 1094
Cystikusklemmen	591, 593	DE BAKEY (LAMBERT MODIF.), Atraumatische	819
CZERNY, Gallensteinzangen	604	Aorta-Anastomosenklemmen	
Hakenzangen	679	DE BAKEY (MORRIS MODIF.), Atraumatische	811
Mastdarm-Rektum-Spekula	570	Aortaklemmen	
Organ- und Gewebefasszangen	197	Atraumatische Rektum-Anastomoseklemmen	563
Wundhaken	384	DE BAKEY (SEMB MODIF.), Atraumatische Aorta-	813
		Aneurysma-Klemmen	
		DE BAKEY-BAINBRIDGE, Atraumatische Gefäßklemmen	794
		DE BAKEY-BECK, Atraumatische Vena-Cava-Klemmen	800
		DE BAKEY-HARKEN, Atraumatische Vena-Cava-Klemmen	800
		DE BAKEY-HESS, Bulldogklemmen	217, 787



Alphabetischer Index – Alphabetical Index

D

A - Z

	Seite		Seite
DE BAKEY-MC QUIGG-MIXTER, Atraumatische Präparier- und Ligaturklemmen	797	Dissektoren, Saug-Tonsillensaugs-	1103
DE BAKEY-MIXTER, Atraumatische Präparier- und Ligaturklemmen	797	Distraktor	1014
DE BAKEY-PEAN, Atraumatische Gefäßklemmen	795	DITTEL, Gallengangdilatatoren	600
DE BAKEY-RUMEL, Atraumatische Präparier- und Ligaturklemmen	797	Metallbougie-Öffner	629
DE BAKEY-SATINSKY, Atraumatische Gefäßklemmen für Tangential-Verschluss	802	DIXON-LOVELACE, Arterienklemmen	225
DE LEE, Beckenzirkel	720	DOCKHORN, Wundhaken	408
DE MARTEL, Umführungsinstrumente	925	Doppelknopfsonden	346
DE MARTEL-WOLFSON, Anastomosenklemmen Schließzangen	559	Dosen, Nadel-	279
DEAVER, Chirurgische Scheren Wundhaken	75 429-434	DOYEN, Atraumatische Darmklemmen Bauchdeckenhaken	548, 550 446
DEMEL, Drahtspannzangen Drahtumführungsnaeln	1065 1066	Darmklemmen	548-550
DENIS-BROWNE, Bauchdeckenhalter Darmpinzetten	490 180, 543	Gallenblasenzangen	596
Depressor, Uterus-	671	Hohlsonden	342
DERF, DUROGRIP Nadelhalter Nadelhalter	307 299	Myomheber	690
Dermatome	35	Nadelhalter	299
DERRA, Atraumatische Anastomosen- und Mehrzweckklemmen	793	Polypen- und Ovarienzangen	687
DERRA-COOLEY, Atraumatische Anastomosenklemmen	823	Raspatorien	976
DESCHAMPS, Unterbindungsnaeln	329-333	Rippenraspatorien	861
DESJARDINS, Gallengangsonden Gallenkanal- und Cystusklemmen	599 591	Scheidenspekula	650, 651, 654
Gallensteinlöffel	602	Wundhaken	444
Gallensteinzangen	605	DOYEN-CHILD, Bauchdeckenhalter	447
Präparier- und Ligaturklemmen	256	Drähte, Bohr-	1058, 1059
DESMARRES, Wund- und Venenhaken	373	Draht, Cerclage-	1065
DIADUST, Mikro-Nadelhalter	289, 291, 293, 295, 296, 759, 761, 763, 765-767, 769	Drahtbiegezangen	1069, 1071, 1073
Mikro-Pinzetten	145, 147, 149, 150, 753, 755, 757, 769	Drahtbürtchen	523
Nadelhalter	297, 298, 767	Drahtfasszangen	1070, 1071
DICK, Atraumatische Anastomosenklemmen Atraumatische Druckklemmen	808 560	Drahtfasszangen, DUROGRIP	1067
Atraumatische Klemmzangen	272	Drahtsägen	924
DIEFFENBACH, Bulldogklemmen	216, 786	Drahtscheren	129, 1072, 1073
DIETHRICH, Atraumatische Aortaklemmen Bulldogklemmen	816 787	Drahtscheren, DUROTIP	100, 1072
Gefäßscheren	110	Drahtschlingenelektroden	511, 512
DIETHRICH-HEGEMANN, Gefäßscheren	110	Drahtschneidezangen	1068, 1072-1078
Dilatatoren, Gallengang-Gefäß-	600, 601	Drahtspannzangen	1065
Nabelschnur-	847, 848	Drahtspannzangen, DUROGRIP	312, 1067, 1068
Tracheal-	724	Drahtumführungsnaeln	1066
Uterus-	474	Druckklemmen	584, 612
DINGMANN, Knochenhaltezangen	662-666	Druckklemmen, Atraumatische-	612
DINGMANN MODIF., Knochenhaltezangen	1017	Ductusklemmen, Atraumatische-	805, 806, 826, 827
Dissektoren	849, 850, 928, 929	DUNHILL, Arterienklemmen	222, 227
Dissektoren, Phlebo-	889	DUPLAY, Hakenzangen	677
		Korn- und Tupferzangen	185
		Durahäkchen	360-363
		Durascheren	112
		Durchzugsinstrumente für Gefäßprothesen	853, 854
		DURHAM, Wundhaken	405
		DUROGRIP, Drahtfasszangen	1067
		Drahtspannzangen	312, 1067, 1068
		Knochenraspeln	979
		Nadelhalter	286, 287, 307-310, 312-321, 324, 568, 773-779
		Nadelhalter mit Schere	311
		Nahtpinzetten	163, 178
		Pinzetten	162-164, 543

Alphabetischer Index – Alphabetical Index

D - F

	Seite		Seite
DUROTIP, Draht- und Blechscheren	100, 1072	F	
Gallengangscheren	597	Fadengabel	339
Ligaturscheren	104	Fadenhaltebügel	621
Scheren	92-100, 103	Fadenhaltezangen	326, 622
Scheren mit Wellenschliff	101-104	Fadenklemmen	213
Uterusscheren	103	Fadenmesser	43
DUVAL, Darmfasszangen	542	Fadenpinzetten	158
Darmpinzetten	180, 543	Fadenscheren, DUROTIP	92, 101
Lungenfasszangen	839	Mikro-	60, 768
DUVAL-COLLIN, Darmfasszangen	541	FARABEUF, Knochenhaltezangen	1019
		Raspatorien	971
		Wundhaken	379
E		FARABEUF-COLLIN, Raspatorien	971
EAST GRINSTEAD (WARD), Flachmeißel	1002	FARABEUF-LAMBOTTE, Knochenhaltezangen	1019
Osteotome	1002	FARRELL, Watteträger	348, 350
EASTMAN, Flachmeißel	1002	Fasszangen, Arterien-	196
ECHLIN, Hohlmeißelzangen	1033	Atraumatische Darm-	544, 568
ECKHOFF, Zeichenfeder	25	Atraumatische Gewebe-	544, 545, 835-837
Einmal-Elektrodenhandgriffe	508	Atraumatische Kapsel-	622
Einmalskalpelle	22-24	Atraumatische Organ-	191, 544, 545, 835-837
Elektrische Haarschneidemaschinen	9	Darm-	538, 539, 541, 542
Elektroden, Drahtschlingen-	511, 512	Draht-	1070, 1071
Kugel-	510, 511, 513	Draht-, DUROGRIP	1067
Lanzetten-	509	Embolus-	846
Messer-	509, 511	Gewebe-	193, 196-199, 538-540, 543
Nadel-	509-513	Hämorrhoiden-	585
Platten-	510	Ligamentum-flavum-	913
Schlingen-	509, 513	Lungen-	838, 839
Elektrodenhandgriffe	506-508, 513	Nieren-	613
Elektrodenhandgriffe, Einmal-	508	Organ-	193, 197-199, 540, 543
Elevatorien	930, 931, 963	Rippen-	859
Elevatorien, Knochendeckel-	930	Sehnen-	194
Embolusfasszangen	846	Tumor-	909
EMMET, Fistelhaken	372	Uterus-	688, 689
Korn- und Tupferzangen	189	Vorhaut-	625
Endarterektomiestripper	851	FAURE, Biopsiezangen	700
Endometrium-Biopsieküretten	698	Peritoneumklemmen	260
Endospeküla für Harnröhre und Cervix	667	FAVOLORO, Gefäßscheren	111
ENGEL, Gipsägen	1082	FEILCHENFELD, Splitterpinzetten	181
ENGL. MODELL, Tuchklemmen	201	Feilen, Knochen-	978-980
Entfernungsanker, I.U.D.	697	Nagel-	13
Enukleationsscheren	77	Feine anatomische Pinzetten	153, 783
EPPENDORF, Biopsiezangen	703	Feine Präparierscheren	62, 63, 76, 78, 80, 81
Ersatzklingen	9	Feine Präparierscheren, NOIR-	105
ESMARCH, Gipsmesser	1082	Feine Scheren	12, 61, 63-70
Gipsscheren	135, 138, 1083	Feine Scheren, DUROTIP	92
Staubbinde	916	Femur-Wundspreizer	473
Explorationshähchen	359	FERGUSSON, Druckklemmen	584
Extensionsbügel	1060-1062	Knochenhaltezangen	1018
Extraktionszangen für Bohrdrähte	1070, 1071	Saugkanülen	1095, 1096, 1102
Extraktoren, Phleb-	889	FERGUSSON-ACKLAND, Mundsperrer	14
		FERRIS-SMITH, DUROGRIP Pinzetten	163
		FICKLING, Arterienklemmen	237
		Finger-Goniometer	8



Alphabetischer Index – Alphabetical Index

F – G

A – Z

	Seite		Seite
Fingerringssägen	1079	Gallenblasenzangen, Atraumatische-	595
FINOCHIETTO , DUROGRIP Nadelhalter	318	Gallengang-Klemmzangen	590
Präparier- und Ligaturklemmen	251, 840	Gallengangdilatatoren	600, 601
Rippensperrer	866–868	Gallengangscheren	596, 597
Thoraxsperrer	864, 865	Gallengangscheren, DUROTIP	597
FINOCHIETTO-BURFORD , Rippensperrer	869	Gallengangsonden	598, 599
FINSEN , Wundspreizer	456	Gallenkanal-Klemmzangen	590–593
FINSEN MODIF. , Wundspreizer	456	Gallensteinlöffel	602
FINSTERER , Saug- und Spülkanülen	886, 1104	Gallensteinzangen	603–605
FISCH , Dura- und Hauthäkchen	363	GARRETT , Gefäßdilatatoren	848
Fischschwanzosteotom	1001	Geburtslöffel	730
Fistelhaken	372	Geburtszangen	726–729
Fistelmesser	30	Gefäß-Spülkanülen	846
Fistelsonden	343, 579	Gefäßclips	210, 213
Fixerklemmen	842	Gefäßclips, Atraumatische-	214, 215, 784, 785
Fixierpinzetten	165	Gefäßdilatatoren	847, 848
Flachmeißel	998–1003, 1006, 1007, 1010	Gefäßhäkchen	356–359
Flachzangen	1069, 1070	Gefäßklemmen	844
FÖRSTER-BALLENGER , Gallenblasenzangen	594	Gefäßklemmen, Atraumatische-	794, 795, 801–803
Tupfer- und Schwammzangen	190	Gefäßprothesen-Durchziehzangen	854
FOMON , Knochenfeilen	979	Gefäßscheren	63, 78, 108–115, 751
Knochenraspeln	979	Gefäßscheren, DUROTIP	100
Nasenflügelretraktor	370	Gefäßspatel	849, 850
Nasenflügelscheren	77	GELPI , Hautspreizer	473
FORMBY , Saugkanülen	1097	Vulva-Spreizer	473, 659
FOWLER , Tonsillenmesser	31	GEMINI , Präparier- und Ligaturklemmen	248
Fräser, Trepanations-	1052, 1053	GERALD , Feine anatomische Pinzetten	154
FRASER-KELLY (CRILE) , Arterienklemmen	226	Feine chirurgische Pinzetten	172
FRAZIER , Hauthäkchen	360	Mikro-Pinzetten	149, 757
Saugkanülen	1096	Gestationskalkulator	720
FREER , Dissektoren	849	Gewebe-Auffangsieb	714, 1090
Flachmeißel	998	Gewebefasspinzetten	179, 180, 543
Hauthäkchen	361	Gewebefasszangen	190, 192, 193, 196–199, 538–540, 543
Hohlmeißel	998	Gewebefasszangen, Atraumatische-	544, 835–837
Raspatorien	963–965	Gewebekralle	363
FREER-YASARGIL , Raspatorien	965	GIERTZ-STILLE , Rippenscheren	858
Fremdkörperzangen	200, 626, 672	GIGLI , Drahtsägen	924
FRIEDMAN , Hohlmeißelzangen	1026	GILLIES , DUROGRIP Nadelhalter mit Schere	311
FRITSCH , Bauchdeckenhaken	445	Feine anatomische Pinzetten	154
FRYKholm , Hohlmeißelzangen	1033	Feine chirurgische Pinzetten	172
FUCHSIG , Arterienklemmen	225	Hauthäkchen	362
Führungs-Hohlsonden	336–338	Monopolare Pinzetten	517
Führungsneedeln	353	Nadelhalter mit Schere	304
		Osteotome	999
		Saugkanülen	1101
		Gipsabreißzangen	1087
GABRIEL , Hämorrhoidal-Kanülen	587	Gipsmesser	1082
Hämorrhoidal-Spritze	587	Gipssägen	1082
Rektum-Spekula	573	Gipsscheren	134, 135, 1083–1086
GALABINS , Uterussonden	670	Gipsspreizer	1087
GALLAHER , Knochenfeilen	978	GLASSER , DIADUST Mikro-Nadelhalter	296, 766
Gallenblasenscheren	596	Glocken, Saug-	725
Gallenblasenzangen	594–596	GLOVER , Atraumatische Anastomosenklemmen	799

G

Alphabetischer Index – Alphabetical Index

G – H

A – Z

	Seite		Seite
GLOVER, Atraumatische Bulldogklemmen	218, 219, 788, 789	Hämorrhoidal-Ligatoren	585, 586
GLUCK, Rippenscheren	857	Hämorrhoidal-Spritze	587
GOELET, Wundhaken	386	Hämorrhoidenklemmen	583
GOLDMAN-FOX, Zahnfleischschere	92	Hämorrhoidenklemmen, Atraumatische-	584
GOLIGHER, Bauchdeckenhalter	488	HAIGHT, Rippensperrer	867
Goniometer Finger-	8	HAJEK, Hämmer	993
GORNEY, Präparierscheren	81	Spülkanülen	598
Saugdissektoren	1103	Wundhaken	385
SuperCut Scheren	90	HAJEK-KOFLER, Stanzen	893, 894
GOSLEE, Drahtbiegezangen	1069	HAKANSSON, Hohlmeißelzangen	1028
GOSSET, Bauchdeckenhalter	485	Haken, Aortenklappen-	884
GOULIAN, Handdermatom	34	Atrium-	882, 883
GORDET, Uteruslöffel	707	I.U.D.-Entfernungs-	697
GRAEFE, Chirurgische Pinzetten	170	Meniskus-	1045
Haut- und Wundhäkchen	360	Scapula-	880
Nerv- und Gefäßhäkchen	356	Hakenzangen	674–684
Präparierscheren	76	HALLE, Dissektoren	849
GRAVE, Scheidenspekula	640	Elevatorien	963
GRAY, Cholezystektomieklemmen	592	Scharfe Löffel	985
Präparier- und Ligaturklemmen	256	HALSEY, DUROGRIP Nadelhalter	307, 308
GREEN-ARMYTAGE, Uterus-Klemmzangen	730, 731	Nadelhalter	299
GREENE, Wundhaken	406	HALSTED, Arterienklemmen	225
GREGORY, Profundaklemmen	798	HALSTED-MOSQUITO, Arterienklemmen	220, 226
GREY-TURNER, Arterienklemmen	227	Halter, Bauchdecken-	482, 483, 485–495
Griffe, Saug-	1092	Handbohrapparate	1052–1054
Skalpell-	38–41, 44, 45, 618	Handbohrfutter	1064
GROSS, Korn- und Tupferzangen	10, 185	Handdermatome	34, 35
Waschzangen	10	Handfixierplatte	1049
GRUENWALD, Pinzetten, bajonettförmig	166	Handgriffe, Elektroden-	506–508, 513
DUROGRIP Pinzetten	164	modular	959
GULEKE, Hohlmeißelzangen	1030	Harnröhrenbougies	629, 630
GUTHRIE, Haut- und Wundhäkchen	360	HARRINGTON, Lungenspatel	878
GUYON, Atraumatische Nierenklemmen	608	Wundhaken	422
Metallbougie-Öffner	630	HARRINGTON-PEMBERTON, Lungenspatel	879
Nierenklemmen	608–610	Wundhaken	423
GWILLIAM, Hysterektomieklemmen	266	HARTMANN, Atraumatische Darmklemmen	548
Gynäkologiescheren	117–121	Darmklemmen	548
		Stimmgabeln	6
		Watteträger	351
H		HARVEY, Draht- und Blechscheren	129, 1073
Haarschneidemaschinen, elektrische-	9	Drahtschneidezangen	1074
HAASE, Repositionszangen	1014	HARVEY JACKSON, Laminektomie-	470
HABERER, Bauch- und Darmspatel	450	HASSON, Wundhaken	428
Häkchen, Dura-	360–363	Hauthäkchen	360–363
Explorations-	359	Hautkralle	363
Gefäß-	356–359	Hautspreizer	473
Haut-	360–363	Hautstanzen	33
Nerv-	356–359	HEANEY, Atraumatische Hysterektomie- und Vaginalklemmen	267
Samenstrang-	625	DUROGRIP Nadelhalter	315
Tracheal-	364–366	Hysterektomieklemmen	261
Hämmer	992–996	Nadelhalter	302
Hämorrhoidal-Fasszangen	585	Scheidenspekula	652
Hämorrhoidal-Kanülen	587	Uterusküretten	711
		Wundhaken	652



Alphabetischer Index – Alphabetical Index

H – J

A – Z

	Seite		Seite
HEANEY MODIF., Hysterektomieklemmen	261	Hohlsonden	342, 929
HEANEY-BALLENTE, Hysterektomieklemmen	262	Hohlsonden, Führungs-	336-338
HEANEY-REZEK, Hysterektomieklemmen	261	HOHMANN, Knochenhebel	940
HEATH, Hämmmer	996	HOHMANN-ALDINGER, Knochenhebel	943
Klammerentfernungsangenzangen	352	HOLZBACH, Bauchdeckenhalter	483
Hebel, Knochen-	932-945, 947-959	Hysterektomieklemmen	265
Luxations-	945	HOPT, Atraumatische Klemmen für Nieren-	796
Heber, Myom-	690	und Pankreas eingriffe	
HEGAR, DUROGRIP Nadelhalter	310	Hornhautpinzetten	151
Nadelhalter	302	HOUSE, Saug- und Spülkanülen	1104
Uterus-Dilatatoren	662-664	Saugadapter	1099
HEGAR-MAYO, DUROGRIP Nadelhalter	310	HOWARTH, Raspatorien	964
HEGAR-MAYO-SEELEY, DUROGRIP Nadelhalter	309	HUDSON, Chirurgische Pinzetten	170
HEGAR-OLSEN, DUROGRIP Nadelhalter mit Schere	311	Feine anatomische Pinzetten	151
Nadelhalter mit Schere	304	Handbohrapparate	1052
HEGAR-OLSEN MODIF. LANGE ,	311	Trepanationsfräser	1052
DUROGRIP Nadelhalter mit Schere		HUDSON DOWNS, Handbohrapparate	1053
HEGENBARTH, Klammeranlegepinzetten	352	Trepanationsfräser	1053
HEIMING, Nierensteinzangen	614	Hüftrektraktoren, MIOS-	947-959
HEISS, Arterienklemmen	227	HUMBY, Handdermatom	35
Präparier- und Ligaturklemmen	250	HUNTER, Splitterpinzetten	181
HEISTER, Mundsperrer	14	HURD, Unterbindungsnaeleln	332
HELLBERG/KUPKA, DUROGRIP Nadelhalter	321, 775	Hysterektomieklemmen	260-266, 270
Hemilaminektomiespreizer	469	Hysterektomieklemmen, Atraumatische-	267
HEMINGWAY, Scharfe Löffel	982	Hysterektomiescheren, DUROTIP	100
HENCKEL-TILLEY, Rongeur	900		
HENDERSON, Wundspreizer	465	I	
HENNIG, Gipsspreizer	1087	Iliaca-Klemmen, Atraumatische-	807
HERFF, Blasensprenger	722	Iliaca-Sperrer	475
HERRICK, Nierenstiellklemmen	611	INGE, Wirbelkörperspreizer	481
HERTZLER, Bauchdeckenhalter	485	Instrumente, Tunnelierungs-	853
Rippensperrer	485, 866	Instrumenten-Öl	1112
HERZ, Sehnenfasszangen	194	Inzisions-Scheren	75
HESS, Nervwurzelhaken	376	Irisscheren	61, 64
HEY GROVES, Knochenhaltezangen	1022	IRWIN, Wundspreizer	467
HEYWOOD-SMITH, Gallenblasenzangen	594, 595	ISRAEL, Wundhaken	393
Hämorrhoidenklemmen	583	IVES-FANSLER, Anuskope	572
Organ- und Gewebefasszangen	193		
Polypen- und Ovarienzangen	685, 686	J	
Tupfer- und Schwammzangen	192, 193	JACKSON, Scheidenspekula	650
Zungenzange	16	Sehnenfasszangen	194
HEYWOOD-SMITH MODIF., Gallenblasenzangen	596	JACKSON-BURROWS, Chirurgische Pinzetten	177
Hämorrhoidenklemmen	583	Wundspreizer	472
Tupfer- und Schwammzangen	192	JACOBS, Hakenzangen	682
Zungenzange	16	JACOBSON, Arterienklemmen	226
HIBBS, Osteotome	1004	Mikro-Federscheren	52
Retraktor	946	Mikro-Nadelhalter	282, 770
HILL, Raspatorien	965	Scharfe Löffel	981
HÖSEL, DUROGRIP Nadelhalter	324	JÄGER, Hauthäckchen	362
Wundhaken	411, 569	Sehnen- und Kreuzband- Durchziehzangen	195
Hohlmeißel	998-1001, 1003, 1007-1011		
Hohlmeißel, Skoliose-Operationen	1008		
Spongiosa-	1010		
Hohlmeißelzangen	860, 1026-1037		

Alphabetischer Index – Alphabetical Index

J - K

	Seite		Seite
JAMESON, Nadelhalter	302	KELLY, Feine Scheren	70
Präparierscheren	79	Plazentar- und Abortuszangen	734
SuperCut Scheren	90	Polypen- und Ovarienzangen	685
JAMESON-WERBER, Präparierscheren	79	Proktoskop	573
JANSEN, Pinzetten, bajonettförmig	165	Sphinkterskope	572
Hohlmeißelzangen	1028, 1029	Tupfer- und Schwammzangen	193
Raspatorien	972	Wundhaken	415, 439
Scharfe Löffel	981, 982	Zahnfleischscheren	70
JAVID, Carotis Shunt Klemmen	842	KERN-LANE, Knochenhaltezangen	1020, 1021
JEFFERSON, Feine anatomische Pinzetten	152	KERN-MINI, Knochenhaltezangen	1021
Feine chirurgische Pinzetten	169	KERPEL, Scharfe Löffel	983
Wundspreizer	464	KERRISON, Stanzen	892, 896-898
JENKNER, Tunnelierungs- und Durchzugsinstrumentarium für Gefäßprothesen	853	KERSTING, Atraumatische Rektum-Anastomosenklemmen	564
JOHNS-HOPKINS, Anlege- und Abnehmezangen	216, 786	KEY, Raspatorien	972
Bulldogklemmen	216, 786	KEYES, Hautstanzen	33
JOLL (FRIEDMAN), Thyroid- und Vulva-Spreizer	472, 659	KEYES MODIF., Hautstanzen	33
JONES, Tuchklemmen	201	KIEBACK, Parametriumscheren	120, 121, 692, 693
JONESCO, Unterbindungsnaeln	333	Präparier- und Ligaturklemmen	254
JOSEPH, Feine Scheren	61, 70	Ureter-Tunnelier-Klemmen	691
Haut- und Wundhäkchen	362	KIELLAND, Geburtszangen	726
Knochenfeilen	978	KILLIAN, Knochenscheren	116
Plastikmesser	32	Mastdarm-Rektum-Spekula	570
Plastikscheren	70	Raspatorien	964
Raspatorien	961	Sonden	347
SuperCut Scheren	90	KILNER, DUROGRIP Nadelhalter	308
Zahnfleischscheren	70	Feine Präparierscheren	76
JUDD-ALLIS, Organ- und Gewebefasszangen	540	Hauthäkchen	361
		Nadelhalter	300
		Nasenflügelretraktor	363
		Präparierscheren	79
		Wundhaken	377, 383
		KINGS COLLEGE HOSPITAL, Watteträger	349
K		KIRSCH, Wundhaken	405
Kabel, bipolare	532, 533	KIRSCHNER, Bauchdeckenhalter	494, 495
monopolare	506, 513, 522	Bohrrähte	1058, 1059
KADER, Bauch- und Darmspatel	451	Extensionsbügel	1060
Kalkulator, Gestations-	720	Führungs Hohlsonden	338
KALLMORGEN, Scheidenspekula	646	Klammeranlegepinzetten	352
KANTROWITZ, Präparier- und Ligaturklemmen	252	Klammerentfernungszangen	352
Kanülen, Gefäß-Spül-	846	Klammern, Knochenhalte-	1025
Hämorrhoidal-	587	Sterilisier-	207
Koagulations-	1105	Wund-	352
Pudendusanästhesie-	721	KLAPP, Sehnenscheidenhaken	373
Saug-	885, 886, 1091-1102, 1104, 1105	Kleiderscheren	132-135, 1082
Spül-	598, 886, 1104	KLEINERT-KUTZ, Hauthäkchen	361
Sternumpunktions-	634, 855	Sehnenziehzangen	195
Uterus-	716, 717	KLEINSCHMIDT, Appendektonieklemmen	557
Kapselfasszangen, Atraumatische-	622	Klemmen, Anastomosen-	559, 560, 843
Kapselscheren	89	Appendektomie-	557
Katheter, Urologie-	627	Arterien, Feine-	220-230
Uterusspül-	717	Arterien-	231-241
Kathetereinführungszangen	15	Atraumatische Anastomosen-	791-793, 799, 808, 822,
KAZANJIAN, Knochensplitterzangen	1038		823, 825, 828-831
Kehlkopfspiegel	5		811, 816, 817, 832
KELLY, Arterienklemmen	221	Atraumatische Aorta-	



Alphabetischer Index – Alphabetical Index

K

A - Z

	Seite		Seite
Klemmen, Atraumatische Aorta-Anastomosen-	818, 819	Klemmen, Quetsch-	558
Atraumatische Aorta-Aneurysma-	813-815	Rektum-Anastomosen-	561, 562
Atraumatische Bronchus-	812	Samenstrang Fixier-	625
Atraumatische Bulldog-	218, 219, 788-790, 820, 821	Schlauch-	17
Atraumatische Coarctations-	804, 826, 827	Sinus-	184
Atraumatische Darm-	547, 548, 550, 552, 555	Tonsillen-	240
Atraumatische Druck-	560, 612	Tuch-	201-206
Atraumatische Gefäß-	794, 795, 801-803	Ureter-Tunnelier-	691
Atraumatische Hämorrhoiden-	584	Venenkomplex-	619
Atraumatische Hysterektomie-	267	Winkel-	612
Atraumatische Iliaca-	807	Klemmenhalter	559
Atraumatische Ligatur-	797, 798	Klemmzangen	273
Atraumatische Magen-	557	Klemmzangen, Atraumatische-	272
Atraumatische Mehrzweck-	791-793, 809, 810, 823-825, 828, 833, 834	Uterus-	730, 731
Atraumatische Nieren-	608, 796	KLIMA-ROSEGGER, Sternal-Punktionskanülen	634
Atraumatische Nierenstiel-	612	Klingen, Mikrochirurgische-	45
Atraumatische Pankreas-	796	Skalpell-	42, 43
Atraumatische Parametrium-	100, 268, 269	KLINIKUM BERLIN, Schlauchklemme	16
Atraumatische Patent-Ductus-	805, 806, 826, 827	KLINKENBERG-LOTH, Gefäßscheren	115
Atraumatische Peripheral-	805-807	Knochenbiopsie-Instrumente	1057
Atraumatische Präparier-	797, 798	Knochenbohrer	1055
Atraumatische Profunda-	798	Knochendeckelevatoren	930
Atraumatische Rektum-Anastomosen-	563, 564, 566	Knochenfeilen	978-980
Atraumatische Vena-Cava-	800	Knochenhaken	387, 388
Atraumatische Winkel-	612	Knochenhalteklemmern	1025
Beschneidungs-	631	Knochenhaltezangen	1016-1024
Bipolare-	531	Knochenhaltezangen, selbstzentrierend	1023
Bronchus-	845	Knochenhebel	932-945, 947-959
Bulldog-	216, 217, 786, 787	Knochenraspeln	978-980
Carotis Shunt-	842	Knochenraspeln, DUROGRIP	979
Cholezystektomie-	592	Knochenscheren	116
Colectomie-	554	Knochensplitterzangen	859, 1038-1042
Cystikus-	591, 593	Knochenstanzen	892-898
Darm-	547-551, 553-555	Knochenstanzen, NOIR	897
Darm-Zwillingss-	556	Knöchelfasszangen	1016
Druck-	584, 612	Knopfsonden	345, 346
Faden-	213	Knorpelmesser	29, 918
Fixier-	842	Knorpelritzmesser	32
Gallengang-	590	Knorpelscheren	81
Gallenkanal-	590-593	Knorpelzangen	1043
Gefäß-	844	KNOWLES, Verbandscheren	131
Hämorrhoiden-	583	Knüpfpinzetten, Mikro-	139, 140, 143
Hysterektomie-	260-266, 270	Koagulationskanülen	521, 1105
Ligatur-	244-256, 840, 841	Koagulationspinzetten, bipolar	523-527
Magen-Zwillingss-	556	KOCHER, Arterienklemmen	235
Monopolare-	520	Atraumatische Darmklemmen	552
Nabelschnur-	724	Darmklemmen	549, 551
Nieren-	608-610	Führungs-Hohlsonden	337
Nierenstiel-	611, 612	Knochen- und Wundhaken	387
Parametrium-	270, 271, 692, 693	Kropflöffel	453
Penis-	625	Unterbindungsnaelde	335
Peritoneum-	257-260	Wund- und Venenhaken	374
Präparier-	244-256, 619, 840, 841	Wundhaken	390, 403, 409
		KOCHER-LANGENBECK, Wundhaken	396

Alphabetischer Index – Alphabetical Index

K - L

A - Z

	Seite		Seite
KOCHER-OCHSNER, Arterienklemmen	236	LAMBERT-KAY, Atraumatische Aorta-Anastomosenklemmen	819
KOCHER-WAGNER, Wundhaken	410	LAMBOTTE, Knochenhaltezangen	1024
KÖNIG, Elevatoren	930	Osteotome	1001, 1005
Führungs-Hohlsonden	337	Raspatorien	973
Raspatorien	960	Rippenraspatorien	863
Wund- und Venenhaken	374	Laminektomie-Wundspreizer	468-471, 476
KÖRTE, Wundhaken	392, 436	Laminektomiespreizer	477, 478
KÖRTE-WAGNER, Wundhaken	392	LANCASTER, Lidsperrer	458
KOFLER, Stanzen	894	LANDAU, Scheidenspekula	653
KOGAN, Endospeküla für Harnröhre und Cervix	667	LANDOLT, Enukleationsscheren	77
Komprimeter	916	Koagulations-Saugkanülen	521, 1105
Konisationsmesser	696	Präpariersauger	1103
Kontraktoren, Rippen-	877	Raspatorien	969
Kopfschwartzengen	731	Skalpellgriff	45
Kornzangen	10, 184-189	Tumorfasszangen	909
KRÄMER, Ligamentum-flavum-Fasszangen	913	LANDON, Scheidenspekula	651
Osteophytenmeißel	998	LANE, Chirurgische Pinzetten	176
Raspatorien	971, 972	Knochenhaltezangen	1020, 1021
Rongeur	909	Knochenhebel	933
Wundhaken	407	Magen- und Darm-Zwillingsklemmen	556
KRAUSE, Biopsieaufsatz	705	Organ- und Gewebefasszangen	543
KRAYENBÜHL, Nerv- und Gefäßhäkchen	358	Tuchklemmen	202
KRISTELLER, Scheidenspekula	641-645, 647	Wundhaken	384
KRÖNLEIN, Arterienklemmen	231	LANE TRETHOWAN, Knochenhebel	933
KRONECKER, Unterbindungsnaeln	329	LANG-STEVENSON, Darmklemmen	554
Kronenspieß	1015	LANGE, Fistelhaken	372
Kropflöffel	453	LANGE-HOHMANN, Knochenhebel	934
Krypthaken	579	LANGE-HOHMANN MODIF., Knochenhebel	935
KÜMMEL, Wundhaken	436	LANGENBECK, Amputationsmesser	28, 29
Küretten	989	Amputationssägen	923
Küretten, Abortus-	713	DUROGRIP Nadelhalter	322
Endometrium-, Biopsie-	698	Elevatoren	931
Plazenta-	713	Knochenhaltezangen	1018
Uterus-	708-711	Knorpelmesser	29
Vakuum-	714, 1090	Lappenmesser	28, 917
KÜSTNER, Hakenzangen	681	Raspatorien	971, 972
Kugelelektroden	510, 511, 513	Resektionsmesser	29, 918
		Rippenraspatorien	863
		Wundhaken	394, 395, 398
L		LANGENBECK-GREEN, Wundhaken	370
LA GRANGE, Feine Scheren	69	LANGENBECK-MANNERFELT MODIF., Wundhaken	368
Zahnfleischscheren	69	mit Triangle-Griff	
LABORDE, Trachealdilatatoren	474	Lanzettenelektroden	509
Laborschalen	1108	Lappenmesser	28, 917
Lager für Uterus-Dilatatoren	665, 666	LATHBURY-FARRELL, Watteträger	348, 350
LAHEY (SWEET), Gallengang-Klemmzangen	590	LAWRENCE, Nadelhalter	301
Präparier- und Ligaturklemmen	255	Präparier- und Ligaturklemmen	253
LAHEY, Gallengang-Klemmzangen	590	LAZAR, Mikro-Knüpfpinzetten	140
Hakenzangen	678	LEBSCHE, Sternum-Meißel	856
Organ- und Gewebefasszangen	197	Umführungsinstrumente	925
Präparier- und Ligaturklemmen	255	LEECH-WILKINSON, Biopsiezangen	704
Wundhaken	404	Uterus-Kanülen	716
		LEES, Atraumatische Bronchusklemmen	812



Alphabetischer Index – Alphabetical Index

L – M

A – Z

	Seite		Seite
LEGUEU, Blasenspatel	496, 617	Löffel, Scharfe-	981–989
LEITZ, Atraumatische Anastomosenklemmen	828	Sekret-	626
LEKSELL, Hohlmeißelzangen	1033	Ureter-	691
LEKSELL-STILLE, Hohlmeißelzangen	1034	Uterus-	707
LELAND-JONES, Atraumatische Peripheralklemmen	807	Uterus-Sekret-	697
LEMPERT, Hohlmeißelzangen	1029	LOGAN MODIF. REILL, Wundspreizer	457
Raspatorien	962	LOPEZ-REINKE, Tonsillen-Saugdissektoren	1103
Scharfe Löffel	985	LORNA, Tuchklemmen	205
LERICHE, Arterienklemmen	223	LOUTE, Drahtspanner	1065
Wundhaken	435	LOVE-GRUENWALD, Rongeure	902, 906, 907
LEWIN, Knochenhalteklemmern	1025	LOWER, Gallenkanal-Klemmzangen	590
LEWIS, Knochenraspeln	978	Präparier- und Ligaturklemmen	255
LEXER, DUROTIP Präparierscheren	95, 101	LOWMAN, Knochenhalteklemmern	1025
Hohlmeißel	1008	LOWMAN-GERSTER, Knochenhalteklammer	1025
NOIR Präparierscheren mit Wellenschliff	107	LOWMAN-HOGLUND, Knochenhalteklammer	1025
Osteotome	1008, 1010	LUCAE, Pinzetten, bajonettförmig	165
Präparierscheren	85	Stimmgabel	6
Spongiosa-Hohlmeißel	1010	LUCAS, Flachmeißel	1001
LEXER-MINI, Hohlmeißel	1007	Hohlmeißel	1001
Osteotome	1007	Scharfe Löffel	982
LICHTENBERG, DUROGRIP Nadelhalter	324	LUER, Hämmorrhoidenklemmen	583
Lidsperrer	458	Hohlmeißelzangen	1027, 1028, 1030
Ligamentum-flavum-Fasszangen	913	Wundhaken	379
Ligatoren, Hämorrhoidal-	585, 586	LUER-FRIEDMANN, Hohlmeißelzangen	1026
Ligatur, Titanclip	738, 740, 742, 744	LUER-KÖRTE MODIF., Gallensteinlöffel	602
Ligatur-Gummiringe	585	LUER-STILLE, Hohlmeißelzangen	1035, 1036
Ligaturklemmen	244–256, 840, 841	Lungenfasspinzetten	180, 838
Ligaturklemmen, Atraumatische-	797, 798	Lungenfasszangen	838, 839
Ligaturplättchen	1065	Lungenspatel	422, 423, 425, 426, 878, 879, 881
Ligaturscheren	128	Luxationshebel	945
Ligaturscheren, DUROTIP	104		
LISTER, Sinusklemmen	184		
Verband- und Kleiderscheren	132, 133, 1082	M	
LISTON, Amputationsmesser	28, 917	MAC DONALD, Raspatorien	964
Knochensplitterzangen	1039, 1041	Magen-Zwillingsklemmen	556
LISTON-KEY-HORSLEY (TUDOR EDWARDS),	859, 1042	Magenklemmen, Atraumatische-	557
Knochensplitterzangen		Magenquetschklemmen	558
LISTON-STILLE, Knochensplitterzangen	859, 1042	MAGILL, Kathetereinführungszangen	15
LITTLER, Präparierscheren	76	Saugkanülen	1100
LITTLEWOOD, Hakenzangen	683	MAIER, Korn- und Tupferzangen	187
LLOYD-DAVIES, Biopsiezangen für Rektum	580	MAINGOT, Hysterekтомieklemmen	260
Proktoskope	575	MALTZ, Knochenraspeln	978
Rektum-Anastomosenklemmen	562	Mamilenmarkierer	8
Sigmoidoskope	575	Mammariasperrer	876
LLOYD-DAVIES (GOLIGHER'S), Rektumscheren	125, 565	MANNERFELT MODIF., Hohlmeißel	998
LOCKHART-MUMMERY, Fistelsonden	343, 579	Osteotome	998
LOCKLIN, Feine Scheren	69	Raspatorien	967
Zahnfleischscheren	69	Sattelhaken	369
LOCKWOOD, Darmfasszangen	541	Sehnen-Doppelhaken	369
Löffel, Abortus-	712	Spatel	369
Gallenstein-		Wundhaken mit Triangle-Griff	367–369
Geburts-		MARBURG, Drahtbiegezange	1069
Kropf-			
Plazentar-			

Alphabetischer Index – Alphabetical Index

M

	Seite		Seite
Markierer, Mamillen-	8	MC KISSOCK, Raspatorien	971
MARQUARDT, Hohlmeißelzangen	1032	MEAD, Hämmer	992
MARTIN, Beckenzirkel	720	Hohlmeißelzangen	1029
Hakenzangen	677	Raspatorien	966
Meniskus- und Knorpelzangen	1043	MEHDORN, Anlegepinzetten für Gefäßclips	210
Scheidenspekula	655	Gefäßclips	210
Uterussonden	670	Mehrzweckklemmen, Atraumatische-	791-793, 809, 810,
Wundhaken	417		823-825, 828, 833, 834
MARTINI, Scharfe Löffel	981	Meißel, Flach-	998-1003, 1006, 1007, 1010
MASING, DUROGRIP Nadelhalter	307	Hohl-	998-1001, 1003, 1007-1011
Knorpelritzmesser	32	Hohl-, Spongiosa-	1009
Wund- und Venenhaken	373	Osteophyten-	962, 998
Maßbänder	7	Spongiosa Hohl-	1010
MASSON, DUROGRIP Nadelhalter	318	Sternum-	856
Nadelhalter	303	Wirbelsäulen-	1009
MASSON-LUETHY, Nadelhalter	303	Meniskushaken	399, 400, 1045
Mastdarm-Rektum-Spekula	570, 571	Meniskusmesser	1044
MATHIEU, DUROGRIP Nadelhalter	325	Meniskuszangen	1043
Fremdkörperzangen	626	Mercedes Sperrer	874
Mastdarm-Rektum-Spekula	571	Messbecher	1108
Nadelhalter	305	Messer, Amputations-	28, 29, 917, 918
Scheidenspekula	649	Beinhaut-	29, 918
Wundhaken	385	Faden-	43
MATHIEU-STILLE, Nadelhalter	305	Fistel-	30
MAYFIELD, Hohlmeißelzangen	1032	Gips-	1082
MAYO, DUROTIP Präparierscheren	94, 101	Knorpel-	29, 918
Gallengangsonden	598	Knorpelritz-	32
Präparierscheren	82, 83, 86	Konisation-	696
Sterilisierklammern	207	Lappen-	28, 917
SuperCut Scheren	91	Meniskus-	1044
Uterussonden	670	Phalangen-	29, 918
MAYO-ADAMS, Wundspreizer	465	Plastik-	32
MAYO-HARRINGTON, Präparierscheren	84	Resektions-	29, 918
MAYO-HEGAR, Nadelhalter	301, 302	Tonsillen-	31
MAYO-LEXER, DUROTIP Präparierscheren	95, 101	Trigeminus-	31
NOIR Präparierscheren	105	Zwischenknochen-	918
NOIR Präparierscheren mit Wellenschliff	107	Messerelektroden	509, 511
Präparierscheren	85	Messschieber	8
MAYO-NOBLE, Muskelscheren	84	Metallgefäß für Markierungsflüssigkeit	8, 25
Präparierscheren	84	METZENBAUM, DUROTIP Präparierscheren	97, 98, 102, 103
MAYO-ROBSON, Atraumatische Darmklemmen	555	Feine Präparierscheren	62
Darmklemmen	555	NOIR Präparierscheren	105
MAYO-STILLE, Präparierscheren	82, 83	NOIR Präparierscheren mit Wellenschliff	107
MC CLINTOCK, Plazentar- und Abortuszangen	735	Präparierscheren	87
MC CLURE, Mikro-Federscheren	48	SuperCut Scheren	91
MC GIVNEY, Hämorrhoidal-Faszangen	585	MEYER, Repositionszangen	1015
MC INDOE, Feine anatomische Pinzetten	154	MEYERDING, Wundhaken	371, 416
Feine chirurgische Pinzetten	172	MICHEL, Kehlkopfspiegel	5
Hauthäkchen	361	Klammeranlegepinzetten	352
Knochensplitterzangen	1040	Klammerentfernungszangen	352
Monopolare Pinzetten	517	Rhinoskopiespiegel	5
MC KENTY, Raspatorien	960	Wundklammern	352
MC KENZIE, Trepanationsbohrer	1052, 1053	MICHEL MODIF., Klammeranlege- und	352
Trepanationsfräser	1053	Klammerentfernungszangen	



Alphabetischer Index – Alphabetical Index

M – N

A – Z

	Seite		Seite
MICRO-ADSON , Feine anatomische Pinzetten	151, 152	MOYNIHAN , Gallengang-Klemmzangen	592
Feine chirurgische Pinzetten	168, 169	Gallengangsonden	598
Präparier- und Ligaturklemmen	244	MÜHLING , Knochenscheren	116
MICRO-ADSON-BIEMER , Feine chirurgische Pinzetten	168	Raspatorien	969
MICRO-HALSTED Arterienklemmen	220	MÜLLER , Atraumatische Gefäßclips	214, 215, 784, 785
MIDDELGORPF , Wundhaken	406	Atraumatische Rektum-Anastomosenklemmen	566
Mikro-Fadenscheren	60, 768	DUROGRIP Nadelhalter	317, 568
Mikro-Federscheren	48-53, 55-60, 747, 749, 768	DUROGRIP Nahtpinzetten	178
Mikro-Knüpfpinzetten	139, 140, 143	Fadenklemmen	213
Mikro-Nadelhalter	282-285, 770-772	Gefäßclips	213
Mikro-Nadelhalter, DIADUST	289, 291, 293, 295-297, 759, 761, 763, 765-767, 769	Hauthäkchen	361
DUROGRIP	286, 287, 773, 774	Mikro-Federscheren	55
Mikro-Pinzetten	141, 142, 145, 147, 150, 769	Mikro-Nadelhalter	285
Mikro-Pinzetten, DIADUST	753, 755, 757, 769	Mikro-Pinzetten	141, 142
Mikro-Präparierscheren	53	Rektumscheren	127, 567
Mikro-Skalpelle	24	Wundhaken	442
Mikro-Skalpellgriffe	44, 45	Mundsperrer	14, 15
Mikro-Venenscheren	51	MURPHY , Stirnband	2
Mikrochirurgische Klingen	45	Wundhaken	391
MIKULICZ , Peritoneumklemmen	257-259	MURPHY-LANE , Luxationshebel	945
Tonsillenklemmen	240	MUSEUX , Hakenzangen	678, 683, 684
Wundhaken	437, 438	Organ- und Gewebefasszangen	197
MILLER , Knochenraspeln	979	Muskelscheren	84
MILLESI , Mikro-Federscheren	52	Myomheber	690
MILLIN , Atraumatische Kapselfasszangen	622	Myrtenblattsonden	344
Blasenhalsspreizer	622		
Blasenwundhalsspreizer	496, 617		
Fadenhaltezangen	326, 622		
MILLS , Gallengangscheren	597		
MIOS , Hüftretraktoren	947-959		
MITCHELL , Raspatorien	973		
MIXTER , Präparier- und Ligaturklemmen	841		
Gallenkanal- und Cystikusklemmen	593		
Präparier- und Ligaturklemmen	253, 255, 841		
MIXTER-O'SHAUGNESSY , Präparier- und Ligaturklemmen	249		
MOD. BERLIN , Endometrium-Biopsiekürettten	698		
MOD. MÜNCHEN , Endometrium-Biopsiekürettten	698		
MOD. USA , Gipsspreizer	1087		
Modularer Handgriff	959		
MOLLISON , Wundspreizer	464		
MOLT , Raspatorien	966		
Monopolare Anschlusskabel	506, 513, 522		
Monopolare Elektroden	509-511		
Monopolare Handgriffe	506, 508, 513		
Monopolare Klemmen	520		
Monopolare Pinzetten	516-519		
Monopolare Scheren	515		
MORRIS , Atraumatische Aortaklemmen	811		
Atraumatische Rektum-Anastomoseklemmen	563		
Wundhaken	415		
MORSE , Sternumsperrer	872		
MOYNIHAN , Arterienklemmen	223, 239		
Darmklemmen	553		
		N	
		NABATOFF, Venenstripper	887
		Nabelschnurdilatatoren	724
		Nabelschnurklemmen	724
		Nabelschnurscheren	123, 723
		Nadel, Schleimhaut-Resektion-	515
		Nadeldosen	279
		Nadelelektronen	509-513
		Nadelhalter	299-303, 305
		Nadelhalter, Bumerang-	326, 623
		DIADUST	289, 291, 293, 295-298, 759, 761, 763, 765-767, 769
		DUROGRIP	286, 287, 307-310, 312-325, 568, 773-779
		Mikro-	282-287, 289, 291, 293, 295-297, 759, 761, 763, 765-767, 769-774
		mit Schere	304
		mit Schere, DUROGRIP	311
		Nadeln	328
		Nadeln, Chirurgische, Näh-	276-278
		Drahtumführungs-	1066
		Führungs-	353
		Unterbindungs-	329-336, 1056
		Nägel	1063
		NÄGELE , Geburtszangen	726
		Nähnadeln, Chirurgische-	276-278

Alphabetischer Index – Alphabetical Index

N – P

A – Z

	Seite		Seite
Nagelausreißzangen	1079	O	
Nagelfeilen	13	O'SHAUGNESSY, Präparier- und Ligaturklemmen	249, 252
Nagelhautscheren	12, 64	OBWEGESER, Ahlen	1056
Nagelscheren	11, 13, 130	Osteotome	1005
Nagelpaltscheren	75, 1079	Wundhaken	401, 402
Nagelpaltzangen	1079	OCHSNER, Atraumatische Aortaklemmen	817
Nagelzangen	12	Fadenpinzette	158
Nahtpinzetten, DUROGRIP	163, 178	Gallengangsonden	599
Nasenflügelretraktor	363, 370	Öl, Instrumenten-	1112
Nasenflügelscheren	77	Ösenrinnensonden	343
Nasenpinzetten	165–167	OFFICER, Chirurgische Pinzetten	176
Nasenplastikscheren	77	Offset-Scheren	111
Nasensonden	347	Ohrhähnchen, stumpf	356
Nasentamponzangen	184	OLDBERG, Rongeur	908
NAUNTON MORGAN, DUROGRIP Nadelhalter	317	OLIVECRONA, Drahtsägen	924
Rektum-Spekula mit Kaltlicht	574	Hohlmeißelzangen	1030
NEGUS, Saugdissektoren	1103	Trigeminusmesser	31
Tonsillenklemmen	240	OLLIER, Wundhaken	394
NELATON, Hohlsonden	342	OMBREDANNE, Hämmer	996
NELSON, Lungenfasspinzetten	180, 838	Organfasszangen	190, 192, 193, 197–199, 540, 543
NELSON-METZENBAUM, DUROTIP Präparierscheren	97, 102, 103	Organfasszangen, Atraumatische-	191, 544, 545, 835–837
Präparierscheren	88	ORMROD-SCHMITT, Ligaturplättchen	1065
NELSON-METZENBAUM (MC INDOE),	98	Osteophytenmeißel	962, 998
DUROTIP Präparierscheren		Osteotome	998, 999, 1001–1008, 1010
Nerv-Approximator	212	Osteotome, Fischschwanz-	1001
Nerv-Präparierscheren	63, 79	Ovarienzangen	685–688
Nervhäkchen	356–359	Ovarienzangen, Atraumatische-	687
Nervwurzelhaken	376	OVERHOLT, Präparier- und Ligaturklemmen	247
Netzgerät	3	OVERHOLT-GEISSENDORFER, Präparier-	246
NIEDERDELLMANN, Osteotome	1005	und Ligaturklemmen	
Nierenfasszangen	613	OVERHOLT-MIXTER, Präparier- und Ligaturklemmen	246
Nierenklemmen	608–610	O'CONNELL, Dissektoren	929
Nierenklemmen, Atraumatische-	608, 796	O'SULLIVAN-O'CONNOR, Bauchdeckenhalter	489
Nierenschalen	1108		
Nierensteinzangen	614–616		
Nierenstielklemmen	611, 612		
Nierenstielklemmen, Atraumatische-	612		
NISSEN, Arterienklemmen	225		
Gallenkanal- und Cystusklemmen	591		
Präparier- und Ligaturklemmen	245, 256		
NOIR, Präparierscheren	105		
Präparierscheren mit Wellenschliff	106, 107		
NORFOLK and NORWICH, Laminektomie-Wundspreizer	468		
NORTHBENT, Ligaturscheren	128		
NORTHFIELD, Hohlmeißelzangen	1031		
NOTO, Organ- und Gewebefasszangen	193		
Polypen- und Ovarienzangen	686		
Tupfer- und Schwammzangen	193		
NOVAK-SCHOECKAERT, Endometrium-Biopsiekürettchen	698	PARTSCH MOD. LANGE, Raspatorien	960
NOYES, Mikro-Federscheren	48	PASSOW, Stöbel	997
NUSSBAUM, Darmklemmen	553	Patellazangen	1016
		Patent-Ductusklemmen, Atraumatische-	805, 806, 826, 827
		PAUL, Sehnenscheidenhaken	373
		PAYR, Darm- und Magenquetschklemmen	558
		Führungs-Hohlsonden	337



Alphabetischer Index – Alphabetical Index

P

A - Z

Seite	Seite
PEAN, Arterienklemmen	231, 232, 234, 239
Atraumatische Gefäßklemmen	795
Nierenklemmen	609
Schlauchklemmen	17
PEDERSON, Scheidenspekula	640
PEET, Splitterzangen	181
PELKMANN, Fremdkörperzangen	200
Gallensteinzangen	604
Tamponzangen	672
Pelvishaken	440, 441, 578
PENFIELD, Dissektoren	928, 929
Penisklemmen	625
PENNINGTON, Arterienklemmen	241
Darmfasszangen	542
PENNYBACKER, Dissektoren	929
Hohlmeißelzangen	1031
Raspatorien	972
Rongeur	903
PERCY, Amputationsretraktoren	920
Perinealsperrer	577
Peripheralklemmen, Atraumatische-	805-807
Peritoneumklemmen	257-260
PERKINS, Wundspreizer	463
PERTHES, Reibahle	1055
PERWITZSCHKY, Speichelgangschere	68
Phalangenmesser	29, 918
PHANEUF, Hysterekтомieklemmen	260
Phlebextraktoren	889
Phlebodissektoren	889
PICCOLO, Watteträger	348
Pinzetten, Anatomische, Feine-	151-155, 783
Anatomische-	156-158
Atraumatische-	160-162, 567, 782, 783
Atraumatische-, Ultra-Light	159, 546, 781
Augen-	168
Bajonettförmige-	165, 166
Bipolare-	523-529, 620
Chirurgische-	168, 170, 173-179
Clipanlege-	210, 211
Darm-	180, 543
DIADUST	145, 147, 149, 150, 753, 755, 757, 769
DUROGRIP	162-164, 178, 543
Faden-	158
Feine chirurgische-	168, 169, 171, 172
Fixier-	165
Gefäß-	179
Gewebefass-	179, 180, 543
Hornhaut-	151
Klammeranlege-	352
Kniegebogene-	167
Knüpf-	139, 140, 143
Lungenfass-	180, 838
Pinzetten, Mikro-	139-143, 145, 147, 149, 753, 755, 757, 769
Monopolare-	516-519
Naht-	163, 178
Nasen-	165-167
Splitter-	181
Tumor-	179
Wundrand-	170
PIPER, Geburtszangen	727
PITHA, Fremdkörperzangen	200, 626
Plättchen, Ligatur-	1065
Plastikmesser	32
Plastikscheren	70
Plattenelektroden	510
Plazentarkürettten	713
Plazentalöffel	712
Plazentarzangen	732-735
PLESTER, Saugkanülen	1095
Wundspreizer	462
POIRIER, Gewebefasszangen	196
Polypenzangen	685-688
Polypenzangen, Atraumatische-	687
POOL, Saugkanülen	1093
Poplitea-Sperrer	497
POTTS, Präparierscheren	80
POTTS-DE MARTEL, Gallengangsscheren	597
Gefäßscheren	110, 111
POTTS-DIETHRICH, Gefäßscheren	108, 109, 751
POTTS-SMITH, Gefäßscheren	111, 114
POZZI, Hakenzangen	674, 676
Präparationshähchen	376
Präparierklemmen	244-256, 619, 840, 841
Präparierklemmen, Atraumatische-	797, 798
Präpariersauger	1103
Präparierscheren	76-89, 113, 618
Präparierscheren, Bipolare-	530
DUROTIP	94-99, 101-103
Feine-	62, 63, 76, 78, 80, 81
Mikro-	53
Nerv-	63
NOIR-	105-107
PRATT, Hakenzangen	680
Mastdarm-Rektum-Spekula	571
Organ- und Gewebefasszangen	198
Uterus-Dilatatoren	663
PRICE THOMAS, Bronchusklemmen	845
Profundaklemmen, Atraumatische-	798
Proktoskope	573, 575
Prostataretraktor	452, 620
PROVIDENCE-HOSPITAL, Arterienklemmen	221
Pudendusnadeln	721
Punktionskanülen, Sternum-	855
PUTTI, Knochenfeilen	980
Pylorusspreizer	557

Alphabetischer Index – Alphabetical Index

Q - S

	Seite		Seite
Q			
QUERVAIN, Elevatoren	931	RIBBON, Bauch- und Darmspatel	450
QUINBY, Feine Scheren	67	RICARD, Bauchdeckenhalter	483
Zahnfleischscheren	67	RICHARDSON, Wundhaken	413, 414
		RICHARDSON-EASTMAN, Wundhaken	413
		RICHES, Monopolare Klemmen	520
		Rippenfasszangen	859
		Rippenkontraktoren	877
		Rippenraspatorien	861-863
		Rippenscheren	857, 858
		Rippensperrer	866-871, 877
		RNTNE HOSPITAL, Wundspreizer	463
		ROBERTS, Arterienklemmen	238
		Raspatorien	966
		ROBIN, Tuchklemmen	204
		ROCHARD, Bauchdeckenhalter	448
		Befestigungsgestell für Bauchdeckenhalter	449
		Fixierzvorrichtung für Bauchdeckenhalter	448
		ROCHESTER-CARMALT, Arterienklemmen	237
		ROCHESTER-OCHSNER, Arterienklemmen	235
		ROCHESTER-PEAN, Arterienklemmen	233
		ROEDER, Tuchklemmen	203
		Röntgen-Messstäbe	7
		RÖTTGEN-RUSKIN, Hohlmeißelzangen	1032
		ROLLET, Hauthäkchen	360
		Rongeure	899-912
		ROSE, Wundhaken	379
		ROSER-KÖNIG, Mundsperrer	15
		ROTUNDA, Uterusspül-Katheter	717
		ROUX, Wundhaken	381-383
		ROWBOTHAM, Saugkanülen	1101
		RUMEL, Präparier- und Ligaturklemmen	251
		RUMEL-BELMONT, Tourniquets	851
		RUSKIN, Hohlmeißelzangen	1032
		RUSKIN-LISTON, Knochensplitterzangen	1040
		RUSS. MODELL, Chirurgische Pinzetten	179
		RUST, Amputationssägen	921
		RYDEL-SEIFFER, Stimmgabel	6
		RYDER, DIADUST Nadelhalter	298, 767
		DUROGRIP Nadelhalter	319, 320, 778, 779
R			
R.N.O.H., Biopsie-Instrumente für Knochen	1057		
Rabenschnabel	1087		
RAGNELL, Feine Präparierscheren	63		
Wundhaken	379		
RAMPLEY, Tupfer- und Schwammzangen	190		
RAMSEY, Anatomische Pinzetten	158		
Chirurgische Pinzetten	177		
RANDALL, Endometrium-Biopsiekürettten	698		
Nierensteinzangen	614-616		
RANKIN, Arterienklemmen	224		
Rasierklingenmesser	9		
Raspatorien	960-977		
Raspatorien, Rippen-	861-863		
Saug-	1103		
Raspeln, Knochen-	978-980		
RECAMIER, Plazentar- und Abortuskürettten	713		
Uteruskürettten	708		
REDON-Führungsneedeln	353		
Reflektor	2		
Reflexspiegel	2		
Reibahlen	1055		
REILL, Drahtschneidezangen	1076		
Mikro-Nadelhalter	284, 772		
Repositionszangen	1015		
Sehnenstripper	1046		
REIN/KUPKA, DUROGRIP Nadelhalter	321, 775		
Rektum-Anastomosenklemmen	561, 562		
Rektum-Anastomosenklemmen, Atraumatische-	563, 564, 566		
Rektum-Spekula	573		
Rektum-Spekula, Kaltlicht	574		
Rektumbiopsiezangen	580-582		
Rektumscheren	125-127, 565, 567		
REMINGTON-HOBB, Monopolare Pinzetten	518		
Repositionsstöbel	1015		
Repositionszangen	1014-1016		
RESANO, Atraumatische Rektum-Anastomosenklemmen	564		
Kapselscheren	89		
Resektionsmesser	29, 918		
Retraktoren, Amputations-	920		
Hüft-	947-959		
MIOS-	947-959		
REVERDIN, Bauch- und Darmspatel	450		
Nadeln	328		
REYNOLDS, Präparierscheren	80		
REYNOLDS-JAMESON, Gefäßscheren	63		
Rhinoskopiespiegel	5		
		Sägeblätter	921, 922
		Sägen, Amputations-	921-923
		Draht-	924
		Fingerring-	1079
		Gips-	1082
		SAENGER, Plazentar- und Abortuszangen	733
		Salpingograph	715
		Samenstrang Fixerklemmen	625
		Samenstranghaken	625
		SAROT, Arterienklemmen	229, 238
		DUROGRIP, Nadelhalter	309



Alphabetischer Index – Alphabetical Index

S

A - Z

	Seite		Seite
SATINSKY, Anastomosenklemmen	843	SENN-MILLER, Wundhaken	377
Atraumatische Bulldogklemmen	821	Sequesterzangen	1017
Gefäßscheren	115	SEUTIN, Gipsscheren	134, 1084
Sattelhaken	369	SEWALL, Elevatoren	963
SATTERLEE, Amputationssägen	923	SEYFFERT, Scheidenspekula	639
SAUER, Lidsperrer	458	Siebbeinzangen	899-901
SAUERBRUCH, Abfallzange	18	SIEBOLD, Uterusscheren	119
Rippenscheren	857	Sigmoidoskope	575
Wundhaken	404, 425	SILVER, Handdermatom	35
SAUERBRUCH-CORYLLOS, Hohlmeißelzangen	860, 1037	SIMON, Fistelhaken	372
Saugdissektoren	1103	Fistelmesser	30
Saugdissektoren, Tonsillen-	1103	Scharfe Löffel	988
Sauger, Präparier-	1103	Scheidenspekula	655
Saugglocken	725	Uteruslöffel	707
Sauggriffe	1092	Wundhaken	417
Sauginstrumente	1098	SIMPSON, Geburtszangen	728
Saugkanülen	885, 886, 1091-1102, 1104, 1105	Uterussonden	671
Saugraspatorien	1103	SIMPSON-BRAUN, Geburtszangen	727
Saugschlauch	714, 1090	SIMS, DUROTIP Uterusscheren	103
SAUNDERS, I.U.D.-Entfernungshaken	697	Gynäkologische Scheren	117, 118
Scapula-Haken	426, 880	Mastdarm-Rektum-Spekula	570, 571
SCOVILLE-HAVERFIELD, Laminektomie-Wundspreizer	476	Scheidenspekula	640
SCOVILLE-RICHTER, Wund- und Laminektomiespreizer	477	Uteruskürettten	709
SCUDDER, Atraumatische Magenklemmen	557	Uterusscheren	99, 117, 118
SEBILEAU, Elevatoren	931	Uterussonden	670
SEDILLOT, Raspatorien	971, 973	SIMS-MAIER, Korn- und Tupferzangen	188
SEGOND, Hysterektomieklemmen	265	SIMS-SIEBOLD, Uterusscheren	120
SEGOND-LANDAU, Hysterektomieklemmen	264	Sinus-Knopfsonden	345
Sehnen-Doppelhaken	369	Sinusklemmen	184
Sehnendurchziehsonden	1048	Skalpelle	26, 27
Sehnenfasszangen	194, 195	Skalpelle , Mikro-	24
Sehnenscheidenhaken	373	Skalpelle, Einmal-	22-24
Sehnenscheren	78	Steril-	22-24
Sehnenstripper	1046, 1047	Skalpellgriffe	38-41, 618
SEIDEL, Scheidenspekula	641	Skalpellgriffe, Mikro-	44, 45
SEIDL, Biopsiezangen	702	Skalpellklingen	42, 43
SEIFFERT, Sonden	347	SMILLIE, Meniskusmesser	1044
Seitenschneider	1075, 1076	Wund- und Meniskushaken	399, 1045
Sekretlöffel	626	SMITH, Verbandsscheren	131
Sekretlöffel, Uterus-	697	SMITH-BUIE, Analspreizer	573
SELLIN, Raspatorien	966	SMITH-PETERSEN, Osteomose	1004
SELLHEIM, Geburtslöffel	730	SOMER, Uterusfasszangen	689
SELLORS, Rippensperrer und -kontraktor	877	Sonden	347
SELMAN, Chirurgische Pinzetten	179	Sonden, Anal-	342, 343, 579
SEMB, Hohlmeißelzangen	860, 1036	Doppelknopf-	346
Knochenhaltezangen	1018	Fistel-	343, 579
Präparier- und Ligaturklemmen	840	Gallengang-	598, 599
Raspatorien	975	Hohl-	342, 347, 929
Rippenfasszangen	859	Knopf-	345, 346
Rippenraspatorien	862	Myrtenblatt-	344
SEMKEN, Feine anatomische Pinzetten	154	Nasen-	347
Feine chirurgische Pinzetten	171	Ösenrinnen-	343
SEMM, Bauchdeckenhalter	491	Ohr-	347
Scheidenspekula	639	Sehnendurchzieh-	1048

Alphabetischer Index – Alphabetical Index

S - SCH

A - Z

	Seite		Seite
Sonden, Speichelgang-	347	SPURLING, Rongeure	902, 906, 907
Uterus-	670, 671	SUBRAMANIAN (MODIF.), Atraumatische Aortaklemmen	816
SPACKMAN, Uterus-Kanülen	716	SuperCut Scheren	90, 91
Spatel	369	SWEDISH, Dissektoren	929
Spatel, Bauch-	435, 436, 450, 451	SYME, Raspatorien	966
Blasen-	496, 617	Unterbindungsnaeln	334
Darm-	435, 436, 450, 451	Synovektomie-Zangen	1026
Gefäß-	849, 850	SYPERT, Hohlmeißelzangen	1035
Lungen-	422–425, 878, 879, 881	Rongeure	912
Zungen-	4, 348	Stanzen	895
Speichelgangscheren	68	SYSTRUNK, Nagelpaltscheren	75, 1079
Speichelgangsonden	347		
Spekula, Endo-	667		
Mastdarm-Rektum-	570, 571	SCH	
Rektum-	573	SCHAEDEL, Tuchklemmen	201
Rektum-, Kaltlicht	574	Schalen, Labor-	1108
Scheiden-	636–658	Nieren-	1108
SPENCER, Ligaturscheren	128	Scharfe Löffel	981–989
SPENCER-WELLS, Arterienklemmen	232	SCHEDE, Scharfe Löffel	984
Sperrer, Iliaca-	475	Scheidenspekula	636–658
Lid-	458	SCHERBACK, Scheidenspekula	657
Mammaria-	876	Scheren, Anatomie-	68
Mund-	14, 15	Arteriotomie-	80
Perineal-	577	Augen-	49
Poplitea-	497	Bauchdecken-	122
Rippen-	866–871, 877	Bipolare-	530
Sternum-	872, 873, 876	Blech-	129, 1072, 1073
Thorax-	864, 865, 874	Blech-, DUROTIP	1072
Sphinkteroskope	572	Bulldog-	76
Spiegel, Kehlkopf-	5	Chirurgische-	71–75, 82, 93, 101, 122
Reflex-	2	Damm-	124, 724
Rhinoskopie-	5	Darm-	125, 127
Stirn-	2	Draht-	100, 129, 1072, 1073
Spiralbohrer	1054	Draht-, DUROTIP	1072
Splitterpinzetten	181	Dura-	112
Splitterzangen	181	DUROTIP	92–100, 103
Spongiosa-Hohlmeißel	1009	DUROTIP mit Wellenschliff	101–104
Spreizer, Anal-	573, 576	Enukleation-	77
Blasenwund-	496	Faden-	60, 92, 101, 768
Gips-	1087	Feine-	12, 61, 63–70, 92
Haut-	473	Gallenblasen-	596
Hemilaminektomie-	469	Gallengang-	597
Laminektomie-	477	Gefäß-	63, 78, 100, 108–115, 751
Laminektomie-Wund-	468–471, 476, 478	Gips-	134, 135, 1083–1086
Pylorus-	557	Gynäkologie-	117–121
Struma-	472	Hysterektomie-	100
Thyroid-	472	Inzisions-	75
Vulva-	472, 473, 659	Iris-	61, 64
Wirbelkörper-	481	Kapsel-	89
Wirbelsäulen-	479, 480	Kleider-	132–135, 1082
Wund-	456–467, 472, 477	Knochen-	116
Sprenger, Blasen-	722	Knorpel-	81
Spritzen, Hämorrhoidal-	587	Ligatur-	104, 128
Spülkanülen	598, 886, 1104		



Alphabetischer Index – Alphabetical Index

SCH - ST

A - Z

	Seite		Seite
Scheren, Mikro-	48-53, 55-60, 747, 749, 768	SCHUHKNECHT, Saugkanülen	1097
mit Wellenschliff	106, 107	SCHULZ, Bioptom	852
Monopolare-	515	SCHULZE, Salpingograph	715
Muskel-	84	SCHUMACHER MOD. WAGNER, Knochenhebel	943
Nabelschnur-	123, 723	SCHUMACHER, Biopsieaufsatz	705
Nagel-	11, 13, 130	Biopsiezangen	701
Nagelhaut-	12, 64	Knochenhebel	944
Nagelspalt-	75, 1079	Nabelschnurscheren	123, 723
Nasenflügel-	77	Sternum-Scheren	855
Nasenplastik-	77	Schwammzangen	190, 192, 193
Nerv-Präparier-	63, 79	SCHWEDISCHES MODELL, Anatomische Pinzetten	157
NOIR-	105-107	Schwesternscheren	132
Offset-	111		
Parametrium-	120, 121, 692, 693		
Plastik-	70		
Präparier-	53, 76-89, 94-99, 101-103, 106, 107, 113, 618	ST	
Präparier-, Feine-	62, 63, 76, 78, 80, 81	ST. BARTS, Nerv- und Gefäßhäkchen	356
Präparier-, NOIR	105	Rongeure	900, 901
Rektum-	125-127, 565, 567	ST. MARKS, Pelvishaken	440, 441, 578
Rippen-	857, 858	ST. MARKS MODIF. GIRONA, Perinealsperrer	577
Schwestern-	132	ST. MARTIN, Chirurgische Pinzetten	168
Sehnen-	78	STACKE, Sonden	347
Speichelgang-	68	STAMM, Knochensplitterzangen	1038
Sternum-	855, 856	Stanzen, Aorten-	852
Strabismus-	62, 76	Haut-	33
SuperCut-	90, 91	Knochen-	892-898
Uterus-	99, 103, 117-120	Staubbinden	916
Venen-	51	STEINMANN, Nägel	1063
Verband-	131-133, 1082	STELLBRINK, Synovektomie-Zangen	1026
Wundrand-	72	STELZNER, Rektumscheren	126, 565
Zahnfleisch-	12, 64-67, 69, 70, 92	Sterilisierklammern	207
Scherköpfe, Elektra II	9	Sterilisierrahmen	33, 919
Schieber, Mess-	8	Sterilisierzangen	1109
SCHINK, Handdermatom	34	STERILIT, Instrumenten-Öl	1112
Schlauchklemmen	17, 18	Sterilskalpelle	22-24
Schleimhaut-Resektionsnadel	515	STERNBERG, Wundhaken	378
Schließzangen	559	Sternummeißel	856
Schlingenelektroden	509, 513	Sternumpunktionskanülen	634, 855
SCHMELZ, Gestationskalkulator	720	Sternumscheren	855, 856
SCHMID, Gefäß-Spülkanülen	846	Sternumserrer	872, 873, 876
Gefäßspatel	850	STEVENS, Feine Präparierscheren	62, 78
Mundsperrer	14	Gefäß- und Sehnenscheren	78
SCHMIEDEN, Führungs-Hohlsonden	337	STIEGLITZ, Splitterzangen	181
SCHMIEDEN-TAYLOR, Durascheren	112	STILLE, Flachmeißel	1003
SCHNEIDER-SAUERBRUCH, Raspatorien	973	Gipsscheren	1086
SCHNIDT, Arterienklemmen	240	Hohlmeißel	1003
Tonsillenklemmen	240	Hohlmeißelzangen	1034
SCHOEMAKER, Colectomie-Klemmen	554	Nierenklemmen	610
SCHOENBORN, Wund- und Venenhaken	375	Osteotome	1003
SCHRÖDER, Hakenzangen	675, 676, 678, 679	Präparierscheren	85
Organ- und Gewebefasszangen	197, 199	STILLE-AESCULAP, Gipsscheren	1085
Uteruslöffel	707	STILLE-BARRAYA, Gefäß- und Tumorpinzetten	179
SCHUBERT, Biopsiezangen	699	Gewebefasspinzetten	543
		STILLE-RUSKIN, Hohlmeißelzangen	1034

Alphabetischer Index – Alphabetical Index

ST – U

	Seite		Seite
Stimmgabeln	6	Trachealhäkchen	364–366, 375
Stirnbänder	2	Transformator	3
Stirnlampen	3	TRAVERS, Wundspreizer	467
Stirnlampen, Zubehör	3	TRELAT, Raspatorien	961
Stirnspiegel	2	Scheidenspekula	638
STOCKMANN, Penisklemmen	625	Trepanationsbohrer	1052, 1053
Stößel	997	Trepanationsfräser	1052, 1053
Stößel, Repositions-	1015	TREVES, Chirurgische Pinzetten	177
Strabismusscheren	62, 76	Trigeminusmesser	31
STRANDELL-STILLE, Sehnenscheidenhaken	373	TROELTSCH, Pinzetten, kneigebogen	167
STRASSBURGER MODELL, Chirurgische Pinzetten	178	Trokare	634
STRATTE, DUROGRIP, Nadelhalter	315	Trokare, Universal-	634
STRAUSS, Penisklemmen	625	TROTTER, Hohlmeißelzangen	1030
Stripper, Endarterektomie-	851	TROUSSEAU, Trachealdilatatoren	474
Nerv-	1046	Tuchklemmen	201–206
Sehnen-	1046, 1047	TUDOR-EDWARDS, Wundhaken	443
Venen-	887, 888	TÜBINGER MODELL, Gallensteinzangen	605
STRUCK, Thoraxsperrer	865	Scheidenspekula	655
STRULLY, Gefäßscheren	112, 113	Wundhaken	417
Strumaspreizer	472	TUFFIER, Arterienfasszangen	196
		Bauch- und Darmspatel	450
		Darm- und Gewebefasszangen	538
		Rippensperrer	866, 867
		Wundhaken	443
		Tumorfasszangen	909
		Tumorpinzetten	179
		Tunnelierungsinstrumente	853
		Tupferzangen	10, 184–190, 192, 193
		TURNER, Monopolare Pinzetten	517
		TURNER-WARWICK, Bauchdeckenhalter	492, 493
		Harnröhrenbougies	629
		TUTTLE, Lungenfasspinzetten	180, 838
T			
TÄGER, Knochenhebel	944		
TAKAHASHI, Rongeure	901		
Tamponhalter	582		
Tamponzangen	672, 673		
TARNIER, Geburtszangen	729		
TAYLOR, Retraktor	946		
TEALE, Hakenzangen	681, 682		
Tenotome	27		
THOMS-GAYLOR, Biopsiezangen	699		
Thoraxsperrer	864, 865, 874		
THOREK, Gefäßscheren	114		
THORPE, Hornhautpinzetten	151		
Thyreoid-Spreizer	472		
TISCHLER, Biopsiezangen	706		
Titanligaturclip	738, 740, 742, 744		
TÖNNIS, Durahäkchen	360		
DUROGRIP Nadelhalter	322		
Feine Präparierscheren	81		
Gefäßspatel	850		
Hohlsonden	929		
Nadelhalter	305		
TÖNNIS MODIF. , DUROGRIP Nadelhalter	322		
TÖNNIS-ADSON, DUROTIP Präparierscheren	96, 102		
Feine Präparierscheren	80		
Tonnenzangen	1070		
Tonsillen-Saugdissektoren	1103		
Tonsillenklemmen	240		
Tonsillenmesser	31		
Tourniquets	851		
Trachealdilatatoren	474		
		U	
		UCHIDA MODIF. BURKE, Ureterlöffel	691
		UFFENORDE, Scharfe Löffel	983
		ULRICH, Fistelmesser	30
		ULRICH-AESCLAP, Korn-, Tupfer- und Waschzangen	186
		Ultra-Light-Pinzetten, ATRAUMATA	159, 781
		Umführungsinstrumente	925
		Universaltrokare	634
		Unterbindungsnaeln	329–336, 1056
		Ureter-Tunnelier-Klemmen	691
		Ureterlöffel	691
		Ureterzangen	624
		Urethraretraktor	452, 620
		US-ARMY, Wundhaken	386
		Uterus-Depressor	671
		Uterus-Dilatatoren	662–664
		Uterus-Dilatatoren, Lagerung	665, 666
		Uterus-Kanülen	716, 717
		Uterus-Klemmzangen	730, 731



Alphabetischer Index – Alphabetical Index

U – W

A – Z

	Seite		Seite
Uterus-Sekretlöffel	697	Waschzangen	10, 185, 186
Uterusfasszangen	688, 689	WATSON, Handdermatom	35
Uteruskürettten	708–711	WATSON-CHEYNE, Raspatorien	964
Uteruslöffel	707	WATSON-JONES, Knochenhebel	934
Uterusscheren	99, 117–120	Watteträger	347–351
Uterusscheren, DUROTIP	103	WAUGH, Feine chirurgische Pinzetten	172
Uterussonden	670, 671	Monopolare Pinzetten	517
Uteruspülkatheter	717	WEBER, Atraumatische Aorta-Anastomosenklemmen	818
		WEBSTER, DUROGRIP Nadelhalter	308
		Nadelhalter	299
		WECKER, Augenscheren	49
		WEIL-BLAKESLEY, Rongeure	899
		WEISSBARTH, Scheidenspekula	654
		WEITLANER, Wundspreizer	459–461, 466
		WELLER, Meniskus- und Knorpelzangen	1043
		Präparierscheren	89
		WERTHEIM, Atraumatische Anastomosenklemmen	808
		Atraumatische Klemmzangen	272
		Atraumatische Nierenstielklemmen	612
		Atraumatische Parametriumklemmen	100, 268, 269
		DUROGRIP Nadelhalter	315
		DUROTIP Präparierscheren	99
		Gynäkologische Scheren	118
		Hysterektomieklemmen	263, 264, 270
		Nierenstielklemmen	611
		Parametriumklemmen	270
		WERTHEIM-CULLEN, Klemmzangen	273
		Nierenstielklemmen	612
		WIENER MODELL, Hysterektomieklemmen	262
		WIKSTROEM, Präparier- und Ligaturklemmen	250, 840
		WILDE, Pinzetten, kniegebogen	167
		WILLETT, Kopfschwartzange	731
		WILLIAMS, Lungenfasszangen	838
		Organ- und Gewebefasszangen	543
		WILLIGER, Elevatoren	930
		Raspatorien	961
		Scharfe Löffel	981, 984
		WILSON, Hakenzangen	676
		Organ- und Gewebefasszangen	199
		Tonsillenklemmen	240
		WILSON-HEY, Monopolare Klemme	520
		Winkelklemmen	612
		Winkelklemmen, Atraumatische-	612
		WINKELMANN, Beschneidungsklemmen	631
		WINTER, Plazentar- und Abortuszangen	732
		Wirbelkörperspreizer	481
		Wirbelsäulen-Wundspreizer	476–480
		Wirbelsäulenmeißel	1009
		WITT, Sternum-Punktionskanülen	855
		WÖRRLEIN, Repositionsstöbel	1015
		WOLFF, Gipsabreißzangen	1087
		WRIGLEY, Geburtszangen	728
		WULLSTEIN, Saugkanülen	1098–1100
		Wundspreizer	460

W

WAGENER, Nerv- und Gefäßhähchen	356		
WAGNER, Biegeinstrumente für Kirschnerdrähte	1059		
Hämmer	994		
Hohlmeißel	1011		
Knochenhebel	936		
Raspatorien	977		
Rongeure	911		
WALLICH, Plazentar- und Abortuslöffel	712		
WALTER, Hohlmeißel	1003		
WALTON, Biopsiezangen für Rektum	581		
WANGENSTEEN, DUROGRIP Nadelhalter	316		
DUROGRIP Pinzetten	163, 543		
Nadelhalter	303		
WARD, Raspatorien	961		

Alphabetischer Index – Alphabetical Index

W – Z

A – Z

	Seite		Seite
Wundhäkchen	364	Zangen, Gallenblasen-	190, 594–596, 687
Wundhaken	370–411, 413–419, 422, 423, 425–435, 437–439, 442–446, 569, 946, 1045	Gallenstein-	603–605
Wundhaken, CARBOTRAC	412	Geburts-	726–729
Treangle-Griff	367–369	Gewebefass-	190, 193, 196, 197, 199, 538–540, 543
Wundhakenblätter, VARIO	420	Hämorrhoiden-	585
Wundklammern	352	Haken-	674–684
Wundrandpinzetten	170	Hohlmeißel-	860, 1026–1037
Wundrandscheren	72	Kathetereinführungs-	15
Wundspreizer	456–467, 472, 477	Klammeranlege-	352
Wundspreizer, Blasen-	496, 617	Klammerentfernungs-	352
Femur-	473	Knochenhalte-	1016–1024
Wirbelsäule	476, 477	Knochenhalte-, selbstzentrierend	1023
Wirbelsäulen-	478–480	Knochensplitter-	859, 1038–1042
Y			
YANKAUER, Saugkanülen	885, 1093, 1094	Knöchelfass-	1016
YASARGIL, Mikro-Fedterscheren	52	Knorpel-	1043
Rongeure	908	Kopfschwarten-	731
Saug- und Spülkanülen	1104	Korn-	10, 184–189
YEOMAN, Biopsiezangen für Rektum	580	Kreuzbanddurchzieh-	195
YOUNG, Zungenzangen	16	Lungenfass-	838, 839
YOUNG-HRYNTSCHAK, Bumerang Nadelhalter	326, 623	Meniskus-	1043
Z			
Zahnfleischscheren	12, 64–67, 69, 70	Nagel-	12
Zahnfleischscheren, DUROTIP	92	Nagelausreiß-	1079
Zangen, Abfall-	19	Nagelspalt-	1079
Abortus-	732–735	Nierenfass-	613
Anlege-, Bulldogklemmen	786	Nierenstein-	614–616
Arterienfass-	196	Organfass-	190, 192, 193, 197–199, 540, 543
Atraumatische Darmfass-	544, 545, 568	Ovarien-	685–688
Atraumatische Gallenblasen-	595	Patella-	1016
Atraumatische Gewebefass-	544, 545, 835–837	Plazentar-	732–735
Atraumatische Kapselfass-	622	Polypen-	686–688
Atraumatische Organfass-	191, 544, 545, 835–837	Rektumbiopsie-	580–582
Atraumatische Ovarien-	687	Repositions-	1014–1016
Atraumatische Polypen-	687	Rippenfass-	859
Biopsie-	699–704, 706	Schließ-	559
Clipanlege-	738–745	Schwamm-	190, 192, 193
Darmfass-	538, 539, 541, 542	Sehnendurchzieh-	195
Drahtbiege-	1069, 1071, 1073	Sehnenfass-	194
Drahtfass-	1067, 1070, 1071	Sehnenführungs-	195
Drahtschneide-	1068, 1072–1078	Sequester-	1017
Drahtspann-	312, 1065, 1067, 1068	Siebbein-	899–901
Embolusfass-	846	Splitter-	181
Extraktions- für Bohrdrähte	1070, 1071	Sterilisier-	1109
Fadenhalte-	326, 622	Synovektomie-	1026
Flach-	1069, 1070	Tampon-	672, 673
Fremdkörper-	200, 626	Tonnen-	1070
		Tumorfass-	909
		Tupfer-	10, 184–190, 192, 193
		Ureter-	624
		Uterusfass-	688, 689
		Vorhautfass-	625
		Wasch-	10, 185, 186
		Zungen-	16
		ZAUFAL-JANSEN, Hohlmeißelzangen	1032
		Zeichenfedern	25



Alphabetischer Index – Alphabetical Index

Z

	Seite	Seite
ZENKER, Präparier- und Ligaturklemmen	254	
Wundhaken	427	
ZIEGLER, Stirnbänder	2	
Stirnspiegel	2	
ZIELKE, Hohlmeißel für Skoliose-Operationen	1008	
Zirkel, Becken-	720	
ZOELLNER, Saugkanülen	1098, 1099	
Zubehör, Stirnlampen	3	
Zungenspatel	4, 348	
Zungenzangen	16	
ZWEIFEL, DUROGRIP Nadelhalter	323	
Zwillingsklemmen, Darm-	556	
Magen-	556	
Zwischenknochenmesser	918	

A - Z

Alphabetischer Index – Alphabetical Index

A

	Page		Page
A			
ABBEY, sub-mucosal resection needles	515	ALLIS-THOMS, organ- and tissue grasping forceps	540
Abdominal retractors	437-439, 441-448, 482, 483, 485-495	ALLISON, lung spatula	424, 881
Abdominal retractors, fixation device	448	ALLPORT, self-retaining retractors	458
mounting frame	449	ALM, self-retaining retractors	457
Abdominal scissors	122	Amniotome	722
Abdominal spatula	435, 436, 451	Amputation knives	28, 29, 917, 918
ABEL, uterine tenaculum forceps	677	Amputation retractors	920
ABRAHAM, tonsil knives	31	Amputation saws	921-923
ADAIR, uterine tenaculum forceps	674	Anastomosis clamps	559, 843
Adapter, bipolar	522, 533	Anastomosis clamps, ATRAUMATA	560, 791-793, 799, 808, 822, 823, 825, 828-831
Adapters, suction	1099	Anastomosis forceps, ATRAUMATA	563
ADLERKREUTZ, vascular and tumor forceps	179	ATRAUMATA rectal	566
ADSON, bone rongeurs	1031	ATRAUMATA sigmoid	564
burrs	1052	sigmoid	561, 562
delicate dissecting forceps	151, 152	Anatomy scissors	68
delicate tissue forceps	168, 169	ANDERSON-ADSON, self-retaining laminectomy retractors	468
dissecting forceps, bayonet-shaped	165	Angle clamps	612
DUROGRIP non-traumatic dissecting forceps	162	Angle clamps, ATRAUMATA	612
hemostatic forceps	225, 226	ANGLE, wire cutters	1072
monopolar diathermy forceps	517	Anuscopes	572
needle holders	301	Aorta clamps, ATRAUMATA	811, 816, 817, 832
nerve and vessel hooks	358	Aorta punches	852
raspatories	968	Aorta valve retractors	884
self-retaining laminectomy retractors	468, 471	Aorta-anastomosis clamps, ATRAUMATA	818, 819
suction cannula	1094, 1095	Aorta-aneurysm-clamps, ATRAUMATA	813-815
tissue forceps	170	Appendectomy clamps	557
ADSON-BABY, self-retaining retractors	463	Applicators, cotton	347-351
ADSON-BROWN, tissue forceps	170	Appliers, clip	738-745
AESCULAP, biopsy forceps for rectum	581	Applying forceps, bulldog clamps	216, 786
DUROGRIP needle holders	323	Approximators	211, 212
hand drills	1054	Approximators, nerve	212
placenta and ovum forceps	734	Arteriotomy scissors	80
sponge- and dressing forceps	10, 186	Artery grasping forceps	196
swab holders	582	ASCH, secretions scoops	626
traction bows	1061	uterine secretion scoops	697
AESCULAP-PRATT, organ- and tissue grasping forceps	198	ASSMUS, nerve stripper	1046
uterine tenaculum forceps	680	ATRAUMATA coarctations clamps	827
ALEXANDER, bone rongeurs	1029	ATRAUMATA, anastomosis clamps	560, 791-793, 799, 808, 822, 823, 825, 828-831
gouges	1001	aorta anastomosis clamps	818, 819
raspatories	974	aorta aneurysm clamps	813-815
rib raspatories	863	aorta clamps	811, 816, 817, 832
ALLEN, intestinal clamps	547	bronchus clamps	812
osteophyte chisels and scraper	962	bulldog clamps	218, 219, 788-790, 820, 821
ALLENBERG, ATRAUMATA vascular clamps	803	coarctation clamps	804, 826
instruments for pulling through vascular grafts	854	compression forceps	272
self-retaining retractor	461, 475	dissecting forceps	160, 161, 546, 567, 782, 783, 797, 798
ALLIS, artery grasping forceps	196	gall bladder forceps	595
ATRAUMATA intestinal grasping forceps	544, 568	hemorrhoidal forceps	584
ATRAUMATA organ- and tissue grasping forceps	836	hemostatic forceps	794, 795
intestinal and tissue grasping forceps	196, 539	hysterectomy forceps and vaginal clamps	267
lung grasping forceps	839	iliac clamps	807
ALLIS-ADSAIR, tissue and intestinal forceps	538		



Alphabetischer Index – Alphabetical Index

A - B

A - Z

Page	Page
ATRAUMATA, intestinal clamps intestinal grasping forceps kidney clamps kidney pedicle clamps ligature forceps lobe grasping forceps multi-purpose clamps organ grasping forceps ovum forceps pankreas clamps parametrium clamps patent ductus clamps pediatric vascular clamps peripheral vascular clamps polypus forceps pressure clamps profunda clamps rectal anastomosis forceps sigmoid anastomosis forceps stomach clamps tangential occlusion clamps tissue grasping forceps ultra-light-forceps ureter forceps vascular clamps vascular clips vena cava clamps Atrium retractors AUFRICHT, bone rasps AUSTIN, micro suture tying forceps AUVARD, vaginal specula Awls	547, 548, 550, 552, 555 544, 545, 568 608, 796 612 797, 798 622 791-793, 809, 810, 824, 825, 828, 833, 834 191, 544, 545, 835-837 687 796 268 805, 806, 826, 827 821 805-807 687 560, 612 798 566 563, 564 557 801, 802 191, 544, 545, 835-837 159, 546, 781 624 803 214, 215, 784, 785 800 882, 883 978 140 656 1055, 1056
BABCOCK, ATRAUMATA intestinal grasping forceps ATRAUMATA organ, tissue and intestinal grasping forceps ATRAUMATA organ- and tissue grasping forceps lung grasping forceps organ- and tissue grasping forceps BABY-ADSON, dissecting and ligature forceps BABY-ALLIS, intestinal and tissue grasping forceps BABY-COLLIN, abdominal retractors BABY-CRILE (KOCHEM), hemostatic forceps BABY-CRILE (PEAN), hemostatic forceps BABY-CRILE-WOOD, DUROGRIP needle holders BABY-KOCHEM, ATRAUMATA intestinal clamps intestinal clamps BABY-METZENBAUM, dissecting scissors DUROTIP dissecting scissors DUROTIP dissecting scissors, Wavecut NOIR delicate dissecting scissors	544 545 835 839 540 245 538 482 222 222 309 547 547 87 96 102 105
BABY-METZENBAUM, NOIR dissecting scissors, Wavecut SuperCut scissors BABY-MIKULICZ, peritoneum forceps BABY-MIXTER, dissecting and ligature forceps BABY-MOSQUITO (HARTMANN), hemostatic forceps BABY-OVERHOLT, dissecting and ligature forceps BABY-ROUX, retractors BABY-SATINSKY, anastomosis clamps BABY-SENN-MILLER, retractors BACKHAUS, towel clamps BACKHAUS-KOCHER, towel clamps BAILEY, rib contractors BAINBRIDGE, intestinal clamps BAKES, common bile duct dilators BALFOUR, Abdominal Retractors BALFOUR-BABY, abdominal retractors Ball electrodes Bandage scissors Bandages, compression BANE-HARTMANN, bone rongeurs BARNES-NEVILLE, obstetrical forceps BARRAQUER, lid retractors micro needle holders BARRÉ, dissecting forceps dissecting scissors prostate retractor suture holding frame urethral retractor urethral retractor BARRON, hemorrhoidal ligators scalpel handle suction cannula BARSKY, fine retractors BARTH, bone curettes BAUMGARTNER, DUROGRIP needle holders DUROGRIP wire twisters needle holders Bayonet-shaped dissecting forceps BEACHAM, amniotome BECK, rongeurs BECKMANN-ADSON, self-retaining laminectomy retractors BECKMANN-EATON, self-retaining laminectomy retractors BEEBE, wire cutting scissors BEHRMAN, uterine cannula BELLUCCI, suction cannula Bending irons Bending pliers BENGOLEA, hemostatic forceps BENNETT, bone levers BENSAUDE, anuscopes BENSON, pylorus spreaders BERGER, biopsy forceps BERGMANN, mallets plaster scissors	106 91 257 244 220 244 379 843 377 203 203 877 547 601 488 485 510, 511, 514 131-133, 1082 916 1028 729 458 283, 771 252, 619 618 452, 620 621 620 452 586 38 1097 363 981 308 312, 1067 299 165, 166 722 902 470 471 129 717 1098 1059 1071 228 945 572 557 703 995 135, 1083

B

Alphabetischer Index – Alphabetical Index

B

	Page		Page
BERGMANN, scalpels	26	Bone Rongeurs	1030
wound and tracheal retractors	364	Bone shears	116
BERKELEY-BONNEY, hysterectomy forceps	266	BONNER MODELL, micro suture tying forceps	139
BERNHARD, towel clamps	203	BONNEY, dissecting forceps	158
uterine tenaculum forceps	674	polypus- and ovum forceps	688
BERRY, DUROGRIP wire twisters	312, 1068	tissue forceps	177
BETHUNE, rib shears	857	Boomerang needle holders	326, 623
BEYER, bone rongeurs	1029, 1032	Boring wires	1058, 1059
BIEMER, approximator for nerves	212	BOROWSKI, aorta valve retractors	884
approximators	211	BORST, fixation clamps	842
clip applying forceps	210, 211	BOSE, self-retaining retractors	456
micro vein scissors	51	wound and tracheal hooks	364
vessel clips	210	Bougies, metal	600
BIEMER-MÜLLER, approximators	211	urethral	629, 630
BIER, amputation saws	922	Bowel scissors	125, 567
Biopsy curettes, endometrial	698	Bowls, round	1108
Biopsy forceps	699-704, 706	BOWMAN, probes	347
Biopsy forceps, attachments	581, 704, 705	Bows, traction	1060-1062
rectum	580-582	BOYS-ALLIS, artery grasping forceps	196
Bioptome	852	intestinal and tissue grasping forceps	196, 538
Bipolar adapter	522, 533	BOZEMANN, uterine dressing forceps	672, 673, 675
Bipolar clamps	531	uterine scissors	119
Bipolar coagulation forceps	523-529	vaginal specula	658
Bipolar connecting cables	532-534	BOZEMANN-DOUGLAS, uterine dressing forceps	673, 675
Bipolar dissecting scissors	530	BRAITHWAITE, skin grafting knives	35
Bipolar forceps	620	BRAND, tendon holding forceps	195
BIRCHER, meniscus- and cartilage forceps	1043	BRAUN, organ- and tissue grasping forceps	197
BIRCHER-GANSKE, meniscus- and cartilage forceps	1043	uterine depressor	671
BIRKETT, hemostatic forceps	228	uterine tenaculum forceps	678
BISHOP-HARMON, delicate tissue forceps	168	vaginal specula	648
Bladder neck spreaders	622	BRAUN-STADLER, episiotomy scissors	124, 724
Bladder retractors	496, 617	sternum shears	856
Bladder spatula	496, 617	Breakers, plaster	1087
Blades, microsurgical	45	BREISKY, vaginal specula	653
scalpel	42, 43	BRIDGE, hemostatic forceps	230
BLAKE, embolus grasping forceps	846	BRISTOW, bone levers	933
gall stone forceps	603	BRODIE, directors	342
uterine curettes	711	rectal probes	579
Blood scoops	453	BROM, vein hooks	357
BLOUNT, knee retractors	400, 1045	Bronchus clamps, ATRAUMATA	812
BLUMENTHAL, bone rongeurs	1028	Bronchus forceps	845
Bone biopsy trephines	1057	BROPHY, delicate dissecting forceps	155
Bone clamps	1025	tissue forceps	173
Bone curettes	981-989	BROWN, tissue forceps	170
Bone cutting forceps	859, 1038-1042	BRUNELL, hand drills	1054
Bone drills	1055	BRUNNER, guiding probes	336
Bone files	978-980	ligature needles	336, 1056
Bone holding forceps	1016-1024	retractors	418, 419
Bone holding forceps, self-centering	1023	rib shears	858
Bone levers	932-945, 947-959	sigmoid anastomosis forceps	561
Bone punches	892-898	BRUNS, bone curettes	984, 987
Bone rasps	978-980	plaster scissors	135, 1084
Bone rasps, DUROGRIP	979	BRYANT, sponge- and dressing forceps	184
Bone retractors	387, 388	BRÜNING, extension cannula	705



Alphabetischer Index – Alphabetical Index

B - C

A - Z

Page	Page		
BRÜNING, tongue spatula	4	CASPAR, rongeurs	904-906, 910
BUCHWALD, tongue spatula	4	scalpel handles	44
BUCK, cotton applicators	349	self-retaining retractors for spine	478, 479
BUCK-GRAMCKO, bone levers	932	tampers	997
Bulldog clamps	216, 217, 786, 787	CASTANEDA, ATRAUMATA anastomosis- and multi-purpose-clamps	791
Bulldog clamps, ATRAUMATA	218, 219, 788-790, 820, 821	CASTROVIEJO, delicate tissue forceps	168
Bulldog scissors	76	DUROGRIP needle holders	286, 287, 773, 774
BUMM, placenta- and ovum curettes	713	eye scissors	49
uterine curettes	710	micro needle holders	282, 770
BUNNEL, tendon passing probes	1048	micro scissors	48
tendon strippers	1047	Catheters introducing forceps	15
BUNT, safty pins	207	Catheters, urinary	627
BURKE, parametrium clamps	271, 692, 693	uterine irrigation	717
Burrs, trepanation	1052, 1053	CATLIN, amputation knives	28, 917
BUSHE, bone curettes	986	CAWTHORNE, cotton applicators	347
Büchs, cheek retractors	407	Cerclage wires	1065
raspatories	972	CHADWICK, delicate scissors	67
BÖHLER, bone cutting forceps	1040	CHAMPIONNIÈRE, bone drills	1055
bone rongeurs	1032	CHAPUT, artery grasping forceps	196
traction bows	1062	intestinal and tissue grasping forceps	196, 538
C		CHARNLÉY, tissue forceps	178
Cables for elektrode handles	506, 513	CHARRIÈRE, amputation saws	921, 922
Cables, bipolar	532-534	CHEATTLE, sterilizing forceps	1109
monopolar	522	Cheek retractors	405-407
CAIRNS, bone flap elevators	930	CHERON, sponge- and dressing forceps	189
dura retractors	360	Chisels	998-1003, 1006-1008, 1010
hemostatic forceps	223	Chisels, osteophyte	962, 998
CAIRNS-DOTT, delicate dissecting forceps	154	sternum	856
Calculators, gestation	720	Cholecystectomy forceps	592
Calipers	8	Chucks, drilling	1064
Cannula, coagulation	521, 1105	Circumcision clamps	631
hemorrhoidal	587	CITELLI, punches	892
irrigation	598, 886, 1104	CITELLI-BEYER, punches	892
suction	885, 886, 1091-1102, 1104, 1105	Clamps, anastomosis	559, 843
uterine	716, 717	appendectomy	557
vessel irrigation	846	ATRAUMATA anastomosis	560, 791-793, 799, 808, 822, 823, 825, 828-831
CANNY-RYALL, retractors	386	ATRAUMATA aorta	811, 816, 817, 832
CARBOTRAC retractor	412	ATRAUMATA aorta aneurysm	813-815
Cardiovascular scissors	108-111, 114	ATRAUMATA aorta-anastomosis	818, 819
Carotid shunt clamps	842	ATRAUMATA bronchus	812
CARREL, hemostatic forceps	220	ATRAUMATA bulldog	218, 219, 788-790, 820, 821
Cartilage forceps	1043	ATRAUMATA coarctation	804, 826, 827
Cartilage knives	918	ATRAUMATA compression forceps	612
Cartilage scissors	81, 89	ATRAUMATA iliac	807
Cartilage slitting knives	32	ATRAUMATA intestinal	547, 548, 550, 552, 555
Cases, needle	279	ATRAUMATA kidney	608, 796
CASPAR, bone curettes	988, 989	ATRAUMATA kidney pedicle	612
knot tier	339	ATRAUMATA multi-purpose	791-793, 809, 810, 824, 825, 828, 833, 834
nerve and vessel hooks	359	ATRAUMATA pankreas	796
raspatories	969	ATRAUMATA parametrium	268, 269
retractors	408	ATRAUMATA patent ductus	805, 806, 826, 827

Alphabetischer Index – Alphabetical Index

C

A - Z

	Page		Page
Clamps, ATRAUMATA pediatric	821	COLLIN, ATRAUMATA organ- and tissue grasping forceps	191, 837
ATRAUMATA peripheral	805-807	clip removing forceps	352
ATRAUMATA pressure	272, 560	dressing and sponge holding forceps	192
ATRAUMATA stomach	557	hemostatic forceps	241
ATRAUMATA tangential occlusion	801, 802	intestinal grasping forceps	541
ATRAUMATA vaginal	267	kidney elevating forceps	613
ATRAUMATA vascular	803	organ- and tissue grasping forceps	192
ATRAUMATA vena cava	800	retractors	380
bipolar	531	sponge- and dressing forceps	189, 192
bone	1025	tongue forceps	16
bulldog	216, 217, 786, 787	umbilical cord clamps	724
carotid shunt	842	uterine curettes	711
circumcision	631	uterine elevating forceps	688, 689
colectomy	554	vaginal specula	636
fixation	842	COLLIN-HARTMANN, retractors	378
gastro intestinal	556	Common bile duct dilators	601
intestinal	547-551, 553-556, 558	Compression apparatus	916
kidney	608-610	Compression bandages	916
kidney pedicle	611, 612	Compression forceps	273
parametrium	270, 271, 692, 693	Compression forceps, ATRAUMATA	272
penis	625	Conductors	925
pressure	273, 584, 612	Cone Knives	696
pylorus	558	CONE, hemi-laminectomy retractors	469
spermatic cord fixation	625	Contractors, rib	877
towel	201-206	CONVERSE, DUROGRIP needle holders	307
tubing	17, 18	fine retractors	363
twin	556	needle holders	299
umbilical cord	724	COOLEY, ATRAUMATA anastomosis	792, 793, 825, 828
ureteral tunnel	254, 691	and multi-purpose clamps	
vascular	844	ATRAUMATA anastomosis clamps	822, 823, 829, 831
venous plexus	619	ATRAUMATA aorta clamps	832
CLAR, head lights	3	ATRAUMATA bulldog clamps	820, 821
CLAUS VAN EICKEN, ligature needles	333	ATRAUMATA coarctation clamps	826, 827
Clip applier	738-745	ATRAUMATA dissecting forceps	161, 783
Clip applying forceps	210, 211, 352	ATRAUMATA multi-purpose clamps	824, 833
Clip removing forceps	352	ATRAUMATA patent-ductus clamps	826, 827
Clip, titanium ligature	738, 740, 742, 744	atrium retractors	882
Clips, ATRAUMATA vascular	214, 215, 784, 785	cardiovascular scissors	114
suture	352	sternum retractors	873
vessel	210, 213	COOLEY MODIF. STRUCK, atrium retractors	883
Cloth scissors	132-135, 1082	COOLEY-BECK, ATRAUMATA anastomosis clamps	822
CLOWARD, lamina spreaders	481	COOPER, ligature needles	334
CLOWARD MODIF., self-retaining retractors for spine	480	surgical scissors	73
Coagulation cannula	521, 1105	Corneal forceps	151
Coagulation forceps, bipolar	523-527	Coronary scissors	59
Coarctation clamps, ATRAUMATA	804	CORYLLOS, retractors	425
Coarctations clamps, ATRAUMATA	826	COTTE, bulldog scissors	76
COBB, raspatories	974	fine wound retractors	361
COBBETT, skin grafting knives	35	fishtail osteotomes	1001
Colectomy clamps	554	fixation forceps	165
COLLER, hemostatic Forceps	224	mallets	992
COLLEY, delicate dissecting forceps	155, 783	osteotomes	1001
COLLIN, abdominal retractors	482	raspatories	965, 969
ATRAUMATA intestinal grasping forceps	544	wound and vein retractors	373



Alphabetischer Index – Alphabetical Index

C – D

A – Z

Page

Page

COTTE-KNAPP, dissecting scissors	77	DE BAKEY, ATRAUMATA coarctation clamps	804
COTTE-MASING, dissecting scissors	77	ATRAUMATA dissecting and ligature forceps	798
Cotton applicators	347-351	ATRAUMATA dissecting forceps	160, 161, 546, 567, 782, 783
CRAFOORD, hemostatic forceps	229	ATRAUMATA iliac clamps	807
vascular clamps	844	ATRAUMATA multi-purpose clamps	809, 810
CRAFOORD MODIF., hemostatic forceps	230	ATRAUMATA patent-ductus clamps	805, 806
CRAFOORD-SELLORS, vascular clamps	844	ATRAUMATA peripheral vascular clamps	805-807
CRILE, hemostatic forceps	222, 224	ATRAUMATA tangential occlusion clamps	801
needle holders	305	cardiovascular scissors	110
nerve and vessel hooks	357	dissecting scissors	80
retractors	379	DUROGRIP needle holders	313, 314, 776, 777
CRILE-MURRAY, needle holders	300	DUROTIP gall duct scissors	597
CRILE-WOOD, DUROGRIP needle holders	309	DUROTIP vascular scissors	100
needle holders	300	femur retractors	473
Curettes vacuum	714, 1090	offset scissors	111
Curettes, bone	981-989	rib spreaders	870, 871
endometrial biopsy	698	suction cannula	885, 1094
ovum	713	vascular dilators	847
placenta	713	DE BAKEY (LAMBERT MODIF.), ATRAUMATA	819
uterine	708-711	aorta anastomosis clamps	
CUSCO, vaginal specula	637, 638	DE BAKEY (MORRIS MODIF.), ATRAUMATA aorta clamps	811
CUSHING, burrs	1052	ATRAUMATA sigmoid anastomosis forceps	563
delicate dissecting forceps	155	DE BAKEY-BAINBRIDGE, ATRAUMATA hemostatic forceps	794
DUROGRIP dissecting forceps	164	DE BAKEY-BECK, ATRAUMATA vena cava clamps	800
nerve and vessel hooks	357, 359	DE BAKEY-HARKEN, ATRAUMATA vena cava clamps	800
rongeurs	902, 903, 906	DE BAKEY-HESS, bulldog clamps	217, 787
tissue forceps	173	DE BAKEY-MC QUIGG-MIXTER, ATRAUMATA	797
wound and vein retractors	375, 376	dissecting and ligature forceps	
CUSHING-KOCHER, wound and vein retractors	374	DE BAKEY-MIXTER, ATRAUMATA	797
Cutters heads, Elektra II	9	dissecting and ligature forceps	
Cutters, nail	12	DE BAKEY-PEAN, ATRAUMATA hemostatic forceps	795
wire	1072-1074, 1076-1078	DE BAKEY-RUMEL, dissecting and ligature forceps	797
Cutting electrodes	509	DE BAKEY-SATINSKY, ATRAUMATA	802
Cystic forceps	591, 593	tangential occlusion clamps	
CZERNY, gall stone forceps	604	DE LEE, pelvimeters	720
organ- and tissue grasping forceps	197	DE MARTEL, conductors	925
rectal specula	570	DE MARTEL-WOLFSON, anastomosis clamps	559
retractors	384	closing forceps	559
uterine tenaculum forceps	679	DEAVER, retractors	429-434
		surgical scissors	75
		Delicate dissecting forceps	153, 783
		Delicate dissecting scissors	62, 76, 78, 80, 81
		Delicate dissecting scissors, NOIR	105
		Delicate hemostatic forceps	220-230
		Delicate scissors	61, 63-70
		DEMEL, wire guides	1066
		wire tightening- and twisting forceps	1065
		DENIS-BROWNE, abdominal retractors	490
		intestinal dissecting forceps	543
		intestinal forceps	180
		Depressors	453
		Depressors, uterine	671
		DERF, DUROGRIP needle holders	307
		needle holders	299

D

DANDY, hemostatic forceps	221	ATRAUMATA anastomosis- and multi-purpose clamps	792
DARTIGUES, kidney elevating forceps	613	ATRAUMATA aorta aneurysm clamps	813-815
uterine elevating forceps	689	ATRAUMATA aorta clamps	817
DAUBENSPECK, bone curettes	985	ATRAUMATA bulldog clamps	218, 219, 788-790
DAVIDSON, scapula retractors	426, 880		
DAVIS, vascular spatula	850		
DE BAKEY, arteriotomy scissors	80		
ATRAUMATA anastomosis- and multi-purpose clamps	792		
ATRAUMATA aorta aneurysm clamps	813-815		
ATRAUMATA aorta clamps	817		
ATRAUMATA bulldog clamps	218, 219, 788-790		

Alphabetischer Index – Alphabetical Index

D

	Page		Page
Dermal punches	33	Dissecting suction tubes	1103
Dermatomes	34, 35	Dissectors	849, 850, 928, 929
DERRA, ATRAUMATA anastomosis- and multi-purpose clamps	793	Dissectors, phlebo suction	889 1103
DERRA-COOLEY, ATRAUMATA anastomosis clamps	823	tonsil suction	1103
DESCHAMPS, ligature needles	329-333	Distractor	1014
DEJARDINS, dissecting and ligature forceps	256	DITTEL, metal bougies and dilating sounds	600
gall duct probes	599	urethral bougies and dilating sounds	629
gall duct- and cystic forceps	591	DIXON-LOVELACE, hemostatic forceps	225
gall stone forceps	605	DOCKHORN, retractors	408
gall stone scoops	602	Double ended probes	346
DESMARRES, wound and vein retractors	373	DOYEN, abdominal retractors	444, 446
DIADUST micro forceps	145, 147, 149, 150, 753, 755, 757, 769	ATRAUMATA intestinal clamps	548, 550
DIADUST micro needle holders	289, 291-298, 759-767, 769	directors	342
DIADUST needle holders	767	gall bladder forceps	596
Diathermy forceps, monopolar	516-519	intestinal clamps	548-550
DICK, ATRAUMATA anastomosis clamps	808	myoma screw	690
ATRAUMATA compression forceps	272	needle holders	299
ATRAUMATA pressure clamps	560	polypus- and ovum forceps	687
DIEFFENBACH, bulldog clamps	216, 786	raspatories	976
DIETHRICH, ATRAUMATA aorta clamps	816	rib raspatories	861
cardiovascular scissors	110	towel clamps	202
micro bulldog clamps	217, 787	vaginal specula	650, 651, 654
DIETHRICH-HEGEMANN, cardiovascular scissors	110	DOYEN-CHILD, abdominal retractors	447
Dilating sounds, gall duct	600	Draw-in forceps, vascular grafts	854
urethral	629, 630	Dressing forceps	10, 184-190, 192, 193
Dilators, common bile duct	601	Drilling chucks	1064
gall duct	600	Drills	1054, 1055
tracheal	474	Drills, trepanation	1052, 1053
umbilical	724	Ductus clamps, ATRAUMATA	805, 826, 827
uterine	662-666	DUNHILL, hemostatic forceps	222, 227
vascular	847, 848	DUPLAY, sponge- and dressing forceps	185
DINGMANN, bone holding forceps	1017	uterine tenaculum forceps	677
DINGMANN MODIF., bone holding forceps	1017	Dura hooks	361-363
Directors	342, 579	Dura retractors	360
Directors, grooved	929	Dura scissors	112
with wire loops	343, 579	DURHAM, retractors	405
Disposable scalpels	22-24	DUROGRIP, bone rasps	979
Dissecting forceps	156-158, 244-256, 619, 840, 841	dissecting forceps	162-164
Dissecting forceps, angular	167	micro needle holders	774
ATRAUMATA	160-162, 546, 567, 782, 783, 797, 798	needle holders	286, 287, 307-310, 312- 325, 568, 773-779
bayonet-shaped	166	needle holders with scissors	311
delicate	151-155, 783	suture forceps	163, 178
DUROGRIP	162-164, 543	wire holding forceps	1067
Dissecting hooks	376	wire twisters	312, 1067, 1068
Dissecting scissors	76, 77, 79-89, 618	DUROTIP ligature scissors	104
Dissecting scissors, bipolar	530	DUROTIP scissors	92-100, 597
delicate	62, 63, 76, 78, 80, 81	DUROTIP uterine scissors	103
DUROTIP	94-99, 101-103	DUROTIP Wavecut scissors	101-103
micro	53	DUROTIP wire cutting scissors	100
nerve	63	DUVAL, intestinal dissecting forceps	543
NOIR	105-107	intestinal forceps	180
		intestinal grasping forceps	542



Alphabetischer Index – Alphabetical Index

D – F

A – Z

	Page		Page
DUVAL, lung grasping forceps	839	FARRELL, cotton applicators	348, 350
DUVAL-COLLIN, intestinal grasping forceps	541	FAURE, biopsy forceps	700
		peritoneum forceps	260
		FAVOLORO, cardiovascular scissors	111
		FEILCHENFELD, splinter forceps	181
E		Femur retractors	473
Ear hooks	356	FERGUSSON, bone holding forceps	1018
EAST GRINSTEAD (WARD), chisels	1002	pressure clamps	584
osteotomes	1002	suction cannula	1095, 1096, 1102
EASTMAN, chisels	1002	FERGUSSON-ACKLAND, mouth gags	14
vaginal specula	652	FERRIS-SMITH, DUROGRIP dissecting forceps	163
ECHLIN, bone rongeurs	1033	Fibre light attachment	574, 575
ECKHOFF, mapping pen	25	Fibre light carrier	575
Electric hair clippers	9	FICKLING, hemostatic forceps	237
Electrode handles	506-508, 513	Files, bone	978-980
Electrode handles, single use	508	nail	13
Electrodes, ball	510, 511, 514	Fine retractors	360, 363
cutting	509	Fine wound retractors	361, 362
knife	509, 511	Finger goniometer	8
loop	509, 514	Finger ring saws	1079
needle	509-512, 514	FINOCHIETTO, dissecting and ligature forceps	251, 840
plate	510	DUROGRIP needle holders	318
wire loop	511, 512	rib spreaders	866-868
Elevators	930, 931, 963	thoracic retractors	864, 865
Embolus grasping forceps	846	FINOCHIETTO-BURFORD, rib spreaders	869
EMMET, fistula hooks	372	FINSEN, self-retaining retractors	456
sponge- and dressing forceps	189	FINSEN MODIF., self-retaining retractors	456
Endarterectomy strippers	851	FINSTERER, suction and irrigation cannula	886, 1104
Endometrial biopsy curettes	698	FISCH, dura retractors	363
Endospecula for cervix and urethra	667	Fishtail osteotomes	1001
ENGEL, plaster saws	1082	Fistula hooks	372
ENGL. MOD., towel clamps	201	Fistula knives	30
Enucleation scissors	77	Fistula probes	343, 579
Episiotomy scissors	124, 724	Fixation clamps	842
EPPENDORF, biopsy forceps	703	Fixation device, abdominal retractors	448
ESMARCH, compression bandage	916	Fixation forceps	165
plaster knives	1082	Flap knives	28, 917
plaster scissors	135, 1083	Flat-nosed pliers	1069, 1070
Ethmoidal forceps	899-901	FOMON, bone files	979
Exploration hooks	359	lower lateral scissors	77
Extension cannula	705	rasps	979
Extraction pliers for boring wires	1070, 1071	retractors	370
Extractors, phleb	889	Forceps, applying, bulldog clamps	216, 786
Eye forceps	168	artery grasping	196
Eye scissors	49	ATRAUMATA compression	272
		ATRAUMATA dissecting	160-162, 782, 783, 797, 798
F		ATRAUMATA gall bladder	595
FARABEUF, bone holding forceps	1019	ATRAUMATA hemorrhoidal	584
raspatories	971	ATRAUMATA hemostatic	794, 795
retractors	379	ATRAUMATA hysterectomy	267
FARABEUF-COLLIN, raspatories	971	ATRAUMATA intestinal	544, 568
FARABEUF-LAMBOTTE, bone holding forceps	1019	ATRAUMATA intestinal grasping	544, 545
		ATRAUMATA ligature	797, 798
		ATRAUMATA lobe grasping	622

Alphabetischer Index – Alphabetical Index

F

	Page		Page
Forceps, ATRAUMATA organ grasping	191, 544, 545, 835-837	Forceps, kidney elevating	613
ATRAUMATA ovum	687	kidney stone	614-616
ATRAUMATA polypus	687	ligature	158, 244-256, 840, 841
ATRAUMATA rectal anastomosis	566	ligature holding	326, 622
ATRAUMATA sigmoid anastomosis	563, 564	lung grasping	180, 838, 839
ATRAUMATA tissue grasping	191, 544, 545, 835-837	malleolar	1016
ATRAUMATA ultra-light	159, 781	membrane puncturing	722
biopsy	699-704, 706	meniscus	1043
biopsy for rectum	580-582	micro	139-143, 145, 147, 149, 753, 755, 757, 769
bone cutting	859, 1038-1042	micro, jeweler patterns	138
bone holding	1016-1024	micro, suture tying	139
bone holding, self-centering	1023	monopolar diathermy	516-518, 520
bronchus	845	nail extracting	1079
caesarean section	730, 731	nail splitting	1079
cartilage	1043	obstetrical	726-729
catheters introducing	15	organ grasping	190, 192, 193, 197-199, 540, 543, 839
cholecystectomy	592	ovum	685-688, 732-735
clip applying	210, 211, 352	patella	1016
clip removing	352	peritoneum	257-260
closing	559	pick-up	19
coagulation, bipolar	523-529	placenta	732-735
compression	273	polypus	685-688
corneal	151	reposition	1014-1016
cross ligament passing	195	rib holding	859
cystic	591, 593	scalp flap	731
delicate	783	sequestrum	1017
DIADUST	145, 147, 149, 150, 753, 755, 757, 769	sigmoid anastomosis	561, 562
dissecting	156-158, 163, 164, 244-256, 619, 840, 841	sinus	184
dissecting, angular	167	splinter	181
dissecting, bayonet-shaped	165, 166	sponge	10, 185-190
dissecting, delicate	151-155	sponge holding	184, 192, 193
dissecting, diathermy	519	sterilizing	1109
dressing	10, 184-190, 192, 193	suture	163, 178
dressing nasal	165-167	suture tying	139, 140, 143
DUROGRIP	162, 163, 178	tendon holding	195
embolus grasping	846	tendon interlacing	194
ethmoidal	899-901	tendon passing	195
eye	168	tendon seizing	194
fixation	165	tissue	168, 170, 173-179
foreign body	200, 626	tissue grasping	190, 192, 193, 196-199, 538-540, 543
foreskin grasping	625	tissue, delicate	168, 169, 171, 172
gall bladder	594-596	tongue	16
gall duct	590-593	tonsil	240
gall stone	603-605	tumor	179
grasping for ligamentum flavum	913	tumor grasping	909
hemorrhoidal	583, 585	ureter, ATRAUMATA	624
hemostatic	231-241	uterine dressing	672, 673, 675
hemostatic, delicate	220-230	uterine elevating	688, 689
Hysterectomy	262	uterine tenaculum	674-684
intestinal	180, 543	vascular	179
intestinal dissecting	543	wire cutting	1068
intestinal grasping	538, 539, 541, 542		



Alphabetischer Index – Alphabetical Index

F – G

A – Z

Page	Page
Forceps, wire holding wire holding, DUROGRIP wire tightening wire twisting	1070, 1071 1067 1065 1065
Foreign body forceps	200, 626
Foreskin grasping forceps	625
FORMBY, suction cannula	1097
FOWLER, tonsil knives	31
Frame, suture holding	621
FRASER-KELLY (CRILE), hemostatic forceps	226
FRAZIER, dura retractors suction cannula	360 1096
FREER, chisels dissectors fine retractors gouges raspatories	998 849 361 998 963–965
FREE-R-YASARGIL, raspatories	965
FRIEDMAN, bone rongeurs	1026
FRITSCH, abdominal retractors	445
FRYKHOLM, bone rongeurs	1033
FUCHSIG, hemostatic forceps	225
FÖRSTER-BALLENGER, gall bladder forceps sponge holding and dressing forceps	594 190
G	
GABRIEL, hemorrhoidal cannula hemorrhoidal syringes rectal specula	587 587 573
Gags, mouth	14, 15
GALABINS, uterine probes	670
Gall bladder forceps	594–596
Gall bladder forceps, ATRAUMATA	595
Gall bladder scissors	596
Gall duct dilators	600
Gall duct forceps	590–593
Gall duct probes	598, 599
Gall duct scissors	597
Gall duct scissors, DUROTIP	597
Gall stone forceps	603–605
Gall stone scoops	602
GALLAHER, bone files	978
GARRETT, vascular dilators	848
Gastro-intestinal clamps	556
GELPI, skin retractors vaginal retractors	473 473, 659
GEMINI, dissecting and ligature forceps	248
GERALD, delicate dissecting forceps delicate tissue forceps	154 172
micro forceps	149, 757
Gestation calculators	720
GIERTZ-STILLE, rib shears	858
GIGLI, wire saws	924
GILLIES, delicate dissecting forceps delicate tissue forceps	154 172
DUROGRIP needle holders with scissors	311
fine retractors	362
monopolar diathermy forceps	517
needle holders with scissors	304
osteotomes	999
suction cannula	1101
GLASSER, DIADUST micro needle holder	296, 766
GLOVER, ATRAUMATA anastomosis clamps ATRAUMATA bulldog clamps	799 218, 219, 788, 789
GLUCK, rib shears	857
GOELET, Retractor	386
GOLDMAN-FOX, DUROTIP scissors	92
GOLIGHER, abdominal retractors	488
Goniometers	8
GORNEY, dissecting scissors suction dissectors SuperCut scissors	81 1103 90
GOSLEE, wire bending pliers	1069
GOSSET, abdominal retractors	485
Gouges	998–1001, 1003, 1007, 1008, 1010, 1011
Gouges, lamina scoliosis operations spongiosa	1009 1008 1009, 1010
GOULIAN, skin grafting knives	34
GOURDET, uterine scoops	707
GRAEFE, dissecting scissors nerve- and vessel hooks skin hooks tissue forceps	76 356 360 170
Grasping forceps for ligamentum flavum	913
Grasping forceps, artery ATRAUMATA intestinal ATRAUMATA lobe	196 544, 545, 568 622
ATRAUMATA organ	191, 544, 545, 835–837
ATRAUMATA tissue	191, 544, 545, 835–837
embolus	846
foreskin	625
intestinal	180, 538–543
lung	838, 839
organ	197–199, 540, 543
tissue	196–199, 538–540, 543
tumor	909
uterine	197
GRAVE, vaginal specula	640
GRAY, cholecystectomy forceps dissecting and ligature forceps	592 256
GREEN-ARMYTAGE, caesarean section hemostatic forceps	730, 731
GREENE, cheek retractors	406
GREGORY, atraumatic profunda clamps	798
GREY-TURNER, hemostatic forceps	227

Alphabetischer Index – Alphabetical Index

G – H

A – Z

	Page		Page
Grooved directors	929	Head mirrors	2
GROSS , sponge- and dressing forceps	10, 185	HEANEY , ATRAUMATA hysterectomy forceps	267
GRUENWALD , dissecting forceps, bayonet-shaped	166	DUROGRIP needle holders	315
DUROGRIP dissecting forceps	164	hysterectomy forceps	261
Guide needles	353	needle holders	302
Guides, wire	1066	uterine curettes	711
Guiding probes	336-338	vaginal specula	652
GULEKE , bone rongeurs	1030	HEANEY MODIF. , hysterectomy forceps	261
GUTHRIE , skin hooks	360	HEANEY-BALLENTINE , Hysterectomy Forceps	262
GUYON , ATRAUMATA kidney clamps	608	HEANEY-REZEK , Hysterectomy Forceps	261
kidney clamps	608-610	HEATH , clip removing forceps	352
urethral bougies and dilating sounds	630	mallets	996
GWILLIAM , hysterectomy forceps	266	HEGAR , DUROGRIP needle holders	310
Gynecology scissors	117-121	needle holders	302
		uterine dilators	662-664
		HEGAR-MAYO , DUROGRIP needle holders	310
		HEGAR-MAYO-SEELEY , DUROGRIP needle holders	309
		HEGAR-OLSEN , DUROGRIP needle holders with scissors	311
		needle holders with scissors	304
		HEGAR-OLSEN MODIF. LANGE ,	311
		DUROGRIP needle holders with scissors	
		HEGENBARTH , clip applying forceps	352
		HEIMING , kidney stone forceps	614
		HEISS , dissecting and ligature forceps	250
		hemostatic forceps	227
		HEISTER , mouth gags	14
		HELLBERG/KUPKA , DUROGRIP needle holders	321, 775
		Hemi-laminectomy retractors	469
		HEMINGWAY , bone curettes	982
		Hemorrhoidal cannula	587
		Hemorrhoidal forceps	583, 585
		Hemorrhoidal forceps, ATRAUMATA	584
		Hemorrhoidal ligators	585, 586
		Hemorrhoidal syringes	587
		Hemostatic forceps	231-241
		Hemostatic forceps, ATRAUMATA	794, 795
		caesarean section	730, 731
		delicate	220-230
		HENCKEL-TILLEY , rongeurs	900
		HENDERSON , self-retaining retractors	465
		HENNIG , plaster spreaders	1087
		HERFF , membrane puncturing forceps	722
		HERRICK , kidney pedicle clamps	611
		HERTZLER , abdominal retractors	485
		rib spreaders	866
		HERZ , tendon seizing forceps	194
		HESS , nerve root retractors	376
		HEY GROVES , bone holding forceps	1022
		HEYWOOD-SMITH , gall bladder forceps	594, 595
		hemorrhoidal forceps	583
		organ- and tissue grasping forceps	193
		polypus and ovum forceps	685, 686
		sponge holding and dressing forceps	192, 193
		tongue forceps	16
H			
HAASE, reposition forceps	1014		
HABERER, abdominal and intestinal spatula	450		
HAIGHT, rib spreaders	867		
Hair clippers, electric	9		
HAJEK , irrigation cannula	598		
mallets	993		
retractors	385		
HAJEK-KOFLER , punches	893, 894		
HAKANSSON , bone rongeurs	1028		
HALLE , bone curettes	985		
dissectors	849		
elevators	963		
HALSEY , DUROGRIP needle holders	307, 308		
needle holders	299		
HALSTED , hemostatic forceps	225		
HALSTED-MOSQUITO , hemostatic forceps	220, 226		
Hand drills	1052-1054		
Hand fixation plate	1049		
Handles, electrode	506-508, 513		
scalpel	38-41, 44, 45, 618		
suction	1092		
VARIO retractor system	421		
HARRINGTON , lung spatula	422, 878		
retractors	422		
HARRINGTON-PEMBERTON , lung spatula	879		
retractors	423		
HARTMANN , ATRAUMATA intestinal clamps	548		
cotton applicator	351		
intestinal clamps	548		
tuning forks	6		
HARVEY , wire cutting pliers	1074		
wire cutting scissors	129, 1073		
HARVEY JACKSON , self-retaining laminectomy retractors	470		
HASSON , retractors	428		
Head lights	3		
Head lights, accessories	3		



Alphabetischer Index – Alphabetical Index

H – J

A – Z

Page	Page
HEYWOOD-SMITH MODIF., gall bladder forceps	596
hemorrhoidal forceps	583
sponge holding and dressing forceps	192
HIBBS, osteotomes	1004
retractors	946
HILL, raspatories	965
Hip retractors	947-959
HOHMANN, bone levers	940
HOHMANN-ALDINGER, bone levers	943
Holders, clamp	559
needle	299-303, 305
needle, DUROGRIP	286, 568
needle, with scissors	304
swab	582
Hollow mills	1057
HOLZBACH, abdominal retractors	483
hysterectomy forceps	265
Hooks, coagulation	359
dissecting	376
dura	361-363
ear	356
exploration	359
fistula	372
I.U.D. removing	697
nerve	356-359, 376
saddle	369
skin	360-363
spermatic cord	625
tendon	373
tendon double	369
tracheal	364
vein	357
vessel	356-359
wound	364
HOPT, ATRAUMATA kidney and pankreas clamps	796
HOUSE, suction adapter	1099
suction and irrigation cannula	1104
HOWARTH, raspatories	964
HUDSON, burrs	1052
delicate dissecting forceps	151
hand drills	1052
tissue forceps	170
HUDSON DOWNS, burrs	1053
hand drills	1053
HUMBY, skin grafting knives	35
HUNTER, splinter forceps	181
HURD, ligature needles	332
Hysterectomy Forceps	262
Hysterectomy forceps, ATRAUMATA	267
Hysterectomy scissors	120
Hysterectomy scissors, DUROTIP	100
HÖSEL, DUROGRIP needle holders	324
retractors	411, 569
I	
Iliac clamps, ATRAUMATA	807
Iliaca retractor	475
ILNER, fine retractors	363
Incisions scissors	75
INGE, lamina spreaders	481
Ink pot	25
Instruments oil	1112
Instruments, tunneling	853
Interosseus knives	918
Intestinal clamps	547-551, 553-556, 558
Intestinal clamps, ATRAUMATA	547, 548, 550, 552, 555
Intestinal dissecting forceps	543
Intestinal forceps	180, 543
Intestinal grasping forceps	538, 539, 541, 542
Intestinal grasping forceps, ATRAUMATA	544, 545, 568
Intestinal needles	278
Intestinal spatula	435, 436, 450, 451
Irrigation cannula	598, 886, 1104
Irrigation cannula, vessel	846
IRWIN, self-retaining retractors	467
ISRAEL, retractors	393
IVES-FANSLER, anuscopes	572
J	
JACKSON, tendon seizing forceps	194
vaginal specula	650
JACKSON-BURROWS, self-retaining retractors	472
tissue forceps	177
JACOBS, uterine tenaculum forceps	682
JACOBSON, bone curettes	981
hemostatic forceps	221, 226
micro needle holders	282, 770
micro scissors	52
JAMESON, dissecting scissors	79
needle holders	302
SuperCut scissors	90
JAMESON-WERBER, dissecting scissors	79
JANSEN, bone curettes	981, 982
bone rongeurs	1028, 1029
dissecting forceps, bayonet-shaped	165
raspatories	972
self-retaining retractors	458
JAVID, Carotid shunt clamps	842
JEFFERSON, delicate dissecting forceps	152
delicate tissue forceps	169
self-retaining retractors	464
JENKNER, instruments for tunneling	853
and pulling-through vascular grafts	
JOHNS-HOPKINS, applying and removing forceps	216, 786
bulldog clamps	216, 786
JOLL (FRIEDMAN), thyroid- and vaginal retractors	472, 659

Alphabetischer Index – Alphabetical Index

J - K

	Page		Page
JONES, towel clamps	201	KILNER, dissecting scissors	79
JONESCO, ligature needles	333	DUROGRIP needle holders	308
JOSEPH, bone files	978	fine retractors	361
delicate scissors	61, 70	needle holders	300
nasal knives	32	retractors	377, 383
raspatories	961	KING COLLEGE HOSPITAL, cotton applicator	349
skin hooks and retractors	362	KIRSCH, retractors	405
SuperCut scissors	90	KIRSCHNER, abdominal retractors	494, 495
JUDD-ALLIS, organ- and tissue grasping forceps	540	boring wires	1058, 1059
JÄGER, skin hooks	362	guiding probes	338
tendon- and cross ligament passing forceps	195	traction bows	1060
 K		KLAPP, tendon hooks	373
KADER, abdominal and intestinal spatula	451	Kleiderscheren	1082
KALLMORGEN, vaginal specula	646	KLEINERT-KUTZ, tendon passing forceps	195
KANTROWITZ, dissecting and ligature forceps	252	KLEINSCHMIDT, appendectomy clamps	557
KAZANJIAN, bone cutting forceps	1038	KLIMA-ROSEGGER, sternal puncture needles	634
KELLY, abdominal retractors	439	KLINIKUM BERLIN, tubing clamps	17
delicate scissors	70	KLINKENBERG-LOTH, vascular scissors	115
dressing and sponge holding forceps	193	Knee retractors	399, 400, 1045
hemostatic forceps	221	Knife electrodes	509, 511
organ- and tissue grasping forceps	193	Knives, amputation	28, 29, 917, 918
placenta and ovum forceps	734	cartilage	918
polypus and ovum forceps	685	cartilage slitting	32
proctoscopes	573	cone	696
retractors	415	fistula	30
sphincterscopes	572	flap	28, 917
KERN-LANE, bone holding forceps	1020, 1021	interosseus	918
KERN-MINI, bone holding forceps	1021	meniscus	1044
KERPEL, bone curettes	983	nasal	32
KERRISON, punches	892, 898	periosteum	29, 918
punches, detachable	896-898	phalangeal	29, 918
KERSTING, ATRAUMATA sigmoid anastomosis forceps	564	plaster	1082
KEY, raspatories	972	resection	29, 918
KEYES, dermal punches	33	skin grafting	34, 35
KEYES MODIF., dermal punches	33	tonsil	31
Kidney clamps	608-610	trigeminal	31
Kidney clamps, ATRAUMATA	608, 796	Knot tier	339
Kidney elevating forceps	613	KNOWLES, bandage scissors	131
Kidney pedicle clamps	611, 612	KOCHER, ATRAUMATA intestinal clamps	552
Kidney pedicle clamps, ATRAUMATA	612	bone retractors	387
Kidney stone forceps	614-616	depressors	453
Kidney trays	1108	guiding probes	337
KIEBACK, parametrium scissors	120, 121, 692, 693	hemostatic forceps	235
ureteral tunnel clamps	254, 691	intestinal clamps	549, 551
KIELLAND, obstetrical forceps	726	ligature needles	335
KILLIAN, bone shears	116	retractors	387, 389, 390, 403, 409
probes	347	wound and vein retractors	374
raspatories	964	KOCHER-LANGENBECK, retractors	396
rectal specula	570	KOCHER-OCHSNER, hemostatic forceps	236
KILNER, cheek retractors	383	KOCHER-WAGNER, retractors	410
delicate dissecting scissors	76	KOFLER, punches	894
KOGAN, endospecula		KOGAN, endospecula	667
endospecula for cervix and urethra		endospecula for cervix and urethra	667
KRAUSE, biopsy tips		KRAUSE, biopsy tips	705



Alphabetischer Index – Alphabetical Index

K - L

A - Z

Page	Page		
KRAYENBÜHL, nerve and vessel hooks KRISTELLER, vaginal specula KRONECKER, ligature needles Krypt hooks KRÄMER, chisels for osteophytes grasping forceps for ligamentum flavum raspatories retractors rongeurs	358 641-645, 647 329 579 998 913 971, 972 407 909	LANE TRETHOWAN, bone levers LANG-STEVENSON, intestinal clamps LANGE, fistula hooks LANGE-HOHMANN, bone levers LANGE-HOHMANN MODIF., bone levers LANGENBECK, amputation saws bone holding forceps DUROGRIP needle holders elevators flap knives raspatories resection knives retractors rib raspatories LANGENBECK-GREEN, retractors LANGENBECK-MANNERFELT MODIF., retractors with triangle handle Laryngeal mirrors	933 554 372 934 935 923 1018 322 931 28, 917 971, 972 29, 918 394, 395, 398 863, 972 370 368
KRÖNLEIN, hemostatic forceps KÜMMEL, retractors KÜSTNER, uterine tenaculum forceps KÖNIG, elevators guiding probes raspatories wound and vein retractors	231 436 681 930 337 960 374	LATHBURY-FARRELL, cotton applicators LAWRENCE, dissecting and ligature forceps needle holders LAZAR, micro suture tying forceps Lead hand LEBSCHE, conductors sternum chisels LEECH-WILKINSON, biopsy forceps uterine cannula LEES, ATRAUMATA bronchus clamps LEGUEU, bladder spatula LEITZ, ATRAUMATA anastomosis clamps LEKSELL, bone rongeurs LEKSELL-STILLE, bone rongeurs LELAND-JONES, ATRAUMATA, peripheral vascular clamps LEMPERT, bone curettes bone rongeurs raspatories	348, 350 253 301 140 1049 925 856 704 716 812 496, 617 828 1033 1034 807 985 1029 962 223 435
KÖRTE, retractors KÖRTE-WAGNER, retractors	392, 436 392	Levers, bone luxation obstetric LEWIN, bone clamps LEWIS, bone rasps LEXER, dissecting scissors DUROTIP dissecting scissors gouges NOIR dissecting scissors, Wavecut osteotomes spongiosa gouges LEXER-MINI, gouges osteotomes LICHENBERG, DUROGRIP needle holders Lid retractors Ligators, hemorrhoidal	932-945, 947-959 945, 947 730 1025 978 85 95, 101 1008 107 1008, 1010 1010 1007 1007 324 458 585, 586
L LA GRANGE, delicate scissors LABORDE, tracheal dilators LAHEY (SWEET), dissecting and ligature forceps LAHEY, dissecting and ligature forceps gall duct forceps organ- and tissue grasping forceps retractors uterine tenaculum forceps LAMBERT-KAY, ATRAUMATA aorta anastomosis clamps LAMBOTTE, bone holding forceps osteotomes raspatories rib raspatories Lamina gouges Lamina spreaders Laminectomy retractors, self-retaining LANCASTER, lid retractors LANDAU, vaginal specula LANDOLT, coagulation and suction cannula dissecting suction tubes enucleation scissors raspatories scalpel handles tumor grasping forceps LANDON, vaginal specula LANE, bone holding forceps bone levers gastro-intestinal twin forceps organ- and tissue grasping forceps retractors tissue forceps towel clamps	69 474 255 255 590 197 404 678 819 1024 1001, 1005 973 863 1009 481 468, 470, 471, 476-478 458 653 521, 1105 1103 77 969 45 909 651 1020, 1021 933 556 543 384 176 202		

Alphabetischer Index – Alphabetical Index

L – M

A – Z

	Page		Page
Ligature clip, titanium	738, 740, 742, 744	LUER-STILLE, bone rongeurs	1035, 1036
Ligature discs	1065	Lung grasping forceps	180, 838, 839
Ligature forceps	158, 244–256, 840, 841	Lung spatula	422–426, 878, 879, 881
Ligature forceps, ATRAUMATA	797, 798	Luxation levers	945, 947
Ligature holding forceps	326, 622		
Ligature needles	329–336, 1056		
Ligature rubber rings	585		
Ligature scissors	128		
Ligature scissors, DUROTIP	92, 101, 104	M	
micro	60	MAC DONALD, raspatories	964
LISTER, bandage scissors	132	MAGILL, catheters introducing forceps	15
bandage- and cloth scissors	133	suction cannula	1100
sinus forceps	184	MAIER, sponge- and dressing forceps	187
Verband- und Kleiderscheren	1082	MAINGOT, hysterectomy forceps	260
LISTON, amputation knives	28, 917	Malleable spatulas	450
bone cutting forceps	1039, 1041	Malleolar forceps	1016
LISTON-KEY-HORSLEY (TUDOR EDWARDS),	859, 1042	Mallets	992–996
bone cutting forceps		MALTZ, bone rasps	978
LISTON-STILLE, bone cutting forceps	859, 1042	Mamilla markers	8
LITTAUER, ligature scissors	128	Mammaria retractors	876
LITTERL, dissecting scissors	76	MANNERFELT MODIF., gouges	998
LITTLEWOOD, uterine tenaculum forceps	683	osteotomes	998
LLOYD-DAVIES, biopsy forceps for rectum	580	raspatories	967
proctoscopes	575	retractors with triangle handle	367–369
sigmoid anastomosis forceps	562	saddle hooks	369
sigmoidoscopes	575	spatula	369
LLOYD-DAVIES (GOLIGHER'S), rectal scissors	125, 565	tendon double hooks	369
Lobe grasping forceps, ATRAUMATA	622	Mapping pens	25
LOCKHART-MUMMERY, fistula probes	343, 579	MARBURG, wire bending pliers	1069
rectal probes	343	Markers, mamilla	8
LOCKLIN, delicate scissors	69	MARQUARDT, bone rongeurs	1032
LOCKWOOD, intestinal grasping forceps	541	MARTIN, meniscus- and cartilage forceps	1043
LOGAN MODIF. REILL, self-retaining retractors	457	pelvimeters	720
Loop electrodes	509, 514	retractors	417
LOPEZ-REINKE, tonsil suction dissectors	1103	uterine probes	670
LORNA, Towel clamps	205	uterine tenaculum forceps	677
LOUTE, wire tightener	1065	vaginal specula	655
LOVE-GRUENWALD, rongeurs	902, 906, 907	MARTINI, bone curettes	981
Lower lateral scissors	77	MASING, cartilage slitting knives	32
LOWER, dissecting and ligature forceps	255	DUROGRIP needle holders	307
gall duct forceps	590	wound and vein retractors	373
LOWMAN, bone clamps	1025	MASSON, DUROGRIP needle holders	318
LOWMAN-GERSTER, bone clamps	1025	needle holders	303
LOWMAN-HOGLUND, bone clamps	1025	MASSON-LUETHY, needle holders	303
LUCAE, dissecting forceps, bayonet-shaped	165	MATHIEU, DUROGRIP needle holders	325
tuning fork	6	foreign body forceps	626
LUCAS, bone curettes	982	needle holders	305
chisels	1001	rectal specula	571
gouges	1001	retractors	385
LUER, bone rongeurs	1027, 1028, 1030	vaginal specula	649
hemorrhoidal forceps	583	MATHIEU-STILLE, needle holders	305
retractors	379	MAYFIELD, bone rongeurs	1032
LUER-FRIEDMANN, bone rongeurs	1026	MAYO, dissecting scissors	82, 83, 86
LUER-KÖRTE MODIF., gall stone scoops	602	DUROTIP dissecting scissors	94, 101
		gall duct probes	598



Alphabetischer Index – Alphabetical Index

M

A - Z

Page	Page		
MAYO, safty pins	207	Micro ligature scissors	60
SuperCut scissors	91	Micro needle holders	282-285, 770-772
uterine probes	670	Micro needle holders, DIADUST	289, 291, 293, 295-298, 759, 761, 763, 765-767, 769
MAYO-ADAMS, self-retaining retractors	465	DUROGRIP	287, 774
MAYO-HARRINGTON, dissecting scissors	84	Micro scalpel handles	44, 45
MAYO-HEGAR, needle holders	301, 302	Micro scalpels	24
MAYO-LEXER, dissecting scissors	85	Micro scissors	48-53, 55, 57-60, 747, 749, 768
DUROTIP dissecting scissors	95, 101	Micro suture tying forceps	139, 140, 143
NOIR dissecting scissors	105	Micro vein scissors	51
NOIR dissecting scissors, Wavecut	107	MICRO-ADSON, delicate dissecting forceps	151, 152
MAYO-NOBLE, dissecting scissors	84	delicate tissue forceps	168, 169
MAYO-ROBSON, ATRAUMATA intestinal clamps	555	dissecting and ligature forceps	244
intestinal clamps	555	MICRO-ADSON-BIEMER, delicate tissue forceps	168
MAYO-STILLE, dissecting scissors	82, 83	MICRO-HALSTED, hemostatic forceps	220
MC CLINTOCK, placenta- and ovum forceps	735	Microsurgical blades	45
MC CLURE, micro scissors	48	MIDDLEDORPF, cheek retractors	406
MC GIVNEY, hemorrhoidal forceps	585	MIKULICZ, abdominal retractors	437, 438
MC INDOE, bone cutting forceps	1040	peritoneum forceps	257-259
delicate dissecting forceps	154	tonsil forceps	240
delicate tissue forceps	172	MILLER, bone rasps	979
fine retractors	361	MILLESI, micro scissors	52
monopolar diathermy forceps	517	MILLIN, ATRAUMATA lobe grasping forceps	622
MC KENTY, raspatories	960	bladder neck spreaders	622
MC KENZIE, burrs	1052, 1053	bladder retractors	496, 617
perforators	1053	ligature holding forceps	326, 622
MC KISSOCK, raspatories	971	MILLS, cardiovascular scissors	111
MEAD, bone rongeurs	1029	gall duct scissors	597
mallets	992	Mills, hollow	1057
raspatories	966	MIOS, hip retractors	947-959
Measures, medical	1108	Mirrors, head	2
MEHDORN, clip applying forceps	210	laryngeal	5
vessel clips	210	rhinoscopic	5
Membrane puncturing forceps	722	MITCHELL, raspatories	973
Meniscus forceps	1043	MIXTER, dissecting and ligature forceps	253, 255, 841
Meniscus knives	1044	gall duct- and cystic forceps	593
Mercedes retractors	874	MIXTER-O'SHAUGNESSY, dissecting and ligature forceps	249
METZENBAUM, delicate dissecting scissors	62	MOD. BERLIN, endometrial biopsy curettes	698
dissecting scissors	87	MOD. MÜNCHEN, endometrial biopsy curettes	698
DUROTIP dissecting scissors	97, 98	MOD. USA, plaster spreaders	1087
DUROTIP dissecting scissors, Wavecut	102, 103	Modular handle	959
NOIR delicate dissecting scissors	105	MOLLISON, self-retaining retractors	464
NOIR dissecting scissors	105	MOLT, raspatories	966
NOIR dissecting scissors, Wavecut	107	Monopolar connecting cable	522
SuperCut scissors	91	Monopolar diathermy forceps	516-518, 520
MEYER, reposition forceps	1015	Monopolar scissors	515
MEYERDING, retractors	371, 416	MORRIS, ATRAUMATA aorta clamps	811
MICHEL, clip applying forceps	352	ATRAUMATA sigmoid anastomosis forceps	563
rhinoscopic mirrors	5	retractors	415
suture clips	352	MORSE, sternum retractors	872
MICHEL MODIF., clip applying and removing forceps	352	Mounting frames, abdominal retractors	449
Micro dissecting scissors	53	Mouth gags	14, 15
Micro forceps	141, 142, 145, 147, 150, 753, 755, 757, 769	MOYNIHAN, gall duct forceps	592
Micro forceps, jeweler patterns	138		

Alphabetischer Index – Alphabetical Index

M - O

A - Z

	Page		Page
MOYNIHAN, gall duct probes	598	Needle holders, with scissors, DUROGRIP	311
hemostatic forceps	223, 239	Needles	327, 328
intestinal clamps	553	Needles, guide	353
Multi-purpose clamps, ATRAUMATA	791-793, 809, 810, 824, 825, 828, 833, 834	intestinal	278
MURPHY, head bands	2	ligature	329-336, 1056
retractors	391	pudendus block	721
MURPHY-LANE, luxation levers	945	sternal puncture	634, 855
MUSEUX, organ- and tissue grasping forceps	197	sub-mucosal resection	515
uterine tenaculum forceps	678, 683, 684	surgical	276-278
MÜHLING, bone shears	116	NEGUS, suction dissectors	1103
raspatories	969	tonsil forceps	240
MÜLLER, abdominal retractor	442	NELATON, directors	342
ATRAUMATA rectal anastomosis clamp	566	NELSON, lung grasping forceps	180, 838
ATRAUMATA vascular clips	214, 215, 784, 785	NELSON-METZENBAUM, dissecting scissors	88
DUROGRIP needle holders	317, 568	DUROTIP dissecting scissors	97
DUROGRIP suture forceps	178	DUROTIP dissecting scissors, Wavecut	102, 103
fine retractors	361	NELSON-METZENBAUM (MC INDOE), DUROTIP dissecting scissors	98
micro forceps	141, 142	Nerve approximators	212
micro needle holders	285	Nerve dissecting scissors	63, 79
micro scissors	55	Nerve hooks	356-359
rectal scissors	127, 567	Nerve root retractors	376
vessel clips	213	NIEDERDELLMANN, osteotomes	1005
Myoma screws	690	NISSEN, dissecting and ligature forceps	245, 256
Myrtle leaf probes	344	gall duct- and cystic forceps	591
 		hemostatic forceps	225
N		NOIR dissecting scissors	105
NABATOFF, vein stripper set	887	NOIR dissecting scissors, Wavecut	106, 107
Nail cutters	12	NORFOLK and NORWICH, self-retaining laminectomy retractors	468
Nail extracting forceps	1079	NORTHBENT, ligature scissors	128
Nail files	13	NORTHFIELD, bone rongeurs	1031
Nail scissors	11, 12, 130	NOTO, organ- and tissue grasping forceps	193
Nail splitting forceps	1079	polypus and ovum forceps	686
Nail splitting scissors	75, 1079	sponge holding and dressing forceps	193
Nasal dressing forceps	165-167	NOVAK-SCHOECKAERT, endometrial biopsy curettes	698
Nasal knives	32	NOYES, micro scissors	48
Nasal tampon forceps	184	NUSSBAUM, intestinal clamps	553
NAUNTON MORGAN, DUROGRIP needle holders	317	NÄGELE, obstetrical forceps	726
rectal specula wit cold light	574	 	
Needle cases	279	O	
Needle electrodes	509-512, 514	O'SHAUGNESSY, dissecting and ligature forceps	249, 252
Needle holders	299-303, 305	O'SULLIVAN-O'CONNOR, abdominal retractors	489
Needle holders with scissors	304	Obstetric levers	730
Needle holders, boomerang	326, 623	Obstetrical forceps	726-729
DIADUST	289, 291, 293, 295-298, 759, 761, 765-767, 769	OBWEGESER, awls	1056
DUROGRIP	286, 287, 307-310, 312-325, 568, 773-779	osteotomes	1005
micro	282-285, 287, 289, 291, 293, 295-298, 759, 761, 765-767, 769-772, 774	retractors	401, 402
with scissors	304	OCHSNER, ATRAUMATA aorta clamps	817
		gall duct probes	599
		ligature forceps	158
		OFFICER, tissue forceps	176



Alphabetischer Index – Alphabetical Index

O – P

A – Z

	Page		Page
Offset scissors	111	PELKMANN, foreign body forceps	200
Oil, instruments	1112	gall stone forceps	604
OLDBERG, rongeurs	908	uterine dressing forceps	672
OLIVECRONA, bone rongeurs	1030	Pelvimeters	720
trigeminal knives	31	Pelvis retractors	440, 441, 578
wire saws	924	PENFIELD, dissectors	928, 929
OLLIER, retractors	394	Penis clamps	625
OMBREDANNE, mallets	996	PENNINGTON, hemostatic forceps	241
Organ grasping forceps	190, 192, 193, 197-199, 540, 543	intestinal grasping forceps	542
Organ grasping forceps, ATRAUMATA	191, 544, 545, 835-837	PENNYBACKER, bone rongeurs	1031
ORMROD-SCHMITT, ligature disc	1065	dissectors	929
Osteophyte chisels	962	raspatories	972
Osteotomes	998, 999, 1001-1005, 1007, 1008, 1010	rongeurs	903
Osteotomes, fishtail	1001	PERCY, amputation retractors	920
OVERHOLT, dissecting and ligature forceps	247	Perforators	1053
OVERHOLT-GEISSENDÖRFER, dissecting and ligature forceps	246	Perineal retractors	577
OVERHOLT-MIXTER, dissecting and ligature forceps	246	Periosteum knives	29, 918
Ovum curettes	713	Peripheral vascular clamps, ATRAUMATA	805-807
Ovum forceps	685-688, 732-735	Peritoneum forceps	257-260
Ovum forceps, ATRAUMATA	687	PERKINS, self-retaining retractors	463
Ovum scoops	712	PERTHES, reamers	1055
O'CONNELL, dissectors	929	PERWITZSCHKY, salival scissors	68
O'SULLIVAN-O'CONNER, abdominal retractors	489	Phalangeal knives	29, 918
 P		PHANEUF, hysterectomy forceps	260
Pankreas clamps, ATRAUMATA	796	Phleb extractors	889
Parametrium clamps	270, 271, 692, 693	Phlebo dissectors	889
Parametrium clamps, ATRAUMATA	268, 269	PICCOLO, cotton applicator	348
Parametrium scissors	120, 121, 692, 693	Pick-up forceps	19
PARKER, retractors	379, 380	Picks, tissue	363
PARKER-KERR, anastomosis forceps	560	Pins	1063
PARRY-COOLEY, ATRAUMATA anastomosis clamps	830	Pins, safty	207
PARSONNET, epicardial retractors	457	PIPER, obstetrical forceps	727
PARTSCH, chisels	1000	PITHA, foreign body forceps	200, 626
gouges	1000	Placenta curettes	713
raspatories	960	Placenta forceps	732-735
PARTSCH MOD. LANGE, raspatories	960	Placenta scoops	712
PASSOW, tampers	997	Plaster breakers	1087
Patella forceps	1016	Plaster knives	1082
Patent ductus clamps, ATRAUMATA	805, 806, 826, 827	Plaster saws	1082
PAUL, tendon hooks	373	Plaster scissors	134, 135, 1083, 1084
PAYR, guiding probes	337	Plaster shears	1085, 1086
intestinal and pylorus clamps	558	Plaster spreaders	1087
PEAN, ATRAUMATA hemostatic forceps	795	Plastic scissors	77
hemostatic forceps	231, 232, 234, 239	Plate electrodes	510
kidney clamps	609	PLESTER, self-retaining retractors	462
tubing clamps	17	suction cannula	1095
PEDERSON, vaginal specula	640	Pliers, flat-nosed	1069, 1070
Pediatric clamps, ATRAUMATA	821	wire bending	1069, 1071
		wire cutting	1072-1078
		wire extraction	1070, 1071
		POIRIER, tissue grasping forceps	196
		Polypus forceps	685-688
		Polypus forceps, ATRAUMATA	687
		POOL, suction cannula	1093

Alphabetischer Index – Alphabetical Index

P – R

	Page		Page
Poplitea retractors	497	RAMSEY, dissecting forceps	158
Pot, ink	25	tissue forceps	177
POTTS, dissecting scissors	80	RANDALL, endometrial biopsy curettes	698
POTTS-DE MARTEL, cardiovascular scissors	111	kidney stone forceps	614–616
gall duct scissors	597	RANKIN, hemostatic forceps	224
vascular scissors	110	Raspatories	960–977
POTTS-DIETHRICH, vascular scissors	108, 109, 751	Raspatories, rib	861–863
POTTS-SMITH, cardiovascular scissors	111	suction	1103
vascular scissors	114	Rasps, bone	978–980
POZZI, uterine tenaculum forceps	676	Razors	9
uterine tenaculum forceps	674	Reamers	1055, 1056
PRATT, organ- and tissue grasping forceps	198	RECAMIER, placenta- and ovum curettes	713
rectal specula	571	uterine curettes	708
uterine tenaculum forceps	680	Rectal anastomosis forceps, ATRAUMATA	566
Pressure clamps	273, 584, 612	Rectal probes	342, 343, 579
Pressure clamps, ATRAUMATA	272, 560, 612	Rectal retractors	573
PRICE THOMAS, bronchus forceps	845	Rectal scissors	125–127, 565, 567
Probes	344–347, 579	Rectal specula	570, 571, 573
Probes, double ended	346	Rectal specula, cold light	574
fistula	343, 579	Rectal spreaders	576
gall duct	598, 599	Rectractor blades, VARIO	420
guiding	336–338	Rectum biopsy forceps	581, 582
myrtle leaf	344	REDON, guide needles	353
rectal	342, 343, 579	REILL, micro needle holders	284, 772
sinus	345	reposition forceps	1015
tendon passing	1048	tendon strippers	1046
uterine	670, 671	wire cutting pliers	1076
Proctoscopes	573, 575	REIN/KUPKA, DUROGRIP needle holders	321, 775
Profunda clamps, ATRAUMATA	798	REMINGTON-HOBB, monopolar diathermy forceps	518
Prostate retractor	452, 620	Removing Hooks, I.U.D.	697
PROVIDENCE-HOSPITAL, hemostatic forceps	221	Reposition forceps	1014–1016
Pudendum block needles	721	Reposition tampers	1015
Punches, aorta	852	RESANO, ATRAUMATA sigmoid anastomosis forceps	564
bone	892–898	cartilage scissors	89
dermal	33	Resection knives	29, 918
Puncture needles, sternal	855	Resection needles, sub-mucosal	515
PUTTI, bone files	980	Retractor spine, self-retaining	476
Pylorus clamps	558	Retractors, mercedes	874
Pylorus spreaders	557	Retractors	366, 370–411, 413–419, 422, 423, 425, 427–434, 437–439, 443–446, 457, 569, 946, 1025
		Retractors, abdominal	437–439, 442–448, 482, 483, 485–495
Q		abdominal, fixation device	448
QUERVAIN elevators	931	abdominal, mounting frame	449
QUINBY, delicate scissors	67	amputation	920
		aorta valve	884
		atrium	882, 883
		bladder	496, 617
		bone	387, 388
		CARBOTRAC	412
R		cheek	378, 405–407
R.N.O.H., bone biopsy trephine	1057	dura	360, 363
Racks, sterilizing	33, 919	femur	473
RAGNELL, delicate dissecting scissors	63		
retractors	379		
RAMPLEY, sponge holding and dressing forceps	190		



Alphabetischer Index – Alphabetical Index

R – S

A – Z

Page	Page
Retractors, fine	360-363
hemi-laminectomy	469
hip	947-959
knee	399, 400, 1045
laminectomy, self-retaining	468, 470, 471, 476, 478
lid	458
mammaria	876
MIOS	947-959
nerve root	376
pelvis	440, 441, 578
poplitea	497
prostate	452, 620
scapula	426, 880
self-retaining	456-467, 472, 473, 768
self-retaining, iliaca	475
self-retaining, laminectomy	468-471, 476-478
skin	363, 473
spine, self-retaining	478-480
sternum	872, 873, 876
thoracic	864, 865, 874
thyroid	472
tracheal	364-366
triangle handle	367-369
urethral	452, 620
vaginal	472, 473, 659
vein	373-376
REVERDIN, abdominal and intestinal spatula	450
needles	328
suture instruments – reverdin needles	327
REYNOLDS, dissecting scissors	80
REYNOLDS-JAMESON, vascular scissors	63
Rhinoscopic mirrors	5
Rib contractors	877
Rib holding forceps	859
Rib raspatories	861-863
Rib rongeurs	860
Rib shears	857, 858
Rib spreaders	865-871, 877
RIBBON, spatulas, malleable	450
RICARD, abdominal retractors	483
RICHARDSON, retractors	413, 414
RICHARDSON-EASTMAN, retractors	413
RICHES, monopolar forceps	520
Rings, ligature rubber	585
RNTNE HOSPITAL, self-retaining retractors	463
ROBERTS, hemostatic forceps	238
raspatories	966
ROBIN, towel clamps	204
ROCHARD, abdominal retractors	448
fixation device for abdominal retractors	448
mounting frame for abdominal retractors	449
ROCHESTER-CARMALT, hemostatic forceps	237
ROCHESTER-OCHSNER, hemostatic forceps	235
ROCHESTER-PEAN, hemostatic forceps	233
ROEDER, towel clamps	203
ROLLET, skin hooks	360
Rongeurs	899-912
Rongeurs, bone	1026-1037
rib	860
synovectomy	1026
ROSE, retractors	379
ROSER-KÖNIG, mouth gags	15
ROTUNDA, uterine irrigation catheters	717
Round bowls	1108
ROUX, retractors	381-383
ROWBOTHAM, suction cannula	1101
RUDD, hemorrhoidal ligators	585
Rulers	7
Rulers, x-ray	7
RUMEL, dissecting and ligature forceps	251
RUMEL-BELMONT, tourniquets	851
RUSKIN, bone rongeurs	1032
RUSKIN-LISTON, bone cutting forceps	1040
RUSS. MODELL, tissue forceps	179
RUST, amputation saws	921
RYDEL-SEIFFER, tuning fork	6
RYDER, DIADUST needle holders	298, 767
DUROGRIP needle holders	319, 320, 778, 779
RÖTTGEN-RUSKIN, bone rongeurs	1032
S	
Saddle hooks	369
SAENGER, placenta and ovum forceps	733
Safty pins	207
Salival scissors	68
Salpingograph	715
SAROT, DUROGRIP needle holders	309
hemostatic forceps	229
intrathoracic artery forceps	238
SATINSKY, anastomosis clamps	843
ATRAUMATA pediatric clamp	821
vascular scissors	115
SATTERLEE, amputation saws	923
SAUER, lid retractors	458
SAUERBRUCH, pick up forceps	19
retractors	404, 425
rib shears	857
SAUERBRUCH-CORYLLOS, bone rongeurs	860, 1037
SAUNDERS, I.U.D. removing hooks	697
Saw blades	921, 922
Saws, amputation	922, 923
finger ring	1079
plaster	1082
wire	924
Scalp flap forceps	731
Scalpel blades	42, 43

Alphabetischer Index – Alphabetical Index

S

A - Z

	Page		Page
Scalpel blades, microsurgical	45	Scissors, DUROTIP	92-100, 597
Scalpel handles	38-41, 618	DUROTIP ligature	104
Scalpel handles, micro	44, 45	DUROTIP Wavecut	101-103
Scalpels	26, 27	enucleation	77
Scalpels, disposable	22-24	episiotomy	124, 724
micro	24	eye	49
Scapula retractors	426, 880	gall bladder	596
SCHAEDEL, towel clamps	201	gall duct	597
SCHÉDE, bone curettes	984	gynecology	117-121
SCHERBACK, vaginal specula	657	hysterectomy	120
SCHINK, skin grafting knives	34	hysterectomy, DUROTIP	100
SCHMELZ, gestation calculators	720	incision	75
SCHMID, mouth gags	14	ligature	60, 92, 128
vascular spatula	850	ligature, DUROTIP	101
vessel irrigation cannula	846	lower lateral	77
SCHMIEDEN, guiding probes	337	micro	48-53, 55, 57-60, 747, 749, 768
SCHMIEDEN-TAYLOR, dura scissors	112	monopolar	515
SCHNEIDER-SAUERBRUCH, raspatories	973	nail	11, 12, 130
SCHNIDT, hemostatic forceps	240	nail splitting	75, 1079
tonsil forceps	240	nerve dissecting	63, 79
SCHOEMAKER, colectomy clamps	554	NOIR	105-107
SCHOENBORN, wound and vein retractors	375	offset	111
SCHRÖDER, organ- and tissue grasping forceps	197, 199	parametrium	120, 121, 692, 693
uterine scoops	707	plaster	134, 135, 1083, 1084
uterine tenaculum forceps	676, 678, 679	plastic	77
SCHUBERT, biopsy forceps	699	rectal	125-127, 565, 567
SCHUHKNECHT, suction cannula	1097	salival	68
SCHULZ, bioptome	852	strabismus	76
salpingograph	715	SuperCut	90, 91
SCHUMACHER MOD. WAGNER, bone levers	943	surgical	71-75, 82
SCHUMACHER, biopsy forceps	701	surgical, DUROTIP	93, 101
biopsy tips	705	surgical, heavy patterns	122
bone levers	944	tendon	78
sternum shears	855	umbilical cord	123, 723
umbilical cord scissors	123, 723	uterine	99, 103, 117-120
SCHWEDISCHES MODELL, dissecting forceps	157	vascular	63, 78, 108-115, 751
Scissors, abdominal	122	vascular, DUROTIP	100
anatomy	68	vein	51
arteriotomy	80	Wavecut	102
bandage	131-133, 1082	Wavecut, DUROTIP	101
bipolar dissecting	530	Wavecut, NOIR	106, 107
bowel	125	wire cutting	129, 1073
bulldog	76	wire cutting, DUROTIP	100, 102, 1072
cardiovascular	108-111, 114	Scoops, blood	453
cartilage	81, 89	gall stone	602
cloth	132-135, 1082	ovum	712
coronary	57-59	placenta	712
delicate	61, 63-70, 92	secretion	626
dissecting	77, 79, 80, 82-89, 618	uterine	707
dissecting, delicate	62, 63, 76, 78, 80, 81	uterine secretion	697
dissecting, DUROTIP	94-99, 101-103	SCOVILLE-HAVERFIELD,	476
dissecting, micro	53	self-retaining laminectomy retractors	
dissecting, NOIR	105-107	SCOVILLE-RICHTER, laminectomy retractors	477
dura	112	Screws, myoma	690



Alphabetischer Index – Alphabetical Index

S

A - Z

Page	Page
SCUDDER, ATRAUMATA stomach clamps	557
SEBILEAU, elevators	931
Secretion scoops	626, 697
SEDILLOT, raspatories	971, 973
SEGOND, hysterectomy forceps	265
SEGOND-LANDAU, hysterectomy forceps	264
SEIDEL, vaginal specula	641
SEIDL, biopsy forceps	702
SEIFFERT, probes	347
SELDIN, raspatories	966
Self-retaining retractors	456-467, 469, 472, 768
Self-retaining retractors, laminectomy spine	468, 470, 471, 476-478 478-480
SELLHEIM, obstetric levers	730
SELLORS, rib spreaders and contractor	877
SELMAN, tissue forceps	179
SEMB, bone holding forceps bone rongeurs	1018 860, 1036
dissecting and ligature forceps	840
raspatories	975
rib holding forceps	859
rib raspatories	862
SEMKEN, delicate dissecting forceps delicate tissue forceps	154 171
SEMM, abdominal retractors vaginal specula	491 639
SENN-MILLER, retractors	377
Sequestrum forceps	1017
SEUTIN, plaster scissors	134, 1084
SEWALL, elevators	963
SEYFFERT, vaginal specula	639
Shears, bone plaster	116 1085, 1086
rib	857, 858
sternum	855, 856
SIEBOLD, uterine scissors	119
Sigmoid anastomosis forceps	561-563
Sigmoid anastomosis forceps, ATRAUMATA	564
Sigmoidoscopes	575
SILVER, skin grafting knives	35
SIMON, bone curettes fistula hooks	988 372
fistula knives	30
retractors	417
uterine scoops	707
vaginal specula	655
SIMPSON, obstetrical forceps uterine probes	728 671
SIMPSON-BRAUN, obstetrical forceps	727
SIMS, DUROTIP uterine scissors, Wavecut gynecology scissors	103 117, 118
rectal specula	570, 571
uterine curettes	709
uterine probes	670
SIMS, uterine scissors vaginal specula	99 640
SIMS-MAIER, sponge- and dressing forceps	188
SIMS-SIEBOLD, uterine scissors	120
Single use electrode handle	508
Single use scalpels	22-24
Sinus forceps	184
Sinus probes	345
Skin grafting knives	34, 35
Skin hooks	360-363
Skin retractors	473
SMILLIE, knee retractors meniscus knives	399, 1045 1044
SMITH, bandage scissors	131
SMITH-BUIE, rectal retractors	573
SMITH-PETERSEN, osteotome	1004
SOMER, uterine elevating forceps	689
SPACKMAN, uterine cannula	716
Spatula	348, 369
Spatula, abdominal bladder	435, 436, 450, 451 496, 617
intestinal	435, 436, 450, 451
lung	422-426, 878, 879, 881
malleable	450
tongue	4, 348
vascular	850
Spatulas, vascular	849
Specula, rectal rectal, cold light	570, 571, 573 574
vaginal	636-658
SPENCER, ligature scissors	128
SPENCER-WELLS, hemostatic forceps	232
Spermatic cord fixation clamps	625
Spermatic cord hooks	625
Sphincteroscopes	572
Spine retractors, self-retaining	476, 478-480
Splinter forceps	181
Sponge forceps	10, 184-190, 192, 193
Spongiosa gouges	1008-1010
Spoons, ureter	691
Spreaders, bladder neck lamina	622 481
perineal	577
plaster	1087
pylorus	557
rectal	573, 576
rib	865-871, 877
SPURLING, rongeurs	902, 906
ST. BARTS, ear hooks	356
rongeurs	900, 901
ST. MARKS, pelvis retractors	440, 441, 578
ST. MARKS MODIF. GIRONA, perineal retractors	577
ST. MARTIN, delicate tissue forceps	168
STACKE, probes	347

Alphabetischer Index – Alphabetical Index

S – T

A – Z

	Page		Page
STAMM, bone cutting forceps	1038	Surgical scissors, heavy pattern	122
STANDARD, DUROGRIP dissecting forceps	164	Suture clips	352
STEINMANN, pins	1063	Suture forceps, DUROGRIP	163, 178
STELLBRINK, synovectomy-rongeurs	1026	Suture holding frame	621
STELZNER, rectal scissors	126, 565	Suture tying forceps	139, 143
Sterile scalpels	22–24	Suture tying forceps, micro	139, 140
STERILIT, instruments oil	1112	Swab holders	582
Sterilizing forceps	1109	SWEDISH, dissectors	929
Sterilizing racks	33, 919	SYME, ligature needles	334
Sternal puncture needles	634, 855	raspatories	966
STERNBERG, retractors	378	Synovectomy rongeurs	1026
Sternum chisels	856	SYPERT, bone rongeurs	1035
Sternum retractors	872, 873, 876	punches	895
Sternum shears	855, 856	rongeurs	912
STEVENS, delicate dissecting scissors	62, 78	Syringes, hemorrhoidal	587
vascular- and tendon scissors	78	SYSTRUNK, nail splitting scissors	75, 1079
STIEGLITZ, splinter forceps	181		
STILLE, bone rongeurs	1034		
chisels	1003		
dissecting scissors	85		
gouges	1003	TAKAHASHI, rongeurs	901
kidney clamps	610	Tampers	997
osteotomes	1003	Tampers, reposition	1015
plaster shears	1086	Tangential occlusion clamps, ATRAUMATA	801, 802
STILLE-AESCULAP, plaster shears	1085	TARNIER, obstetrical forceps	729
STILLE-BARRAYA, tissue grasping forceps	543	TAYLOR, retractors	946
vascular- and tumor forceps	179	TEALE, uterine tenaculum forceps	681, 682
STILLE-RUSKIN, bone rongeurs	1034	Tendon double hooks	369
Stitch-cutters	43	Tendon hooks	373
STOCKMANN, penis clamps	625	Tendon interlacing forceps	194
Stomach clamps, ATRAUMATA	557	Tendon passing probes	1048
Strainer for tissue	714, 1090	Tendon scissors	78
STRANDELL-STILLE, tendon hooks	373	Tendon seizing forceps	194, 195
STRASSBURGER MODELL, tissue forceps	178	Tendon strippers	1046, 1047
STRATTE, DUROGRIP needle holders	315	Tenotomes	27
STRAUSS, penis clamps	625	THOMS-GAYLOR, biopsy forceps	699
Stripper, vein	887, 888	Thoracic retractors	864, 865, 874
Strippers, endarterectomy	851	THOREK, vascular scissors	114
tendon	1046, 1047	THORPE, corneal forceps	151
STRUCK, rib spreader	865	Thyroid retractors	472
STRULLY, vascular scissors	112, 113	Tier, knot	339
SUBRAMANIAN (MODIF.), ATRAUMATA aorta clamps	816	Tighteners, wire	1065
Suction adapter	1099	Tips, biopsy	705
Suction cannula	885, 886, 1091–1102, 1104, 1105	TISCHLER, biopsy forceps	706
Suction dissectors	1103	Tissue forceps	170, 173–179
Suction dissectors, tonsil	1103	Tissue forceps, delicate	168, 169, 171, 172
Suction heads, vacuum extraction	725	Tissue grasping forceps	190, 192, 193, 196–199, 538–540, 543
Suction hose	714, 1090	Tissue grasping forceps, ATRAUMATA	191, 544, 545, 835–837
Suction raspatories	1103	Tissue pick	363
Suction tubes, dissecting	1103	Tissue strainer	1090
SuperCut scissors	90, 91	Titanium ligature clip	738, 740, 742, 744
Surgical needles	276–278	Tongue forceps	16
Surgical scissors	71–75, 82	Tongue spatula	4, 348
Surgical scissors DUROTIP	93, 101		



Alphabetischer Index – Alphabetical Index

T - V

A - Z

Page	Page		
Tonsil forceps	240	U	
Tonsil knives	31	UCHIDA MODIF. BURKE, ureter spoons	691
Tonsil suction dissectors	1103	UFFENORDE, bone curettes	983
Tourniquet	851	ULRICH, fistula knives	30
Towel clamps	201-206	ULRICH-AESCULAP, sponge- and dressing forceps	186
Tracheal dilators	474	Ultra-light forceps, ATRAUMATA	159, 546, 781
Tracheal hooks	364	Umbilical cord clamps	724
Tracheal retractors	364-366	Umbilical cord scissors	123, 723
Traction bows	1060-1062	Umbilical dilators	724
Transformer	3	Universal trocars	634
TRAVERS, self-retaining retractors	467	Ureter forceps, ATRAUMATA	624
Trays, kidney	1108	Ureter spoon	691
TRELAT, raspatories	961	Urethral bougies and dilating sounds	629, 630
vaginal specula	638	Urethral retractor	452, 620
Trephines, bone biopsy	1057	Urethral tunnel clamps	254, 691
TREVES, tissue forceps	177	Urinary catheters	627
Trigeminal knives	31	US-ARMY, retractors	386
Trocars	634	Uterine cannulas	716, 717
Trocars, universal	634	Uterine curettes	708-711
TROELTSCH, dissecting forceps, angular	167	Uterine depressors	671
TROTTER, bone rongeurs	1030	Uterine dilators	662-666
TROUSSEAU, tracheal dilators	474	Uterine dressing forceps	672, 673, 675
Tubing clamps	17, 18	Uterine elevating forceps	688, 689
TUDOR-EDWARDS, abdominal retractors	443	Uterine irrigation catheters	717
TUFFIER, abdominal and intestinal spatula	450	Uterine probes	670, 671
abdominal retractors	443	Uterine scissors	99, 103, 117-120
artery grasping forceps	196	Uterine scissors, DUROTIP	103
intestinal and tissue grasping forceps	196, 538	Uterine scoops	707
rib spreaders	866, 867	Uterine secretion scoops	697
Tumor forceps	179	Uterine tenaculum forceps	674, 676-678, 681-684
Tumor grasping forceps	909		
Tuning forks	6		
Tunnelling instruments	853		
TURNER, monopolar diathermy forceps	517	V	
TURNER-WARWICK, abdominal retractors	492, 493	Vacuum curettes	714, 1090
urethral sound	629	Vacuum extraction, suction heads	725
TUTTLE, lung grasping forceps	180, 838	Vaginal clamps, ATRAUMATA	267
Twin clamps	556	Vaginal retractors	472, 473, 659
Twist drills	1054	Vaginal specula	636-658
Twisters, wire, DUROGRIP	312, 1067, 1068	VALLEIX, uterine probes	671
TÜBINGER MODELL, gall stone forceps	605	VANNAS, micro scissors	48, 50, 52
retractors	417	VARADY, mini vein strippers sets	888
vaginal specula	655	phleb extractors	889
TÄGER, bone levers	944	VARIO, retractor system	420, 421
TÖNNIS, dissecting scissors	81	Vascular clamps, ATRAUMATA	790-801, 803-834
dura retractors	360	Vascular clips, ATRAUMATA	214, 215, 784, 785
DUROGRIP, needle holders	322	Vascular dilators	847, 848
grooved director	929	Vascular forceps	179
needle holders	305	Vascular prosthesis draw-in forceps	854
vascular spatula	850	Vascular scissors	63, 78, 108-115, 751
TÖNNIS MODIF. , DUROGRIP, needle holders	322	Vascular scissors, DUROTIP	100
TÖNNIS-ADSON, dissecting scissors	80	Vascular spatulas	849, 850
DUROTIP dissecting scissors	96	Vein hooks	357
DUROTIP dissecting scissors, Wavecut	102	Vein retractors	373-376

Alphabetischer Index – Alphabetical Index

V - W

	Page		Page
Vein scissors	51	WERTHEIM, gynecology scissors	118
Vein strippers	887, 888	hysterectomy forceps	263, 264, 270
Vena cava clamps, ATRAUMATA	800	kidney pedicle clamps	611
Venous plexus clamp	619	WERTHEIM-CULLEN, compression forceps	273
VERBRUGGE, bone holding forceps	1023	kidney pedicle clamps	612
VERBRUGGE-MÜLLER, bone levers	938	WIENER MODELL, hysterectomy forceps	262
VERHOEVEN, suction cannula	1099	WIKSTROEM, dissecting and ligature forceps	250, 840
Vessel clips	210, 213	WILDE, dissecting forceps, angular	167
Vessel hooks	356-359	WILLETT, scalp flap forceps	731
Vessel irrigation cannula	846	WILLIAMS, lung grasping forceps	838
VISE, micro suture tying forceps	139	organ- and tissue grasping forceps	543
VOLKMANN, bone curettes	981, 984	WILLIGER, bone curettes	981, 984
bone retractors	387, 388	elevators	930
retractors	387-389	raspatories	961
 W		WILSON, organ- and tissue grasping forceps	199
WAGENER, nerve and vessel hooks	356	tonsil forceps	240
WAGNER, bending iron	1059	uterine tenaculum forceps	676
bone levers	936	WILSON-HEY, monopolar forceps	520
gouges	1011	WINKELMANN, circumcision clamps	631
mallets	994	WINTER, placenta- and ovum forceps	732
raspatories	977	Wire bending pliers	1069, 1071
rongeurs	911	Wire brush	523
WALLICH, placenta- and ovum scoops	712	Wire cutters	1072-1074, 1076, 1077
WALTER, gouges	1003	Wire cutting forceps	1068
WALTON, biopsy forceps for rectum	581	Wire cutting pliers	1072-1078
WANGENSTEEN, DUROGRIP dissecting forceps	163, 543	Wire cutting pliers, front cutting action	1077
DUROGRIP needle holders	316	lateral cutting action	1075, 1076
needle holders	303	Wire cutting scissors	129, 1072, 1073
WARD, raspatories	961	Wire cutting scissors, DUROTIP	100, 1072
WATSON, skin grafting knives	35	Wire extraction pliers	1070
WATSON-CHEYNE, raspatories	964	Wire guides	1066
WATSON-JONES, bone levers	934	Wire holding forceps	1070, 1071
WAUGH, delicate tissue forceps	172	Wire holding forceps, DUROGRIP	1067
monopolar diathermy forceps	517	Wire loop electrodes	511, 512
Wavecut scissors	102, 103	Wire saws	924
Wavecut scissors DUROTIP	101	Wire scissors	129
WEBER, ATRAUMATA aorta anastomosis clamps	818	Wire tighteners	1065
WEBSTER, DUROGRIP needle holders	308	Wire twisters	1069
needle holders	299	Wire twisters, DUROGRIP	312, 1067, 1068
WECKER, eye scissors	49	Wire twisting forceps	1065, 1073
WEIL-BLAKESLEY, rongeurs	899	Wires, boring	1058, 1059
WEISSBARTH, vaginal specula	654	cerclage	1065
WEITLANER, self-retaining retractors	459-461, 466	WITT, sternal puncture needles	855
WELLER, dissecting scissors	89	WOLFF, plaster breakers	1087
meniscus and cartilage forceps	1043	Wound hooks	364
WERTHEIM, ATRAUMATA anastomosis clamps	808	Wound retractors	373
ATRAUMATA compression forceps	272	WRIGLEY, obstetrical forceps	728
ATRAUMATA kidney pedicle clamps	612	WULLSTEIN, self-retaining retractors	460
ATRAUMATA parametrium clamps	268, 269	suction cannula	1098-1100
DUROGRIP needle holders	315	WÖRRLEIN, reposition tampers	1015
DUROTIP dissecting scissors	99		



Alphabetischer Index – Alphabetical Index

Y – Z

	Page		Page
Y			
YANKAUER, suction cannula	885, 1093, 1094		
YASARGIL, micro scissors	52		
rongeurs	908		
suction and irrigation cannula	1104		
YEOMAN, biopsy forceps for rectum	580		
YOUNG, tongue forceps	16		
YOUNG-HRYNTSCHAK, boomerang needle holders	326, 623		
Z			
ZAUFAL-JANSEN, bone rongeurs	1032		
ZENKER, dissecting and ligature forceps	254		
retractors	427		
ZIEGLER, head bands	2		
head mirrors	2		
ZIELKE, gouges for scoliosis operations	1008		
ZOELLNER, suction cannula	1098, 1099		
ZWEIFEL, DUROGRIP needle holders	323		

A – Z

Numerischer Index – Numerical Index

55 – BC

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page	Art. Nr. Cat. No.	Seite Page	Art. Nr. Cat. No.	Seite Page	Art. Nr. Cat. No.	Seite Page
5518016	23	AC473R	5	BA402R	26	BB080R	41
5518032	22	AC474R	5	BA403R	26	BB084R	41
5518040	22	AC475R	5	BA407R	26	BB085R	41
5518059	22	AC476R	5	BA408R	26	BB087R	41
5518067	23	AC477R	5	BA409R	26	BB088R	41
5518075	23	AC478R	5	BA451R	26	BB089R	41
5518083	23	AC479R	5	BA501R	27	BB175R	39
5518091	23	AC480R	5	BA503R	27	BB176R	39, 618
5518105	22	AC481R	5	BA504R	27	BB177R	39, 618
		AC483C	5	BA506R	27	BB178R	39, 618
16600487	43	AC497R	5	BA507R	27	BB361R	45
16600495	42	AC498R	5	BA508R	27	BB362R	45
16600509	42			BA509R	27	BB363R	45
16600517	42	AD099R	25	BA514R	27	BB364R	45
16600525	42	AD110R	8	BA546R	27	BB365R	45
16600541	43	AD123R	8	BA563R	27	BB366R	45
16600550	43	AD125R	8	BA604R	30	BB367R	45
16600568	43	AD127R	8	BA605R	30	BB368R	45
16600576	43	AD129R	8	BA606R	30	BB369R	45
16600584	43			BA611R	30	BB500	43
16600592	43	AN379R	15	BA641R	31	BB510	42
16615492	42	AN380R	15	BA646R	31	BB511	42
16615514	43	AN381R	15	BA704R	25	BB512	42
16615522	43	AN705R	16	BA705	25	BB513	42
16616634	43	AN706	16	BA706R	34	BB515	42
		AN709R	16, 192, 241	BA708R	34	BB515-1	42
AA804R	7	AN710R	16, 192, 583, 595, 685	BA709R	34	BB515-C	42
AA805R	7	AN711R	16, 192, 583, 596	BA710R	34	BB518	43
AA806R	7	AN908R	17	BA711R	34	BB519	43
AA808R	7	AN909R	17	BA712R	35	BB520	43
AA809	7	AN910R	17	BA713R	35	BB521	43
AA821C	7	AN911R	18	BA714R	35	BB522	43
AA822C	7	AN912R	18	BA715R	35	BB523	43
AA826	7	AN913R	18	BA716R	35	BB524	43
AA845R	8			BA717R	35	BB525	43
AA846R	8	BA210	22	BA718R	35	BB536	43
AA847R	8	BA211	22	BA719R	35	BB540	42, 696
		BA212	22			BB542	42
AC402	2	BA215	22	BB046R	44		
AC413	2	BA218	22	BB048R	44	BC004R	61
AC414	2	BA219	23	BB052R	44	BC005R	61
AC415	2	BA220	23	BB053R	45	BC006R	61
AC416	2	BA221	23	BB054R	44	BC007R	61
AC421	2	BA222	23	BB057R	45	BC008R	62
AC440	3	BA223	23	BB060R	44	BC009R	62
AC461	3	BA224	23	BB068R	38	BC010R	62
AC462	3	BA244R	9	BB070R	40	BC011R	62
AC463	3	BA245R	9	BB071R	40	BC015R	63
AC464	3	BA311SU	24	BB073R	38, 40	BC017R	63
AC468R	5	BA323SU	24	BB074R	38	BC020R	62
AC469R	5	BA364	24	BB075R	38	BC021R	62
AC470R	5	BA365	24	BB077R	39	BC022R	62
AC471R	5	BA367	24	BB078R	40	BC023R	62
AC472R	5	BA401R	26	BB079R	40, 696	BC026R	63



Numerischer Index – Numerical Index

BC

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
BC027R	63	BC194R	78	BC275R	97	BC345R	74
BC029R	63	BC195R	78	BC275W	102	BC346R	74
BC030R	68	BC210R	92	BC275WB	107	BC374R	75
BC033R	68	BC211R	92	BC276R	97	BC403R	72
BC034R	68	BC211W	101	BC277R	97	BC404R	72
BC050R	67	BC224R	93	BC277W	102	BC411R	73
BC056R	12, 64	BC228R	93	BC279R	97	BC413R	73
BC057R	12, 64	BC231R	93	BC279W	102	BC414R	73
BC060R	64	BC231W	101	BC281R	97	BC415R	73
BC061R	64	BC234R	93	BC281W	102	BC416R	73
BC064R	64	BC242R	94	BC282R	97	BC417R	73
BC065R	64	BC243R	94	BC283B	105	BC421R	71
BC100R	64	BC245R	100, 597	BC283R	95	BC423R	71
BC101R	64	BC250R	94	BC283W	101	BC424R	71
BC106R	65	BC251R	94	BC283WB	107	BC425R	71
BC107R	65	BC252R	94	BC284B	105	BC426R	71
BC110R	65	BC253R	94	BC284R	95	BC427R	71
BC111R	65	BC253W	101	BC284W	101	BC428R	71
BC112R	65	BC256R	95	BC284WB	107	BC441R	74
BC113R	65	BC257B	105	BC285R	97	BC443R	74
BC117R	65	BC257R	95	BC287R	98	BC444R	74
BC130R	66	BC257W	102	BC287W	103	BC445R	74
BC131R	66	BC257WB	106	BC289R	98	BC464R	75
BC135R	66	BC258R	96	BC290R	99	BC474R	75
BC140R	66	BC259B	105	BC290W	103	BC496R	72
BC141R	66	BC259R	96	BC291R	99	BC497R	72
BC144R	66	BC259W	102	BC291W	103	BC503R	75
BC145R	66	BC259WB	106	BC292R	99	BC504R	75
BC153R	67	BC260R	98	BC293R	99	BC506R	75
BC154R	69	BC261B	105	BC294W	104	BC515R	108, 109, 751
BC156R	70	BC261R	98	BC295W	104	BC516R	108, 109, 751
BC157R	70	BC261W	103	BC296W	104	BC517R	108, 109, 751
BC160R	70	BC261WB	107	BC297W	104	BC518R	108, 109, 751
BC161R	70	BC262R	98	BC298W	104	BC519R	108, 109, 751
BC162R	76	BC263B	105	BC299R	99	BC521R	75, 1079
BC163R	76	BC263R	98	BC303R	72	BC522R	108, 109, 751
BC164R	76	BC263W	103	BC304R	72	BC523R	108, 109, 751
BC165R	76	BC263WB	107	BC313R	73	BC524R	108, 109, 751
BC166R	79	BC265B	105	BC314R	73	BC525R	108, 109, 751
BC168R	79	BC265R	98	BC315R	73	BC526R	108, 109, 751
BC170R	78	BC265W	103	BC316R	73	BC531R	108, 109, 751
BC171R	78	BC265WB	107	BC317R	73	BC532R	108, 109, 751
BC172R	78	BC266R	98	BC320R	71	BC533R	108, 109, 751
BC173R	78	BC267R	98	BC321R	71	BC534R	108, 109, 751
BC175R	79	BC267W	103	BC323R	71	BC535R	108, 109, 751
BC177R	79	BC270R	97	BC324R	71	BC544R	82
BC178R	80	BC271B	105	BC325R	71	BC545R	82
BC180R	80	BC271R	97	BC326R	71	BC547R	82
BC181R	80	BC271W	102	BC327R	71	BC551R	100
BC184R	81	BC271WB	107	BC328R	71	BC552R	100
BC186R	78	BC273R	96	BC330R	71	BC554R	82
BC187R	78	BC273W	102	BC341R	74	BC555R	82
BC188R	81	BC274R	97	BC343R	74	BC557R	82
BC189R	81	BC275B	105	BC344R	74	BC558R	94

G
I
O

Numerischer Index – Numerical Index

BC – BD

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
BC559R	94	BC628R	79	BC760R	119	BC980R	132, 1082
BC560R	84	BC629R	80	BC761R	119	BC981R	132, 1082
BC561R	84	BC630R	80	BC762R	120	BC983R	132, 1082
BC562R	83	BC631R	80	BC763R	120, 693	BC985R	132, 1082
BC563R	83	BC633R	81	BC764R	121, 692	BC987R	132, 1082
BC564R	83	BC634R	81	BC765R	120, 693	BC988R	132
BC565R	83	BC635R	81	BC766R	121, 692	BC989R	132
BC566R	84	BC636R	114	BC771R	122		
BC569R	84	BC640R	115	BC772R	122	BD023R	156
BC570R	82	BC641R	115	BC774R	122	BD025R	156
BC572R	82	BC642R	112, 596	BC776R	122	BD027R	156
BC573R	82	BC643R	114	BC796R	123, 723	BD029R	156
BC575R	82	BC644R	112	BC797R	123, 723	BD030R	156
BC576R	83	BC645R	113	BC801R	128	BD031R	156
BC577R	83	BC646R	111	BC802R	128	BD032R	156
BC578R	83	BC647R	110	BC803R	128	BD033R	156
BC579R	83	BC648R	110	BC805R	128	BD035R	157
BC580R	85	BC649R	110	BC815R	129, 1073	BD037R	157
BC581R	85	BC650R	111, 597	BC835R	131	BD043R	156
BC584R	86	BC651R	111, 597	BC838R	131	BD045R	156
BC585R	86	BC652R	111	BC846R	131	BD047R	156
BC587R	86	BC653R	110	BC847R	131	BD049R	156
BC588R	86	BC654R	110	BC848R	133	BD050R	156
BC589R	86	BC656R	110	BC849R	133	BD051R	156
BC590R	85	BC657R	110	BC860R	133	BD052R	156
BC591R	85	BC658R	114	BC861R	133	BD053R	156
BC592R	85	BC659R	114	BC862R	133	BD065R	157
BC595R	89	BC660R	112	BC863R	133	BD067R	157
BC597R	114	BC662R	110	BC876R	133	BD068R	157
BC600R	87	BC663R	110	BC881R	132, 1082	BD069R	157
BC601R	87	BC664R	110	BC885R	132, 1082	BD077R	157
BC602R	87	BC669R	111	BC888R	134	BD078R	158
BC603R	87	BC670R	111	BC890R	132	BD081R	155
BC604R	87	BC672R	81	BC900R	90	BD083R	158
BC605R	87	BC680R	87	BC901R	90	BD130R	158
BC606R	87	BC683R	87	BC911R	90	BD151R	162
BC607R	87	BC685R	530	BC915R	90	BD154R	162
BC608R	515	BC686R	530	BC916R	90	BD156R	162
BC611R	88	BC687R	530	BC917R	90	BD157R	162
BC612R	88	BC688R	530	BC920R	90	BD158R	162
BC613R	88	BC689R	530	BC921R	90	BD159R	162
BC614R	88	BC690R	530	BC924R	91	BD160R	164
BC615R	88	BC702R	118	BC925R	91	BD164R	164
BC616R	88	BC703R	118	BC930R	91	BD165R	164
BC617R	126, 565	BC704R	118	BC931R	91	BD166R	164
BC618R	88	BC708R	118	BC934R	91	BD168R	164
BC619R	88	BC715R	113, 618	BC937R	91	BD171R	163, 543
BC620R	89	BC721R	117	BC970R	132, 1082	BD173R	163, 543
BC621R	125, 565	BC723R	117	BC971R	132, 1082	BD180R	163
BC622R	126, 565	BC731R	118	BC973R	132, 1082	BD181R	163
BC623R	126, 565	BC741R	117	BC975R	132, 1082	BD185R	178
BC624R	125	BC743R	117	BC977R	132, 1082	BD190R	149, 757
BC625R	88	BC746R	117	BC978R	132	BD191R	149, 757
BC627R	127, 567	BC748R	117	BC979R	132	BD192R	149, 757



Numerischer Index – Numerical Index

BD – BF

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
BD193R.....	149, 757	BD336R.....	139	BD602R.....	176	BD878R.....	165
BD194R.....	149, 757	BD337R.....	139	BD603R.....	176	BD879R.....	165
BD195R.....	149, 757	BD338R.....	139	BD604R.....	176	BD880R.....	165
BD196R.....	149, 757	BD340R.....	140	BD606R.....	176	BD883R.....	166
BD197R.....	149, 757	BD343R.....	138	BD607R.....	176	BD885R.....	166
BD198R.....	164	BD345R.....	138	BD608R.....	177	BD886R.....	166
BD210R.....	153	BD500R.....	171	BD609R.....	177	BD887R.....	166
BD213R.....	154	BD501R.....	171	BD610R.....	177	BD888R.....	166
BD215R.....	154	BD502R.....	171	BD611R.....	177	BD900R.....	167
BD216R.....	154	BD505R.....	139	BD651R.....	173	BD902R.....	167
BD217R.....	154	BD506R.....	169	BD660R.....	172	BD903R.....	167
BD220R.....	151	BD507R.....	169	BD661R.....	172	BD904R.....	167
BD222R.....	151	BD508R.....	169	BD662R.....	172	BD905R.....	167
BD223R.....	152	BD509R.....	168	BD663R.....	172	BD910R.....	167
BD224R.....	152	BD510R.....	168	BD664R.....	172	BD911R.....	167
BD225R.....	151	BD511R.....	168	BD665R.....	171	BD952R.....	181
BD226R.....	152	BD512R.....	168	BD666R.....	171	BD963R.....	181
BD228R.....	154	BD513R.....	169	BD667R.....	171	BD964R.....	181
BD229R.....	154	BD520R.....	169	BD668R.....	171	BD965R.....	181
BD230R.....	154	BD521R.....	169	BD669R.....	171	BD980R.....	181
BD231R.....	155	BD522R.....	169	BD670R.....	172	BD992R.....	181
BD232R.....	155	BD523R.....	169	BD671R.....	172	BD993R.....	181
BD236R.....	154	BD527R.....	174	BD672R.....	172	BD995R.....	181
BD238R.....	155	BD533R.....	174	BD678R.....	173		
BD239R.....	155	BD535R.....	174	BD679R.....	172	BF003R.....	184
BD240R.....	155	BD537R.....	174	BD690R.....	178	BF004R.....	184
BD243R.....	155	BD539R.....	174	BD692R.....	178	BF006R.....	184
BD246R.....	155	BD540R.....	174	BD693R.....	177	BF008R.....	184
BD247R.....	155	BD541R.....	174	BD700R.....	170	BF010R.....	184
BD250R.....	155, 783	BD542R.....	174	BD701R.....	170	BF016R.....	184
BD257R.....	155	BD543R.....	174	BD702R.....	170	BF021R.....	184
BD260R.....	140	BD547R.....	175	BD704R.....	177	BF027R.....	185
BD261R.....	140	BD549R.....	175	BD705R.....	178	BF032R.....	185
BD264R.....	140	BD552R.....	174	BD725R.....	179, 543	BF033R.....	185
BD268R.....	154	BD553R.....	174	BD726R.....	179, 543	BF040R.....	185
BD269R.....	154	BD555R.....	174	BD727R.....	179, 543	BF041R.....	185
BD301R.....	153	BD557R.....	174	BD735R.....	179	BF046R.....	10, 185
BD302R.....	153	BD559R.....	174	BD736R.....	179	BF047R.....	10, 185
BD303R.....	153	BD560R.....	174	BD750R.....	179	BF056R.....	187
BD304R.....	153	BD561R.....	174	BD755R.....	179	BF057R.....	187
BD305R.....	153	BD562R.....	174	BD760R.....	179	BF058R.....	187
BD311R.....	153	BD563R.....	174	BD801R.....	180, 838	BF059R.....	187
BD312R.....	153	BD564R.....	174	BD802R.....	180, 838	BF060R.....	10, 186
BD313R.....	153	BD575R.....	175	BD820R.....	180, 543	BF061R.....	10, 186
BD314R.....	153	BD577R.....	175	BD852R.....	519	BF062R.....	186
BD315R.....	153	BD579R.....	175	BD853R.....	519	BF063R.....	186
BD320R.....	153	BD580R.....	175	BD854R.....	519	BF065R.....	186
BD321R.....	153	BD581R.....	175	BD855R.....	519	BF070R.....	188
BD322R.....	153	BD587R.....	176	BD856R.....	519	BF071R.....	188
BD329R.....	138	BD589R.....	176	BD857R.....	519	BF076R.....	188
BD330R.....	138	BD591R.....	176	BD858R.....	519	BF077R.....	188
BD331R.....	138	BD597R.....	176	BD859R.....	519	BF078R.....	188
BD333R.....	138	BD598R.....	176	BD860R.....	519	BF091R.....	189
BD335R.....	138	BD600R.....	175	BD870R.....	165	BF092R.....	189

G
I
O

Numerischer Index – Numerical Index

BF – BH

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
BF098R	189	BF466R	205	BH154R	222	BH316R	231
BF112R	190	BF491R	207	BH155R	222	BH318R	231
BF113R	190	BF493R	207	BH160R	223	BH332R	232
BF116R	190	BF494R	207	BH161R	223	BH333R	232
BF118R	190			BH164R	224	BH334R	232
BF120R	190	BH011R	216, 786	BH165R	224	BH335R	232
BF121R	190	BH012R	216, 786	BH166R	224	BH336R	232
BF122R	190, 594	BH013R	216, 786	BH167R	224	BH337R	232
BF123R	190, 594	BH014R	216, 786	BH168R	225	BH338R	232
BF135R	193, 685, 734	BH015R	216, 786	BH170R	223	BH339R	232
BF136R	193	BH016R	216, 786	BH171R	223	BH353R	520
BF299R	196	BH017R	216, 786	BH176R	224	BH354R	520
BF300R	196, 538	BH018R	216, 786	BH177R	224	BH361R	232
BF301R	196, 538	BH020R	216, 786	BH178R	225	BH410R	17, 231
BF303R	194	BH021R	216, 786	BH183R	226	BH412R	232
BF306R	194	BH022R	216, 786	BH187R	226	BH413R	232
BF307R	194	BH023R	216, 786	BH191R	227	BH414R	232
BF309R	197, 678	BH026R	216, 786	BH193R	227	BH415R	232
BF310R	197, 678	BH027R	216, 786	BH196R	228	BH422R	232
BF311R	197, 678	BH030R	217, 787	BH197R	228	BH424R	232
BF315R	195	BH031R	217, 787	BH198R	225	BH425R	232
BF316R	195	BH032R	217, 787	BH199R	225, 245	BH442R	233
BF320R	195	BH034R	217, 787	BH200R	225	BH443R	233
BF324R	195	BH100R	220	BH201R	225	BH444R	233
BF325R	195	BH104R	220	BH202R	225	BH445R	233
BF326R	195	BH105R	220	BH203R	225	BH446R	233
BF401R	201	BH106R	221	BH205R	226	BH447R	233
BF407R	201	BH108R	220	BH206R	227	BH448R	233
BF408R	201	BH109R	220	BH207R	227	BH449R	233
BF410R	201	BH110R	220	BH209R	227, 250	BH450R	233
BF411R	201	BH111R	220	BH210R	226	BH451R	233
BF417R	202	BH114R	220	BH211R	226	BH456R	233
BF426R	203, 674	BH115R	220	BH212R	225	BH457R	233
BF431R	203	BH118R	220	BH213R	225	BH470R	234
BF432R	203	BH119R	220	BH214R	226	BH471R	234
BF433R	203	BH120R	220	BH215R	226	BH472R	234
BF436R	203	BH121R	220	BH216R	227	BH473R	234
BF437R	203	BH123R	222	BH217R	227	BH474R	234
BF439R	204	BH124R	223	BH224R	229	BH475R	234
BF440R	204	BH125R	223	BH225R	229	BH610R	235
BF442R	204	BH126R	223	BH226R	238	BH612R	235
BF443R	204	BH127R	223	BH227R	230	BH614R	235
BF444R	203	BH130R	221	BH228R	228	BH615R	235
BF448R	203	BH131R	221	BH229R	228	BH618R	235
BF450R	202, 543	BH134R	221	BH230R	230	BH619R	235
BF451R	202, 543	BH135R	221	BH231R	230	BH630R	235
BF452R	202, 543	BH139R	221	BH234R	229	BH631R	235
BF458R	206	BH140R	222	BH238R	228	BH642R	236
BF459R	206	BH141R	222	BH239R	228	BH643R	236
BF460R	205	BH143R	221	BH243R	520	BH644R	236
BF461R	205	BH144R	222	BH300R	231	BH645R	236
BF463R	205	BH145R	222	BH302R	231	BH646R	236
BF464R	205	BH150R	222	BH304R	231	BH647R	236
BF465R	205	BH151R	222	BH312R	231	BH648R	236



Numerischer Index – Numerical Index

BH – BL

G
I
O

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
BH649R.....	236	BJ024R	246	BJ131R	254	BJ582R	269
BH650R.....	236	BJ025R	246	BJ132R	254	BJ583R	269
BH651R.....	236	BJ026R	246	BJ300R	257	BJ584R	269
BH652R.....	236	BJ029R	252, 619	BJ304R	257	BJ585R	269
BH653R.....	236	BJ031R	246	BJ305R	257		
BH654R.....	236	BJ032R	246	BJ306R	257	BL058N	276
BH655R.....	236	BJ033R	246	BJ308R	257	BL059N	276
BH658R.....	236	BJ034R	246	BJ309R	258	BL060N	276
BH659R.....	236	BJ035R	246	BJ310R.....	258	BL061N	276
BH686R.....	531	BJ041R.....	251	BJ312R	258	BL062N	276
BH687R.....	531	BJ042R	251	BJ313R	259	BL063N	276
BH689R.....	531	BJ043R	251	BJ314R	259	BL064N	276
BH800R.....	237	BJ044R	251	BJ315R	259	BL065N	276
BH801R.....	237	BJ045R	251	BJ325R	260	BL066N	276
BH804R.....	237	BJ047R	254	BJ326R	260	BL067N	276
BH805R.....	237	BJ048R	254	BJ500R	260	BL068N	276
BH807R.....	237	BJ050R	249	BJ501R	260	BL069N	276
BH808R.....	237	BJ051R	250, 840	BJ506R	263	BL070N	276
BH812R.....	238	BJ052R	251, 840	BJ507R	263	BL071N	276
BH813R.....	238	BJ055R.....	253, 593, 841	BJ509R	264	BL072N	276
BH814R.....	238	BJ057R	252	BJ510R.....	265	BL073N	276
BH831R.....	239, 592	BJ058R	252	BJ511R.....	265	BL074N	276
BH833R.....	239, 592	BJ059R	252	BJ515R	264	BL075N	276
BH835R.....	239, 609	BJ060R	255, 590	BJ517R	260	BL076N	276
BH837R.....	239, 609	BJ061R	255, 841	BJ519R	260	BL098N	276
BH839R.....	239, 609	BJ062R	255, 841	BJ520R	261	BL099N	276
BH902R.....	241, 542	BJ067R	249	BJ521R.....	261	BL100N	276
BH906R.....	16, 192, 241	BJ068R	255	BJ522R	261	BL101N	276
BH908R.....	192, 241	BJ070R.....	253	BJ524R	261	BL102N	276
BH949R.....	240	BJ073R	255, 841	BJ526R	262	BL103N	276
BH951R.....	240	BJ075R	254, 691	BJ527R	262	BL104N	276
BH952R.....	240	BJ076R	254, 691	BJ528R	265	BL105N	276
BH957R.....	240	BJ080R	247	BJ529R	261	BL106N	276
BH959R.....	240	BJ081R	247	BJ530R	267	BL107N	276
BH961R.....	240	BJ082R	247	BJ531R	267	BL108N	276
BH963R.....	240	BJ083R	247	BJ532R	267	BL109N	276
BH965R.....	240	BJ086R	247	BJ534R	266	BL110N	276
		BJ090R	247	BJ535R	266	BL111N	276
BJ002R.....	244	BJ091R	247	BJ536R	260	BL112N	276
BJ008R.....	244	BJ096R	247	BJ537R	266	BL113N	276
BJ009R.....	244	BJ100R	248	BJ540R	264	BL114N	276
BJ011R.....	244	BJ102R	248	BJ541R	265	BL115N	276
BJ012R.....	244	BJ103R	248	BJ550R	268	BL116N	276
BJ013R.....	245	BJ104R	248	BJ551R	100, 268	BL161N	276
BJ014R.....	245	BJ106R	248	BJ552R	100, 268	BL162N	276
BJ015R.....	245	BJ110R	252, 619	BJ553R	268	BL163N	276
BJ016R.....	245	BJ111R	247	BJ560R	271, 692	BL164N	276
BJ017R.....	245	BJ114R	247	BJ561R	271, 693	BL165N	276
BJ018R.....	245	BJ120R	252	BJ562R	271, 692	BL166N	276
BJ019R.....	246	BJ121R	252	BJ563R	271, 693	BL167N	276
BJ020R.....	246	BJ122R	252	BJ574R	270, 611	BL168N	276
BJ021R.....	246	BJ123R	252	BJ576R	270	BL169N	276
BJ022R.....	246	BJ124R	252	BJ579R	273, 612	BL170N	276
BJ023R.....	246	BJ130R	254	BJ581R.....	272, 612, 808	BL171N	276

Numerischer Index – Numerical Index

BL – BM

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
BL172N	276	BL546N	278	BM035R	313, 776	BM150R	325
BL173N	276	BL547N	278	BM036R	313, 776	BM151R	325
BL174N	276	BL548N	278	BM037R	313, 776	BM153R	325
BL175N	276	BL601N	278	BM038R	313, 776	BM154R	325
BL176N	276	BL602N	278	BM040R	314, 777	BM156R	325
BL201N	276	BL603N	278	BM042R	316	BM158R	325
BL202N	276	BL604N	278	BM044R	320, 779	BM165R	324
BL203N	276	BL605N	278	BM045R	320, 779	BM168R	324
BL204N	276	BL611N	278	BM046R	320, 779	BM170R	323
BL205N	276	BL612N	278	BM047R	320, 779	BM172R	323
BL206N	276	BL613N	278	BM051R	314, 777	BM178R	323
BL207N	276	BL614N	278	BM052R	314, 777	BM183R	322
BL208N	276	BL615N	278	BM054R	320, 779	BM184R	319, 778
BL209N	276	BL907R	279	BM055R	320, 779	BM186R	322
BL210N	276	BL910R	279	BM056R	320, 779	BM191R	322
BL211N	276	BL911R	279	BM057R	320, 779	BM193R	322
BL212N	276	BL915R	279	BM058R	320, 779	BM196R	322
BL213N	276	BL929R	279	BM063R	313, 776	BM200R	299
BL214N	276	BL930R	279	BM064R	313, 776	BM201R	299
BL215N	276	BL931R	279	BM065R	310	BM202R	299
BL216N	276	BL932R	279	BM066R	310	BM204R	299
BL231N	277	BL933R	279	BM067R	310	BM205R	299
BL232N	277	BL941R	279	BM068R	310	BM210R	299
BL233N	277	BL943R	279	BM069R	310	BM211R	300
BL234N	277			BM070R	310	BM215R	299
BL235N	277	BM001R	286, 773	BM074R	319, 778	BM218R	300
BL236N	277	BM002R	286, 773	BM075R	319, 778	BM219R	300
BL237N	277	BM003R	286, 773	BM076R	319, 778	BM220R	300
BL251N	277	BM004R	287, 774	BM077R	310	BM221R	301
BL252N	277	BM005R	287, 774	BM078R	310	BM224R	301
BL253N	277	BM008R	307	BM081R	315	BM235R	301
BL254N	277	BM009R	307	BM082R	315	BM236R	301
BL255N	277	BM010R	307	BM084R	315	BM237R	301
BL256N	277	BM011R	307	BM088R	317	BM238R	301
BL257N	277	BM012R	308	BM089R	317, 568	BM240R	301
BL301N	277	BM013R	309	BM090R	318	BM241R	302
BL302N	277	BM014R	308	BM092R	318	BM242R	302
BL303N	277	BM015R	308	BM095R	315	BM245R	302
BL305N	277	BM016R	309	BM096R	315	BM247R	302
BL318N	277	BM017R	309	BM100R	315	BM249R	302
BL319N	277	BM018R	308	BM101R	315	BM255R	302
BL320N	277	BM019R	309	BM102R	315	BM259R	302
BL321N	277	BM020R	309	BM105R	316	BM270R	302
BL322N	277	BM021R	309	BM110R	312, 1067	BM272R	303
BL323N	277	BM022R	309	BM111R	312, 1067	BM275R	303
BL324N	277	BM023R	309	BM112R	312, 1067	BM280R	303
BL325N	277	BM024R	308	BM113R	312, 1068	BM290R	304
BL539N	278	BM025R	313, 776	BM124R	311	BM291R	304
BL540N	278	BM026R	313, 776	BM127R	311	BM298R	304
BL541N	278	BM027R	313, 776	BM128R	311	BM299R	304
BL542N	278	BM030R	309	BM129R	311	BM301R	298, 767
BL543N	278	BM032R	313, 776	BM132R	324	BM302R	298, 767
BL544N	278	BM033R	313, 776	BM148R	325	BM310R	321, 775
BL545N	278	BM034R	313, 776	BM149R	325	BM311R	321, 775



Numerischer Index – Numerical Index BM – BT

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
BM320R	321, 775	BM856R	334	BN120R	345	BN925R	353
BM325R	298, 767	BM858R	335	BN125R	345	BN926R	353
BM327R	298, 767	BM861R	335, 1056	BN134R	345	BN942R	353
BM328R	298, 767	BM900R	337	BN136R	345	BN943R	353
BM360R	305	BM901R	337	BN138R	345	BN944R	353
BM361R	305	BM902R	337	BN140R	345	BN945R	353
BM362R	305	BM905R	337	BN150R	345	BN946R	353
BM406R	305	BM911R	337	BN160	347	BN947R	353
BM407R	305	BM913R	337	BN161	347	BT001R	378
BM503R	305	BM920R	337	BN170R	347	BT004R	379
BM510R	305	BM922R	337	BN172R	347	BT005R	377
BM560R	283, 771	BM924R	338	BN184R	348	BT006R	377
BM562R	283, 771	BM925R	338	BN400R	349	BT007R	377
BM563R	282, 770	BM931R	336	BN403	349	BT008R	377
BM564R	282, 770	BM932R	336	BN404	349	BT010R	379
BM620R	326, 623	BM938	338	BN440R	349	BT011R	379
BM627R	326, 623	BM940	338	BN445R	349	BT012R	379
BM628R	326, 623	BM941	338	BN452R	351	BT019R	379
BM629R	326, 623	BM950R	339	BN457R	351	BT020R	379
BM711R	327	BM976R	691	BN460R	350	BT021R	379
BM712R	327	BM977R	691	BN461R	350	BT022R	380
BM713R	327			BN465R	350	BT025R	379
BM714R	327	BN003R	342	BN466R	350	BT026R	380
BM726R	328	BN004R	342	BN467R	349	BT028R	382
BM727R	328	BN006R	342	BN468R	350	BT029R	382
BM728R	328	BN010R	342	BN507R	352	BT030R	381
BM729R	328	BN012R	342	BN511R	352	BT031R	381
BM748R	333	BN015R	342	BN512R	352	BT032R	381
BM749R	333	BN020R	342, 579	BN515R	352	BT033R	381
BM755R	333	BN021R	343, 579	BN516R	352	BT034R	383
BM770R	332	BN022R	343, 579	BN518R	352	BT035R	383
BM771R	332	BN023R	343, 579	BN520R	352	BT036R	383
BM774R	333	BN024R	343, 579	BN522R	352	BT037R	384
BM780R	332	BN026R	343, 579	BN730R	352	BT038R	384
BM781R	332	BN034R	344, 1048	BN731R	352		
BM801R	329	BN036R	344, 1048	BN750R	352	BT040R	385
BM802R	329	BN040R	344, 1048	BN754R	352	BT041R	386
BM806R	330	BN054R	344	BN757R	352	BT042R	384
BM807R	330	BN063R	344	BN758R	352	BT047R	386
BM808R	330	BN064R	344	BN902R	353	BT048R	386
BM809R	330	BN066R	344	BN903R	353	BT049R	386
BM810R	331	BN068R	344	BN904R	353	BT075R	357
BM811R	331	BN070R	344	BN905R	353	BT080R	357
BM812R	329	BN090R	345, 579	BN906R	353	BT082R	357
BM813R	329	BN095	346	BN907R	353	BT083R	357
BM814R	329	BN096	346	BN912R	353	BT084R	359
BM822R	331	BN099	346	BN913R	353	BT088R	359
BM823R	331	BN101R	346	BN914R	353	BT089R	359
BM824R	331	BN104R	345	BN915R	353	BT090R	359
BM825R	331	BN110	345	BN916R	353	BT091R	359
BM831R	336, 1056	BN113R	345	BN917R	353	BT100R	364
BM832R	336	BN114R	345	BN922R	353	BT103R	364
BM853R	334	BN116R	345	BN923R	353	BT106R	364
BM855R	334	BN118R	345	BN924R	353	BT107R	364

G
I
O

Numerischer Index – Numerical Index

BT

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
BT111R.....	365	BT223R	388	BT322R	395	BT462R	409
BT112R.....	365	BT224R	388	BT323R	395	BT463R	409
BT113R.....	365	BT225R	388	BT325R	395	BT464R	407
BT114R.....	365	BT227R	388	BT326R	395	BT465R	408
BT116R.....	365	BT228R	388	BT327R	397	BT470R	413
BT117R.....	365	BT229R	388	BT328R	397	BT471R.....	413
BT118R.....	365	BT230R	388	BT329R	415	BT472R	413
BT119R.....	365	BT232R	387	BT330R	415	BT475R	413
BT121R.....	366	BT234R	387	BT331R	415	BT476R	413
BT122R.....	366	BT238R	387	BT332R	398	BT477R	413
BT123R.....	366	BT239R	387	BT340R	397	BT478R	414
BT124R.....	366	BT240R	387	BT343R	398	BT479R	414
BT126R.....	366, 625	BT241R	387	BT351R	404	BT481R	415
BT127R.....	366	BT242R	389	BT352R	404	BT482R	415
BT128R.....	366	BT243R	389	BT353R	404	BT483R	415
BT129R.....	366	BT244R	389	BT354R	396	BT484R	415
BT132R.....	365	BT246R	389	BT356R	396	BT485R	416
BT133R.....	365	BT248R	389	BT357R	396	BT486R	416
BT134R.....	365	BT252R	389	BT358R	396	BT487R	416
BT136R.....	365	BT253R	389	BT359R	396	BT490R	410
BT137R.....	365	BT254R	389	BT361R	396	BT492R	410
BT138R.....	365	BT256R	389	BT363R	396	BT494R	410
BT161R.....	372	BT257R	389	BT364R	396	BT498R	410
BT166R.....	372	BT258R	389	BT365R	396	BT500R	443
BT167R.....	372	BT259R	389	BT369R	403	BT501R	946
BT170R.....	373	BT260R	389	BT370R	403	BT502R	946
BT171R.....	373	BT261R	389	BT371R	403	BT503R	946
BT172R.....	373	BT262R	390	BT372R	403	BT504R	946
BT173R.....	370	BT263R	390	BT373R	403	BT505R	946
BT174R.....	370	BT264R	390	BT400R	405	BT508R	418
BT177R.....	370	BT265R	389	BT404R	406	BT509R	418
BT178R.....	370	BT266R	390	BT405R	406	BT510R.....	418
BT179R.....	370	BT272R	390	BT406R	406	BT511R.....	418
BT180R.....	373	BT273R	390	BT408R	406	BT512R	418
BT181R.....	373	BT274R	390	BT419R	400, 1045	BT513R	418
BT182R.....	374	BT276R	390	BT420R	400, 1045	BT514R	425
BT183R.....	374	BT278R	392	BT421R	399, 1045	BT521R	425
BT184R.....	375	BT279R	392	BT422R	399, 1045	BT522R	425
BT185R.....	375	BT280R	392	BT423R	399, 1045	BT523R	425
BT187R.....	375	BT284R	393	BT424R	399, 1045	BT524R	419
BT190R.....	374	BT285R	393	BT425R	399, 1045	BT525R	419
BT192R.....	375	BT286R	393	BT430R	400, 1045	BT526R	419
BT193R.....	371	BT287R	393	BT440R	411	BT527R	419
BT194R.....	371	BT288R	394	BT441R	411	BT528R	419
BT195R.....	371	BT290R	392	BT442R	411	BT529R	419
BT196R.....	371	BT293R	391	BT443R	411	BT530R	419
BT197R.....	371	BT294R	391	BT444R	411	BT531R	426, 880
BT198R.....	371	BT295R	391	BT445R	411	BT540P	412
BT200R.....	376	BT296R	391	BT446R	411, 569	BT542P	412
BT201R.....	376	BT311R	394	BT457R	374	BT545P	412
BT202R.....	376	BT315R	394	BT458R	374	BT551R	422, 878
BT206R.....	376	BT316R	394	BT459R	409	BT552R	422, 878
BT221R.....	388	BT320R	395	BT460R	409	BT553R	423, 879
BT222R.....	388	BT321R	395	BT461R	409	BT559R	424, 881



Numerischer Index – Numerical Index BT – BV

G
I
O

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
BT560R	424, 881	BT732R	435	BT916R	367	BV086R	472
BT561R	424, 881	BT740R	436	BT917R	367	BV087R	472, 659
BT594R	427	BT742R	436	BT918R	367	BV088R	464
BT595R	427	BT746R	451	BT921R	367	BV090R	462
BT596R	427	BT747R	451	BT922R	367	BV091R	462
BT597R	427	BT749R	450	BT923R	367	BV092R	464
BT600R	429	BT750R	450	BT926R	367	BV093R	464
BT601R	429	BT751R	450	BT927R	367	BV094R	463
BT602R	430	BT752R	450	BT928R	367	BV097R	461
BT603R	430	BT755R	450	BT933R	368	BV098R	461
BT604R	431	BT756R	450	BT940R	368	BV099R	461
BT605R	432	BT758R	450	BT943R	368	BV101R	460
BT606R	429	BT761R	450	BT944R	368	BV104R	460
BT607R	431	BT762R	450	BT945R	368	BV112R	465
BT608R	432	BT763R	450	BT946R	368	BV113R	465
BT611R	433	BT773R	451	BT948R	369	BV199R	466
BT613R	433	BT774R	451	BT949R	369	BV200R	466
BT614R	434	BT775R	451	BT951R	369	BV201R	466
BT615R	434	BT776R	451	BT958R	369	BV203R	466
BT617R	443	BT777R	451	BT964R	369	BV205R	466
BT618R	437	BT780R	453	BT966R	369	BV206R	466
BT621R	437	BT795R	453			BV207R	466
BT622R	438	BT799R	421	BV001R	456	BV208R	466
BT623R	438	BT800R	421	BV002R	456	BV209R	466
BT624R	438	BT801R	420	BV003R	456	BV247R	467
BT626R	442	BT802R	420	BV005R	456	BV248R	468
BT630R	439	BT803R	420	BV006R	456	BV249R	467
BT633R	439	BT804R	420	BV007R	456	BV250R	468
BT655R	445	BT805R	420	BV008R	457	BV252R	468
BT656R	445	BT806R	420	BV010R	457	BV254R	469
BT657R	445	BT807R	420	BV011R	457	BV255R	469
BT658R	445	BT808R	420	BV013R	457	BV258R	470
BT659R	445	BT809R	420	BV014R	457	BV260R	469
BT667R	446	BT810R	420	BV015R	457	BV271R	470
BT669R	446	BT811R	420	BV028R	458	BV272R	470
BT670R	440, 578	BT812R	420	BV030R	458	BV273R	471
BT672R	440, 578	BT813R	420	BV032R	458	BV276R	471
BT674R	441, 578	BT814R	420	BV033R	458	BV296R	481
BT680R	452, 620	BT815R	420	BV059R	768	BV297R	481
BT681R	452, 620	BT816R	420	BV066R	459	BV298R	481
BT703R	447	BT817R	420	BV067R	459	BV299R	481
BT708R	449	BT818R	420	BV068R	461	BV326R	482
BT709R	449	BT819R	420	BV070R	459	BV327R	482, 497
BT710R	448	BT820R	420	BV071R	459	BV328R	482
BT711R	448	BT821R	420	BV072R	461	BV329R	482
BT712R	448	BT822R	420	BV073R	459	BV338R	482
BT713R	448	BT901R	367	BV074R	459	BV348R	497
BT714R	448	BT902R	367	BV075R	461	BV349R	497
BT715R	448	BT904R	367	BV076R	460	BV361R	482
BT721R	447	BT906R	367	BV077R	460	BV362R	482
BT723R	447	BT908R	367	BV078R	462	BV363R	482
BT724R	447	BT911R	367	BV079R	462	BV366R	483
BT725R	447	BT912R	367	BV084R	463	BV367R	483
BT730R	435	BT913R	367	BV085R	463	BV369R	483

Numerischer Index – Numerical Index

BV – DO

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
BV379R	480	BV505R	485	BV616R	487	BV697R	492, 493
BV380R	480	BV506R	485	BV617R	487	BV698R	492, 493
BV381R	480	BV509R	477	BV618R	487	BV709R	475
BV382R	480	BV510R	477	BV621R	488	BV710R	475
BV383R	480	BV512R	485, 866	BV622R	488	BV711R	475
BV384R	480	BV516R	477	BV624R	488	BV712T	475
BV385R	480	BV517R	477	BV626R	488	BV713T	475
BV391R	480	BV518R	477	BV628R	488	BV906R	573
BV392R	480	BV519R	477	BV632R	488	BV907R	577
BV393R	480	BV520R	482	BV634R	488	BV927R	621
BV394R	480	BV522R	482	BV636R	488	BV928R	496, 617
BV395R	480	BV523R	482	BV638R	488	BV993R	472
BV400R	476	BV524R	482	BV640R	488	BV996R	473, 659
BV401R	476	BV527R	483	BV645R	490	BV997R	473, 659
BV403R	476	BV528R	483	BV646R	490	BV998R	473
BV405R	476	BV530R	482	BV647R	490	BV999R	473
BV406R	476	BV531R	482	BV648R	490		
BV409R	476	BV532R	482	BV649R	490	DF112R	993
BV411R	476	BV533R	482	BV650R	490	DF114R	993
BV413R	479	BV535R	482	BV653R	491		
BV414R	479	BV536R	482	BV654R	491	D0208R	92
BV415R	479	BV542R	483	BV655R	491	D0209R	92
BV416R	479	BV543R	483	BV656R	491	D0210R	65
BV417R	479	BV545R	483	BV657R	491	D0211R	65
BV435R	478	BV551R	482, 484	BV658R	491	D0218R	67
BV437R	478	BV552R	482, 484	BV659R	491	D0219R	69
BV441R	478	BV553R	482, 484	BV660R	494	D0250R	92
BV442R	478	BV554R	482, 484	BV661R	494	D0251R	69
BV443R	478	BV555R	482, 484	BV662R	494	D0252R	69
BV444R	478	BV556R	483, 484	BV663R	494	D0432R	407
BV445R	478	BV557R	483, 484	BV664R	494	D0438R	408
BV446R	478	BV558R	483, 484	BV665R	494	D0439R	408
BV447R	478	BV575R	496, 617	BV668R	494	D0440R	405
BV448R	478	BV576R	496, 617	BV669R	494	D0441R	405
BV449R	478, 479	BV577R	496, 617	BV670R	495	D0450R	401
BV450R	478	BV578R	496, 617	BV672R	495	D0451R	401
BV451R	478	BV580R	496, 617	BV674R	495	D0452R	401
BV452R	478	BV581R	576	BV675R	495	D0453R	401
BV453R	478	BV582R	576	BV676R	495	D0454R	401
BV454R	478	BV583R	576	BV680R	495	D0455R	401
BV455R	478	BV584R	576	BV682R	495	D0460R	402
BV456R	478	BV585R	576	BV684R	495	D0461R	402
BV457R	478	BV586R	576	BV685	492	D0462R	402
BV458R	478	BV589R	576	BV686R	492	D0463R	402
BV461R	478	BV591R	576	BV687R	492	D0464R	402
BV462R	478	BV601R	485	BV688R	492	D0465R	402
BV463R	478	BV602R	485	BV689R	492	D0510R	961
BV464R	478	BV605R	486	BV690R	492, 493	D0518R	972
BV465R	478	BV606R	486, 488	BV691R	492, 493	D0520R	966
BV466R	478	BV608R	486	BV692R	492, 493	D0523R	969
BV467R	478	BV609R	486, 488	BV693R	492, 493	D0543R	966
BV468R	478	BV610R	486	BV694R	492, 493	D0546R	961
BV500R	485	BV611R	486, 488	BV695R	492, 493	D0547R	966
BV502R	485	BV615R	487	BV696R	492, 493	D0548R	966



Numerischer Index – Numerical Index

DO – EB

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
DO552R.....	966	DP552R.....	100, 1072	EA140R.....	549	EA825R.....	571
DO553R.....	966	DP560R.....	129	EA141R.....	549	EA826R.....	571
DO608R.....	982	DP561R.....	129	EA145R.....	549	EA828R.....	571
DO609R.....	982	DP563R.....	129	EA146R.....	549	EA829R.....	571
DO611R.....	960	DP569R.....	129	EA150R.....	551	EA831R.....	571
DO612R.....	960			EA151R.....	551	EA843R.....	571
DO630R.....	983	EA010R.....	196, 538	EA152R.....	551	EA853R.....	573
DO631R.....	983	EA012R.....	196, 538	EA155R.....	551	EA862C.....	572
DO632R.....	983	EA013R.....	539	EA156R.....	551	EA863C.....	572
DO633R.....	983	EA014R.....	539	EA157R.....	551	EA864C.....	572
DO642R.....	960	EA015R.....	539	EA170R.....	555	EA871R.....	574
DO650R.....	982	EA016R.....	196, 539	EA171R.....	555	EA873R.....	574
DO651R.....	982	EA017R.....	539	EA176R.....	553	EA875R.....	574
DO655R.....	982	EA018R.....	539	EA182R.....	553	EA876R.....	574
DO656R.....	982	EA020R.....	540	EA191R.....	561	EA877R.....	575
DO670R.....	982	EA025R.....	540	EA202R.....	552	EA878R.....	575
DO671R.....	982	EA026R.....	540	EA203R.....	552	EA879R.....	575
DO672R.....	982	EA027R.....	180, 543	EA204R.....	552	EA880R.....	572
DO673R.....	982	EA028R.....	543, 838	EA205R.....	552	EA882R.....	572
DO674R.....	982	EA030R.....	540	EA206R.....	552	EA883R.....	572
DO711R.....	1001	EA031R.....	540, 839	EA207R.....	552	EA887R.....	573
DO713R.....	1001	EA032R.....	540, 839	EA210R.....	548	EA888R.....	575
DO715R.....	1001	EA033R.....	540	EA211R.....	548	EA889R.....	575
DO717R.....	1001	EA036R.....	541	EA212R.....	550	EA890R.....	579
DO720R.....	1005	EA037R.....	241, 542	EA213R.....	550	EA900R.....	580
DO722R.....	1002	EA039R.....	541	EA216R.....	555	EA903R.....	580
DO723R.....	1002	EA040R.....	541	EA217R.....	555	EA904R.....	581
DO725R.....	1002	EA041R.....	541	EA220R.....	547	EA905R.....	582
DO726R.....	1002	EA042R.....	541	EA221R.....	547	EA906R.....	582
DO728R.....	1005	EA050R.....	544, 835	EA222R.....	548	EA907R.....	582
DO730R.....	1005	EA052R.....	544, 835	EA223R.....	548	EA912R.....	581, 704
DO732R.....	1002	EA061R.....	191, 544, 837	EA240R.....	557	EA914R.....	581
DO733R.....	1002	EA062R.....	191, 544, 837	EA305R.....	558	EA943R.....	582
DO750R.....	1007	EA092R.....	544, 836	EA306R.....	558	EA989R.....	583
DO751R.....	1007	EA095R.....	544, 836	EA309R.....	558	EA990R.....	585
DO752R.....	1007	EA096R.....	544, 836	EA321R.....	554	EA991R.....	585
DO753R.....	1007	EA097R.....	544, 836	EA331R.....	559	EA993.....	585
DO754R.....	1007	EA099R.....	544, 836	EA332R.....	559	EA996R.....	586
DO755R.....	1007	EA100R.....	544, 568, 836	EA334R.....	559	EA997R.....	586
DO771R.....	979	EA101R.....	544, 836	EA336R.....	559	EA998R.....	586
DO772R.....	979	EA106R.....	547	EA338R.....	559	EA999P.....	586
DO773R.....	979	EA107R.....	547	EA355R.....	564		
DO811R.....	1056	EA114R.....	547	EA356R.....	566	EB001R.....	255, 590
DO812R.....	1056	EA116R.....	547	EA360R.....	564	EB003R.....	255, 590
		EA117R.....	547	EA362R.....	562	EB008R.....	256, 591
DP031R.....	1069	EA120R.....	548	EA365R.....	560	EB009R.....	256, 591
DP035R.....	1069	EA121R.....	548	EA397R.....	557	EB011R.....	256, 592
DP501R.....	1073	EA124R.....	548	EA440R.....	556	EB012R.....	256, 592
DP505R.....	1073	EA125R.....	548	EA441R.....	556	EB050.....	598
DP520R.....	1077	EA126R.....	550	EA450R.....	558	EB052C.....	599
DP530R.....	1073	EA127R.....	550	EA466R.....	557	EB061R.....	601
DP540R.....	1072	EA130R.....	549	EA800R.....	570	EB062R.....	601
DP541R.....	1072	EA131R.....	549	EA820R.....	570	EB063R.....	601
DP551R.....	1072	EA132R.....	554	EA821R.....	570	EB064R.....	601

G
I
O

Numerischer Index – Numerical Index

EB – EL

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
EB065R	601	EF055R	615	EF826R	630	EL181R	639
EB066R	601	EF056R	615	EF828R	630	EL182R	639
EB067R	601	EF070R	624	EF830R	630	EL183R	639
EB068R	601	EF155R	625	EF832R	630	EL184R	639
EB069R	601	EF163R	622	EF834R	630	EL185R	639
EB070R	601	EF164R	622	EF836R	630	EL192R	640
EB071R	601	EF167R	619	EF838R	630	EL193R	640
EB072R	601	EF168R	326, 622	EF840R	630	EL194R	640
EB073R	601	EF170R	622	EF842R	630	EL195R	640
EB074R	601	EF195R	625	EF844R	630	EL196R	640
EB075	601	EF208C	627	EF846R	630	EL407R	640
EB101R	599	EF210C	627	EF848R	630	EL408R	640
EB102R	599	EF212C	627	EF850R	630	EL409R	640
EB103R	599	EF214C	627	EF852R	630	EL410R	641
EB111R	602	EF216C	627	EF854R	630	EL411R	641
EB112R	602	EF218C	627	EF856R	630	EL413R	641
EB113R	602	EF220C	627	EF858R	630	EL420R	641
EB114R	602	EF306C	627	EF860R	630	EL421R	641
EB168R	602	EF308C	627	EF921R	200, 626	EL422R	641
EB169R	602	EF310C	627	EF928R	626	EL423R	641
EB170R	602	EF312C	627	EF965R	631	EL424R	641
EB171R	602	EF314C	627	EF966R	631	EL425R	641
EB172R	602	EF316C	627	EF967R	631	EL426R	641
EB173R	602	EF318C	627			EL427R	641
EB174R	602	EF400R	625	EJ126R	634	EL428R	641
EB175R	602	EF401R	625			EL440R	642
EB220R	603, 846	EF491C	628	EL010C	636	EL441R	642
EB221R	603	EF492R	628	EL011R	636	EL442R	642
EB225R	604	EF493R	628	EL013R	636	EL443R	642
EB231R	605	EF638R	600, 629	EL014R	636	EL444R	644
EB232R	605	EF639R	600, 629	EL015R	636	EL445R	644
EB233R	605	EF640R	600, 629	EL016R	636	EL446R	644
EB234R	605	EF641R	600, 629	EL040R	637	EL447R	644
EB239R	605	EF642R	600, 629	EL041R	638	EL448R	644
EB240R	605	EF643R	600, 629	EL042R	638	EL450R	643
EB242R	605	EF644R	600, 629	EL043R	638	EL451R	643
EB244R	616	EF645R	600, 629	EL044R	638	EL452R	643
EB246R	616	EF646R	600, 629	EL056R	637	EL453R	643
		EF647R	600, 629	EL057R	637	EL454R	645
EF001R	608	EF648R	600, 629	EL058R	637	EL455R	645
EF002R	608	EF649R	600, 629	EL075R	637	EL456R	645
EF003R	608	EF650R	600, 629	EL076R	638	EL457R	645
EF010R	609	EF651R	600, 629	EL077R	638	EL458R	645
EF011R	608	EF652R	600, 629	EL078R	638	EL480R	646
EF012R	610	EF653R	600, 629	EL079R	638	EL481R	646
EF015R	610	EF654R	600, 629	EL080R	638	EL491R	647
EF016R	610	EF655R	600, 629	EL081R	638	EL492R	647
EF030R	611	EF656R	600, 629	EL086R	637	EL493R	647
EF047R	614	EF657R	600, 629	EL087R	637	EL494R	647
EF048R	614	EF658R	600, 629	EL088R	637	EL495R	647
EF051R	614	EF659R	600, 629	EL150R	638	EL496R	647
EF052R	614	EF660R	600, 629	EL151R	638	EL497R	647
EF053R	614	EF790R	629	EL152R	638	EL498R	647
EF054R	614	EF824R	630	EL180R	639	EL499R	647



Numerischer Index – Numerical Index EL – ER

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
EL550R	648	EL754R	658	EM140R	662	E0122R	675
EL551R	648	EL755R	658	EM141R	662	E0125R	676
EL558R	649	EL756R	658	EM142R	662	E0130R	677
EL559R	649	EL757R	658	EM143R	662	E0140R	677
EL578R	650	EL758R	658	EM144R	662	E0150R	678
EL579R	650	EL759R	658	EM145R	662	E0151R	678
EL581R	652	EL760R	658	EM146R	662	E0163R	197, 679
EL627R	650	EL859R	654	EM147R	662	E0164R	197, 679
EL628R	650	EL860R	654	EM193R	664	E0165R	198, 680
EL629R	650	EL865R	652	EM194R	664	E0166R	198, 680
EL631R	444, 651	EL868R	417, 655	EM231R	662	E0171R	681
EL632R	444, 651	EL870R	417, 655	EM232R	662, 663	E0177R	681
EL633R	444, 651	EL872R	417, 655	EM233R	662, 663	E0180R	682
EL634R	444, 651	EL873R	417, 655	EM234R	662, 663	E0202R	682
EL635R	444, 651			EM235R	662, 663	E0216R	683
EL636R	444, 651	EM097R	664	EM236R	662, 663	E0218R	683
EL637R	444, 651	EM098R	664	EM237R	662, 663	E0220R	684
EL638R	444, 651	EM099R	664	EM238R	662, 663	E0221R	684
EL639R	444, 651	EM100R	664	EM239R	662, 663	E0222R	684
EL642R	444, 651	EM101R	662, 664	EM244R	663	E0225R	684
EL644R	444, 651	EM102R	662, 664	EM245	663	E0226R	684
EL660R	651	EM103R	662, 664	EM271R	663	E0240R	684
EL690R	653	EM104R	662, 664	EM272R	663	E0242R	684
EL691R	653	EM105R	662, 664	EM273R	663	E0300R	688
EL693R	653	EM106R	662, 664	EM274R	663	E0310R	193, 594, 686
EL694R	653	EM107R	662, 664	EM275R	663	E0315R	193, 686
EL695R	653	EM108R	662, 664	EM276R	663	E0332R	596, 687
EL697R	653	EM109R	662, 664	EM277R	663	E0338R	191, 584, 595, 687, 837
EL698R	653	EM110R	662, 664	EM278R	663	E0340R	191, 584, 595, 687, 837
EL700R	653	EM111R	662, 664	EM710R	667	E0342R	688
EL702R	653	EM112R	662, 664	EM711R	667	E0405R	613, 688
EL703R	653	EM113R	662, 664			E0407R	613, 689
EL704R	653	EM114R	662, 664	E0005R	598, 670	E0415R	689
EL705R	653	EM115R	662, 664	E0010R	670	E0420R	689
EL707R	653	EM116R	662, 664	E0012R	670	E0433R	690
EL708R	653	EM117R	662, 664	E0013R	670	E0435R	690
EL720C	654	EM118R	662, 664	E0015R	670		
EL721C	654	EM119R	662, 664	E0016R	671	E002R	697
EL722C	654	EM120R	662, 664	E0020	671	E005R	626, 697
EL736R	656	EM121R	662, 664	E0030R	671	E011R	698
EL738R	656	EM122R	662, 664	E0060R	200, 672	E012R	698
EL739R	656	EM123R	662, 664	E0061R	200, 604, 672	E015R	698
EL740R	657	EM124R	662, 664	E0075R	672	E016R	698
EL741R	657	EM125R	662, 664	E0077R	672	E025R	711
EL742R	657	EM126R	662, 664	E0080R	673	E050R	699
EL743R	657	EM131R	662	E0082R	673	E054R	700
EL744R	657	EM132R	662	E0085R	673	E055R	700
EL745R	657	EM133R	662	E0105R	674	E058R	699
EL746R	657	EM134R	662	E0106R	674	E061R	701
EL747R	657	EM135R	662	E0108R	675	E062R	701
EL748R	657	EM136R	662	E0110R	199, 675	E063R	701
EL751R	658	EM137R	662	E0111R	676	E064R	701
EL752R	658	EM138R	662	E0112R	199, 676	E066R	703
EL753R	658	EM139R	662	E0115R	677	E068R	706

G
I
O

Numerischer Index – Numerical Index

ER – FB

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
ER070R	703	ER402R	709	ET106R	722	FB055R	888
ER071R	704	ER403R	709	ET130R	724	FB108R	851
ER072R	702	ER404R	709	ET140R	124, 724	FB109R	851
ER073R	702	ER405R	709	ET141R	124, 724, 856	FB110R	851
ER076R	702	ER406R	709	ET142R	124, 724	FB112R	851
ER101R	707, 988	ER411R	709	ET150R	123, 723	FB113R	851
ER102R	707, 988	ER412R	709	ET152R	123, 723	FB114R	851
ER103R	707, 988	ER413R	709	ET160R	724	FB115R	851
ER104R	707, 988	ER414R	709	ET205R	726	FB116R	851
ER105R	707, 988	ER415R	709	ET210R	726	FB117R	851
ER106R	707, 988	ER416R	709	ET220R	727	FB119R	851
ER111R	707	ER421R	709	ET221R	727	FB120R	889
ER112R	707	ER422R	709	ET237R	727	FB121R	889
ER113R	707	ER423R	709	ET245R	728	FB122R	889
ER114R	707	ER424R	709	ET246R	728	FB124R	889
ER115R	707	ER425R	709	ET251R	729	FB125R	889
ER116R	707	ER426R	709	ET255R	729	FB126R	889
ER126R	707	ER520R	710	ET268R	730	FB150R	849
ER128R	707	ER521R	710	ET269R	731	FB151R	849
ER130R	707	ER522R	710	ET270R	730	FB153R	846
ER132R	707	ER523R	710	ET301R	732	FB154R	846
ER134R	707	ER524R	710	ET302R	732	FB155R	846
ER219R	708	ER525R	710	ET306R	732	FB156R	846
ER220R	708	ER526R	710	ET307R	732	FB158R	850
ER221R	708	ER580R	711	ET308R	732	FB159R	850
ER222R	708	ER585R	711	ET315R	732	FB160R	847
ER223R	708	ER602R	712	ET316R	732	FB161R	847
ER224R	708	ER611R	713	ET320R	734	FB162R	847
ER225R	708	ER612R	713	ET325R	733	FB163R	847
ER226R	708	ER621R	713	ET326R	733	FB164R	847
ER227R	708	ER623R	713	ET327R	733	FB165R	847
ER228R	708	ER626R	713	ET329R	735	FB166R	847
ER229R	708	ER627R	713			FB167R	847
ER230R	708	ER628R	713	FA001R	456	FB168R	847
ER241R	708	ER820C	715	FA005R	474	FB169R	847
ER242R	708	ER822C	715	FA006R	474	FB170R	847
ER243R	708	ER825C	715	FA007R	474	FB172R	847
ER244R	708	ER826C	715	FA025R	364	FB180R	852
ER245R	708	ER827C	715	FA026R	364	FB184R	852
ER246R	708	ER828C	715			FB185R	852
ER247R	708	ER829	715	FB030R	887	FB186R	852
ER248R	708	ER867R	717	FB031R	887, 888	FB194R	852
ER320R	708	ER871R	716	FB032R	887	FB195R	852
ER321R	708	ER872R	716	FB033	887	FB196R	852
ER322R	708	ER873R	716	FB034R	887	FB200R	852
ER323R	708	ER874R	716	FB035R	887	FB222R	738
ER324R	708	ER875	717	FB036R	887	FB223R	739
ER325R	708	ER876	717	FB037R	887	FB224R	739
ER326R	708			FB038R	887	FB226R	739
ER327R	708	ET002	720	FB040R	887	FB227R	739
ER328R	708	ET005R	720	FB050R	888	FB234R	740
ER329R	708	ET073R	720	FB051R	888	FB235R	741
ER330R	708	ET096R	721	FB053R	888	FB236R	741
ER401R	709	ET102R	722	FB054R	888	FB238R	741



Numerischer Index – Numerical Index

FB

G
I
O

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page	Art. Nr. Cat. No.	Seite Page	Art. Nr. Cat. No.	Seite Page	Art. Nr. Cat. No.	Seite Page
FB239R	741	FB424R	219, 789	FB485R	798	FB554R	804
FB240R	742	FB425R	219, 789	FB486R	797	FB557R	792
FB242R	743	FB426R	219, 789	FB487R	797	FB558R	792
FB243R	742	FB427R	219, 789	FB488R	818	FB559R	793
FB245R	743	FB431R	218, 788	FB489R	818	FB560R	793
FB246R	744	FB432R	219, 789	FB490R	819	FB561R	793
FB248R	745	FB433R	219, 789	FB491R	819	FB563R	793
FB249R	744	FB434R	219, 789	FB492R	819	FB567R	792
FB251R	745	FB435R	219, 789	FB493R	563, 811	FB568R	792
FB252R	744	FB436R	219, 789	FB494R	563, 811	FB569R	792
FB253R	745	FB437R	219, 789	FB495R	817	FB570R	793
FB254R	742	FB440R	794	FB496R	797	FB573R	812
FB255R	743	FB441R	794	FB497R	797	FB574R	812
FB328R	217, 787	FB442R	794	FB498R	798	FB576R	817
FB329R	217, 787	FB443R	794	FB499R	798	FB578R	816
FB330R	217, 787	FB444R	795	FB500R	801	FB581R	791
FB331R	217, 787	FB445R	795	FB501R	801	FB582R	791
FB352R	218, 788	FB446R	794	FB502R	801	FB587R	803
FB353R	218, 788	FB447R	794	FB503R	801	FB588R	803
FB357R	218, 788	FB448R	794	FB504R	801	FB590R	791
FB358R	218, 788	FB449R	794	FB506R	802	FB591R	791
FB359R	218, 788	FB450R	805	FB507R	802	FB592R	791
FB362R	218, 788	FB451R	805	FB508R	802	FB593R	791
FB363R	218, 788	FB452R	804	FB510R	809	FB600R	843
FB364R	218, 788	FB453R	804	FB511R	809	FB602R	843
FB365R	218, 788	FB454R	804	FB512R	809	FB604R	843
FB366R	218, 788	FB455R	804	FB513R	809	FB605R	843
FB367R	218, 788	FB456R	804	FB515R	810	FB633R	844
FB369R	218, 788	FB457R	804	FB516R	810	FB634R	844
FB394R	160, 782	FB458R	799	FB517R	810	FB635R	844
FB395R	160, 782	FB459R	799	FB518R	810	FB651R	851
FB396R	160, 782	FB460R	799	FB519R	800	FB653R	851
FB400R	160, 546, 782	FB461R	799	FB520R	800	FB654R	851
FB401R	161, 783	FB462R	799	FB521R	800	FB700R	820
FB402R	160, 546, 782	FB463R	806	FB522R	800	FB701R	820
FB403R	161, 783	FB464R	806	FB523R	800	FB702R	820
FB404R	160, 546, 782	FB465R	806	FB524R	800	FB703R	820
FB405R	160, 546, 782	FB466R	807	FB525R	816	FB704R	820
FB406R	161, 546, 783	FB467R	807	FB526R	795	FB705R	820
FB407R	161, 546, 783	FB468R	807	FB527R	795	FB706R	820
FB408R	161, 546, 783	FB469R	807	FB528R	796	FB707R	820
FB409R	161, 546, 567, 783	FB470R	807	FB529R	796	FB708R	820
FB411R	160, 782	FB471R	815	FB530R	796	FB710R	826
FB412R	160, 782	FB472R	815	FB532R	795	FB711R	826
FB414R	160, 546, 782	FB473R	815	FB533R	795	FB712R	826
FB415R	160, 546, 782	FB475R	815	FB534R	795	FB713R	826
FB416R	160, 546, 782	FB476R	814	FB535R	795	FB714R	826
FB417R	160, 546, 782	FB477R	814	FB540R	790	FB715R	826
FB418R	160, 782	FB478R	814	FB541R	790	FB717R	824
FB419R	160, 782	FB480R	815	FB542R	790	FB718R	824
FB420R	219, 789	FB481R	813	FB543R	790	FB719R	824
FB421R	219, 789	FB482R	813	FB544R	790	FB721R	823
FB422R	219, 789	FB483R	798	FB552R	804	FB722R	823
FB423R	219, 789	FB484R	798	FB553R	804	FB723R	823

Numerischer Index – Numerical Index

FB – FD

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
FB724R	823	FB821R	874	FC004R	853	FD080R	282, 770
FB725R	823	FB822R	874	FC005R	853	FD081R	282, 770
FB726R	823	FB823R	874	FC014R	853	FD100R	53
FB727R	823	FB830R	866	FC015R	853	FD101R	53
FB729R	825	FB835R	867	FC025R	853	FD103R	53
FB730R	825	FB836R	867	FC030	853	FD230R	283, 771
FB731R	822	FB840R	877	FC034R	853	FD231R	283, 771
FB732R	822	FB841R	877	FC035R	853	FD232R	283, 771
FB734R	822	FB842R	877	FC040A	864	FD233R	283, 771
FB735R	822	FB844R	877	FC041A	864	FD240R	284, 772
FB736R	825	FB845R	872	FC042A	864	FD241R	284, 772
FB737R	825	FB846R	872	FC043A	864	FD242R	284, 772
FB738R	828	FB847R	866	FC044A	865	FD243R	284, 772
FB741R	821	FB850R	873	FC048R	854	FD244R	284, 772
FB742R	821	FB851R	873	FC049R	854	FD245R	284, 772
FB743R	821	FB852R	865	FC060R	875, 876	FD246R	284, 772
FB754R	827	FB853R	865	FC061R	876	FD247R	284, 772
FB755R	827	FB854R	865	FC062R	876	FD251R	60, 768
FB756R	827	FB855R	865	FC063R	876	FD252R	60, 768
FB764R	832	FB856R	865	FC064R	876	FD253R	150, 769
FB765R	833	FB857R	865	FC300R	834	FD255R	769
FB766R	827	FB858R	865	FC301R	834	FD258R	297, 769
FB767R	827	FB860R	882	FC302R	834	FD259R	297, 769
FB773R	829	FB861R	882	FC303R	834	FD280R	143
FB775R	830	FB862R	882	FC304R	834	FD281R	143
FB776R	831	FB865R	883	FC310R	834	FD284R	143
FB777R	831	FB866R	883	FC311R	834	FD285R	143
FB778R	831	FB870R	857	FC312R	834	FD286R	143
FB779R	831	FB873R	857	FC313R	834	FD287R	143
FB780R	831	FB878R	857	FC314R	834	FD333R	849
FB784R	161, 783	FB881R	857	FC411R	159, 546, 781	FD375R	363
FB785R	161, 783	FB882R	857	FC412R	159, 546, 781	FD376R	363
FB786R	161, 783	FB890R	858	FC413R	159, 546, 781	FD392R	363
FB795R	828	FB892R	858	FC418R	159, 546, 781	FD394R	358
FB800R	867	FB911R	855			FD395R	358
FB802R	867	FB918R	856	FD011R	50	FD396R	358
FB803R	868	FB930R	542, 839	FD012R	50	FD397R	358
FB804R	868	FB934R	540, 839	FD013R	50	FD398R	358
FB805R	869	FB936R	545, 835	FD014R	50	FD399R	358
FB806R	869	FB938R	539, 839	FD015R	50	FD552R	210
FB807R	869	FB940R	842	FD016R	51	FD554R	210
FB808R	870	FB950R	845	FD017R	51	FD556R	210
FB809R	870	FB954R	273, 561, 845	FD018R	52	FD558R	210
FB810R	870	FB955R	273, 561, 845	FD019R	52	FD560R	210
FB811R	870	FB956R	272, 560, 808	FD020R	52	FD561R	210
FB812R	870	FB957R	272, 560, 808	FD021R	52	FD562R	210
FB813R	871	FB958R	272, 560, 808	FD022R	52	FD568R	210, 211
FB814R	871	FB961R	840	FD023R	52	FD569R	210, 211
FB815R	871	FB971R	884	FD028R	51	FD571R	211
FB816R	871	FB972R	884	FD045R	282, 770	FD572R	211
FB817R	871	FB973R	884	FD046R	282, 770	FD575R	212
FB818R	871	FB974R	884	FD048R	282, 770	FD578R	210
FB819R	871	FB975R	884	FD076R	282, 770	FD610R	1046
FB820R	874	FB976R	884	FD079R	282, 770	FD611R	211



Numerischer Index – Numerical Index

FD – FH

G
I
O

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
FD612R.....	211	FF066R	1052	FF662R	897	FF771R.....	897
FD613R.....	211	FF067R	1052	FF663R	897	FF772R.....	897
FD614R.....	211	FF068R	1052	FF664R	897	FF773R.....	897
FD615R.....	211	FF130R	925	FF665R	897	FF774R.....	903
FD635R.....	212	FF133C	925	FF682R	897	FF775R.....	903
FD636R.....	212	FF291R.....	928	FF683R	897	FF776R.....	903
		FF292R	928	FF684R	897	FF777R.....	903
FE005K.....	213	FF293R	928	FF685R	897	FF778R.....	903
FE010K.....	213	FF294R	928	FF692R	898	FF779R.....	903
FE011K.....	213	FF295R	929	FF693R	898	FF781R.....	898
FE012K.....	213	FF300R	850	FF694R	898	FF782R.....	898
FE013K.....	213	FF301R.....	850	FF695R	898	FF783R.....	898
FE014K.....	213	FF302R	850	FF707R.....	376	FF784R.....	898
FE020K.....	213	FF308R	929	FF708R.....	376	FF785R.....	898
FE021K.....	213	FF309.....	339	FF709R.....	376	FF799R.....	902
FE022K.....	213	FF313R.....	360	FF711R.....	898	FF800R.....	902
FE023K.....	213	FF321R.....	360	FF712R.....	898	FF801R.....	902
FE024K.....	213	FF322R.....	360	FF713R.....	898	FF803R.....	906
FE030S.....	214, 784	FF345R	909	FF714R.....	898	FF805R.....	906
FE031S.....	214, 784	FF346R	962	FF715R.....	897	FF806R.....	907
FE032S.....	215, 785	FF347R	929	FF716R.....	896	FF807R.....	906
FE034S.....	215, 785	FF348R	929	FF717R.....	897	FF808R.....	911
FE040S.....	214, 784	FF349R	929	FF718R.....	896	FF810R.....	907
FE041S.....	214, 784	FF502R	905	FF719R.....	896	FF811R.....	907
FE042S.....	215, 785	FF503R	905	FF720R.....	897	FF814R.....	907
FE044S.....	215, 785	FF504R	905	FF721R.....	896	FF818R.....	911
		FF513R.....	905	FF722R.....	897	FF820R.....	909
FF011R.....	731	FF514R.....	905	FF723R.....	896	FF832R.....	904
FF031R.....	1053	FF523R	906	FF724R.....	897	FF833R.....	904
FF032R.....	1053	FF524R	906	FF725R.....	898	FF834R.....	904
FF033R.....	1053	FF532R	905	FF726R.....	897	FF835R.....	904
FF034R.....	1053	FF533R	905	FF727R.....	897	FF842R.....	904
FF035R.....	1053	FF534R	905	FF728R.....	897	FF843R.....	904
FF036R.....	1053	FF535R	905	FF729R.....	897	FF844R.....	904
FF037R.....	1053	FF536R	905	FF730R.....	929	FF852R.....	904
FF038R.....	1053	FF543R	905	FF737R.....	897	FF853R.....	904
FF039R.....	1053	FF544R	905	FF738R.....	897	FF854R.....	904
FF040R.....	1053	FF545R	905	FF741R.....	896	FF856R.....	910
FF041R.....	1053	FF553R	906	FF742R.....	896	FF857R.....	910
FF042R.....	1053	FF554R	906	FF743R.....	896	FF858R.....	910
FF043R.....	1053	FF562R	905	FF746R.....	897	FF913R.....	997
FF044R.....	1053	FF563R	905	FF747R.....	897	FF914R.....	997
FF047R.....	1053	FF564R	905	FF748R.....	897	FF915R.....	997
FF048R.....	1053	FF565R	905	FF749R.....	897		
FF052R.....	1053	FF566R	905	FF750R.....	896	FG052R.....	1035
FF053R.....	1053	FF573R	905	FF752R.....	896	FG055R.....	895
FF055R.....	1052	FF574R	905	FF754R.....	896	FG057R.....	912
FF056R.....	1052	FF575R	905	FF755R.....	896		
FF057R.....	1052	FF583R	906	FF765R.....	902	FH001.....	916
FF061R.....	1052	FF584R	906	FF766R.....	902	FH002.....	916
FF062R.....	1052	FF599R	908	FF767R.....	902	FH003.....	916
FF063R.....	1052	FF600R	908	FF768R.....	902	FH004.....	916
FF064R.....	1052	FF605R	908	FF769R.....	897	FH005.....	916
FF065R.....	1052	FF661R.....	897	FF770R.....	897	FH010.....	916

Numerischer Index – Numerical Index

FH – FK

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
FH014	916	FK130R	931	FK245R	953	FK384R	862, 975
FH100R.....	28, 917	FK131R	931	FK246R	954	FK387R	862, 975
FH101R.....	28, 917	FK133R	931	FK251	959	FK390R	971
FH102R.....	28, 917	FK135R	933	FK252	959	FK391R	972
FH103R.....	28, 917	FK136R	933	FK253	959	FK394R	969
FH116R.....	28, 917	FK139R	931	FK254	959	FK395R	969
FH150R.....	28, 917	FK140R	933	FK291R	964	FK396R	969
FH160R.....	29, 918	FK141R	930	FK292R	964	FK397R	969
FH166R.....	29, 918	FK146R	974	FK293R	964	FK400R	861, 976
FH170R.....	29, 918	FK147R	974	FK299R	968	FK401R	861, 976
FH191R.....	29, 918	FK148R	974	FK300R	961	FK402R	861, 976
FH192R.....	29, 918	FK149R	974	FK301R	968	FK403R	861, 976
FH194R.....	33, 919	FK156R	934	FK302R	968	FK408R	861, 976
FH197R.....	33, 919	FK157R	974	FK303R	961	FK409R	861, 976
FH220R.....	920	FK158R	944	FK306R	968	FK410R	972
FH222R.....	920	FK160R	934	FK307R	968	FK411R	972
FH300R.....	921	FK161R	935	FK308R	968	FK412R	972
FH301C.....	921	FK162R	935	FK309R	968	FK413R	972
FH302C.....	921	FK166R	937	FK310R	961	FK414R	972
FH305R.....	921	FK167R	936	FK314R	969	FK420R	863, 974
FH306R.....	921	FK168R	943	FK317R	970	FK505R	980
FH307C.....	921	FK169R	943	FK318R	970	FK507R	980
FH308C.....	921	FK170R	936	FK319R	970	FK510R	980
FH310C.....	921	FK171R	937	FK321R	970	FK511R	980
FH312C.....	921	FK172R	940	FK323R	970	FK530R	967
FH313R.....	922	FK173R	940	FK324R	970	FK532R	967
FH314C.....	922	FK174R	938	FK325R	970	FK534R	967
FH315C.....	922	FK175R	938	FK328R	969	FK541R	967
FH316C.....	922	FK176R	939	FK329R	969	FK542R	967
FH320R.....	922	FK177R	944	FK336R	973	FK543R	967
FH325R.....	923	FK180R	945	FK340R	971	FK552R	967
FH326R.....	923	FK185R	936	FK341R	971	FK562R	967
FH335R.....	923	FK186R	937	FK344R	971	FK611R	984
FH403.....	924	FK187R	942	FK345R	971	FK612R	984
FH404.....	924	FK188R	939	FK348R	977	FK613R	984
FH405.....	924	FK189R	941	FK350R	971	FK614R	984
FH407.....	924	FK193R	945	FK351R	973	FK615R	984
FH413.....	924	FK211R	947	FK352R	977	FK616R	984
FH414.....	924	FK212R	947	FK353R	977	FK617R	984
FH415.....	924	FK213R	947	FK355R	863, 973	FK621R	984
FH430R.....	924	FK214R	950	FK356R	863, 973	FK622R	984
FH480R.....	924	FK215R	950	FK357R	863, 973	FK623R	984
		FK218R	948	FK358R	863, 973	FK624R	984
FK110R.....	930	FK219R	948	FK359R	863, 973	FK625R	984
FK111R.....	932	FK221R	957	FK360R	863, 972	FK626R	984
FK113R.....	932	FK222R	955	FK361R	972	FK627R	984
FK114R.....	932	FK223R	952	FK362R	972	FK630R	984
FK116R.....	932	FK224R	949	FK365R	973	FK631R	984
FK117R.....	932	FK231R	958	FK366R	973	FK632R	984
FK118R.....	932	FK238R	959	FK378R	972	FK633R	984
FK119R.....	932	FK239R	951	FK379R	971	FK634R	984
FK120R.....	930	FK241R	956	FK381R	862, 975	FK635R	984
FK121R.....	930	FK243R	953	FK382R	862, 975	FK636R	984
FK124R.....	931	FK244R	954	FK383R	862, 975	FK637R	984



Numerischer Index – Numerical Index FK – FL

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
FK638R	984	FK845R	981	FK932R	898	FL060R	995
FK639R	984	FK846R	981	FK933R	898	FL062.....	994
FK658R	984	FK848R	982	FK934R	898	FL064R	994
FK659R	984	FK850R	981	FK936R	898	FL065.....	994
FK660R	983	FK854R	989	FK937R	898	FL066R	996
FK661R	983	FK855R	989	FK938R	898	FL068C	996
FK662R	985	FK863R	989	FK939R	898	FL069C	996
FK663R	985	FK864R	989	FK940R	898	FL070S.....	995
FK664R	985	FK900B	897	FK943R	898	FL090R	997
FK665R	985	FK900R	897	FK944R	898	FL091R	997
FK666R	989	FK901B	897	FK945R	898	FL092R	997
FK668R	989	FK901R	897	FK946R	898	FL093R	997
FK670R	989	FK902B	897	FK948B	896	FL094R	997
FK672R	989	FK902R	897	FK948R	896	FL095R	997
FK675R	985	FK903B	897	FK949B	896	FL096R	997
FK676R	985	FK903R	897	FK949R	896	FL097R	997
FK677R	985	FK904B	897	FK950B	896	FL098R	997
FK678R	985	FK904R	897	FK950R	896	FL101R.....	1001
FK679R	985	FK905B	897	FK951B	896	FL102R.....	1001
FK684R	985	FK905R	897	FK951R	896	FL104R.....	1001
FK685R	985	FK906B	897	FK952B	896	FL106R.....	1001
FK686R	985	FK906R	897	FK952R	896	FL108R.....	1001
FK688R	988	FK907B	897	FK953B	896	FL109R.....	1001
FK689R	988	FK907R	897	FK953R	896	FL110R.....	999
FK690R	988	FK908B	897	FK954R	896	FL112R.....	999
FK702R	986	FK908R	897	FK955R	896	FL114R.....	999
FK703R	986	FK909B	897	FK956R	896	FL116R.....	999
FK704R	986	FK909R	897	FK957R	896	FL118R.....	999
FK705R	986	FK910B	897	FK958R	896	FL120R.....	999
FK712R	986	FK910R	897	FK959R	896	FL122R.....	999
FK713R	986	FK913B	897	FK961B	897	FL124R.....	999
FK714R	986	FK913R	897	FK961R	897	FL126R.....	999
FK715R	986	FK914B	897	FK962B	897	FL128R.....	999
FK723R	986	FK914R	897	FK962R	897	FL130R.....	999
FK724R	986	FK915B	897	FK963B	897	FL132R.....	999
FK725R	986	FK915R	897	FK963R	897	FL134R.....	999
FK773R	988	FK916B	897	FK964B	897	FL136R.....	999
FK774R	988	FK916R	897	FK964R	897	FL138R.....	999
FK775R	988	FK917B	897	FK965B	897	FL144R.....	998
FK783R	988	FK917R	897	FK965R	897	FL146R.....	998
FK784R	988	FK919R	897			FL148R.....	998
FK785R	988	FK920R	897	FL010.....	994	FL153R.....	998
FK800R	981	FK921R	897	FL011.....	994	FL173R.....	1000
FK801R	981	FK922R	897	FL034.....	992	FL174R.....	1000
FK803R	981	FK925B	897	FL035R	992	FL175R.....	1000
FK813R	981	FK925R	897	FL036R	992	FL176R.....	1000
FK814R	981	FK926B	897	FL037.....	992	FL183R.....	1000
FK817R	981	FK926R	897	FL038R	992	FL184R.....	1000
FK834R	988	FK927B	897	FL039R	992	FL185R.....	1000
FK835R	988	FK927R	897	FL044R	993	FL186R.....	1000
FK836R	988	FK928B	897	FL045R	994	FL187R.....	1000
FK840R	981	FK928R	897	FL047.....	994	FL213R.....	1000
FK841R	981	FK930R	898	FL055R	995	FL214R.....	1000
FK842R	981	FK931R	898	FL059R	996	FL215R.....	1000

G
I
O

Numerischer Index – Numerical Index

FL - FM

C
I
O

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
FL216R.....	1000	FL523R	1003	FM010R.....	55	FM476R	59, 749
FL223R.....	1000	FL524R	1003	FM011R.....	55	FM477R	59, 749
FL224R.....	1000	FL525R	1003	FM012R.....	55	FM478R	59, 749
FL225R.....	1000	FL526R	1003	FM013R.....	55	FM479R	59, 749
FL226R.....	1000	FL527R	1003	FM014R.....	55	FM480R	59, 749
FL227R.....	1000	FL553R	1003	FM021R.....	285	FM481R	59, 749
FL343R.....	1001	FL554R	1003	FM033R.....	142	FM482R	59, 749
FL345R.....	1001	FL555R	1003	FM034R.....	142	FM483R	59, 749
FL347R.....	1001	FL556R	1003	FM035R.....	142	FM484R	59, 749
FL380R.....	1007	FL557R	1003	FM036R.....	142	FM485R	59, 749
FL381R.....	1007	FL573R	1003	FM040R.....	55	FM486R	59, 749
FL382R.....	1007	FL574R	1003	FM041R.....	55	FM488R	59, 749
FL383R.....	1007	FL575R	1003	FM042R.....	60, 768	FM489R	59, 749
FL384R.....	1007	FL576R	1003	FM043R.....	60, 768	FM490R	59, 749
FL390R.....	1007	FL577R	1003	FM047R.....	769	FM491R	59, 749
FL391R.....	1007	FL583R	1003	FM053R.....	150, 755	FM492R	59, 749
FL392R.....	1007	FL585R	1003	FM054R.....	150, 755	FM493R	59, 749
FL393R.....	1007	FL650R	1005	FM061R.....	285	FM503R	59, 749
FL394R.....	1007	FL651R	1005	FM063R.....	150, 755	FM504R	59, 749
FL401R.....	1008	FL652R	1005	FM218R.....	289, 759	FM505R	59, 749
FL402R.....	1008	FL653R	1005	FM221R.....	289, 759	FM506R	59, 749
FL403R.....	1008	FL654R	1005	FM223R.....	289, 759	FM507R.....	59, 749
FL405R.....	1008	FL655R	1005	FM228R.....	289, 759	FM508R	59, 749
FL406R.....	1008	FL656R	1005	FM230R.....	289, 759	FM520R	289, 759
FL407R.....	1008	FL658R	1005	FM236R.....	297, 767	FM521R	289, 759
FL408R.....	1008	FL659R	1005	FM276R.....	297, 767	FM522R	289, 759
FL411R.....	1008	FL660R	1005	FM388R.....	287, 774	FM523R	289, 759
FL412R.....	1008	FL661R	1005	FM390R.....	287, 774	FM524R	289, 759
FL413R.....	1008	FL662R	1005	FM392R.....	772	FM525R	289, 759
FL415R.....	1008	FL665R	1006	FM398R.....	772	FM526R	289, 759
FL416R.....	1008	FL666R	1006	FM430R.....	57, 747	FM527R	289, 759
FL417R.....	1008	FL668R	1006	FM431R.....	57, 747	FM528R	289, 759
FL418R.....	1008	FL670R	1006	FM432R.....	57, 747	FM529R	289, 759
FL420R.....	1008	FL672R	1006	FM433R.....	57, 747	FM530R	289, 759
FL423R.....	1010	FL682R	1006	FM434R.....	57, 747	FM531R	289, 759
FL430R.....	1010	FL685R	1006	FM435R.....	57, 747	FM532R	289, 759
FL437R.....	1009	FL686R	1006	FM436R.....	57, 747	FM533R	289, 759
FL438R.....	1009	FL687R	1006	FM437R.....	57, 747	FM534R	291, 761
FL439R.....	1009	FL701R	1008	FM438R.....	57, 747	FM535R	291, 761
FL440R.....	1009	FL702R	1008	FM439R.....	57, 747	FM536R	291, 761
FL441R.....	1009	FL711R	998	FM440R.....	57, 747	FM537R	291, 761
FL443R.....	1009	FL781R	1005	FM441R.....	57, 747	FM538R	291, 761
FL445R.....	1009	FL783R	1005	FM442R.....	57, 747	FM539R	291, 761
FL503R.....	1003	FL785R	1005	FM444R.....	57, 747	FM540R	293, 763
FL504R.....	1003	FL788R	1005	FM451R.....	57, 747	FM541R	293, 763
FL505R.....	1003	FL789R	1005	FM452R.....	57, 747	FM542R	293, 763
FL506R.....	1003	FL790R	1005	FM453R.....	57, 747	FM543R	293, 763
FL507R.....	1003			FM454R.....	57, 747	FM544R	293, 763
FL512R.....	1003	FM001R.....	141	FM455R.....	57, 747	FM545R	293, 763
FL513R.....	1003	FM002R.....	141	FM470R.....	57, 747	FM546R	293, 763
FL514R.....	1003	FM003R.....	141	FM471R.....	57, 747	FM547R	293, 763
FL515R.....	1003	FM004R.....	141	FM472R.....	57, 747	FM548R	293, 763
FL516R.....	1003	FM005R.....	141	FM473R.....	57, 747	FM549R	293, 763
FL517R.....	1003	FM006R.....	141	FM474R.....	57, 747	FM550R	295, 765



Numerischer Index – Numerical Index

FM – FR

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
FM551R	295, 765	FO116R	1015	FO428R	1028	FO634R	1039
FM552R	295, 765	FO117R	1014	FO430R	1028	FO636R	1039
FM553R	295, 765	FO118R	1015	FO432R	1028	FO640R	1040
FM554R	295, 765	FO119R	1014	FO440R	1029	FO641R	1040
FM555R	295, 765	FO120R	1018	FO442R	1029	FO645R	1041
FM560R	296, 766	FO123R	1016	FO450R	1029	FO646R	1041
FM561R	296, 766	FO124R	1016	FO451R	1029	FO647R	1041
FM563R	289, 759	FO125R	1016	FO453R	1029	FO648R	859, 1042
FM564R	289, 759	FO127R	1018	FO455R	1029	FO649R	859, 1042
FM565R	289, 759	FO130R	1018	FO457R	1028	FO800R	1043
FM566R	289, 759	FO135R	859, 1018	FO460R	1030	FO801R	1043
FM567R	289, 759	FO136R	859, 1018	FO461R	1030	FO807R	1043
FM568R	289, 759	FO140R	1019	FO462R	1030	FO808R	1043
FM570R	145, 753	FO141R	1019	FO463R	1030	FO810R	1043
FM571R	145, 753	FO143R	1019	FO467R	1030	FO816R	1043
FM572R	145, 753, 769	FO144R	1022	FO470R	1030	FO820R	913
FM573R	145, 753	FO145R	1022	FO472R	1030	FO855R	1044
FM574R	145, 753	FO146R	1022	FO474R	1031	FO856R	1044
FM575R	145, 753	FO148R	1021	FO475R	1031	FO857R	1044
FM576R	145, 753	FO150R	1020	FO500R	1032	FO900R	1079
FM577R	145, 753	FO151R	1020	FO502R	1032	FO901R	1079
FM578R	145, 753	FO153R	1016	FO511R	1032	FO903R	1079
FM579R	145, 753	FO158R	1021	FO514R	1032	FO912R	1049
FM580R	145, 753	FO159R	1021	FO515R	1032	FO913R	1049
FM581R	145, 753	FO160R	1024	FO518R	1032	FO919	1049
FM582R	147, 755	FO161R	1024	FO520R	1032	FO920	1049
FM583R	145, 753	FO162R	1024	FO521R	1032	FO923R	1046
FM584R	147, 755	FO169R	1023	FO522R	1033	FO925R	1046
FM585R	145, 753	FO170R	1023	FO523R	1033	FO928R	1046
FM586R	147, 755	FO171R	1023	FO525R	1033	FO930R	1046
FM587R	147, 755	FO172R	1023	FO526R	1033	FO931R	1047
FM588R	147, 755	FO173R	1023	FO527R	1033	FO932R	1047
FM589R	147, 755	FO180R	1023	FO530R	1034	FO933R	1047
FM590R	147, 755	FO181R	1023	FO532R	1034	FO934R	1047
FM591R	147, 755	FO182R	1023	FO534R	1034	FO935R	1047
FM592R	145, 753	FO183R	1023	FO550R	1035	FO937R	1047
FM593R	145, 753	FO190R	1025	FO551R	1035	FO939R	1047
FM594R	145, 753	FO191R	1025	FO555R	860, 1036	FO940R	1048
FM595R	145, 753	FO192R	1025	FO566R	1036	FO950R	194
FM596R	145, 753	FO193R	1025	FO570R	860, 1037	FO951R	194
FM597R	147, 755	FO199R	1025	FO572R	860, 1037		
FM598R	147, 755	FO216R	116	FO599R	1026	FR005R	1054
FM599R	145, 753	FO399R	1026	FO601R	1038	FR010R	1054
FM600R	145, 753	FO400R	1026	FO602R	1038	FR011R	1054
		FO406R	1026	FO604R	1038	FR103R	1064
FO100R	1017	FO407R	1026	FO610R	1040	FR105R	1064
FO105R	1015	FO408R	1026	FO611R	1040	FR110R	1055
FO106R	1015	FO409R	1026	FO612R	1040	FR118R	1055
FO108R	1015	FO410R	1027	FO614R	1040	FR120R	1055
FO110R	1017	FO411R	1027	FO620R	1039	FR125R	1055
FO111R	1017	FO412R	1028	FO622R	1039	FR140R	1057
FO112R	1016	FO413R	1027	FO624R	1039	FR141R	1057
FO113R	1014	FO415R	1028	FO626R	1039	FR142R	1057
FO115R	1014	FO416R	1028	FO632R	1039		

G
I
O

Numerischer Index – Numerical Index

GA – GK

O
I
O

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
GA031R	1054	GF757R	1097	GF957	725	GK157R	511
		GF763R	1099	GF980R	1103	GK164R	510
GB020R	1006	GF764R	1099	GH201	9	GK165R	510
		GF765R	1099	GH204	9	GK174R	510
GC002R	1054	GF766R	1099	GH204	9	GK180	522
GC004R	1054	GF767R	1099	GH700	9	GK181	522
GC006R	1054	GF768R	1099	GH703	9	GK183	533
GC007R	1054	GF770R	1099	GH712	9	GK185	533
GC008R	1054	GF771R	1099	GH715	9	GK188	533
GC009R	1054	GF772R	1098, 1099			GK193	534
GC010R	1054	GF773R	1098, 1099	GK005R	516	GK194	534
GC012R	1054	GF774R	1098, 1099	GK006R	517	GK200	533
GC013R	1054	GF775R	1099	GK007R	516	GK202	534
GC014R	1054	GF801C	1092	GK008R	517	GK210	533
GC016R	1054	GF805C	1091	GK009R	517	GK211	534
GC391R	1054	GF806C	1091	GK010R	516	GK212	534
GC395R	1054	GF809C	1091	GK012R	516	GK213	533
GC397R	1054	GF816C	1093	GK013R	516	GK216	533
		GF841	1092	GK015R	517	GK217	534
GF350R	1095	GF860R	1093	GK016R	517	GK239	522
GF351R	1095	GF862R	1093	GK017R	517	GK245	522
GF352R	1095	GF867C	886, 1104	GK033R	516	GK246	522
GF353R	1095	GF905R	1104	GK110R	509	GK252Y	507
GF354R	1095	GF906R	1100	GK111R	509	GK253Y	507
GF355R	1095	GF907R	1100	GK112R	509	GK299	523
GF360R	1102	GF908R	1100	GK113R	509	GK301R	514
GF361R	1102	GF909R	1100	GK114R	509	GK303R	514
GF362R	1102	GF910R	1104	GK115R	509	GK305R	514
GF363R	1102	GF911R	1104	GK116R	509	GK307R	514
GF364R	1102	GF912R	1104	GK117R	509	GK310R	514
GF365R	1102	GF913R	1104	GK118R	509	GK315R	514
GF370R	1102	GF917R	1095	GK121R	510	GK320R	514
GF371R	1102	GF918R	1095	GK122R	510	GK321R	514
GF372R	1102	GF919R	1100	GK123R	510	GK424R	512
GF373R	1102	GF923R	1096	GK125R	511	GK550	521, 1105
GF374R	1102	GF925R	1096	GK127R	511	GK595R	526
GF375R	1102	GF932R	1097	GK128R	511	GK596R	526
GF380R	1102	GF933R	1096	GK129R	511	GK597R	526
GF381R	1102	GF935R	1097	GK131R	512	GK604R	527
GF382R	1102	GF936R	1097	GK132R	512	GK605R	527
GF383R	1102	GF937R	1097	GK133R	512	GK606R	527
GF384R	1102	GF938R	1097	GK140R	509	GK624R	527
GF385R	1102	GF939R	1095	GK141R	509	GK625R	527
GF704R	714, 1090	GF940R	1095	GK142R	509	GK680R	514
GF706R	714, 1090	GF941R	1095	GK143R	509	GK681R	514
GF708R	714, 1090	GF942R	1095	GK144R	509	GK683R	514
GF710R	714, 1090	GF944R	885, 1093	GK145R	509	GK685R	528, 620
GF712R	714, 1090	GF946R	885, 1094	GK146R	509	GK690R	523
GF714R	714, 1090	GF947R	885, 1094	GK147R	509	GK700R	525
GF719R	1090	GF948R	885, 1094	GK148R	509	GK701R	525
GF720R	714, 1090	GF950C	725	GK151R	510	GK703R	525
GF721	714, 1090	GF954R	725	GK152R	510	GK711R	525
GF722	714, 1090	GF955R	725	GK153R	510	GK713R	525
GF756R	1097	GF956R	725	GK155R	511	GK720R	523



Numerischer Index – Numerical Index

GK – LX

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
GK722R.....	523	GT710.....	9	JG522R.....	1108	LX015S.....	1058
GK723R.....	523	GT730.....	9	JG523R.....	1108	LX016S.....	1058
GK730R.....	523	GT736.....	9	JG524R.....	1108	LX017S.....	1058
GK737R.....	518	GT742.....	9	JG525R.....	1108	LX018S.....	1058
GK738R.....	518	GT746.....	9	JG598.....	1113, 1115	LX020S.....	1058
GK739R.....	518	GT748.....	9	JG600.....	1113, 1115	LX022S.....	1058
GK807R.....	524	GT754.....	9	JG820R.....	1109	LX025S.....	1058
GK808R.....	524	GT758.....	9	JG822R.....	1109	LX030S.....	1058
GK809R.....	524	GT770.....	9	JG850R.....	19	LX032S.....	1058
GK881R.....	528	GT779.....	9	KX108S.....	1063	LX034S.....	1058
GK882R.....	528	GT782.....	9	KX110S.....	1063	LX035S.....	1058
GK883R.....	528	GT784.....	9	KX112S.....	1063	LX036S.....	1058
GK884R.....	528			KX114S.....	1063	LX038S.....	1058
GK885R.....	528	HF014R.....	11, 130	KX115S.....	1063	LX040S.....	1058
GK886R.....	528	HF019R.....	11, 130	KX116S.....	1063	LX042S.....	1058
GK891R.....	529	HF020R.....	11, 130	KX118S.....	1063	LX045S.....	1058
GK892R.....	529	HF021R.....	11, 130	KX120S.....	1063	LX047S.....	1058
GK893R.....	529	HF028R.....	11, 130	KX121S.....	1063	LX098S.....	1059
GK894R.....	529	HF030R.....	11, 130	KX125S.....	1063	LX100S.....	1059
GK895R.....	529	HF031R.....	11, 130	KX126S.....	1063	LX108S.....	1059
GK896R.....	529	HF032R.....	11, 130	KX245S.....	1063	LX110S.....	1059
		HF213R.....	12	KX248S.....	1063	LX112S.....	1059
GN073.....	533	HF234R.....	12	KX250S.....	1063	LX114S.....	1059
GN074.....	533	HF250R.....	12	KX255S.....	1063	LX115S.....	1059
GN076.....	533	HF266R.....	1079	KX260S.....	1063	LX116S.....	1059
GN077.....	533	HF400R.....	11, 130	KX261.....	1063	LX117S.....	1059
GN078.....	533	HF409R.....	11, 130	KX262.....	1063	LX118S.....	1059
GN080.....	532	HF514R.....	13			LX120S.....	1059
GN081.....	532	HF519C.....	13	KY002S.....	1065	LX122S.....	1059
GN082.....	532	HF520R.....	13	KY003S.....	1065	LX125S.....	1059
GN083.....	532	HF566R.....	13	KY004S.....	1065	LX128S.....	1059
GN084.....	531			KY005S.....	1065	LX130S.....	1059
GN085.....	532	JF112R.....	666	KY006S.....	1065	LX132S.....	1059
GN086.....	531	JF212R.....	665, 666	KY007S.....	1065	LX134S.....	1059
GN202.....	522	JF489R.....	665	KY008S.....	1065	LX135S.....	1059
GN203.....	506, 513	JF905.....	665, 666	KY009S.....	1065	LX136S.....	1059
GN204.....	522	JF906R.....	665, 666	KY010S.....	1065	LX137S.....	1059
GN205.....	506, 513	JF907R.....	665, 666	KY012S.....	1065	LX138S.....	1059
GN206.....	507	JF908R.....	665, 666	KY015S.....	1065	LX140S.....	1059
GN207.....	506	JF909R.....	665, 666	KY100S.....	1065	LX142S.....	1059
GN208.....	507	JF910R.....	665, 666	KY201R.....	1066	LX145S.....	1059
GN209.....	506	JF915R.....	665, 666	KY202R.....	1066	LX146S.....	1059
GN210.....	508			KY203R.....	1066	LX149R.....	1068, 1075
GN211.....	508	JG161R.....	664	KY204R.....	1066	LX150R.....	1077
GN212.....	508	JG170R.....	664	KY205R.....	1066	LX152R.....	1077
GN213.....	506	JG504R.....	1108	KY206R.....	1066	LX156R.....	1074
GN215.....	506	JG506R.....	1108	KY220S.....	1065	LX157R.....	1074
GN216.....	522	JG508R.....	1108	KY225R.....	1065	LX158R.....	1076
GN217.....	533	JG514R.....	1108			LX159R.....	1076
GN218.....	507	JG515R.....	1108	LX002R.....	1059	LX162R.....	1075
GN221.....	508	JG516R.....	1108	LX008S.....	1058	LX163R.....	1077
GN227.....	513	JG518R.....	1108	LX010S.....	1058	LX164R.....	1078
GN229.....	513	JG520R.....	1108	LX012S.....	1058	LX165R.....	1078
GN310.....	531	JG521R.....	1108	LX014S.....	1058	LX170R.....	1069

G
I
O

Numerischer Index – Numerical Index

LX - OA

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
LX171R	1069	LX575R	1085	MB285R	217, 787	MD124R	1096
LX172R	1069	LX582R	1086	MB291R	170	MD125R	1096
LX174R	1070	LX587R	1086	MB454R	170	MD127R	1096
LX175S	1059	LX600R	1087	MB576R	1070	MD129R	1096
LX176R	1067	LX605R	1087	MB603R	344	MD452R	18
LX177R	1070	LX610R	1087	MB613R	821	MD453R	18
LX178R	1070	LX618R	1087	MB657R	1004	MD454R	18
LX180S	1059	LX624R	1087	MB658R	1004	MD455	1025
LX181R	1071	LX901S	1058	MB659R	1004	MD456R	312, 1068
LX182R	1071	LX902S	1058	MB660R	1004	MD463	173
LX183R	1071	LX911S	1058	MB661R	1004	MD464	224
LX185R	1071	LX912S	1058	MB662R	1004	MD465R	224
LX189R	1070	LX913S	1058	MB663R	1004	MD466R	224
LX190R	1071	LX915S	1058	MB664R	1004	MD467R	224
LX202S	1064	LX917S	1058	MB665R	1004	MD468	224
LX203R	1064	LX921S	1058	MB666R	1004	MD469	224
LX204R	1062	LX922S	1058	MB667R	1004	MD470	545, 835
LX205R	1062	LX923S	1058	MB668R	1004	MD497	386
LX206R	1062	LX925S	1058	MB669R	1004	MD563	945
LX207R	1062	LX927S	1058	MB675R	1004	MD568	538
LX208R	1062	LX951S	1058	MB676R	1004	MD569	245
LX209R	1062	LX952S	1058	MB677R	1004	MD570R	245
LX210R	1064	LX953S	1058	MB678R	1004	MD581	362
LX211R	1060	LX955S	1058	MB679R	1004	MD591	262
LX212R	1060	LX957S	1058	MB680R	1004	MD592	262
LX213R	1060			MB681R	1004	MD615	1031
LX214R	1060	MB229R	221	MB682R	1004	MD617	1029
LX215R	1060	MB238R	842	MB683R	1004		
LX216R	1060	MB239R	842	MB684R	1004	ND087R	912
LX218R	1060	MB245	848	MB685R	1004	ND105R	1010
LX222R	1060	MB246	848	MB686R	1004	ND108R	1010
LX223R	1060	MB247	848	MB687R	1004	ND109R	1010
LX225C	1060	MB248	848	MB688R	1004	ND118R	1011
LX227R	1060	MB249	848	MB689R	1004	ND120R	1011
LX228R	1060	MB250	848	MB690R	1004	ND121R	1011
LX235R	1062	MB251	848	MB691R	1004	ND122R	1011
LX237R	1062	MB252	848	MB692R	1004	ND123R	1011
LX240R	1061	MB253	848	MB693R	1004	ND124R	1011
LX241R	1061	MB254	848	MB694R	1004	ND125R	1011
LX265C	1061	MB256	848	MB750R	798		
LX266	1061	MB257	848	MB751R	798	OA200R	458
LX267R	1061	MB258	848	MB785R	404	OA218R	458
LX269R	1061	MB259	848	MB872R	987	OA225R	458
LX310R	1014, 1062	MB260	848	MB873R	987	OA310R	373
LX505R	1082	MB261	848	MB874R	987	OA311R	373
LX522C	1082	MB262	848	MB875R	987	OA312R	373
LX548R	134, 1083	MB263	848	MB876R	987	OA313R	373
LX550R	135, 1083	MB264	848	MB877R	987	OA314R	373
LX552R	135, 1083	MB265	848	MB878R	987	OA332R	360
LX553R	135, 1083	MB275R	930	MB879R	987	OA333R	360
LX556R	135, 1084	MB276R	930	MB880R	987	OA334R	360
LX558R	135, 1084	MB277R	930			OA335R	360
LX565R	134, 1084	MB278R	930	MD076	428	OA336R	360
LX574R	1085	MB279R	971	MD077	428	OA337R	360



Numerischer Index – Numerical Index OA – OM

G
I
O

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
OA338R.....	360	OF261R	348	OK741R.....	893	OL343R	999
OA340R.....	373	OF262R	348	OK742R.....	893	OL401R	978
OA351R.....	362	OF282R	356	OK745R.....	894	OL403R	978
OA357R.....	356	OF283R	356	OK794R.....	463	OL405R	979
OA358R.....	356	OF284R	356	OK795R.....	463	OL406R	979
OA359R.....	356	OF285R	356	OK900.....	598	OL407R	978
		OF288R	356			OL408R	978
OB510.....	347	OF760R	892	OL011R	165	OL409R	978
OB511.....	347	OF768R	892	OL102R	32	OL410R	978
OB512.....	347			OL104R	32	OL411R	978
OB513.....	347	OG164R.....	962	OL114R	32	OL412R	978
OB514.....	347	OG165R.....	962	OL155R	965	OL421R	979
		OG950R.....	1098	OL157R	969	OL423R	979
OC020R.....	152	OG951R.....	1098	OL160R.....	849, 963	OL425R	979
OC021R.....	152	OG960R.....	1098	OL162R	963	OL427R	979
OC022R.....	152	OG961R.....	1098	OL163R	963	OL429R	979
OC024R.....	171	OG962R.....	1098	OL164R	964	OL601R	361
OC025R.....	171	OG963R.....	1098	OL165R	849, 965	OL602R	361
OC026R.....	171	OG964R.....	1098	OL166R	965	OL603R	361
OC051R.....	168	OG969R.....	1098	OL168R	1103	OL610R	361
OC069R.....	151	OG970R.....	1098	OL170R	964	OL611R	362
OC091R.....	168	OG971R.....	1098	OL171R	964	OL612R	362
OC094R.....	168	OG972R.....	1098	OL177R	1103	OL614R	363
OC100R.....	170	OG973R.....	1098	OL179R	965	OL615R	361
OC415R.....	76	OG974R.....	1098	OL187R	1101	OL616R	361
OC430R.....	77			OL189R	515	OL617R	361
OC461R.....	49	OK093R.....	570	OL192R	960	OL619R	361
OC480R.....	48	OK365R.....	77	OL195R	1103	OL620R	362
OC482R.....	48	OK366R.....	78	OL196R	1103	OL621R	361
OC485R.....	48	OK367R.....	77	OL198R	963	OL622R	362
OC486R.....	48	OK368R.....	77	OL201R	372	OL623R	362
OC491R.....	49	OK369R.....	77	OL202R	370	OL624R	362
OC492R.....	49	OK372R.....	77	OL206R	363	OL626R	361
OC496R.....	49	OK373R.....	77	OL207R	363	OL627R	361
OC497R.....	49	OK374R.....	76	OL211R	373	OL652R	33
OC498R.....	48	OK378R.....	1038	OL212R	373	OL653R	33
OC499R.....	48	OK503R.....	900	OL219R	383	OL654R	33
OC500R.....	48	OK505R.....	899	OL220R	383	OL656R	33
		OK506R.....	899	OL221R	385	OL657R	33
OF001N.....	6	OK507R.....	899	OL294R	1001	OL670R	33
OF002N.....	6	OK508R.....	899	OL296R	1001		
OF003N.....	6	OK509R.....	899	OL298R	1001	OM010.....	14
OF004N.....	6	OK520R.....	899	OL299R	1001	OM015R	14
OF005N.....	6	OK521R.....	899	OL300R	1001	OM030R	14
OF006N.....	6	OK522R.....	899	OL301R	1001	OM044R	14
OF010N.....	6	OK525R.....	901	OL302R	1001	OM047R	15
OF031N.....	6	OK526R.....	901	OL303R	1001	OM048R	15
OF033N.....	6	OK536R.....	900	OL304R	1001	OM049R	15
OF090.....	2	OK537R.....	900	OL307R	1001	OM078R.....	5
OF237.....	1099	OK538R.....	901	OL311R	998	OM079R.....	5
OF238.....	1100	OK711R.....	892	OL314R	998	OM080R.....	5
OF239.....	1100	OK712R.....	892	OL316R	998	OM081R.....	5
OF257R.....	348	OK737R.....	894	OL341R	999	OM082R	5
OF259R.....	348	OK740R.....	893	OL342R	999	OM083R	5

Numerischer Index – Numerical Index

OM - XF

Art. Nr. Cat. No.	Seite Page						
OM084R	5	SF835	587				
OM085R	5	SF836	587				
OM086R	5						
OM087R	5	SR421R	855				
OM088R	5	SR428R	634				
OM089R	5	SR580R	721				
OM090R	5						
OM202R	4, 348	TE749R	478, 479				
OM203R	4						
OM205R	4	US100	489				
OM208R	4	US100201	489				
OM251R	378	US100202	489				
OM252R	378						
OM253R	378	VC100R	584				
OM307R	930	VC101R	584				
OM308R	930						
OM309R	960	XF830	533				
OM311R.....	961						
OM314R	961						
OM315R	961						
OM485R	185						
OM487R	351						
OM488	347						
OM489R	68						
OM602R.....	197, 678						
OM670R.....	1103						
OM671R	1094						
OM672R.....	1101						
OM680R	31						
OM681R.....	31						
OP030R	1102						
OP031R	1102						
OP130R	116						
OP151R.....	581, 704, 705						
OP152R.....	705						
OP160R	705						
OP161R	705						
OP222R	705						
OP223R	705						
OP230R	705						
OP360R	1102						
OP361R	1102						
OP362R	1102						
OP801	576						
PL561T.....	744						
PL565T.....	738						
PL566T.....	738						
PL567T.....	740						
PL568T.....	742						
SF462	587						
SF818R	587						